

	1	2	3		6	7	8
文件编号							
A							A
B							B
C							C
D							D
E							E
F							F
	1	2	3	4	5	6	8

User Manual

Vitafit Smart Body Fat Scale

Please read this User Manual carefully before using the device

技术要求：

1.ROHS

深 圳 市 森 禾 实 业 有 限 公 司 SHENZHEN SHINE INDUSTRIAL CO LTD.				过程	人员	日期
物料编号	33001060	版本	3	设计	黄浩峰	2023. 11. 2
品 名	说明书	采购单位	PCS	审核		
规格描述	3;VT蓝牙脂肪秤欧洲版;122x195mm;80g书写纸;四色印刷;28页;装钉本;3版			批准		

User Manual

Vitafit Smart Body Fat Scale

Please read this User Manual carefully before using the device

CONTENTS

01-05	English
06-10	Deutsch
11-15	Français
16-20	Español
21-25	Italiano

Warning

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children shall not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. Model of battery that appliance used is 3×AAA.
5. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
6. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
7. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
8. Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of.
9. If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries are removed.
10. The supply terminals are not to be short-circuited.
11. Take the scale, turn it over, open the battery compartment, put 3×AAA batteries according to the right polarities, then return the battery compartment cover.

VitaFit Smart Body Fat Scale

Thank you for choosing VitaFit Smart body fat Scale. This scale is your personal health assistant.

It uses bio-electrical impedance analysis(BIA) technology to offer you the data you need to keep track of your personal health; BMI(Body Mass Index), Body Fat, Body Water, Muscle Mass, Bone Mass, Protein, and much more! We sincerely hope that you enjoy using your new VitaFit scale.

Safety Cautions


1. This scale is not intended for commercial use.
2. This scale should not be used to diagnose or treat any medical condition. Consult your primary care physician before making changes to your diet, exercise plans, or physical activities.
3. **If you are pregnant, have a pacemaker, or other internal device, you should not use the body fat function of this smart scale. Please note that all data should be used as a reference and is not substitute for medical advice from a licensed healthcare professional.**
4. Check the scale before use. Do not use the scale if it is damaged in any way.
5. The glass platform is slippery when wet. Make sure the platform and your feet are dry before stepping on for measurement.

Use and Care

1. To weigh safely and accurately, stand with your feet shoulder-width apart while on the scale.
2. DO NOT strike or drop the scale.
3. DO NOT stand on the edge of the scale or jump on it.
4. DO NOT stand on the scale platform for a prolonged period of time or when not in operation.
5. DO NOT store or operate near heat sources or in humid environments.
6. Handle the scale with care, as it is a precision instrument.
7. Clean the scale with a clean and dry cloth. Avoid getting water or any other liquid inside the scale.
8. DO NOT use chemical or abrasive cleaning agents to clean the scale.
9. Keep the scale in a cool and dry environment.
10. Always keep the scale in a horizontal position, do not store vertically.
11. If the scale fails to turn on, check whether the batteries are installed correctly. Replace the batteries if necessary.
12. If an error appears on the display or if the scale does not turn off automatically, remove the batteries for over 30 seconds, then reinstall them.
13. DO NOT overload the scale (maximum weight capacity: 182 kg / 400 lb/28st).
14. DO NOT mix new and used batteries or different battery brands to power the scale.

First Time Setup


IMPORTANT! BEFORE USE: Remove the isolator tab from the battery compartment.



Operation

Weighing without VitaFit App

1. Remove the isolator tab from the battery compartment.
2. For best accuracy, place the scale on a hard and flat floor. Carpeted or uneven floors can negatively effect the accuracy.
3. The scale operates with step-on technology but needs to be calibrated automatically under following occasions.
 - A. when first time use, moving the scale or battery exchange, the scale will display scale itself weight, and appear "CAL" after around 1second, and then display "0.0" or "0.00" after around 2 seconds , now it's ready to step on to weigh normally.



- B. If step on the scale before calibration, the scale will display an wrong weight and appear "CAL" after around 1second, and then display "0.0" or "0.00" after around 2seconds.



After calibration, please step again on to weigh and get correct weight.



4. Under other occasions, please step on to weigh directly.
5. Step off the scale, the weight readings remain for several seconds. Then the scale will turn off automatically.
6. When Weighing without App, the scale only display weight data and switch the unit by press the unit button on the backside of scale.

Weighing with VitaFit App

The VitaFit Bluetooth Scale can connect with your mobile phone or Ipad via Bluetooth . The Body Weight and body fat result data will be showed at the App named "VitaFit", which is easy to download from IOS App Store or Google Play.

Download App and Register ID


Scan the QR code or Download " VitaFit" via IOS App Store or Google Play.




Register Your own ID, Then add personal data and confirm OK.

Set Special User Mode


Under these modes, we adopt zero-current technology that only measure weight and BMI.



1. If you are pregnant, have a pacemaker or other internal device, please choose Weight Only Mode for safety measurement.



2. If the user is under 2years old, put in baby's age and height, VitaFit app will automatically recognize and enter baby mode that only measure weight.



3. If the user is among 2-18years old, put in child's age and height, VitaFit app will automatically recognize and enter child mode.

Note: When measuring with VitaFit App, please switch the unit via App, the scale will keep same unit with App. Let's make more clear, the unit button on the backside of scale will be nonfunctional when the scale connected to VitaFit App.

Pairing the VitaFit Scale with your smartphone


Turn on Bluetooth® on your smartphone.

NOTE: For Android users, Location and Bluetooth® must be turned on for Android 6.0 and later.

OR ELSE THE APP DON'T GET RESULTS ACCORDING TO ANDROID REGULATIONS.



1. Tap + on the measuring page to discover the scale.



2. Step onto the scale with bare feet, then add the device named "VitaFit Body Fat".



3. Keep standing on the scale for 5-10 seconds. Pairing is successful when your final weight and body fat result appear on the VitaFit app.

Viewing Reports




1. The body measurement result divided into two part "Body composition and Body Index". Click each bar to view each part of result.




2. Click each measurement bar, you can view history data for the previous three times.



3. To view comparison bar data, click the bar under the weight section.



4. To view comparison data for a specific time, select starting date and ending date to generate the report, you can save or share your progress with friends via Facebook and Instagram by Click the "share" button on this page.



5. Click trend to view your progress history. You can select your progress for the week, month, or year.



6. To view data for a specific day, click calendar logo the top right corner of the screen.




7. To view reference data from a specific time frame, click Data Select, then select date.

Deleting Reference Data




1. To delete a reference data, click Select and select date, then click the "X".



Adding/Deleting Users and Other Setting



1. On the Measurement page, tap My Account at the bottom of the screen.





2. To add new users, click Member and select "Add a user" and then enter the new user information.



3. To delete a user, first click Edit and delete, and then confirm.

5. other setting: You can set goal weights, change weight units, select sounds, select languages, and set weighing reminder on the current page.






4. To delete the account, first click SET logo and click" Delete Account".

Connecting with Other Fitness Apps

Google Fit

1. On the page of My Account, Select Google Fit from the menu.
2. Turn on Google Fit, then sign into your Google Account. You will be automatically redirected to the Google Fit page. After successfully connecting, your measurement data will sync with Google Fit.




Note: In Android system, couldn't be allowed to Sync with Apple Health.



Apple Health




1. On the page of My Account, Select Apple Health from the menu.
2. Click Authorize and the App will authorize immediately.
3. Open the Health App on your iPhone, then tap Sources. Be sure to turn on your Bluetooth®.
4. Select VitaFit from the list.
5. Turn on all categories to allow the VitaFit app to work.

Note: In iOS system, couldn't be allowed to Sync with Google Fit.






Fitbit

1. On the page of My Account, Select Fitbit from the menu.
2. Turn on Fitbit, then sign into your Fitbit account.



3. Tap Allow to access the Fitbit app.
4. After successfully connecting, your data will sync to the Fitbit app. You will be able to view your progress both on the app as well as online.



Frequently Asked Questions

1. Why doesn't the scale turn on?
 - Check whether the batteries are properly installed.
2. Why does the data flash on the screen and then disappear?
 - The batteries are low and to be replaced.
3. Why doesn't the scale connect with the VitaFit app?
 - Make sure your phone's operating system is running on iOS 9.0+ or Android 4.3+.
 - Download and open the latest version of the VitaFit app.
 - Turn on Bluetooth® on your phone (for Android users, make sure your Location is turned on as well).
4. Why is my body fat not measured when weighing in?
 - Step on the scale with dry and bare feet, Place bare feet on the scale's conductive areas.
 - Make sure Bluetooth® is turned on.
 - Enter your personal information when creating your VitaFit account.
 - Make sure to place your feet on the scale's conductive areas.

Package Contents

Serial Number	Item	Quantity
1	Smart Body Fat Scale	1
2	1.5V AAA Battery	3
3	User Manual	1

Specifications

Capacity: Min 5 kg/11lb/0:11lb
Max 182kg/400lb/28st

Weight unit: kg/lb/st

Graduation: 0.05kg/0.1lb/0.1lb

Dimensions: 280x280x24mm or 300x300x24mm(Depended on the model)

Display: LCD or LED (Depended on the model)

Platform: Tempered glass

Batteries: 3xAAA

Warranty Information

VitaFit guarantees all products to be of the highest quality in material and craftsmanship, and provides all products with 3 years warranty effective from the date of purchase.

For more information please visit www.51vitafit.com, www.vitafit.com
Email: service@51vitafit.com

VitaFit Smart Körperfettwaage

Wir möchten Ihnen danken, dass Sie sich für die VitaFit Smart Körperfettwaage entschieden haben. Diese Waage ist Ihr persönlicher Gesundheitsassistent. Sie arbeitet mit der Technologie der bioelektrischen Impedanzanalyse (BIA), um Ihnen die Daten zu liefern, die Sie brauchen, um Ihre persönliche Gesundheit im Auge zu behalten: BMI (Body Mass Index), Körperfett, Körperwasser, Muskelmasse, Knochenmasse, Eiweiß und vieles mehr! Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer neuen VitaFit-Waage.

Sicherheitshinweise


1. Diese Waage ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.
2. Diese Waage sollte nicht für die Diagnose oder Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Konsultieren Sie Ihren Hausarzt, bevor Sie Änderungen an Ihrer Ernährung, Ihren Trainingsplänen oder Ihren körperlichen Tätigkeiten vornehmen.
3. **Wenn Sie schwanger sind, einen Herzschrittmacher oder ein anderes internes Gerät im Körper tragen, sollten Sie die Körperfettmessfunktion dieser Smart-Waage nicht verwenden. Bitte beachten Sie, dass alle Angaben nur als Referenz dienen und keinen Ersatz für eine medizinische Beratung durch einen zugelassenen Arzt darstellen.**
4. Kontrollieren Sie die Waage vor dem Gebrauch. Verwenden Sie die Waage nicht, wenn sie in irgendeiner Weise beschädigt ist.
5. Die Glasplatte ist bei Nässe rutschig. Stellen Sie sicher, dass die Platte und Ihre Füße trocken sind, bevor Sie sie zur Messung betreten.

Verwendung und Pflege

1. Um sicher und genau zu wiegen, stehen Sie mit schulterbreit auseinander stehenden Füßen auf der Waage.
2. Die Waage NICHT treten oder fallen lassen.
3. Stellen Sie sich NICHT auf die Kante der Waage und springen Sie nicht auf die Waage.
4. Stellen Sie sich NICHT über einen längeren Zeitraum oder bei Nichtbetrieb auf die Waagenplatte.
5. Lagern oder betreiben Sie die Waage NICHT in der Nähe von Wärmequellen oder in feuchten Umgebungen.
6. Behandeln Sie die Waage mit Vorsicht, da es sich um ein Präzisionsinstrument handelt.
7. Reinigen Sie die Waage mit einem sauberen und trockenen Tuch. Vermeiden Sie, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere der Waage gelangen.
8. Verwenden Sie KEINE chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel zur Reinigung der Waage.
9. Bewahren Sie die Waage in einer kühlen und trockenen Umgebung auf.
10. Bewahren Sie die Waage immer in einer horizontalen Position auf, lagern Sie sie nicht vertikal.
11. Wenn sich die Waage nicht einschalten lässt, prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt sind. Tauschen Sie die Batterien ggf. aus.
12. Wenn eine Fehlermeldung auf dem Display erscheint oder sich die Waage nicht automatisch ausschaltet, nehmen Sie die Batterien für mehr als 30 Sekunden heraus und legen Sie sie dann wieder ein.
13. Überlasten Sie die Waage NICHT (maximale Gewichtskapazität: 182 kg / 400 lb/28st).
14. Mischen Sie NICHT neue und gebrauchte Batterien oder verschiedene Batteriemarken für die Stromversorgung der Waage.

Schnellstar


WICHTIG! VOR GEBRAUCH: Entfernen Sie die Isolatorzunge aus dem Batteriefach




Betrieb

Wiegen ohne VitaFit App

1. Entfernen Sie die Isolierlasche aus dem Batteriefach.
2. Stellen Sie die Waage für die maximale Genauigkeit auf einen harten und ebenen Boden. Teppichböden oder unebene Böden können sich negativ auf die Genauigkeit auswirken.
3. Die Waage arbeitet mit Step-on-Technologie, muss aber bei folgenden Gelegenheiten automatisch kalibriert werden.
 - A. Bei der ersten Verwendung, wenn die Waage bewegt oder die Batterie ausgetauscht wird, zeigt die Waage das Eigengewicht an, und nach etwa 1 Sekunde erscheint "CAL", und nach etwa 2 Sekunden wird "0.0" oder "0.00" angezeigt, jetzt ist sie bereit, normal zu wiegen.



B. Wenn Sie vor der Kalibrierung auf die Waage treten, zeigt die Waage ein falsches Gewicht an und nach ca. 1 Sekunde erscheint "CAL", und nach ca. 2 Sekunden wird "0.0" oder "0.00" angezeigt.



Nach der Kalibrierung treten Sie bitte erneut auf die Waage, um das korrekte Gewicht zu erhalten.



4. Bei anderen Situationen treten Sie bitte direkt auf die Waage.
5. Wenn Sie von der Waage absteigen, bleiben die Gewichtswerte für einige Sekunden stehen. Dann schaltet sich die Waage automatisch aus.
6. Wenn Sie ohne App wiegen, Die Waage zeigt nur Gewichtsdaten an und schalten Sie das Gerät um, indem Sie die Gerätetaste auf der Rückseite der Waage drücken.

Wiegen mit der VitaFit App

Die VitaFit Bluetooth-Waage kann sich über Bluetooth mit Ihrem Mobiltelefon oder iPad verbinden. Die Ergebnisdaten des Körpergewichts und des Körperfetts werden in der App "VitaFit" angezeigt, die Sie einfach im iOS App Store oder bei Google Play herunterladen können.

App herunterladen und ID registrieren

Scannen Sie den QR Code oder downloaden Sie die „VitaFit“ App aus dem iOS App Store oder dem Google Play Store



Registrieren Sie Ihre eigene ID, Fügen Sie dann Ihre persönlichen Daten hinzu und bestätigen Sie mit OK.

Log In

Sign Up

Email

Enter Email Address

Password

Enter Password

☐ Agree to our Policy and Terms of Use


Log In

Forgot your password?


Log in with other account

Festlegen des Speziellen Benutzermodus


In diesen Modi verwenden wir eine Nullstromtechnologie, die nur Gewicht und BMI misst.



1. Wenn Sie schwanger sind, einen Herzschrittmacher oder ein anderes internes Gerät haben, wählen Sie bitte den Gewichtsmodus für die Sicherheitsmessung.



2. Wenn der Benutzer unter 2 Jahre alt ist, gibt die VitaFit App das Alter und die Größe des Babys an und wechselt automatisch in den Babymodus, der nur das Gewicht misst.



3. Wenn der Benutzer unter 2-18 Jahre alt ist, geben Sie Alter und Größe des Kindes ein, VitaFit App erkennt automatisch und wechselt in den Kindermodus.


Hinweis: Wenn Sie mit der VitaFit App Messungen durchführen, schalten Sie bitte die Einheit über die App um, die Waage verwendet dann die gleiche Einheit wie die App. Die Taste für die Einheit auf der Rückseite der Waage ist nicht funktionsfähig, wenn die Waage mit der VitaFit App verbunden ist.

VitaFit Waage mit Ihrem Smartphone koppeln


Schalten Sie Bluetooth® auf Ihrem Smartphone ein.
HINWEIS: Bei Android-Benutzern müssen Standort und Bluetooth® bei Android 6.0 und höher eingeschaltet sein.
ANDERNFALLS ERHÄLT DIE APP KEINE ERGEBNISSE GEMÄSS ANDROID-VORSCHRIFTEN.



1. Tippen Sie auf der Messseite auf +, um die Waage zu finden.



2. Stellen Sie sich barfuß auf die Waage und fügen Sie dann das Gerät "VitaFit Body Fat" hinzu.



3. Bleiben Sie für 5-10 Sekunden auf der Waage stehen. Die Gerätekopplung ist erfolgreich, wenn Ihr endgültiges Gewicht und Ihr Körperfettergebnis in der VitaFit-App angezeigt werden.


Berichte anzeigen




1. Das Ergebnis der Körpermessung ist in zwei Teile unterteilt: "Körperzusammensetzung und BMI". Klicken Sie auf jeden Balken, um jeden Teil des Ergebnisses anzuzeigen.



2. Wenn Sie auf jeden Messbalken klicken, können Sie die Verlaufsdaten der letzten drei Messungen anzeigen.



3. Klicken Sie auf die Leiste unter dem Abschnitt "Gewicht", um die Vergleichsdaten anzuzeigen.



4. Um Vergleichsdaten für eine bestimmte Zeit zu sehen, wählen Sie Start- und Enddatum, um den Bericht zu generieren. Sie können Ihren Fortschritt speichern oder mit Freunden über Facebook und Instagram teilen, indem Sie auf die Schaltfläche "Teilen" auf dieser Seite klicken.



5. Klicken Sie auf Trend, um Ihren Fortschrittsverlauf anzuzeigen. Sie können Ihren Fortschritt für die Woche, den Monat oder das Jahr auswählen.



6. Um Daten für einen bestimmten Tag anzuzeigen, klicken Sie auf Kalenderlogo in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.



7. Um Referenzdaten eines bestimmten Zeitraums anzuzeigen, klicken Sie auf Datenauswahl und wählen dann das Datum.

Löschen von Referenzdaten




1. Um Referenzdaten zu löschen, klicken Sie auf Auswählen und wählen Sie das Datum aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "X".



Hinzufügen/Löschen von Benutzern und andere Einstellungen





1. Um neue Benutzer hinzuzufügen, klicken Sie auf "Mitglied", wählen Sie "Benutzer hinzufügen" und geben Sie dann die neuen Benutzerinformationen ein.



2. Um neue Benutzer anzulegen, klicken Sie auf "Mitglied" und wählen Sie "Benutzer hinzufügen" und dann können Sie die Informationen eingeben.



3. Um einen Benutzer zu löschen, klicken Sie zunächst auf Bearbeiten und Löschen und bestätigen Sie den Vorgang.



4. Um das Konto zu löschen, klicken Sie zuerst auf das SET-Logo und dann auf "Konto löschen".




5. Andere Einstellung: Sie können Zielgewichte festlegen, Gewichtseinheiten ändern, Sounds auswählen, Sprachen auswählen und eine Wiegeerinnerung auf der aktuellen Seite einstellen.

Verbinden mit anderen Fitness Apps

Google Fit

1. Wählen Sie auf der Seite Mein Konto die Option Google Fit aus dem Menü.
2. Schalten Sie Ihr Google Fit ein und melden Sie sich dann bei Ihrem Google-Konto an. Sie werden automatisch auf die Google Fit-Seite weitergeleitet. Nach erfolgreicher Verbindung werden Ihre Gewichtsdaten mit Google synchronisiert.




Hinweis: Im Android-System konnte die Synchronisierung mit Apple Health nicht zugelassen werden.



Apple Health




1. Wählen Sie auf der Seite "Mein Konto" "Apple Health" aus.
2. Klicken Sie auf Autorisieren und die App autorisiert den Vorgang sofort.
3. Öffnen Sie die Health App auf Ihrem iPhone und tippen Sie dann auf Sources. Achten Sie darauf, Ihr Bluetooth® einzuschalten.
4. Wählen Sie Vitafit aus der Liste aus.
5. Schalten Sie alle Kategorien ein, damit die Vitafit App funktionieren kann.

Hinweis: Im iOS-System konnte die Synchronisierung mit Google Fit nicht zugelassen werden.






Fitbit

1. Wählen Sie auf der Seite "Mein Konto" die Option Fitbit aus dem Menü.
2. Schalten Sie Fitbit ein und melden Sie sich dann bei Ihrem Fitbit-Konto an.



3. Tippen Sie auf Zulassen, um auf die Fitbit-App zuzugreifen.
4. Nach erfolgreicher Verbindung werden Ihre Daten mit der Fitbit-App synchronisiert. Sie können Ihren Fortschritt sowohl in der App als auch online anzeigen.



Häufig gestellte Fragen

1. Warum schaltet sich die Waage nicht ein?
 - Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt sind.
2. Warum blinken die Daten auf dem Bildschirm und verschwinden dann?
 - Die Batterien sind schwach und müssen ersetzt werden.
3. Warum verbindet sich die Waage nicht mit der VitaFit App?
 - Stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem Ihres Telefons auf iOS 9.0+ oder Android 4.3+ läuft.
 - Laden Sie die neueste Version der VitaFit-App herunter und öffnen Sie sie.
 - Schalten Sie Bluetooth® auf Ihrem Telefon ein (Android-Benutzer müssen sicherstellen, dass die Standortbestimmung ebenfalls eingeschaltet ist).
4. Warum wird mein Körperfett beim Wiegen nicht gemessen?
 - Betreten Sie die Waage mit trockenen und bloßen Füßen, Stellen Sie sich barfuß auf die leitfähigen Bereiche der Waage.
 - Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth® eingeschaltet ist.
 - Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein, wenn Sie Ihr VitaFit-Konto erstellen.
 - Achten Sie darauf, Ihre Füße auf die leitfähigen Bereiche der Waage zu stellen.

Paketinhalt

Laufende Nummer	Artikel	Menge
1	Smart Körperfettwaage	1
2	1.5V AAA Batterie	3
3	Benutzerhandbuch	1

Spezifikationen

Gewichtskapazität: Min 5 kg/11lb/0:11lb
 Max 182kg/400lb/28st
 Gewichtseinheit: kg/lb/st
 Abstufung: 0.05kg/0.1lb/0.1lb
 Abmessungen: 280x280x24mm or 300x300x24mm (Abhängig vom Modell)
 Anzeige: LCD oder LED (Abhängig vom Modell)
 Standfläche: Gehärtetes Glas
 Batterien: 3xAAA

Garantieinformationen

VitaFit garantiert, dass alle Produkte von höchster Qualität in Bezug auf Material und Verarbeitung sind, und gewährt auf alle Produkte eine Garantie von 3 Jahren ab Kaufdatum.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.51vitaFit.com, www.vitaFit.com
 E-Mail: service@51vitaFit.com