



Note:

1. If the screen displays "E1", Pressure Speed is too slow or the gas circuit leaks too fast
2. If the screen displays "E2", Arm pressure over 300mmHg or measuring time over 180S
3. If the screen displays "E3", Can't detect the pulse signal during the measuring or measurement result is wrong.
4. If the heart rate indicator is always on the screen, it indicates the user's heart rate is abnormal.

Remarque :

1. Si E1 s'affiche sur l'écran, La vitesse sous pression est trop lent ou la fuite de gaz trop rapide
2. Si E2 s'affiche sur l'écran, La pression de la bande de bras dépasse 300mmHg ou le mesure est plus de 180S
3. Si E3 s'affiche sur l'écran, Le poule n'est pas détecté au cours de mesure ou les résultats de mesure sont faux
4. Après la mesure de la tension artérielle terminée, si l'icône de fréquence cardiaque s'affiche sur l'écran et reste claire, cela indique l'arythmie de ce utilisateur.

Nota:

1. Si "E1" aparece en la pantalla, La velocidad de aumentar la presión es demasiado lenta o la velocidad de la fuga es demasiado rápida.
2. Si "E2" aparece en la pantalla, La presión del brazo excede 300 mmHg o el tiempo de medición es más de 180S.
3. Si "E3" aparece en la pantalla, Durante la medición no se puede detectar el pulso o el resultado de medición es erróneo.
4. Cuando la medición se ha completado, el icono de la frecuencia cardíaca aparece en la pantalla y mantiene relucido, indica que el usuario tiene la arritmia.

注意 :

1. 画面に「E1」を表示されたら、圧縮速度が遅すぎ、或いはガス漏れのスピードが遅すぎます。
2. 画面に「E2」を表示されたら、腕帯圧力が300mmHgを超え、あるいは測定時間が180Sより多くなります。
3. 画面に「E3」を表示されたら、測定プロセスは、パルス信号を検出できなく、あるいは測定結果にはエラーが存在します。