

N Ū F A C E + M I N I N I

Petite Facial Toning Device

USER MANUAL ENSURE YOUR BEST RESULTS!

DESCRIPTION 'Petite Facial Toning Device'

DESCRIPCIÓN 'Pequeño dispositivo de tonificación facial'

'USER MANUAL ENSURE YOUR BEST RESULTS'

'MANUAL DEL USUARIO ¡OBTENGA LOS MEJORES RESULTADOS!'

ENGLISH	ESPAÑOL
TABLE OF CONTENTS	TABLA DE CONTENIDO
GETTING TO KNOW YOUR DEVICE	CONOCIENDO SU DISPOSITIVO
WELCOME	BIENVENIDO
IMPORTANT INFORMATION	INFORMACIÓN IMPORTANTE
CONTRAINDICATIONS FOR USE	CONTRAINDICACIONES DE USO
WARNINGS	ADVERTENCIAS
PRECAUTIONS	PRECAUCIONES
GETTING STARTED	CÓMO EMPEZAR
HOW TO USE YOUR Mini DEVICE	CÓMO UTILIZAR SU DISPOSITIVO Mini
TREATMENT FREQUENCY	FRECUENCIA DE TRATAMIENTO
RESULTS	RESULTADOS
CARING FOR YOUR Mini DEVICE	CUIDADOS DE SU DISPOSITIVO Mini
WARRANTY	GARANTÍA
SYMBOLS	SÍMBOLOS
GENERAL SPECIFICATIONS	ESPECIFICACIONES GENERALES

CONOCIENDO SU DISPOSITIVO



- 1) Spheres (electrodes)
- 2) Intensity Level Indicator
- 3) Dual Function Power Button: ON/OFF + Intensity Control Up/Down
- 4) NuFACE Microcurrent Gel 1.69 fl oz / 50 mL



ESPAÑOL
1. Esferas (electrodos)
2. Indicador de nivel de intensidad
3. Botón de encendido doble función: ENCENDIDO/APAGADO + Control de intensidad Arriba/Abajo
4. NuFACE Cloud Gel 1.69 fl oz / 50 mL

ENGLISH	ESPAÑOL
<p>WELCOME TO NuFACE®</p> <p>Congratulations on receiving your Mini Device!</p>	<p>BIENVENIDO A NuFACE®</p> <p>¡Felicitaciones por recibir su Mini Dispositivo!</p>
<p>We're excited that you'll now be able to enjoy the powerful benefits of a 5-Minute Facial-Lift® — anytime, anywhere.</p>	<p>Nos complace saber que a partir de ahora podrá disfrutar de los poderosos beneficios de un 5-Minute Facial-Lift® en cualquier momento, en cualquier lugar.</p>
<p>Mini's results are both instant and cumulative, so don't forget to track your progress. We recommend taking before and after photos and sharing your results by tagging us at @MyNuFACE so we can follow in your skincare journey.</p>	<p>Los resultados del Mini son instantáneos y acumulativos, por lo que no olvide de hacer un seguimiento de su progreso. Recomendamos tomar fotos antes y después y compartir sus resultados etiquetándonos en @MyNuFACE para que podamos acompañarle en el cuidado de su piel.</p>
<p>Have an uplifting day, Your NuFACE Family</p>	<p>¡Que tenga un día tonificante! Su familia NuFACE</p>

ENGLISH	ESPAÑOL
INTENDED USE	USO PREVISTO
The NuFACE Mini Device is intended for facial and neck stimulation and is indicated for over-the-counter cosmetic use.	El dispositivo NuFACE Mini está diseñado para la estimulación del rostro y del cuello y está indicado para uso cosmético sin receta.
IMPORTANT INFORMATION	INFORMACIÓN IMPORTANTE
<ul style="list-style-type: none"> • Use the Mini Device only as described within this User Manual. The risks and dangers of using the Mini Device in any way that does not follow this User Manual might be unknown. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice el dispositivo Mini solo como se describe en este Manual del usuario. Se desconocen los riesgos y peligros de usar el dispositivo Mini de cualquier otro modo diferente al consignado en este manual.
<ul style="list-style-type: none"> • Your NuFACE Mini Device has two unique serial number located on the bottom of the device. Record your serial number and register your device online at www.MyNuFACE.com. A registration link can be found at the bottom of the webpage. 	<ul style="list-style-type: none"> • Su dispositivo Mini NuFACE tiene dos números de serie únicos ubicados en la parte inferior del mismo. Tome nota de su número de serie y registre su dispositivo en línea en www.MyNuFACE.com. Encontrará un enlace de registro en la parte inferior de la página web.
CONTRAINDICATIONS FOR USE	CONTRAINDICACIONES PARA EL USO
<ul style="list-style-type: none"> • Do not use this device if you have a history of epilepsy or seizures. 	<ul style="list-style-type: none"> • No use este dispositivo si tiene antecedentes de epilepsia o convulsiones.
<ul style="list-style-type: none"> • Do not use if you have had recent surgery or other surgical procedures. 	<ul style="list-style-type: none"> • No lo use si ha tenido una cirugía reciente u otros procedimientos quirúrgicos.
<ul style="list-style-type: none"> • Do not use if you have an electronic implanted device such as a defibrillator, neurostimulator, 	<ul style="list-style-type: none"> • No lo use si tiene un dispositivo electrónico implantado, como un desfibrilador, neuroestimulador,
pacemaker, or ECG Monitor. If you use a body-worn medical device, such as an insulin pump,	marcapasos o monitor de ECG. Si usa un dispositivo médico en el cuerpo, tal como una bomba de insulina,
consult your healthcare provider.	consulte a su médico.
<ul style="list-style-type: none"> • Do not use if you have any active cancer or over any suspicious or cancerous lesion. 	<ul style="list-style-type: none"> • No lo use si tiene algún cáncer activo o sobre cualquier lesión sospechosa o cancerosa.
<ul style="list-style-type: none"> • Do not use if you are pregnant. The safety of electrical stimulation during pregnancy has not 	<ul style="list-style-type: none"> • No lo use si está embarazada. No se ha probado la seguridad de la estimulación eléctrica
been established.	durante el embarazo.

• Do not use on infants and children under the age of 18.	• No lo use en bebés y menores de 18 años.
*Consult your healthcare provider if any of the contraindications above apply to you.	* Consulte a su médico si se aplica a su caso alguna de las contraindicaciones anteriores.
WARNINGS	ADVERTENCIAS
• If you are under the care of a physician, consult your physician before using this device.	• Si está bajo el cuidado de un médico, consúltelo antes de usar este dispositivo.
• Discontinue using the device and consult your healthcare provider if you experience an adverse reaction from using the device.	• Deje de usar el dispositivo y consulte a su médico si experimenta una reacción adversa al utilizarlo.
• Apply stimulation only to normal, intact, clean, healthy skin. Do not use over swollen, infected, or inflamed areas or skin eruptions, e.g., phlebitis, thrombophlebitis, broken capillaries, varicose veins, etc.	• Aplique estimulación solo a la piel normal, sin lesiones, limpia y saludable. No lo use sobre áreas de piel hinchadas, infectadas, inflamadas o sobre erupciones cutáneas tales como flebitis, tromboflebitis, capilares rotos, várices, etc.
• Consult your healthcare provider before use if you have any underlying skin conditions.	• Consulte a su médico antes de usar el dispositivo si tiene alguna afección cutánea subyacente.
• The product may not be safe for use on the neck in individuals with a known history of carotid artery disease, stroke or transient ischemic attack (TIA), carotid stenosis, unstable blood pressure, easy fainting, thyroid disease, or prior surgical procedures in the neck area.	• El producto puede no ser seguro para usar en el cuello en personas con antecedentes conocidos de enfermedad de la arteria carótida, accidente cerebrovascular o ataque isquémico transitorio (AIT), estenosis carotídea, presión arterial inestable, desmayos fáciles, enfermedad de la tiroides o procedimientos quirúrgicos previos en el área del cuello.
• Do not use in the eye area (circular muscle within the orbital rim), on the temples, the breast or groin area.	• No lo use en el área de los ojos (músculo circular dentro del borde orbital), en las sienes, los senos o en el área de la ingle.

<ul style="list-style-type: none"> • Do not apply stimulation across your chest as the introduction of electrical current into the chest 	<ul style="list-style-type: none"> • No aplique estimulación en su pecho ya que la introducción de corriente eléctrica en el pecho
<p>may cause rhythmic disturbances to your heart, which could be lethal.</p>	<p>puede causar alteraciones rítmicas en su corazón, las que podrían ser letales.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Do not use while driving, operating machinery or during any activity in which involuntary muscle 	<ul style="list-style-type: none"> • No lo use mientras conduce, maneja maquinaria o durante cualquier actividad en la cual la contracción involuntaria de los músculos
<p>contractions may put the user or the public at unnecessary risk of injury.</p>	<p>podrían poner al usuario o al público en un riesgo innecesario de lesiones.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Never operate the device if it's not functioning normally, or not operating properly due to damage 	<ul style="list-style-type: none"> • Nunca opere el dispositivo si no funciona normalmente o si no opera correctamente debido a daños
<p>caused by dropping or accidental submersion in water.</p>	<p>causados por caídas o inmersión accidental en agua.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Never drop or insert any object into any openings on the device. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura del dispositivo.
<ul style="list-style-type: none"> • Use of controls or adjustments, or the performance of procedures other than those specified 	<ul style="list-style-type: none"> • El uso de controles o ajustes, o la realización de procedimientos distintos a los especificados
<p>herein, may result in injury.</p>	<p>en este manual puede causar daños.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Avoid applying excessive pressure when using the device on the anterior neck. 	<ul style="list-style-type: none"> • Evite aplicar una presión excesiva al usar el dispositivo en la porción anterior del cuello.
<ul style="list-style-type: none"> • If you experience any discomfort or any difficulty breathing or swallowing 	<ul style="list-style-type: none"> • Si siente alguna molestia o dificultad para respirar o tragar
<p>occurring from application of the device to the neck, discontinue use.</p>	<p>al momento de aplicar el dispositivo en el cuello, suspenda su uso.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • If you do experience symptoms of hypotension (dizziness or 	<ul style="list-style-type: none"> • Si experimenta síntomas de hipotensión (mareos o
<p>lightheadedness) while using the device, discontinue use.</p>	<p>aturdimiento) mientras usa el dispositivo, interrumpa su uso.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Keep all electrical appliances (including the Mini Device) away from water 	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenga todos los electrodomésticos (incluido el dispositivo Mini) lejos del agua

(including baths, showers, and sinks).	(incluidos baños, duchas y lavabos).
• Care should be taken to minimize treatment directly over the midline	• Debe tener cuidado de minimizar el tratamiento directamente sobre la línea media
of the neck, specifically avoiding the thyroid.	del cuello, evitando específicamente la tiroides.
• If the device begins to overheat, turn the device OFF immediately.	• Si el dispositivo comienza a sobrecalentarse, apáguelo inmediatamente.
• Do not apply stimulation over painful areas. If you have painful areas,	• No aplique estimulación sobre áreas dolorosas. Si tiene áreas dolorosas,
you should consult with your healthcare provider before using this device.	debe consultar con su médico antes de usar este dispositivo.
• Use of accessories, transducers and cables other than those specified,	• El uso de accesorios, transductores y cables distintos a los especificados,
with the exception of transducers and cables sold by the manufacturer of the	con la excepción de los vendidos por el fabricante del
Mini Device as replacement parts for internal components, may result in	dispositivo Mini como piezas de repuesto para componentes internos, puede resultar en un
increased emissions or decreased immunity of the system.	aumento de emisiones o una disminución de la seguridad del sistema.
	

	No use cerca de la glándula tiroidea
WARNINGS (CONTINUED)	ADVERTENCIAS (CONTINUACIÓN)
<ul style="list-style-type: none"> • Do not operate Mini Device in the presence of electronic monitoring equipment (e.g., heart monitors, heart tracing or in close proximity (e.g. 1 m) to shortwave, microwave or electromagnetic therapy equipment as it may cause the medical equipment to malfunction. Such equipment may produce instability in Mini Device output and cause burns at the stimulation site. 	<ul style="list-style-type: none"> • No opere el dispositivo Mini en presencia de equipos de monitoreo electrónico (por ej., monitores cardiacos, electrocardiógrafos o equipos de terapia que utilicen ondas cortas (ej. 1m), microondas u ondas electromagnéticas ya que pueden afectar el funcionamiento de los equipos médicos. Tales equipos pueden producir inestabilidad en la salida del dispositivo Mini y causar quemaduras en el sitio de estimulación.
<ul style="list-style-type: none"> • Do not apply stimulation while bathing or showering. 	<ul style="list-style-type: none"> • No aplique estimulación mientras se baña o se ducha.
<ul style="list-style-type: none"> • Do not use this device when there is a tendency to bleed following acute injury or breaks in bones. 	<ul style="list-style-type: none"> • No use este dispositivo cuando haya tendencia a sangrar a causa de una lesión aguda o fracturas en los huesos.
<ul style="list-style-type: none"> • Do not apply stimulation over areas of skin that lack normal sensation. 	<ul style="list-style-type: none"> • No aplique estimulación sobre áreas de la piel que carecen de sensación normal.
<ul style="list-style-type: none"> • Device should not be used at extreme temperatures. 	<ul style="list-style-type: none"> • El dispositivo no debe usarse a temperaturas extremas.
<ul style="list-style-type: none"> • Keep this device out of the reach of children and pets. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños y las mascotas.
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Consult your healthcare provider before treatment if you suspect or have a neuromuscular disorder.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Consulte a su médico antes del tratamiento si sospecha o tiene un trastorno neuromuscular.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Consult your healthcare provider before use if you have a spinal cord injury.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Consulte a su médico antes de usar si tiene una lesión en la médula espinal.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>If you experience a constant headache and/or painful sensations during or following the use of the device, you should stop using the device and consult your physician.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Si experimenta un dolor de cabeza constante y/o sensaciones dolorosas durante o después del uso del dispositivo, suspenda su uso y consulte a su médico.</i>

<ul style="list-style-type: none"> • Discontinue using the device immediately if you suspect the device to be malfunctioning, or not operating properly. Return the device to NuFACE for examination. 	<ul style="list-style-type: none"> • Suspenda el uso del dispositivo de inmediato si sospecha que no opera o funciona correctamente. Devuelva el dispositivo a NuFACE para su inspección.
<ul style="list-style-type: none"> • Do not disassemble the device as this may cause damage, malfunction, electrical shock, fire or injury. There are no user-serviceable parts inside. Note: Disassembly voids the warranty. 	<ul style="list-style-type: none"> • No desarme el dispositivo ya que esto puede causar daños, mal funcionamiento, descarga eléctrica, incendio o daños. No hay ninguna pieza interior que pueda ser reparada por el usuario. Nota: el desmontaje anula la garantía.
PRECAUTIONS	PRECAUCIONES
The NuFACE Mini Device is designed for cosmetic use only and for individuals in good health.	El dispositivo NuFACE Mini está diseñado solo para uso cosmético y de personas con buena salud.
If this is not the case for you, please consult your healthcare provider before use.	Si este no es su caso, consulte a su médico antes de usarlo.
<ul style="list-style-type: none"> • The long-term effects of transcutaneous electrical stimulators are unknown. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se desconocen los efectos a largo plazo de los estimuladores eléctricos transcutáneos.
<ul style="list-style-type: none"> • If you have suspected or diagnosed heart disease, you should follow precautions recommended by your healthcare provider. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si sospecha o padece una enfermedad cardíaca, debe seguir las recomendaciones de su médico.
<ul style="list-style-type: none"> • Some users may experience skin irritation or hypersensitivity due to the electrical stimulation or conductive Gel. Irritation can usually be reduced by using an alternate NuFACE conductive medium. 	<ul style="list-style-type: none"> • Algunos usuarios pueden experimentar irritación de la piel o hipersensibilidad debido a la estimulación eléctrica o al gel conductor. La irritación generalmente se puede reducir mediante el uso de un medio conductor alternativo de NuFACE.
<ul style="list-style-type: none"> • Skin irritation and burns beneath the electrodes have been reported with the use of other powered muscle stimulators. If you experience skin irritation or burning, discontinue use immediately. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha informado de irritación de la piel y quemaduras debajo de los electrodos con el uso de otros estimuladores eléctricos de los músculos. Si experimenta irritación o ardor en la piel, suspenda su uso inmediatamente.
<ul style="list-style-type: none"> • If using the Mini Device causes persistent pain or discomfort, discontinue use immediately. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si la utilización del dispositivo Mini causa dolor o molestias persistentes, suspenda inmediatamente su uso.

<ul style="list-style-type: none"> • A slight tingling sensation may occur while using the Mini Device. Lowering the intensity may reduce or eliminate this sensation. 	<ul style="list-style-type: none"> • Puede producirse una leve sensación de hormigueo al usar el dispositivo Mini. Disminuir la intensidad puede reducir o eliminar esta sensación.
<ul style="list-style-type: none"> • There may be a perception of flashing lights during the use of your Mini Device, resulting from the stimulation of the eye area. If you notice this condition constantly without the use of your device, consult your healthcare provider. 	<ul style="list-style-type: none"> • Puede percibir luces intermitentes durante el uso de su dispositivo Mini como resultado de la estimulación del área de los ojos. Si nota esta condición de manera constante sin usar el dispositivo, consulte a su médico.
<ul style="list-style-type: none"> • Some users may experience a metallic taste in their mouth during the use of your device, resulting from stimulation and varying sensitivity around the mouth. If you notice this condition constantly without the use of your device, consult your healthcare provider. 	<ul style="list-style-type: none"> • Algunos usuarios pueden experimentar un sabor metálico en la boca durante el uso de su dispositivo, debido a la estimulación y a la variación de sensibilidad alrededor de la boca. Si nota esta condición de manera constante sin usar el dispositivo, consulte a su médico.
<ul style="list-style-type: none"> • The battery of the device is not removable by the user. If the device is to be disposed of, do not put into a fire. Dispose of the device per local regulations. 	<ul style="list-style-type: none"> • La batería del dispositivo no puede ser extraída por el usuario. Si desecha el dispositivo, no lo arroje al fuego. Deseche el dispositivo según las normativas locales.
<ul style="list-style-type: none"> • Inspect the device and do not use the device if you see any signs of internal battery leaks. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeccione el dispositivo y no lo use si observa signos de fugas en la batería interna.
<ul style="list-style-type: none"> • The Mini Device is intended to be stored and used at room temperature. Do not store Mini Device in the sun or on a hot surface. High temperatures may be damaging. The device should be operated, 	<ul style="list-style-type: none"> • El dispositivo Mini está diseñado para ser almacenado y utilizado a temperatura ambiente. No almacene el dispositivo Mini al sol o sobre una superficie caliente. Las altas temperaturas pueden ser perjudiciales. El dispositivo debe ser operado,
<ul style="list-style-type: none"> transported and stored in the manner specified in this manual. Failure to use and maintain the device in accordance with the instructions outlined in this manual will void the warranty. 	<ul style="list-style-type: none"> transportado y almacenado de la manera especificada en este manual. No usar y mantener el dispositivo de acuerdo con las instrucciones descritas en este manual anulará la garantía.

<ul style="list-style-type: none"> • Only use the power adapter provided with the Mini Device. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice únicamente el adaptador de corriente provisto con el dispositivo Mini.
<ul style="list-style-type: none"> • The NuFACE Mini Device is intended for cosmetic use on the face as described. Any consequence 	<ul style="list-style-type: none"> • El dispositivo NuFACE Mini está diseñado para su uso cosmético en el rostro tal como se describe. Cualquier consecuencia
<p>resulting from misuse, application to other parts of the body or face, connection to improper voltage</p>	<p>resultante del mal uso, aplicación a otras partes del cuerpo o rostro, conexión a un voltaje incorrecto,</p>
<p>sources, dirty spheres, expired on non-NuFACE conductive alternative, or any other improper</p>	<p>esferas sucias, gel conductor vencido o no provisto por NuFACE, o cualquier otro uso</p>
<p>application is neither the responsibility of NuFACE nor its affiliates.</p>	<p>inapropiado, no es responsabilidad de NuFACE ni de sus afiliados.</p>
GETTING STARTED	CÓMO EMPEZAR
FOLLOW THESE IMPORTANT STEPS BEFORE USING YOUR NEW DEVICE.	ES IMPORTANTE QUE SIGA ESTOS PASOS ANTES DE USAR SU NUEVO DISPOSITIVO.
1) Remove your Mini Device and power adapter from the box.	1) Retire su dispositivo Mini y el adaptador de corriente de la caja.
2) Connect the power adapter to the device and plug into the wall outlet, safely away from any	2) Para cargar su dispositivo, conecte el adaptador de corriente al dispositivo y enchúfelo a la toma de corriente, lejos de cualquier
source of water, to charge your device. Note: The Mini Device will not turn on when it is charging.	fuelle de agua. Nota: el dispositivo Mini no se encenderá mientras se esté cargando.
3) Place your Mini Device on a counter or table top, away from any source of water.	3) Coloque su dispositivo Mini sobre una superficie plana, lejos de cualquier fuente de agua.
4) Important: Charge your Mini Device for 12 hours before the first use.	4) Importante: antes de usarlo por primera vez, cargue su dispositivo Mini durante 12 horas.
The lights will increasingly illuminate, indicating that your device is charging. All the lights will stay	Las luces irán encendiéndose progresivamente, lo que indica que su dispositivo se está cargando. Todas las luces permanecerán

illuminated when device is fully charged.	encendidas cuando el dispositivo está completamente cargado.																								
5) Important: Test your skin to make sure you are not sensitive to the NuFACE Gel Primer.	5) Importante: realice una prueba en su piel para asegurarse de que no es sensible al producto NuFACE Gel Primer.																								
To do so, rub a dime-sized amount of primer on your forearm and leave for 15-30 minutes before	Para hacerlo, frote una pequeña cantidad del tamaño de una moneda de diez centavos de gel en su antebrazo y déjela por 15-30 minutos antes																								
washing it off. If an allergic reaction (rash, redness, etc) develops, immediately contact NuFACE	de enjuagar. Si se desarrolla una reacción alérgica (erupción cutánea, enrojecimiento, etc.), comuníquese inmediatamente con NuFACE																								
for recommendations on alternative NuFACE formulas. You should not initiate treatment with the	para recibir recomendaciones sobre fórmulas alternativas de NuFACE. No debe iniciar el tratamiento con el																								
Mini Device until your reaction to the primer has been resolved.	dispositivo Mini hasta que su reacción al gel no haya desaparecido.																								
6) Remember to take a before photo of your cleansed face in a well-lit room. After your first treatment, take an after photo and repeat the process in the same well-lit room every 4 weeks to track your results.	6) Recuerde tomar una foto de su cara limpia antes de iniciar el tratamiento en una habitación bien iluminada. Después de su primer tratamiento, tome una fotografía posterior y repita el proceso en la misma habitación bien iluminada cada 4 semanas para realizar un seguimiento de sus resultados.																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DEVICE SOUND</th> <th>INDICATES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ascending Beeps</td> <td>Powered ON</td> </tr> <tr> <td>Descending Beeps</td> <td>Powered OFF</td> </tr> <tr> <td>Single Beep</td> <td>Intensity Adjusted</td> </tr> <tr> <td>Dual-Tone Beep</td> <td>End of Glide Interval</td> </tr> <tr> <td>Low Tone Beep</td> <td>Battery Needs To Be Charged</td> </tr> </tbody> </table>	DEVICE SOUND	INDICATES	Ascending Beeps	Powered ON	Descending Beeps	Powered OFF	Single Beep	Intensity Adjusted	Dual-Tone Beep	End of Glide Interval	Low Tone Beep	Battery Needs To Be Charged	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SONIDOS DEL DISPOSITIVO</th> <th>INDICAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pitidos ascendentes</td> <td>Encendido</td> </tr> <tr> <td>Pitidos descendentes</td> <td>Apagado</td> </tr> <tr> <td>Pitido simple</td> <td>Intensidad ajustada</td> </tr> <tr> <td>Pitido de doble tono</td> <td>Fin del intervalo de deslizamiento</td> </tr> <tr> <td>Pitido de tono bajo</td> <td>La batería necesita ser cargada</td> </tr> </tbody> </table>	SONIDOS DEL DISPOSITIVO	INDICAN	Pitidos ascendentes	Encendido	Pitidos descendentes	Apagado	Pitido simple	Intensidad ajustada	Pitido de doble tono	Fin del intervalo de deslizamiento	Pitido de tono bajo	La batería necesita ser cargada
DEVICE SOUND	INDICATES																								
Ascending Beeps	Powered ON																								
Descending Beeps	Powered OFF																								
Single Beep	Intensity Adjusted																								
Dual-Tone Beep	End of Glide Interval																								
Low Tone Beep	Battery Needs To Be Charged																								
SONIDOS DEL DISPOSITIVO	INDICAN																								
Pitidos ascendentes	Encendido																								
Pitidos descendentes	Apagado																								
Pitido simple	Intensidad ajustada																								
Pitido de doble tono	Fin del intervalo de deslizamiento																								
Pitido de tono bajo	La batería necesita ser cargada																								

NuFACE MICROCURRENT Gel Primer	NuFACE MICROCURRENT Gel Primer
The essential first step to your microcurrent treatment to ensure optimal results.	Es el primer paso, fundamental para asegurar un óptimo resultado de su tratamiento de microcorriente.
Important: Always apply Gel Primer when using the Mini Device. Refer to packaging for use by date.	Importante: siempre aplique el Gel Primer cuando use el dispositivo Mini. Consulte el embalaje para verificar la fecha.
TREATMENT AREAS	ÁREAS DE TRATAMIENTO
The Mini Device is designed to stimulate large surface areas of the face and neck, such as the jawline,	El dispositivo Mini está diseñado para estimular grandes áreas de superficie del rostro y el cuello, como la línea de la mandíbula,
cheekbones and forehead. Avoid applying the device to the midline of the neck. Follow instructions	pómulos y frente. Evite aplicar el dispositivo a la línea media del cuello. Siga las siguientes Instrucciones
below for best results, and refer to your Quick Start for more detailed images.	para obtener los mejores resultados y consulte la sección Inicio rápido para obtener imágenes más detalladas.
TREATMENT TECHNIQUE	TÉCNICA DE TRATAMIENTO
Using light to medium pressure, lift one side of the face and neck at a time using a gliding motion.	Usando presión ligera a media, levante un lado de la cara y el cuello a la vez con un movimiento de deslizamiento.
Important: Always ensure that both spheres are in contact with the skin during treatment. Refer to	Importante: asegúrese siempre de que durante el tratamiento ambas esferas estén en contacto con la piel. Consultar
your Quick Start for basic glides treatment for the neck, cheeks, and forehead. For more advanced	la sección Inicio rápido para el tratamiento básico de deslizamiento para el cuello, las mejillas y la frente. Para opciones más avanzadas de tratamiento
treatment options and holds, visit our website at MyNuFACE.com	y servicios, visite nuestro sitio web MyNuFACE.com

FOREHEAD:	<p>MEJILLAS: posicione las esferas en el surco nasolabial y deslice hacia la oreja evitando el área de los ojos hasta que escuche el pitido. Complete tres veces la secuencia 1-2-3.</p> <p>FRENTE: posicione las esferas ligeramente arriba de las cejas y deslice hacia el nacimiento del cabello hasta que escuche el pitido. Complete tres veces la secuencia 1-2-3.</p>
HOW TO USE YOUR MINI DEVICE	CÓMO USAR SU DISPOSITIVO MINI
GET READY TO TONE, LIFT, AND CONTOUR.	PREPÁRESE PARA TONIFICAR, ELEVAR Y PRECISAR EL CONTORNO DE SU ROSTRO
The instructions below are designed to provide the most effective results when followed correctly.	Las instrucciones a continuación están diseñadas para brindar, cuando se siguen correctamente, los resultados más efectivos.
1) Cleanse your face and neck with an oil-free cleanser. Men should shave before treatment — facial	1) Limpie su rostro y cuello con un limpiador sin aceite. Los hombres deben afeitarse antes del tratamiento facial
hair can interfere with the conductivity of the spheres. Note: Any cream, lotion, self tanner, and/or	ya que el pelo puede interferir con la conductividad de las esferas. Nota: cualquier crema, loción, autobronceador y/o
oil-based products on the skin can block the microcurrent.	producto a base de aceite en la piel puede bloquear la microcorriente.
2) Apply a mask-like layer of the NuFACE Gel Primer section by section as you treat.	2) Aplique una capa de NuFACE Gel Primer del espesor de una máscara, sección por sección, a medida que realiza el tratamiento.
Note: Always apply a NuFACE gel primer when using your Mini Device.	Nota: siempre aplique el NuFACE Gel Primer cuando use el dispositivo Mini.
Reapply if skin becomes dry during treatment to avoid any uncomfortable sensations.	Para evitar sensaciones incómodas, vuelva a aplicar el gel si la piel se seca durante el tratamiento.

3) Remove the power adapter from the device and turn it ON by pressing the ON/OFF button.	3) Retire el adaptador de corriente del dispositivo y enciéndalo presionando el botón de encendido.
An ascending audible beep is emitted notifying you that your device is ON.	Escuchará un pitido ascendente que le notificará que su dispositivo está ENCENDIDO.
4) Adjust the intensity level to your comfort by progressively pressing the ON/OFF button	4) Ajuste el nivel de intensidad a su comodidad presionando progresivamente el botón de encendido
to increase or decrease the microcurrent output. As you toggle between the 3 intensity levels,	para aumentar o disminuir la salida de microcorriente. A medida que alterna entre los 3 niveles de intensidad,
an audible beep is emitted, and the number of illuminated-lights will change.	el dispositivo emite un pitido audible y la cantidad de luces va cambiando.
Intensity Levels:	Niveles de intensidad:
• Minimum Intensity: first light Illuminated	• Intensidad mínima: primera luz iluminada
• Medium Intensity: First and second Lights Illuminated	• Intensidad media: primera y segunda luces iluminadas
• Maximum Intensity: All three Lights Illuminated	• Intensidad máxima: las tres luces iluminadas
5) Place the Mini Device in direct contact with the treatment area. Always keep both spheres	5) Posicione el dispositivo Mini en contacto directo con el área de tratamiento. Mantenga siempre ambas esferas
in contact with the skin during treatment to keep microcurrent flowing. Using light to medium	en contacto con la piel durante el tratamiento para mantener el flujo de microcorriente. Comience el tratamiento ejerciendo una presión
pressure, begin your treatment. Note: Facial skin sensitivity varies from person to person.	de ligera a media. Nota: La sensibilidad de la piel del rostro varía de persona a persona.
It's completely normal to not feel any sensation at all. If you do experience tingling, avoid hair	Es completamente normal la ausencia total de sensaciones. Si experimenta hormigueo, evite los folículos pilosos

follicles and add more Gel Primer to the area you are treating. The Mini Device will NOT contract	y agregue más Gel Primer al área que está tratando. El dispositivo Mini NO contraerá
the muscles when used as instructed.	los músculos cuando se usa según las instrucciones.
6) The device emits a dual-tone beep every five (5) seconds to indicate when to move to the next	6) El dispositivo emite un pitido de dos tonos cada cinco (5) segundos para indicar cuándo pasar a la siguiente
treatment area. The beep will change to two (2) low tones when the battery needs to be charged.	área de tratamiento. El pitido cambiará a dos (2) tonos bajos cuando la batería necesite ser cargada.
HOW TO USE YOUR MINI DEVICE (CONTINUED)	CÓMO USAR SU DISPOSITIVO MINI (CONTINUACIÓN)
7) After treatment is complete, massage remaining NuFACE Gel Primer into skin for additional	7) Después de completar el tratamiento, masajee el NuFACE Gel Primer restante para obtener
skincare benefits.	beneficios adicionales para su piel.
8) The Mini Device will automatically turn off after approximately 20 minutes of use.	8) El dispositivo Mini se apagará automáticamente después de aproximadamente 20 minutos de uso.
A descending audible beep is emitted notifying you that your device is turning off.	El dispositivo emite un pitido audible descendente que le notifica que se está apagando.
See the “CLEANING” section for proper cleaning instructions.	Consulte la sección "LIMPIEZA" para obtener instrucciones adecuadas de limpieza.
For additional how-to instructions, make sure you have the most up-to-date version of our APP. You can download it from the App store or the Google Play Store.	Para obtener instrucciones de uso adicionales, asegúrese de tener la versión más actualizada de nuestra aplicación. Puede descargarla desde la App Store o Google Play Store.
TREATMENT FREQUENCY	FRECUENCIA DE TRATAMIENTO
• Use 5 minutes a day.	• Use 5 minutos al día.
• For the first 60 days, use 5 days per week.	• Durante los primeros 60 días, utilice 5 días a la semana.
• After 60 days, use 2–3 days per week for maintenance.	• Al cabo de 60 días, utilice de 2 a 3 días a la semana para mantenimiento.
• Allow 24 hours between treatments.	• Espere 24 horas entre tratamientos.

RESULTS	RESULTADOS
Results may vary based on skin type and skin condition. Best results are achieved with regular use.	Los resultados pueden variar según el tipo y la condición de la piel. Los mejores resultados se logran con el uso regular.
CARING FOR YOUR Mini DEVICE	CUIDADOS DE SU DISPOSITIVO Mini
CLEANING	LIMPIEZA
Use a slightly damp, soft, lint-free cloth with water or rubbing alcohol to clean your device after every treatment. Do not immerse device in water at any time.	Use un paño suave, sin pelusa y ligeramente humedecido con agua o alcohol para limpiar su dispositivo después de cada tratamiento. Nunca sumerja el dispositivo en agua.
CHARGING	CARGA
Before first use, charge your Mini Device for 12 hours.	Cargue su dispositivo Mini durante 12 horas antes de utilizarlo por primera vez.
For continued optimal battery life, it is recommended to charge your Mini Device at least once a week for 8 hours.	Para una vida útil prolongada de la batería, se recomienda cargar su dispositivo Mini durante 8 horas al menos una vez a la semana.
BATTERY CARE	CUIDADO DE LA BATERÍA
For ideal battery life, charge your Mini Device when the low battery indicator begins (low tone beep). If the battery power is drained completely, a full charge cycle of 12 hours is recommended before use.	Para optimizar la vida útil de la batería, cargue su dispositivo Mini cuando escuche el indicador de batería baja (pitido tono bajo). Si la batería se agota totalmente, se recomienda un ciclo de carga completo de 12 horas antes de su uso.
If the device is to be disposed of, do not put into a fire. Dispose of the device and its batteries per local regulations.	Si va a desechar el dispositivo, no lo arroje al fuego. Deseche el dispositivo y sus baterías siguiendo las regulaciones locales.

Use caution prior to using the device if it has been stored or not used for an extended period of	Tenga cuidado antes de usar el dispositivo si se ha almacenado o no se ha utilizado durante un período prolongado de
time. Inspect the device and do not use it if there are any signs of internal battery leaks.	tiempo. Inspeccione el dispositivo y no lo use si observa signos de fugas internas de la batería.
TROUBLESHOOTING	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
If your Mini Device is not turning ON, please make sure the battery is fully charged.	Si su dispositivo Mini no se enciende, asegúrese de que la batería esté completamente cargada.
If not, please charge your device for a full 12 hours.	Si no es así, cargue el dispositivo durante 12 horas.
If your device is still not working, if you need assistance, if you need to report unexpected events, or if you have any questions; please call NuFACE Client Services at 888-360-9171.	Si su dispositivo sigue sin funcionar, necesita ayuda o informar sobre eventos inesperados o si tiene alguna pregunta; por favor llame al Servicio al cliente de NuFACE al 888-360-9171.
WARRANTY	GARANTÍA
For Devices Purchased in the US: NuFACE warrants that the NuFACE devices and attachments are	Para dispositivos comprados en EE. UU.: NuFACE garantiza que los dispositivos y accesorios NuFACE están
free of Manufacture defects in materials and workmanship for (1) year from the date of purchase for the NuFACE Mini Device. Abnormal wear and tear, submersions and drops are not covered by this warranty. This warranty is void if the product has been subject to accident, misuse, abuse, improper maintenance or repair, unauthorized modification, or any other use not found in the printed instructions. Must show receipt as Proof of Purchase. For more information on your warranty, visit www.MyNuFACE.com/pages/warranty-returns Procedure for Warranty Repairs or Replacement: If warranty service is necessary you can download a Warranty Form on our website at: www.MyNuFACE.com/warranty or call Client	libres de defectos de fabricación en los materiales y mano de obra durante (1) año a partir de la fecha de compra para el dispositivo NuFACE Mini. El uso inapropiado, el desgaste, las inmersiones y las caídas no están cubiertos por esta garantía. Esta garantía es nula si el producto ha sido objeto de accidente, mal uso, abuso, mantenimiento o reparación inadecuados, modificación no autorizada o cualquier otro uso no estipulado en las instrucciones impresas. Debe mostrar el recibo como prueba de compra. Para obtener más información sobre su garantía, visite www.MyNuFACE.com/pages/warranty-returns Procedimiento de reclamo de garantía para reparaciones o reemplazo: si necesita el servicio de garantía, puede descargar el Formulario de garantía en nuestro sitio web al: www.MyNuFACE.com/warranty o llamar a Servicios al

Services at 888-360-9171 to receive further instructions. Please be sure to return all parts (device, cradle and charger) and include a completed Warranty Form.	cliente al 888-360-9171 para recibir más instrucciones. Asegúrese de devolver todas las piezas (dispositivo, soporte y cargador) e incluya un formulario de garantía completado.
NuFACE – Returns / Repairs	NuFACE – Devoluciones/Reparaciones
1325 Sycamore Ave, Suite A	1325 Sycamore Ave, Suite A
Vista, CA 92081	Vista, CA 92081
USA	Estados Unidos
1-888-360-9171	1-888-360-9171
For Devices Purchased Outside of the US, International Returns and International Warranties:	Para dispositivos comprados fuera de EE. UU., devoluciones y garantías internacionales:
All product returns outside of the United States are per your place of purchase – spa, retailer or distributor. Please consult your receipt or place of purchase for their return and warranty policy.	Todas las devoluciones de productos fuera de los Estados Unidos se realizan en su lugar de compra: spa, minorista o distribuidor local. Consulte su recibo o lugar de compra para conocer su política de devolución y garantía.
<p>FCC Compliance</p> <p>This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p> <p>NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular</p>	<p>Conformidad con la FCC</p> <p>Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.</p> <p>NOTA: Este equipo ha sido ensayado y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, según la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que no vayan a producirse interferencias en una</p>

installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de la televisión o radio, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Conformité aux exigences de la FCC

Cet appareil répond aux exigences de la section 15 des réglementations de la FCC. L'exploitation fait l'objet des conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage nuisible, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage subi, même si celui-ci est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et répond aux limites imposées par la section 15 des réglementations de la FCC relatives aux appareils numériques de catégorie B. Ces limites ont été mises en place pour assurer une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil engendre, utilise et peut émettre une énergie de fréquences radio et, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, peut causer du brouillage préjudiciable aux communications radio. Toutefois, aucune garantie n'est donnée quant à la possibilité qu'une installation spécifique ne crée pas de brouillage. En cas de brouillage préjudiciable à la réception des signaux de radio ou de

	<p>télévision à cause de cet appareil, pouvant être évalué en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de corriger le brouillage de l'une ou l'autre des façons suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice; – Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur; – Connecter l'appareil à une prise de courant située sur un autre circuit que celui où est connecté le récepteur; – Contacter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour de l'aide.
<p>Industry Canada Compliance This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. This device may not cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. <p>CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.</p>	<p>Conformidad con Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico Canadá Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con las especificaciones sobre exenciones de licencia RSS (del inglés, Radio Standard Specifications) de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Este dispositivo no debe causar interferencias, y 2. debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado. <p>CAN ICES (B)/ NMB-3 (B) Este aparato digital de Clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003.</p> <p>Conformité aux exigences de l'organisme Innovation, Sciences et Développement économique Canada L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada</p>

	<p>applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2. L'appareil doit accepter tout brouillage subi, même si celui-ci est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. <p>CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) Cet appareil numérique de catégorie B est conforme à la norme canadienne ICES-003.</p>
--	---



FCC ID: 2AGNA-20400

IC: 25861-20400

CE	CE
EC REP	EC REP
REF	REF
FCC	FCC

--	--

Conforme a IEC 60529, 60601-1, 60601-1-2, 60601-1-6, 60601-2-10, 62366

Mini DEVICE GENERAL SPECIFICATIONS	ESPECIFICACIONES GENERALES DEL DISPOSITIVO Mini
<ul style="list-style-type: none"> • Device Measurements: 3.66”(L) x 2.7”(W) x 1.29”(D) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones del dispositivo: 3.66”(L) x 2.7”(W) x 1.29”(D)
<ul style="list-style-type: none"> • Device Net Weight: Device: 5 oz / 142 g 	<ul style="list-style-type: none"> • Peso neto del dispositivo: Dispositivo: 5 oz / 142 g
<ul style="list-style-type: none"> • System Kit Gross Weight: 2.8 lbs / 1.27 kg 	<ul style="list-style-type: none"> • Peso bruto del conjunto: 2.8 lbs / 1.27 kg
ENVIRONMENTAL CONDITIONS	CONDICIONES AMBIENTALES
<ul style="list-style-type: none"> • Operating conditions: 10 to 40° C, 30 to 75%rH*, 700 to 1060hPa 	<ul style="list-style-type: none"> • Condiciones de funcionamiento: 10 a 40°C, 30 a 75%rH*, 700 a 1060hPa
<ul style="list-style-type: none"> • Storage conditions: -10 to 55° C, 10 to 90%rH*, 500 to 1060hPa 	<ul style="list-style-type: none"> • Condiciones de almacenamiento: -10 a 55°C, 10 a 90%rH*, 500 a 1060hPa
<ul style="list-style-type: none"> • Shipping condition: -10 to 55° C, 10 to 90%rH*, 500 to 1060hPa 	<ul style="list-style-type: none"> • Condiciones de envío: -10 a 55°C, 10 a 90%rH*, 500 a 1060hPa
*Assuming non-condensing	*Asumiendo que no hay condensación

N Ū F A C E[®]

Manufactured by NuFACE	Fabricado por NuFACE
1325 Sycamore Avenue, Suite A, Vista, CA 92081 1.888.360.9171 www.MyNuFACE.com	1325 Sycamore Avenue, Suite A, Vista, CA 92081 1.888.360.9171 www.MyNuFACE.com
2020 NuFACE.	2020 NuFACE.
All Rights Reserved.	Todos los derechos reservados.
NuFACE® is a registered trademark of the Carol Cole Company.	NuFACE es una marca comercial registrada de Carol Cole Company.
Made in the USA of U.S. and Imported Materials.	Hecho en los EE. UU. con materiales locales e importados.

Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany
BIORIUS, BE-7170 MANAGE / UK-LONDON WC2H 9JQ