


STEP 1 Charging



EN Please fully charge the device before the first use.

Note: No 'beep' when button is pressed means battery is dead.

FR Normalement, la nouvelle machine contient un peu d'énergie, il faut charger avant de l'utiliser.

REMARQUE: Appuyez sur le bouton, s'il y a un son "bi", le kit peut être normalement utilisé.


SP Obtiene un poco de energía si sea nueva, carquen la batería hasta llena para el primer uso.

Nota: Oprimen el botón y se oye el sonido de bi, lo cual se muestra que la caja de medicina se puede usar con normalidad.

CN 新机正常情况下含有少许电量，建议您首次使用前先充电。

注：按压一次按钮，听到“bibi”声，即说明药盒可正常使用。

STEP 2 Download App




EN Search "Memo Health" or Visit <http://tinylogics.com>

FR Recherchez "Memo Health" sur APP, Ou consultez <http://tinylogics.com>

SP Buscar la aplicación "Memo Health", O entrar en <http://tinylogics.com>

CN 在应用商店搜索“药准时”或访问官网 <http://tinylogics.com.cn>

STEP 3 Connect Memo Box




EN Select "More > Add Smart Pillbox"

FR Choisissez "More > Add Smart Pillbox"

SP Optar "More > Add Smart Pillbox"

CN 选择“更多 > 添加新药盒”。




EN Choose your Memo Box and follow the on-screen prompts.

FR Choisissez votre boîte et l'ajoutez.

SP Y optar la caja que se necesita.

CN 选择您的药盒并添加即可。

STEP 4 Use Memo Box



EN 1. USB charging port
2. Indicator light

Red Potential double dosing
Green Time to take meds
Blue Charging

3. Snooze button
When Memo Box rings, press once to snooze.
* No 'beep' when pressed means battery is not connected / dead.

4. Reset button
Using a firm wire, such as a paper clip, push the pinhole reset button to reset Memo Box in case of device malfunctioning.

5. Clean Instruction
Wash the inner storage compartments with water, and wipe the other parts with a wet cloth. Do not spill water on the box shaft to avoid product damage.

FR 1. Port de charge
2. L'état de respirer lumière
Le rouge L'avertissement de prendre le médicament
Legreen Le rappel de prendre le médicament
Bleu La batterie est en charge

3. Le mode d'emploi de bouton
Pressez le bouton quand la sonnerie retient pour le reporter.
* Si il n'y a pas de son "bibi" quand on presse le bouton une fois, l'équipement n'est pas mette au courant.

4. Bouton de réinitialisation
En cas des exceptions, réinitialisez le kit intelligent avec une aiguille de carte insérée dans la pore.

5. Conseils
La grille au fond est lavable, pour d'autres parties, essuyez avec un chiffon humide. Ne pas mettre le kit arbre dans l'eau.

SP 1. Enchufe de carga de electricidad de USB
2. El estado de la lámpara indicadora
Rojo En el periodo de tiempo ya ha tomado la medicina.
Verde Es la hora de tomar la medicina
Azúl Está cargando la batería

3. Instrucción de las funciones del botón
Cuando se sona el tintineo, pone el atón una vez significa posponer el tiempo de recordar.
* Si no sona el sonido de "beep" cuando toma el batón, indica que la caja no conecta con circuito eléctrico.

4. Butón de reinicio
Si se pare la máquina, reinicienla con la aguja-tarjeta en el agujero pequeño.

5. Recomendaciones
La casilla del fondo lo limpia con agua, las otras partes las limpian con tela mojada. Deben evitar el contacto de las gotas con el eje.

CN 1. USB 充电接口
2. 呼吸灯状态
红色 重复吃药告警，表示该时段已经服过药
绿色 服药提醒，表示当前是服药时间
蓝色 正在充电中

3. 按钮功能说明
当服药提醒铃声响起时，按压按钮一次，表示推迟提醒时间
* 按压一次没有“bibi”响声，表示设备未通电。

4. 重置按钮
若出现死机等异常情况，用卡针插入细孔以重置智能药盒。

5. 清洁建议
底部储药格可水洗，其他部分请用湿布擦拭。谨防水滴接触药盒转轴，以免误用而造成的产品损坏。

FCC ID: 2AH3P-M1603

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This modular complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC : 21387-M1603

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3/NMB-3(B)