




For FAQs and more information, please visit:

www.eufy.com



Smart Scale C1

Owner's Manual

English	01
Español	18
Français	37

Table of Contents

02	Important Safety Instructions
07	AUSTRALIA & NEW ZEALAND WARRANTY
09	What's in the Box
09	Inserting the Batteries
10	Selecting the Measuring Unit
10	Installing the EufyLife App and Pairing
11	Starting a Measurement
	For body weight measurement
	For body composition analysis
13	Weight-Only Measurement
13	Maintenance
14	Troubleshooting
	Error Message
15	When Measuring
16	Specifications
17	Customer Service

Thank you for purchasing Smart Scale C1. Carefully read all the instructions below before using this device, and keep this manual for future reference.

EN 01

Important Safety Instructions

- Read all instructions before using the device. Keep the manual for future reference.
- Only use the device as described in this user manual. Any misuse may cause electric shocks, burns, start a fire or other unexpected hazards.
- Be aware that this device is designed for individuals to measure their weight and to monitor their body composition. Any information provided by this device is in no way meant to treat, cure, or prevent diseases or illnesses from happening.
- DO NOT use this device if you are pregnant or if you suspect you may be pregnant. The effects of this device on a fetus are unknown and untested.
- DO NOT use this device if you use a wearable or implanted electronic device such as a defibrillator or pacemaker.
- The device is equipped with a data transmission function that emits electromagnetic energy. Portable Radio Frequency (RF) communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should not be used within 30 cm (12 inches) of the device, otherwise, performance may be affected.
- Do not modify this device.
- Do not expose this device to extreme temperatures, direct sunlight, moisture, or corrosive environments.
- To prevent slipping, do not step on the device after bathing or showering.
- This device should not be used when it is adjacent to or stacked on top of another device because it could cause the device to operate improperly. If such use is necessary, this device and the other device should be observed to verify that they are operating normally.
- This device is powered by three AAA batteries. Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries as this can cause the batteries to leak or explode.
- Do not mix and use different types of batteries together e.g. lithium-ion (Li-ion) and nickel-metal hydride (NiMH) batteries.
- Do not mix new and used batteries.
- If the device will not be used for an extended period of time, remove batteries before storing the device in a cool and dry place.
- This device can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the

hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be done by children without supervision.

- Used batteries should be placed in a sealed plastic bag and disposed of safely according to local environmental regulations.

Usage Tips

- To ensure measurement accuracy, follow the instructions below when you start your measurement:
- Place the scale on a flat, hard surface. Soft surfaces such as carpeting will affect the performance of the scale.
- Step on the platform with bare feet. Stand still and keep full contact with the electrodes until the measurement is complete.
- For the most consistent measurements, weigh yourself at the same time of day and location.
- Avoid weighing yourself immediately after strenuous exercise, sitting in the sauna, taking a bath, or drinking and eating.
- The condition of the skin on the bottom of your feet can affect the measurement. The natural effects of aging or activity can make this skin hard. Take the reading with clean, slightly damp

feet for best accuracy.

- Body fat percentage estimates will vary with the amount of water in the body, and can be affected by dehydration or overhydration due to factors such as alcohol consumption, menstruation, illness, intense exercise etc.

Notice



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy

and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

The following importer is the responsible party (for FCC matters only).

Company Name: POWER MOBILE LIFE, LLC

Address: 400 108th Ave NE Ste 400, Bellevue, WA 98004-5541

Telephone: +1 (800) 994 3056

RF Warning Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

IC Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device..

Declaration of Conformity

This product complies with the radio interference requirements of the European Community. Hereby, Anker Innovations Limited declares that the radio equipment type T9146 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.eufy.com/>.

GB Declaration of Conformity

Hereby, Anker Innovations Limited declares that the device is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017 and The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012. The full text of the GB Declaration of Conformity is available at the following website: <https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=Download>

Maximum output power: -3.07 dBm

Frequency band: 2.4G band (2402 MHz - 2480 MHz)

The following importer is the responsible party (contract for EU and UK matters)

Anker Technology (UK) Limited, GNR8, 49 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1HP, United Kingdom

Anker Innovations Deutschland GmbH

Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany

Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

AUSTRALIA & NEW ZEALAND WARRANTY

This document details the terms and conditions of the warranty provided with this product.

Please disregard any other representations contained on this product's packaging or provided with this product, which constitute or appear to constitute a warranty.

Subject to the exclusions and limitations set out below, we warrant to you that if you purchase a product directly from us, or, from any of our authorized resellers, that it will not contain defects which are a result of faulty manufacturer workmanship or materials. This warranty subsists for 15 months from the date of purchase. This warranty is provided in addition to your rights under the Australian & New Zealand Consumer Law.

Subject to any rights you have under the Australian & New Zealand Consumer Law, we will not be liable for defects which are a result of damage or loss caused by factors beyond our control, any product which has not been maintained according to any care or maintenance instructions provided with the product, any alterations to a product which are not performed by us, or damage or defects caused to the product due to unusual or non-recommended use. We will not be liable for any special, indirect, consequential or economic loss or damage or loss of profits whatsoever suffered by you or any other person resulting from any act or omission by us. Our total liability in respect of this Warranty against Defects is limited to the replacement of the goods.




This Warranty against Defects is provided in addition to other rights and remedies that you may have at law. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

In order to claim the warranty, you must return the product to the retailer from which it was purchased or if that retailer is part of a National network, a store within that chain, along with satisfactory proof of purchase. The retailer will then return the goods to Directed Electronics Australia authorized by Anker Innovations Limited. Directed Electronics Australia will repair, replace or refurbish the product at its discretion. The retailer will contact you when the product is ready for collection. All costs involved in claiming this warranty, including the cost of the retailer sending the product to Directed Electronics Australia, will be borne by you.

This warranty is offered by Directed Electronics Australia.


Customer service support number (+61) 3 8331 4800 Mon-Fri 8:30am - 5:00pm (AEST) and customer service email address support@myanker.com.au.

What's in the Box

		
Smart Scale C1	AAA Battery (×3)	Owner's Manual

Inserting the Batteries

- 1 Turn the scale over and place it on a flat surface.
- 2 Open the battery door and insert three AAA batteries. Make sure the positive and negative ends are facing the correct polarity directions marked in the battery compartment.
 - The digits “8888” will show on the LED display.
- 3 Close the battery door and wait until the digits “00” are shown on the LED display.






Lo will appear on the LED display when the batteries are low. Replace all three batteries at the same time. Do not mix new and used batteries.

Selecting the Measuring Unit

Press the **UNIT** button at the bottom of the scale to cycle through and select the measuring unit: **lb** (Pound) / **kg** (Kilogram). The measuring unit can be selected from within the EufyLife app as well.




Installing the EufyLife App and Pairing

- 1 Download the EufyLife app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
- 2 Enable Bluetooth on your smartphone or tablet.
- 3 Open the EufyLife app and follow the on-screen instructions to pair the scale with your device.

10 EN

- Once paired, the app and scale will automatically connect the next time the app is opened.



	Status Icon	Indicates
	Flashing	Pairing
	Solid	Connected



- This scale is compatible with devices running iOS 11.0 and above or Android 6.0 and above.
- Do not pair the scale from your smartphone's Bluetooth menu. Use the EufyLife app to pair the scale with your smartphone.

Starting a Measurement

Before taking your first measurement, you will need to create and set up a user ID in the EufyLife app.

- 1 Place the scale on a hard and flat surface.

EN 11

- 2 Open the EufyLife app and select Smart Scale on the device homepage.
- 3 Step barefoot onto the scale. An analysis of your body's composition will begin automatically.





- Step on the center of the scale barefoot. Stand still and keep full contact with the electrodes until the measurement is complete.



For body weight measurement:


Place the scale on a hard and flat surface.



12 EN

For body composition analysis:

Stand still and uniformly touch the electrodes with bare and dry feet.





Weight-Only Measurement

This scale can also be used as a conventional weight-reading scale. You can simply step on the scale to measure your current weight without opening the EufyLife app.

Maintenance

Regularly clean the scale with a dry or slightly dampened soft cloth.



EN 13



- Do not wash the scale with water or immerse it in water.
- Never use detergents to clean the scale as this may cause it to malfunction or discolor.

Troubleshooting

Error Message

Error Display	Description	Solution
OL	Overload. The device will power off.	Stop using this scale for measurement.
Lo	Low battery. The device will power off.	Replace all three batteries at the same time.
Err	Measurement failure.	<ul style="list-style-type: none">• Step barefoot and keep full contact with the electrodes.• Stand still until the measurement on the LED display locks.

When Measuring

Issue	Cause	Solution
Abnormal measurement results: <ul style="list-style-type: none">• Too high• Too low• Huge difference between two recent measurements	• Incorrect posture.	• Step onto the scale barefoot and stand still.
	• Device is placed on soft carpeting or uneven surface.	• Place the device on a hard and flat surface.
LED display does not turn on after stepping onto the scale.	• Batteries not installed.	• Install three new batteries.
	• Worn batteries.	• Replace all three batteries at the same time.
Scale does not proceed to analyse body composition.	• Taking a measurement while wearing shoes or socks.	• Stand barefoot on the scale and keep feet in full contact with the electrodes when taking a measurement.

Specifications

Product Model	T9146
Power Source	4.5 V (3 × AAA batteries)
LED Display	67 × 29 mm / 2.6 × 1.2 in
Measurement Unit	Pound / Kilogram
Unit Increments	0.1 lb / 0.1 kg
Body Fat Unit Increments	0.1 %
Body Water Unit Increments	0.1 %
Muscle Mass Unit Increments	0.1 %
Measurement Range	11-397 lb / 5-180 kg
Working Environment	Temperature: 5 - 40 °C Humidity: 20 - 90% RH
Storage Environment	Temperature: -20 - 50 °C Humidity: ≤ 90% RH
Operating Frequency Range	2402 - 2480 MHz
Radio-Frequency Power	-3.07 dBm
Dimension	280 × 280 × 23 mm / 11.0 × 11.0 × 0.9 in
Net Weight	3.31 lb / 1.5 kg

Customer Service

Contact Us

15-month limited warranty

✉ support@eufy.com

… www.eufy.com

☎ (US/CA) +1 (800) 994 3056
(AU) +61 3 8331 4800
(UK) +44 (0) 1604 936200

For more support phone numbers, please visit:

<https://support.eufy.com/s/phonecontactus>

Or scan the QR code below:



For tutorial videos, FAQs, manuals, and more information, please visit:

<https://support.eufy.com>

Or scan the QR code below:



 @EufyOfficial  @EufyOfficial  @EufyOfficial  @EufyOfficial

Table of Contents

19	Instrucciones de seguridad importantes
25	AUSTRALIA & NEW ZEALAND WARRANTY
27	Contenido de la caja
27	Colocación de las pilas
28	Selección de la unidad de medida
29	Instalación de la aplicación EufyLife y emparejamiento
30	Cómo hacer mediciones
	Para la medición del peso corporal
	Para el análisis de la composición corporal
32	Cómo calcular solo el peso
32	Mantenimiento
33	Solución de problemas
	Mensaje de error
34	Durante la medición
35	Especificaciones
36	Servicio de atención al cliente

Gracias por comprar Smart Scale C1. Lea detenidamente todas las instrucciones a continuación antes de utilizar este dispositivo y conserve este manual para referencia futura.

Instrucciones de seguridad importantes

- Lea las instrucciones al completo antes de usar el dispositivo. Conserve el manual para consultarlo más adelante.
- Utilice el dispositivo únicamente tal y como se describe en este manual de usuario. Cualquier uso indebido puede causar descargas eléctricas, quemaduras, incendios u otras situaciones de peligro imprevistas.
- Tenga en cuenta que el uso de este dispositivo está previsto para calcular el peso y analizar la composición corporal de las personas. Cualquier información que registre el dispositivo no está destinada a tratar, curar ni prevenir enfermedades o patologías.
- NO use el dispositivo si está embarazada o si cree que puede estarlo. No se conocen los efectos podría tener el dispositivo en el feto y no se han realizado pruebas al respecto.
- NO use el aparato si usa un dispositivo electrónico portátil o a modo de implante, como un desfibrilador o un marcapasos.
- El dispositivo está provisto de una función de transmisión de datos que emite

energía electromagnética. Los equipos de telecomunicaciones de radiofrecuencia (RF) portátiles (incluidos los periféricos, como cables de antena y antenas externas) no se deben utilizar a menos de 30 cm (12 pulgadas) del dispositivo; de lo contrario, su funcionamiento podría verse afectado.

- No realice modificaciones en el dispositivo.
- No lo exponga a temperaturas extremas, luz solar directa, ambientes con humedad o entornos con sustancias corrosivas.
- Para evitar resbalones, no se suba al dispositivo después de bañarse o ducharse.
- El dispositivo no se debe usar cuando está junto a otro dispositivo o sobre él, ya que esto podría impedir que el dispositivo funcione correctamente. Si no puede evitar esto, revise tanto este dispositivo como el otro aparato para comprobar que funcionan con normalidad.
- Este dispositivo funciona con tres pilas AAA. No recargue pilas que no sean recargables, ya que esto podría causar fugas en las pilas o que estas exploten.
- No mezcle ni use diferentes tipos de pilas a la vez; por ejemplo, pilas de ion de litio (Li-ion) y de níquel-metalhidruro (NiMH).
- No mezcle pilas nuevas con usadas.

- Si el dispositivo no se va a usar durante un período de tiempo prolongado, retire las pilas antes de guardar el dispositivo en un lugar fresco y seco.
- Este dispositivo lo pueden utilizar personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que comporta. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.
- Las pilas usadas deben meterse en una bolsa de plástico sellada y desecharse de forma segura de acuerdo con la normativa local sobre medioambiente.

Consejos de uso

- Para garantizar que las lecturas sean precisas, siga las instrucciones que se indican a continuación cuando empiece a realizar las mediciones:
- Ponga la báscula sobre una superficie plana y firme. Las superficies inestables, como las alfombras o moquetas, pueden afectar el funcionamiento de la báscula.
- Súbase a la plataforma con los pies descalzos. No

se mueva y no levante los pies de los electrodos hasta que termine la lectura de medición.

- Para que las mediciones sean lo más acertadas posibles, pésele a la misma hora del día y en el mismo lugar.
- No se pese justo después de realizar un esfuerzo físico intenso, salir de una sauna, bañarse, comer ni beber.
- El estado de la piel de la planta de los pies puede afectar la lectura de las mediciones. Los efectos naturales propios del envejecimiento o la actividad diaria pueden endurecer esta zona. Tenga los pies limpios y un poco húmedos para garantizar que los datos de lectura sean los más exactos posibles.
- Los porcentajes de grasa corporal variarán según la cantidad de agua en el cuerpo y pueden verse alterados por la deshidratación o sobrehidratación debido a factores como el consumo de alcohol, la menstruación, enfermedades, ejercicio intenso, etc.

Aviso



Este símbolo indica que el producto no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe depositarse en unas instalaciones de recogida adecuadas para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información acerca de la eliminación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de retirada de desechos o la tienda donde compró el producto.

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Nota: Se ha comprobado que este equipo cumple los límites para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que dichas interferencias no ocurran en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas: (1) Reorientar o reubicar la antena receptora. (2) Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. (3) Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor. (4)

Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

El siguiente importador es la parte responsable (solo para asuntos relacionados con la FCC).

Nombre de la empresa: POWER MOBILE LIFE, LLC.

Dirección: 400 108th Ave NE Ste 400, Bellevue, WA 98004-5541

Teléfono: +1 (800) 994 3056

Declaración de advertencia sobre radiofrecuencias

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Declaración de conformidad

Este producto cumple con los requisitos de radiointerferencias de la Comunidad Europea. Por la presente, Anker Innovations Limited declara que el equipamiento de radio tipo T9146 cumple con la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://www.eufy.com/>.

Declaración de conformidad del Reino Unido

Por la presente, Anker Innovations Limited declara que el dispositivo cumple con las regulaciones en materia de equipos de radio de 2017 y la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en las regulaciones de equipos eléctricos y electrónicos de 2012.

El texto completo de la declaración de conformidad de Reino Unido está disponible en el siguiente sitio web: <https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=Download>

Potencia de salida máxima: -3.07 dBm

Banda de frecuencia: Banda 2,4 G (2402 MHz - 2480 MHz)

La siguiente empresa importadora es la parte responsable (persona de contacto para la UE y el Reino Unido)

24 ES

Anker Technology (UK) Limited, GNR8, 49 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1HP, United Kingdom

Anker Innovations Deutschland GmbH

Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany

Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

AUSTRALIA & NEW ZEALAND WARRANTY

This document details the terms and conditions of the warranty provided with this product.

Please disregard any other representations contained on this product's packaging or provided with this product, which constitute or appear to constitute a warranty.

Subject to the exclusions and limitations set out below, we warrant to you that if you purchase a product directly from us, or, from any of our authorized resellers, that it will not contain defects which are a result of faulty manufacturer workmanship or materials. This warranty subsists for 15 months from the date of purchase. This warranty is provided in addition to your rights under the Australian & New Zealand Consumer Law.

Subject to any rights you have under the Australian & New Zealand Consumer Law, we will not be liable for defects which are a result of damage or loss caused by factors beyond our control, any product which has not been maintained according to any care or maintenance instructions provided with the product, any alterations to a product which are not performed by us, or damage or defects caused to the product due to unusual or non-recommended use. We will not be liable for any special, indirect, consequential or economic loss or damage or loss of profits whatsoever suffered by you or any other person resulting from any act or omission by us. Our total liability in respect of this Warranty against Defects is limited to the replacement of the goods.

This Warranty against Defects is provided in addition to other rights and

ES 25




remedies that you may have at law. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

In order to claim the warranty, you must return the product to the retailer from which it was purchased or if that retailer is part of a National network, a store within that chain, along with satisfactory proof of purchase. The retailer will then return the goods to Directed Electronics Australia authorized by Anker Innovations Limited. Directed Electronics Australia will repair, replace or refurbish the product at its discretion. The retailer will contact you when the product is ready for collection. All costs involved in claiming this warranty, including the cost of the retailer sending the product to Directed Electronics Australia, will be borne by you.

This warranty is offered by Directed Electronics Australia.


Customer service support number (+61) 3 8331 4800 Mon-Fri 8:30am - 5:00pm (AEST) and customer service email address support@myanker.com.au.

Contenido de la caja

		
Smart Scale C1	Pilas AAA (×3)	Manual del fabricante

Colocación de las pilas


- 1 Dele la vuelta a la báscula y póngala sobre una superficie plana.
- 2 Abra la tapa del compartimento de las pilas y coloque tres pilas AAA. Compruebe que los extremos positivo y negativo apunten correctamente según la polaridad marcada en el compartimento para las pilas.
- Aparecerán los dígitos “8888” en la pantalla LED.
- 3 Cierre la tapa del compartimento de las pilas y espere hasta que aparezcan los dígitos “00” en la pantalla LED.



Lo aparecerá en la pantalla LED cuando las pilas estén a punto de agotarse. Retire las tres pilas y cámbielas por otras. No mezcle pilas nuevas con usadas.

Selección de la unidad de medida


Pulse el botón **UNIT** que hay debajo de la báscula para elegir la unidad de masa deseada: **lb** (libra) / **kg** (kilogramo). La unidad de medida también se puede seleccionar en la aplicación EufyLife.



Instalación de la aplicación EufyLife y emparejamiento

- 1 Descargue la aplicación EufyLife en el App Store (dispositivos iOS) o en Google Play (dispositivos Android).
- 2 Active el Bluetooth de su smartphone o tableta.
- 3 Abra la aplicación EufyLife y siga las instrucciones en pantalla para emparejar la báscula con el dispositivo.

- Una vez emparejados, la aplicación y la báscula se conectarán automáticamente la próxima vez que abra la aplicación.



	Icono de estado	Indica
	Intermitente	Emparejamiento
	Fijo	Conectado



- Esta báscula es compatible con dispositivos que funcionan con iOS 11.0 y superior o Android 6.0 y superior.
- No empareje la báscula en el menú de Bluetooth de su smartphone. Utilice la aplicación EufyLife para emparejar la báscula con su smartphone.

Cómo hacer mediciones

Antes de realizar la primera lectura de medición, debe crear y configurar un ID de usuario en la aplicación EufyLife.

- 1 Ponga la báscula sobre una superficie firme y lisa.
- 2 Abra la aplicación EufyLife y seleccione Smart Scale en la página de inicio en el dispositivo.
- 3 Súbase a la báscula con los pies descalzos. Empezará automáticamente el análisis de su composición corporal.




- Colóquese en el centro de la báscula con los pies descalzos. No se mueva y no levante los pies de los electrodos hasta que termine la lectura de medición.



Para la medición del peso corporal:

Ponga la báscula sobre una superficie firme y lisa.



Para el análisis de la composición corporal:

Permanezca sin moverse y toque uniformemente los electrodos con los pies descalzos y secos.




Cómo calcular solo el peso

Esta báscula también se puede utilizar como báscula convencional para pesarse. Puede subirse a la báscula para calcular su peso actual sin abrir la aplicación EufyLife.

Mantenimiento

Limpie con frecuencia la báscula con un paño suave seco o ligeramente húmedo.



- No lave la báscula con agua ni la sumerja en agua.
- No use detergentes para limpiar la báscula, ya que esto podría hacer que dejara de funcionar o perdiera el color.

Solución de problemas

Mensaje de error

Pantalla de error	Descripción	Solución
OL	Sobrecarga. El dispositivo se apagará.	Deje de usar la báscula.
Lo	Nivel de batería baja. El dispositivo se apagará.	Retire las tres pilas y cámbielas por otras.
Err	Error en la medición.	<ul style="list-style-type: none">• Súbase con los pies descalzos y pise bien los electrodos.• No se mueva hasta que la cifra de medición quede fija en la pantalla LED.

Durante la medición

Problema	Causas	Solución
Resultados de lectura anómalos: <ul style="list-style-type: none"> Valores demasiado altos Valores demasiado bajos Amplio margen de diferencia entre dos valores de lectura recientes. 	<ul style="list-style-type: none"> Postura incorrecta. El dispositivo está sobre una alfombra o moqueta inestable o una superficie irregular. 	<ul style="list-style-type: none"> Súbase a la báscula con los pies descalzos y no se mueva. Coloque el dispositivo sobre una superficie firme y plana.
La pantalla LED no se enciende después de subirse a la báscula.	<ul style="list-style-type: none"> La báscula no tiene pilas. Las pilas se han agotado. 	<ul style="list-style-type: none"> Coloque tres pilas nuevas. Retire las tres pilas y cámbielas por otras.
La báscula no realiza el análisis de la composición corporal.	<ul style="list-style-type: none"> Está usando la báscula con los zapatos y los calcetines puestos. 	<ul style="list-style-type: none"> Póngase sobre la báscula con los pies descalzos y pise bien los electrodos cuando vaya a realizar una medición.

Especificaciones

Modelo del producto	T9146
Fuente de alimentación	4,5 V (3 pilas AAA)
Pantalla LED	67 × 29 mm
Unidad de medida	Libra / Kilogramo
Incrementos de unidades	0,1 lb / 0,1 kg
Incrementos de unidades de grasa corporal	0.1 %
Incrementos de unidades de agua en el cuerpo	0.1 %
Incrementos de unidades de masa muscular	0.1 %
Rangos de mediciones	11-397 lb / 5-180 kg
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: 5 - 40 °C Humedad: 20 % - 90 % HR
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: -20 - 50 °C Humedad: ≤ 90 % RH
Rango de frecuencia de funcionamiento	2402 - 2480 MHz
Potencia de radiofrecuencia	-3.07 dBm
Dimensiones	280 × 280 × 23 mm
Peso neto	3,31 lb / 1,5 kg

Servicio de atención al cliente

Contacte con nosotros

Garantía limitada de 15 meses

✉ support@eufy.com

… www.eufy.com

☎ (US/CA) +1 (800) 994 3056
(AU) +61 3 8331 4800
(UK) +44 (0) 1604 936200

Para obtener más números de teléfono de asistencia, visite:

<https://support.eufy.com/s/phonecontactus>

O escanee el código QR siguiente:



Para ver tutoriales en vídeo, preguntas frecuentes, manuales y demás

información, visite:

<https://support.eufy.com>

O escanee el código QR siguiente:



f @EufyOfficial t @EufyOfficial i @EufyOfficial p @EufyOfficial

Table of Contents

- 38 Consignes de sécurité importantes
- 44 AUSTRALIA & NEW ZEALAND WARRANTY
- 46 Contenu de l'emballage
- 46 Insertion des piles
- 47 Sélection de l'unité de mesure
- 47 Installation de l'application EufyLife et couplage
- 48 Démarrer une mesure
 - Pour la mesure du poids corporel
 - Pour l'analyse de la composition corporelle
- 50 Mesure du poids uniquement
- 50 Entretien
- 51 Dépannage
 - Message d'erreur
- 52 Lors de la mesure
- 53 Spécifications
- 54 Service clientèle

Merci d'avoir acheté le Smart Scale C1. Lisez attentivement toutes les instructions ci-après avant d'utiliser cet appareil et conservez le présent manuel pour vous y référer ultérieurement.

Consignes de sécurité importantes

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez le manuel pour référence future.
- N'utilisez l'appareil que comme décrit dans ce manuel d'utilisation. Toute mauvaise utilisation peut provoquer des chocs électriques, des brûlures, un début d'incendie ou d'autres dangers inattendus.
- Sachez que cet appareil est conçu pour permettre aux individus de mesurer leur poids et de surveiller la composition de leur corps. Toute information fournie par cet appareil n'est en aucun cas destinée à traiter, guérir ou prévenir des maladies.
- N'utilisez PAS cet appareil si vous êtes enceinte ou si vous pensez être enceinte. Les effets de cet appareil sur le fœtus sont inconnus et non testés.
- N'utilisez PAS cet appareil si vous portez un appareil électronique ou un implant tel qu'un défibrillateur ou un stimulateur cardiaque.
- L'appareil est équipé d'une fonction de transmission de données qui émet de l'énergie électromagnétique. Les équipements de communication portables à radiofréquence (RF) (y compris les périphériques tels que les câbles

d'antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm (12 pouces) de l'appareil, sinon les performances peuvent être affectées.

- Ne modifiez pas cet appareil.
- N'exposez pas cet appareil à des températures extrêmes, à la lumière directe du soleil, à l'humidité ou à des environnements corrosifs.
- Pour éviter de glisser, ne montez pas sur l'appareil après le bain ou la douche.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé lorsqu'il est adjacent ou empilé sur un autre appareil car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil. Si une telle utilisation est nécessaire, cet appareil et l'autre appareil doivent être observés pour vérifier qu'ils fonctionnent normalement.
- Cet appareil est alimenté par trois piles AAA. N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables car cela peut provoquer une fuite ou une explosion des piles.
- Ne mélangez pas et n'utilisez pas simultanément différents types de piles, par exemple des piles au lithium-ion (Li-ion) et hybrides nickel-métal (NiMH).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, retirez les piles avant de ranger

l'appareil dans un endroit frais et sec.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les piles usagées doivent être placées dans un sac en plastique scellé et éliminées en toute sécurité conformément aux réglementations environnementales locales.

Conseils d'utilisation

- Pour garantir la précision de la mesure, suivez les instructions ci-dessous lorsque vous démarrez votre mesure :
- Placez la balance sur une surface plane et dure. Les surfaces molles telles que la moquette affectent les performances de la balance.
- Montez sur la plate-forme pieds nus. Restez immobile et maintenez un contact total avec les électrodes jusqu'à ce que la mesure soit terminée.

40 FR

- Pour les mesures les plus cohérentes, pesez-vous à la même heure de la journée et au même endroit.
- Évitez de vous peser immédiatement après un exercice intense, après être sorti du sauna, après avoir pris un bain ou après avoir bu et mangé.
- L'état de la peau sous vos pieds peut affecter la mesure. Les effets naturels du vieillissement ou de l'activité peuvent rendre cette peau dure. Prenez le relevé avec des pieds propres et légèrement humides pour une meilleure précision.
- Les estimations du pourcentage de graisse corporelle varient en fonction de la quantité d'eau dans le corps et peuvent être affectées par la déshydratation ou la surhydratation en raison de facteurs tels que la consommation d'alcool, les menstruations, la maladie, l'exercice intense, etc.

Avis



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être transmis à un établissement de collecte adapté pour permettre son recyclage. Une élimination et un recyclage appropriés contribuent à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour en savoir plus sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, le service d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

FR 41

Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférences nuisibles, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si celui-ci est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avertissement : les changements ou les modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient entraîner une annulation de l'autorisation d'utilisation de l'équipement.

Remarque : cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B conformément au Chapitre 15 de la réglementation FCC. Ces restrictions ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio qui peuvent causer des interférences nuisibles aux radiocommunications si l'appareil n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Cependant, il n'est nullement garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en activant et désactivant l'équipement, il est recommandé d'essayer de corriger les interférences en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes : (1) Réorienter ou déplacer l'antenne de réception (2) Éloigner davantage l'appareil du récepteur (3) Brancher l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté (4) consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir une assistance.

L'importateur suivant est la partie responsable (pour les questions relatives au règlement FCC uniquement).

Nom de la société : POWER MOBILE LIFE, LLC

Adresse : 400 108th Ave NE Ste 400, Bellevue, WA 98004-5541

Téléphone : +1 (800) 994 3056

Déclaration d'avertissement sur les radiofréquences

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

Déclaration IC

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage.

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration de conformité

Ce produit est conforme aux exigences en matière d'interférences radio de la Communauté européenne. Par la présente, Anker Innovations Limited déclare que cet équipement radio de type T9146 est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité à la réglementation européenne est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://www.eufy.com/>.

Déclaration de conformité Grande-Bretagne

Par la présente, Anker Innovations Limited déclare que l'appareil est conforme au Règlement sur les équipements radio de 2017 et à la réglementation sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques de 2012.

Le texte intégral de la Déclaration de conformité pour le Royaume-Uni est disponible sur le site Web suivant : <https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=Download>

Puissance de sortie maximale : -3.07 dBm

Bande de fréquence : Bande 2,4 G (2402 MHz - 2480 MHz)

L'importateur suivant est la partie responsable (contact pour les questions européennes uniquement)

Anker Technology (UK) Limited, GNR8, 49 Clarendon Road, Watford,

Hertfordshire, WD17 1HP, United Kingdom

Anker Innovations Deutschland GmbH

Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Allemagne

Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

AUSTRALIA & NEW ZEALAND WARRANTY

This document details the terms and conditions of the warranty provided with this product.

Please disregard any other representations contained on this product's packaging or provided with this product, which constitute or appear to constitute a warranty.

Subject to the exclusions and limitations set out below, we warrant to you that if you purchase a product directly from us, or, from any of our authorized resellers, that it will not contain defects which are a result of faulty manufacturer workmanship or materials. This warranty subsists for 15 months from the date of purchase. This warranty is provided in addition to your rights under the Australian & New Zealand Consumer Law.

Subject to any rights you have under the Australian & New Zealand Consumer Law, we will not be liable for defects which are a result of damage or loss caused by factors beyond our control, any product which has not been maintained according to any care or maintenance instructions provided with the product, any alterations to a product which are not performed by us, or damage or defects caused to the product due to unusual or non-recommended use. We will not be liable for any special, indirect, consequential or economic loss or damage or loss of profits whatsoever suffered by you or any other person resulting from any act or omission by us. Our total liability in respect of this Warranty against Defects is limited to the replacement of the goods.

This Warranty against Defects is provided in addition to other rights and


remedies that you may have at law. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

In order to claim the warranty, you must return the product to the retailer from which it was purchased or if that retailer is part of a National network, a store within that chain, along with satisfactory proof of purchase. The retailer will then return the goods to Directed Electronics Australia authorized by Anker Innovations Limited. Directed Electronics Australia will repair, replace or refurbish the product at its discretion. The retailer will contact you when the product is ready for collection. All costs involved in claiming this warranty, including the cost of the retailer sending the product to Directed Electronics Australia, will be borne by you.

This warranty is offered by Directed Electronics Australia.


Customer service support number (+61) 3 8331 4800 Mon-Fri 8:30am - 5:00pm (AEST) and customer service email address support@myanker.com.au.

Contenu de l'emballage



Insertion des piles


- 1 Retournez la balance et placez-la sur une surface plane.
- 2 Ouvrez le compartiment à piles et insérez trois piles AAA. Assurez-vous que les extrémités positives et négatives sont orientées dans le sens correct indiqué dans le compartiment des piles.
- Les chiffres **8888** s'afficheront sur l'écran LED.
- 3 Fermez le couvercle du compartiment à piles et attendez que les chiffres **00** s'affichent sur l'écran LED.



LO apparaît sur l'écran LED lorsque les piles sont faibles. Remplacez les trois piles en même temps. Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.

Sélection de l'unité de mesure


Appuyez sur le bouton **UNIT** au bas de la balance pour faire défiler et sélectionner l'unité de mesure : **lb** (livre) / **kg** (kilogramme). L'unité de mesure peut également être sélectionnée à partir de l'application EufyLife.



Installation de l'application EufyLife et couplage

- 1 Téléchargez l'application EufyLife depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
- 2 Activez Bluetooth sur votre smartphone ou tablette.
- 3 Ouvrez l'application EufyLife et suivez les instructions à l'écran pour coupler la balance avec votre appareil.

- Une fois couplés, l'application et la balance se connecteront automatiquement à la prochaine ouverture de l'application.



	Icône d'état	Indique
	Clignotement	Couplage
	Illumination fixe	Connecté



- Cette balance est compatible avec les appareils fonctionnant sous iOS 11.0 et supérieur ou Android 6.0 et supérieur.
- Ne coupez pas la balance depuis le menu Bluetooth de votre smartphone. Utilisez l'application EufyLife pour coupler la balance avec votre smartphone.

Démarrer une mesure

Avant de prendre votre première mesure, vous devrez créer et configurer un identifiant utilisateur dans l'application EufyLife.


- 1 Placez la balance sur une surface plane et dure.

48 FR

- 2 Ouvrez l'application EufyLife et sélectionnez Smart Scale dans la page d'accueil.
- 3 Montez pieds nus sur la balance. Une analyse de la composition de votre corps commence automatiquement.




- Montez au centre de la balance pieds nus. Restez immobile et maintenez un contact total avec les électrodes jusqu'à ce que la mesure soit terminée.



Pour la mesure du poids corporel :


Placez la balance sur une surface plane et dure.



FR 49

Pour l'analyse de la composition corporelle :

Restez immobile et touchez uniformément les électrodes avec les pieds nus et secs.




Mesure du poids uniquement

Cette balance peut également être utilisée comme balance de lecture de poids conventionnelle. Vous pouvez simplement monter sur la balance pour mesurer votre poids actuel sans ouvrir l'application EufyLife.

Entretien

Nettoyez régulièrement la balance avec un chiffon doux sec ou légèrement humidifié.



- Ne lavez pas la balance avec de l'eau et ne la plongez pas dans l'eau.
- N'utilisez jamais de détergents pour nettoyer la balance car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou une décoloration.

Dépannage

Message d'erreur

Affichage d'erreur	Description	Solutions
OL	Surcharge. L'appareil va se mettre hors tension.	Arrêtez d'utiliser cette balance pour la mesure.
Lo	Piles faibles. L'appareil va s'éteindre.	Remplacez les trois piles en même temps.
Err	Échec de la mesure.	<ul style="list-style-type: none">• Marchez pieds nus et gardez un contact total avec les électrodes.• Restez immobile jusqu'à ce que la mesure sur l'écran LED se verrouille.

Lors de la mesure

Problème	Cause	Solution
Résultats de mesure anormaux : <ul style="list-style-type: none"> • Trop haut • Trop bas • Énorme différence entre deux mesures récentes 	<ul style="list-style-type: none"> • Posture incorrecte. • L'appareil est placé sur un tapis doux ou une surface inégale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Montez sur la balance pieds nus et restez immobile. • Placez l'appareil sur une surface plane et dure.
L'affichage LED ne s'allume pas après être monté sur la balance.	<ul style="list-style-type: none"> • Piles non installées. • Piles usées. 	<ul style="list-style-type: none"> • Installez trois nouvelles piles. • Remplacez les trois piles en même temps.
La balance ne procède pas à l'analyse de la composition corporelle.	<ul style="list-style-type: none"> • Prise de mesure en portant des chaussures ou des chaussettes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tenez-vous pieds nus sur la balance et gardez les pieds en contact total avec les électrodes lors de la prise de mesure.

Spécifications

Modèle du produit	T9146
Source d'énergie	4,5 V (3 x batteries AAA)
Affichage LED	67×29 mm / 2,6×1,2 pouces
Unité de mesure	Pound / Kilogramme
Incréments d'unités	0,1 livre / 0,1 kg
Incréments d'unités de graisse corporelle	0.1 %
Incréments d'unité d'eau corporelle	0.1 %
Incréments d'unité de masse musculaire	0.1 %
Plage de mesure	11-397 livres / 5-180 kg
Environnement de fonctionnement	Température : 5 - 40 °C Humidité : 20-90 % HR
Environnement de stockage	Température : -20 - 50 °C Humidité : <= 90 % HR
Plage de fréquences de fonctionnement	2 402 - 2 480 MHz
Puissance des radiofréquences	-3.07 dBm
Dimensions	280×280×23 mm / 11,0×11,0×0,9 pouces
Poids net	3,31 livres / 1.5 kg

Service clientèle

Nous contacter

garantie limitée de 15 mois

✉ support@eufy.com

💬 www.eufy.com

☎ (US/CA) +1 (800) 994 3056
(AU) +61 3 8331 4800
(UK) +44 (0) 1604 936200

Pour plus de numéros de téléphone
d'assistance, rendez-vous sur :

[https://support.eufy.com/s/
phonecontactus](https://support.eufy.com/s/phonecontactus)

Ou scannez le code QR ci-dessous:



Pour accéder à des didacticiels vidéo, des
FAQ, des manuels et plus d'informations,
rendez-vous sur :

<https://support.eufy.com>

Ou scannez le code QR ci-dessous:



 @EufyOfficial  @EufyOfficial  @EufyOfficial  @EufyOfficial