

# ***RENPHO***

Live Healthy, Live Smart



**Model:SD-002**

Electric Eye Massager  
User Manual

## Attention



---

Please read and comprehend all the contents of this manual and operate the product according to the instructions.

1. **DO NOT** use if you have had an eye operation, or if you have any eye diseases such as glaucoma, cataract, and amotio retinae.
2. **DO NOT** clean the product with water; clean it with cotton soaked in alcohol
3. This product has a hot surface; people sensitive to heat should take extra care when using this.
4. Juveniles, disabled people, and the elderly should only use this product when properly supervised.
5. The product is intended for personal use; it is not intended to replace medical care and medical devices.
6. **DO NOT** use if you have any swelling in the eye area.
7. **DO NOT** disassemble the product, **DO NOT** impact or squeeze its interior lithium battery or expose it to fire;
8. **DO NOT** use if the battery has been immersed in water
9. **DO NOT** use in high temperatures or humid environments. Avoid direct exposure to the sun.
10. Consult your doctor if you have sensitive skin, allergic dermatitis, or orthopedic bio materials.
11. Remove contact lenses, hairpins, and hair accessories before using.
12. Start the eye massager after putting it on in order to avoid damage to the air bag due to over pressure.
13. Only use the charger (5V 1A, not included) to recharge the eye massager.
14. You must have your eyes closed while massaging.
15. **DO NOT** use sharp objects to scratch this product

# Product Structure

---



# Technical parameters

---

Product name: RENPHO Eye Massager  
Model: SD-002  
Input: 5V  $\equiv$  1A  
Rated power: 5W


# What's included

---

- 1 x RENPHO Eye Massager
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual
- 1 x Warranty Card

## Wearing the device

Align the cloth cover to your eyes, put on the device, adjust the elastic band, adjust the device to the most comfortable position. Hold the power button for 3-5 seconds to turn on the eye massager



Attention


Remove any glasses, contact lenses, hairpins and hair accessories before use to avoid discomfort. **Do not** operate the device with wet hands.

## During operation

Default setting: Clear mode = air pressure + heat compression + music

### Press power button to change mode:


Hold power button 3-5 seconds to turn on/off the eye massager. Gently press power button to change modes. Audio voice will confirm mode change.



# Charging

---

1. Use the 5V mobile charger(not included) for charging your eye massager.
2. Insert USB cable into the socket of the mobile charger.
3. Softly insert the micro USB plug into the socket of the device, making sure the micro USB is inserted in the right direction.
4. Plug the charger into power.
5. While charging, the red LED indicator will show. When done charging, the LED will be green. The device will not work while charging is in progress.
6. The charge duration will be 2-3 hours. Disconnect the power adapter after charging is complete.



## Music adjustment

---

Press “-” button: play next track

Hold “-” button: adjust volume

Press “+” button: play previous track

Hold “+” button: enter Bluetooth pairing mode.

## Bluetooth pairing

---

Hold “+” button for 3 seconds to enter Bluetooth pairing mode, on your phone or tablet enter your Bluetooth settings and select “eye massager” to connect.

To quit the Bluetooth pairing mode, hold “+” button till the LED indicator stop flashing.

## FAQ and Troubleshooting

---

<b>Problem</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Actions</b>
There is a sound mechanical or air sound coming from device	Normal sound of air pump inflating, motor working, or air pressure	No need to do anything
Device turns off automatically. Device does not turn on. Buttons are not responsive. Air pressure is weak.	Battery is low	Charge the device

If there are other problems, turn off the device and contact us at [support@renpho.com](mailto:support@renpho.com). RENPHO is not responsible for any damage or injuries that occur if you attempt to disassemble or repair the product yourself.

## Cleaning and Maintenance

---



Please turn off the power when cleaning, do not use corrosive detergents such as benzene or diluents to clean the product.  
**Do not** expose the device to excessive sun or hot temperature.

## Guarantee

---

This product comes with one-year warranty from the date of purchase.

Warranty will be voided due to any of the following:

Damaged due to the improper usage or storage.

Damaged by attempting to repair or disassemble the device.

Period of warranty exceeded.

## Need more help

---

Contact us via e-mail or phone

E-mail: [support@renpho.com](mailto:support@renpho.com)

Phone: 1-(844)-417-0149

Service time: PST 9.00am-16.30pm Monday-Friday

# RENPHO

より健康に、より賢く



モデル:SD-002

目元マッサージャー  
取扱説明書



## ご注意

---

取扱説明書をよく読み頂いた上で、本機を使用してください。眼科疾患がある場合は使用しないでください

1. 禁止!眼科手術を受けた方や緑内障、白内障、網膜剥離など重大な眼科疾患をお持ちの方は使用しないでください。
2. 水洗いしない。アルコールを含ませた綿で拭いて清潔してください。
3. 本機は温感機能があるため、熱さに鈍感な方は使用の際に注意してください。
4. 未成年者、障害者及び高齢者は、監護者がいる時に利用してください。
5. 本機はパーソナルマッサージャーです。医薬品や医療機器に代わるできません。
6. 内蔵リチウム電池の分解、衝撃、押し出し、火の中に入れてはしないでください。もし電池が膨らんで変形した場合は本機の使用を停止してください。
7. 電池が水に浸した場合は使用しないでください。
8. 内部にリチウム電池があるため、高温の環境に置かないでください。
9. 敏感肌、アトピー性皮膚炎、顔面に整形材料がある方は医師の指導に従って使用してください。
10. 使用になる前に、付けていたコンタクトレンズ、ヘアアクセサリなどを取り外してください。
11. エアバッグの損傷を防ぐために、本機を装着してから電源を入れてください。
12. 本機への充電は充電器(5V 1A)を使用してください。
13. 目を閉じてマッサージしてください。
14. 鋭利なもので本機を傷つけたり、刺したりしないでください。

## 使用前の準備

---


- 1.充電は5Vの充電器を使用してください。
- 2.USBケーブルのUSBポートを充電器のUSBソケットに差し込んでください。
- 3.Micro USBポートを本機のソケットに差し込んでください。
- 4.充電器を電源に差し込んでください。

充電中:LEDインジケータが赤ランプを点灯し、充電完了すると緑ランプが点灯します。充電の際には本機を使用しないでください。安全上の上で、充電中は機能しないように設定されています。

充電時間は約2-3時間です。充電完了したら、電源アダプタを外してください。

## 製品構造

---



## 商品特徴

自動タイマー


スマートな音声提示

スマートタッチ

タッチコントロール


Bluetooth音楽

180°折畳可能



## 使用方法

布カバーを両目に合わせて本機を装着してください。ゴムバンドを調整し、本機の位置を一番快適な位置まで調整してください。電源ボタンを3～5秒長押しすると、目のマッサージ器がオンになります。



ご使用になる前、不快感を避けるようメガネやコンタクトレンズ、ヘアピンなどのアクセサリを外してください。また、手濡れの場合は本機を操作しないでください。


## 作業中

---

ブートデフォルトモード:クリアモード: **エア** + **温め** + **音楽(5分)**

### 電源ボタンによってモード切り替え:

注意:電源ボタンを3~5秒長押しすると目のマッサージ器がオン/オフになり、電源ボタンをタッチするとモードが切り替えられます。モードボタンを操作するたびに、音声で現在のモードを提示します。操作の際に音楽が2秒ほど停止され、2秒後に自動再開します。



## 音楽調整

---

現在のモードで、音楽機能対応の場合は「-」ボタンを2秒ほどロングタッチしたら、音量を下げます。1秒未満のタッチは、次の曲を再生します。

## Bluetooth音楽

---

「+」ボタンを3秒ほどロングタッチしたら、Bluetooth機能を起動します。そして、あなたのPhone/PadのBluetooth機能もオンにしてください。「eye massager」という名前が現れたら、接続してください。そして、あなたの設備から曲を楽しむことができます。

「+」キーを3秒長く押して、指示ランプが点滅しないと、ブルートゥースペアモードをオフにします


注意：長時間の大音量には難聴を引き起こす可能性が高まります。

## 充電提示

---

充電中：LEDインジケーターが赤ランプを点灯し、充電完了すると緑ランプが点灯します。充電の際には本機を使用しないでください。安全上の上で、充電中は機能しないように設定されています。

充電時間は約2-3時間です。充電完了したら、電源アダプタを外してください。



## よくある問題と処理方法

---

番号	問題	可能的原因	処理方法
1	「シュウシュウ」と「ダダダッ」の音がする	運転中のエアポンプの膨張、モーターの回転、エアバルブの収縮、布カバーの摩擦などからの正常な音	処理必要なし
2	起動後に自動的にシャットダウンする	電量不足	充電
3	起動できない	電量不足	充電
4	タップボタンが効かない	電量不足	充電
5	エア強度が弱い	電量不足	充電

上記で確認した上で、まだ異常現象が発生している場合は、電源を切り、support@renpho.com までご連絡ください。本製品を分解または修理しないでください。許可なく分解する場合は、いかなる損害または怪我に対しても責任を負いません。予めご了承ください。

## お手入れと保管

---



お手入れの際には必ず電源を切ってください。ベンジンやシンナーなどの腐食性の洗剤を使用しないでください。機器の色あせ、構造の腐食とひび割れの原因になります。

色あせを防ぐため、日光の当たる場所や高温の所に置かないでください。

## アフタサービスと保証

---

この商品は購入日から1年間の保証を提供いたします。

以下の場合は無料保証の対象外となります：

ユーザーによる不適切な使用または保管により損傷をしました。

弊社で承認されていない修理屋で修理することによって損害を受けました。

保証期間を超えました。

## 仕様

---

商品名：RENPHO目元マッサージャー

モデル：SD-002

定格電圧：5V

定格電力：5W

商品内容：

RENPHO目元マッサージャー\*1

USBケーブル\*1

取扱説明書\*1

保証書\*1

NHJMG02

## **FCC Warning Statement**

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## **JOICOM CORPORATION**

165 E. Freedom Ave., Anaheim, CA 92801

E-mail: [support@renpho.com](mailto:support@renpho.com)