

SUMMARY OF IMPORTANT SAFETY NOTES	
Before using the URGOnight headband, make sure to read and follow these instructions, see all warnings, and keep this document for future reference.	
1. If you are travelling by air, the URGOnight headband must be transported in your carry-on baggage, do not place them in your checked baggage.	
2. Do not use the URGOnight headband while it is charging.	
3. Do not use the URGOnight headband when your head/hair is wet, or near water.	
4. Do not use the URGOnight headband if it has been damaged or altered.	
5. Only use accessories that are specified by the manufacturer.	
6. Do not place the URGOnight headband on open wounds, sores or rashes, or over swollen, red, infected or inflamed skin irritations. If any skin irritations occur in using the URGOnight headband, you should stop using it immediately.	
7. Follow cleaning recommendations outlined in the cleaning section.	
	1

User Manual

Charging

1. Please charge the headband for at least 1 hour before the first use.
2. Only use the charger and cable provided with the URGOnight headband by the manufacturer.
3. The URGOnight headband can only be charged when it is switched off.
4. The URGOnight headband must not be worn when charging, unplug the headband from the charger before use.

Water, moisture, heat

1. Do not use the URGOnight headband near water or when you are wet, especially when your head/hair is wet.
2. Do not immerse the URGOnight headband in liquid of any kind, or placing it in a dishwasher or washing machine.
3. The URGOnight headband is not water resistant but may be wiped down with a dampened cloth for cleaning.
4. Do not leave the URGOnight headband near any heat sources, such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus that produce heat, such as audio amplifiers or televisions.

CONFORMITY

The declaration of conformity and any other regulatory documents specific to other countries are available on our website: urgonight.com

SAFETY

The device is compliant according to these standards: EN IEC 62368-1:2018

RADIO & ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE

The device is compliant according to Electromagnetic compatibility (EMC) tests:

- EN 55032 :2015/EN 55035 :2017/ETSI EN 301489-1 V2.1.1/ETSI EN 301489-17 V2.2.1/ETSI EN 300328 V2.1.1
- CFR 47 Part 15 Subpart B - Radio frequency devices

WARNING TO USERS IN THE UNITED STATES

Federal Communication Commission Interference Statement 47 CFR Section 15.105(b)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed

PRODUCT

Product Operation

To get started with your URGOnight headband, please refer to the Starter Guide enclosed in the packaging.

Product Description

URGOnight was designed to encourage and teach you how to take control of your sleep by using neurofeedback in an autonomous way. The URGOnight headband measures your brain activity by detecting electrical impulses with 4 dry sensors (electrodes) that provide 4 channels of Electroencephalogram (EEG) data.

The URGOnight mobile application will guide you to set up your headband, take you through the exercises and help you keep track of your progress. URGOnight is intended to be used during the day and has been designed to be easily transported anywhere you like.

Health Considerations

URGOnight is not a medical device and is not designed to treat any medical condition.

If you are diagnosed with one of the following conditions (non-exhaustive list), please consult your doctor prior to using URGOnight:

1. Depression
2. Organic sleep troubles: apnea, hypopnea, restless syndrome, narcolepsy, hypersomnia, Kleine-Levin syndrome, somnambulism, nocturnal eating troubles
3. Pathologies disturbing sleep: cancer, degenerative, autoimmune, inflammatory, chronic or acute, hormonal disturbances
4. For users that have a medical implant, the signal of your URGOnight training may be inaccurate, please consult your doctor.
5. Epilepsy: If you are epileptic, please check with your neurologist if URGOnight is suitable for your condition. As the brainwaves trained with URGOnight are close to the beta waves, that might cause seizures in some epileptic people.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment has very low levels of RF energy that is deemed to comply without testing of specific absorption rate(SAR).

WARNING TO USERS IN THE CANADA


This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p) is not more than that necessary for successful communication.

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment has very low levels of RF energy that is deemed to comply without testing of specific absorption rate (SAR).

Headband



1. **ON/OFF Power Button:** Gently press once to switch the headband on. To switch off, hold down the button for more than 2 seconds.
2. **LED (color indications):**
 - Flashing white: the URGOnight headband is on and searching for mobile phone pairing
 - Still white: Paired with the mobile application, ready to start
 - Still orange: Charging
 - Still orange + green: Fully charged

Physical Symptoms

In rare cases, some people experience blackouts or seizures due to exposure to flashing lights and patterns created by the display on a mobile phone or other devices with screens. If you have experienced in the past any of these symptoms, or have experienced any nausea, involuntary movements, tingling, numbness or vision issues while using these types of applications or devices, you should consult your doctor before using URGOnight or any similar applications. You should immediately cease all such use of URGOnight should the symptoms recur. Nevertheless, avoid prolonged use of URGOnight to avoid any possible fatigue or discomfort, including any eye, muscle or joint strain.

Choking Hazard

URGOnight and its accessories may present a choking hazard. Keep these accessories away from young children.

Radio Signals

The URGOnight headband uses radio signals to connect to wireless networks. Observe signals and notices that prohibit or restrict the use of wireless devices (for example, healthcare facilities, airlines and blasting area). Although the URGOnight headband is designed, tested and manufactured to comply with regulations governing radio frequency emissions, such emissions from the URGOnight headband may negatively affect the operation of other electronic equipment, causing them to malfunction.

Permitted Age & Profile


URGOnight is available for individuals above the age of majority. If the user is a minor, the user must review this documentation with their parent or guardian to make sure that both the user and the parent or guardian, understand it.

Europe - CE

URGOTECH is authorized to apply the CE Mark on the device, thereby declaring conformity to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU.

ENVIRONMENT

Disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment



1. You may consult and comply with all local laws and regulations for the proper disposal of batteries and electronic devices in your local area.
2. If there are no local laws concerning electronic waste disposal, place the headband and its battery in a waste bin for electronic devices.
3. Batteries may not be disposed of in municipal waste streams and require separate collection.
4. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, can result in an explosion; a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

- Flashing orange: There might be a problem with your battery, please contact customer support

Note: In order to optimize your battery, the URGOnight headband will automatically switch off after 2 minutes. It will switch back on if you move it or if you gently press the on/off button.

3. **USB connector:** It is positioned under the URGOnight headband.

4. **2 Top Electrodes:** One on each side

5. **2 Bottom Electrodes:** One on each side

URGOnight is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.

Choking Hazard

URGOnight and its accessories may present a choking hazard. Keep these accessories away from young children.

Radio Signals

The URGOnight headband uses radio signals to connect to wireless networks. Observe signals and notices that prohibit or restrict the use of wireless devices (for example, healthcare facilities, airlines and blasting area). Although the URGOnight headband is designed, tested and manufactured to comply with regulations governing radio frequency emissions, such emissions from the URGOnight headband may negatively affect the operation of other electronic equipment, causing them to malfunction.

WARRANTIES & SERVICES

URGOTECH warrants to the original purchaser that your URGOnight headband shall be free from defects in material and workmanship for 1 year. Except where prohibited by applicable law, this warranty is nontransferable and is limited to the original purchaser and the country in which the product was purchased. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, including a longer warranty duration that may vary under local laws.

DISCLAIMER & LIMITATION OF LIABILITY

The URGOnight headband is not a medical device, it is not meant for medical use, clinical diagnosis or therapeutic purposes.

URGOnight is designed for regular and consistent training sessions of 20 minutes, minimum 3 times a week to observe benefits on your sleep. It is recommended to leave at least one night's rest in between 2 sessions to allow enough time to your brain to assimilate what has been learned. URGOTECH assumes no responsibility with regards to the performance of the URGOnight headband.

© 2018 URGOnight. All rights reserved. URGOnight and related trademarks, names and logo are the property of URGOTECH and are registered and/or used in the European Union, US. "Android" is a trademark of Google

Technical Specifications	
Size	One Size Fits All, adjustable (front, sides and back)
Head Circumference	520 mm to 620 mm (20.47" to 24.40")
Electrodes	4 dry gold plated and retractable electrodes for high quality signal measurement and optimal comfort
Weight	160g
Materials	Hypoallergenic Silicone, Fabric
Battery Life	Up to 6 hours, equivalent to 2 weeks of recommended use
Battery Charge	3 hours to reach 100% full charge
Connectivity to Application	Bluetooth 4.0 low energy
URGOnight Application Compatibility	Apple iOS 11 and later or Android 5 and later
	5
	6

Product Cleaning

1. Clean only with a non-abrasive, lint-free cloth. If needed, you can lightly dampen the cloth with water, and soap-free cleanser to clean the headband. Always air dry the band well before putting it back on.
2. Do not use detergents or cleaning gels, which might degrade the surface of the electrodes.

SAFETY & WARNINGS

Read and understand all instructions in this document.

Battery

1. The URGOnight headband is equipped with two Lithium Polymer batteries of 350mAh.
2. If you are travelling by air, you must carry the URGOnight headband in your carry-on baggage, do not place them in your checked baggage.

use while walking down the street or driving. Failure to pay full attention during walking or the operation of your vehicle could result in death, serious injury, or property damage. You assume total responsibility and risk for not following this operating instruction.

Operating Conditions

1. Temperature range: -20°C/-4°F to 30 °C/86°F
2. Charging Temperature: 0°C/32°F and above
3. Humidity: 40 - 95%
4. Electrical Specifications for charging:
 - Voltage input min/max: 4.5V - 5.5V DC (direct current)
 - Voltage nominal input: 5V DC (direct current)
 - Power input: 5W
5. Do not use other charging adapters unless it meets the following specifications:
 - Input : 100 - 240V - 50/60 Hz 0.4A
 - Output : 5V 1000 mA
 - Model : MKC-0501000DEXU
 - Certified: IEC 60950-1 or IEC 62368
6. The charger must be easily accessible as its power plug acts as a disconnecter.

GENCE, URGOTECH, ITS LENSORS AND SERVICE PROVIDERS WILL NOT BE LIABLE UNDER ANY CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHER LEGAL, OR EQUITABLE THEORY FOR ANY CLAIMS ARISING FROM OR RELATED TO: (a) ANY INFORMATION AND DOCUMENTATION MADE AVAILABLE TO YOU BY URGOTECH, ITS LENSORS AND SERVICE PROVIDERS; (b) USE OF URGOTECH PRODUCTS, SOFTWARE, OR SERVICES; OR (c) THE INABILITY TO USE OR THE NON-PERFORMANCE OF URGOTECH PRODUCTS, SOFTWARE, OR SERVICES, IN ALL CASES WHETHER OR NOT SUCH DAMAGES WERE FORESEEN OR UNFORSEEN, EVEN IF URGOTECH HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, IN NO EVENT SHALL THE AGGREGATE LIABILITY OF URGOTECH, ITS LENSORS AND SERVICE PROVIDERS EXCEED THE AMOUNT PAID BY YOU FOR THE PRODUCTS, SOFTWARE, AND SERVICES GIVING RISE TO THE CLAIM.

SUPPORT & SERVICES

If you wish to receive further information or if you need any customer service, please send in a request on our website: urgonight.com or send an email to support@urgonight.com

URGOTECH SAS

15 avenue d'Iena,
75116 Paris, France

Symbol	Meaning
— —	Direct Current (DC Power)

RÉSUMÉ DES NOTES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
<p>Avant d'utiliser le bandeau URGOnight, veuillez lire et suivre ces consignes, prendre connaissance de tous les avertissements et conserver ce document pour pouvoir le consulter ultérieurement.</p> <ol style="list-style-type: none"> Si vous prenez l'avion, le bandeau URGOnight doit être transporté dans votre bagage à main. Ne le placez pas dans votre bagage en soute. N'utilisez pas le bandeau URGOnight lorsqu'il est en charge. N'utilisez pas le bandeau URGOnight lorsque vous avez la tête ou les cheveux mouillés, ou avec de l'eau à proximité. N'utilisez pas le bandeau URGOnight s'il a été endommagé ou modifié. Utilisez uniquement les accessoires indiqués par le fabricant. Ne placez pas le bandeau URGOnight sur des blessures ouvertes, des plaies ou des éruptions cutanées, ni sur une peau enflée, rouge, infectée, enflammée ou irritée. En cas d'irritation cutanée lors de l'utilisation du bandeau URGO-night, arrêtez immédiatement de l'utiliser. Suivez les consignes de nettoyage fournies à la section Nettoyage.
1

Chargement

- Veillez charger le bandeau pendant ou moins 1 heure avant la première utilisation.
- Utilisez uniquement le chargeur et le câble fournis avec le bandeau URGOnight par le fabricant.
- Le bandeau URGOnight ne peut être chargé que lorsqu'il est éteint.
- Le bandeau URGOnight ne doit pas être porté pendant le chargement. Débranchez le bandeau du chargeur avant de l'utiliser.

Eau, humidité, chaleur

- N'utilisez pas le bandeau URGOnight à proximité de l'eau ou lorsque votre tête ou vos cheveux sont mouillés.
- Ne plongez pas le bandeau URGOnight dans un liquide quel qu'il soit, et ne le passez pas au lave-vaisselle ou au lave-linge.
- Le bandeau URGOnight n'est pas résistant à l'eau, mais il peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide.
- Ne laissez pas le bandeau URGOnight à proximité de sources de chaleur, notamment radiateurs, bouches d'air chaud, poêles ou autre appareil produisant de la chaleur, notamment amplificateurs audios ou téléviseurs.

7

CONFORMITÉ
La déclaration de conformité et les autres documents réglementaires spécifiques à d'autres pays sont disponibles sur notre site Internet : urgonight.com .

SÉCURITÉ

Le dispositif est conforme aux normes suivantes : EN IEC 62368-1:2018

INTERFÉRENCES ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET RADIO

Le dispositif est conforme aux tests de compatibilité électromagnétique (CEM) :

- EN 55032:2015/EN 55035:2017/ETSI EN 301489-1 V2.1.1/ETSI EN 301489-17 V2.2.1/ETSI EN 300328 V2.1.1
- CFR 47 Partie 15 Sous-partie B - Dispositifs à radiofréquence

AVERTISSEMENT À L'ATTENTION DES UTILISATEURS AUX ÉTATS-UNIS

Déclaration de la Commission fédérale des communications relative aux interférences

CFR 47 section 15.105(b)

Cet équipement a été testé et s'est révélé conforme aux limites définies pour un appareil numérique de Classe B, en vertu de la Partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont définies pour offrir une protection raisonnable contre

les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence. Par ailleurs, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles pour les communications radios. Toutefois, rien ne garantit qu'aucune interférence n'aura lieu dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en appliquant l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement et le récepteur sur des circuits différents.

- Consulter le distributeur ou un technicien radio/TV pour obtenir de l'aide.

Le dispositif URGOnight est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) ce dispositif doit supporter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

AUCUNES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES

CFR 47 section 15.21

ATTENTION : Cet équipement ne peut être modifié de quelque façon que ce soit sans l'accord écrit signé d'URGOTECH. Toute modification non autorisée est susceptible d'invalider l'autorisation de l'équipement délivrée par la FCC et annulera la garantie d'URGOTECH.

PRODUIT

Fonctionnement du produit

Pour commencer à utiliser votre bandeau URGO-night, veuillez consulter le Guide de prise en main présent dans la boîte.

Description du produit

URGOnight a été conçu pour vous encourager et vous apprendre à prendre le contrôle de votre sommeil en utilisant le Neurofeedback de façon autonome. Le bandeau URGOnight mesure votre activité cérébrale en détectant les impulsions électriques grâce à 4 capteurs secs (électrodes) fournissant 4 canaux de données d'Electroen-céphalographie (EEG).

L'application mobile URGOnight vous guidera dans la configuration de votre bandeau, vous permettra de vous entraîner via des exercices et de suivre votre progression. URGOnight doit être utilisé pendant la journée et a été conçu pour être facilement transporté partout où vous le souhaitez.

2

3

4

Santé

URGOnight n'est pas un dispositif médical et n'a pas pour objectif de traiter une pathologie.

Si l'une des pathologies suivantes vous a été diagnostiquée (liste non exhaustive), veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser URGOnight :

- Dépression
- Troubles du sommeil physiologiques : apnée, hypopnée, syndrome des jambes sans repos, narcolepsie, hypersomnie, syndrome de Kleine-Levin, somnambulisme, boudimie nocturne
- Pathologies perturbant le sommeil : cancer, maladies dégénératives, auto-immunes, inflammatoires, chroniques ou aiguës, troubles hormonaux
- Chez les utilisateurs portant un implant médical, le signal de votre entraînement URGOnight peut être faussé. Veuillez consulter votre médecin.
- Épilepsie : si vous êtes épileptique, veuillez consulter votre neurologue pour savoir si URGOnight est adapté à votre maladie. Les ondes cérébrales entraînées avec URGOnight sont proches des ondes bêta, ce qui peut provoquer des crises d'épilepsie chez certains épileptiques.

9

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition à la radiofréquence (RF) de la FCC. Cet équipement émet de très faibles quantités d'énergie RF considérées comme conformes sans évaluation du débit d'absorption spécifique (DAS).

ATTENTION POUR LES UTILISATEURS AU CANADA


Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada.

Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention d'autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement émet une énergie RF très faible qui est considérée comme conforme sans évaluation du débit d'absorption spécifique (DAS)

Bandeau



- Bouton marche/arrêt** : appuyez une fois pour allumer le bandeau. Pour l'éteindre, maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes minimum.
- LED** (indication des couleurs) :
 - Blanc clignotant : le bandeau URGOnight est allumé et recherche la connexion avec un téléphone mobile
 - Blanc : le bandeau est appairé à l'application, prêt à démarrer
 - Orange : en charge
 - Orange et vert : entièrement chargé

- Bouton marche/arrêt** : appuyez une fois pour allumer le bandeau. Pour l'éteindre, maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes minimum.
- LED** (indication des couleurs) :

- Blanc clignotant : le bandeau URGOnight est allumé et recherche la connexion avec un téléphone mobile

- Blanc : le bandeau est appairé à l'application, prêt à démarrer

- Orange : en charge

- Orange et vert : entièrement chargé

5

6

Symptômes physiques

Dans de rares cas, l'exposition aux lumières clignotantes et aux motifs créés par l'affichage sur un mobile ou d'autres appareils dotés d'un écran peut provoquer une perte de connaissance ou une crise d'épilepsie. Si vous avez présenté l'un de ces symptômes par le passé, ou si vous avez eu des nausées, mouvements involontaires, fourmillements, engourdissements ou problèmes de vision pendant l'utilisation de ces types d'applications ou d'appareils, consultez votre médecin avant d'utiliser URGOnight ou des applications similaires. Arrêtez immédiatement d'utiliser URGOnight si les symptômes réapparaissent. Quoi qu'il en soit, évitez toute utilisation prolongée d'URGO-night pour éviter toute fatigue ou tout inconfort, notamment oculaire, musculaire ou articulaire.

7

8

9

10

Âge et profil autorisés

URGOnight s'adresse aux personnes majeures. Si l'utilisateur est mineur, il doit lire cette documentation avec ses parents ou son tuteur pour s'assurer que ses parents ou son tuteur et lui la comprennent.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

- Orange clignotant : votre batterie a peut être un problème. Veuillez prendre contact avec le service client.

Remarque : Afin d'optimiser la durée de vie de votre batterie, le bandeau URGOnight s'éteindra automatiquement au bout de 2 minutes d'inutilisation. Il se rallumera si vous le bougez ou si vous appuyez sur le bouton marche/arrêt.

- Prise USB** : elle est positionnée sous le bandeau URGOnight.

- 2 électrodes en haut** : une de chaque côté

- 2 électrodes en bas** : une de chaque côté

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Caractéristiques techniques	
Taille	Taille unique, réglable (avant, côtés, arrière)
Tour de tête	520 mm à 620 mm (20.47" à 24.40")
Électrodes	4 électrodes sèches plaquées or, rétractables pour une mesure du signal de haute qualité et un confort optimal
Poids	160g
Matériaux	Silicone hypoallergénique, tissu
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 6 heures, soit 2 semaines selon l'utilisation recommandée
Chargement de la batterie	3 heures pour un chargement complet
Chargement de la batterie	3 heures pour un chargement complet
Connectivité à l'application	Bluetooth 4.0 à basse énergie
Compatibilité de l'application URGOnight	Apple iOS 11 et ultérieur ou Android 5 et ultérieur

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

de Google Inc. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques est soumise à licence. Veuillez noter que les noms de sociétés et de produits sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et que les autres noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques de leurs sociétés respectives.

DANS LA LIMITE AUTORISÉE PAR LA LOI, URGOTECH NE SAURAIT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU ACCESSOIRES QUELS QU'ILS SOIENT, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS, DE REVENUS OU DE DONNÉES (DIRECTE OU INDIRECTE) OU LA PERTE COMMERCIALE RÉSULTANT DU NON-RESPECT D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE OU DE VOTRE PRODUIT, MÊME SI URGOTECH A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

52

Cette documentation et ces informations, notamment toute la documentation intégrée par référence au présent document, comme la documentation et les informations fournies ou mises à disposition, sont fournies « telles quelles » et sans condition, annotation, garantie, observation ou responsabilité de quelque sorte que ce soit par URGOTECH, faisant toutes l'objet d'une décharge de responsabilité expresse dans la limite maximale autorisée par la législation en vigueur dans votre juridiction.

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

Nettoyage du produit

- Nettoyez uniquement avec un chiffon non abrasif et non pelucheux. Si nécessaire, vous pouvez humidifier légèrement le chiffon avec de l'eau et un nettoyant sans savon pour nettoyer le bandeau. Laissez toujours sécher le bandeau à l'air libre avant de le réutiliser.
- N'utilisez pas de détergents ou de gels nettoyants, car ces produits pourraient détériorer la surface des électrodes.

85

86

87

88

89

90

lorsque vous marchez ou conduisez votre véhicule peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dégâts matériels. Si vous ne respectez pas cette consigne d'utilisation, vous en assumez l'entière responsabilité et le risque.

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105
