

Venom 2

EN Operating Instructions BG Инструкции за експлоатация
CS Návod k použití DA Betjeningsvejledning
DE Bedienungsanleitung EL Οδηγίες λειτουργίας
ES Instrucciones de uso ET Kasutusjuhised FI Käyttöohjeet
FR Mode d'emploi HR Upute za rad HU Használati útmutató
KO 작동 지침 IT Istruzioni per l'uso LT Naudojimo instrukcijos
MS Arahan operasi NL Gebruiksaanwijzing
PL Instrukcje użytkowania PT Instruções de operação
RO Instrucțiuni de utilizare RU Инструкции по эксплуатации
SK Návod na použitie SL Navodila za uporabo SV Driftanvisningar
TH คู่มือการใช้งาน ZH-TW 繁體中文 操作說明

EN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

DO NOT DESTROY



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE VENOM 2



DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Always unplug this device from the electrical outlet immediately after charging and before cleaning or using.
- Do not reach for a device that has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not use while bathing or in a shower.
- Do not place or store device where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
- Keep dry. Do not operate in a wet or moist condition.



WARNING

Read all safety warnings and instructions before using this device. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.



WARNING

TO REDUCE RISK OF BURNS, ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND PERSONAL INJURY, THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS:

- Use this device only for its intended use as described in this manual.
- This is not a toy. For adult use only. Do not use if injured.
- This device should never be left unattended when plugged in.

Always unplug this device from the electrical outlet immediately after charging, prior to use and before cleaning. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.

- Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Never operate this device if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or has gotten wet. Return the device to a service center for examination and repair.
- Do not carry this device by the cord or use cord as a handle.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Suitable for dry location ONLY. Do not use outdoors or on wet surfaces and do not expose to water or rain.
- Use product only according to these instructional materials. In addition, instructional use materials are available at hyperice.com.
- Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
- Temperatures sufficiently high to cause burns may occur regardless of the control setting. Do not use on an infant or invalid or on a sleeping or unconscious person. Do not use on insensitive skin or on a person with poor blood circulation. Check the skin in contact with the heated area of the device frequently to reduce the risk of blistering. Immediately remove from body and turn off at first sign of discomfort.
- This device must not be used by persons insensitive to heat and other very vulnerable persons who are unable to react to overheating.
- If the device is slept on or worn while sleeping with the controls set to a higher temperature the user may suffer skin burns or heat stroke.
- Do not crush. Avoid folding with sharp creases. Do not fold Venom 2 while in use.
- Do not modify or attempt to repair the device. Contains no user-serviceable parts. Please contact Hyperice for service.
- Prevent unintentional starting. Ensure the power button is in the off position before storing, picking up or carrying the device.

WARNING

Please do not use the Venom 2, or any heat or vibration device without first obtaining approval from your doctor if any of the following apply: Pregnancy, diabetes with complications such as neuropathy or retinal damage, wear of pace-makers, recent surgery, epilepsy or migraines, herniated disks, spondylolisthesis, spondylolysis, or spondylosis, recent joint replacements or IUDs, metal pins or plates or any concerns about your physical health. Frail individuals and children should be accompanied by an adult when using any heat or vibration device. These contraindications do not mean that you are not able to use this device but we do advise you to consult a doctor first. Ongoing research is being done to the effects of heat and vibration for specific medical disorders. This will likely result in the shortening of the list of contraindications

as shown above. Practical experience has shown that integration of vibration exercise into a treatment plan is advisory in a number of cases. This must be done on advice of and in accompaniment with a doctor, specialist or physiotherapist.












CAUTION















When using an electrical device, basic precautions should always be followed, including the following:

- For adult use only.
- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge of how to use this device, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.
- The device has a heated surface. Persons sensitive to heat must be careful when using the device. This device must not be used by persons insensitive to heat and other very vulnerable persons who are unable to react to overheating.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Unplug the charger from battery after charging or prior to use. Venom 2 will not function while charger is plugged into battery.
- Never leave the Venom 2 operating or charging unattended.
- Do not immerse device in water. Clean only with a damp cloth.
- Keep liquids away from device.
- Use only on a dry clean surface of the body, or over light clothing, as shown on instructional material.
- Do not use Venom 2 on wet skin or over topical ointment, especially ones that contain heat producing ingredients as skin burns could result.
- Use a thin fabric, clothing or thin towel between product and skin to reduce chance of burns.
- Burns can occur regardless of control setting. Check skin under product frequently and immediately remove from body and turn off at first sign of discomfort.
- Do not place any metallic objects between Venom 2 and body, including pins or other metallic fasteners to fasten the Venom 2
- Do not attempt to disassemble.
- Do not tamper or alter the Venom 2 in any way.
- Carefully examine the device before each use. If the device shows any sign of deterioration, such as checking, blistering, or cracking return it to an authorized Hyperice service center for examination and repair.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not sit on, press against, or crush Venom 2.
- Do not crush the device by placing items on top of it during storage
- Examine the device frequently for signs of wear or damage. If there are such signs, if the device has been misused or does not work, return it to an authorized Hyperice service center for examination and repair.

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Not intended for medical use in hospitals. Intended for household or commercial use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Symbol	Description	Location
IP21	Degree of protection against ingress of water	On wrap
	Read instructions before use	In manual and on pod
	Direct current	On pod
	Alternating current	On charger
	Manufacturer's name and address	In manual and on pod
	<p>Separate collection for waste electrical and electronic equipment.</p> <p>This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.</p>	On wrap
	Do not wash	On wrap
	Do not dry clean	On wrap
	Do not tumble dry	On wrap
	Do not bleach	On wrap

	Do not iron	On wrap
	Warning symbol to identify a hazard that may lead to death or serious injury	In manual and on pod
	Caution symbol to indicate the need for the user to consult the instructions for use for important cautionary information such as warnings and precautions that cannot, for a variety of reasons, be presented on the medical control unit itself	In manual
	Tip to provide guidance to make use easier. Risk to user is considered negligible	In manual
	European Conformity	On wrap
	Australia RCM	On wrap
	Made in China	On wrap
	UK Mark	On wrap
	Recycle Lithium-Ion	On wrap
	Recycle symbol	On wrap
	Heat control	On pod
	Power on/off	On pod
	Vibration control	On pod
	Detachable supply cord, only use with the charger that was supplied with the device.	In manual and on pod

BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY

The Bluetooth® word mark and logos are owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Hyperice is under license. In the unlikely event of loss of a stable Bluetooth connection, the system will attempt to re-establish its connection automatically. The Venom 2 is completely autonomous, and will continue operating normally, even during a loss of connectivity. If this control unit does cause interference, which can be determined by turning the control unit off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by reorienting or relocating the control unit, increasing the separation between equipment and the control unit, or connecting the control unit to a different outlet on a circuit if it is plugged in.

The Venom 2 control unit uses Bluetooth 5.0 wireless technology with the following radio specifications:
FCC ID: 2AWQY-VENOM2, IC: 26929-VENOM2, Frequency: 2402 to 2480 MHz

This unit complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This control unit may not cause harmful interference, and (2) this control unit must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This control unit complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this control unit may not cause interference, and (2) this control unit must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the unit.

This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment has very low levels of RF energy that are deemed to comply without testing of specific absorption rate (SAR).

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

INTERNAL BATTERY INFORMATION

The Venom 2 unit is equipped with a rechargeable lithium ion battery. The internal battery is designed to allow use of the Venom 2 anywhere—even when power outlets aren't available. The Venom 2 may need to be charged before first use. A fully charged battery will provide power for 2+ hours of continuous use. It takes approximately 4 hours to fully charge the battery when the control unit is plugged in and not in use.

- This device contains a Lithium-ion battery. Batteries are only replaceable by a skilled person with a special tool. Contact Hyperice for service or repair. This device contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the device shall be properly disposed of. The battery must be complied with safety at an appropriate e-waste disposal or recycling facility.



WARNING

- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or device outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Nominal temperature range for charging the battery 0° ~ 45°C (32° ~ 113°F)
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Do not use a battery pack or device that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, do not expose a battery pack or device to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C (265°F) may cause explosion.
- In the event of the battery pack leaking, do not allow any liquid to come into contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical attention
- In case of battery rupture, major leakage or explosion, evacuate the area and quarantine the contaminated area. Provide good ventilation to clear out any fumes, gases or pungent odors.
- Eyes – Rinse eyes with plenty of water for 15 minutes; Seek immediate medical attention.
- Skin – Rinse affected area with plenty of water and soap or take a shower for 15 min
- Inhalation – Expose the person to fresh air and use artificial respiration if needed; Seek medical attention if necessary.
- Ingestion – Consult a physician or local poison control center immediately
- Dispose of used battery promptly. Keep away from children. Do not disassemble and do not dispose of in fire.

OPERATING INSTRUCTIONS

CHARGING



WARNING

⚠ The Venom 2 should only be charged with the double insulated, 18VDC Hyperice charger (model number MX24Z2-1801000) that was supplied with the device. Do not charge the Venom 2 overnight or leave the Venom 2 unattended when charging or in use.

To charge, connect the adapter into the battery's charging port and plug the charging cord into a wall outlet. Fully charge the battery for up to six hours before first use. A LED light pulses to show the battery level and indicate active charging. Full charge is indicated when the LED light stops pulsing and remains fully illuminated green. The device will display the battery level when turned on. Unit may be recharged at any time and at any battery level. It is not recommended to fully deplete the battery to the orange LED level. Recharge the unit monthly to best prolong battery life.

OPERATING

Wrap the compression wrap around the proper body part (back, leg, or shoulder) and attach straps with a snug, but comfortable, fit so the four vibration pods are positioned as desired. Ensure battery is charged. Press the ON button to activate the unit. The Hyperice logo will illuminate red to show Venom 2 is activated. Choose the desired heat and vibration options with the buttons on the top of the pod. The device will automatically start when the heat or vibration button is pressed. Press the heat or vibration button again to the desired level. The device will turn off automatically after 15 minutes without further input. The device will vibrate twice to signify the end of a session or three times to signify a low battery. To continue use, simply press the heat or vibration button, and set to the desired level. A fully charged battery will power the device for around two hours at level three heat, and longer at lower levels


CONNECT TO THE HYPERICE APP

To connect your device to the Hyperice App via Bluetooth® make sure that your device is turned on, Bluetooth is turned on in your phone, and your device is within range of your phone. The Bluetooth LED on the pod will pulse blue, which means it is waiting to pair. If prompted, tap "Scan for Devices." Select your device when it pops up on the screen. Once you pair your Venom 2, HyperSmart™ will allow you to automatically start your session and control the heat and vibration settings from within the Hyperice App.

CLEANING AND STORAGE

Use a towel or soft cloth to wipe any moisture from unit. Keep unit away from heat sources, liquids, and children. Store in a clean, cool, dry place, out of direct sunlight, when not in use. Recommend storage temperature between -10°C and 25°C/14°F and 77°F.

SPECIFICATIONS



1. Venom 2 pod
2. Bluetooth® indicator
3. Charging port
4. Power (ON/OFF) button
5. Battery indicator
6. Heat adjustment button
7. Heat level indication
8. Vibration adjustment button
9. Vibration pattern indication
10. Compression wrap

Vibration Frequency: 88 Hz

Heat: #1 113°F (45° C) #2 122° F (50° C) #3 131° F (55° C)

Weight: 3 lbs / 1.6 kg (including charger)

AC-DC Charger: 100-240 V, 50/60 Hz, 0.7A - 18.0V, 1.0A, 18.0 W

WARRANTY

This product is covered by a limited warranty from Hyperice. Please visit hyperice.com/warranty to review the warranty in your country.

BG

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ДА НЕ СЕ УНИЦОЖАВА



ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ VENOM 2



ОПАСНОСТ

За да намалите риска от токов удар:

- След зареждане и преди почистване или използване на устройството винаги изваждайте щепсела му от електрическия контакт.
- Не посягайте да вземете устройство, което е паднало във вода. Незабавно извадете щепсела от контакта.
- Не използвайте, докато се къпете или сте под душа.
- Не поставяйте и не съхранявайте устройството на място, където може да падне или да бъде придърпано във вана или мивка. Не поставяйте и не пускайте във вода или други течности.
- Съхранявайте на сухо място. Не използвайте устройството на мокро или влажно място.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди да използвате това устройство, прочетете всички предупреждения за безопасност и инструкции. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗА ДА НАМАЛИТЕ ОПАСНОСТТА ОТ ИЗГАРЯНИЯ, ТОКОВ УДАР, ПОЖАР И НАРАНЯВАНЕ, ТОЗИ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЛЕДНИТЕ ИНСТРУКЦИИ:

- Използвайте това устройство само по предназначение, както е описано в това ръководство.

- Това не е играчка. За използване само от възрастни. Не го използвайте, ако имате нараняване.
- Това устройство никога не трябва да се оставя без надзор, когато е включено. След зареждане, преди използване и преди почистване на устройството винаги изваждайте щепсела му от електрическия контакт. Извадете щепсела от контакта, когато не го използвате и преди да поставяте или изваждате части.
- Не използвайте под одеяло или възглавница. Възможно е възникване на прекомерно нагряване, което може да причини пожар, токов удар или нараняване на лица.
- Никога не използвайте това устройство, ако неговият кабел или щепсел е повреден, ако не работи правилно, ако е било изпуснато или повредено, или ако е навлажнено. Върнете устройството в сервизен център за проверка и ремонт.
- Не носете това устройство за хранящия кабел и не използвайте кабела като дръжка.
- Дръжте кабела далеч от нагрети повърхности.
- Никога не изпускайте и не поставяйте никакви предмети в отворите.
- Подходящо САМО за сухи места. Не използвайте на открито или върху влажни повърхности и не го излагайте на вода или дъжд.
- Използвайте продукта само съгласно следните обучителни материали. Освен това на hugobose.com има налични обучителни материали за употреба.
- Използвайте внимателно нагнетите повърхности. Може да причини сериозни изгаряния. Не използвайте върху безчувствени зони на кожата или при наличието на лошо кръвообращение. Използването на топлина без надзор от деца или от хора с увреждания може да бъде опасно.
- Възможно е възникване на температури, достатъчно високи, за да причинят изгаряния, независимо от настройката за управление. Не използвайте върху бебета или лица с увреждания, или върху спящи лица, или лица в безсъзнание. Не използвайте върху безчувствена кожа или върху лица с лошо кръвообращение. Проверявайте често кожата, която е в контакт с нагрялата зона на устройството, за да намалите опасността от образуване на мехури. Незабавно премахнете от тялото и изключете при първи признаци на дискомфорт.
- Това устройство не трябва да се използва от лица, които не са чувствителни към топлина и други много уязвими хора, които не могат да реагират на прегряване.
- Ако устройството се носи, докато спите, като контролите са зададени на по-висока температура, потребителят може да получи изгаряния на кожата или топлинен удар.
- Не мачкайте. Избягвайте да сгъвате с остри гънки. Не сгъвайте Venom 2 по време на употреба.
- Не изменяйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството. Съдържа части, които не могат да се обслужват от потребители. Моля, свържете се с Hugobose за обслужване.
- Не позволявайте непреднамерено стартиране. Уверете се, че бутонът за храняване е в изключено положение, преди да приберете устройството за съхранение, да го вземете или да носите устройството.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Моля, не използвайте Venom 2 или каквото и да е топлинно или вибрационно устройство, без предварително да сте получили одобрение от Вашия лекар, ако се прилага някое от следните: Бременност, диабет с усложнения, като невропатия или увреждане на ретината, използване на пейсмейкъри, скорошна операция, епилепсия или мигрена, дискови хернии, спондилолистеза, спондилолиза или спондилоза, скорошни смени на стави, вътрематочна спирала, вътрематочни устройства, метални щифтове или плочи, или всякакви притеснения относно Вашето физическо здраве. Физически слаби лица и деца трябва да бъдат придружавани от възрастен, когато използват каквото и да било топлинно или вибрационно устройство. Тези противопоказания не означават, че не можете да използвате това устройство, но Ви съветваме преди това да се консултирате с лекар. Провеждат се текущи изследвания за ефектите от топлината и вибрациите при специфични медицински разстройства. Това вероятно ще доведе до съкращаване на горепосочения списък на противопоказанията. Практическият опит показва, че интегрирането на вибрационно упражнение в план за лечение в редица случаи е препоръчително. Това трябва да се направи по съвет и в присъствието на лекар, специалист или физиотерапевт.





ВНИМАНИЕ





Когато използвате електрическо устройство, винаги трябва да спазвате основни предпазни мерки, включително следните:

- За използване само от възрастни.
- Това устройство не е предназначено за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности или с липса на опит и знания относно начина на използване на това устройство, освен ако не са под наблюдение или инструктирани относно използването на устройството от лице, което е отговорно за тяхната безопасност.
- Устройството има нагрята повърхност. Хората, които са чувствителни към топлина, трябва да бъдат внимателни, когато използват устройството. Това устройство не трябва да се използва от лица, които не са чувствителни към топлина и други много уязвими хора, които не могат да реагират на прегряване.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят с устройството.
- Извадете зарядното устройство от батерията, след зареждане или преди употреба. Venom 2 няма да функционира, когато зарядното устройство е включено в батерията.
- Никога не оставяйте Venom 2 да работи или да се зарежда без надзор.
- Не поталяйте устройството във вода. Почиствайте само с влажна кърпа.
- Съхранявайте течностите далеч от устройството.
- Използвайте само върху суха и чиста повърхност на тялото или върху леко облекло, както е показано в този обучителен материал.
- Не използвайте Venom 2 върху мокра кожа или върху мехлеми за локално приложение, особено такива, които съдържат съставки, произвеждащи топлина, тъй като може да се получи изгаряне на кожата.

- Използвайте тънка тъкан, дреха или тънка кърпа между продукта и кожата, за да намалите вероятността от изгаряния.
- Изгаряния могат да възникнат независимо от настройката за управление. Проверявайте често кожата под продукта и незабавно го отстранете от тялото, и го изключете при първи признаци на дискомфорт.
- Не поставяйте метални предмети между Venom 2 и тялото, включително щифтове или други метални крепежни елементи, за да закрепите Venom 2
- Не се опитвайте да го разглобявате.
- Не подправяйте и не изменяйте Venom 2 по никакъв начин.
- Проверявайте внимателно устройството, преди всяка употреба. Ако устройството показва признаци на влошаване, като проверка, мехури или напукване, върнете го в упълномощен сервизен център на Hyperice за проверка и ремонт.
- Не използвайте на места, където се използват аерозолни (спрей) продукти или където се прилага кислород.
- Не сядайте върху, не натискайте и не мачкайте Venom 2.
- Не мачкайте устройството, като поставяте предмети върху него по време на съхранение
- Проверявайте често устройството за признаци на износване или повреда. Ако има подобни признаци, ако устройството е било неправилно използвано или не работи, върнете го в упълномощен сервизен център на Hyperice за проверка и ремонт.
- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Не е предназначено за медицинска употреба в болници. Предназначено за домашна или търговска употреба.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Символ	Описание	Местоположение
IP21	Степен на защита срещу проникване на вода	На опаковката
	Преди употреба прочетете инструкциите	В ръководството и на контролния модул
	Постоянен ток	На поставка
	Променлив ток	Върху зарядното устройство
	Име и адрес на производителя	В ръководството и на контролния модул

	<p>Разделно събиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване.</p> <p>Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в ЕС. За да предотвратите евентуална вреда за околната среда или върху човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете Вашето използвано устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с доставчика, от който сте закупили продукта. Той може да отнесе този продукт за безопасно за околната среда рециклиране.</p>	<p>На опаковката</p>
	<p>Да не се пере</p>	<p>На опаковката</p>
	<p>Да не се дава на химическо чистене</p>	<p>На опаковката</p>
	<p>Да не се суши в сушилня</p>	<p>На опаковката</p>
	<p>Да не се използва белина</p>	<p>На опаковката</p>
	<p>Да не се глади</p>	<p>На опаковката</p>
	<p>Предупредителен символ за указване на риск, който може да доведе до смърт или тежко нараняване</p>	<p>В ръководството и на контролния модул</p>
	<p>Символ за внимание, който указва на потребителя да се консултира с инструкциите за употреба за важна предупредителна информация, като предупреждения и предпазни мерки, които поради различни съображения не могат да бъдат налични на самото медицинско устройство за управление</p>	<p>В ръководството</p>

	Насочващ съвет за по-лесна експлоатация. Рискът за потребителя се счита за пренебрежим	В ръководството
	Европейско съответствие	На контролния модул
	RCM на Австралия	На опаковката
	Произведено в Китай	На опаковката
	Маркировка на Обединеното кралство	На опаковката
	Рециклирайте литиевойонната батерия	На опаковката
	Символ за рециклиране	На опаковката
	Управление на топлина	На контролния модул
	Вкл./изкл. на захранване	На контролния модул
	Управление на вибрации	На контролния модул
	Подвижен захранващ кабел, използвайте само със зарядното устройство, което е доставено заедно с устройството.	В ръководството и на контролния модул

BLUETOOTH® БЕЗЖИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ

Словната марка и логата Bluetooth® са собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на тези марки от Hyperice е под лиценз. При малко вероятната загуба на стабилна Bluetooth връзка системата ще се опита да установи отново връзката автоматично. Устройството Venom 2 е напълно автономно и ще продължи да работи нормално дори при загуба на свързаност. Ако това устройство за управление причинява смущения, което може да се определи чрез изключването и включването му, потребителят се подканя да опита да коригира смущенията, като промени ориентацията на устройството или го премести, увеличавайки разстоянието между оборудването и устройството за управление, или като свърже устройството с различен контакт в мрежа, ако то е включено в контакт.

Устройството за управление Venom 2 използва Bluetooth 5.0 безжична технология със следните радиоспецификации: FCC ID: 2AWQY-VENOM2, IC: 26929-VENOM2, честота: 2402 до 2480 MHz

Това устройство за управление отговаря на част 15 на правилника на FCC. Употребата е предмет на следните две условия: (1) Това устройство за управление не може да

причинява вредни смущения; и (2) това устройство за управление трябва да приема всяко получено смущение, включително смущение, което може да доведе до нежелана употреба. Това устройство за управление отговаря на изключените от лиценз RSS стандарти на Министерството на промишлеността на Канада. Употребата е предмет на следните две условия: (1) това устройство за управление не може да причинява смущения; и (2) това устройство за управление трябва да приема всяко смущение, включително смущение, което може да доведе до нежелана употреба на устройството.

Оборудването отговаря на границите на радиационна експозиция по FCC/ISED, определени за неконтролирана среда, и отговаря на указанията за радиочестотна (PЧ) експозиция по FCC и RSS-102 на правилата за радиочестотна (PЧ) експозиция по ISED. Това оборудване има много ниски нива на PЧ енергия, за които се счита, че отговарят без изпитване на специфичната погълната мощност (SAR).

Промените или модификациите, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, може да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

Това оборудване е изпитвано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения при инсталиране в жилищни пространства. Това оборудване генерира, излъчва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че няма да възникнат смущения при конкретна инсталация.

Ако това оборудване причинява вредни смущения в приемането на радио или телевизия, което може да бъде установено чрез изключване и включване на оборудването, потребителят може да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Включете оборудването в контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с търговеца или с опитен радио-/телевизионен техник за помощ.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪТРЕШНАТА БАТЕРИЯ

Устройството Venom 2 е оборудвано с акумулаторна литиевойонна батерия. Вътрешната батерия е предназначена да позволи използването на Venom 2 навсякъде – дори където няма налични електрически контакти. Може да се наложи да заредите Venom 2 преди използване за първи път. Напълно заредена батерия ще осигури захранване за 2+ часа непрекъсната употреба. Пълното зареждане на батерията отнема приблизително 4 часа, когато устройството за управление е включено в контакт и не се използва.

- Това устройство съдържа литиевойонна батерия. Батериите могат да се сменят единствено от обучено лице със специален инструмент. Свържете

се с Hyperice за обслужване или ремонт. Това устройство съдържа батерии, които не могат да се сменят. Когато батерията е в края на срока си на експлоатация, устройството трябва да бъде правилно изхвърлено. Батерията трябва да бъде безопасно обработена в подходящ пункт за изхвърляне или рециклиране на електронно оборудване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Следвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте комплекта батерии или устройството извън температурния диапазон, посочен в инструкциите. Неправилното зареждане или при температури извън посочения диапазон може да доведе до повреда на батерията и да повиши риска от пожар.
- Диапазонът на номинална температура за зареждане на батерията е 0° ~ 45°C (32° ~ 113°F)
- При неблагоприятни условия от батерията може да изтече течност; избягвайте контакт. Ако случайно възникне контакт, промийте с вода. При контакт на течността с очите, потърсете медицинска помощ. Течността, изтекла от батерията, може да причини дразнене или изгаряне.
- Не използвайте комплект батерии или устройство, които са повредени или изменени. Повредените или изменени батерии могат да проявят непредвидимо поведение, което да доведе до пожар, експлозия или опасност от нараняване.
- При неправилно третиране батерията, използвана в това устройство, може да представлява риск от пожар или химическо изгаряне. Не разглобявайте и не излагайте комплекта батерии или устройството на огън или на прекомерно висока температура. Излагането на огън или на температура над 130°C (265°F) може да причини експлозия.
- В случай на изтичане на комплекта батерии не позволявайте на течността да влиза в контакт с кожата или очите. При контакт измийте засегнатата област с обилно количество вода и потърсете медицинска помощ
- В случай на разрушаване на батерията, голям теч или експлозия, напуснете зоната и карантинирайте замърсената зона. Осигурете добра вентилация, за да изчистите изпарения, газове или остри миризми.
- Очи – изплакнете обилно с вода в продължение на 15 минути; потърсете незабавно медицинска помощ.
- Кожа – изплакнете засегнатата зона обилно с вода и сапун или вземете душ в продължение на 15 минути
- Инхалиране – изложете лицето на свеж въздух и направете изкуствено дишане, ако е необходимо; потърсете медицинска помощ, ако е необходимо.
- Поглъщане – незабавно се консултирайте с лекар или с местен център за контрол на отравянията
- Изхвърлете използваната батерия незабавно. Пазете далеч от малки деца. Не разглобявайте и не изхвърляйте в огън.

ЗАРЕЖДАНЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

☐ Venom 2 трябва да се зарежда единствено чрез 18 VDC зарядно устройство с двойна изолация Hyperice (номер на модел MX24Z2-1801000), което е предоставено с устройството. Не зареждайте Venom 2 до следващия ден и не оставяйте Venom 2 без надзор, когато го зареждате или използвате.

За да заредите, свържете адаптера в порта за зареждане на батерията и включете кабела за зареждане в стенен контакт. Заредете напълно батерията за до шест часа преди първата употреба. Светодиодната светлина мига, за да покаже нивото на заряда на батерията и да укаже активното зареждане. Пълното зареждане се обозначава, когато светодиодната светлина спре да мига и остане да свети в зелено. Устройството ще покаже нивото на батерията, когато е включено. Устройството може да се презарежда по всяко време и на всяко ниво на заряда на батерията. Не се препоръчва напълно да изтощавате батерията до нивото на оранжевия светодиод. Зареждайте устройството веднъж месечно, за да удължите живота на батерията.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Увийте превръзката за компресиране около съответната част на тялото (гръб, крак или рамо) и прикрепете ремъците плътно, но удобно, така че четирите вибрационни модула да са позиционирани по желания начин. Уверете се, че батерията е заредена. Натиснете бутона ON (ВКЛ.), за да активирате устройството. Логото на Hyperice ще светне в червено, за да покаже, че Venom 2 е активиран. Изберете желаните опции за топлина и вибрации с бутоните отгоре на модула. Устройството ще се стартира автоматично, когато бъде натиснат бутонът за топлина или вибрации. Натиснете отново бутона за топлина или вибрации до желаното ниво. Устройството ще се изключи автоматично след 15 минути без допълнително действие. Устройството ще извibriра два пъти, за да обозначи края на сесия или три пъти, за да обозначи ниско ниво на батерията. За да продължите да използвате, просто натиснете бутона за топлина или вибрации и задайте желаното ниво. Напълно заредена батерия ще захранва устройството за около два часа при ниво три на топлина и по-дълго при по-ниски нива

СВЪРЗВАНЕ С ПРИЛОЖЕНИЕТО HYPERICE


За да свържете Вашето устройство с приложението Hyperice чрез Bluetooth®, се уверете, че устройството е включено, Bluetooth на телефона е активиран и устройството е в рамките на обхвата на телефона Ви. Светодиодът на Bluetooth на контролния модул ще мига в синьо, което означава, че изчаква сдвояване. Ако бъдете подканени, докоснете „Scan for devices“ (Сканиране за устройства). Изберете Вашето устройство, когато се появи на екрана. След като сдвоите своето устройство Venom 2, HyperSmart™ ще Ви позволи автоматично да стартирате своята сесия и да контролирате настройките за топлина и вибрация вътре от приложението Hyperice.

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Използвайте хавлия или мека кърпа, за да почистите влагата от устройството.

Дръжете устройството далече от източници на топлина, течности и деца. Когато не се използва, го съхранявайте на чисто и прохладно сухо място, далече от пряка слънчева светлина. Препоръчва се температура на съхранение между -10°C и $25^{\circ}\text{C}/14^{\circ}\text{F}$ и 77°F .

СПЕЦИФИКАЦИИ



1. Контролен модул Venom 2
2. Индикатор за Bluetooth®
3. Порт за зареждане
4. Бутон за захранване (ВКЛ./ИЗКЛ.)
5. Индикатор за батерията
6. Бутон за регулиране на топлината
7. Индикация за ниво на топлината
8. Бутон за регулиране на вибрациите
9. Индикация за модел на вибрация
10. Превръзка за компресиране

Честота на вибрациите: 88 Hz

Топлина: № 1 113°F (45°C) № 2 122°F (50°C) № 3 131°F (55°C)

Тегло: 3 lbs/1,6 kg (включително зарядно устройство)

AC-DC зарядно устройство: 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0,7 A – 18,0V, 1,0 A, 18,0W

ГАРАНЦИЯ

Този продукт се покрива от ограничената гаранция от Hyperice. Моля, посетете hyperice.com/warranty, за да прегледате гаранцията във Вашата държава.

CS

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NENIČTE



PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE VENOM 2 SI PŘEČTĚTE VŠECHNY
POKYNY.



NEBEZPEČÍ

V zájmu snížení rizika úrazu elektrickým proudem:

- Ihned po nabití a před čištěním nebo použitím vždy tento přístroj odpojte ze zásuvky.
- Pokud přístroj spadne do vody, nesnažte se jej vytáhnout. Okamžitě jej vytáhněte ze zásuvky.
- Nepoužívejte zařízení ve vaně nebo ve sprše.
- Neumisťujte ani neskladujte přístroj tam, kde by mohl spadnout nebo být vtažen do vany či do umyvadla. Nevkládejte ani nenechte zařízení spadnout do vody či jiné kapaliny.
- Udržujte v suchu. Neprovozujte ve vlhkém nebo mokřém stavu.



VAROVÁNÍ

Před použitím tohoto přístroje si přečtěte všechna bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ

V ZÁJMU SNIŽENÍ RIZIKA POPÁLENIN, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, POŽÁRU A ZRANĚNÍ OSOB MUSÍ BYT TENTO PRODUKT POUŽÍVÁN V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍMI POKYNY:

- Používejte tento přístroj pouze k jeho určenému použití popsanému v tomto návodu.
- Tento přístroj není na hraní. Je určen k použití jen dospělými osobami. Nepoužívejte, pokud jste zraněni.
- Tento přístroj nesmí být nikdy ponechán bez dozoru, když je připojen k elektrické síti. Vždy tento přístroj odpojte ze zásuvky okamžitě po nabití, před použitím a před čištěním. Odpojte přístroj ze zásuvky, když ho nepoužíváte a před nasazením nebo sejmutím součástí.
- Nepoužívejte zařízení pod peřinou či pod polštářem. Mohlo dojít k nadměrnému zahřátí, které by mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Nikdy tento přístroj nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, nefunguje správně, spadl, byl poškozen nebo se navlhl. Odneste přístroj do servisního centra ke kontrole a opravě.
- Nedržte přístroj za kabel ani nepoužívejte kabel jako držadlo.
- Udržujte kabel mimo horké povrchy.
- Do otvorů nikdy nevkládejte ani neupouštějte žádný předmět.
- Vhodné POUZE pro používání na suchém místě. Nepoužívejte venku nebo na mokřem povrchu a nevystavujte vodě ani dešti.
- Produkt používejte pouze v souladu s tímto návodem. Návod je navíc k dispozici na stránkách hyperice.com.
- Vyhřívané povrchy používejte opatrně. Mohou způsobit vážné popáleniny. Nepoužívejte na necitlivé oblasti pokožky nebo při špatném krevním oběhu. Použití tepla dětmi nebo nezpůsobitelnými osobami bez dozoru může být nebezpečné.
- Bez ohledu na nastavení ovládání může dojít k dostatečně vysokým teplotám, které způsobí popáleniny. Nepoužívejte u kojenců a tělesně postižených nebo spících osob ani u lidí v bezvědomí. Nepoužívejte na necitlivou pokožku nebo u osob se špatným krevním oběhem. Často kontrolujte pokožku, která je v kontaktu s vyhřívanou částí přístroje, abyste snížili riziko vzniku puchýřů. Při prvních známkách nepohodlí přístroj okamžitě odstraňte z těla a vypněte.
- Tento přístroj nesmí používat osoby necitlivé na teplo a další velmi zranitelné osoby, které nejsou schopny reagovat na přehřátí.
- Pokud uživatel na přístroji ve spánku leží nebo pokud je přístroj přiložen ve spánku s ovládacími prvky nastavenými na jakoukoli teplotu, může uživatel utrpět popáleniny kůže nebo úpal.
- Chraňte před rozdrčením. Nepřehýbejte. Během používání podložku Venom 2 nepřekládejte.
- Přístroj neupravujte ani se ho nepokoušejte opravit. Neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. Obratťe se na společnost Hyperice se žádostí o servis.

- Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před uskladněním, zvedáním nebo přenášením přístroje se ujistěte, že je tlačítko napájení v poloze vypnuto.

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte přístroj Venom 2 ani žádné jiné vyhřívací nebo vibrační zařízení bez předchozího souhlasu svého lékaře, existuje-li kterýkoli z následujících stavů: těhotenství, cukrovka s komplikacemi, jako je neuropatie nebo poškození sítnice, používání kardiostimulátoru, nedávná operace, epilepsie nebo migrény, vyhřezlá ploténka, spondylolistéza, spondylolýza nebo spondylóza, nedávná kloubní náhrada nebo nitroděložní tělísko, kovové hřebky nebo destičky nebo jakékoliv obavy o vaše fyzické zdraví. Osoby s křehkou konstitucí a děti by měly být při použití jakéhokoli vyhřívacího nebo vibračního zařízení pod dohledem dospělých osob. Tyto kontraindikace neznamenají, že tento přístroj nemůžete používat, doporučujeme však, abyste se nejprve poradili s lékařem. V současnosti probíhá výzkum týkající se vlivů tepla a vibrací na konkrétní nemoci. Následně pravděpodobně dojde ke zkrácení výše uvedeného seznamu kontraindikací. Praktické zkušenosti ukazují, že zahrnutí vibračního zařízení do léčebného plánu lze v mnoha případech doporučit. Je nutné se však poradit s lékařem, specialistou nebo fyzioterapeutem.




UPOZORNĚNÍ










Při používání elektrického přístroje je třeba vždy dodržovat základní opatření, včetně následujících:










- Je určen k použití jen dospělými osobami.
- Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, jak toto zařízení používat, mohou ho používat pouze za předpokladu, že na ně bude dohlížet nebo je ohledně používání přístroje poučí osoba odpovědná za jejich bezpečnost.
- Přístroj má vyhřívavý povrch. Osoby citlivé na teplo musí být při používání přístroje opatrné. Tento přístroj nesmí používat osoby necitlivé na teplo a další velmi zranitelné osoby, které nejsou schopny reagovat na přehřátí.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.
- Po nabití nebo před použitím odpojte nabíječku od baterie. Přístroj Venom 2 nebude fungovat, pokud je nabíječka připojena k baterii.
- Nikdy nenechávejte přístroj Venom 2 v provozu nebo nabíjet bez dozoru.
- Neponořujte přístroj do vody. Čistěte pouze vlhkým hadříkem.
- Udržujte tekutiny mimo dosah přístroje.
- Používejte pouze na suchém a čistém povrchu těla nebo přes lehký oděv, jak je znázorněno v instruktážním materiálu.
- Nepoužívejte přístroj Venom 2 na mokrou pokožku nebo na lokálně aplikované masti, zejména ty, které obsahují složky produkující teplo, protože by mohlo dojít k popálení kůže.

- Mezi přístroj a kůži umístěte tenkou látku, oděv nebo tenký ručník, abyste snížili pravděpodobnost popálenin.
- K popáleninám může dojít bez ohledu na nastavení ovládání. Často kontrolujte kůži pod přístrojem a při prvních známkách nepohodlí ho ihned odstraňte z těla a vypněte.
- Mezi přístroj Venom 2 a tělo neumísťujte žádné kovové předměty, včetně sponek nebo jiných kovových upevňovacích přezek k připevnění přístroje Venom 2.
- Nepokoušejte se přístroj rozebrat.
- Přístroj Venom 2 žádným způsobem nepozměňujte ani neupravujte.
- Před každým použitím přístroj pečlivě zkontrolujte. Pokud přístroj vykazuje známky poškození, jako je přerušovaný, nerovnoměrný chod či praskliny, vraťte jej do autorizovaného servisního centra společnosti Hyperice, kde bude přístroj prověřen a opraven.
- Nepoužívejte přístroj v prostředí, kde se používají aerosolové produkty (spreje) nebo kde se podává kyslík.
- Na přístroj Venom 2 si nesedejte, netlačte na něj a chraňte jej před rozdrocením.
- Během skladování nepokládejte na přístroj žádné předměty, aby nedošlo k jeho rozdrocení.
- Přístroj často kontrolujte, zda nevykazuje známky opotřebení nebo poškození. Pokud přístroj takové známky vykazuje, pokud byl přístroj používán nesprávným způsobem nebo pokud přístroj nefunguje, vraťte jej do autorizovaného servisního centra společnosti Hyperice, kde bude přístroj prověřen a opraven.
- Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez odpovídajícího dohledu.
- Není určeno pro lékařské použití v nemocnicích. Je určen pro domácí nebo komerční použití.

TYTO POKYNY DOBŘE USCHOVEJTE

Symbol	Popis	Umístění
IP21	Stupeň ochrany proti vniknutí vody	Na obalu
	Před použitím si přečtěte pokyny	V návodu a na podložce
	Stejnoseměrný proud	Na jednotce
	Střídavý proud	Na nabíječce

	Název a adresa výrobce	V návodu a na podložce
	<p>Tříděný sběr odpadu z elektrických a elektronických zařízení.</p> <p>Toto označení znamená, že tento produkt by v celé EU neměl být likvidován spolu s jiným směsným odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálůvých zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte určená sběrná místa nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Zde převezmou tento produkt k ekologicky bezpečné recyklaci.</p>	Na obalu
	Neperte	Na obalu
	Nečistěte chemicky	Na obalu
	Nesušte v sušičce	Na obalu
	Nepoužívejte bělidlo	Na obalu
	Nežehlete	Na obalu
	Výstražný symbol k identifikaci nebezpečí, které může vést k vážnému nebo smrtelnému zranění	V návodu a na podložce
	Výstražný symbol, který upozorňuje uživatele na nutnost prostudování návodu k použití, v němž jsou uvedeny důležité výstražné informace, jako jsou varování a preventivní opatření, která nemohou být z různých důvodů uvedena na ovládací jednotce.	V příručce
	Tip, který vám poskytne pokyny pro snazší používání. Riziko pro uživatele je v tomto případě považováno za zanedbatelné.	V příručce
	Shoda s normami EU	Na obalu

	Shoda s normami Austrálie (RCM)	Na obalu
	Vyrobeno v Číně	Na obalu
	Shoda s normami Velké Británie	Na obalu
	Recyklujte lithium-iontovou baterii	Na obalu
	Symbol recyklace	Na obalu
	Regulace tepla	Na jednotce
	Zapnutí/vypnutí	Na jednotce
	Regulace vibrací	Na jednotce
	Odnímatelný napájecí kabel, používejte pouze s nabíječkou, která byla dodána s přístrojem.	V návodu a na podložce

BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE BLUETOOTH®

Slovní známka a logo Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. Jakékoli použití těchto známek společností Hyperice je na základě licence. V nepravděpodobném případě ztráty stabilního připojení pomocí technologie Bluetooth se systém automaticky pokusí obnovit připojení. Přístroj Venom 2 je zcela autonomní a bude pokračovat v běžné činnosti i v případě ztráty připojení. Pokud tato ovládací jednotka způsobuje rušení, které lze zjistit vypnutím a zapnutím ovládací jednotky, je uživateli doporučeno zkusit rušení odstranit změnou orientace nebo přemístěním ovládací jednotky, zvýšením vzdálenosti mezi zařízením a ovládací jednotkou nebo připojením ovládací jednotky k jiné elektrické zásuvce v obvodu, pokud je jednotka připojena k elektrické síti.

Ovládací jednotka systému Venom 2 používá bezdrátovou technologii Bluetooth 5.0 s následujícími vysokofrekvenčními specifikacemi:
 FCC ID: 2AWQY-VENOM2, IC: 26929-VENOM2, Frekvence: 2 402 až 2 480 MHz

Tato jednotka přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Její použití podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Tato ovládací jednotka nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tato ovládací jednotka musí snést jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost. Tato ovládací jednotka vyhovuje normám RSS kanadského ministerstva průmyslu pro nelicencovaná zařízení. Její použití podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Tato ovládací jednotka nesmí způsobovat rušení a (2) tato ovládací jednotka musí snést jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Toto zařízení vyhovuje limitům vystavení záření stanoveným komisí FCC/ISED pro nekontrolované prostředí a splňuje směrnice FCC pro vystavení vysokofrekvenční energii (RF) a RSS-102 pravidel vystavení vysokofrekvenční energii (RF) podle normy ISED. Toto zařízení má velmi nízké úrovně vysokofrekvenční energie, které jsou považovány za vyhovující bez testování specifické míry absorpce (SAR).

Změny ani úpravy, které nejsou výhradně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat tento výrobek.

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy A podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných budovách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, které lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi přístrojem a přijímačem.
- Připojte přístroj do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného radiotechnika či televizního technika.

INFORMACE O VNITŘNÍ BATERII

Ovládací jednotka systému Venom 2 je vybavena dobíjecí lithium-iontovou baterií. Vnitřní baterie je navržena tak, aby umožňovala použití přístroje Venom 2 kdekoli – i když nejsou k dispozici elektrické zásuvky. Přístroj Venom 2 může být nutné před prvním použitím nabít. Plně nabitá baterie poskytne energii pro více než 2 hodiny nepřetržitého provozu. Pokud je ovládací jednotka připojena a není používána, trvá úplné nabití baterie přibližně 4 hodin.

- Tento přístroj obsahuje lithium-iontovou baterii. Baterie jsou vyměnitelné pouze kvalifikovaným pracovníkem se speciálním nástrojem. Pro servis nebo opravu kontaktujte společnost Hyperice. Tento přístroj obsahuje baterie, které nelze vyměnit. Když je baterie na konci životnosti, přístroj musí být řádně zlikvidován. Likvidaci baterie je nutné provést ve vhodném recyklačním zařízení nebo středisku pro likvidaci elektroodpadu.



VAROVÁNÍ

- Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte baterii ani přístroj mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo specifikovaný rozsah může poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.

- Jmenovitý teplotní rozsah pro nabíjení baterie je 0–45 °C (32–113 °F).
- Za nevhodných podmínek může z baterie unikat kapalina; vyhněte se kontaktu s touto kapalinou. Pokud náhodně dojde ke kontaktu, opláchněte místo vodou. Pokud se kapalina dostane do kontaktu s očima, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vytékající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- Nepoužívejte baterii nebo přístroj, které jsou poškozené nebo upravené. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné reakce vedoucí k požáru, výbuchu nebo riziku zranění.
- Pokud se s baterií použitou v tomto přístroji nevhodně manipuluje, může představovat riziko požáru nebo chemických popálenin. Baterii ani přístroj nerozebírejte, nevystavujte ohni nebo nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě nad 130 °C (265 °F) může způsobit výbuch.
- V případě, že baterie vyteče, nedovolte, aby se jakákoliv kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima. Pokud došlo ke kontaktu, omyjte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- V případě prasknutí baterie, většího úniku kapaliny nebo výbuchu evakuujte oblast a kontaminovanou oblast izolujte. Zajistěte dobré větrání, aby se odstranily veškeré výpary, plyny nebo štiplavý zápach.
- Oči – vyplachujte je velkým množstvím vody po dobu 15 minut, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Kůže – postižené místo po dobu 15 minut oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem nebo se osprchujte.
- Vdechnutí – vyvedte postiženého na čerstvý vzduch a v případě potřeby použijte umělé dýchání. Pokud je to třeba, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Použití – ihned se obraťte na lékaře nebo místní toxikologické centrum.
- Ihned baterii zlikvidujte. Uchovávejte ji mimo dosah malých dětí. Nerozebírejte ji ani ji nevhazujte do ohně.

NÁVOD K POUŽITÍ

NABÍJENÍ



☐☐☐ Přístroj Venom 2 by se měl nabíjet pouze nabíječkou Hyperice 18VDC s dvojitou izolací (číslo modelu MX24Z2-1801000), která byla dodána s přístrojem. Nenabíjejte přístroj Venom 2 přes noc ani jej při nabíjení nebo používání nenechávejte bez dozoru.

Chcete-li přístroj nabít, připojte adaptér k nabíjecímu portu baterie a zastrčte nabíjecí kabel do zásuvky ve zdi. Před prvním použitím baterii plně nabíjejte po dobu až šesti hodin. Blikání kontrolky LED ukazuje úroveň nabití baterie a označuje probíhající nabíjení. Plné nabití je indikováno, když kontrolka LED přestane blikat a zůstane svítit zeleně. Po zapnutí zobrazí přístroj úroveň nabití baterie. Přístroj lze dobít kdykoliv a při jakékoliv úrovni nabití baterie. Baterii se nedoporučuje zcela vybit na oranžovou úroveň kontrolky LED. Aby se prodloužila životnost baterie, doporučuje se přístroj každý měsíc zcela dobít.

PROVOZ

Oviňte kompresní zábal kolem správné části těla (záda, noha, rameno) a připevněte popruhy těsně, ale pohodlně tak, aby byly čtyři vibrační moduly umístěny podle potřeby. Zkontrolujte, že je baterie nabitá. Pro aktivaci přístroje stiskněte tlačítko napájení. Logo Hyperice se rozsvítí červeně, což ukazuje, že je přístroj Venom 2 aktivován. Pomocí tlačítek na horní straně podložky vyberte požadované možnosti ohřívání a vibrací. Přístroj se automaticky spustí po stisknutí tlačítka ohřívání nebo vibrací. Znovu stiskněte tlačítko ohřívání nebo vibrací na dosažení požadované úrovně. Pokud nic nezadáte, přístroj se automaticky vypne po 15 minutách. Přístroj bude vibrovat dvakrát, což označuje konec relace, nebo třikrát, což označuje nízkou úroveň nabití baterie. Chcete-li pokračovat v používání přístroje, stiskněte tlačítko ohřívání nebo vibrací a nastavte požadovanou úroveň. Plně nabitá baterie bude napájet přístroj přibližně dvě hodiny při úrovni ohřívání tři a delší dobu při nižších úrovních.


PŘIPOJENÍ K APLIKACI HYPERICE

Chcete-li přístroj připojit k aplikaci Hyperice prostřednictvím Bluetooth®, ujistěte se, že je přístroj zapnutý, Bluetooth® na vašem telefonu je zapnutý a přístroj je v dosahu vašeho telefonu. Kontrolka LRD pro Bluetooth na jednotce bude modře pulzovat, což znamená, že čeká na spárování. Pokud se zobrazí výzva, klepněte na možnost „Vyhledat zařízení“. Jakmile se přístroj objeví na obrazovce, vyberte jej. Jakmile dojde ke spárování, váš přístroj Venom 2, HyperSmart™ vám umožní automaticky zahájit jeho použití a ovládat nastavení zahřívání a vibrací z aplikace Hyperice.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pro odstranění vlhkosti z přístroje použijte ručník nebo měkký hadřík. Udržujte přístroj mimo dosah zdrojů tepla, kapalin a dětí. Když se nepoužívá, skladujte jej na čistém, suchém a chladném místě, mimo přímé sluneční světlo. Doporučená skladovací teplota je v rozsahu -10 °C až 25 °C / 14 °F až 77 °F.

SPECIFIKACE



1. Podložka Venom 2
2. Indikátor Bluetooth®
3. Nabíjecí port
4. Tlačítko napájení (ZAP./VYP.)
5. Indikátor nabití baterie
6. Tlačítko nastavení ohřívání
7. Indikace úrovně zahřátí
8. Tlačítko nastavení vibrací
9. Indikace typu vibrace
10. Kompresní zábal

Frekvence vibrací: 88 Hz

Ohřívání: úroveň č. 1 113 °F (45 °C), úroveň č. 2 122 °F (50 °C), úroveň č. 3 131 °F (55 °C)

Hmotnost: 3 lb / 1,6 kg (včetně nabíječky)

Nabíječka AC/DC: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,7 A až 18,0 V, 1,0 A, 18,0 W

ZÁRUKA

Na tento produkt se vztahuje omezená záruka společnosti Hyperice. Informace ohledně záruky ve vaší zemi najdete na [hyperice.com/warranty](https://www.hyperice.com/warranty).

DA

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER MÅ IKKE DESTRUERES



LÆS ALLE ANVISNINGER, FØR DU BRUGER VENOM 2



FARE

Sådan reduceres risikoen for elektrisk stød:

- Tag altid denne enheds stik ud af stikkontakten umiddelbart efter opladning og før rengøring eller brug.
- Grib ikke ud efter en enhed, der er faldet ned i vand. Tag straks stikket ud.
- Må ikke bruges under badning eller i brusebad.
- Enheden må ikke placeres eller opbevares, hvor den kan falde ned eller hives ned i et badekar eller en vask. Må ikke placeres i eller falde ned i vand eller anden væske.
- Opbevares tørt. Må ikke anvendes i våd eller fugtig tilstand.



ADVARSEL

Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner, før du bruger denne enhed. Hvis advarselne og instruktionerne ikke følges, kan det medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

ADVARSEL

FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR FORBRÆNDINGER, ELEKTRISK STØD, BRAND OG PERSONSKADE SKAL DETTE PRODUKT ANVENDES I OVERENSSTEMMELSE MED DE FØLGENDE ANVISNINGER:

- Brug kun denne enhed til den tilsigtede brug som beskrevet i denne vejledning.
- Dette er ikke legetøj. Kun til brug for voksne. Må ikke bruges, hvis du er kommet til skade.
- Denne enhed må aldrig efterlades uden opsyn, når den er tilsluttet. Tag altid denne enheds stik ud af stikkontakten umiddelbart efter opladning, før brug og før rengøring. Tag stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug, og før du sætter dele på eller tager dele af.
- Må ikke betjenes under tæppe eller pude. Der kan opstå overophedning, som kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.
- Brug aldrig enheden, hvis den har en beskadiget ledning eller et beskadiget stik, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er blevet tabt eller beskadiget eller er blevet våd. Returner enheden til et servicecenter til eftersyn og reparation.
- Bær ikke enheden i ledningen, og brug ikke ledningen som håndtag.
- Hold ledningen på afstand af opvarmede overflader.
- Du må aldrig tabe eller indsætte genstande ind i en åbning.
- KUN egnet til tørre steder. Brug ikke enheden udendørs eller på våde overflader, og udsæt den ikke for vand eller regn.
- Brug kun enheden i henhold til disse instruktionsmaterialer. Du kan også finde instruktionsmaterialer på [hyperice.com](https://www.hyperice.com).
- Vær forsigtig med varme overflader. De kan medføre alvorlige forbrændinger. Må ikke anvendes på hudområder med meget nedsat følsomhed eller ved dårlig cirkulation. Det kan være farligt, hvis børn eller svækkede personer bruger varme enheder uden opsyn.
- Uanset kontrolindstillingen kan der forekomme temperaturer, der er tilstrækkeligt høje til at forårsage forbrændinger. Må ikke anvendes på spædbørn eller svagelige personer eller på sovende eller bevidstløse personer. Må ikke anvendes på hud med nedsat følsomhed eller på personer med dårlig blodcirkulation. Kontrollér regelmæssigt den hud, der er i kontakt med det opvarmede område på enheden, for at reducere risikoen for blæredannelse. Ved første tegn på ubehag skal du straks fjerne enheden fra kroppen og slukke den.
- Denne enhed må ikke anvendes af personer, der er ufølsomme over for varme, eller af andre meget sårbare personer, der ikke er i stand til at reagere på overophedning.
- Hvis en sovende person ligger på eller bærer enheden, og indstillingerne er sat til en højere temperatur, kan brugeren få forbrændinger eller hedeslag.
- Undgå at mase den. Undgå at folde den, så der kommer skarpe folder. Fold ikke Venom 2, mens den er i brug.

- Enheden må ikke ændres eller forsøges repareret. Indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. Kontakt venligst Hyperice, hvis der er behov for service.
- Undlad at starte den ved et uheld. Sørg for, at tænd/sluk-knappen er i positionen off (slukket), før enheden opbevares, løftes op eller bæres.

ADVARSEL

Brug ikke Venom 2 eller noget varme- eller vibrationsudstyr uden forudgående godkendelse fra din læge, hvis nogen af følgende tilstande gør sig gældende: Graviditet, diabetes med komplikationer såsom nervebeskadigelse eller nethindebeskadigelse, brug af pacemakere, nylig kirurgi, epilepsi eller migræne, diskusprolaps, spondylolistese, spondylolyse eller spondylose, nylige ledudskiftninger eller spiraler, metalstifter eller -plader eller bekymringer om din fysiske sundhed. Skrøbelige personer og børn skal være ledsaget af en voksen, når de bruger varme- eller vibrationsudstyr. Disse kontraindikationer betyder ikke, at du ikke kan bruge denne enhed, men vi anbefaler dig at rådføre dig med en læge først. Der forskes løbende i virkningerne af varme og vibration for specifikke medicinske lidelser. Dette vil sandsynligvis resultere i, at listen over kontraindikationer som vist ovenfor forkortes. Praktisk erfaring har vist, at integration af vibrationsøvelser i en behandlingsplan er gavnligt i en række tilfælde. Det skal ske efter råd fra og i samarbejde med en læge, specialist eller fysioterapeut.




FORSIGTIG










Ved brug af en elektrisk enhed skal grundlæggende forholdsregler altid følges, herunder de følgende:

- Kun til brug for voksne.
- Denne enhed er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller af personer med manglende erfaring og viden om, hvordan denne enhed bruges, medmindre de er blevet superviseret eller instrueret i enhedens brug af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Enheden har en opvarmet overflade. Personer, der er følsomme over for varme, skal være forsigtige, når de bruger enheden. Denne enhed må ikke anvendes af personer, der er ufølsomme over for varme, eller af andre meget sårbare personer, der ikke er i stand til at reagere på overophedning.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden.
- Tag opladeren ud af batteriet efter opladning eller før brug. Venom 2 fungerer ikke, når opladeren er tilsluttet batteriet.
- Efterlad aldrig Venom 2 uden opsyn, når den er i brug eller er ved at oplade.
- Nedsenk ikke enheden i vand. Rengør kun med en fugtig klud.
- Hold væsker væk fra enheden.
- Brug kun enheden på en ren, tør overflade på kroppen som vist i instruktionsmaterialelet.

- Brug ikke Venom 2 på våd hud eller hud påført topisk salve, især ikke salver, der indeholder varmeproducerende ingredienser, da dette kan medføre forbrænding af huden.
- Brug tyndt stof, tøj eller et tyndt håndklæde mellem produktet og huden for at reducere risikoen for forbrændinger.
- Der kan opstå forbrændinger uanset indstillingen. Kontrollér jævnligt huden under enheden, og fjern straks enheden fra kroppen og sluk den ved første tegn på ubehag.
- Placer ikke metalgenstande mellem Venom 2 og kroppen, herunder sikkerhedsnåle eller andre fastgørelsesanordninger af metal til fastgørelse af Venom 2
- Forsøg ikke at skille enheden ad.
- Du må ikke på nogen måde forsøge at pille ved eller ændre Venom 2.
- Undersøg enheden omhyggeligt før hver brug. Hvis enheden viser tegn på forringelse, som f.eks. krakelering, blæredannelse eller revner, skal den returneres til et autoriseret Hyperice-servicecenter til undersøgelse og reparation.
- Må ikke anvendes, hvor der bruges aerosolprodukter, eller hvor der indgives ilt.
- Du må ikke sidde på, trykke eller mase Venom 2.
- Undgå at mase enheden ved at placere genstande oven på den under opbevaring.
- Undersøg enheden ofte for tegn på slitage eller skader. Hvis der er sådanne tegn, hvis enheden er blevet misbrugt eller ikke fungerer, skal du returnere den til et autoriseret Hyperice-servicecenter til undersøgelse og reparation.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Ikke beregnet til medicinsk brug på hospitaler. Beregnet til husholdningsbrug eller kommerciel brug.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

Symbol	Beskrivelse	Placering
IP21	Beskyttelsesgrad mod væskeindtrængning	På kompressionsstykket
	Læs instruktionerne før brug	I manualen og på pod'en
	Jævnstrøm	På pod
	Vekselstrøm	På opladeren

	Producentens navn og adresse	I manualen og på pod'en
	<p>Separat indsamling af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr.</p> <p>Denne mærkning angiver, at denne enhed ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at undgå at skade miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal du sørge for, at enheden afleveres til genbrug på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig genbrug af ressourcer. Hvis du vil returnere din brugte enhed, skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor enheden blev købt. De kan sørge for, at enheden bliver genbrugt på en miljørigtig måde.</p>	På kompressionsstykket
	Må ikke vaskes	På kompressionsstykket
	Må ikke renses	På kompressionsstykket
	Må ikke tørretumbles	På kompressionsstykket
	Må ikke bleges	På kompressionsstykket
	Må ikke stryges	På kompressionsstykket
	Advarsel-symbol til identifikation af en fare, der kan resultere i død eller alvorlig personskade	I manualen og på pod'en
	Forsigtig-symbol til identifikation af behovet for, at brugeren konsulterer brugsvejledningen for vigtige sikkerhedsoplysninger såsom advarsler og forholdsregler, som af forskellige grunde ikke er angivet på selve den medicinske styreenhed	I vejledningen

	Gode råd, der letter betjening af enheden. Risiko for brugeren betragtes som ubetydelig	I vejledningen
	Europæisk overensstemmelse	På kompressionsstykket
	RCM (Australien)	På kompressionsstykket
	Fremstillet i Kina	På kompressionsstykket
	Mærke for Storbritannien	På kompressionsstykket
	Lithiumionbatteri genbruges	På kompressionsstykket
	Genbrugssymbol	På kompressionsstykket
	Varmestyring	På pod
	Tænd/sluk	På pod
	Vibrationsstyring	På pod
	Aftagelig netledning, må kun bruges sammen med den oplader, der fulgte med enheden.	I manualen og på pod'en

BLUETOOTH® TRÅDLØS TEKNOLOGI

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Hyperice er underlagt en licensaftale. I det usandsynlige tilfælde af tab af en stabil Bluetooth-forbindelse forsøger systemet automatisk at genoprette forbindelsen. Venom 2 er helt autonom og vil fortsætte med at fungere normalt, selv under tab af forbindelse. Hvis denne styreenhed forårsager interferens, som kan bestemmes ved at slukke og tænde enheden, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved at vende eller flytte enheden, forøge adskillelsen mellem udstyr og styreenheden eller tilslutte enheden til en alternativ stikkontakt.

Venom 2-styreenheden benytter Bluetooth 5.0 trådløs teknologi med følgende radiospecifikationer: FCC ID:2AWQY-VENOM2, IC:26929-VENOM2, frekvens:2402 til 2480 MHz

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-regelsættet. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne styreenhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) styreenheden skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. Denne styreenhed overholder RSS-standard(er), der er fritaget for Industry Canada-licens. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage interferens, og (2) enheden skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

Dette udstyr overholder FCC/ISED-grænserne for strålingseksponering, der er angivet for et ukontrolleret miljø, og overholder FCC's retningslinjer for eksponering for radiofrekvens (RF) samt RSS-102 i ISED-reglerne om eksponering for radiofrekvens (RF). Dette udstyr har meget lave niveauer af RF-energi, som anses for at være i overensstemmelse med kravene uden test af specifik absorptionshastighed (SAR).

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overensstemmelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en installation i hjemmet. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation.

Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

INFORMATION OM INDBYGGET BATTERI

Venom 2-enheden er udstyret med et genopladeligt lithiumionbatteri. Det indbyggede batteri tillader brug af Venom 2 hvor som helst – også på steder, hvor der ikke er adgang til en stikkontakt. Venom 2 skal muligvis oplades, før den tages i brug første gang. Et fuldt opladet batteri giver strøm til 2+ timers kontinuerlig brug. Det tager ca. 4 timer at lade batteriet helt op, når styreenheden er tilsluttet en stikkontakt og ikke er i brug.

- Denne enhed indeholder et lithiumionbatteri. Batterier kan kun udskiftes af en fagperson med et specialværktøj. Kontakt Hyperice for service eller reparation. Denne enhed indeholder batterier, der ikke kan udskiftes. Når batteriet er ved at være opbrugt, skal enheden bortskaffes på forsvarlig vis. Batteriet skal bortskaffes på en sikker måde på et egnet sted til bortskaffelse eller genbrug af e-affald.

ADVARSEL

- Følg alle opladningsinstruktioner, og oplad ikke batteripakken eller enheden uden for det temperaturområde, der er angivet i instruktionerne. Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden for det angivne område kan beskadige batteriet og øge risikoen for brand.
- Det nominelle temperaturområde for opladning af batteriet er 0 °C ~ 45 °C (32° ~ 113°F).
- Ved hård behandling kan der sive væske af batteriet. Undgå kontakt med væsken. Hvis der ved et uheld opstår kontakt, skal du skylle med vand. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, skal du desuden søge lægehjælp. Væske fra batteriet kan forårsage irritation eller forbrændinger.
- Brug ikke en batteripakke eller enhed, der er beskadiget eller ændret. Beskadigede eller modificerede batterier kan opføre sig uforudsigeligt, hvilket kan medføre brand, eksplosion eller risiko for personskade.
- Det batteri, der bruges i denne enhed, kan udgøre en risiko for brand eller kemisk forbrænding, hvis det ikke behandles korrekt. Skil ikke batteripakken eller enheden ad, og udsæt dem ikke for ild eller for høje temperaturer. Udsættelse for brand eller temperaturer over 130 °C (265 °F) kan forårsage eksplosion.
- Hvis batteripakken lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis der sker kontakt, skal det berørte område vaskes med rigelige mængder vand, og der skal søges lægehjælp.
- I tilfælde af brud på batteriet, alvorlig lækage eller eksplosion skal området evakueres og det kontaminerede område sættes i karantæne. Sørg for god ventilation for at fjerne dampe, gasser eller stærke lugte.
- Øjne – Skyl øjnene med rigeligt vand i 15 minutter. Søg straks lægehjælp.
- Hud – Skyl det berørte område med masser af vand og sæbe, eller tag et brusebad i 15 minutter.
- Indånding – Få personen ud i frisk luft, og udfør om nødvendigt kunstigt åndedræt. Søg lægehjælp, hvis det er nødvendigt.
- Indtagelse – Rådfør dig straks med en læge eller med giftlinjen
- Bortskaf straks brugte batterier. Hold uden for børns rækkevidde. Undlad at skille ad eller at bortskaffe ved hjælp af ild.

BETJENINGSVEJLEDNING

OPLADNING



⚠ Venom 2 må kun oplades med den dobbeltisolerede 18 V DC Hyperice-oplader (modelnummer MX24Z2-1801000), der blev leveret sammen med enheden. Lad ikke Venom 2 oplade natten over, og efterlad ikke Venom 2 uden opsyn under opladning eller brug.

For at oplade skal du sætte adapteren i batteriets opladningsport og sætte opladningskablet i en stikkontakt. Oplad batteriet helt i op til seks timer før første brug. En LED-indikatorer lyser for at vise batteriniveauet og angive aktiv opladning. Batteriet er helt opladet, når LED-indikatoren stopper med at blinke og er konstant grøn. Enheden viser batteriniveauet, når den tændes. Enheden kan genoplades når som helst og på et hvilket som helst batteriniveau. Det anbefales ikke at tømme batteriet helt til det orange LED-niveau. Oplad enheden én gang om måneden for at forlænge batteriets levetid mest muligt.

BETJENING

Vikl kompressionsstroppen rundt om den korrekte kropsdel (ryg, ben eller skulder), og fastgør stropperne med en tætsiddende, men behagelig pasform, så de fire vibrationspods placeres som ønsket. Sørg for, at batteriet er opladet. Tryk på tænd/sluk-knappen for at aktivere enheden. Hyperice-logoet lyser rødt for at vise, at Venom 2 er aktiveret. Vælg de ønskede varme- og vibrationsindstillinger med knapperne øverst på pod'en. Enheden starter automatisk, når der trykkes på varme- eller vibrationsknappen. Tryk på varme- eller vibrationsknappen igen til det ønskede niveau. Enheden slukker automatisk efter 15 minutter uden yderligere input. Enheden vibrerer to gange for at angive, at en session er slut, eller vibrerer tre gange, når batteriet er ved at løbe tør for strøm. For at fortsætte brugen skal du blot trykke på varme- eller vibrationsknappen og indstille til det ønskede niveau. Et fuldt opladet batteri giver strøm til enheden i ca. to timer ved varmeniveau tre og længere ved lavere niveauer.


SÅDAN OPRETTER DU FORBINDELSE TIL HYPERICE-APPEN

Hvis du vil tilslutte din enhed til Hyperice-appen via Bluetooth®, skal du sørge for, at din enhed er tændt, at Bluetooth er tændt på din telefon, og at din enhed er tæt på din telefon. Bluetooth-LED'en på pod'en blinker blåt, hvilket betyder, at den venter på at blive parret. Tryk på "Scan for Devices" (Scan efter enheder), hvis du bliver bedt om det. Vælg din enhed, når den vises på skærmen. Når du har parret Venom 2, giver HyperSmart™ dig mulighed for automatisk at starte din session og styre indstillingerne for varme og vibration inde fra Hyperice-appen.

RENGØRING OG OPBEVARING

Brug et håndklæde eller en blød klud til at tørre fugt af enheden. Hold enheden væk fra varmekilder, væsker og børn. Opbevares på et rent, køligt og tørt sted og uden for direkte sollys, når den ikke er i brug. Anbefalet opbevaringstemperatur mellem -10 °C og 25 °C/14 °F og 77 °F.

SPECIFIKATIONER



1. Venom 2-pod
2. Bluetooth®-indikator
3. Opladningsport
4. Tænd/sluk-knap
5. Batteriindikator
6. Varmejusteringsknap
7. Indikation af varmeniveau
8. Knap til justering af vibration
9. Indikation for vibrationsmønster
10. Kompressionsstykke

Vibrationsfrekvens: 88 Hz

Varme: nr. 1 45 °C (113 °F) nr. 2 50 °C (122 °F) nr. 3 55 °C (131 °F)

Vægt: 1,6 kg/3 lbs (inklusive oplader)

AC-DC-oplader: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,7 A - 18,0 V, 1,0 A, 18,0 W

GARANTI

Dette produkt er dækket af en begrænset garanti fra Hyperice. Besøg hyperice.com/warranty for at se garantien i dit land.

DE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE NICHT ENTSORGEN



LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DAS VENOM 2

VERWENDEN



GEFAHR

Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern:

- Trennen Sie das Gerät immer unmittelbar nach dem Ladevorgang und vor der Reinigung oder Verwendung vom Stromnetz.
- Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das in Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Nicht beim Baden oder unter der Dusche verwenden.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einen Ort, an dem es in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen oder gezogen werden kann. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder fallen lassen.
- Vor Nässe schützen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nass oder feucht ist.



WARNUNG!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen.

WARNUNG!

UM DIE GEFAHR VON VERBRENNUNGEN, STROMSCHLÄGEN, FEUER UND VERLETZUNGEN ZU VERRINGERN, DARF DIESES PRODUKT NUR GEMÄSS DEN FOLGENDEN ANWEISUNGEN VERWENDET WERDEN:

- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in diesem Handbuch beschriebenen bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Es handelt sich nicht um ein Spielzeug. Nur von Erwachsenen zu verwenden. Bei Verletzungen nicht verwenden.
- Lassen das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Trennen Sie das Gerät immer unmittelbar nach dem Ladevorgang, vor der Verwendung und vor der Reinigung vom Stromnetz. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, und bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen.
- Nicht unter einer Decke oder einem Kissen betreiben. Übermäßiges Erhitzen kann zu Feuer, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen führen.
- Nehmen Sie dieses Gerät keinesfalls in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es nass geworden ist. Senden Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur an ein Service Center.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Kabel, und verwenden Sie das Kabel nicht als Griff.
- Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
- Lassen Sie keinesfalls Gegenstände in eine Öffnung fallen und stecken Sie keine hinein.
- NUR für trockene Standorte geeignet. Nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen verwenden und vor Wasser oder Regen schützen.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß diesen Anweisungen. Weitere Anweisungen sind unter hyperice.com erhältlich.
- Die beheizten Flächen sollten mit Vorsicht benutzt werden. Es kann zu schweren Verbrennungen kommen. Nicht auf empfindlichen Hautpartien oder bei schlechter Durchblutung verwenden. Die unbeaufsichtigte Nutzung von Wärme durch Kinder oder körperlich oder geistig beeinträchtigte Personen kann gefährlich sein.
- Unabhängig von der eingestellten Temperatur können hohe Temperaturen entstehen, die Verbrennungen verursachen können. Nicht bei Säuglingen oder beeinträchtigten, schlafenden oder bewusstlosen Personen anwenden. Nicht auf empfindlichen Hautpartien oder bei Personen mit schlechter Durchblutung anwenden. Überprüfen Sie die Haut, die mit dem erhitzten Bereich des Geräts in Kontakt kommt, regelmäßig, um das Risiko von Blasenbildung zu verringern. Bei ersten Anzeichen von Beschwerden sofort vom Körper entfernen und ausschalten.
- Dieses Gerät darf nicht von wärmeunempfindlichen Personen und solchen Personen benutzt werden, die nicht imstande sind, auf Überhitzung zu reagieren.

- Wenn Sie auf dem Gerät schlafen oder es während des Schlafs verwenden, während es auf eine höhere Temperatur eingestellt ist, kann es zu Hautverbrennungen oder Hitzschlag kommen.
- Nicht zusammendrücken. Beim Falten scharfe Kanten vermeiden. Das Venom 2 während der Verwendung nicht zusammenfallen.
- Nehmen Sie keinerlei Veränderungen am Gerät vor, und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Das Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Bitte wenden Sie sich für Wartungsarbeiten an Hyperice.
- Unbeabsichtigten Betrieb verhindern. Stellen Sie sicher, dass sich der Netzschalter in der Position „OFF“ (AUS) befindet, bevor Sie das Gerät lagern, aufheben oder tragen.



WARNUNG!

Bitte verwenden Sie das Venom 2 oder andere Wärme- oder Vibrationsgeräte nicht ohne die vorherige Genehmigung Ihres Arztes, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft: Schwangerschaft, Diabetes mit Komplikationen wie Neuropathie oder Netzhautschäden, Tragen von Herzschrittmachern, kürzliche Operationen, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenvorfälle, Spondylolisthesis, Spondylolyse oder Spondylose, kürzliche Gelenkersatzoperationen oder Spirale, Metallstifte oder -platten oder jegliche Bedenken hinsichtlich Ihrer körperlichen Gesundheit. Gebrechliche Personen und Kinder sollten Wärme- oder Vibrationsgeräte nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Diese Gegenanzeigen bedeuten nicht, dass Sie dieses Gerät nicht verwenden können. Es ist jedoch ratsam, vorher Ihren Arzt zu konsultieren. Die Auswirkungen von Wärme und Vibration auf spezifische Erkrankungen werden derzeit erforscht. Dies wird wahrscheinlich zu einer Verkürzung der Liste der oben aufgeführten Gegenanzeigen führen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Integration von Vibrationsübungen in einen Therapieplan in vielen Fällen ratsam ist. Dies muss auf Rat und in Begleitung eines Arztes, Spezialisten oder Physiotherapeuten erfolgen.



ACHTUNG









Bei der Verwendung eines elektrischen Geräts sollten stets die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:

- Nur von Erwachsenen zu verwenden.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis der Verwendung dieses Geräts vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder sie wurden in Bezug auf die Verwendung des Geräts unterrichtet.
- Das Gerät verfügt über eine beheizte Fläche. Personen, die empfindlich auf Wärme reagieren, müssen bei der Verwendung des Geräts vorsichtig sein. Dieses Gerät darf nicht von

wärmeunempfindlichen Personen und solchen Personen benutzt werden, die nicht imstande sind, auf Überhitzung zu reagieren.

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Trennen Sie das Ladegerät nach dem Laden oder vor der Verwendung vom Akku. Das Venom 2 funktioniert nicht, solange das Ladegerät an den Akku angeschlossen ist.
- Lassen Sie das Venom 2 während des Betriebs oder Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch.
- Halten Sie Flüssigkeiten vom Gerät fern.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in der Gebrauchsanweisung dargestellt auf trockener, sauberer Haut oder leichter Kleidung.
- Verwenden Sie das Venom 2 nicht auf nasser Haut oder auf Salben, insbesondere solchen, die wärmeerzeugende Inhaltsstoffe enthalten, da dies zu Hautverbrennungen führen kann.
- Verwenden Sie ein dünnes Tuch, dünne Kleidung oder ein dünnes Handtuch zwischen dem Produkt und der Haut, um das Risiko von Verbrennungen zu verringern.
- Verbrennungen können unabhängig von den Einstellungen auftreten. Überprüfen Sie die Hautpartien, auf denen Sie das Produkt anwenden in regelmäßigen kurzen Abständen und entfernen Sie das Gerät bei ersten Anzeichen von Beschwerden sofort vom Körper und schalten Sie es aus.
- Platzieren Sie keine metallischen Gegenstände zwischen dem Venom 2 und dem Körper, einschließlich Metallstifte oder anderer metallischer Befestigungselemente, um das Venom 2 zu befestigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen.
- Es dürfen keinerlei Veränderungen am Venom 2 vorgenommen werden.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Verwendung sorgfältig. Wenn das Gerät Anzeichen von Abnutzung aufweist, wie z. B. Blasenbildung oder Risse, muss es zur Überprüfung und Reparatur an ein autorisiertes Hyperice Service Center gesendet werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder an denen Sauerstoff verabreicht wird.
- Setzen Sie sich nicht auf das Venom 2, drücken Sie es nicht zusammen und zerquetschen Sie es nicht.
- Zerquetschen Sie das Gerät nicht, indem Sie während der Lagerung Gegenstände darauf legen.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung. Wenn solche Anzeichen zu erkennen sind, das Gerät falsch verwendet wurde oder nicht funktioniert, muss es zur Kontrolle und Reparatur in ein autorisiertes Hyperice Service Center gebracht werden.
- Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Nicht für die medizinische Verwendung in Krankenhäusern vorgesehen. Für die Verwendung im privaten oder gewerblichen Bereich bestimmt.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Symbol	Beschreibung	Position
IP21	Schutzgrad gegen das Eindringen von Wasser	Auf der Verpackung
	Vor Verwendung Bedienungsanleitung lesen	Im Handbuch und auf der Steuereinheit
	Gleichstrom	Auf der Steuereinheit
	Wechselstrom	Am Ladegerät
	Name und Adresse der Herstellers	Im Handbuch und auf der Steuereinheit
	<p>Getrennte Abfallsammlung für Elektro- und Elektronik-Altgeräte.</p> <p>Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Recyceln Sie dieses Produkt verantwortungsvoll, um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden und die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Verwenden Sie zur Rückgabe Ihres gebrauchten Geräts das Rückgabe- und Sammelsystem, oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Der Händler kann dieses Produkt umweltgerecht recyceln.</p>	Auf der Verpackung
	Nicht abwaschen	Auf der Verpackung
	Nicht chemisch reinigen	Auf der Verpackung
	Nicht im Wäschetrockner trocknen	Auf der Verpackung

	Keine Bleichmittel verwenden	Auf der Verpackung
	Nicht bügeln	Auf der Verpackung
	Warnsymbol zum Kennzeichnen von Gefahren, die zum Tod oder ernsthaften Verletzungen führen können	Im Handbuch und auf der Steuereinheit
	Warnsymbol, mit dem angezeigt wird, dass der Benutzer der Bedienungsanleitung wichtige Sicherheitsinformationen entnehmen muss, wie etwa Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen, die aus verschiedenen Gründen nicht auf der medizinischen Steuereinheit selbst dargestellt werden können	Im Handbuch
	Handlungsempfehlungen für eine einfachere Verwendung. Das Risiko für den Benutzer wird als unerheblich erachtet	Im Handbuch
	Europäische Konformität	Auf der Verpackung
	Australischer Konformitätsnachweis (RCM)	Auf der Verpackung
	Hergestellt in China	Auf der Verpackung
	Vereinigtes Königreich Konformitätsnachweis	Auf der Verpackung
	Lithium-Ionen recyceln	Auf der Verpackung
	Recycling-Symbol	Auf der Verpackung
	Temperatursteuerung	Auf der Steuereinheit
	Ein-/Ausschalten	Auf der Steuereinheit
	Vibrationssteuerung	Auf der Steuereinheit
	Abnehmbares Netzkabel; nur mit dem mitgelieferten Ladegerät verwenden.	Im Handbuch und auf der Steuereinheit

BLUETOOTH®-DRAHTLOSTECHNOLOGIE

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind im Besitz von Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Verwendung dieser Marken durch Hyperice ist lizenziert. Im unwahrscheinlichen Fall des Verlusts einer stabilen Bluetooth-Verbindung versucht das System, die Verbindung automatisch wiederherzustellen. Das Venom 2 ist vollkommen selbstständig und arbeitet daher selbst bei einem Verbindungsverlust normal weiter. Durch Aus- und Einschalten der Steuereinheit kann ermittelt werden, ob sie eine Interferenz verursacht. In diesem Fall sollte der Benutzer versuchen, die Interferenz zu beseitigen, indem die Steuereinheit anders ausgerichtet oder an einen anderen Standort gebracht wird, um die Distanz zwischen Apparatur und Steuereinheit zu vergrößern, oder indem eine andere Steckdose verwendet wird, falls die Steuereinheit über das Netzteil betrieben wird.

Die Venom 2-Steuereinheit verwendet die Bluetooth 5.0-Drahtlostechnologie mit den folgenden Funkspezifikationen:FCC-ID: 2AWQY-VENOM2, IC: 26929-VENOM2, Frequenz: 2402 bis 2480 MHz

Diese Einheit erfüllt Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb muss unter Einhaltung der folgenden zwei Bedingungen erfolgen: (1) Dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen. (2) Dieses Gerät muss jede Interferenz akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können. Diese Steuereinheit erfüllt den lizenzfreien RSS-Standard bzw. die RSS-Standards von Industry Canada. Der Betrieb muss unter Einhaltung der folgenden zwei Bedingungen erfolgen: (1) Dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen. (2) Dieses Gerät muss jede Interferenz akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb der Einheit verursachen können.

Dieses Gerät entspricht den FCC-/ISED-Grenzwerten für Strahlenbelastung in einer nicht kontrollierten Umgebung und erfüllt die FCC-Richtlinien für Hochfrequenzstrahlung sowie die Richtlinien für Hochfrequenzstrahlung gemäß ISED RSS-102. Dieses Gerät weist sehr niedrige HF-Energiepegel auf, die ohne Prüfung der spezifischen Absorptionsrate (SAR) als konform angesehen werden.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Auflagen für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebäuden bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch vorkommen, dass bei bestimmten Installationen Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, kann der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.

- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

INFORMATIONEN ZUM INTERNEN AKKU

Die Venom 2-Einheit ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Mit dem internen Akku können Sie das Venom 2 überall verwenden – selbst dort, wo keine Steckdosen verfügbar sind. Das Venom 2 muss möglicherweise vor der ersten Verwendung aufgeladen werden. Der Akku liefert Energie für mindestens zwei Stunden ununterbrochene Verwendung. Wenn die Steuereinheit an die Stromversorgung angeschlossen ist und nicht verwendet wird, dauert das vollständige Aufladen des Akkus ca. vier Stunden.

- Dieses Gerät enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Akkus können nur von einem Experten mit Spezialwerkzeug ausgetauscht werden. Wenden Sie sich für Wartungsarbeiten oder Reparaturen an Hyperice. Dieses Gerät enthält einen Akku, der nicht ausgetauscht werden kann. Wenn der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden. Die Batterie muss in einer geeigneten Entsorgungs- oder Recyclingeinrichtung für Elektroschrott sicher entsorgt werden.



! WARNUNG!

- Befolgen Sie alle Anweisungen zum Aufladen, und laden Sie den Akku oder das Gerät nicht außerhalb des in den Anweisungen angegebenen Temperaturbereichs auf. Unsachgemäßes Laden oder Ladevorgänge bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs können den Akku beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.
- Der Nenntemperaturbereich zum Laden des Akkus liegt zwischen 0 °C und 45 °C (32 °F bis 113 °F).
- Unter unsachgemäßen Bedingungen kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Kontakt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt die Flüssigkeit mit Wasser abspülen. Bei Kontakt der Flüssigkeit mit den Augen zudem sofort einen Arzt aufsuchen. Aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Akkus oder Geräte. Beschädigte oder modifizierte Akkus können unvorhersehbar reagieren, was zu Feuer-, Explosions- oder Verletzungsgefahr führt.
- Der in diesem Gerät verwendete Akku kann bei unsachgemäßer Behandlung eine Brand- oder Verätzungsgefahr darstellen. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und halten Sie den Akku oder das Gerät von Feuer oder erhöhten Temperaturen fern. Bei einem Brand oder einer Temperatur über 130 °C (265 °F) kann es zu einer Explosion kommen.
- Sollte der Akku auslaufen, darf die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen. Wenn es zu direktem Kontakt gekommen ist, waschen Sie den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

- Falls der Akku zerbricht, stark ausläuft oder explodiert, evakuieren Sie den Bereich und stellen Sie den kontaminierten Bereich unter Quarantäne. Sorgen Sie für eine gute Belüftung, um alle Dämpfe, Gase oder stechenden Gerüche zu beseitigen.
- Augen – Augen 15 Minuten lang gründlich mit Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen.
- Haut – Die betroffene Stelle mit viel Wasser und Seife spülen oder 15 Minuten lang duschen.
- Einatmen – Die Person an die frische Luft bringen und bei Bedarf künstlich beatmen. Bei Bedarf einen Arzt aufsuchen.
- Einnahme – Umgehend einen Arzt oder eine örtliche Giftinformationszentrale kontaktieren.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus umgehend. Von Kindern fernhalten. Nicht auseinanderbauen und nicht in Feuer entsorgen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

LADEN



WARNUNG!

Das Venom 2 sollte nur mit dem doppelt isolierten 18 VDC Hyperice-Ladegerät (Modellnummer MX24Z2-1801000) aufgeladen werden, das mit dem Gerät geliefert wurde. Laden Sie das Venom 2 nicht über Nacht auf und lassen Sie es während des Ladevorgangs oder des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Schließen Sie zum Aufladen das Netzteil an den Ladeanschluss des Akkus an, und schließen Sie das Ladekabel an eine Steckdose an. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch bis zu sechs Stunden lang vollständig auf. Die LED-Anzeigen blinken, um den Akkustand und den aktiven Ladevorgang anzuzeigen. Wenn die LED-Anzeige nicht mehr blinkt und vollständig grün leuchtet, ist der Akku vollständig geladen. Beim Einschalten zeigt das Gerät den Akkustand an. Die Einheit kann jederzeit und bei jedem Akkustand aufgeladen werden. Es wird nicht empfohlen, den Akku vollständig bis auf die orange LED-Stufe zu entladen. Laden Sie die Einheit einmal pro Monat auf, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

BETRIEB

Legen Sie die Kompressionsmanschette um den richtigen Körperteil (Rücken, Bein oder Schulter) und befestigen Sie sie mit den Gurten, sodass sie eng anliegt, aber bequem ist, und die vier Vibrationseinheiten wie gewünscht positioniert sind. Stellen Sie sicher, dass der Akku geladen ist. Drücken Sie die Taste „ON“ (EIN), um die Einheit zu aktivieren. Das Hyperice-Logo leuchtet rot, um anzuzeigen, dass das Venom 2 aktiviert ist. Wählen Sie die gewünschte Wärme- und Vibrationsoption mit den Tasten oben auf der Steuereinheit aus. Das Gerät startet automatisch, wenn die Wärme- oder Vibrationstaste gedrückt wird. Drücken Sie die Wärme- oder Vibrationstaste erneut, um die gewünschte Stufe auszuwählen. Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten ohne weitere

Eingabe automatisch aus. Das Gerät vibriert zweimal, um das Ende einer Sitzung anzuzeigen, oder dreimal, um einen niedrigen Akkustand anzuzeigen. Um den Betrieb fortzusetzen, drücken Sie einfach die Wärme- oder Vibrationstaste, und stellen Sie die gewünschte Stufe ein. Bei vollständig geladenem Akku liegt die Laufzeit bei Wärmestufe 3 bei etwa zwei Stunden und kann bei niedrigerer Einstellung länger ausfallen.


VERBINDEN MIT DER HYPERICE-APP

Um Ihr Gerät über Bluetooth® mit der Hyperice-App zu verbinden, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist und dass sich Ihr Gerät in Reichweite Ihres Mobiltelefons befindet. Die Bluetooth-LED auf der Steuereinheit blinkt blau. Das bedeutet, dass es auf die Kopplung wartet. Tippen Sie auf „Nach Geräten suchen“, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Wählen Sie Ihr Gerät aus, wenn es auf dem Bildschirm angezeigt wird. Sobald Sie Ihr Venom 2 gekoppelt haben, ermöglicht Ihnen HyperSmart™, Ihre Sitzung automatisch zu starten und die Einstellungen für Wärme und Vibration von der Hyperice-App aus zu steuern.

REINIGUNG UND LAGERUNG

Trocknen Sie die Einheit mit einem Handtuch oder einem weichen Tuch ab. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen, Flüssigkeiten, Kindern und Haustieren fern. An einem sauberen, kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren, wenn es nicht in Gebrauch ist. Die empfohlene Lagertemperatur liegt zwischen -10 °C und 25 °C (14 °F-77 °F).

SPEZIFIKATIONEN



1. Venom 2-Steuereinheit
2. Bluetooth®-Anzeige
3. Ladeanschluss
4. Netzschalter (EIN/AUS)
5. Akkuanzeige
6. Taste zur Wärmeeinstellung
7. Wärmestufeanzeige
8. Taste zur Vibrationseinstellung
9. Vibrationsmusteranzeige
10. Kompressionsmanschette

Vibrationsfrequenz: 88 Hz

Wärme: #1 45 °C (113 °F) #2 50 °C (122 °F) #3 55 °C (131 °F)

Gewicht: 1,6 kg (3 Pfund) (einschließlich Ladegerät)

AC/DC-Ladegerät: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,7 A – 18,0 V, 1,0 A, 18,0 W

GARANTIE

Für dieses Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie von Hyperice. Besuchen Sie hyperice.com/warranty, um sich über die Garantie in Ihrem Land zu informieren.

EL

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΕ



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ VENOM 2



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Για τη μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας:

- Αποσυνδέετε πάντα αυτήν τη συσκευή από την πρίζα ρεύματος αμέσως μετά τη φόρτιση και πριν από τον καθαρισμό ή τη χρήση.
- Μην πιάνετε τη συσκευή, εάν έχει πέσει σε νερό. Αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ κάνετε μπάνιο ή ντους.
- Μην τοποθετείτε και μην φυλάσσετε τη συσκευή σε μέρη από όπου μπορεί να πέσει στο δάπεδο ή μέσα στον νιπτήρα ή την μπιανιέρα. Μην τοποθετείτε και μην ρίχνετε τη συσκευή μέσα σε νερό ή άλλο υγρό.
- Να διατηρείται στεγνό. Μην λειτουργείτε τη συσκευή σε συνθήκες με υγρά ή υγρασία.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

- Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή μόνο για την προβλεπόμενη χρήση της, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είστε τραυματισμένοι.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να μένει χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Αποσυνδέετε πάντα αυτήν τη συσκευή από την πρίζα ρεύματος αμέσως μετά τη φόρτιση, πριν από τη χρήση και πριν από τον καθαρισμό. Αποσυνδέετε την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από την τοποθέτηση ή την αφαίρεση εξαρτημάτων.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή κάτω από κουβέρτα ή μαξιλάρι. Μπορεί να προκληθεί υπερβολική θερμότητα και να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό ατόμων.
- Μην θέσετε ποτέ σε λειτουργία αυτήν τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το βύσμα της είναι κατεστραμμένα, εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει πέσει στο δάπεδο ή εάν φέρει ζημιές ή έχει βραχεί. Επιστρέψτε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις για έλεγχο και επισκευή.
- Μην τραβάτε αυτήν τη συσκευή από το καλώδιο και μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή.
- Διατηρήστε το καλώδιο μακριά από θερμές επιφάνειες.
- Μην ρίχνετε ή εισαγάγετε αντικείμενα στις οπές.
- Κατάλληλη ΜΟΝΟ για ξηρό μέρος. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρές επιφάνειες και μην την εκθέτετε σε νερό ή βροχή.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Επιπλέον, διατίθεται υλικό οδηγιών χρήσης στη διεύθυνση hyperice.com.
- Χρησιμοποιείτε τις θερμές επιφάνειες με προσοχή. Μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα. Μην τη χρησιμοποιείτε σε μη ευαίσθητες περιοχές του δέρματος ή παρουσία κακής κυκλοφορίας. Η ανεπιτήρητη χρήση της θερμότητας από παιδιά ή άτομα με αναπηρία μπορεί να είναι επικίνδυνη.
- Μπορεί να προκύψουν υψηλές θερμοκρασίες που μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση του συστήματος ελέγχου. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βρέφη, σε άτομα με αναπηρία ή σε άτομα που κοιμούνται ή έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δέρμα χωρίς αίσθηση ή σε άτομο με κακή κυκλοφορία αίματος. Ελέγχετε συχνά το δέρμα που έρχεται σε επαφή με τη θερμή περιοχή της συσκευής, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης φουσκαλών. Σε περίπτωση δυσφορίας, αφαιρέστε αμέσως τη συσκευή από το σώμα και απενεργοποιήστε την.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που δεν είναι ευαίσθητα στη θερμότητα και από άλλα πολύ ευάλωτα άτομα που δεν μπορούν να αντιδράσουν στην υπερθέρμανση.
- Εάν η συσκευή φοριέται κατά τον ύπνο ή εάν ο χρήστης κοιμηθεί επάνω της, με τα συστήματα ελέγχου ρυθμισμένα σε υψηλότερη θερμοκρασία, ο χρήστης μπορεί να υποστεί δερματικά εγκαύματα ή θερμοπληξία.
- Μην συνθλίβετε. Αποφύγετε το διπλόμω με αιχμηρές τσακίσες. Μην διπλώνετε το Venom 2 όταν το χρησιμοποιείτε.
- Μην τροποποιείτε και μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή. Δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Επικοινωνήστε με την Hyperice για σέρβις.

- Αποτρέψτε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί λειτουργίας βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης πριν από την αποθήκευση, το σήκωμα ή τη μεταφορά της συσκευής.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε το Venom 2 ή οποιαδήποτε συσκευή θέρμανσης ή δόνησης χωρίς να λάβετε πρώτα την έγκριση του γιατρού σας, εάν ισχύει κάτι από τα παρακάτω: Εγκυμοσύνη, διαβήτης με επιπλοκές όπως νευροπάθεια ή βλάβη του αμφιβληστροειδούς, φθορά βηματοδοτών, πρόσφατη χειρουργική επέμβαση, επιληψία ή ημικρανίες, δισκοκήλη, σπονδυλολίσηση, σπονδυλόλυση ή σπονδύλωση, πρόσφατες αντικαταστάσεις αρθρώσεων ή τοποθέτηση ενδομήτριας συσκευής (IUD), μεταλλικών πείρων ή πλακών ή οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με τη σωματική σας υγεία. Τα ευπαθή άτομα και τα παιδιά θα πρέπει να συνοδεύονται από έναν ενήλικα κατά τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής θέρμανσης ή δόνησης. Αυτές οι αντενδείξεις δεν συνεπάγονται ότι δεν είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή, ωστόσο σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται να συμβουλευτείτε πρώτα κάποιον ιατρό. Διεξάγεται έρευνα σχετικά με τα οφέλη της θέρμανσης και της δόνησης για συγκεκριμένες ιατρικές παθήσεις. Ως εκ τούτου, ο ανώτερω κατάλογος αντενδείξεων ενδέχεται να περιοριστεί. Στην πράξη, η εμπειρία έχει δείξει ότι η ενσωμάτωση άσκησης με δόνηση σε πρόγραμμα θεραπείας είναι ωφέλιμη σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτό πρέπει να γίνει κατόπιν συμβουλής και παρακολούθησης από ιατρό, ειδικό ή φυσιοθεραπευτή.





ΠΡΟΣΟΧΗ










Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές δυνατότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση του τρόπου χρήσης αυτής της συσκευής, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επίτηρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Η συσκευή διαθέτει θερμή επιφάνεια. Άτομα τα οποία είναι ευαίσθητα στη θερμότητα πρέπει να είναι προσεκτικά κατά τη χρήση της συσκευής. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που δεν είναι ευαίσθητα στη θερμότητα και από άλλα πολύ ευάλωτα άτομα που δεν μπορούν να αντιδράσουν στην υπερθέρμανση.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε το φορτιστή από την μπαταρία μετά τη φόρτιση ή πριν από τη χρήση. Το Venom 2 δεν λειτουργεί όσο ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος στην μπαταρία.
- Μην αφήνετε ποτέ το Venom 2 να λειτουργεί ή να φορτίζεται χωρίς επίβλεψη.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Καθαρίζετε μόνο με ένα υγρό πανί.

- Κρατάτε τα υγρά μακριά από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε στεγνή, καθαρή επιφάνεια του σώματος ή επάνω από ελαφριά ρούχα, όπως φαίνεται στο υλικό οδηγιών.
- Μην χρησιμοποιείτε το Venom 2 σε υγρό δέρμα ή επάνω από τοπική αλοιφή, ιδιαίτερα αλοιφές που περιέχουν συστατικά που παράγουν θερμότητα, καθώς μπορεί να προκληθούν δερματικά εγκαύματα.
- Χρησιμοποιήστε ένα λεπτό ύφασμα, ρούχα ή μια λεπτή πετσέτα ανάμεσα στο προϊόν και το δέρμα για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων.
- Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση του συστήματος ελέγχου. Να ελέγχετε συχνά το δέρμα κάτω από το προϊόν και να το αφαιρέσετε αμέσως από το σώμα και να το απενεργοποιήσετε αν νιώσετε δυσφορία.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα, όπως καρφίτσες ή άλλες μεταλλικές ακραφες, ανάμεσα στο Venom 2 και το σώμα για να στερεώσετε το Venom 2
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή.
- Μην παραβιάζετε και μην τροποποιείτε το Venom 2 με οποιονδήποτε τρόπο.
- Να εξετάζετε προσεκτικά τη συσκευή πριν από κάθε χρήση. Εάν η συσκευή εμφανίζει οποιοδήποτε σημείο υποβάθμισης, όπως ράγισμα, φυσαλίδες ή ρωγμές, επιστρέψτε τη σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Hyperice για έλεγχο και επισκευή.
- Μην χειρίζεστε τη συσκευή σε μέρη όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αερολύματος (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
- Μην κάθεστε επάνω στο Venom 2 και μην το πιέζετε ή το συνθλίβετε.
- Μην συνθλίβετε τη συσκευή τοποθετώντας αντικείμενα επάνω της κατά την αποθήκευση
- Ελέγχετε συχνά τη συσκευή για σημάδια φθοράς ή ζημιάς. Εάν υπάρχουν τέτοια σημάδια, εάν η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα ή δεν λειτουργεί, επιστρέψτε τη σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Hyperice για έλεγχο και επισκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Δεν προορίζεται για ιατρική χρήση σε νοσοκομεία. Προορίζεται για οικιακή ή εμπορική χρήση.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σύμβολο	Περιγραφή	Θέση
IP21	Βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού	Σε περιτύλιγμα
	Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση	Στο εγχειρίδιο και στο χειριστήριο
	Συνεχές ρεύμα	Στο χειριστήριο

	Εναλλασσόμενο ρεύμα	Πάνω στον φορτιστή
	Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή	Στο εγχειρίδιο και στο χειριστήριο
	<p>Ξεχωριστή συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.</p> <p>Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στην ΕΕ. Για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ανακυκλώστε την υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πάροχο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.</p>	Σε περιτύλιγμα
	Απαγορεύεται το πλύσιμο	Σε περιτύλιγμα
	Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα	Σε περιτύλιγμα
	Απαγορεύεται το στέγνωμα σε στεγνωτήριο	Σε περιτύλιγμα
	Απαγορεύεται το χλώριο	Σε περιτύλιγμα
	Απαγορεύεται το σιδέρωμα	Σε περιτύλιγμα
	Προειδοποιητικό σύμβολο για επισήμανση ενός κινδύνου που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σε σοβαρό τραυματισμό	Στο εγχειρίδιο και στο χειριστήριο

	Σύμβολο προσοχής που υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να συμβουλευτεί τις οδηγίες χρήσης για να βρει σημαντικές προειδοποιητικές πληροφορίες, όπως προειδοποιήσεις και προφυλάξεις, οι οποίες για διάφορους λόγους δεν είναι δυνατό να παρουσιαστούν επάνω στην ίδια την ιατρική μονάδα ελέγχου	Στο εγχειρίδιο
	Συμβουλή που παρέχει καθοδήγηση για ευκολότερη χρήση. Ο κίνδυνος για τον χρήστη θεωρείται αμελητέος.	Στο εγχειρίδιο
	Ευρωπαϊκή συμμόρφωση	Σε περιτύλιγμα
	RCM (Ρυθμιστικό σήμα συμμόρφωσης) Αυστραλίας	Σε περιτύλιγμα
	Κατασκευάζεται στην Κίνα	Σε περιτύλιγμα
	Σήμα ΗΒ	Σε περιτύλιγμα
	Ανακυκλώστε την μπαταρία ιόντων λιθίου	Σε περιτύλιγμα
	Σύμβολο ανακύκλωσης	Σε περιτύλιγμα
	Σύστημα ελέγχου θέρμανσης	Στο χειριστήριο
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	Στο χειριστήριο
	Σύστημα ελέγχου δόνησης	Στο χειριστήριο
	Αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας, χρησιμοποιείται μόνο με τον φορτιστή που παρέχεται με τη συσκευή.	Στο εγχειρίδιο και στο χειριστήριο

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUETOOTH®

Η λεκτική σήμανση και τα λογότυπα Bluetooth® είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από μέλους της Hyperice πραγματοποιείται κατόπιν αδειοδότησης. Στο σπάνιο ενδεχόμενο απώλειας της σταθερής σύνδεσης Bluetooth, το σύστημα θα επιχειρήσει να ανακτήσει αυτόματα τη σύνδεση. Η συσκευή Venom 2 είναι εντελώς αυτόνομη και θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, ακόμη και κατά τη διάρκεια απώλειας της σύνδεσης. Εάν αυτή η μονάδα ελέγχου προκαλεί παρεμβολές, πράγμα που διαπιστώνεται μέσω ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της μονάδας ελέγχου, ο χρήστης καλό θα είναι να επιχειρήσει να διορθώσει το πρόβλημα αλλάζοντας τον προσανατολισμό ή τη θέση της μονάδας ελέγχου, αυξάνοντας την απόσταση μεταξύ

της μονάδας ελέγχου και του επηρεαζόμενου εξοπλισμού ή συνδέοντας τη μονάδα ελέγχου σε διαφορετική πρίζα ενός κυκλώματος, αν είναι συνδεδεμένη.

Η μονάδα ελέγχου Venom 2 χρησιμοποιεί ασύρματη τεχνολογία Bluetooth 5.0, για την οποία ισχύουν οι εξής προδιαγραφές ραδιοσυχνότητας:
FCC ID: 2AWQY-VENOM2, IC: 26929-VENOM2, Συχνότητα: 2402 έως 2480 MHz

Αυτή η μονάδα συμμορφώνεται με την παράγραφο 15 του κανονισμού της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC). Η λειτουργία της υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η μονάδα ελέγχου δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) Αυτή η μονάδα ελέγχου πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Αυτή η μονάδα ελέγχου συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας του Καναδά περί υπηρεσιών RSS που δεν χρήζουν άδειας. Η λειτουργία της υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η μονάδα ελέγχου δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές και (2) Αυτή η μονάδα ελέγχου πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της μονάδας.

Ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία FCC/ISED που έχουν οριστεί για μη ελεγχόμενο περιβάλλον και πληροί τις Κατευθυντήριες γραμμές έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF) της FCC και RSS-102 των Κανόνων έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF) ΤΗΣ ISED. Αυτός ο εξοπλισμός έχει πολύ χαμηλά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνότητας (RF) που θεωρείται ότι συμμορφώνονται χωρίς έλεγχο του ειδικού ρυθμού απορρόφησης (SAR).

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μπορούν να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν η εγκατάσταση και η χρήση του δεν γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή την τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και την εκ νέου ενεργοποίηση του εξοπλισμού, συνιστάται στον χρήστη να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλαγή του προσανατολισμού ή της θέσης της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα που ανήκει σε διαφορετικό κύκλωμα από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο ή με έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/ τηλεοράσεων για βοήθεια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Η μονάδα Venom 2 είναι εξοπλισμένη με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Η εσωτερική μπαταρία έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει τη χρήση του συστήματος Venom 2 οπουδήποτε—ακόμη και όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρίζες ηλεκτρικού ρεύματος. Μπορεί να χρειαστεί να φορτίσετε το Venom 2 πριν από την πρώτη χρήση. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία τροφοδοτεί τη συσκευή για 2+ ώρες συνεχούς χρήσης. Χρειάζονται περίπου 4 ώρες για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, όταν η μονάδα ελέγχου είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και δεν χρησιμοποιείται.

- Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρία ιόντων λιθίου. Οι μπαταρίες μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από εξειδικευμένο άτομο με ειδικό εργαλείο. Επικοινωνήστε με την Hyperice για σέρβις ή επισκευή. Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Όταν η μπαταρία φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, η συσκευή θα πρέπει να απορριπτείται κατάλληλα. Η μπαταρία πρέπει να απορριπτείται με ασφάλεια σε μια κατάλληλη εγκατάσταση απόρριψης ή ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες φόρτισης και μην φορτίζετε το πακέτο μπαταριών ή τη συσκευή εκτός του εύρους θερμοκρασίας που καθορίζεται στις οδηγίες. Η ακατάλληλη φόρτιση ή η φόρτιση σε θερμοκρασίες εκτός του καθορισμένου εύρους ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία και να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Το ονομαστικό εύρος θερμοκρασίας για τη φόρτιση της μπαταρίας είναι 0° ~ 45°C (32° ~ 113°F)
- Σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού, ενδέχεται να εκτιναχθεί υγρό από την μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή. Σε περίπτωση ακούσιας επαφής, ξεπλύνετε με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Τυχόν εκτινασόμενο υγρό από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.
- Μην χρησιμοποιείτε πακέτο μπαταριών ή συσκευές που έχουν υποστεί ζημιά ή τροποποίηση. Οι κατεστραμμένες ή τροποποιημένες μπαταρίες ενδέχεται να παρουσιάσουν απρόβλεπτη συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, έκρηξη ή κίνδυνος τραυματισμού.
- Η μπαταρία που χρησιμοποιείται σε αυτήν τη συσκευή μπορεί να ενέχει κίνδυνο πρόκλησης ανάφλεξης ή χημικού εγκαύματος σε περίπτωση κακής χρήσης. Μην αποσυρμαρμολογείτε, μην εκθέτετε το πακέτο μπαταριών ή τη συσκευή σε φωτιά ή υπερβολική θερμοκρασία. Η έκθεση σε φωτιά ή θερμοκρασία πάνω από 130°C (265°F) μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Σε περίπτωση διαρροής του πακέτου μπαταριών, μην αφήνετε κανένα υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν υπάρξει επαφή, πλύνετε την προσβεβλημένη περιοχή με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Σε περίπτωση θραύσης της μπαταρίας, μεγάλης διαρροής ή έκρηξης, εκκενώστε την περιοχή και θέστε σε καραντίνα τη μολυσμένη περιοχή. Παρέχετε καλό εξαερισμό για την απομάκρυνση τυχόν αναθυμιάσεων, αερίων ή έντονων οσμών.

- Μάτια – Πλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό για 15 λεπτά. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Δέρμα – Πλύνετε την περιοχή με άφθονο νερό και σαπούνι ή κάντε ντους για 15 λεπτά
- Εισπνοή – Εκθέστε το άτομο σε καθαρό αέρα και χρησιμοποιήστε τεχνητή αναπνοή, εάν χρειάζεται. Ζητήστε ιατρική βοήθεια, εάν είναι απαραίτητο.
- Κατάποση – Συμβουλευτείτε αμέσως ιατρό ή τοπικό κέντρο δηλητηριάσεων
- Απορρίψτε κατάλληλα τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Διατηρείτε μακριά από μικρά παιδιά. Μην αποσυαρμολογείτε και μην απορρίπτετε τη συσκευή σε φωτιά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΟΡΤΙΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

☒ Το Venom 2 θα πρέπει να φορτίζεται μόνο με τον φορτιστή διπλής μόνωσης 18 VDC της Hyperice (αριθμός μοντέλου MX24Z2-1801000) που παρέχεται μαζί με τη συσκευή. Μην φορτίζετε το Venom 2 κατά τη διάρκεια της νύχτας και μην αφήνετε το Venom 2 χωρίς επίβλεψη ενώ φορτίζει ή χρησιμοποιείται.

Για φόρτιση, συνδέστε τον προσαρμογέα στη θύρα φόρτισης της μπαταρίας και συνδέστε το καλώδιο φόρτισης σε μια επιτοίχια πρίζα. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία για έως και έξι ώρες πριν από την πρώτη χρήση. Μια λυχνία LED αναβοσβήνει υποδεικνύοντας τη στάθμη της μπαταρίας και υποδηλώνοντας ότι έχει ενεργοποιηθεί η φόρτιση. Η πλήρης φόρτιση υποδεικνύεται όταν η ενδεικτική λυχνία LED σταματήσει να αναβοσβήνει και παραμένει πλήρως αναμμένη με πράσινο χρώμα. Η συσκευή θα εμφανίζει τη στάθμη της μπαταρίας μόλις ενεργοποιηθεί. Η μονάδα είναι δυνατόν να επαναφορτιστεί οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιαδήποτε στάθμη μπαταρίας. Δεν συνιστάται η πλήρης αποφόρτιση της μπαταρίας έως το πορτοκαλί επίπεδο της λυχνίας LED. Πραγματοποιείτε επαναφόρτιση της μονάδας σε μηνιαία βάση για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας με τον καλύτερο τρόπο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τυλίξτε το περιτύλιγμα συμπίεσης γύρω από το κατάλληλο μέρος του σώματος (πλάτη, πόδι ή ώμος) και προσαρτήστε τους ιμάντες με σφιχτή αλλά άνετη εφαρμογή, έτσι ώστε τα τέσσερα χειριστήρια δόνησης να είναι τοποθετημένα όπως επιθυμείτε. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη. Πατήστε το κουμπί ON (Ενεργοποίηση) για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Το λογότυπο Hyperice θα ανάψει με κόκκινο χρώμα, για να υποδείξει ότι το Venom 2 έχει ενεργοποιηθεί. Επιλέξτε τις επιθυμητές επιλογές θερμότητας και δόνησης με τα κουμπιά στο επάνω μέρος του χειριστηρίου. Η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα όταν πατήσετε το κουμπί θερμότητας ή δόνησης. Πατήστε ξανά το κουμπί θερμότητας ή δόνησης μέχρι το επιθυμητό επίπεδο. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν για 15 λεπτά δεν πατηθεί κάποιο κουμπί. Η συσκευή θα δονηθεί δύο φορές για να επισημάνει το τέλος μιας συνεδρίας ή τρεις φορές για να υποδείξει χαμηλή στάθμη μπαταρίας. Για να συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε, απλώς

πατήστε το κουμπί θέρμανσης ή δόνησης και ρυθμίστε το στο επιθυμητό επίπεδο.
Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία τροφοδοτεί τη συσκευή για περίπου δύο ώρες σε θέρμανση επιπέδου τρία και για περισσότερο σε χαμηλότερα επίπεδα


ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ HYPERICE

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας στην εφαρμογή Hyperice μέσω Bluetooth®, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη, το Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί στο τηλέφωνό σας και η συσκευή σας βρίσκεται εντός της εμβέλειας του τηλεφώνου σας. Η λυχνία LED Bluetooth στο χειριστήριο θα αναβοσβήσει με μπλε χρώμα, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένει σύζευξη. Εάν σας ζητηθεί, πατήστε "Scan for Devices" (Σάρωση για συσκευές). Επιλέξτε τη συσκευή σας όταν εμφανιστεί στην οθόνη. Αφού πραγματοποιήσετε σύζευξη του Venom 2, το HyperSmart™ θα σας επιτρέψει να ξεκινήσετε αυτόματα τη συνεδρία σας και να ελέγξετε τις ρυθμίσεις θερμότητας και δόνησης μέσα από την εφαρμογή Hyperice.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χρησιμοποιήστε μια πετσέτα ή ένα μαλακό πανί για να σκουπίσετε τυχόν υγρασία από τη μονάδα. Κρατήστε τη μονάδα μακριά από πηγές θερμότητας, υγρά και παιδιά. Αποθηκεύστε σε καθαρό, δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Συνιστάται θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ -10°C και 25°C/14°F και 77°F.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



1. Χειριστήριο Venom 2
2. Ένδειξη Bluetooth
3. Θύρα φόρτισης
4. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (ON/OFF)
5. Ένδειξη μπαταρίας
6. Κουμπί ρύθμισης θερμότητας
7. Ένδειξη επιπέδου θερμότητας
8. Κουμπί ρύθμισης δόνησης
9. Ένδειξη μοτίβων δόνησης
10. Περιτύλιγμα συμπίεσης

Συχνότητα δόνησης: 88 Hz

Θερμότητα: #1 45°C (113°F) #2 50°C (122°F) #3 55°C (131°F)

Βάρος: 1,6 κιλά / 3 lb (συμπεριλαμβανομένου του φορτιστή)

Φορτιστής AC-DC: 100-240V, 50/60 Hz, 0,7 A – 18,0V, 1,0 A, 18,0W

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από περιορισμένη εγγύηση της Hyperice. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [hyperice.com/warranty](https://www.hyperice.com/warranty) για να δείτε την εγγύηση στη χώρα σας.

ES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES NO DESTRUIR



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR VENOM 2



PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Desenchufe siempre el dispositivo de la toma eléctrica inmediatamente después de cargarlo y antes de limpiarlo o usarlo.
- No toque un dispositivo que haya entrado en contacto con el agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- No lo use en la ducha ni en la bañera.
- No coloque ni guarde el dispositivo en un lugar desde donde pueda caerse a la bañera o al fregadero. No lo sumerja ni deje que entre en contacto con agua u otro líquido.
- Mantener seco. No utilizar en ambiente húmedo o mojado.



ADVERTENCIA

Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad antes de utilizar este dispositivo. Si no se siguen las advertencias e instrucciones, se pueden producir descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, DESCARGAS ELÉCTRICAS, INCENDIOS Y LESIONES PERSONALES, ESTE PRODUCTO DEBE UTILIZARSE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

- Utilice este dispositivo únicamente para el uso al que está destinado como se describe en este manual.
- Este dispositivo no es un juguete. Solo para adultos. No lo utilice si tiene alguna lesión.
- Este dispositivo no debe dejarse nunca sin supervisión cuando esté enchufado. Desenchufe siempre el dispositivo de la toma eléctrica inmediatamente después de cargarlo y antes de limpiarlo o usarlo. Desconéctelo de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de añadir o quitar piezas.
- No utilice el dispositivo debajo de una manta o una almohada. Podría calentarse en exceso y provocar un incendio, descargas eléctricas o lesiones personales.
- Nunca utilice el dispositivo si el cable o el enchufe están dañados, no funciona correctamente, se ha caído, presenta daños o está mojado. Devuelva el dispositivo a un centro de servicio para su inspección y reparación.
- No utilice el cable para transportar el dispositivo ni a modo de asa.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca deje caer ni introduzca objetos por las aberturas.
- Utilizar ÚNICAMENTE en lugares secos. No utilice el dispositivo al aire libre ni sobre superficies húmedas y no lo exponga al agua ni a la lluvia.
- Utilice el producto exclusivamente de acuerdo con estas instrucciones. Además, las instrucciones están disponibles en hyperice.com.
- Tenga cuidado con las superficies calientes. Pueden causar quemaduras graves. No lo utilice en zonas de piel insensibles o con mala circulación. El uso sin supervisión de la función de calor por parte de niños o de personas con discapacidad puede ser peligroso.
- Pueden producirse temperaturas lo suficientemente altas como para causar quemaduras, independientemente del ajuste de control. No lo utilice en lactantes, personas con discapacidad, personas en estado de inconsciencia o que estén durmiendo. No lo utilice sobre piel insensible o en personas con mala circulación sanguínea. Compruebe con frecuencia la piel en contacto con la zona caliente del dispositivo para reducir el riesgo de formación de ampollas. Retírelo de inmediato del cuerpo y apáguelo cuando note molestia.
- Este dispositivo no debe ser utilizado por personas con insensibilidad al calor ni por personas muy vulnerables con incapacidad de reaccionar a altas temperaturas.
- Si se duerme con el dispositivo puesto con los controles ajustados a una temperatura alta, el usuario puede sufrir quemaduras en la piel o un golpe de calor.
- No lo aplaste. Evite doblarlo con pliegues pronunciados. No doble Venom 2 mientras esté en uso.

- No modifique ni intente reparar el dispositivo. No contiene piezas que el usuario pueda reparar. Póngase en contacto con Hyperice para su mantenimiento.
- Evite la puesta en marcha accidental del dispositivo. Asegúrese de que el botón de encendido esté en la posición de apagado antes de guardarlo, recogerlo o transportarlo.

ADVERTENCIA

No utilice Venom 2, ni ningún otro dispositivo de calor o vibración sin consultar primero con su médico si se encuentra en alguna de las siguientes circunstancias: embarazo, diabetes con complicaciones como neuropatía o daño en la retina, uso de marcapasos, cirugía reciente, epilepsia o migrañas, hernia de disco, espondilolistesis, espondilolisis o espondilosis, artroplastia reciente, DIU, tornillos o placas de metal, o cualquier otra situación que afecte a su estado físico. Los adultos en estado delicado y los niños deben estar acompañados por un adulto cuando utilicen un dispositivo de calor o vibración. Estas contraindicaciones no quieren decir que no pueda utilizar este dispositivo, pero recomendamos que consulte a un médico antes de hacerlo. Se están llevando a cabo investigaciones sobre los efectos del calor o la vibración en afecciones médicas específicas. Los resultados podrían reducir la lista de contraindicaciones mostrada anteriormente. La experiencia demuestra que la integración de un ejercicio de vibración en un plan de tratamiento es beneficiosa en casos determinados. Esto se debe llevar a cabo con el asesoramiento de un médico, un especialista o un fisioterapeuta.


PRECAUCIÓN












Al utilizar un dispositivo eléctrico, deben seguirse siempre las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- Solo para adultos.
- Este dispositivo no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por aquellas que no tengan los conocimientos ni la experiencia necesarios para utilizarlo, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del dispositivo por una persona responsable de su seguridad.
- El dispositivo cuenta con una superficie caliente. Las personas termosensibles deben tener cuidado al utilizar el dispositivo. Este dispositivo no debe ser utilizado por personas con insensibilidad al calor ni por personas muy vulnerables con incapacidad de reaccionar a altas temperaturas.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
- Desenchufe el cargador de la batería después de cargarla o antes de su uso. Venom 2 no funcionará mientras el cargador esté enchufado a la batería.
- Supervise en todo momento el dispositivo Venom 2 durante su carga o funcionamiento.

- No sumerja el dispositivo en agua. Límpielo únicamente con un paño húmedo.
- Mantenga el dispositivo alejado de líquidos.
- Utilice el producto solo sobre superficies secas y limpias del cuerpo, o sobre prendas de ropa ligeras, como se indica en las instrucciones.
- No utilice Venom 2 sobre piel húmeda ni sobre pomadas, especialmente las que contengan ingredientes que generan calor, ya que podrían producirse quemaduras en la piel.
- Utilice un tejido fino, ropa o toalla ligera entre el producto y la piel para reducir la posibilidad de quemaduras.
- Las quemaduras pueden producirse independientemente del ajuste de control. Compruebe la piel bajo el dispositivo con frecuencia; retírelo de inmediato del cuerpo y apáguelo cuando note molestia.
- No coloque ningún objeto metálico entre el dispositivo y el cuerpo, incluidas pinzas y otros dispositivos de fijación metálicos, para sujetar el Venom 2
- No intente desmontarlo.
- No manipule ni altere el Venom 2 de ninguna manera.
- Examine cuidadosamente el dispositivo antes de cada uso. Si el dispositivo muestra algún signo de deterioro durante la comprobación, como descamaciones, burbujas o grietas, devuélvalo a un centro de servicio de Hyperice autorizado para su inspección y reparación.
- No ponga los productos en funcionamiento en lugares donde se utilicen aerosoles (pulverizadores) ni donde se administre oxígeno.
- No se siente sobre el Venom 2, ni lo presione ni aplaste.
- No coloque objetos sobre el dispositivo durante su almacenamiento para evitar que se aplaste.
- Examine el dispositivo con frecuencia en busca de signos de desgaste o daños. Si encuentra estos signos, si el dispositivo se ha utilizado de forma incorrecta o si no funciona, devuélvalo a un centro de servicio de Hyperice autorizado para su inspección y reparación.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarlo niños sin supervisión.
- No está diseñado para uso médico en hospitales. Diseñado para uso doméstico o comercial.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Símbolo	Descripción	Ubicación
IP21	Grado de protección frente al acceso de agua	En la envoltura
	Lea las instrucciones antes de su uso	En el manual y la almohadilla

	Corriente continua	En la almohadilla
	Corriente alterna	En el cargador
	Nombre y dirección del fabricante	En el manual y la almohadilla
	<p>Recogida por separado de equipos eléctricos y electrónicos desechados.</p> <p>Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación no controlada de residuos, recicle el dispositivo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor del que adquirió el producto. Pueden recoger este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.</p>	En la envoltura
	No lavar	En la envoltura
	No son aptas para la limpieza en seco.	En la envoltura
	No secar en secadora	En la envoltura
	No usar lejía	En la envoltura
	No planchar	En la envoltura
	El símbolo de advertencia se utiliza para identificar un peligro que puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.	En el manual y la almohadilla
	El símbolo de precaución se utiliza para indicar la necesidad de que el usuario consulte las instrucciones de uso para obtener información de advertencia importante, como avisos y precauciones que, por diversos motivos, no pueden presentarse en la unidad de control médico.	En el manual

	Consejo para guiar al usuario y facilitar el uso del dispositivo. Los riesgos para el usuario son mínimos.	En el manual
	Conformidad europea	En la envoltura
	RCM de Australia	En la envoltura
	Fabricado en China	En la envoltura
	Marcado del Reino Unido	En la envoltura
	Reciclaje de iones de litio	En la envoltura
	Símbolo de reciclaje	En la envoltura
	Control de calor	En la almohadilla
	Encendido/apagado	En la almohadilla
	Control de vibración	En la almohadilla
	Cable de alimentación extraíble, solo se puede utilizar con el cargador suministrado con el dispositivo.	En el manual y la almohadilla

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH®

La marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de tales marcas por parte de Hyperice se realiza bajo licencia. En caso improbable de pérdida de una conexión Bluetooth estable, el sistema intentará restablecer su conexión automáticamente. El dispositivo Venom 2 es completamente autónomo y continuará funcionando con normalidad, incluso durante una pérdida de conectividad. Si esta unidad de control causa interferencias (puede comprobarlo encendiendo y apagando la unidad), se recomienda que el usuario intente corregirlas reorientando o reubicando la unidad de control, aumentando la separación entre el equipo y la unidad de control o conectando la unidad de control a una salida diferente en un circuito, en caso de que esté enchufada.

La unidad de control Venom 2 utiliza la tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0 con las siguientes especificaciones de radio: FCC ID: 2AWQY-VENOM2, IC: 26929-VENOM2, frecuencia: de 2402 a 2480 MHz

Esta unidad cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) esta unidad de control no puede causar interferencias perjudiciales y (2) esta unidad de control debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado. Esta unidad de control cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) esta unidad de control no debe causar interferencias y (2) esta unidad de control debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC/ISED establecidos para un entorno no controlado y cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia (RF) de la FCC y RSS-102 de las normas de exposición a radiofrecuencia (RF) de la ISED. Este equipo tiene niveles muy bajos de energía de RF que se consideran conformes a la normativa sin necesidad de analizar la tasa de absorción específica (SAR).

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento normativo podrían anular el derecho del usuario para utilizar el equipo.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta.

Si este equipo produce interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA INTERNA

La unidad Venom 2 está equipada con una batería de ion de litio recargable.

La batería interna está diseñada para permitir el uso del sistema Venom 2 en cualquier lugar, incluso cuando no haya tomas de corriente disponibles.

Antes del primer uso, es posible que haya que cargar el Venom 2. Una batería totalmente cargada suministra alimentación durante 2+ horas de uso continuo.

Cuando la unidad de control está enchufada y no se está utilizando, la batería tarda unas 4 horas en cargarse por completo.

- Este dispositivo contiene una batería de iones de litio. Solo una persona cualificada y con las herramientas adecuadas puede sustituir las baterías. Póngase en contacto con Hyperice para las tareas de mantenimiento o reparación. Este dispositivo contiene baterías no reemplazables. Cuando finalice la vida útil de la batería, el dispositivo se debe desechar correctamente. La batería debe desecharse de forma segura en unas instalaciones adecuadas para el reciclaje o la eliminación de los residuos electrónicos.



ADVERTENCIA

- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni el dispositivo fuera del intervalo de temperatura especificado en las instrucciones. La carga incorrecta o a temperaturas fuera del intervalo especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- Intervalo de temperatura nominal para cargar la batería de 0 ~ 45 °C (32 ~ 113 °F)
- En condiciones de uso indebido, puede expulsarse líquido de la batería; evite el contacto con él. Si se produce un contacto accidental, lávese con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque asistencia médica adicional. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- No utilice una batería ni un dispositivo que estén dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible, lo que puede provocar incendios, explosiones o riesgo de lesiones.
- La batería que utiliza este dispositivo puede presentar riesgo de incendio o de quemadura química si no se manipula con cuidado. No desmonte ni exponga la batería ni el dispositivo al fuego o a una temperatura excesiva. La exposición al fuego o a una temperatura superior a 130 °C (265 °F) puede provocar una explosión.
- En caso de que la batería pierda líquido, no permita que entre en contacto con la piel ni con los ojos. Si se ha producido contacto, lave la zona afectada con abundante agua y busque asistencia médica.
- En caso de rotura de la batería, fuga importante o explosión, evacue la zona y aisle el área contaminada. Ventile bien la zona para eliminar los humos, gases u olores penetrantes.
- Contacto ocular: enjuague los ojos con abundante agua durante 15 minutos; solicite asistencia médica de inmediato.
- Contacto cutáneo: enjuague la zona afectada con abundante agua y jabón o dúchese durante 15 minutos.
- Inhalación: traslade a la persona al aire libre y utilice respiración artificial si es necesario; en caso necesario, solicite asistencia médica.
- Ingestión: consulte de inmediato con un médico o a un centro de toxicología local.
- Deseche la batería usada de inmediato. Manténgala fuera del alcance de los niños. No la desarme ni la arroje al fuego.

INSTRUCCIONES DE USO

CARGA



ADVERTENCIA

☐☐☐ Venom 2 solo se debe cargar con el cargador Hyperice de 18 V CC con doble aislamiento (número de modelo MX24Z2-1801000) que se suministra con el dispositivo. No cargue Venom 2 por la noche ni lo deje sin supervisión cuando se esté cargando o esté en uso.

Para cargarlo, conecte el adaptador al puerto de carga de la batería y enchufe el cable a la toma de corriente. Cargue la batería completamente durante un máximo de seis horas antes del primer uso. La luz LED parpadea para mostrar el nivel de la batería e indicar la carga activa. Cuando la luz LED se ilumina en verde fijo y deja de parpadear, indica que la batería está completamente cargada. El dispositivo mostrará el nivel de la batería cuando se encienda. La unidad se puede recargar en cualquier momento y con cualquier nivel de batería. No se recomienda agotar completamente la batería hasta el nivel de LED naranja. Recargue la unidad todos los meses para prolongar la vida útil de la batería.

FUNCIONAMIENTO

Coloque la envoltura de compresión alrededor de la parte del cuerpo pertinente (espalda, piernas u hombros) y fije las correas con un ajuste firme, pero cómodo, para colocar las cuatro almohadillas de vibración como desee. Asegúrese de que la batería está cargada. Pulse el botón de encendido para activar la unidad. El logotipo de Hyperice se iluminará en rojo para indicar que Venom 2 está encendido. Elija las opciones de calor y vibración que desee con los botones de la parte superior de la almohadilla. El dispositivo se iniciará automáticamente al pulsar el botón de calor o vibración. Vuelva a pulsar el botón de calor o vibración para ajustar el nivel deseado. El dispositivo se apagará de forma automática después de 15 minutos sin que el usuario haga nada. El dispositivo vibrará dos veces para indicar que la sesión ha finalizado o tres veces para indicar que el nivel de la batería está bajo. Para continuar utilizándolo, vuelva a pulsar el botón de calor o vibración y seleccione el nivel deseado. La batería completamente cargada alimenta el dispositivo durante dos horas al nivel tres, y durante más tiempo a niveles inferiores.


CONEXIÓN A LA APLICACIÓN HYPERICE

Para conectar el dispositivo a la aplicación Hyperice mediante Bluetooth®, asegúrese de que esté encendido, el Bluetooth del teléfono esté activado y el dispositivo se encuentre cerca. El indicador LED de Bluetooth de la almohadilla parpadeará en azul, lo que significa que está buscando el dispositivo para emparejarse. Si se solicita, presione "Scan for Devices" (Buscar dispositivos). Seleccione el dispositivo cuando aparezca en la pantalla. Una vez que empareje el Venom 2, HyperSmart™ le permitirá iniciar automáticamente sesión y controlar los ajustes de calor y vibración desde la aplicación Hyperice.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Utilice una toalla o un paño suave para limpiar la humedad de la unidad. Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor, líquidos y niños. Cuando no esté en uso, almacénelo en un lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar directa. Se recomienda una temperatura de almacenamiento entre -10 y 25 °C (14 y 77 °F).

ESPECIFICACIONES



1. Almohadilla Venom 2
2. Indicador de Bluetooth®
3. Puerto de carga
4. Botón de encendido/apagado
5. Indicador de batería
6. Botón de ajuste de calor
7. Indicación del nivel de calor
8. Botón de ajuste de vibración
9. Indicación del patrón de vibración
10. Envoltura de compresión

Frecuencia de vibración: 88 Hz

Calor: n.º 1 45 °C (113 °F); n.º 2 50 °C (122 °F); n.º 3 55 °C (131 °F)

Peso: 1,6 kg (3 lb) (cargador incluido)

Adaptador de CA-CC: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,7 A-18,0 V, 1,0 A, 18,0 W

GARANTÍA

Este producto está cubierto por una garantía limitada de Hyperice. Visite hyperice.com/warranty para consultar la garantía correspondiente a su país.

ET

OLULISED OHUTUSJUHISED ÄRGE VISAKE ÄRA



LUGEGE ENNE VENOM 2 KASUTAMIST KÕIKI JUHISEID



OHT

Elektrilöögiohu vähendamiseks

- Lahutage seade toitevõrgust vahetult pärast kasutamist ja enne puhastamist või kasutamist.
- Ärge haarake vette kukkunud seadme järele. Lahutage seade kohe toitevõrgust.
- Ärge kasutage vannis või duši all olles.
- Ärge pange seadet kohta ega hoidke seadet kohas, kus on oht, et see kukub või tõmmatakse vanni või valamusse. Ärge pange ega kukutage vette või muusse vedelikku.
- Hoidke kuivas kohas. Ärge kasutage märgades või niisketes tingimustes.



HOIATUS!

Enne seadme kasutamist lugege läbi kõik ohutushoiatused ja juhised. Hoiatuste ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse.



HOIATUS!

PÕLETUSTE, ELEKTRILÖÖGI, TULEKAHJU JA KEHAVIGASTUSTE OHU VÄHENDAMISEKS TULEB SEDA TOODET KASUTADA VASTAVALT

JÄRGMISTELE JUHISTELE.

- Kasutage seadet ainult ettenähtud kasutusotstarbel, nagu on kirjeldatud selles juhendis.
- See ei ole mänguasi. Kasutamiseks ainult täiskasvanutele. Ärge kasutage vigastuste korral.
- Seda seadet ei tohi kunagi jätta toitevõrku ühendatuna järelevalveta. Lahutage seade toitevõrgust alati vahetult pärast laadimist, enne kasutamist ja enne puhastamist. Tõmmake pistik pistikupesast välja, kui seadet ei kasutata ja enne osade kinnitamist või eemaldamist.
- Ärge kasutage teki või padja all. Nii võib tekkida liigne kuumus, mis võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuse.
- Ärge kasutage seadet kunagi, kui selle juhe või pistik on kahjustunud või kui see ei tööta korralikult, on maha kukkunud või on kahjustunud või saanud märjaks. Tagastage seade hoolduskeskusesse, et see seal üle vaadataks ja ära parandataks.
- Ärge kandke seadet toitejuhtmest ega kasutage juheta käepidemena.
- Hoidke juhe soojusallikatest eemal.
- Ärge kunagi pillake ega sisestage seadme avastesse objekte.
- Sobib AINULT kuivas kohas kasutamiseks. Ärge kasutage seadet välitingimustes ega märjal pinnal ning ärge hoidke seda vee ega vihma käes.
- Kasutage toodet ainult nende juhendmaterjalide kohaselt. Lisaks on juhendmaterjalid saadaval aadressil hyperice.com.
- Kasutage kuumutatud pindu ettevaatlikult. Võib põhjustada tõsisid põletusi. Mitte kasutada tundetute nahapiirkondade või halva vereringe korral. Järelevalveta laste või ebapädevate inimeste puhul võib kuumus olla seadme kasutamisel ohtlik.
- Sõltumata juhtimissätetest võib tekkida põletuste põhjustamiseks piisavalt kõrge temperatuur. Ärge kasutage imikul või invaliidil või magaval või teadvuseta inimesel. Ärge kasutage tundetu naha või halva vereringega inimesel. Villide tekkimise ohu vähendamiseks kontrollige sageli seadme kuumenenud alaga kokku puutuvat nahka. Esimese ebamugavustunde ilmnimisel eemaldage koheselt kehalt ja lülitage seade välja.
- Seda seadet ei tohi kasutada kuumustundetud isikud ja teised väga haavatavad isikud, kes ülekuumenemisele ei reageeri.
- Seadme peal magamine või selle kandmine magamise ajal, kui juhtseadistused on seatud kõrgemale temperatuurile, võib kasutajal põhjustada nahapõletusi või kuumarabanduse.
- Ärge purustage seadet. Vältige voltimist teravete servadega. Ärge voltige kasutamise ajal Venom 2.
- Ärge muutke seadet ja ärge proovige seadet avada. Toode ei sisalda kasutaja poolt hooldatavaid osi. Hooldamiseks võtke ühendust Hyperice esindajaga.
- Vältige tahtmatut käivitumist. Veenduge, et toitenupp oleks enne seadme hoiustamist, ülestõstmist või kandmist väljalülitatud asendis.

HOIATUS!

Ärge kasutage Venom 2 või mis tahes muud soojendus- või vibratsiooniseadet ilma arstiga eelnevalt nõu pidamata, kui kehtib mõni järgmistest tingimustest: rasedus, diabeet koos tüsistustega, nagu neuropaatia või võrkkesta kahjustus, stimulaatori kandmine, hiljutine operatsioon, epilepsia või migreen, hemeeritud disketid, spondülostees, spondüloolüüs või spondüloos, hiljutine liigeseasendus või emakasisese seadme paigaldus, metallihviti või plaadid või mis tahes mure füüsilise tervise pärast. Nõrga tervisega inimesed ja lapsed võivad soojendus- või vibratsiooniseadmeid kasutada täiskasvanu järelevalve all. Need vastunäidustused ei tähenda, et te ei saa seda seadet kasutada, kuid soovitame teil eelnevalt arstiga konsulteerida. Soojendus- ja vibratsiooniseadmete kasutamise kohta teatud meditsiiniliste seisundite korral tehakse pidevalt uuringuid. Nende tulemusena lühendatakse tõenäoliselt ülaltoodud vastunäidustuste loetelu. Praktilised kogemused on näidanud, et vibreerivate võimlemisseadmete raviplaani lisamine võib olla mitmetel juhtudel kasulik. Seda tuleb teha arsti, spetsialisti või füsioterapeudi soovitusel ja järelevalve all.





ETTEVAATUST!















Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati jälgida peamisi ohutusjuhiseid, kaasa arvatud:






- Kasutamiseks ainult täiskasvanutele.
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikute (kaasa arvatud lapsed) poolt, kelle väimsed ning füüsilised võimed on piiratud ja kellel puuduvad vastavad kogemused ning teadmised seadme kasutamise kohta. See on lubatud ainult juhul kui nende ohutuse eest vastutav isik on edastanud täpsed kasutusjuhised või jälgib kasutajaid.
- Seadmel on kuumutatud pind. Kuumuse suhtes tundlikud inimesed peavad seadme kasutamisel olema ettevaatlikud. Seda seadet ei tohi kasutada kuumustundetud isikud ja teised väga haavatavad isikud, kes ülekuumenemisele ei reageeri.
- Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
- Eemaldage laadija aku küljest pärast laadimist või enne kasutamist. Venom 2 ei tööta, kui laadija on akuga ühendatud.
- Ärge kunagi jätke seadet Venom 2 ilma järelevalveta töötama või laadima.
- Ärge kastke seadet vette. Puhastage ainult niiske lapiga.
- Hoidke vedelikke seadmest kaugemal.
- Kasutage ainult keha kuival ja puhtal pinnal või õhukeste riiete peal, nagu on näidatud juhendmaterjalis.
- Ärge kasutage seadet Venom 2 märjal või salvitud nahal, eriti selliste salvidega, mis sisaldavad soojust tootvaid koostisosi, sest see võib põhjustada nahapõletust.
- Põletusohu vähendamiseks kasutage toote ja naha vahel õhukest kangast, riideid või õhukest rätikut.
- Põletusi võib esineda sõltumata juhtimissätetest. Kontrollige toote all olevat nahka sageli ja esimese ebamugavustunde ilmnemisel eemaldage seade kohe kehalt ja lülitage see välja.

- Ärge asetage Venom 2 kinnitamiseks Venom 2 ja keha vahele metallesemeid, sealhulgas nõelu või muid metallist kinnitusvahendeid.
- Ärge proovige seadet avada.
- Ärge muutke ega kohandage seadet Venom 2 mingil viisil.
- Enne igat kasutuskorda kontrollige seadet hoolikalt. Kui seadmel on mõni halvenemise tunnus (nt kontrolli, ülekuumenemine või pragunemine), viige see kontrollimiseks ja remondiks Hyperice'i volitatud teeninduskeskusesse.
- Ärge kasutage kohtades, kus kasutatakse aerosoole (pihustid) või manustatakse hapnikku.
- Ärge istuge seadmele Venom 2 ning ärge suruge või muljuge seda.
- Ärge muljuge seadet, asetades hoiustamise ajal selle peale esemeid.
- Kontrollige seadet sageli kulumise või kahjustuste suhtes. Kui seadmel on väärkasutamise tunnused või see ei tööta, viige see läbivaatuseks ja remondiks Hyperice'i volitatud teeninduskeskusesse.
- Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Ei ole ette nähtud kasutamiseks meditsiinasutustes. Ette nähtud koduseks või kaubanduslikuks kasutamiseks.

HOIDKE JUHISED ALLES

Sümbol	Kirjeldus	Asukoht
IP21	Vedeliku sissetungi vastase kaitse aste	Pakendil
	Lugege enne kasutust juhiseid	Kasutusjuhendis ja seadmel
	Alalisvool	Seadmel
	Vahelduvvool	Laaduril
	Tootja nimi ja aadress	Kasutusjuhendis ja seadmel

	<p>Koguge elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed eraldi.</p> <p>See sümbol näitab, et seadet ei tohi EL-i riikides visata olmeprügi hulka. Selleks, et vältida kontrollimatu jäätmekäitluse võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale või inimeste tervisele, tuleb toode vastutustundlikult ringlusse võtta selleks, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage kogumispunkte või võtke ühendust seadme müüjaga. Need taaskasutavad toote keskkonnale ohutul viisil.</p>	<p>Pakendil</p>
	<p>Mitte pesta</p>	<p>Pakendil</p>
	<p>Mitte keemiliselt puhastada</p>	<p>Pakendil</p>
	<p>Mitte trummelkuivatada</p>	<p>Pakendil</p>
	<p>Mitte valgendada</p>	<p>Pakendil</p>
	<p>Mitte triikida</p>	<p>Pakendil</p>
	<p>Hoiatussümbol, mis tähistab surmaga või raske vigastusega lõppeda võivat ohtu</p>	<p>Kasutusjuhendis ja seadmel</p>
	<p>Ohumärk, mis tähistab et kasutajal on vaja lugeda kasutusjuhendist olulist ohutusteavet, nagu hoiatused ja ettevaatusabinõud, mida ei saa erinevatel põhjustel meditsiiniseadmel esitada.</p>	<p>Kasutusjuhendis</p>
	<p>Nõuanne, mis lihtsustab kasutamist. Ohtu kasutajale loetakse tühiseks</p>	<p>Kasutusjuhendis</p>
	<p>Euroopa vastavusmärgis</p>	<p>Pakendil</p>
	<p>Austraalia RCM vastavusmärgis</p>	<p>Pakendil</p>
	<p>Valmistatud Hiinas</p>	<p>Pakendil</p>
	<p>Ühendkuningriigi märgis</p>	<p>Pakendil</p>
	<p>Liitiumioonaku tuleb uuesti ringlusse saata</p>	<p>Pakendil</p>

	Ringlussevõtu sümbol	Pakendil
	Soojendamise juhtimine	Seadmel
	Toite sisse/väljalülitamine	Seadmel
	Vibratsiooni juhtimine	Seadmel
	Eemaldatav toitejuhe, kasutage ainult seadmega kaasasolevat laadijat.	Kasutusjuhendis ja seadmel

BLUETOOTH® JUHTMEVABA TEHNOLOOGIA

Bluetooth® märk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. omand ja ettevõtte Hyperice kasutab neid litsentsi alusel. Ebatõenäolisel juhul, kui stabiilne Bluetoothi ühendus peaks kaduma, proovib süsteem ühenduse automaatselt taastada. Seade Venom 2 on täiesti autonoomne ja jätkab tavapäraselt tööd isegi ühenduse kadumise korral. Kui see juhtseade põhjustab häiringuid, mida saab kindlaks määrata juhtseadet sisse ja välja lülitades, soovitakse kasutajal häiring kõrvaldada. Selleks muutke juhtseadme suunda või asukohta, suurendage teise seadme ja juhtseadme vahelist kaugust või ühendage juhtseade mõne muu pistikupesaga, kui see on vooluvõrguga ühendatud.

Venom 2 juhtseade kasutab Bluetooth 5.0 juhtmevaba tehnoloogiat, millel on järgnevad raadiosageduslikud näitajad. FCC ID: 2AWQY-VENOM2, IC: 26929-VENOM2, sagedus: 2402-2480 MHz

See seade vastab FCC-reeglite 15. jaotisele. Kasutamisele kehtivad järgmised tingimused: 1) see juhtplokk ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja 2) see juhtplokk peab vastu võtma kõik vastuvõetud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd. See juhtseade vastab Kanada Tööstusministeeriumi litsentsivabadele RSS (Radio Standards Specification) standard(ite)le. Kasutamisele kehtivad järgmised tingimused: 1) see juhtplokk ei tohi põhjustada häireid ja 2) see juhtplokk peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut tööd.

See seade vastab FCC/ISED kontrollimatule keskkonnale kehtestatud kiirguse piirnormidele ja FCC raadiosagedusliku kokkupuute suunistele ning ISED raadiosagedusliku kokkupuute reeglitele RSS-102. Sellel seadmel on väga madal raadiosagedusliku energia tase, mis loetakse nõuetekohaseks ilma spetsiifilise neeldumiskiiruse (SAR) testimiseta.

Muudatused või modifikatsioonid, mida nõuete täitmise eest vastutav isik pole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

Seda seadet on testitud ja on leitud, et see vastab B-klassi digitaalseadme piirangutele vastavalt FCC reeglite 15. osale. Need piirangud on loodud selleks, et

pakkuda mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest eluruumides. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib see kahjustada raadiosidet. Siiski ei ole mingit garantiid, et teatud ruumides ei esine häireid.

Kui see seade tekitab raadio või televisiooni vastuvõtjale kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega, soovitakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetmega:

- vastuvõtuantenni ümbersuunamine või -paigutamine;
- seadme ja vastuvõtja vahekauguse suurendamine;
- seadme ühendamine vastuvõtja omast erinevasse pistikupessa;
- abi saamiseks edasimüüja või kogenud raadio-/teletehniku poole pöördumine.

TEAVE SISEMISE AKU KOHTA

Venom 2 on varustatud laetava liitumioonakuga. Sisemine aku võimaldab Venom 2 süsteemi kasutada kõikjal – isegi kui seinapistikupesa pole käepärast. Enne esmakordset kasutamist võib Venom 2 vajada laadimist. Täislaetud aku annab pideval kasutamisel toidet 2+ tundi. Aku täis laadimiseks kulub umbes 4 tundi, kui juhtseade on vooluvõrku ühendatud ega ole kasutusel.

- See seade sisaldab liitumioonakut. Akusid võib asendada ainult kvalifitseeritud töötaja spetsiaalse tööriistaga. Hoolduseks või remondiks võtke ühendust Hyperice esindajaga. See seade sisaldab mitteasendatavaid akusid. Kui aku eluiga on lõppenud, tuleb seade nõuetekohaselt utiliseerida. Akut tuleb käidelda ohutul viisil ja viia see nõuetekohasesse elektroonikaseadmete jäätmete kogumiskohta.



HOIATUS!

- Järgige kõiki laadimisjuhiseid ning ärge laadige akut või seadet väljaspool juhistes täpsustatud temperatuurivahemikku. Valesti või väljaspool ettenähtud temperatuurivahemikku laadimine võib kahjustada akut ja suurendada tulekahju ohtu.
- Aku laadimise nominaalne temperatuurivahemik on 0 °C ~ 45 °C (32 °F ~ 113 °F).
- Väärkasutuse korral võib lekkida akuedelikku; vältige sellega kokkupuutumist. Juhusliku kokkupuute korral loputage veega. Kui vedelik puutub kokku silmadega, pöörduge arsti poole. Akust väljavalgunud vedelik võib põhjustada ärritust ja põletusi.
- Ärge kasutage akut või seadet, kui see on kahjustatud või muudetud. Kahjustatud või muudetud akud võivad toimida ettearvamatult, põhjustades tulekahju, plahvatused või vigastuste ohtu.
- Seadmes paiknev aku võib vale kasutamise korral põhjustada põletusi või keemilisi põletusi. Ärge võtke koost lahti, ärge laske akupakil või seadmel puutuda kokku tule või kõrgete temperatuuridega. Tule või kõrgema kui 130 °C (265 °F) temperatuuriga kokkupuutumine võib põhjustada plahvatused.

- Aku lekkimise korral ärge laske vedelikul nahale ega silma sattuda. Kokkupuute korral peske kahjustatud piirkonda rohke veega ja pöörduge arsti poole.
- Aku purunemise, suure lekke või plahvatuse korral evakueerige piirkond ja pange saastunud piirkond karantiini. Tagage hea ventilatsioon aurude, gaaside ja teravate lõhnade eemaldamiseks.
- Silmad – loputage silmi rohke veega 15 minutit; pöörduge kohe arsti poole.
- Nahk – loputage kahjustatud piirkonda rohke vee ja seebiga või viibige 15 minutit duši all.
- Sissehingamine – hoidke inimest värske õhu käes ja vajaduse korral kasutage kunstlikku hingamist; vajadusel pöörduge arsti poole.
- Allaneelamine – pöörduge kohe arsti või kohaliku mürgistusteabekeskuse poole.
- Kõrvaldage kasutatud aku kiiresti kasutuselt. Hoida laste käeulatuses eemal. Ärge võtke seda osadeks ega visake seda tulle.

KASUTUSJUHISED

LAADIMINE



HOIATUS!

☐☐☐ Seadet Venom 2 võib laadida ainult topeltisolatsiooniga, 18 VDC Hyperice'i laaduriga (mudeli number MX24Z2-1801000), mis on seadmega kaasas. Ärge laadige Venom 2 üleöö ega jätkke seda laadimise või kasutamise ajal järelevalveta.

Laadimiseks ühendage adapter aku laadimisporti ja ühendage laadimisjuhe seinakontakti. Enne esimest kasutamist laadige seadet kuni kuus tundi. LED-tuli pulseerib, et kuvada aku täituvuse taset ja anda märku, et aku laadimine on aktiveeritud. Täis laetud olekut näidatakse siis, kui LED-tuli lõpetab pulseerimise ja jääb täielikult rohelisena põlema. Kui seade on sisse lülitatud, kuvatakse aku laetuse tase. Seadet saab uuesti laadida igal ajal, sõltumata selle laetuse tasemest. Seadme aku tühjenemine oranžile LED-tasemele ei ole soovitatav. Laadige seadet kord kuus, et aku tööiga pikendada.

KASUTAMINE

Mähkige survemähis ümber õige kehaosa (selg, jalg või õlg) ja kinnitage rihmad tihedalt, kuid mugavalt nii, et neli vibratsiooniseadet oleksid soovitud asendis. Veenduge, et aku on laetud. Seadme aktiveerimiseks vajutage ON-nuppu. Hyperice'i logo süttib punasena, näidates, et Venom 2 on aktiveeritud. Valige soovitud soojendus- ja vibratsioonisuvandid seadme peal olevate nuppudega. Seade käivitub automaatselt, kui vajutada soojendus- või vibratsiooninuppu. Vajutage soojendus- või vibratsiooninuppu uuesti, et saavutada soovitud tase. Kui rohkem sisendeid ei anta, lülitub seade automaatselt 15 minuti pärast välja. Seade vibreerib kaks korda, tähistades seansi lõppu või kolm korda, et tähistada aku tühjenemist. Kasutamise jätkamiseks vajutage lihtsalt soojendus- või vibratsiooninuppu ja seadke see soovitud tasemele. Täislaetud aku annab

seadmele toidet umbes kaks tundi kolmanda taseme temperatuuril ja kauem madalamal temperatuuril


HYPERICE RAKENDUSEGA ÜHENDUMINE

Seadme ühendamiseks rakendusega Hyperice App Bluetooth®-i kaudu, veenduge, et seade oleks sisse lülitatud, Bluetooth oleks telefonis sisse lülitatud ja seade asuks telefonile lähedal. Seadme Bluetoothi LED-tuli pulseerib sinisena, mis tähendab, et seade ootab sidumist. Puudutage valikut „Scan for Devices” (Skanni seadmeid). Valige oma seade, kui see ekraanile ilmub. Kui olete oma Venom 2 sidunud, võimaldab HyperSmart™ teil seansi automaatselt käivitada ning soojust ja vibratsiooni seadeid Hyperice'i rakenduse abil juhtida.

PUHASTAMINE JA HOIUSTAMINE

Pühkige seadmelt niiskus rätiku või pehme lapiga. Hoidke seadet soojusallikatest, vedelikest ja lastest eemal. Hoidke seadet puhtas, jahedas ja kuivas kohas, otsese päikesevalguse eest kaitstuna, kui seda ei kasutata. Soovitav on hoiustada seda temperatuurivahemikus -10 °C kuni +25 °C / 14 °F kuni 77 °F.

TEHNILISED ANDMED



1. Venom 2 seade
2. Bluetooth® indikaator
3. Laadimispesa
4. Toite (sisse/välja) nupp
5. Aku näidik
6. Soojuse reguleerimise nupp
7. Soojuse taseme indikaator
8. Vibratsiooni reguleerimise nupp
9. Vibratsioonimustri indikaator
10. Kompressioonimähis

Vibratsiooni sagedus: 88 Hz

Soojus: aste 1 45° C (113 °F); aste 2 50° C (122° F); aste 3 55° C (131° F)

Kaal: 1,6 kg / 3 lbs (k.a laadur)

AC-DC laadur: 100–240 V, 50/60 Hz; 0,7 A – 18,0 V; 1,0 A; 18,0 W

GARANTII

Sellele tootele kehtib Hyperice'i piiratud garantii. Teie riigis kehtiva garantii ülevaatamiseks külastage lehte [hyperice.com/warranty](https://www.hyperice.com/warranty).

FI

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA EI SAA HÄVITTÄÄ



LUE KAIKKI OHJEET ENNEN VENOM 2 -LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ.



VAARA

Sähköiskujen riskin vähentäminen:

- Irrota laite aina pistorasiasta heti latauksen jälkeen ja ennen puhdistusta tai käyttöä.
- Jos laite putoaa veteen, älä yritä nostaa sitä. Irrota se heti pistorasiasta.
- Älä käytä kylvyssä tai suihkussa.
- Älä aseta laitetta paikkaan tai säilytä sitä paikassa, josta se saattaa pudota ammeeseen tai pesualtaaseen. Älä aseta tai pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
- Pidettävä kuivana. Ei saa käyttää märissä tai kosteissa olosuhteissa.



VAROITUS

Lue ennen tämän laitteen käyttöä kaikki turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava vamma.



VAROITUS

PALOVAMMOJEN JA MUIDEN VAMMOJEN, SÄHKÖISKUN JA TULIPALON VÄLTÄMISEKSI TUOTETTA ON KÄYTETTÄVÄ SEURAAVIEN OHJEIDEN MUKAISESTI:

- Käytä laitetta ainoastaan tässä oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
- Tämä ei ole lelu. Vain aikuisten käyttöön. Älä käytä, jos olet vammautunut.

- Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on kytketty verkkovirtaan. Irrota laite aina pistorasiasta heti lataamisen jälkeen, ennen käyttöä ja ennen puhdistusta. Irrota laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä tai ennen laitteen osien asentamista tai poistamista.
- Älä käytä peiton tai tyynyn alla. Laite voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vammoja.
- Älä koskaan käytä laitetta, jos sen johto tai pistoke on vioittunut, jos se ei toimi oikein tai jos se on pudonnut, vioittunut tai kastunut. Vie laite huoltoon tutkittavaksi ja korjattavaksi.
- Älä kanna laitetta virtajohdosta äläkä käytä johtoa kahvana.
- Pidä johto poissa kuumilta pinnoilta.
- Älä pudota tai aseta mitään esineitä laitteen aukkoihin.
- Soveltuu VAIN kuiviin tiloihin. Ei saa käyttää ulkona tai märillä pinnoilla eikä altistaa vedelle tai sateelle.
- Käytä tuotetta ainoastaan näiden ohjeiden mukaisesti. Käyttöohjeita on saatavilla myös osoitteesta hyperice.com.
- Käsittele kuumia pintoja varovasti. Saattaa aiheuttaa vakavia palovammoja. Ei saa käyttää herkällä ihoalueilla tai alueilla, joiden verenkierto on heikko. Jos lapset tai toimintarajoitteiset henkilöt käyttävät lämpöä tuottavaa laitetta ilman valvontaa, saattaa aiheutua vaaratilanteita.
- Lämpötila saattaa nousta palovammoja aiheuttavalle tasolle valitusta asetuksesta huolimatta. Ei saa käyttää lapsilla, invalideilla eikä nukkuvilla tai tajuttomilla henkilöillä. Ei saa käyttää tunnottomalle iholle tai henkilöllä, jonka verenkierto on heikko. Tarkista laitteen kuumenevan alueen kanssa kosketuksiin joutuva iho usein, jotta iholle ei muodostu rakkuloita. Nosta laite heti iholta ja sammuta se, jos tunnet vähäistäkin epämukavuutta.
- Laitetta eivät saa käyttää sellaiset henkilöt, jotka eivät tunne kuumuutta, tai muut erityisen herkat henkilöt, jotka eivät osaa reagoida ylikuumentumiseen.
- Jos laitteen lämpötila on säädetty korkeaksi ja sen päällä nukutaan tai sitä käytetään nukkumisen aikana, käyttäjä saattaa saada palovammoja.
- Ei saa murskata. Ei saa taittaa teräville taitoksille. Venom 2 -laitetta ei saa taittaa käytön aikana.
- Laitetta ei saa muokata tai yrittää korjata. Ei sisällä käyttäjän huollettavia osia. Ota yhteys Hypericeen, jos laite tarvitsee huoltoa.
- Estä tahaton käynnistyminen. Varmista ennen laitteen säilytykseen asettamista, nostamista tai kantamista, että virtapainike on OFF-asennossa.



VAROITUS

Älä käytä Venom 2 -laitetta tai mitään muuta lämpö- tai värähtelylaitetta keskustelematta ensin lääkärin kanssa, jos jokin seuraavista tilanteista on ajankohtainen: raskaus, diabetes, johon liittyy komplikaatioita kuten neuropatia tai verkkokalvon vaurioita, sydämentahdistimen käyttö, äskettäinen leikkaus, epilepsia tai migreeni, välilevyträ, nikamansiirtymä, nikamankaaren höltymä, nikaman rappeutumissairaus, äskettäinen tekonivelen tai kierukan asennus, kehossa olevat metallinastat tai -levyt tai mikä

tahansa muu fyysiseen terveyteen liittyvä huolenaihe. Hauraat henkilöt ja lapset eivät saa käyttää lämpö- tai värähtelylaitteita ilman aikuisen läsnäoloa. Nämä vasta-aiheet eivät tarkoita, ettet voi käyttää tätä laitetta, mutta suosittelemme, että keskustelet ensin lääkärin kanssa. Lämmön ja värähtelyn vaikutusta tiettyihin sairauksiin tutkitaan jatkuvasti. Tutkimustulosten myötä edellä oleva vasta-aiheluettelo saattaa lyhentyä. Käytännön kokemusten perusteella värähtelevän kuntoilulaitteen sisällyttämistä hoitosuunnitelmaan suositellaan monissa tapauksissa. Tämä on tehtävä lääkärin, erikoislääkärin tai fysioterapeutin suosituksesta ja ohjauksessa.








HUOMIO

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusvaroitointia, mukaan lukien seuraavat:

- Vain aikuisten käyttöön.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden, mukaan lukien lasten, käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky tai tuntoaisti on heikentynyt tai joilla ei ole laitteen käytöstä riittävää kokemusta tai tietoja, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö ole opastanut heitä laitteen käytössä.
- Laitteen pinta kuumenee. Kuumuudelle herkkin henkilöiden on oltava varovaisia käyttäessään laitetta. Laitetta eivät saa käyttää sellaiset henkilöt, jotka eivät tunne kuumuutta, tai muut erityisen herkätkä henkilöt, jotka eivät osaa reagoida ylikuumentumiseen.
- Lapsia on valvottava, jotta voidaan varmistaa, että he eivät pääse leikkimään laitteella.
- Irrota laturi akusta lataamisen jälkeen tai ennen käyttöä. Venom 2 -laite ei toimi, kun laturi on kiinni akussa.
- Älä koskaan jätä Venom 2 -laitetta valvomatta käytön tai latauksen aikana.
- Älä upota laitetta veteen. Puhdista ainoastaan puhtaalla liinalla.
- Pidä nesteet pois laitteesta läheltä.
- Käytä ainoastaan kehon puhtaalla ja kuivalla pinnalla tai ohuiden vaatteiden päällä näissä ohjeissa kuvatulla tavalla.
- Älä käytä Venom 2 -laitetta märällä iholla tai voidellulla ihoalueella etenkin, jos voiteessa on lämpöä tuottavia ainesosia. Muutoin iholle saattaa muodostua palovammoja.
- Pidä ohutta kangasta, vaatteita tai ohutta pyyhettä tuotteen ja ihon välissä palovammojen välttämiseksi.
- Palovammoja saattaa muodostua valitusta asetuksesta riippumatta. Tarkista laitteen alla oleva iho usein ja nosta laite heti iholta ja sammuta se, jos tunnet vähäistäkin epämukavuutta.
- Älä aseta metalliesineitä, kuten nastoja tai muita metallisia kiinnittimiä, Venom 2 -laitteen ja kehon väliin laitteen kiinnittämiseksi.
- Älä yritä purkaa laitetta.
- Älä muokkaa tai muuta Venom 2 -laitetta millään tavalla.
- Tarkista laite huolellisesti aina ennen käyttöä. Jos laitteessa näkyy merkkejä kulumisesta, kuten säröjä, pullistumia tai halkeilua, toimita laite valtuutettuun Hyperice-huoltokeskukseen tarkastettavaksi ja korjattavaksi.

- Älä käytä paikoissa, joissa käytetään aerosolituotteita (suihkeita) tai annetaan happea.
- Älä istu Venom 2 -laitteen päälle, paina sitä voimakkaasti tai murskaa sitä.
- Älä jätä laitetta puristuksiin pinoamalla sen päälle tavaroita säilytyksen aikana.
- Tarkista laite säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta. Jos laitteessa on merkkejä kulumisesta tai vaurioista, sitä on käytetty väärin tai se ei toimi, toimita se valtuutettuun Hyperice-huoltokeskukseen tarkastettavaksi ja korjattavaksi.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta eivätkä tehdä sille huoltotoimia ilman valvontaa.
- Ei tarkoitettu lääkinälliseen sairaalakäyttöön. Tarkoitettu kotitalouskäyttöön tai kaupalliseen käyttöön.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Symboli	Kuvaus	Sijainti
IP21	Vedeltä suojauksen taso	Pakkauksessa
	Lue ohjeet ennen käyttöä	Käyttöoppaassa ja laitteessa
	Tasavirta	Laitteessa
	Vaihtovirta	Laturissa
	Valmistajan nimi ja osoite	Käyttöoppaassa ja laitteessa
	<p>Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erilliskeräys.</p> <p>Tämä merkintä osoittaa, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana missään EU:n alueella. Kierrätä laite vastuullisesti ja auta näin ehkäisemään hallitsemattomasta jätteiden hävittämisestä ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvia haittoja sekä edistämään raaka-aineiden kestävää uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite kierrätyspisteeseen tai ota yhteys tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään. Myyjä voi toimittaa tuotteen ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.</p>	Pakkauksessa

	Ei saa pestä	Pakkauksessa
	Ei saa kuivapestä	Pakkauksessa
	Ei saa rumpukuivata	Pakkauksessa
	Ei saa valkaista	Pakkauksessa
	Ei saa silittää	Pakkauksessa
	Varoitussymboli, joka ilmaisee kuoleman tai vakavan vamman vaaran	Käyttöoppaassa ja laitteessa
	Huomiosymboli, joka ilmaisee, että käyttäjän tulee lukea käyttöohjeista tärkeitä varoittavia tietoja, kuten varoitukset ja varotoimet, joita ei erinäisistä syistä voi esittää lääkinällisessä ohjausyksikössä itsessään	Käyttöoppaassa
	Vinkki, joka helpottaa käyttöä. Käyttäjälle aiheutuva riski on mitätön.	Käyttöoppaassa
	Eurooppalainen vaatimustenmukaisuus	Pakkauksessa
	Australian RCM-merkintä	Pakkauksessa
	Valmistettu Kiinassa	Pakkauksessa
	Ison-Britannian UKCA-merkintä	Pakkauksessa
	Kierrätä litiumioniakku	Pakkauksessa
	Kierrätysymboli	Pakkauksessa
	Lämmön säätö	Laitteessa
	Virtapainike	Laitteessa
	Värähtelyn säätö	Laitteessa
	Irrotettava virtajohto, käytä vain laitteen mukana toimitetun laturin kanssa.	Käyttöoppaassa ja laitteessa

LANGATON BLUETOOTH®-TEKNIikka

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia, ja Hyperice käyttää niitä lisenssin alaisesti. Vakaan Bluetooth-yhteyden menettäminen on epätodennäköistä, mutta jos niin käy, järjestelmä yrittää muodostaa yhteyden uudelleen automaattisesti. Venom 2 -laite on täysin itsenäinen ja jatkaa toimintaa normaalisti myös yhteyden katketessa. Jos tämä ohjauksikkö aiheuttaa häiriötä, minkä voi selvittää sammuttamalla ohjauksikon ja käynnistämällä sen uudelleen, käyttäjän kannattaa yrittää häiriönkorjausta suuntaamalla tai sijoittamalla ohjauksikkö uudelleen niin, että laitteen ja ohjauksikon välinen etäisyys kasvaa, tai yhdistämällä ohjauksikkö toiseen virtapiiriin pistorasiaan kuin mihin se on sillä hetkellä kytketty.

Venom 2 -ohjauksikkö käyttää langatonta Bluetooth 5.0 -tekniikkaa seuraavien radiotietojen mukaisesti: FCC ID: 2AWQY-VENOM2, IC: 26929-VENOM2, taajuus: 2402–2480 MHz

Tämä yksikkö on yhdenmukainen FCC:n määräysten osan 15 kanssa. Toiminta on seuraavien kahden ehdon alaista:(1) tämä ohjauksikkö ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja (2) tämän ohjauksikon on hyväksyttävä kaikki häiriöt, mukaan lukien toivotun vastaista toimintaa mahdollisesti aiheuttavat häiriöt. Tämä ohjauksikkö on yhdenmukainen Industry Canadan lisenssivapaiden RSS-standardien kanssa. Toiminta on seuraavien kahden ehdon alaista:(1) tämä ohjauksikkö ei saa aiheuttaa häiriötä ja (2) tämän ohjauksikon on hyväksyttävä kaikki häiriöt, mukaan lukien ohjauksikon toivotun vastaista toimintaa mahdollisesti aiheuttavat häiriöt.

Tämä laite on valvomatonta ympäristöä koskevien FCC/ISED-säteilyaltistusrajojen mukainen ja täyttää FCC:n radiotaajuusaltistusta koskevien ohjeiden vaatimukset sekä ISED-radiotaajuusaltistussääntöjen RSS-102-vaatimukset. Tämän laitteen radiotaajuusenergian määrä on hyvin vähäinen, ja sen katsotaan olevan määräysten mukainen ilman ominaisabsorptionopeuden (SAR) testausta.

Jos laitteeseen tehdään muutoksia tai sitä muokataan tavalla, jota laitteen vaatimustenmukaisuudesta vastaava taho ei ole erikseen hyväksynyt, käyttäjän käyttöoikeus laitteeseen saattaa mitätöityä.

Tämä laite on testattu FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti, ja sen katsotaan olevan luokan B digitaaliseen laitteeseen asetettujen rajojen mukainen. Nämä rajat on suunniteltu tuottamaan kohtuullinen suojaus haitallisilta häiriöiltä asuinrakennuksiin tehtävissä asennuksissa. Tämä laite muodostaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa häiriötä radiotaajuisiin laitteisiin. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriötä aiheudu tietynlaisissa kokoonpanoissa.

Jos laite aiheuttaa häiriötä radio- tai TV-vastaanottiin, sen voi havaita sammuttamalla laitteen ja käynnistämällä sen uudelleen. Käyttäjän on suositeltavaa korjata häiriöt jollain seuraavista tavoista:

- muuttamalla vastaanottavan antennin asentoa tai siirtämällä sitä
- siirtämällä laitteen kauemmas vastaanottimesta

- liittämällä laitteen eri virtapiiriin kuin vastaanotin
- ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio- ja televisioasentajaan.

SISÄISEN AKUN TIEDOT

Venom 2 -yksikössä on ladattava litiumioniakku. Sisäisen akun ansiosta Venom 2 -laitetta voi käyttää, vaikka verkkovirtaa ei ole saatavilla. Venom 2 -laite on ehkä ladattava ennen ensimmäistä käyttökertaa. Täyteen ladatun akun varaus riittää yli 2 tunnin jatkuvaan käyttöön. Akun lataaminen täyteen kestää noin 4 tuntia, kun ohjauksyksikkö on kytketty verkkovirtaan eikä ole käytössä.

- Tässä laitteessa on litiumioniakku. Akun voi vaihtaa ainoastaan asiantunteva huoltohenkilö, ja siihen tarvitaan erikoistyökälua. Tilaa huolto tai korjaus Hypericeltä. Tämän laitteen akkuja ei voi vaihtaa. Kun akun käyttöikä päättyy, laite on hävitettävä asianmukaisesti. Akku on hävitettävä tai kierrätettävä asianmukaisen jätteenkäsittely- tai kierrätyslaitoksen kautta.



VAROITUS

- Noudata kaikkia latausohjeita, äläkä lataa akkua tai laitetta lämpötilassa, joka on ohjeissa määritettyä matalampi tai korkeampi. Akku saattaa vaurioitua ja aiheutuu tulipalon vaara, jos akkua ladataan väärin tai jos lämpötila on määritettyjen rajojen ulkopuolella.
- Akun latauksen nimellinen lämpötila-alue on 0...45 °C (32...113 °F).
- Jos akkua käsitellään ohjeiden vastaisesti, siitä saattaa vuotaa nestettä. Vältä koskemasta nesteeseen. Jos nestettä joutuu vahingossa iholle, huuhtele se vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu lisäksi lääkäriin. Akusta vuotanut neste saattaa aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.
- Älä käytä akkua tai laitetta, jos se on vaurioitunut tai sitä on muokattu. Vaurioituneet tai muokatut akut saattavat toimia arvaamattomasti ja aiheuttaa tulipalon, räjähdysen tai vamman.
- Väärin käytettynä tämän laitteen akku voi aiheuttaa tulipalon tai kemiallisen palovamman vaaran. Älä pura akkua tai laitetta tai altista niitä tulelle tai ääriämpötiloille. Altistus tulelle tai yli 130 °C:n (265 °F:n) lämpötilalle saattaa aiheuttaa räjähdysen.
- Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä iholle tai silmiin. Jos sitä joutuu iholle tai silmiin, huuhtele alue runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
- Jos akku vaurioituu, siihen tulee suuri vuoto tai se räjähtää, tyhjennä vahinkoalue ihmisistä ja eristä se. Tuuleta tila hyvin, jotta höyryt, kaasut ja voimakkaat hajut poistuvat.
- Silmät – huuhtele silmiä runsaalla vedellä 15 minuutin ajan. Hakeudu viipymättä lääkäriin.
- Iho – pese aluetta runsaalla vedellä ja saippualla tai pysy suihkussa 15 minuutin ajan.
- Hengittäminen – saata henkilö raikkaaseen ilmaan ja elvytä tarvittaessa. Ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.
- Nieleminen – ota viipymättä yhteys lääkäriin tai paikalliseen myrkytystietokeskukseen.

- Hävitä käytetty akku välittömästi. Pidettävä lasten ulottumattomissa. Älä pura tai hävitä polttamalla.

KÄYTTÖOHJEET

LATAAMINEN



VAROITUS

☐☐ Venom 2 -laitteen saa ladata ainoastaan mukana toimitetulla kaksinkertaisesti eristetyllä 18 VDC:n Hyperice-laturilla (mallinro MX24Z2-1801000). Älä lataa Venom 2 -laitetta yön aikana tai jätä sitä valvomatta latauksen tai käytön aikana.

Lataa laite liittämällä sovitin akun latausliitäntään ja kytkemällä latausjohto pistorasiaan. Lataa akku täyteen lataamalla sitä enintään kuusi tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa. Viilkkuva LED-valo osoittaa akun varaustason ja käynnissä olevan latauksen. Kun akku on latautunut täyteen, LED-valo lakkaa vilkkumasta ja alkaa palaa vihreänä. Kun laitteeseen on kytketty virta, se näyttää akun varaustason. Yksikön voi ladata milloin tahansa, akun varaustasosta riippumatta. Akun ei ole suositeltavaa antaa tyhjentyä täysin LED-valon oranssille tasolle asti. Voit pidentää akun käyttöikää lataamalla yksikön kuukausittain.

KÄYTTÖ

Kiedo kompressiokääre soveltuvan kehonosan (selän, jalan tai olkapään) ympärille ja kiinnitä hihnat tiukasti mutta mukavasti niin, että neljä värähtelylaitetta asettuvat haluttuihin kohtiin. Varmista, että akku on ladattu. Käynnistä yksikkö painamalla virtapainiketta. Syytyvä punainen Hyperice-logo osoittaa, että Venom 2 -laite on käyttövalmis. Valitse haluamasi lämpö- ja värinäasetus laitteen päällä olevilla painikkeilla. Laite käynnistyy automaattisesti, kun lämpö- tai värinäpainiketta painetaan. Säädä haluamasi taso painamalla lämpö- tai värinäpainiketta uudelleen. Laitteen virta katkeaa automaattisesti 15 minuutin kuluttua. Laite värähtää kaksi kertaa istunnon päättymisen merkiksi tai kolme kertaa akun vähissä olevan varauksen merkiksi. Voit jatkaa käyttöä painamalla lämpö- tai värinäpainiketta ja säätämällä tason sopivaksi. Laitetta voi käyttää täyteen ladatulla akulla noin kahden tunnin ajan, kun lämpötila on tasolla kolme, ja pidempään, kun lämpötila on matalampi.


YHDISTÄMINEN HYPERICE-SOVELLUKSEEN

Jos liität laitteen Hyperice-sovellukseen Bluetooth®-yhteydellä, varmista, että laitteeseen on kytketty virta, Bluetooth-yhteys on otettu käyttöön puhelimesta ja laite on puhelimen kantaman sisäpuolella. Laitteen Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä sen merkiksi, että pariliitoksen voi nyt muodostaa. Valitse kehotettaessa Scan for Devices (Hae laitteita). Valitse laite, kun se tulee näyttöön. Kun pariliität Venom 2 -laitteen HyperSmart™-sovellukseen, voit käynnistää istunnon automaattisesti ja säätää lämpö- ja värähtelyasetuksia Hyperice-sovelluksesta.

PUHDISTUS JA SÄILYTYS

Pyyhi mahdollinen kosteus laitteesta pyyhkeellä tai pehmeällä liinalla. Pidä laite poissa lämmönlähteiden, nesteiden ja lasten läheltä. Säilytä puhtaassa, viileässä ja kuivassa paikassa suojattuna suoralta auringonvalolta. Suositeltu säilytyslämpötila -10-25 °C (14-77 °F)

TEKNISET TIEDOT



1. Venom 2 -laite
2. Bluetooth®-merkkivalo
3. Latausliitäntä
4. Virtapainike (ON/OFF)
5. Akun merkkivalo
6. Lämmön säätöpainike
7. Lämpötason merkkivalot
8. Värähtelyn säätöpainike
9. Värähtelyrytmin merkkivalot
10. Kompressiokääre

Värähtelytaajuus: 88 Hz

Lämpö: taso 1 45 °C (113 °F), taso 2 50 °C (122 °F), taso 3 55 °C (131 °F)

Paino: 1,6 kg (3 lb) (sisältää laturin)

AC-DC-laturi: 100-240 V - 50/60 Hz 0,7 A - 18,0 V 1,0 A 18,0 W

TAKUU

Tuotteella on Hypericen rajoitettu takuu. Lue lisää asuinmaassasi voimassa olevasta takuusta osoitteesta hyperice.com/warranty.

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES NE PAS DÉTRUIRE



LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER LE VENOM 2.



DANGER

Pour réduire le risque de choc électrique :

- Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après la charge, et avant le nettoyage ou l'utilisation.
- Ne cherchez pas à attraper un appareil qui est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement.
- N'utilisez pas l'appareil en prenant un bain ou une douche.
- Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil à un endroit où il pourrait tomber ou glisser dans une baignoire ou un évier. N'immergez pas l'appareil et ne le laissez pas tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
- Maintenez l'appareil à l'abri de l'humidité. Ne l'utilisez pas dans un environnement humide.



AVERTISSEMENT

Lisez tous les avertissements et consignes de sécurité avant d'utiliser cet appareil. Le non-respect des avertissements et des consignes peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE OU DE DOMMAGES CORPORELS, CET APPAREIL DOIT ÊTRE UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX CONSIGNES SUIVANTES :

- Utilisez cet appareil uniquement pour son usage prévu, comme décrit dans ce manuel.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Il est réservé exclusivement aux adultes. Ne l'utilisez pas en cas de blessure.
- Cet appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après la charge, avant l'utilisation et avant le nettoyage. Débranchez-le de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant d'installer ou de retirer des pièces.
- Ne l'utilisez pas sous une couverture ou un coussin. Une chaleur excessive peut se produire et provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il est mouillé. Renvoyez l'appareil au service après-vente pour examen et réparation.
- Ne transportez pas cet appareil par le cordon et n'utilisez pas le cordon comme poignée.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chauffées.
- Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais d'objets dans les ouvertures.
- Convient **UNIQUEMENT** aux endroits secs. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides et ne l'exposez pas à l'eau ou à la pluie.
- N'utilisez cet appareil que conformément à ces instructions. En outre, des notices d'utilisation sont disponibles à l'adresse hyperice.com.
- Utilisez les surfaces chauffées avec précaution. Elles peuvent provoquer de graves brûlures. Ne les utilisez pas sur des zones de peau insensibles ou en cas de mauvaise circulation sanguine. L'utilisation sans surveillance de dispositifs émettant de la chaleur par des enfants ou des personnes aux facultés altérées peut être dangereuse.
- Des températures suffisamment élevées pour provoquer des brûlures peuvent se produire quel que soit le réglage. N'utilisez pas cet appareil sur un nourrisson, une personne invalide, une personne endormie ou inconsciente. Ne l'utilisez pas non plus sur une peau insensible ou sur une personne souffrant de mauvaise circulation sanguine. Examinez fréquemment la peau en contact avec la zone chauffée de l'appareil afin de réduire le risque de formation de cloques. Enlevez l'appareil immédiatement et éteignez-le dès qu'une gêne est ressentie.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à

la chaleur et d'autres personnes très vulnérables qui ne peuvent pas réagir à la surchauffe.

- Si l'utilisateur dort sur l'appareil ou si l'appareil est porté pendant le sommeil avec les commandes réglées sur une température plus élevée, l'utilisateur peut souffrir de brûlures cutanées ou d'un coup de chaleur.
- N'écrasez pas l'appareil. Évitez de le plier de manière marquée. Ne pliez pas le Venom 2 pendant son utilisation.
- Ne modifiez pas et ne tentez pas de réparer l'appareil. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Veuillez contacter Hyperice pour toute maintenance.
- Évitez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que le bouton d'alimentation est en position off (arrêt) avant de ranger, de saisir ou de transporter l'appareil.

AVERTISSEMENT

Veillez ne pas utiliser le Venom 2, ni aucun appareil générant de la chaleur ou à vibration sans avoir préalablement obtenu l'approbation de votre médecin en présence de l'une des conditions suivantes : grossesse, diabète avec complications telles qu'une neuropathie ou des lésions rétiniennes, port de stimulateurs cardiaques, chirurgie récente, épilepsie ou migraines, hernies discales, spondylolisthésis, spondylolyse ou spondylose, prothèses articulaires récentes ou DIU, épingles ou plaques métalliques ou toute préoccupation concernant votre santé physique. Les personnes fragiles et les enfants doivent être accompagnés d'un adulte lorsqu'ils utilisent un appareil générant de la chaleur ou à vibration. Ces contre-indications ne signifient pas que vous n'êtes pas en mesure d'utiliser cet appareil, mais nous vous conseillons de consulter d'abord un médecin. Des recherches sont en cours sur les effets de la chaleur et des vibrations dans le cadre de troubles médicaux spécifiques. Cela permettra probablement de réduire la liste des contre-indications présentées ci-dessus. L'expérience pratique a montré que l'intégration de l'exercice vibratoire dans un plan de traitement est conseillée dans de nombreux cas. Il est important de demander conseil auprès d'un médecin, d'un spécialiste ou d'un physiothérapeute et de mettre en place un suivi.

MISE EN GARDE

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, les précautions de base doivent toujours être respectées, y compris ce qui suit :









- Il est réservé exclusivement aux adultes.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances sur l'utilisation de cet appareil, à moins qu'elles ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu
















des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- L'appareil est doté d'une surface chauffée. Les personnes sensibles à la chaleur doivent faire preuve de prudence lors de son utilisation. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur et d'autres personnes très vulnérables qui ne peuvent pas réagir à la surchauffe.
- Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Débranchez le chargeur de la batterie après la charge et avant l'utilisation. Le Venom 2 ne fonctionne pas lorsque le chargeur est branché sur la batterie.
- Ne laissez jamais le Venom 2 en fonctionnement ou en charge sans surveillance.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon humide.
- Tenez les liquides à l'écart de l'appareil.
- À utiliser uniquement sur une surface propre et sèche du corps ou sur des vêtements légers, comme indiqué dans les instructions.
- N'utilisez pas le Venom 2 sur une peau humide ou sur laquelle une pommade topique (en particulier une pommade contenant des ingrédients produisant de la chaleur) a été appliquée, au risque de provoquer des brûlures cutanées.
- Placer un tissu fin, un vêtement fin ou une serviette fine entre le produit et la peau pour réduire les risques de brûlures.
- Des brûlures peuvent survenir quel que soit le réglage. Examinez fréquemment la peau au contact de l'appareil et enlevez-le immédiatement et éteignez-le dès les premiers signes de gêne.
- Ne placez pas d'objets métalliques entre le Venom 2 et le corps, y compris des épingles ou d'autres dispositifs de fixation métalliques pour attacher le Venom 2
- Ne tentez pas de démonter l'appareil.
- N'altérez pas et ne modifiez pas le Venom 2 de quelque manière que ce soit.
- Examinez soigneusement l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil présente des signes de détérioration, tels que de légères craquelures, des cloques ou des fissures, renvoyez-le à un service après-vente Hyperice autorisé pour examen et réparation.
- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit où des aérosols (vaporisateurs) sont utilisés ou dans un endroit où de l'oxygène est administré.
- Ne vous asseyez pas sur le Venom 2, n'appuyez pas dessus et ne l'écrasez pas.
- N'écrasez pas l'appareil en posant des objets dessus pendant son stockage.
- Examinez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. En présence de tels signes, si l'appareil a fait l'objet d'une utilisation détournée ou ne fonctionne pas, renvoyez-le à un service après-vente Hyperice autorisé pour examen et réparation.

- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Non destiné à un usage médical dans les hôpitaux. Destiné à un usage domestique ou commercial.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

Symbole	Description	Emplacement
IP21	Degré de protection contre l'infiltration d'eau	Sur l'emballage
	Lire les instructions avant utilisation	Dans le manuel et sur le module
	Courant continu	Sur le module
	Courant alternatif	Sur le chargeur
	Nom et adresse du fabricant	Dans le manuel et sur le module
	<p>Collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques.</p> <p>Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers, dans toute l'UE. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine en raison de l'élimination non contrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils pourront récupérer ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.</p>	Sur l'emballage
	Ne pas laver	Sur l'emballage
	Ne pas faire nettoyer à sec	Sur l'emballage
	Ne pas sécher en machine	Sur l'emballage

	Ne pas utiliser d'eau de Javel	Sur l'emballage
	Ne pas repasser	Sur l'emballage
	Symbole d'avertissement permettant d'identifier un danger pouvant causer un décès ou une blessure grave.	Dans le manuel et sur le module
	Le symbole de mise en garde indique à l'utilisateur qu'il doit consulter les instructions d'utilisation afin d'y lire des consignes de sécurité telles que des avertissements et des précautions d'emploi qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas figurer directement sur l'unité de commande.	Dans le manuel
	Conseil destiné à faciliter l'utilisation de l'appareil. Le risque pour l'utilisateur est jugé minime.	Dans le manuel
	Conformité européenne	Sur l'emballage
	Marque de conformité réglementaire australienne	Sur l'emballage
	Fabriqué en Chine	Sur l'emballage
	Marque du Royaume-Uni	Sur l'emballage
	Recyclage lithium-ion	Sur l'emballage
	Symbole de recyclage	Sur l'emballage
	Contrôle de la chaleur	Sur le module
	Mise sous/hors tension	Sur le module
	Contrôle des vibrations	Sur le module
	Cordon d'alimentation amovible, à utiliser uniquement avec le chargeur fourni avec l'appareil.	Dans le manuel et sur le module

TECHNOLOGIE SANS FIL BLUETOOTH®

Le mot et le logo Bluetooth® sont la propriété exclusive de la société Bluetooth SIG, Inc. Hyperice utilise ces marques dans le cadre d'un contrat de licence d'exploitation. Dans le cas improbable où la liaison Bluetooth serait perdue, l'appareil tentera de rétablir la connexion automatiquement. Le Venom 2 est totalement autonome et continuera à fonctionner normalement en cas de perte de connectivité. Si cette unité de commande provoque des interférences, dont l'existence peut être confirmée en éteignant puis en rallumant l'unité de commande, l'utilisateur est invité à essayer de corriger le problème en réorientant ou en déplaçant l'unité de commande, en augmentant la distance de séparation entre l'équipement affecté et l'unité de commande ou en branchant l'unité de commande à une prise murale reliée à un circuit électrique différent.

L'unité de commande Venom 2 utilise une liaison sans fil Bluetooth 5.0 présentant les spécifications radio suivantes : ID FCC : 2AWQY-VENOM2, IC : 26929-VENOM2, Fréquence : 2 402 à 2 480 MHz

Cette unité est conforme aux exigences de la section 15 des Règles de la FCC. Son utilisation est subordonnée au respect des deux conditions suivantes : (1) cette unité de commande ne doit pas provoquer d'interférences nocives et (2) cette unité de commande doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaité. Cette unité de commande est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada relatives aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est subordonnée au respect des deux conditions suivantes : (1) cette unité de commande ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cette unité de commande doit accepter toutes les interférences, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaité de l'unité.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC/de l'ISED définies pour un environnement non contrôlé et il est conforme aux directives relatives à l'exposition aux fréquences radio (RF) de la FCC et à la norme RSS-102 des règles d'exposition aux fréquences radio (RF) de l'ISED. Cet équipement présente de très faibles niveaux d'énergie RF qui sont jugés conformes sans test de taux d'absorption spécifique (SAR).

Les modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit d'utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites relatives à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites apportent une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut produire des interférences novices dans les communications radio. Toutefois, rien ne garantit qu'aucune interférence n'aura lieu dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences novices pour la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur peut corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez votre distributeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

INFORMATIONS CONCERNANT LA BATTERIE INTERNE

L'unité Venom 2 comporte une batterie lithium-ion rechargeable. La batterie interne est conçue pour permettre d'utiliser le système Venom 2 n'importe où, même dans des endroits où aucune prise secteur n'est disponible. Il peut être nécessaire de charger l'appareil Venom 2 avant la première utilisation. Une batterie complètement chargée permet d'alimenter l'appareil pendant plus de deux heures d'utilisation continue. Comptez environ 4 heures pour charger entièrement la batterie lorsque l'unité de commande est branchée sans être utilisée.

- Cet appareil comporte une batterie lithium-ion. Les batteries ne peuvent être remplacées que par une personne qualifiée à l'aide d'un outil spécial. Contactez Hyperice pour toute réparation ou maintenance. Cet appareil comporte des batteries non remplaçables. Lorsque la batterie est en fin de vie, l'appareil doit être mis au rebut de manière appropriée. La batterie doit être traitée dans un centre de recyclage ou d'élimination des déchets électroniques approprié.



AVERTISSEMENT

- Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie ou l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
- La plage de température nominale pour charger la batterie est de 0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F).
- Dans des conditions extrêmes, du liquide peut être éjecté de la batterie ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. En cas de contact du liquide avec les yeux, consultez également un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- N'utilisez pas une batterie ou un appareil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible pouvant entraîner un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise utilisation. Ne

démontez pas et n'exposez pas une batterie ou un appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C (265 °F) peut provoquer une explosion.

- En cas de fuite de la batterie, ne laissez pas de liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez abondamment la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.
- En cas de rupture de la batterie, de fuite importante ou d'explosion, évacuez la zone et mettez la zone contaminée en quarantaine. Assurez une bonne ventilation pour éliminer les fumées, les gaz ou les odeurs désagréables.
- Yeux : rincez abondamment les yeux à l'eau pendant 15 minutes et consultez immédiatement un médecin.
- Peau : rincez abondamment la zone touchée avec de l'eau et du savon ou prenez une douche pendant 15 min.
- Inhalation : exposez la personne à l'air frais et pratiquez la respiration artificielle si nécessaire ; consultez un médecin si nécessaire.
- Ingestion : consultez immédiatement un médecin ou le centre anti-poison local.
- Mettez la batterie usagée au rebut sans attendre. Maintenez la batterie hors de portée des enfants. Ne la démontez pas et ne la jetez pas au feu.

MODE D'EMPLOI

CHARGEMENT



AVERTISSEMENT

ⓘ Le Venom 2 ne doit être chargé qu'avec le chargeur Hyperice 18 V CC à double isolation (numéro de modèle MX24Z2-1801000) fourni avec l'appareil. Ne chargez pas le Venom 2 pendant la nuit et ne le laissez pas sans surveillance pendant la charge ou l'utilisation.

Pour charger l'appareil, branchez l'adaptateur sur le port de chargement de la batterie et branchez le cordon de charge sur une prise murale. Chargez complètement la batterie jusqu'à six heures avant la première utilisation. Un voyant LED clignote pour indiquer le niveau de charge de la batterie et signifier que la charge est en cours. La charge complète est indiquée lorsque le voyant LED arrête de clignoter et reste vert et entièrement allumé. L'appareil affiche le niveau de charge de la batterie lorsqu'il est allumé. L'unité peut être rechargée à tout moment et à n'importe quel niveau de charge. Il n'est pas recommandé de décharger complètement la batterie jusqu'au niveau orange. Rechargez l'unité tous les mois pour prolonger au mieux la durée de vie de la batterie.

FONCTIONNEMENT

Enroulez le bandage compressif autour de la partie du corps concernée (dos, jambe ou épaule) et attachez les sangles fermement mais confortablement, de sorte que les quatre modules de vibration soient positionnés comme

souhaité. Assurez-vous que la batterie est chargée. Appuyez sur le bouton ON (MARCHE) pour activer l'unité. Le logo Hyperice s'allume en rouge pour indiquer que le Venom 2 est activé. Choisissez les options de chaleur et de vibration souhaitées à l'aide des boutons situés en haut du module. L'appareil démarre automatiquement lorsque vous appuyez sur le bouton de chaleur ou de vibration. Appuyez à nouveau sur le bouton de chaleur ou de vibration jusqu'à atteindre le niveau souhaité. L'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes d'utilisation si aucune modification des réglages n'a eu lieu. L'appareil vibre deux fois pour indiquer la fin d'une session ou trois fois pour indiquer que la batterie est faible. Pour continuer à l'utiliser, il vous suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton de chaleur ou de vibration pour le régler au niveau souhaité. Une batterie complètement chargée permet d'alimenter l'appareil pendant environ deux heures au niveau trois de chaleur, et plus longtemps à des niveaux inférieurs.


CONNEXION À L'APPLICATION HYPERICE

Pour connecter votre appareil à l'application Hyperice via Bluetooth®, assurez-vous que votre appareil est allumé, que le Bluetooth est activé sur votre téléphone et que votre appareil se trouve à proximité de votre téléphone. Le voyant Bluetooth du module clignote en bleu, ce qui signifie qu'il est en attente de couplage. Si vous y êtes invité, appuyez sur « Scan for Devices » (Rechercher des appareils). Sélectionnez votre appareil lorsqu'il s'affiche à l'écran. Une fois que vous avez couplé votre Venom 2, HyperSmart™ vous permet de démarrer automatiquement votre séance et de contrôler les paramètres de chaleur et de vibration depuis l'application Hyperice.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

Utilisez une serviette ou un chiffon doux pour essuyer toute trace d'humidité sur l'unité. Tenez l'unité à l'écart des sources de chaleur, des liquides et des enfants. Conservez l'appareil dans un endroit propre, frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, lorsqu'il n'est pas utilisé. Température de stockage recommandée entre -10 °C et 25 °C (14 °F et 77 °F).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



1. Module Venom 2
2. Indicateur Bluetooth®
3. Port de charge
4. Bouton d'alimentation (ON/OFF) (MARCHE/ARRÊT)
5. Indicateur de batterie
6. Bouton de réglage de la chaleur
7. Indicateur du niveau de chaleur
8. Bouton de réglage des vibrations
9. Indicateur des vibrations
10. Bandage compressif

Fréquence de vibration : 88 Hz

Chaleur : niveau 1, 45 °C (113 °F), niveau 2, 50 °C (122 °F), niveau 3, 55 °C (131 °F)

Poids : 1,6 kg (3 lbs) (chargeur compris)

Chargeur CA-CC : 100-240 V, 50/60 Hz, 0,7 A – 18,0 V, 1,0 A, 18,0 W

GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie limitée d'Hyperice. Rendez-vous sur [hyperice.com/warranty](https://www.hyperice.com/warranty) pour consulter la garantie de votre pays.

HR

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE SAČUVAJTE



PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE UREĐAJA VENOM 2.



OPASNOST

Kako biste smanjili rizik od strujnog udara:

- Uređaj obavezno iskopčajte iz električne utičnice neposredno nakon punjenja i prije čišćenja ili uporabe.
- Nemojte posezati za uređajem koji je pao u vodu. Odmah ga iskopčajte.
- Nemojte ga upotrebljavati tijekom kupanja ili pod tušem.
- Uređaj nemojte stavljati ni spremati na mjesto s kojeg može pasti u kadu ili umivaonik. Nemojte stavljati ni ispuštati u vodu ili drugu tekućinu.
- Držite na suhom. Nemojte rukovati uređajem u vlažnim ili mokrim uvjetima.



UPOZORENJE

Prije uporabe uređaja pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute.

Nepridržavanje upozorenja i uputa može dovesti do strujnog udara, požara i/ili teških ozljeda.



UPOZORENJE

KAKO BI SE SMANJIO RIZIK OD STRUJNOG UDARA, POŽARA I TJELESNIH OZLJEDA, OVAJ SE PROIZVOD MORA UPOTREBLJAVATI U SKLADU SA SLJEDEĆIM UPUTAMA:

- Uređaj upotrebljavajte isključivo u svrhu kojoj je namijenjen, kao što je opisano u ovom priručniku.

- Ovo nije igračka. Samo za odrasle. Nemojte upotrebljavati ako ste ozlijeđeni.
- Ovaj uređaj nikada ne smijete ostaviti bez nadzora kada je priključen na napajanje. Uređaj obavezno iskopčajte iz električne utičnice neposredno nakon punjenja, prije upotrebe i prije čišćenja. Iskopčajte iz utičnice kada se ne upotrebljava te prije stavljanja ili skidanja dijelova.
- Nemojte upotrebljavati ispod pokrivača ili jastuka. Može doći do pretjeranog zagrijavanja te uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede osoba.
- Nipošto nemojte upotrebljavati uređaj ako je oštećen kabel ili utikač, ako ne radi ispravno, ako je pao na pod ili je oštećen ili ako se smoćio. Uređaj vratite u servisni centar radi pregleda i popravka.
- Ovaj uređaj nemojte upotrebljavati držeći ga za kabel napajanja ni upotrebljavati kao ručku.
- Kabel držite dalje od grijanih površina.
- Nipošto nemojte ispuštati ni umetati predmete u otvor.
- Prikladno SAMO za suha mjesta. Nemojte upotrebljavati na otvorenom ili na mokrim površinama te nemojte izlagati vodi ni kiši.
- Proizvod upotrebljavajte samo u skladu s ovim uputama. Osim toga, upute su dostupne na web-stranici hyperice.com.
- Pažljivo upotrebljavajte zagrijane površine. Mogu uzrokovati ozbiljne opekline. Nemojte upotrebljavati na neosjetljivim područjima kože ili dijelovima tijela sa slabom cirkulacijom. Uporaba topline od strane djece ili osoba s posebnim potrebama bez nadzora može biti opasno.
- Bez obzira na postavku kontrole, temperature su dovoljno visoke da prouzroče opekline. Nemojte upotrebljavati na djetetu, osobama s invaliditetom ili osobama koje spavaju ili su bez svijesti. Nemojte upotrebljavati na neosjetljivim područjima kože ili na osobama s lošom cirkulacijom krvi. Često provjeravajte kožu koja dolazi u dodir sa zagrijanim područjem uređaja kako biste smanjili rizik od stvaranja mjehurića. Čim osjetite nelagodu, maknite uređaj s tijela i isključite ga.
- Osobe koje nisu osjetljive na toplinu i druge vrlo osjetljive osobe koje ne mogu reagirati na pregrijavanje ne smiju upotrebljavati ovaj uređaj.
- Ako zaspete s uređajem ili se nosi tijekom spavanja s kontrolama postavljenim na višu temperaturu, korisnik može pretrpjeti opekline kože ili toplinski udar.
- Nemojte razbijati. Izbjegavajte presavijanje uz oštre nabore. Nemojte savijati podložak za Venom 2 tijekom uporabe.
- Ne mijenjajte niti ne pokušavajte popraviti uređaj. Ne sadrži dijelove koje može servisirati korisnik. Za servis se obratite tvrtki Hyperice.
- Spriječite nenamjerno pokretanje. Prije pohrane, podizanja ili prenošenja uređaja provjerite je li gumb za uključivanje u isključenom položaju.



UPOZORENJE

Uređaj Venom 2 ili bilo koji uređaj za perkusijsku terapiju ili terapiju zagrijavanjem nemojte upotrebljavati bez prethodnog odobrenja od liječnika ako imate neko od sljedećih stanja: trudnoća, dijabetes sa komplikacijama poput neuropatije ili oštećenja mrežnice, uporaba elektrostimulatora srca, nedavni kirurški zahvat, epilepsija ili migrena, hernirani diskovi, spondilolisteza, spondiloliza ili spondiloza,

nedavna zamjena zglobova ili IUD, metalne igle ili pločice ili bilo kakve poteškoće s fizičkim zdravljem. Osobe s posebnim potrebama i djeca moraju biti u pratnji odrasle osobe pri uporabi vibracijskih uređaja ili uređaja za zagrijavanje. Ove kontraindikacije ne znače da ne možete upotrebljavati uređaj, ali savjetujemo vam da se prvo obratite liječniku. U tijeku je istraživanje učinaka vibracijske vježbe i zagrijavanja na određene medicinske poremećaje. To će vjerojatno dovesti do skraćivanja popisa gore navedenih kontraindikacija. Praktično iskustvo pokazalo je da je integracija vibrirajućih vježbi u plan tretmana korisna u brojnim slučajevima. To se mora učiniti prema savjetima i u pratnji liječnika, specijalista ili fizioterapeuta.








OPREZ


















Prilikom uporabe električnog uređaja uvijek se pridržavajte osnovnih mjera opreza, uključujući sljedeće:

- Samo za odrasle.
- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja za uporabu uređaja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u uporabu uređaja.
- Uređaj ima zagrijanu površinu. Osobe osjetljive na toplinu moraju biti pažljive prilikom uporabe uređaja. Osobe koje nisu osjetljive na toplinu i druge vrlo osjetljive osobe koje ne mogu reagirati na pregrijavanje ne smiju upotrebljavati ovaj uređaj.
- Djecu je potrebno nadzirati kako se ne bi igrala uređajem.
- Iskopčajte punjač iz baterije nakon punjenja ili prije uporabe. Venom 2 neće funkcionirati dok je punjač priključen na bateriju.
- Venom 2 nipošto ne ostavljajte da radi ili se puni bez nadzora.
- Uređaj nemojte uranjati u vodu. Čistite samo vlažnom krpom.
- Držite tekućine podalje od uređaja.
- Upotrebljavajte samo na suhoj čistoj površini tijela ili preko lagane odjeće, kako je prikazano u ovim uputama.
- Venom 2 ne upotrebljavajte na mokroj koži ili koži premazanoj kremama, osobito onima koje sadrže sastojke koji proizvode toplinu jer može doći do opekline na koži.
- Između proizvoda i kože koristite tanku tkaninu, odjeću ili tanki ručnik kako biste smanjili mogućnost opekotina.
- Do opekline može doći bez obzira na kontrolnu postavku. Često provjeravajte kožu ispod proizvoda i odmah ga maknite s tijela te isključite na prvi znak nelagode.
- Nemojte stavljati nikakve metalne predmete između uređaja Venom 2 i tijela, uključujući pribadače ili druge metalne kopče kako biste pričvrstili Venom 2.
- Uređaj nemojte pokušavati rastaviti.
- Uređaj Venom 2 nemojte ni na koji način mijenjati.
- Prije svake uporabe pažljivo pregledajte uređaj. Ako uređaj pokazuje bilo kakav znak propadanja, npr. pukotine, mjehuriće ili pucanje, vratite ga u

- ovlaštenu servisnu centar tvrtke Hyperice radi pregleda i popravka.
- Uređajem nemojte rukovati na mjestima gdje se upotrebljavaju proizvodi u spreju ili se daje kisik.
 - Nemojte sjedati, pritiskati ni lomiti Venom 2.
 - Uređaj nemojte pritiskati tako da na njega stavite predmete tijekom pohrane.
 - Često provjeravajte ima li na uređaju znakova istrošenosti ili oštećenja. Ako postoje takvi znakovi, ako se uređaj pogrešno upotrebljava ili ne radi, odnesite ga u ovlaštenu servisnu centar tvrtke Hyperice na pregled i popravak.
 - Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti uređaj niti ga održavati.
 - Nije namijenjeno za medicinsku uporabu u bolnicama. Namijenjeno za uporabu u kućanstvu ili za komercijalnu uporabu.

SPREMITE OVE UPUTE

Simbol	Opis	Lokacija
IP21	Stupanj zaštite od prodiranja vode	Na traci
	Pročitajte upute prije uporabe	U priručniku i na jedinici
	Istosmjerna struja	Na jedinici
	Izmjenična struja	Na punjaču
	Naziv i adresa proizvođača	U priručniku i na jedinici
	<p>Odvojeno prikupljanje za otpadnu električnu i elektroničku opremu.</p> <p>Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim otpadom iz kućanstva u EU-a. Kako bi se spriječila moguća šteta po okoliš ili ljudsko zdravlje zbog nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte kako biste promovirali održivo iskorištavanje materijalnih resursa. Za povrat iskorištenog uređaja upotrijebite sustave za povrat i prikupljanje ili se obratite trgovcu kod kojeg ste kupili proizvod. On može odnijeti ovaj proizvod na recikliranje neškodljivo po okoliš.</p>	Na traci

	Nemojte prati	Na traci
	Nemojte kemijski čistiti	Na traci
	Nemojte sušiti u sušilici	Na traci
	Nemojte izbjeljivati	Na traci
	Nemojte glačati	Na traci
	Simbol upozorenja za prepoznavanje opasnosti koja može dovesti do smrti ili teških ozljeda	U priručniku i na jedinici
	Simbol opreza koji ukazuje na potrebu da korisnik u uputama za upotrebu potraži važne podatke upozorenja i mjere opreza kao što su upozorenja i mjere opreza koje se iz raznih razloga ne mogu predstaviti na samoj medicinskoj upravljačkoj jedinici	U priručniku
	Savjet za pružanje smjernica za lakšu upotrebu. Rizik za korisnika smatra se zanemarivim	U priručniku
	Sukladnost u Europi	Na traci
	Australija RCM	Na traci
	Proizvedeno u Kini	Na traci
	Oznaka za UK	Na traci
	Reciklirajte litij-ionsku bateriju	Na traci
	Simbol za recikliranje	Na traci
	Kontrola topline	Na jedinici
	Uključivanje/isključivanje	Na jedinici
	Kontrola vibracija	Na jedinici



Odvojivi kabel napajanja, upotrebljavajte samo s punjačem koji je isporučen s uređajem.

U priručniku i na jedinici

BLUETOOTH® BEŽIČNA TEHNOLOGIJA

Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba te riječi od strane tvrtke Hyperice u skladu je s dodijeljenom licencom. U malo vjerojatnom slučaju gubitka stabilne Bluetooth veze, sustav će automatski pokušati ponovno uspostaviti vezu. Uređaj Venom 2 potpuno je autonoman i nastavit će raditi normalno, čak i u slučaju gubitka veze. Ako ova upravljačka jedinica uzrokuje smetnje koje se mogu odrediti uključivanjem i isključivanjem upravljačke jedinice, korisniku se savjetuje da pokuša ispraviti smetnje preusmjeravanjem ili premještanjem upravljačke jedinice povećavajući razmak između opreme i upravljačke jedinice, ili priključivanjem upravljačke jedinice na drugu utičnicu u krugu ako je ukopčana.

Upravljačka jedinica Venom 2 upotrebljava bežičnu tehnologiju Bluetooth 5.0 sa sljedećim specifikacijama radijskih uređaja: FCC ID: 2AWQY-VENOM2, IC: 26929-VENOM2, frekvencija: od 2402 do 2480 MHz

Ova jedinica sukladna je s pravilima agencije FCC, odjeljak 15. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ova upravljačka jedinica ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ova upravljačka jedinica mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Ova upravljačka jedinica sukladna je s RSS normama organizacije Industry Canada izuzetima od licenciranja. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ova upravljačka jedinica ne smije uzrokovati smetnje i (2) ova upravljačka jedinica mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad upravljačke jedinice.

Ova oprema sukladna je s ograničenjima izloženosti zračenju koja su određena za nekontrolirano okruženje i sukladna je sa smjernicama o izloženosti radiofrekvencijskom (RF) zračenju agencije FCC i pravilima RSS-102 o izloženosti ISED radijskoj frekvenciji (RF) agencije ISED. Ova oprema ima vrlo niske razine radiofrekvencijske energije za koje se smatra da je usklađena bez ispitivanja specifične brzine apsorpcije (SAR).

Promjene ili preinake koje nije izričito odobrila strana odgovorna za sukladnost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za rukovanje opremom.

Ova je oprema ispitana i sukladna je ograničenjima za digitalne uređaje klase B, prema pravilima agencije FCC, odjeljak 15. Ta su ograničenja osmišljena kako bi osigurala razumnu zaštitu od štetnih smetnji kod instalacija u stambenim zgradama. Ova oprema generira, upotrebljava i može zračiti radiofrekvencijsku energiju te, ako nije instalirana i/ili se ne upotrebljava u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje u radijskoj komunikaciji. Međutim, ne postoji jamstvo da do smetnji neće doći kod određene instalacije.

Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje u radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku savjetujemo da ukloni smetnje pomoću jedne ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je priključen prijemnik.
- Pomoć zatražite od distributera ili iskusnog radijskog/televizijskog tehničara.

INFORMACIJE O INTERNOJ BATERIJI

Upravljačka jedinica Venom 2 opremljena je punjivom litij-ionskom baterijom. Unutarnja baterija dizajnirana je tako da omogućava uporabu uređaja Venom 2 – čak i kada nema napajanja. Prije prve uporabe možda će biti potrebno napuniti Venom 2. Potpuno napunjena baterija pružit će napajanje za 2+ sata kontinuirane uporabe. Potrebno je približno 4 sata da se baterija potpuno napuni kada je upravljačka jedinica priključena na napajanje, a ne upotrebljava se.

- Ovaj uređaj sadrži litij-ionsku bateriju. Baterije može zamijeniti samo kvalificirana osoba posebnim alatom. Za servis ili popravak obratite se tvrtki Hyperice. Ovaj uređaj sadrži baterije koje se ne mogu mijenjati. Kada baterija dosegne kraj vijeka trajanja, uređaj se mora pravilno odložiti. Baterija se mora sigurno odložiti u odgovarajućem reciklažnom dvorištu ili odlagalištu otpada.



UPOZORENJE

- Slijedite sve upute za punjenje i nemojte puniti bateriju ili uređaj izvan temperaturnog raspona navedenog u uputama. Nepravilno punjenje ili punjenje na temperaturama izvan navedenog raspona može oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.
- Nominalni raspon temperature za punjenje baterije iznosi od 0 °C do 45 °C (od 32 °F do 113 °F).
- U uvjetima lošeg postupanja iz baterije može štrcnuti tekućina, izbjegavajte dodir s njom. Ako dođe do slučajnog kontakta, isperite vodom. Ako tekućina dođe u dodir s očima, zatražite medicinsku pomoć. Tekućina koja štrcne iz baterije može uzrokovati iritaciju ili opekline.
- Nemojte upotrebljavati baterije ni uređaj ako su oštećeni ili modificirani. Oštećene ili izmijenjene baterije nepredvidive su i mogu uzrokovati požar, eksploziju ili rizik od ozljede.
- Baterija koja se upotrebljava u ovom uređaju može uzrokovati požar ili kemijske opekline ako se njome rukuje na pogrešan način. Bateriju ili uređaj nemojte rastavljati, nemojte ih izlagati vatri ni prekomjernoj temperaturi. Izlaganje vatri ili temperaturi iznad 130 °C (265 °F) može uzrokovati eksploziju.
- Ako baterija curi, pazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako dođe do kontakta, pogodeno područje isperite obilnom količinom vode i zatražite liječničku pomoć.

- U slučaju puknuća akumulatora, velikih curenja ili eksplozije, maknite uređaj sa zahvaćenog područja i izolirajte ga. Osigurajte dobru ventilaciju kako biste uklonili sve pare, plinove ili neugodne mirise.
- Oči – isperite oči s mnogo vode u trajanju od 15 minuta; odmah potražite liječničku pomoć.
- Koža – isperite zahvaćena područja s mnogo vode i sapuna ili se tuširajte 15 minuta.
- Udisanje – izlaganje osobe svježem zraku i primjena umjetnog disanja ako je potrebno; po potrebi zatražite medicinsku pomoć.
- Gutanje – odmah se obratite liječniku ili lokalnom centru za kontrolu otrova
- Iskorištene baterije odmah odložite u otpad. Držite podalje od djece. Nemojte rastavljati i nemojte ih bacati u vatru.

UPUTE ZA RAD

PUNJENJE



UPOZORENJE

☐ Venom 2 treba puniti samo dvostruko izoliranim punjačem tvrtke Hyperice od 18 V istosmjernje struje (broj modela MX24Z2-1801000) koji je isporučen s uređajem. Nemojte puniti Venom 2 preko noći niti ga ostavljati bez nadzora tijekom punjenja ili uporabe.

Za punjenje priključite adapter u priključak za punjenje baterije i priključite kabel za punjenje u zidnu utičnicu. Prije prve uporabe bateriju potpuno napunite do šest sata. LED indikator treperi kako bi prikazao razinu napunjenosti baterije i pokazuju aktivno punjenje. Potpuno punjenje naznačuje se kada LED indikator prestane treperiti i potpuno svijetli zeleno. Kada je uređaj uključen, prikazuje se razina napunjenosti baterije. Jedinica se može puniti u bilo kojem trenutku i na bilo kojoj razini napunjenosti baterije. Ne preporučuje se potpuno pražnjenje baterije do razine narančaste LED diode. Jednom mjesečno ponovno napunite jedinicu kako biste produžili vijek trajanja baterije.

RUKOVANJE

Kompresijsku traku omotajte oko odgovarajućeg dijela tijela (leđa, noge ili ramena) i pričvrstite trake tako da budu čvrste, ali udobne, a četiri jedinice za vibraciju postavljene na mjesta po želji. Provjerite je li baterija napunjena. Pritisnite gumb za uključivanje kako biste aktivirali upravljačku jedinicu. Logotip Hyperice svijetlit će crveno kako bi pokazao da je uređaj Venom 2 aktiviran. Pomoću gumba na vrhu jedinice odaberite željenu toplinu i vibraciju. Uređaj će se automatski pokrenuti nakon što pritisnete gumb za grijanje ili vibraciju. Ponovno pritisnite gumb za grijanje ili vibraciju na željenu razinu. Uređaj će se automatski isključiti nakon 15 minuta bez unosa. Uređaj će zavibrirati dvaput kako bi označio završetak sesije ili tripud kako bi naznačio da je baterija pri kraju. Za nastavak uporabe jednostavno ponovno pritisnite gumb za grijanje ili vibraciju i postavite željenu razinu. Potpuno napunjena baterija napajat će uređaj otprilike dva sata na trećoj razini topline i duže na nižim razinama


POVEZIVANJE S APLIKACIJOM HYPERICE

Za povezivanje uređaja s aplikacijom Hyperice putem Bluetooth® veze provjerite je li uređaj uključen, je li Bluetooth uključen na telefonu i je li uređaj u doseg vašeg telefona. LED indikator za Bluetooth na jedinici počeo će treperiti plavo, što znači da čeka uparivanje. Ako se to od vas zatraži, dodirnite Scan for Devices (Potraži uređaje). Odaberite uređaj kada se prikaže na zaslonu. Nakon što uparite Venom 2, HyperSmart™ će vam omogućiti da automatski pokrenete sesiju i kontrolirate postavke topline i vibracija u aplikaciji Hyperice.

ČIŠĆENJE I SPREMANJE

Ručnikom ili mekom krpom obrišite vlagu s jedinice. Jedinicu držite podalje od izvora topline, tekućina i djece. Skladištite na čistom, hladnom i suhom mjestu koje nije izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti kada ga ne upotrebljavate. Preporučuje se temperatura za skladištenje između -10 °C i 25 °C/14 °F i 77 °F.

SPECIFIKACIJE



1. Jedinica Venom 2
2. Indikator Bluetooth® veze
3. Priključak za punjenje
4. Gumb za uključivanje/isključivanje
5. Indikator razine baterije
6. Gumb za prilagodbu razine topline
7. Indikator razine topline
8. Gumb za prilagodbu vibracije
9. Indikator uzorka vibracija
10. Kompresijska traka

Frekvencija vibracije: 88 Hz

Tolina: 1. razina 45 °C (113 °F), 2. razina 50° C (122° F), 3. razina 55° C (131° F)

Težina: 1,6 kg/3 lbs (s punjačem)

Punjač izmjenične struje: 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0,7 A – 18,0 V, 1,0 A, 18,0 W

JAMSTVO

Ovaj je proizvod pokriven ograničenim jamstvom tvrtke Hyperice. Posjetite [hyperice.com/warranty](https://www.hyperice.com/warranty) kako biste pregledali jamstvo u svojoj državi.

HU

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG



A VENOM 2 HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST.



VESZÉLY

Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében:

- Töltés után és tisztítás vagy használat előtt mindig húzza ki a készüléket a fali aljzatból.
- Ne nyúljon olyan készülékhez, amely vízbe esett. Azonnal húzza ki a csatlakozót.
- Ne használja fürdés vagy zuhanyozás közben.
- Ne helyezze vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol az leeshet, vagy ahonnan beránthatja a fürdőkádba vagy mosdókagylóba. Ne helyezze vagy ejtse vízbe vagy más folyadékba.
- Tartsa szárazon. Ne használja nedves vagy páras környezetben.



FIGYELMEZTETÉS

A készülék használata előtt olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/ vagy súlyos sérülést okozhat.



FIGYELMEZTETÉS

AZ ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK, ÁRAMÜTÉS, TŰZ ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK
VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN EZ A TERMÉK A KÖVETKEZŐ
UTASÍTÁSOK BETARTÁSÁVAL HASZNÁLHATÓ:

- A készüléket kizárólag a jelen kézikönyvben leírt rendeltetésszerű módon használja.

- Ez nem egy játék. Kizárólag felnőttek számára. Ne használja, ha sérülést szenvedett.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül az eszközt, ha csatlakoztatva van. A töltés után, használat előtt és tisztítás előtt mindig húzza ki az eszközt a fali aljzatból. Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, ha nem használja, illetve mielőtt szét- vagy összeszerelné.
- Ne használja takaró vagy párna alatt. Túlzott felmelegedés következhet be, ami tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- Soha ne használja a készüléket, ha sérült a kábele vagy a csatlakozója, ha nem működik megfelelően, ha leejtették vagy megsérült, vagy ha nedves lett. Vigye vissza a készüléket egy szervizközpontba vizsgálat és javítás céljából.
- Ne hordozza a készüléket a kábelnél fogva, és ne használja fogantyúként a kábelt.
- Tartsa távol a kábelt a forró felületektől.
- Soha ne ejtsen vagy helyezzen semmilyen tárgyat a nyílásba.
- CSAK száraz helyen való használatra alkalmas. Ne használja a szabadban vagy nedves felületen, és ne tegye ki víz vagy eső hatásának.
- A terméket csak ezen használati útmutató szerint használja. További használati utasításokért látogasson el a hyperice.com webhelyre.
- Óvatosan használja a felmelegített felületeket. Súlyos égési sérüléseket okozhat. Ne használja érzéketlen bőrfelületen vagy rossz vérkeringés esetén. A felmelegített felületek gyermekek vagy cselekvőképtelen személyek általi, felügyelet nélküli használata veszélyes lehet.
- A szabályozási beállításától függetlenül a hőmérsékletek elég magasak lehetnek ahhoz, hogy égési sérüléseket okozzanak. Ne használja csecsemőkön, illetve rokkant, alvó vagy eszméletlen személyeken. Ne használja érzéketlen bőrön vagy olyan személyen, akinek rossz a vérkeringése. A felhőlyagosodás kockázatának elkerülése érdekében ellenőrizze gyakran a készülék felmelegedett területével érintkező bőrt. Bármely kellemetlen érzés első jeleire távolítsa el a készüléket a testről és kapcsolja ki.
- Ezt a készüléket nem használhatják hőre érzéketlen személyek, illetve egyéb olyan sérülékeny személyek, akik nem képesek érzékelni a túlmelegedést.
- Ha a magas hőmérsékletre állított készüléken alszik vagy alvás közben hordja, égési sérülést vagy hőgutát szenvedhet.
- Ne törje össze. Kerülje a mandzsetta gyűrődéssel járó összehajtatását. Ne hajtsa össze a Venom 2 készüléket használat közben.
- Ne módosítsa vagy próbálja megjavítani a készüléket. Nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Szervizelésért forduljon a Hyperice-hez.
- Kerülje a véletlen bekapcsolást. A készülék tárolása, felemelése vagy hordozása előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állapotban van.



FIGYELMEZTETÉS

Kérjük, ne használja a Venom 2 készüléket, illetve bármilyen hőkibocsátó vagy vibrációs eszközt a kezelőorvos előzetes jóváhagyása nélkül, ha a következők bármelyike fennáll: terhesség, cukorbetegség szövödményekkel, mint neuropátia vagy retinakárosodás, szívritmus-szabályozók kopása, közelmúltbeli műtét, epilepszia vagy migrén, porckorongsérv, csigolyaelcsúszás, spondilolízis vagy spondilózis, nemrégiben történt ízületi pótlások vagy méhen belüli eszközök behelyezése, fémtűk vagy lemezek, vagy bármilyen, az Ön egészségi állapotával kapcsolatos probléma. A gyengélkedő személyek és a gyermekek csak felnőtt jelenlétében használhatnak bármilyen hőkibocsátó vagy vibrációs készüléket. Ezek az ellenjavallatok nem jelentik azt, hogy Ön nem használhatja ezt a készüléket, de javasoljuk, hogy először forduljon orvoshoz. Folyamatban van a hő és vibrációs gyakorlatok egyes orvosi rendellenességekre gyakorolt hatásainak vizsgálata. Ez valószínűleg az ellenjavallatok fent bemutatott listájának lerövidülését eredményezi. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a vibrációs edzés kezelési tervbe való integrálása számos esetben tanácsos. Ezt orvos, szakértő vagy fizioterapeuta tanácsai alapján és vele együtt kell elvégezni.







VIGYÁZAT









Elektromos készülék használata esetén mindig tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket:












- Kizárólag felnőttek számára.
- Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, tapasztalatlan vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy biztonságukért felelős személy felügyeli őket vagy útmutatást nyújt számukra a készülék használatához.
- A készülék felmelegített felülettel rendelkezik. A hőre érzékeny személyeknek óvatosan kell eljárniuk a készülék használatakor. Ezt a készüléket nem használhatják hőre érzéketlen személyek, illetve egyéb olyan sérülékeny személyek, akik nem képesek érzékelni a túlmelegedést.
- Úgyeljen rá, hogy gyermekek ne használják a készüléket játékszerként.
- Töltés után vagy használat előtt húzza ki a töltőt az akkumulátorból. A Venom 2 nem működik, ha a töltő csatlakoztatva van az akkumulátorhoz.
- Soha ne hagyja a Venom 2 készüléket működés vagy töltés közben felügyelet nélkül.
- Ne merítse vízbe a készüléket. Csak nedves ruhával tisztítsa.
- A folyadékokat tartsa távol a készüléktől.
- Kizárólag a test száraz, tiszta felületén vagy könnyű öltözéken használja, az oktatóanyagban látható módon.
- Ne használja a Venom 2 készüléket nedves vagy kenőcsös bőrön, különösen olyan kenőcsök esetében, amelyek hőtermelő összetevőket tartalmaznak, mivel ez égési sérüléseket okozhat.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében a termék és a bőr közé helyezzen egy vékony anyagot, ruhát vagy vékony törölközőt.

- Égési sérülések fordulhatnak elő a vezérlési beállításoktól függetlenül. Gyakran ellenőrizze a termék által lefedett bőrfelületet, és bármely kellemetlen érzés első jeleire azonnal távolítsa el a készüléket a testről és kapcsolja ki.
- Ne helyezzen semmilyen fémtárgyat a Venom 2 és a test közé, beleértve a Venom 2 rögzítésére szolgáló tűket vagy más fém rögzítőket.
- Ne próbálja meg szétszerelni.
- Semmilyen módon ne manipulálja vagy módosítsa a Venom 2 készüléket.
- Minden használat előtt alaposan vizsgálja meg a készüléket. Ha a készülék bármilyen károsodás, például hólyagosodás vagy repedés jelét mutatja, vigye vissza egy hivatalos Hyperice szervizközpontba vizsgálatra és javításra.
- Ne működtesse aeroszolos (spray) termékek használata vagy oxigénnel való kezelés közben.
- Ne üljön rá, ne nyomja össze, és ne törje össze a Venom 2 készüléket.
- Ne törje össze a készüléket úgy, hogy tárolás közben tárgyakat helyez rá.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem láthatók-e kopás vagy sérülés jelei a készüléken. Ha ilyen jeleket észlel, ha a készüléket nem megfelelően használták, vagy ha nem működik, vigye vissza egy hivatalos Hyperice szervizközpontba vizsgálatra és javításra.
- Gyermek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek felhasználói karbantartást rajta.
- Nem használható kórházban történő gyógyászati kezelésre. Háztartási vagy kereskedelmi használatra.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

Szimbólum	Leírás	Hely
IP21	Vízbeszivárgás elleni védelem foka	A csomagoláson
	Használat előtt olvassa el az utasításokat	A kézikönyvben és az alapegységen
	Egyenáram	Az alapegységen
	Váltóáram	A töltőn
	A gyártó neve és címe	A kézikönyvben és az alapegységen

	<p>Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szelektív gyűjtése.</p> <p>Ez a jelölés azt jelzi, hogy az EU-ban ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből adódó lehetséges környezeti vagy emberi egészségkárosodások elkerülése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A használt készülék visszaküldéséhez használja a visszavételi és begyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. A kereskedő átveheti a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.</p>	<p>A csomagoláson</p>
	<p>Ne mossa</p>	<p>A csomagoláson</p>
	<p>Ne tisztítsa szárazon</p>	<p>A csomagoláson</p>
	<p>Ne szárítsa szárítógépben</p>	<p>A csomagoláson</p>
	<p>Ne használjon fehérítőt</p>	<p>A csomagoláson</p>
	<p>Ne vasalja</p>	<p>A csomagoláson</p>
	<p>Figyelmeztető szimbólum a súlyos vagy halálos sérüléshez vezető veszély azonosítására</p>	<p>A kézikönyvben és az alapegységen</p>
	<p>Figyelmeztető szimbólum, amely azt jelzi, hogy a felhasználónak el kell olvasnia a használati útmutatót olyan fontos figyelmeztető információkért, mint például a figyelmeztetések és óvintézkedések, amelyek számos okból nem mutathatók be magán az orvosi vezérlőegységen</p>	<p>A kézikönyvben</p>

	Tipp a könnyebb használat érdekében. A felhasználót érintő kockázat elhanyagolhatónak tekinthető	A kézikönyvben
	Európai megfelelőség	A csomagoláson
	Ausztráliai megfelelőségi szabályozási jelölés (RCM)	A csomagoláson
	Készült: Kínában	A csomagoláson
	UK megfelelőségi jelölés	A csomagoláson
	Hasznosítsa újra a lítiumion-akkumulátort	A csomagoláson
	Újrahasznosítási szimbólum	A csomagoláson
	Hőszabályozás	Az alapegységen
	Ki- és bekapcsolás	Az alapegységen
	Rezgésszabályozás	Az alapegységen
	Leválasztható tápkábel, csak a készülékhez mellékelte töltővel használható.	A kézikönyvben és az alapegységen

BLUETOOTH® VEZETÉK NÉLKÜLI TECHNOLÓGIA

A Bluetooth® szövédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és a Hyperice engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket. Abban a valószínűtlen esetben, ha a Bluetooth kapcsolat megszakad, a rendszer automatikusan megkísérli a kapcsolat újbóli létrehozását. A Venom 2 teljesen önálló, és normál módon működik, még a kapcsolat megszakadása esetén is. Ha ez a vezérlőegység interferenciát okoz, ami a vezérlőegység ki- és bekapcsolásával állapítható meg, próbálja meg csökkenteni az interferenciát a vezérlőegység elfordításával vagy áthelyezésével, növelve a berendezés és a vezérlőegység közötti távolságot, vagy csatlakoztassa a vezérlőegységet egy áramkör másik kimenetéhez, ha csatlakoztatva van.

A Venom 2 készülék Bluetooth 5.0 vezeték nélküli technológiát használ, amely a következő rádiójellemzőkkel rendelkezik: FCC-AZONOSÍTÓ: 2AWQY-VENOM2, IC: 26929-VENOM2, frekvencia: 2402-2480 MHz

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részében foglaltaknak. A működtetés a következő két feltételtől függ: (1) Ez a vezérlőegység nem okozhat

káros interferenciát, és (2) ennek a vezérlőegységnek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is. Ez a vezérlőegység megfelel az Industry Canada licenctmentes RSS szabvány(ok) nak. A működtetés a következő két feltételtől függ: (1) ez a vezérlőegység nem okozhat interferenciát, és (2) ennek a vezérlőegységnek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az egység nem kívánt működését okozó interferenciát is.

Ez a berendezés megfelel az FCC/ISED sugárzásra vonatkozó, ellenőrizetlen környezetre vonatkozó határértékeinek, és megfelel az FCC rádiófrekvenciás (RF) kitétségre vonatkozó irányelveinek, valamint az ISED rádiófrekvenciás (RF) kitétségre vonatkozó RSS-102 szabályainak. A készülék nagyon alacsony RF-energiaszintű, amely a fajlagos elnyelési tényező (SAR) vizsgálata nélkül is megfelelőnek tekinthető.

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogát a berendezés működtetésére.

A készülék tesztelése során megállapítást nyert, hogy megfelel az FCC-szabályok 15. részében feltüntetett B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakókörnyezetben. A készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia.

Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetelben, amelyet a készülék ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, az alábbi intézkedések valamelyikével próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan aljzathoz, amely eltér attól az áramkörtől, amelyhez a vevő csatlakozik.
- Segítségért forduljon a márkakereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-technikushoz.

BELSŐ AKKUMULÁTOR INFORMÁCIÓ

A Venom 2 eszköz újratölthető lítiumion-akkumulátorral van felszerelve. A belső akkumulátort úgy tervezték, hogy bárhol használható legyen a Venom 2 még akkor is, ha nincs hálózati aljzat. Előfordulhat, hogy a Venom 2 készüléket az első használat előtt fel kell tölteni. A teljesen feltöltött akkumulátor több mint 2 órányi folyamatos használatot biztosít. Az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 4 órát vesz igénybe, ha a vezérlőegység be van dugva és nincs használatban.

- Ez a készülék lítiumion-akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátort csak szakképzett személy cserélheti ki speciális szerszámmal. Szervizelésért vagy javításért forduljon a Hyperice-hez. A készülék nem cserélhető akkumulátort tartalmaz. Amikor az akkumulátor az élettartama végén jár, a készüléket le kell adni egy megfelelő hulladékgyűjtő helyen. Az akkumulátort biztonságosan le kell adni egy megfelelő e-hulladékgyűjtőhelyen vagy újrahasznosító létesítményben.



FIGYELMEZTETÉS

- Kövesse a töltésre vonatkozó utasításokat, és ne töltsön az akkumulátort vagy a készüléket az utasításokban megadott hőmérséklet-tartományon kívül. A nem megfelelő töltés vagy a megadott tartományon kívüli hőmérséklet károsíthatja az akkumulátort, és növelheti a tűzveszély kockázatát.
- Az akkumulátor töltésének névleges hőmérsékleti tartománya: 0 °C és 45 °C között.
- Nem megfelelő körülmények között folyadék szivároghat ki az akkumulátorból, amellyel kerülendő az érintkezés. Ha véletlenül hozzáér, öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kikerülő folyadék irritációt vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy készüléket. A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul működhetnek, ami tüzet, robbanást vagy sérülést okozhat.
- A készülékben használt akkumulátor helytelen használat esetén tüzet vagy vegyi égési sérülést okozhat. Ne szerelje szét és ne tegye ki az akkumulátort vagy a készüléket tűz vagy túlzott hőmérsékletek hatásának. Tűz vagy 130 °C feletti hőmérsékletek hatásának kitéve robbanást okozhat.
- Az akkumulátor szivárgása esetén ügyeljen arra, hogy ne kerüljön semmilyen folyadék a bőrre vagy a szembe. Ha ez mégis megtörténik, mossa le bő vízzel az érintett területet és forduljon orvoshoz.
- Megrepedt akkumulátor, jelentős szivárgás vagy robbanás esetén evakuálja és zárja karanténba a szennyezett területet. Szellőztessen ki alaposan a gőzök, gázok vagy szűrős szagok eltávolítása érdekében.
- Szem – Öblítse ki a szemet bő vízzel 15 percre; Azonnal forduljon orvoshoz.
- Bőr – Öblítse le az érintett területet bő vízzel és szappannal, vagy zuhanyozzon 15 percen keresztül.
- Belégzés – Vezesse ki az érintett személyt friss levegőre, és ha szükséges, alkalmazzon mesterséges lélegeztetést; Ha szükséges, forduljon orvoshoz.
- Lenyelés – Azonnal forduljon orvoshoz vagy a helyi toxikológiai osztályhoz.
- A használt akkumulátort haladéktalanul dobja ki. Tartsa gyermekektől távol. Ne szerelje szét, és ne dobja tűzbe.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TÖLTÉS



FIGYELMEZTETÉS

☐☐☐ A Venom 2 kizárólag a készülékhez mellékelte kettős szigetelésű, 18 VDC feszültségű Hyperice töltővel tölthető (típuszám: MX24Z2-1801000). Ne töltsse a Venom 2 készüléket éjszaka, és ne hagyja felügyelet nélkül a Venom 2 készüléket töltés vagy használat közben.

A töltéshez csatlakoztassa az adaptert az akkumulátor töltőportjához, és csatlakoztassa a kábelt egy fali aljzathoz. Az első használat előtt teljesen töltsse fel az akkumulátort legfeljebb hat órán keresztül. Villogó LED-lámpa mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét, valamint jelzi az aktív töltést. A teljes töltöttséget akkor éri el az akkumulátor, ha a LED-lámpa már nem villog és zölden világít. A készülék bekapcsoláskor megjelenik az akkumulátor töltöttségi szintje. A készülék bármikor, bármilyen töltöttségi szinten újratölthető. Nem ajánlott teljesen lemeríteni az akkumulátort a narancssárga LED-es szintig. Töltsse fel a készüléket havonta, hogy a lehető lejobban meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát.

HASZNÁLAT

Tekerje a kompressziós pántot a megfelelő testrész (hát, láb vagy váll) köré, majd rögzítse a pántokat szorosan, de kényelmesen úgy, hogy a négy vibrációs egység a kívánt helyzetbe kerüljön. Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor fel van töltve. Nyomja meg a BE gombot az egység aktiválásához. Ezt követően a Hyperice logó pirosan világít, jelezve, hogy a Venom 2 aktiválva van. Válassza ki a kívánt hő- és rezgésbeállításokat az alapegység tetején található gombok segítségével. A készülék a hő- vagy rezgésgomb megnyomásakor automatikusan elindul. Nyomja meg ismét a hő- vagy rezgésgombot a kívánt fokozat beállításához. A készülék további szabályozás nélkül 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol. A készülék kétszer megrezzen, jelezve a munkamenet végét, vagy háromszor rezzen meg, ha alacsony az akkumulátor töltöttsége. A folytatáshoz nyomja meg ismét a hő- vagy rezgésgombot, és állítsa a kívánt fokozatra. A teljesen feltöltött akkumulátor hármask fokozaton körülbelül két órán keresztül, alacsonyabb fokozaton pedig hosszabb ideig tölti a készüléket.


CSATLAKOZÁS A HYPERICE ALKALMAZÁSHOZ

Ha a rendszer Bluetooth® kapcsolaton keresztül szeretné csatlakoztatni a Hyperice alkalmazáshoz, ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva, a Bluetooth® be van-e kapcsolva a telefonján, és a készülék a telefonja hatókörén belül van-e. Az alapegység Bluetooth LED-lámpája kéken villog, ami azt jelenti, hogy kapcsolódásra vár. Ha a rendszer kéri, érintse meg az „Eszközök keresése” lehetőséget. Válassza ki a készüléket, amikor megjelenik a képernyőn. Miután csatlakoztatta Venom 2-ját, a HyperSmart™ lehetővé teszi a munkamenet automatikus elindítását, valamint a hő- és rezgésbeállítások vezérlését a Hyperice alkalmazásból.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Törülközővel vagy puha törülkögyel törölje le a nedvességet a készülékről. Tartsa távol a készüléket hőforrástól, folyadékoktól és gyerekektől. Használaton kívül tiszta, hűvös, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen tárolja. Javasolt tárolási hőmérséklet: -10 °C és 25 °C között.

MŰSZAKI ADATOK



1. Venom 2 alapegység
2. Bluetooth® jelzőfénye
3. Töltőcsatlakozó
4. Be-/kikapcsológomb (ON/OFF)
5. Akkumulátorjelző
6. Hőszabályozó gomb
7. Hőfokozat-jelző
8. Rezgésszabályozó gomb
9. Rezgésprogram-jelző
10. Kompressziós pánt

Rezgésfrekvencia: 88 Hz

Hő - 1. fokozat: 45 °C; 2. fokozat: 50 °C; 3. fokozat: 55 °C

Súly: 1,6 kg (töltővel együtt)

AC-DC töltő: 100–240 V, 50/60 HZ, 0,7 A–18,0 V, 1,0 A, 18,0 W

GARANCIA

Erre a termékre a Hyperice korlátozott garanciája vonatkozik. Az országában érvényes garanciális feltételekért látogasson el a hyperice.com/warranty weboldalra.

KO

중요 안전지침

파기 금지



VENOM 2를 사용하기 전에 지침 전문을 읽으십시오



위험

감전 위험을 예방하는 방법:

- 이 장치를 충전한 직후 그리고 청소 또는 사용하기 전에는 항상 플러그를 전기 콘센트에서 뽑으십시오.
- 물에 빠진 장치에 손대지 마십시오. 즉시 플러그를 콘센트에서 뽑습니다.
- 욕욕이나 샤워 중에는 사용하지 마십시오.
- 욕조나 싱크대에 빠지거나 떨어질 수 있는 곳에 장치를 두거나 보관하지 마십시오. 물 또는 다른 액체에 담그거나 떨어뜨리지 마십시오.
- 건조한 상태로 유지하십시오. 젖은 상태 또는 습한 상태에서 작동하지 마십시오.



경고

이 장치를 사용하기 전에 안전 경고 및 지침 전문을 읽으십시오. 경고 및 지침을 따르지 않으면 감전, 화재 사고 또는 중상을 초래할 수 있습니다.



경고

화상, 감전, 화재, 부상 위험을 줄이려면 다음 지침에 따라 이 장치를 사용해야 합니다.

- 이 장치는 이 설명서에 명시된 권장 용도로만 사용하십시오.
- 이 장치는 장난감이 아닙니다. 성인 전용 장치입니다. 부상당한 경우 사용하지 마십시오.
- 이 장치를 콘센트에 연결한 상태로 방치하면 안 됩니다. 이 장치를 충전한 직후 그리고 청소 또는 사용하기 전에는 항상 플러그를 전기 콘센트에서 뽑으십시오. 장치를 사용하지 않을 때나 부품을 장착 또는 분해하기 전에 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오.
- 담요나 베개 아래에서 장치를 작동하지 마십시오. 과열로 인해 화재, 감전 또는 부상을 초래할 수 있습니다.

- 장치의 코드나 플러그가 손상되었거나 장치가 정상적으로 작동하지 않거나 떨어졌거나 손상됐거나 물에 젖은 경우 장치를 작동하지 마십시오. 검사 및 수리가 필요하면 장치를 서비스 센터에 반납하십시오.
- 이 장치의 코드를 잡은 채로 운반하거나 코드를 손잡이처럼 사용하지 마십시오.
- 가열된 표면에 근처에 코드를 두지 마십시오.
- 개구부에 물체를 떨어뜨리거나 삽입하지 마십시오.
- 건조한 장소에서만 사용 및 보관하십시오. 야외 또는 젖은 표면에 사용하거나 물이나 비에 젖으면 안 됩니다.
- 이 지침 자료에 따라서만 장치를 사용하십시오. 사용 지침 자료는 hyperice.com 에서도 참조할 수 있습니다.
- 가열된 표면 사용 시 주의하십시오. 심각한 화상을 입을 수 있습니다. 민감하지 않은 피부 부위나 혈액 순환이 잘 안 되는 부위에는 사용하지 마십시오. 어린이 또는 장애인이 열 장치를 사용하는 것을 방지하면 위험할 수 있습니다.
- 제외 설정과 관계없이 화상을 입을 정도의 고온이 발생할 수 있습니다. 영유아, 병약자, 수면 중이거나 의식이 없는 사람에게는 사용하지 마십시오. 무감각한 피부 부위나 혈액 순환이 나쁜 사람에게는 사용하지 마십시오. 장치의 가열된 부분과 접촉하는 피부 부위를 자주 확인하여 물집이 생기는 것을 방지하십시오. 불편하다고 느끼면 몸에서 장치를 즉시 제거하고 끄십시오.
- 열에 둔감한 개인이나 몸이 약해 과열에 반응할 수 없는 개인은 이 장치를 사용해서는 안 됩니다.
- 제어장치를 고온으로 설정한 상태로 장치를 켜거나 착용하면 사용자가 피부 화상을 입거나 열사병에 걸릴 수 있습니다.
- 찌그러뜨리지 마십시오. 날카로운 주름이 잡힐 정도로 접지 마십시오. 사용 중에는 Venom 2를 접지 마십시오.
- 장치를 개조하거나 수리하려고 하지 마십시오. 사용자가 수리할 수 있는 부품이 포함되어 있지 않습니다. 수리가 필요하면 Hyperice에 문의하십시오.
- 실수로 장치가 작동하는 것을 방지합니다. 장치를 보관하거나 손에 들거나 운반하기 전에 전원 버튼이 OFF 위치에 있는지 확인하십시오.

경고

다음 중 해당되는 사항이 있으면 의사의 사전 승인 없이 Venom 2 또는 열 장치 또는 진동 장치를 사용하지 마십시오. 임신, 신경병증 또는 망막 손상 등 합병증을 동반하는 당뇨병, 심장 박동이 착용, 최근 수술, 간질 또는 편두통, 디스크 탈출증, 척추전방전위증, 척추분리증, 척추관협착증, 최근 관절 교체 또는 IUD 삽입, 금속 핀 또는 플레이트 삽입 또는 그 밖의 신체 건강에 대한 우려 사항. 허약한 사람이나 어린이가 열 또는 진동 장치를 사용할 때는 성인이 동석해야 합니다. 이러한 금지 사항으로 인해 이 장치를 사용할 수 없음을 의미하는 것은 아니지만, 먼저 의사와 상담할 것을 권고합니다. 열과 진동이 특성의학적 장애에 미치는 영향에 대한 연구가 진행 중입니다. 이 연구를 통해 위에 명시된 금지 사항이 줄어들 수 있습니다. 실제 경험에 따르면, 다수의 경우 진동 운동을 치료 계획에 통합할 것을 권고합니다. 이는 의사, 전문의 또는 물리치료사의 권고가 있을 때 수행해야 합니다.

주의

전기 장치 사용 시 항상 다음을 포함한 기본적인 주의 사항을 준수해야 합니다.








- 성인 전용 장치입니다.
- 이 장치는 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 저하되거나 이 장치의 사용









방법에 대한 경험과 지식이 부족한 사람(어린이 포함)이 사용하도록 의도되지 않았습니다. 단, 이러한 사람이 장치를 사용할 때 안전을 책임질 수 있는 개인이 감독하거나 지침을 제공하는 경우는 예외입니다.

- 장치에는 가열된 표면이 있습니다. 열에 민감한 개인은 장치 사용 시 주의해야 합니다. 열에 둔감한 개인이나 몸이 약해 과열에 반응할 수 없는 개인은 이 장치를 사용해서는 안 됩니다.
- 어린이가 장치를 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다.
- 충전 후 또는 사용 전에 배터리에서 충전기를 분리합니다. 충전기가 배터리에 연결되어 있으면 Venom 2는 작동하지 않습니다.
- 작동 중이거나 충전 중인 Venom 2를 방치하지 마십시오.
- 장치를 물에 담그지 마십시오. 젖은 천으로만 청소하십시오.
- 장치를 액체 근처에 두지 마십시오.
- 지침 자료에 명시된 대로 건조하고 깨끗한 신체 부위 표면 또는 가벼운 의복 위에서만 사용하십시오.
- Venom 2를 젖은 피부나 국소 연고를 바른 피부, 특히 피부에 화상을 유발할 수 있는 발열 성분 함유 연고를 바른 피부에는 사용하지 마십시오.
- 화상을 입을 가능성을 줄이려면 피부 위에 얇은 천, 옷 또는 얇은 수건을 얹고 그 위에서 장치를 사용하십시오.
- 화상은 제어 설정과 관계없이 발생할 수 있습니다. 장치와 접촉하는 피부 부위를 자주 확인하고 불편한 감을 느끼는 순간 몸에서 장치를 즉시 제거하고 고십시오.
- Venom 2와 신체 사이에 금속 물체를 배치하지 마십시오. 여기에는 Venom 2를 고정하기 위한 핀이나 그 외 다른 금속 잠금장치가 포함됩니다
- 분해하지 마십시오.
- 어떤 식으로든 Venom 2를 변조 또는 변경하지 마십시오.
- 매번 사용하기 전에 장치를 주의 깊게 검사하십시오. 장치가 점검, 물질 유발 또는 균열 등 노후화 징후를 보이는 경우, 공인 Hyperice 서비스 센터로 보내 검사 및 수리를 받으십시오.
- 에어로졸(분무) 제품을 사용 중이거나 산소를 투여 중인 장소에서 장치를 작동하지 마십시오.
- Venom 2를 깔고 앉거나 누르거나 찌그러뜨리지 마십시오.
- 보관 중에 장치 위에 물건을 올려서 장치를 찌그러뜨리지 마십시오
- 장치에 마모 또는 손상 징후가 있는지 자주 검사하십시오. 이러한 징후가 있고 장치가 잘못 사용되었거나 작동하지 않는 경우 공인 Hyperice 서비스 센터에 보내 검사 및 수리를 받으십시오.
- 감독자 없이 어린이가 장치를 청소하거나 사용자 정비 작업을 수행해선 안 됩니다.
- 병원에서 의료용으로 사용하는 것은 권장하지 않습니다. 가정용 또는 상업용으로 제작되었습니다.

이 지침을 보관하십시오

기호	설명	위치
IP21	수분 침투 방지 등급	포장

	사용 전에 지침을 읽으십시오	설명서 및 포드
	직류	포드
	교류	충전기
	제조사 명칭 및 주소	설명서 및 포드
	<p>폐전기·전자 장비는 분리 배출합니다.</p> <p>이 표시는 EU 전역에서 이 제품을 다른 일반 가정폐기물과 함께 처분하면 안 된다는 것을 나타냅니다. 통제되지 않은 폐기물 처리로 인해 환경이나 인체 건강에 피해를 주지 않으려면 책임감 있게 자원을 재활용하여 물질 자원의 지속 가능한 재사용을 촉진하십시오. 사용한 장치를 반품하려면 반품 및 수거 센터를 이용하거나 해당 장치를 구매한 매장에 문의하십시오. 환경에 대해 안전하게 장비를 재활용할 수 있습니다.</p>	포장
	세척 금지	포장
	드라이클리닝 금지	포장
	회전식 건조기 사용 금지	포장
	표백 금지	포장
	다리미질 금지	포장
	사망이나 중상을 초래할 수 있는 위험을 나타내는 경고 기호	설명서 및 포드
	다양한 이유로 의료 제어장치에 표시할 수 없는 경고 및 예방 조치 등을 포함한 중요한 주의 사항에 대해 사용자에게 사용 지침을 참조할 것을 상기하는 주의 기호	설명서
	사용 편의성을 높이는 지침을 제공하는 팁. 사용자에게 대한 위험은 무시할 수 있는 것으로 간주합니다	설명서
	유럽 적합성	포장
	호주 RCM	포장

	중국산	포장
	영국 Mark	포장
	리튬 이온 재활용	포장
	재활용 기호	포장
	열 조절	포드
	전원 on/off	포드
	진동 조절	포드
	분리 가능한 전원 코드, 장치와 함께 제공된 충전기만 사용하십시오.	설명서 및 포드

BLUETOOTH® 무선 기술

Bluetooth® 문자 상표 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 소유이며 Hyperice는 라이선스 하에 해당 상표를 사용합니다. 안정적인 Bluetooth 연결이 끊어지는 경우가 드물지만, 시스템은 자동으로 연결을 재설정하려고 시도합니다. Venom 2는 완전히 자율적이며 연결이 끊기는 동안에도 정상적으로 계속 작동합니다. 간섭을 일으키는 제어장치는 꺾다가 켜서 확인할 수 있으며 사용자는 제어장치 방향을 바꾸거나 재배치하거나 장비와 제어장치 사이의 간격을 넓히거나 플러그가 꽂혀 있는 경우 제어장치를 다른 회로 콘센트에 연결하여 간섭을 수정하는 것이 좋습니다.

Venom 2 제어장치는 다음 무선 사양과 함께 Bluetooth 5.0 무선 기술을 사용합니다.
FCC ID: 2AWQY-VENOM2, IC: 26929-VENOM2, 주파수: 2,402~2,480MHz

이 장치는 FCC 규칙 Part 15를 준수합니다. 작동 시 다음 두 가지 조건이 적용됩니다. (1) 이 제어장치는 유해한 간섭을 일으키지 않으며, (2) 이 제어장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다. 이 제어장치는 캐나다 산업부 라이선스 면제 RSS 표준을 준수합니다. 작동 시 다음 두 가지 조건이 적용됩니다. (1) 이 제어장치는 유해한 간섭을 일으키지 않으며 (2) 이 제어장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다.

이 장비는 통제되지 않는 환경에 대해 설정된 FCC/ISED 방사선 노출 한도를 준수하며, FCC 무선 주파수(RF) 노출 지침 및 ISED 무선 주파수(RF) 노출 규칙의 RSS-102를 준수합니다. 이 장비는 전자파 흡수율(SAR) 테스트 없이도 적합한 것으로 보는 매우 낮은 수준의 RF 에너지를 방사합니다.

규정 준수 책임자가 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정으로 인해 사용자의 장비 작동 권한이 무효가 될 수 있습니다.

이 장비는 테스트를 거친 결과, FCC 규칙 Part 15에 따른 Class B 디지털 장치에 대한 제한을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한 사항은 주거 시설에서 유해한

간섭을 방지하는 합리적인 보호 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용, 방출할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 초래할 수 있습니다. 그러나 특정 설치 시 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다.

이 장비가 라디오 또는 TV 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우 장비를 껐다 켜서 확인할 수 있으며, 사용자는 다음 조치 중에서 선택하여 간섭을 수정할 것을 권장합니다.

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 변경합니다.
- 장비와 수신기 사이의 간격을 늘립니다.
- 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결합니다.
- 도움이 필요하면 대리점이나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의하십시오.

내장 배터리 정보

Venom 2 장치에는 충전식 리튬 이온 배터리가 내장되어 있습니다. 내장 배터리는 전원 콘센트를 사용할 수 없을 때도 어디서든 Venom 2를 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

Venom 2는 처음 사용 전 충전해야 할 수 있습니다. 완전히 충전된 배터리는 2시간 이상 계속 사용할 수 있는 전력을 공급합니다. 제어장치가 연결되어 있고 미사용 시 배터리를 완전히 충전하는 데 약 4시간이 걸립니다.

- 이 장치에는 리튬 이온 배터리가 내장되어 있습니다. 배터리는 숙련된 기술자만이 특수 공구를 사용하여 교체할 수 있습니다. 서비스가 또는 수리가 필요하면 Hyperice 에 문의하십시오. 이 장치에는 교체 불가능 배터리가 내장되어 있습니다. 배터리 수명이 다하면 장치를 적절하게 폐기해야 합니다. 배터리는 규정에 따라 적절한 전자 폐기물 처리 또는 재활용 시설에서 안전하게 폐기해야 합니다.



경고

- 모든 충전 지침을 따르고 지침에 명시된 온도 범위를 준수하여 배터리 팩 또는 장치를 충전하십시오. 부적절하거나 지침에 명시된 범위를 벗어난 온도에서 충전하면 배터리가 손상되고 화재 위험이 증가할 수 있습니다.
- 배터리 충전 시 공칭 온도 범위 0°~45°C(32°~113°F)
- 배터리를 함부로 다루면 액체가 누출될 수 있으므로 접촉을 피하십시오. 실수로 접촉했다면 물로 씻어내십시오. 액체가 눈에 닿았으면 추가로 의사의 진료를 받으십시오. 배터리에서 누출된 액체는 염증이나 화상을 유발할 수 있습니다.
- 손상되거나 개조된 배터리 팩이나 장치를 사용하지 마십시오. 손상되거나 개조된 배터리는 예측할 수 없는 작동으로 화재, 폭발 또는 부상 위험을 초래할 수 있습니다.
- 이 장치에 사용되는 배터리를 함부로 취급할 시 화재나 화학 물질 화상 위험을 초래할 수 있습니다. 배터리 팩이나 장치를 분해하지 말고 화기나 과도한 온도에 노출하지 마십시오. 화기나 130°C(265°F) 이상의 온도에 노출되면 폭발할 수 있습니다.
- 배터리 팩에서 누출된 액체가 피부나 눈에 닿지 않도록 하십시오. 누출 액체에 접촉했다면 다량의 물로 해당 부위를 씻고 의사의 진료를 받으십시오.
- 배터리 파열, 대규모 누출 또는 폭발이 발생한 경우 해당 영역에서 대피하고 오염된 영역을 격리하십시오. 철저히 환기를 시켜 연무, 가스 또는 자극적인 냄새를 제거하십시오.

- 눈 - 15분 동안 충분한 물로 눈을 행구고 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
- 피부 - 충분한 물과 비누로 해당 부위를 씻거나 15분 동안 샤워를 하십시오
- 흡입 - 신선한 공기에 환자를 노출하고 필요하면 인공호흡을 시도하거나 의사의 진료를 받으십시오.
- 섭취 - 즉시 의사 또는 현지 독극물 관리 센터에 문의하십시오
- 사용한 배터리는 즉시 폐기하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 분해하거나 불에 태워 폐기하지 마십시오.

작동 지침

충전



경고

□ Venom 2는 장치와 함께 제공된 이중 절연 18VDC Hyperice 충전기(모델 번호 MX24Z2-1801000)로만 충전해야 합니다. 밤새 Venom 2를 충전하거나 충전 중이거나 사용 중인 Venom 2를 방치하지 마십시오.

충전 시 어댑터를 배터리의 충전 포트에 연결하고 충전 코드 플러그를 벽면 콘센트에 꽂습니다. 최초 사용 시 최대 6시간 동안 배터리를 완전히 충전한 후 사용하십시오. 깜박이는 LED 표시등은 배터리 잔량을 표시하고 충전 진행 상태를 나타냅니다. LED 표시등이 깜박임을 멈추고 녹색으로 켜져 있으면 완전히 충전된 상태를 나타냅니다. 장치를 켜면 배터리 잔량이 표시됩니다. 장치는 배터리 잔량에 상관없이 언제든지 재충전할 수 있습니다. 배터리를 주황색 LED 잔량까지 완전히 소모하는 것은 권장하지 않습니다. 배터리 수명을 최대한 연장하려면 장치를 매달 충전하십시오.

작동

적절한 신체 부위(등, 다리 또는 어깨)를 압축 랩으로 감고 4개의 진동 포드가 원하는 위치에 놓이도록 꼭 맞으면서도 편안하게 스트랩을 부착합니다. 배터리가 충전되었는지 확인합니다. ON 버튼을 눌러 장치를 활성화합니다. Hyperice 로고가 빨간색으로 켜지며 Venom 2가 활성화되었음을 표시합니다. 포드 상단에 있는 버튼으로 원하는 열 및 진동 옵션을 선택합니다. 열 또는 진동 버튼을 누르면 장치가 자동으로 시작됩니다. 열 또는 진동 버튼을 원하는 수준으로 다시 누릅니다. 추가로 입력하지 않으면 15분 후에 장치가 자동으로 꺼집니다. 장치는 세션 종료 시 두 번 진동하고 배터리 부족 시 세 번 진동합니다. 계속 사용하면 열 또는 진동 버튼을 누르고 원하는 수준으로 설정하기만 하면 됩니다. 완전히 충전된 배터리는 3단계 수준의 열에서 약 2시간 동안 장치에 전력을 공급하고, 낮은 수준에서는 더 오랜 시간 동안 전력을 공급합니다


HYPERICE 앱에 연결

Bluetooth®를 통해 장치를 Hyperice 앱에 연결하려면 장치가 켜져 있고 휴대폰에 Bluetooth가 켜진 상태에서 장치가 휴대폰 범위 내에 있는지 확인합니다. 포드의 Bluetooth LED가 파란색으로 깜박이며 페어링 대기 중임을 나타냅니다. 메시지가 표시되면 'Scan for Devices(장치 검색)'을 누릅니다. 장치가 화면에 나타나면 선택합니다. Venom 2를 페어링하면 HyperSmart™를 통해 세션을 자동으로 시작하고 Hyperice 앱에서 열 및 진동 설정을 제어할 수 있습니다.

청소 및 보관

수건이나 부드러운 천을 사용하여 장치의 물기를 닦아냅니다. 열원이나 액체로부터 멀리 떨어진 곳, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 장치를 보관하십시오. 사용하지 않을 때는 직사광선이 닿지 않는 깨끗하고 서늘하며 건조한 곳에 보관하십시오. 권장 보관 온도는 -10°C~25°C(14°F~77°F)입니다.

사양



1. Venom 2 포드
2. Bluetooth® 표시기
3. 충전 포트
4. 전원 (ON/OFF) 버튼
5. 배터리 표시기
6. 열 조절 버튼
7. 열 수준 표시
8. 환기 조절 버튼
9. 환기 패턴 표시
10. 압축 랍

환기 주파수: 88Hz

열: #1 113°F(45°C) #2 122°F(50°C) #3 131°F(55°C)

중량: 3lbs / 1.6kg (충전기 포함)

AC-DC 충전기: 100~240V, 50/60Hz, 0.7A~18.0V, 1.0A, 18.0W

보증

이 제품에는 Hyperice 제한 보증이 적용됩니다. 해당 국가의 보증을 검토하려면 hyperice.com/warranty 를 방문하십시오.

IT

IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

NON DISTRUGGERE



LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL
DISPOSITIVO VENOM 2



PERICOLO

Per ridurre il rischio di scosse elettriche:

- Scollegare sempre il dispositivo dalla presa di corrente subito dopo la ricarica e prima della pulizia o dell'utilizzo.
- Non tentare di recuperare un dispositivo caduto nell'acqua. Scollegare immediatamente la spina.
- Non utilizzare sotto la doccia o nella vasca da bagno.
- Non posizionare o riporre il dispositivo in un luogo da cui possa cadere o essere spinto nella vasca o nel lavandino. Non posizionare né immergere in acqua o altri liquidi.
- Proteggere dall'umidità. Non utilizzare il dispositivo in condizioni di umidità.



AVVERTENZA

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

AVVERTENZA

PER RIDURRE IL RISCHIO DI USTIONI, SCOSSE ELETTRICHE, INCENDI E LESIONI PERSONALI, QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO IN CONFORMITÀ ALLE SEGUENTI ISTRUZIONI:

- Utilizzare questo dispositivo solo per l'uso previsto come descritto nel presente manuale.
- Il dispositivo non è un giocattolo. Esclusivamente per uso da parte di pazienti adulti. Non utilizzare in caso di lesioni.
- Il dispositivo non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato alla presa di corrente. Scollegare sempre il dispositivo dalla presa di corrente subito dopo la ricarica, prima dell'uso e prima della pulizia. Scollegare il dispositivo dalla presa di corrente quando non è in uso e prima di inserire o rimuovere i componenti.
- Non utilizzare sotto coperte o cuscini. Il riscaldamento eccessivo può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
- Non utilizzare mai il dispositivo nel caso in cui la spina o il cavo sia deteriorato, non funzioni correttamente, sia caduto o sia stato danneggiato oppure si sia bagnato. Per eventuali controlli e riparazioni, rivolgersi a un centro di assistenza.
- Non trasportare il dispositivo tenendolo dal cavo di alimentazione e non utilizzare il cavo come impugnatura.
- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
- Non far cadere né inserire alcun oggetto nelle aperture.
- Il dispositivo è adatto SOLO ad ambienti asciutti. Non utilizzarlo all'aperto o su superfici bagnate e non esporlo all'acqua o alla pioggia.
- Utilizzare il prodotto solo in conformità con il presente materiale informativo. Il materiale informativo è inoltre disponibile all'indirizzo hyperice.com.
- Prestare attenzione nell'utilizzo delle superfici riscaldate. Può provocare gravi ustioni. Non utilizzare su aree della pelle non sensibili o in presenza di scarsa circolazione. L'uso del calore da parte di bambini o persone incapaci senza supervisione può essere pericoloso.
- A prescindere dalle impostazioni dei comandi, possono verificarsi temperature sufficientemente elevate da causare ustioni. Non utilizzare su neonati o invalidi o su persone dormienti o in stato di incoscienza. Non utilizzare su pelle insensibile o su persone con scarsa circolazione sanguigna. Controllare frequentemente la pelle a contatto con l'area riscaldata del dispositivo per ridurre il rischio di formazione di vesciche. Al primo segno di disagio, rimuovere immediatamente il dispositivo dal corpo e spegnerlo.
- Questo dispositivo non deve essere utilizzato da persone insensibili al calore e da altre persone molto vulnerabili che non siano in grado di reagire al surriscaldamento.
- Se si dorme sul dispositivo o questo viene indossato durante il sonno con i comandi impostati su una temperatura più alta, l'utente può subire ustioni o colpi di calore.

- Non schiacciare. Evitare di piegare con pieghe molto acute. Non piegare Venom 2 durante l'uso.
- Non modificare o tentare di riparare il dispositivo. Non contiene parti riparabili dall'utente. Per ricevere assistenza, contattare Hyperice.
- Impedire l'avviamento involontario. Assicurarsi che il pulsante di alimentazione sia in posizione di spegnimento prima di riporre, sollevare o trasportare il dispositivo.



AVVERTENZA

Non utilizzare Venom 2 o qualsiasi dispositivo a calore o vibrazione senza aver prima ottenuto l'approvazione del medico se sussiste una delle seguenti condizioni: gravidanza, diabete con complicanze quali neuropatia o danni alla retina, pacemaker, recente intervento chirurgico, epilessia o emicrania, ernia del disco, spondilolistesi, spondilolisi o spondilosi, protesi articolari o IUD recenti, placche o perni metallici o qualsiasi problema di salute. Soggetti delicati e bambini devono essere assistiti da un adulto durante l'utilizzo di qualsiasi dispositivo a calore o vibrazione. Queste controindicazioni non indicano che non è possibile utilizzare questo dispositivo, ma si consiglia di consultare prima un medico. Le ricerche in corso riguardano gli effetti del calore e della vibrazione per patologie mediche specifiche. Ciò probabilmente determinerà una riduzione dell'elenco delle controindicazioni rispetto a quello illustrato in precedenza. L'esperienza pratica ha dimostrato che l'integrazione di un dispositivo per l'esercizio fisico vibrante in un programma di trattamento è consigliabile in alcuni casi. Questo trattamento deve essere eseguito su consiglio e insieme a un medico, uno specialista o un fisioterapista.




ATTENZIONE











Quando si utilizza un dispositivo elettrico, è necessario adottare sempre le precauzioni di base, compreso quanto segue:

- Esclusivamente per uso da parte di pazienti adulti.
- Il dispositivo non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso del dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Il dispositivo ha una superficie riscaldata. Le persone sensibili al calore devono prestare attenzione durante l'uso del dispositivo. Questo dispositivo non deve essere utilizzato da persone insensibili al calore e da altre persone molto vulnerabili che non siano in grado di reagire al surriscaldamento.
- I bambini devono essere controllati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- Scollegare il caricabatterie dalla batteria dopo la ricarica o prima dell'uso. Venom 2 non funziona quando il caricabatterie è collegato alla batteria.
- Non lasciare mai Venom 2 in funzione o in carica senza sorveglianza.
- Non immergere il dispositivo in acqua. Pulire solo con un panno umido.

- Tenere i liquidi lontano dal dispositivo.
- Utilizzare solo su una superficie pulita e asciutta del corpo oppure su indumenti leggeri, come mostrato nel materiale informativo.
- Non utilizzare Venom 2 sulla pelle bagnata o su unguenti topici, soprattutto su quelli che contengono ingredienti che producono calore, poiché si potrebbero causare ustioni.
- Utilizzare un tessuto sottile, un indumento oppure un asciugamano sottile tra il prodotto e la pelle per ridurre il rischio di ustioni.
- Le ustioni possono verificarsi indipendentemente dalle impostazioni dei comandi. Controllare frequentemente la cute sotto il prodotto; ai primi segni di disagio, rimuovere immediatamente il dispositivo dal corpo e spegnerlo.
- Non posizionare oggetti metallici tra Venom 2 e il corpo, comprese spille o altri dispositivi metallici per fissare Venom 2.
- Non tentare di smontare il dispositivo.
- Non manomettere o alterare in alcun modo il dispositivo Venom 2.
- Controllare attentamente il dispositivo prima di ogni uso. Se il dispositivo mostra segni di deterioramento, come crepe, bolle o incrinature, restituirlo a un centro di assistenza Hyperice autorizzato per l'ispezione e la riparazione.
- Non utilizzare in ambienti in cui vengono utilizzati prodotti spray o in cui viene somministrato ossigeno.
- Non sedersi o premere sul dispositivo Venom 2, né schiacciarlo.
- Durante la conservazione del dispositivo, non schiacciarlo posizionando oggetti sopra di esso.
- Esaminare frequentemente il dispositivo per rilevare eventuali segni di usura o danni. Se si rilevano tali segni, se il dispositivo è stato utilizzato in modo improprio oppure non funziona, restituirlo a un centro di assistenza Hyperice autorizzato per l'ispezione e la riparazione.
- La manutenzione e la pulizia non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Non destinato all'uso medico negli ospedali. Per uso domestico o commerciale.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Simbolo	Descrizione	Posizione
IP21	Grado di protezione contro la penetrazione di acqua	Sulla confezione
	Leggere le istruzioni prima dell'uso	Nel manuale e sul pod

	Corrente continua	Sul pod
	Corrente alternata	Sul caricabatterie
	Nome e indirizzo del produttore	Nel manuale e sul pod
	<p>Raccolta differenziata per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.</p> <p>Questo contrassegno indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento non controllato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse e dei materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e ritiro oppure contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Questi soggetti possono infatti riciclare il prodotto nel rispetto dell'ambiente.</p>	Sulla confezione
	Non lavare	Sulla confezione
	Non lavare a secco	Sulla confezione
	Non asciugare in asciugatrice	Sulla confezione
	Non candeggiare	Sulla confezione
	Non stirare	Sulla confezione
	Simbolo di avvertenza per identificare un pericolo che può provocare la morte o lesioni gravi	Nel manuale e sul pod
	Simbolo di attenzione per indicare che l'utente deve consultare le istruzioni per l'uso per importanti informazioni precauzionali come avvertenze e precauzioni che, per una serie di motivi, non possono essere esposte sull'unità di controllo medica stessa	Nel manuale

	Suggerimento per agevolare l'utilizzo. Rischio per l'utente trascurabile	Nel manuale
	Conformità europea	Sulla confezione
	Australia RCM	Sulla confezione
	Fabbricato in Cina	Sulla confezione
	Marchio UK	Sulla confezione
	Provvedere al riciclo appropriato delle batterie agli ioni di litio	Sulla confezione
	Simbolo di riciclo	Sulla confezione
	Controllo del calore	Sul pod
	Accensione/spegnimento	Sul pod
	Controllo delle vibrazioni	Sul pod
	Cavo di alimentazione rimovibile, da utilizzare solo con il caricabatterie in dotazione.	Nel manuale e sul pod

TECNOLOGIA WIRELESS BLUETOOTH®

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Hyperice è soggetto a licenza. Nell'improbabile eventualità di perdita di una connessione Bluetooth stabile, il sistema tenterà di ristabilire automaticamente la connessione. Il dispositivo Venom 2 è completamente autonomo e continuerà a funzionare normalmente anche in caso di perdita della connettività. Se questa unità di controllo causa interferenze, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'unità di controllo, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza cambiando l'orientamento o spostando l'unità di controllo, aumentando la distanza tra l'apparecchiatura e l'unità di controllo, o collegando l'unità di controllo alla presa di un circuito diverso da quello a cui è collegata.

L'unità di controllo di Venom 2 utilizza la tecnologia wireless Bluetooth 5.0 con le seguenti specifiche radio: ID FCC: 2AWQY-VENOM2, IC: 26929-VENOM2, frequenza: da 2402 a 2480 MHz

Questa unità è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questa unità di controllo non può provocare interferenze dannose e (2) questa unità di controllo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. Questa unità di controllo è conforme alle norme RSS esenti da licenza Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questa unità di controllo non può provocare interferenze e (2) questa unità di controllo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato dell'unità.

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC/ISED stabiliti per un ambiente non controllato e soddisfa le linee guida FCC sull'esposizione alle radiofrequenze (RF) e RSS-102 delle norme ISED sull'esposizione alle radiofrequenze (RF). Questa apparecchiatura emette livelli molto bassi di energia in RF che si ritiene siano conformi senza test del tasso di assorbimento specifico (SAR).

I cambiamenti o le modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle normative FCC. Tali limiti sono stati stabiliti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è tuttavia possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.

Nel caso in cui l'apparecchiatura causi interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per ricevere assistenza.

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA INTERNA

L'unità Venom 2 è dotata di una batteria ricaricabile agli ioni di litio. La batteria interna ha lo scopo di consentire l'utilizzo del dispositivo Venom 2 ovunque, anche quando non sono disponibili prese di corrente. Potrebbe essere necessario caricare il dispositivo Venom 2 prima del primo utilizzo. La batteria completamente carica garantisce un uso continuo per oltre 2 ore. Quando l'unità di controllo è collegata e non in uso, occorrono circa 4 ore per ricaricare completamente la batteria.

- Questo dispositivo contiene una batteria agli ioni di litio. Le batterie possono essere sostituite solo da una persona qualificata con uno strumento speciale. Per assistenza o riparazione, contattare Hyperice.

Questo dispositivo contiene batterie non sostituibili. Quando la batteria ha esaurito la propria vita utile, il dispositivo deve essere smaltito correttamente. La batteria deve essere trattata conformemente alle norme di sicurezza presso un'apposita struttura per lo smaltimento o il riciclaggio dei rifiuti elettronici.

AVVERTENZA

- Seguire tutte le istruzioni di ricarica e non caricare la batteria o il dispositivo al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni. Una ricarica non corretta o a temperature al di fuori dell'intervallo specificato può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.
- L'intervallo di temperatura nominale per la ricarica della batteria è 0 °C ~ 45 °C (32 °F ~ 113 °F).
- In condizioni di utilizzo non ottimali, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria; evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, rivolgersi anche a un medico. Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
- Non utilizzare batterie o dispositivi danneggiati o modificati. Le batterie danneggiate o modificate possono presentare un comportamento imprevedibile e causare incendi, esplosioni o rischio di lesioni.
- La batteria utilizzata in questo dispositivo può presentare un rischio di incendio o di ustione chimica se utilizzata in modo errato. Non smontare o esporre il gruppo batterie o il dispositivo a incendi o temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 130 °C (265 °F) può causare esplosioni.
- In caso di perdite dalla batteria, evitare che i liquidi entrino in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
- In caso di rottura della batteria o di perdite o esplosioni di notevole entità, evacuare l'area e mettere in quarantena l'area contaminata. Fornire una buona ventilazione per eliminare fumi, gas o odori pungenti.
- Occhi: risciacquare gli occhi con abbondante acqua per 15 minuti; consultare immediatamente un medico.
- Pelle: sciacquare l'area interessata con abbondante acqua e sapone o fare una doccia per 15 min.
- Inalazione: esporre la persona all'aria aperta e, se necessario, praticare la respirazione artificiale; se necessario, consultare un medico.
- Ingestione: consultare immediatamente un medico o il centro antiveleni locale.
- Smaltire immediatamente la batteria usata. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non smontare e non gettare nel fuoco.

ISTRUZIONI PER L'USO

RICARICA

AVVERTENZA

⚠ Il dispositivo Venom 2 deve essere ricaricato solo con il caricabatterie Hyperice a doppio isolamento, da 18 V CC (numero modello MX24Z2-1801000) in dotazione. Non ricaricare il dispositivo Venom 2 durante la notte né lasciarlo incustodito durante la ricarica o l'uso.

Per la ricarica, collegare l'adattatore alla porta di ricarica della batteria e inserire il cavo di ricarica in una presa a muro. Caricare completamente la batteria per un massimo di sei ore prima del primo utilizzo. Una spia LED si accende per visualizzare il livello della batteria e indicare che la batteria è in carica. La carica completa è indicata quando la spia LED smette di lampeggiare e rimane completamente illuminata in verde. Il dispositivo visualizza il livello della batteria quando acceso. L'unità può essere ricaricata in qualsiasi momento e a qualsiasi livello di carica della batteria. Si sconsiglia di scaricare completamente la batteria fino al livello del LED arancione. Per prolungare al meglio la durata della batteria, ricaricare l'unità una volta al mese.

FUNZIONAMENTO

Avvolgere la fascia a compressione intorno alla parte del corpo appropriata (schiena, gamba o spalla) e fissare le cinghie in modo aderente ma comodo, con i quattro pod vibranti nella posizione desiderata. Assicurarsi che la batteria sia carica. Premere il pulsante di accensione per attivare l'unità. Il logo Hyperice si illumina in rosso per indicare che il dispositivo Venom 2 è attivato. Scegliere le opzioni di calore e vibrazione desiderate con i pulsanti sulla parte superiore del pod. Il dispositivo si avvia automaticamente quando viene premuto il pulsante del calore o della vibrazione. Premere nuovamente il pulsante del calore o della vibrazione per impostare il livello desiderato. Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti senza ulteriori interventi. Il dispositivo vibra due volte per indicare la fine di una sessione o tre volte per indicare che la batteria è scarica. Per continuare a utilizzare il dispositivo, è sufficiente premere nuovamente il pulsante del calore o della vibrazione e impostare il livello desiderato. Una batteria completamente carica alimenta il dispositivo per circa due ore al livello di calore 3 e più a lungo a livelli inferiori.


CONNESSIONE ALL'APP HYPERICE

Per connettere il proprio dispositivo all'app Hyperice tramite Bluetooth®, assicurarsi che il dispositivo sia attivato, che il Bluetooth sia attivato sul proprio telefono e che il dispositivo si trovi nel raggio del telefono. Il LED Bluetooth sul pod lampeggia in blu, il che significa che è in attesa di associazione. Se richiesto, toccare "Scan for Devices" (Cerca dispositivi). Selezionare il dispositivo quando viene visualizzato sullo schermo. Dopo aver associato il dispositivo Venom 2, HyperSmart™ consente di avviare automaticamente la sessione e controllare le impostazioni di calore e vibrazione dall'app Hyperice.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Utilizzare un asciugamano o un panno morbido per rimuovere l'umidità dall'unità. Tenere l'unità lontano da fonti di calore, liquidi e bambini. Quando non in uso, conservare in un luogo fresco, pulito e asciutto, lontano dalla luce solare diretta. La temperatura di conservazione raccomandata è compresa tra -10 °C e 25 °C (14 °F - 77 °F).

SPECIFICHE



1. Pod Venom 2
2. Indicatore Bluetooth®
3. Porta di ricarica
4. Pulsante di alimentazione (accensione/spengimento)
5. Indicatore della batteria
6. Pulsante di regolazione del calore
7. Indicazione del livello di calore
8. Pulsante di regolazione della vibrazione
9. Indicazione dell'andamento della vibrazione
10. Fascia a compressione

Frequenza di vibrazione: 88 Hz

Calore: n. 1 45 °C (113 °F) n. 2 50 °C (122 °F) n. 3 55 °C (131 °F)

Peso: 1,6 kg (caricabatterie incluso)

Caricabatterie CA-CC: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,7 A - 18,0 V, 1,0 A, 18,0 W

GARANZIA

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di Hyperice. Visitare il sito [Web hyperice.com/warranty](http://Web.hyperice.com/warranty) per verificare la garanzia nel proprio Paese.

LT

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS NESUNAIKINKITE



PRIŠ NAUDODAMI „VENOM 2“, PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS.



PAVOJUS

Norėdami sumažinti pavojų patirti elektros smūgį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Visada atjunkite šį įrenginį nuo maitinimo lizdo iš karto po įkrovimo ir prieš valydami ar naudodami.
- Neimkite į vandenį įkritusio įrenginio. Nedelsdami atjunkite jį nuo maitinimo lizdo.
- Nenaudokite prietaiso maudydamiesi vonioje ar duše.
- Nedėkite ar nelaikykite įrenginio ten, kur jis gali nukristi ar būti įtrauktas į vonią ar kriauklę. Neužpilkite vandens ar kitų skysčių ant prietaiso ir nemerkitė į juos prietaiso.
- Laikykite sausoje vietoje. Neekspluatuokite įrenginio, jeigu jis šlapias ar drėgnas.



ĮSPĖJIMAS

Prieš naudodamiesi įrenginiu, perskaitykite visus saugos įspėjimus ir instrukcijas. Jeigu nesilaikysite įspėjimų ir instrukcijų, galimas elektros smūgis, gaisras ir (arba) sunkus sužalojimas.



ĮSPĖJIMAS

SIKIANT SUMAŽINTI NUDEGIMŲ, ELEKTROS SMŪGIO, GAISRO IR ASMENS SUŽALOJIMO PAVOJŲ, ŠIS PRODUKTAS TURI BŪTI NAUDOJAMAS PAGAL TOLIAU PATEIKTAS INSTRUKCIJAS.

- Naudokite įrenginį tik pagal šiose instrukcijose nurodytą paskirtį.
- Tai nėra žaislas. Skirta naudoti tik suaugusiems asmenims. Nenaudokite, jei yra sužalojimų.
- Šio prietaiso, kol jis prijungtas, niekada negalima palikti neprižiūrimo. Visada atjunkite šį prietaisą nuo maitinimo lizdo iš karto po įkrovimo ir prieš naudodami ar valydami. Kai įrenginio nenaudojate, prieš uždedami ar nuimdami dalis, atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- Nenaudokite prietaiso po antklode ar pagalve. Jam perkaitus gali kilti gaisras, galima patirti smūgį ar sužalojimą.
- Niekada nenaudokite įrenginio apgadintu laidu ar kištuku, jei jis veikia netinkamai, buvo nukritęs ar apgadintas arba sušlapo. Sugrąžinkite įrenginį į techninės priežiūros centrą, kad būtų patikrintas ir suremontuotas.
- Neneškite įrenginio paėmę už laido ir nenaudokite laido kaip rankenos.
- Laikykite laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių.
- Niekada į angą nemeskite ir nekiškite jokio objekto.
- Tinka naudoti TIK sausoje vietoje. Nenaudokite lauke ar ant šlapių paviršių, saugokite nuo vandens ar lietaus.
- Produktą naudokite tik pagal šias instrukcijas. Be to, instrukcijas galite rasti hyperice.com.
- Įkaitusiais paviršiais naudokitės atsargiai. Gali sukelti sunkių nudegimų. Nenaudokite nejaudriose odos vietose ar ten, kur yra prasta apytaka. Vaikams ar neįgaliesiems asmenims karščiu naudojantis be priežiūros, gali kilti pavojus.
- Nepaisant valdymo nustatymų, galima pakankamai aukšta temperatūra, kuri gali sukelti nudegimų. Nenaudokite vaikams ar neįgaliesiems arba asmeniui miegant ar netekus sąmonės. Nenaudokite ant nejaudrios odos ar asmenims su prasta kraujotaka. Dažnai tikrinkite odą, kuri liečiasi su prietaiso įkaitusia sritimi, kad sumažintumėte pūslių riziką. Atsiradus pirmiesiems diskomforto požymiams, nedelsdami atitraukite nuo kūno ir išjunkite.
- Šio įrenginio neturėtų naudoti karščiui neįtraūs žmonės ir kiti labai pažeidžiami asmenys, kurie negali reaguoti į perkaitimą.
- Jeigu ant prietaiso miegama arba jis dėvimas miegant, o valdikliai nustatyti ties aukštesne temperatūra, galimi naudotojo odos nudegimai ar karščio smūgis.
- Netraiškykite. Stenkitės nelankstyti aštriomis klostėmis. Nelankstykite „Venom 2“ naudojimo metu.
- Nekeiskite ir nebandykite remontuoti įrenginio. Dalių, kurių techninę priežiūrą turi atlikti naudotojas, nėra. Dėl techninės priežiūros susisiekite su „Hyperice“.
- Užkirskite kelią atsitiktiniam įjungimui. Prieš saugodami, keldami ar nešdami prietaisą, įsitinkinkite, kad maitinimo mygtukas yra išjungimo padėtyje.



ĮSPĖJIMAS

Nenaudokite „Venom 2“ ar bet kurio kito šildomojo arba vibruojamojo prietaiso, prieš tai negavę gydytojo patvirtinimo, jei yra bet kuri iš šių sąlygų: nėštumas; diabetas su komplikacijomis, tokiomis kaip neuropatija ar tinklainės pažeidimas;

implantuotas širdies stimulatorius; neseniai atlikta operacija; epilepsija ar migrena; nustatyti išvaržiniai diskai, spondilolistezė, spondilolizė arba spondilozė; neseniai pakeistas klubo sąnarys; įstatytas IUD, metaliniai kaiščiai ar plokštelės; kita nerimą kelianti jūsų fizinės sveikatos būklė. Šildomajį ar vibruojamajį prietaisą naudojančius silpnos sveikatos asmenis ir vaikus turi lydėti suaugęs asmuo. Šios kontraindikacijos nereiškia, kad prietaiso naudoti negalima, bet patartina prieš tai pasikonsultuoti su gydytoju. Nuolat vykdomi šilumos ir vibracijos poveikio konkreitiems sveikatos sutrikimams tyrimai. Tai turbūt sutrumpins pirmiau pateiktą kontraindikacijų sąrašą. Praktinė patirtis parodė, kad vibracinių pratimų integravimas į gydymo planą yra rekomenduojamas daugeliui atvejų. Tai turi būti daroma patariant gydytojui, specialistui ar kineziterapeutui ir kartu su juo.



PERSPĖJIMAS






Naudojantis elektros įrenginiu, visada reikėtų imtis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant nurodytas toliau.

- Škirta naudoti tik suaugusiems asmenims.
- Šis įrenginys nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiais fiziniais, jutimiais arba protiniais gebėjimais arba asmenims, kuriems trūksta patirties ir žinių, kaip naudoti įrenginį, išskyrus tuos atvejus, kai jie prižiūrimi arba už jų saugumą atsakingo asmens apmokyti, kaip naudoti įrenginį.
- Įrenginio paviršius yra įkaitęs. Naudojamiesi įrenginiu, karščiui jautrūs asmenys turėtų būti atsargūs. Šio įrenginio neturėtų naudoti karščiui nejautrūs žmonės ir kiti labai pažeidžiami asmenys, kurie negali reaguoti į perkaitimą.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su įrenginiu.
- Įkrovę arba prieš naudojimą atjunkite įkroviklį nuo baterijos. Kol įkroviklis yra prijungtas prie baterijos, „Venom 2“ neveiks.
- Niekada nepalikite „Venom 2“ veikti ar krautis neprižiūrimo.
- Nėpanardinkite įrenginio į vandenį. Valykite tik drėgna šluoste.
- Skysčius laikykite atokiai nuo įrenginio.
- Naudokite tik ant sauso švaraus kūno paviršiaus arba ant šviesių drabužių, kaip parodyta mokomojoje medžiagoje.
- Nenaudokite „Venom 2“ ant šlapios odos arba ant paviršinio naudojimo tepalo, ypač jeigu jo sudėtyje yra šildančių sudedamųjų dalių, nes galimi odos nudegimai.
- Kad sumažintumėte nudegimų tikimybę, tarp gaminio ir odos naudokite ploną audinį, drabužius ar ploną rankšluostį.
- Nudegimai galimi nepaisant valdymo nustatymų. Dažnai tikrinkite odą po produktu ir, atsiradus pirmiesiems diskomforto požymiams, nedelsdami atitraukite nuo kūno ir išjunkite.
- Norėdami pritvirtinti „Venom 2“, tarp jo ir kūno nedėkite metalinių daiktų, įskaitant kaiščius ar kitas metalines tvirtinimo detales.
- Nebandykite išrinkti.
- Niekada nekeiskite ir nemodifikuokite „Venom 2“.
- Prieš kiekvieną naudojimą atidžiai patikrinkite įrenginį. Pastebėję prietaiso nusidėvėjimo požymių, pavyzdžiui, atsirado įtrūkimų, pūslių ar

įskilimų, grąžinkite jį į įgaliotąjį „Hyperice“ techninės priežiūros centrą, kad būtų galima patikrinti ir remontuoti.

- Nenaudokite vietose, kur naudojami aerosoliniai (purškiami) produktai ar tiekiamas deguonis.
- Nesėdėkite ant „Venom 2“, jo nespauskite ir nemaigykite.
- Nedėkite daiktų ant sandėliuojamo prietaiso, kad jis nebūtų spaudžiamas.
- Dažnai tikrinkite, ar nėra prietaiso nusidėvėjimo ar gedimo požymių. Jeigu tokių požymių yra arba jeigu prietaisas buvo naudojamas netinkamai ar neveikia, grąžinkite jį į įgaliotąjį „Hyperice“ techninės priežiūros centrą, kad būtų galima patikrinti ir remontuoti.
- Vaikai be priežiūros negali valyti ir atlikti prietaiso priežiūros veiksmų.
- Neskirtas medicininiam naudojimui ligoninėse. Skirtas naudoti namų ūkyje arba komerciniais tikslais.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Simbolis	Aprašymas	Vieta
IP21	Apsaugos nuo vandens patekimo į vidų laipsnis	Ant juostos
	Prieš naudodami perskaitykite instrukcijas	Naudotojo vadove ir ant bloko
	Nuolatinė srovė	Ant bloko
	Kintamoji srovė	Ant kroviklio
	Gamintojo pavadinimas ir adresas	Naudotojo vadove ir ant bloko
	<p>Atskiras nebenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos surinkimas.</p> <p>Šis ženklas rodo, kad ES teritorijoje šio produkto nereikėtų išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekdami išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai perdirbkite jį, kad skatintumėte tvarų materialinių išteklių pakartotinį naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis ir susisiekite su mažmeninės prekybos atstovu, iš kurio įsigijote produktą. Jis gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.</p>	Ant juostos

	Neskalbti	Ant juostos
	Nevalyti cheminiu būdu	Ant juostos
	Nedžiovinti džiovyklėje	Ant juostos
	Nebalinti	Ant juostos
	Nelyginti	Ant juostos
	Įspėjamasis simbolis, nurodantis pavojų, kuris gali sukelti mirtį ar sunkius sužalojimus	Naudotojo vadove ir ant bloko
	Perspėjimo simbolis nurodo, kad naudotojas privalo atsižvelgti į svarbią informaciją naudojimo instrukcijose, pvz., įspėjimus ir atsargumo priemones, kurios dėl vienokių arba kitokių priežasčių negali būti nurodytos ant paties medicininio valdymo bloko	Naudotojo vadove
	Patarimas, kaip lengviau naudotis gaminiu. Laikoma, kad rizika naudotojui yra nedidelė	Naudotojo vadove
	Europos atitiktis	Ant juostos
	Australijos RCM	Ant juostos
	Pagaminta Kinijoje	Ant juostos
	JK ženklas	Ant juostos
	Ličio jonų perdirbimas	Ant juostos
	Perdirbimo simbolis	Ant juostos
	Šilumos kontrolė	Ant bloko
	Maitinimo įjungimas / išjungimas	Ant bloko
	Vibracijos kontrolė	Ant bloko



Atjungiamasis maitinimo laidas,
naudotinas tik su įkrovikliu, kuris yra
pateikiamas kartu su prietaisu.

Naudotojo vadove
ir ant bloko

BELAIĖ „BLUETOOTH®“ TECHNOLOGIJA

„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“. „Hyperice“ naudoja tokius ženklus pagal licenciją. Mažai tikėtina stabilus „Bluetooth“ ryšio praradimo atveju sistema bandys vėl užmegzti ryšį automatiškai. „Venom 2“ yra visiškai autonominis prietaisas, todėl veiks įprastai, net ir nutrūkus ryšiui. Jei šis valdymo blokas kelia trukdžius (tai galima nustatyti išjungiant ir įjungiant valdymo bloką), naudotojas gali pabandyti pašalinti juos pakeisdamas valdymo bloko padėję ar vietą, padidindamas skiriamąjį atstumą tarp įrangos ir valdymo bloko arba prijungdamas valdymo bloką (jei jis yra prijungtas) prie kito elektros grandinės lizdo.

„Venom 2“ valdymo blokas naudoja belaidę „Bluetooth 5.0“ technologiją, kurios radijo ryšio techninės sąlygos yra:

FCC ID: 2AWQY-VENOM2, IC: 26929-VENOM2, Dažnis: 2 402–2 480 MHz

Šis blokas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų: (1) šis valdymo blokas negali sukelti kenksmingų trikdžių ir (2) šis valdymo blokas turi priimti gaunamus trikdžius, įskaitant tuos, kurie gali sąlygoti nepageidaujamą veikimą. Šis valdymo blokas atitinka „Industry Canada“ RSS standartą (-us) prietaisams, kuriems nereikia licencijos. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų: (1) šis valdymo blokas negali sukelti trikdžių ir (2) šis valdymo blokas turi priimti trikdžius, įskaitant tuos, kurie gali sąlygoti nepageidaujamą bloko veikimą.

Ši įranga atitinka FCC / ISED spinduliuotės poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai, ir FCC radijo dažnių (RF) poveikio gaires bei RSED-102 ISED radijo dažnių (RF) poveikio taisykles. Įranga turi labai mažą radijo dažnių energijos kiekį, laikoma, kad jis atitinka reikalavimus neišbandžius specifinio sugerties greičio (SAR).

Pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtina už atitiktą atsakinga šalis, gali panaikinti vartotojo teisę eksploatuoti įrangą.

Įranga išbandyta ir buvo nustatyta, kad ji atitinka pagal FCC taisyklių 15 dalį B klasės skaitmeniniam prietaisui taikomus apribojimus. Šie apribojimai sukurti taip, kad užtikrintų pagrįstą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių gyvenamosiose patalpose. Įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją, o jei ji nebus sumontuota ir naudojama pagal instrukcijas, gali sukelti kenksmingų radijo ryšio trikdžių. Vis dėlto, nėra jokios garantijos, kad tam tikrame įrenginyje nebus trikdžių.

Jei įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos trikdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, vartotojas raginamas pabandyti pašalinti trikdžius taikydamas vieną ar kelias iš toliau nurodytų priemonių:

- Pakreipkite arba perkelkite priėmimo anteną.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie lizdo kitoje grandinėje nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas.
- Pasitarkite su pardavėju arba patyrusiu radijo / televizijos specialistu.

VIDINĖS BATERIJOS DUOMENYS

„Venom 2“ bloke yra įkraunamoji ličio jonų baterija. Dėl šios vidinės baterijos „Venom 2“ galima naudoti bet kur, net vietose, kuriose nėra maitinimo lizdų. Prieš naudojant pirmą kartą, „Venom 2“ gali reikėti įkrauti. Visiškai įkrauta baterija užtikrina 2+ val. nenutrūkstamo naudojimo. Prijungus valdymo bloką prie maitinimo lizdo ir jo nenaudojant, baterija visiškai įkraunama maždaug per 4 val.

- Šiame prietaise yra ličio jonų baterija. Baterijas gali keisti tik įgudęs asmuo, naudodamasis specialiu įrankiu. Dėl techninės priežiūros ir remonto susisiekite su „Hyperice“. Šiame prietaise yra nekeistinių baterijų. Kai baterijos eksploatacijos laikotarpis baigiasi, įrenginį reikia tinkamai išmesti. Akumuliatorių būtina saugiai likviduoti pristatant į atitinkamą elektroninių atliekų likvidavimo ar perdirbimo įstaigą.



ĮSPĖJIMAS

- Laikykitės visų įkrovimo instrukcijų ir nekraukite sudėtinės baterijos ar įrenginio už instrukcijose nurodyto temperatūros intervalo ribų. Jeigu įkraunama netinkamai arba temperatūrai esant už nurodyto intervalo ribų, baterija gali būti sugadinta ir padidėja gaisro rizika.
- Vardinis temperatūros intervalas baterijai įkrauti yra nuo 0 °C iki ~45 °C (nuo 32 °C iki ~113 °F).
- Esant netinkamoms sąlygoms, iš baterijos gali išsiskirti skystis, venkite sąlyčio. Atsitiktinio sąlyčio atveju nuplaukite vandeniu. Patekus skysčio į akis, papildomai kreipkitės medicininės pagalbos. Iš baterijos išsiskyręs skystis gali sukelti sudirginimą ar nudegimų.
- Nenaudokite pažeistos arba pakeistos sudėtinės baterijos ar įrenginio. Pažeistos arba pakeistos baterijos elgesys gali būti nenuspėjamas, dėl to gali kilti gaisras, sprongimas ir sužalojimo pavojus.
- Netinkamai elgiantis su šiame įrenginyje naudojama baterija, ji gali sukelti gaisrą ar cheminio nudegimo pavojų. Neišrinkite sudėtinės baterijos ar įrenginio, saugokite juos nuo ugnies ar per aukštos temperatūros. Ugnies atveju arba esant aukštesnei nei 130 °C (265 °F) temperatūrai, galimas sprongimas.
- Nuotėkio iš sudėtinės baterijos atveju neleiskite skysčiui patekti ant odos ar į akis. Sąlyčio atveju paveiktą sritį nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės medicininės pagalbos.
- Baterijos įtrūkimo, didelio nuotėkio ar sprongimo atveju evakuokite sritį ir izoliuokite užterštą sritį. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, kad pašalintumėte garus, dujas arba stiprius kvapus.
- Akys – skalaukite akis dideliu kiekiu vandens 15 minučių; nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.

- Oda – paveiktą sritį nuplaukite dideliu kiekiu vandens su muilu arba 15 minučių prauskitės duše.
- Įkvėpus – asmenį išveskite į šviežią orą ir, jeigu reikia, naudokite dirbtinio kvėpavimo priemones; jeigu reikia, kreipkitės medicininės pagalbos.
- Prarijus – nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vietinį apsinuodijimų kontrolės centrą.
- Skubiai išmeskite panaudotą bateriją. Laikykite atokiau nuo vaikų. Neišardykite ir nemeskite į ugnį.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

KROVIMAS



ĮSPĖJIMAS

☞☐☐☐ „Venom 2“ galima įkrauti tik dvigubai izoliuotu 18 V NS „Hyperice“ įkrovikliu (modelio numeris MX24Z2-1801000), kuris yra pateikiamas kartu su prietaisu. Nepalikite „Venom 2“ krauti per naktį ir nepalikite „Venom 2“ neprižiūrimo, kai jis yra įkraunamas ar naudojamas.

Norėdami įkrauti, prijunkite adapterį prie baterijos įkrovimo prievado, o įkrovimo laidą – prie sieninio elektros lizdo. Prieš naudodami pirmą kartą, visiškai įkraukite bateriją iki šešių valandų. Mirksės LED lemputės, rodančios baterijos įkrovos lygį ir aktyvų krovimą. Kai visiškai įkraunama, LED lemputė nebemirksi ir nuolat dega žalia šviesa. Įjungus prietaisą, bus rodomas baterijos įkrovos lygis. Prietaisą galima pakartotinai įkrauti bet kuriuo metu ir esant bet kokiam baterijos įkrovos lygiui. Nerekomenduojama visiškai išseikvoti baterijos iki oranžinio LED lygio. Norėdami kaip įmanoma pailginti baterijos eksploatavimo trukmę, įkraukite prietaisą kartą per mėnesį.

VEIKIMAS

Apvyniokite kompreso juostą aplink atitinkamą kūno dalį (nugarą, koją ar petį) ir užsekite dirželius tampriai, bet patogiai, kad keturi vibruojamieji blokai būtų išdėstyti, kaip pageidaujate. Patikrinkite, ar baterija yra įkrauta. Įjungimo (ON) mygtuku įjunkite prietaisą. „Hyperice“ logotipas švies raudonai, o tai reiškia, kad „Venom 2“ yra įjungtas. Bloko viršuje esančiais mygtukais pasirinkite norimas šildymo ir vibracijos parinktis. Paspaudus šildymo arba vibracijos mygtuką, prietaisas įsijungia automatiškai. Dar kartą paspauskite šildymo arba vibracijos mygtuką, kad nustatytumėte pageidaujamą lygį. Per 15 min. neįvedus kitų duomenų, prietaisas išsijungs automatiškai. Baigiantis seansui prietaisas suvibruos du kartus, o išsikraunant baterijai – tris kartus. Norėdami naudoti toliau, tiesiog paspauskite šildymo arba vibracijos mygtuką ir nustatykite pageidaujamą lygį. Baterijai esant visiškai įkrautai, prietaisas veiks apie dvi valandas, kai nustatytas trečias šildymo lygis, ir ilgiau, jei žemesnis.

PRIJUNGIMAS PRIE „HYPERICE“ PROGRAMĖLĖS

Norėdami prijungti prietaisą prie „Hyperice“ programėlės „Bluetooth®“ ryšiu, įjunkite prietaisą, telefone aktyvuokite „Bluetooth“ ryšį ir padėkite prietaisą netoli


telefono. „Bluetooth“ LED ant bloko mirksės mėlyna spalva, o tai reiškia, kad laukiama susiejimo. Jei būsite paraginti, bakstelėkite „Scan for Devices“ (ieškoti įrenginių). Pažymėkite įrenginį, kai jis pasirodo ekrane. Kai susiesite savo „Venom 2“, „HyperSmart™“ leis automatiškai pradėti seansą ir valdyti karščio ir vibracijos nustatymus naudojantis „Hyperice“ programėle.

VALYMAS IR LAIKYMAS

Rankšluosčiu arba minkšta šluoste nuvalykite ant prietaiso susikaupusią drėgmę.

Laikykite prietaisą atokiau nuo šilumos šaltinių, skysčių ir vaikų. Kai nenaudojate, laikykite sausoje, švarioje, vėsioje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra yra nuo -10 °C iki 25 °C (nuo 14 °F iki 77 °F).

TECHNINIAI DUOMENYS



1. „Venom 2“ blokas
2. „Bluetooth®“ indikatorius
3. Krovimo prievadas
4. Maitinimo įjungimo / išjungimo (ON / OFF) mygtukas
5. Baterijos indikatorius
6. Šilumos reguliavimo mygtukas
7. Šilumos lygio rodiklis
8. Vibracijos reguliavimo mygtukas
9. Vibracijos būdo rodiklis
10. Kompreso juosta

Vibracijos dažnis: 88 Hz

Šiluma: 1 lygis – 45 °C (113 °F), 2 lygis – 50 °C (122 °F), 3 lygis – 55 °C (131 °F)

Svoris: 3 svarai / 1,6 kg (įskaitant įkroviklį)

KS / NS įkroviklis: 100–240 V, 50 arba 60 Hz, 0,7 A / 18,0 V, 1,0 A, 18,0 W

GARANTIJA

Šiam produktui galioja „Hyperice“ ribota garantija. Norėdami peržiūrėti savo šalyje galiojančią garantiją, apsilankykite hyperice.com/warranty.

MS

ARAHAN KESELAMATAN PENTING JANGAN BUANG LAMPIRAN INI



BAACA SEMUA ARAHAN SEBELUM MENGGUNAKAN VENOM 2



BAHAYA

Untuk mengurangkan risiko renjatan elektrik:

- Pastikan plag peranti ditanggalkan daripada punca kuasa elektrik dengan segera selepas peranti dicas dan sebelum peranti dibersihkan atau digunakan.
- Jangan ambil peranti yang terjatuh ke dalam air. Cabut plag dengan serta-merta.
- Jangan gunakan peranti semasa mandi atau di bawah pancuran air.
- Jangan letakkan atau simpan peranti di tempat yang boleh menyebabkan item tersebut terjatuh atau tertarik ke dalam tab mandi atau sinki. Jangan letakkan atau jatuhkan peranti ke dalam air atau cecair lain.
- Pastikan peranti sentiasa kering. Jangan kendalikan peranti dalam keadaan basah atau lembap.



AMARAN

Baca semua amaran dan arahan keselamatan sebelum menggunakan peranti ini. Kegagalan untuk mematuhi amaran dan arahan boleh mengakibatkan kejutan elektrik, kebakaran dan/atau kecederaan serius.

AMARAN

UNTUK MENGURANGKAN RISIKO MELECUR, KEJUTAN ELEKTRIK, KEBAKARAN DAN KECEDEeraan, PRODUK INI MESTILAH DIGUNAKAN MENGIKUT ARAHAN BERIKUT:

- Gunakan peranti ini hanya untuk tujuan yang diterangkan dalam manual ini.
- Unit ini bukan mainan. Untuk kegunaan orang dewasa sahaja. Jangan gunakan unit jika anda cedera.
- Jangan biarkan peranti tanpa pengawasan apabila disambungkan kepada punca kuasa. Pastikan plag peranti ini ditanggalkan daripada punca kuasa elektrik dengan segera selepas peranti dicas, sebelum digunakan dan sebelum dibersihkan. Tanggalkan plag daripada punca kuasa elektrik apabila peranti tidak digunakan dan sebelum mana-mana komponen peranti disambung atau ditanggalkan.
- Jangan kendalikan peranti di bawah selimut atau bantal. Pemanasan yang melampau boleh berlaku dan menyebabkan kebakaran, renjatan elektrik atau kecederaan.
- Jangan sekali-kali kendalikan peranti ini jika kord atau plag peranti rosak, jika peranti tidak berfungsi dengan betul, jika peranti terjatuh atau rosak atau jika peranti basah. Kembalikan peranti ke pusat servis untuk pemeriksaan dan pembaikan.
- Jangan bawa peranti ini dengan memegang kord atau menggunakan kord sebagai pemegang.
- Jauhkan kord dari permukaan yang panas.
- Jangan sekali-kali jatuhkan atau masukkan objek ke dalam mana-mana bukaan.
- Untuk kegunaan di lokasi yang kering SAHAJA. Jangan gunakan peranti di luar bangunan atau di atas permukaan yang basah dan jangan dedahkan peranti kepada air atau hujan.
- Gunakan produk ini mengikut arahan penggunaan dalam lampiran yang disediakan. Selain lampiran yang disertakan, arahan penggunaan juga boleh diperolehi melalui hyperice.com.
- Gunakan permukaan yang panas dengan berhati-hati. Risiko kelecuman yang serius. Jangan gunakan peranti pada kawasan kulit yang tidak sensitif terhadap haba atau jika peredaran darah tidak lancar. Penggunaan oleh kanak-kanak atau individu kurang upaya tanpa pengawasan adalah berisiko.
- Suhu yang cukup tinggi untuk menyebabkan kelecuman boleh dicapai tanpa mengira tetapan kawalan. Jangan gunakan peranti pada bayi, golongan kurang upaya, individu yang sedang tidur atau tidak sedarkan diri. Jangan gunakan pada kulit yang tidak sensitif terhadap haba atau pada individu dengan peredaran darah yang tidak lancar. Periksa kawasan kulit yang bersentuhan dengan bahagian peranti yang panas dengan kerap untuk mengelakkan risiko pelepuhan. Tanggalkan peranti daripada badan dengan segera dan matikan peranti sebaik sahaja muncul tanda ketidakselesaan.

- Peranti ini tidak boleh digunakan oleh individu yang tidak sensitif terhadap haba dan individu lain yang berisiko dan tidak mampu bertindak balas terhadap pemanasan melampau.
- Sekiranya peranti ditindih atau dipakai semasa tidur dan suhu ditetapkan kepada suhu yang lebih tinggi, pengguna peranti boleh mengalami kelecuman kulit atau strok haba.
- Jangan pijak, himpit atau tekan peranti. Elakkan melipat peranti dengan lipatan yang jelas. Jangan lipat Venom 2 semasa digunakan.
- Jangan ubah suai atau cuba untuk memperbaiki peranti. Tidak mengandungi sebarang komponen yang boleh dibaiki sendiri oleh pengguna. Sila hubungi Hyperice untuk menservis peranti.
- Elakkan peranti daripada terpasang tanpa sengaja. Pastikan butang kuasa peranti berada dalam kedudukan tutup (dimatikan) sebelum peranti disimpan, diangkat atau dibawa.

AMARAN

Jangan gunakan Venom 2 atau sebarang peranti haba atau getaran tanpa kelulusan daripada doktor anda terlebih dahulu sekiranya mana-mana perkara yang berikut berkenaan dengan diri anda: Kehamilan, diabetes dengan komplikasi seperti neuropati atau kerosakan retina, anda mempunyai perentak jantung, baru menjalani pembedahan, menghidap epilepsi atau migrain, cakera tulang teranjak, spondilolistesis, spondilolisis, spondilosis, baru menjalani pembedahan penggantian sendi atau pemasangan IUD, mempunyai pin atau plat logam atau apa-apa kebimbangan lain tentang kesihatan fizikal anda. Individu yang lemah dan kanak-kanak seharusnya diawasi oleh orang dewasa semasa menggunakan sebarang peranti haba atau getaran. Kontraindikasi ini tidak bermaksud anda tidak boleh menggunakan peranti ini. Walau bagaimanapun, kami menasihatkan agar anda mendapatkan nasihat doktor terlebih dahulu. Penyelidikan yang berterusan sedang dijalankan terhadap kesan haba dan getaran bagi masalah perubatan tertentu. Perkara ini mungkin dapat memendekkan senarai kontraindikasi yang ditunjukkan di atas pada masa akan datang. Pengalaman praktikal menunjukkan bahawa penyepaduan peranti senaman getaran dalam pelan rawatan disyorkan dalam kes tertentu. Perkara ini mesti dilakukan mengikut nasihat dan dengan pengawasan doktor, pakar atau ahli fisioterapi.











PERINGATAN

Semasa menggunakan peranti elektrik, langkah pencegahan asas mestilah sentiasa dipatuhi, termasuk yang berikut:

- Untuk kegunaan orang dewasa sahaja.
- Peranti ini tidak sesuai untuk digunakan oleh individu (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau intelek, atau yang kurang pengalaman dan pengetahuan tentang cara mengendalikan peranti, melainkan dengan pengawasan atau selepas diajar cara menggunakan peranti oleh individu lain yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.

- Peranti ini memiliki permukaan yang boleh dipanaskan. Individu yang sensitif terhadap haba mesti berhati-hati semasa menggunakan peranti ini. Peranti ini tidak boleh digunakan oleh individu yang tidak sensitif terhadap haba dan individu lain yang berisiko dan tidak mampu bertindak balas terhadap pemanasan melampau.
- Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan peranti ini.
- Tenggalkan pengecas daripada bateri selepas mengecas atau sebelum menggunakan peranti. Venom 2 tidak akan berfungsi jika pengecas disambungkan kepada bateri.
- Jangan biarkan Venom 2 beroperasi atau dicas tanpa pengawasan.
- Jangan rendam peranti dalam air. Cuci peranti dengan kain lembap sahaja.
- Jauhkan peranti daripada cecair.
- Gunakan peranti pada pakaian yang nipis atau permukaan badan yang kering dan bersih seperti yang ditunjukkan dalam arahan penggunaan.
- Jangan gunakan Venom 2 pada kulit yang basah atau dengan ubat sapu, terutamanya yang mengandungi bahan yang menghasilkan haba. Hal ini boleh mengakibatkan kelecuman kulit.
- Gunakan fabrik, pakaian atau tuala yang nipis di antara produk dengan kulit untuk mengurangkan risiko kelecuman.
- Kelecuman boleh berlaku tanpa mengira tetapan kawalan. Periksa bahagian kulit yang bersentuhan dengan produk dengan kerap. Tenggalkan peranti daripada badan dengan segera dan matikan peranti sebaik sahaja muncul tanda ketidakselesaan.
- Jangan letakkan sebarang objek logam di antara Venom 2 dengan badan pengguna, termasuk pin atau kancing lain yang diperbuat daripada logam untuk menetapkan kedudukan Venom 2
- Jangan ceraikan komponen peranti.
- Jangan usik atau ubah Venom 2 dengan apa-apa jua cara.
- Periksa peranti dengan teliti setiap kali sebelum digunakan. Sekiranya peranti menunjukkan sebarang tanda kerosakan, seperti penjarangan, penggelembungan atau peretakan, sila pulangkan kepada pusat servis Hyperice yang sah untuk diperiksa dan dibaiki.
- Jangan kendalikan peranti di tempat produk aerosol (semburan) digunakan atau di tempat oksigen diberikan.
- Jangan tekan, pijak atau duduk di atas Venom 2.
- Jangan himpit peranti dengan meletakkan objek berat di atasnya semasa penyimpanan
- Periksa peranti dengan kerap untuk tanda-tanda kehausan atau kerosakan. Sekiranya terdapat tanda kehausan atau kerosakan, bermakna peranti telah disalahgunakan atau sudah tidak berfungsi. Dalam hal ini, sila pulangkan peranti kepada pusat servis Hyperice yang sah untuk diperiksa dan dibaiki.
- Pembersihan dan penyelenggaraan oleh pengguna tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.
- Tidak sesuai untuk kegunaan perubatan di hospital. Dimaksudkan untuk penggunaan rumah atau komersial.

SIMPAN ARAHAN INI

Simbol	Perihal	Lokasi
IP21	Tahap perlindungan terhadap kemasukan air	Pada pambalut
	Baca arahan sebelum menggunakan	Dalam manual dan pada pod
	Arus terus	Pada pod
	Arus ulang alik	Pada pengecas
	Nama dan alamat pengilang	Dalam manual dan pada pod
	<p>Pengumpulan berasingan untuk sisa peralatan elektrik dan elektronik.</p> <p>Tanda ini bermaksud produk ini tidak patut dilupuskan dengan sisa domestik yang lain di seluruh EU. Untuk mengelakkan kemungkinan bahaya terhadap alam sekitar atau kesihatan manusia akibat pelupusan sisa yang tidak terkawal, kitar semula peranti anda dengan bertanggungjawab. Langkah ini menggalakkan penggunaan semula sumber bahan peranti secara lestari. Untuk memulangkan peranti anda yang telah digunakan, sila gunakan sistem pemulangan dan pengumpulan atau hubungi penjual yang menjual peranti tersebut. Mereka boleh mengambil produk tersebut untuk dikitar semula secara selamat.</p>	Pada pambalut
	Jangan cuci	Pada pambalut
	Jangan cuci kering	Pada pambalut
	Jangan gunakan mesin pengering	Pada pambalut
	Jangan gunakan peluntur	Pada pambalut
	Jangan seterika	Pada pambalut

	Simbol amaran untuk mengenal pasti bahaya yang boleh membawa kepada kematian atau kecederaan serius	Dalam manual dan pada pod
	Simbol peringatan yang menandakan pengguna perlu merujuk arahan penggunaan untuk mendapatkan maklumat peringatan penting seperti amaran dan langkah berjaga-jaga yang, atas pelbagai sebab, tidak dapat dipaparkan pada unit kawalan perubatan tersebut	Dalam manual
	Petua untuk memberikan panduan untuk penggunaan yang lebih mudah. Risiko kepada pengguna dianggap boleh diabaikan	Dalam manual
	Pematuhan Eropah (European Conformity)	Pada pembedalut
	Tanda Pematuhan Kawal Selia Australia (Australia RCM)	Pada pembedalut
	Buatan China	Pada pembedalut
	Tanda Penilaian Pematuhan UK (UKCA)	Pada pembedalut
	Kitar Semula Litium-Ion	Pada pembedalut
	Simbol kitar semula	Pada pembedalut
	Kawalan haba	Pada pod
	Butang hidupkan/matikan kuasa	Pada pod
	Kawalan getaran	Pada pod
	Kabel bekalan kuasa boleh tanggal, gunakan dengan pengecas yang dibekalkan dengan peranti sahaja.	Dalam manual dan pada pod

TEKNOLOGI WAYARLES BLUETOOTH®

Tanda dan logo perkataan Bluetooth® dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan tanda tersebut oleh Hyperice adalah berlesen. Sekiranya sambungan Bluetooth yang stabil terputus, sistem akan cuba menyambung semula secara automatik. Venom 2 berautonomi sepenuhnya dan akan terus beroperasi seperti biasa walaupun semasa sambungan terputus. Jika unit kawalan ini menyebabkan gangguan yang boleh ditentukan dengan mematikan

dan menghidupkan unit kawalan, pengguna digalakkan untuk cuba membetulkan gangguan dengan menukar arah atau kedudukan unit kawalan, meningkatkan jarak di antara peralatan dengan unit kawalan atau menyambungkan unit kawalan kepada salur keluar kuasa yang berbeza pada litar jika unit kawalan disambungkan kepada salur keluar kuasa.

Unit kawalan Venom 2 menggunakan teknologi wayarles Bluetooth 5.0 dengan spesifikasi radio yang berikut: FCC ID: 2AWQY-VENOM2, IC: 26929-VENOM2, Frekuensi: 2402 hingga 2480 MHz

Unit ini mematuhi bahagian 15 Peraturan Suruhanjaya Komunikasi Persekutuan (Federal Communications Commission, FCC). Pengendalian tertakluk pada dua syarat yang berikut: (1) Unit kawalan ini tidak akan menyebabkan gangguan berbahaya dan (2) unit kawalan ini mestilah menerima apa-apa gangguan, termasuk gangguan yang mungkin akan mengakibatkan pengendalian unit kawalan yang tidak diingini. Unit kawalan ini mematuhi piawaian RSS pengecualian lesen Industri Kanada. Pengendalian tertakluk pada dua syarat yang berikut: (1) unit kawalan ini tidak akan menyebabkan gangguan dan (2) unit kawalan ini mestilah menerima apa-apa gangguan, termasuk gangguan yang mungkin akan mengakibatkan pengendalian unit kawalan yang tidak diingini.

Peralatan ini mematuhi had pendedahan radiasi FCC/ISED yang ditetapkan untuk persekitaran tidak terkawal dan mematuhi Garis Panduan Pendedahan frekuensi radio (RF) FCC dan RSS-102 bagi peraturan Pendedahan frekuensi radio (RF) ISED. Peralatan ini mempunyai tahap tenaga RF yang sangat rendah yang dianggap sebagai patuh tanpa ujian kadar penyerapan khusus (SAR).

Perubahan atau pengubahsuaian yang tidak diluluskan dengan jelas oleh pihak yang bertanggungjawab untuk pematuhan boleh membatalkan kebenaran pengguna untuk mengendalikan peralatan.

Peralatan ini telah diuji dan didapati mematuhi had bagi peranti digital Kelas B, menurut Bahagian 15 Peraturan FCC. Had ini direka bentuk untuk memberikan perlindungan munasabah terhadap gangguan berbahaya dalam pemasangan di kemudian. Peralatan ini menjaga, menggunakan serta boleh memancarkan tenaga frekuensi radio dan jika tidak dipasang dan digunakan mengikut arahan, boleh menyebabkan gangguan yang berbahaya terhadap komunikasi radio. Walau bagaimanapun, tiada jaminan bahawa gangguan tidak akan berlaku dalam pemasangan tertentu.

Jika peralatan ini ada menyebabkan gangguan berbahaya terhadap penerimaan televisyen atau radio, yang boleh ditentukan dengan menghidupkan dan mematikan peralatan, pengguna digalakkan untuk cuba membetulkan gangguan dengan satu atau lebih langkah berikut:

- Ubah orientasi atau kedudukan antena penerima.
- Tingkatkan jarak pemisahan di antara peralatan dengan penerima.
- Sambungkan peralatan kepada salur keluar kuasa pada litar yang berbeza daripada yang disambungkan kepada penerima.
- Hubungi penjual atau juruteknik radio/TV yang berpengalaman untuk mendapatkan bantuan.

MAKLUMAT BATERI DALAMAN

Unit kawalan Venom 2 ini dilengkapi bateri ion litium yang boleh dicas semula. Bateri dalaman peranti ini direka untuk membolehkan Venom 2 digunakan di mana-mana sahaja, walaupun tanpa soket punca kuasa elektrik. Venom 2 mungkin perlu dicas dahulu sebelum digunakan untuk kali pertama. Bateri yang dicas sepenuhnya akan membekalkan kuasa untuk penggunaan berterusan selama 2+ jam. Bateri mengambil masa kira-kira 4 jam untuk dicas sepenuhnya apabila unit kawalan disambungkan kepada punca kuasa dan tidak digunakan.

- Peranti ini mengandungi bateri ion litium. Bateri peranti hanya boleh diganti oleh individu terlatih menggunakan alat khas. Hubungi Hyperice untuk servis atau pembaikan peranti. Peranti ini mengandungi bateri yang tidak boleh digantikan. Apabila hayat bateri hampir tamat, peranti akan dilupuskan sewajarnya. Bateri mesti dilupuskan dengan selamat di kemudahan pembuangan atau kitar semula e-sisa yang sewajarnya.



AMARAN

- Ikut semua arahan pengecasan dan jangan cas pek bateri atau peranti pada suhu yang lebih rendah atau tinggi daripada julat suhu yang dinyatakan dalam arahan. Mengecas dengan cara yang tidak betul atau pada suhu yang lebih rendah atau tinggi daripada julat yang dinyatakan boleh merosakkan bateri dan meningkatkan risiko kebakaran.
- Julat suhu nominal untuk pengecasan bateri ialah 0° ~ 45°C (32° ~ 113°F)
- Dalam keadaan yang melampau, cecair mungkin akan terkeluar daripada bateri. Elakkan daripada terkena cecair ini. Jika terkena, bilas dengan air. Jika mata terkena cecair, dapatkan bantuan perubatan. Cecair yang terkeluar daripada bateri boleh menyebabkan kerengsaan atau kecederaan.
- Jangan gunakan pek bateri atau peranti yang sudah rosak atau diubah suai. Bateri yang rosak atau diubah suai mungkin akan menghasilkan tindak balas yang sukar diramal dan boleh menyebabkan kebakaran, letupan atau kecederaan.
- Bateri yang digunakan di dalam peranti ini boleh menyebabkan risiko kebakaran atau kecederaan melecur akibat bahan kimia jika dikendalikan dengan salah. Jangan pisahkan komponen peranti. Jangan dedahkan pek bateri atau peranti kepada api atau suhu melampau. Pendedahan kepada api atau suhu melebihi 130°C (265°F) boleh menyebabkan letupan.
- Sekiranya pek bateri mengalami kebocoran, jangan biarkan apa-apa cecair terkena kulit atau mata. Jika terkena, bilas kawasan yang terjejas dengan air yang banyak dan dapatkan bantuan perubatan
- Sekiranya bateri pecah, mengalami kebocoran yang serius atau meletup, keluar dari kawasan yang terjejas dan kuarantinkan kawasan yang tercemar. Pastikan terdapat pengudaraan yang baik untuk mengeluarkan asap, gas atau bau yang kurang menyenangkan.

- Mata – Bilas mata dengan air yang banyak selama 15 minit. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.
- Kulit – Bilas kawasan yang terjejas dengan air dan sabun dalam kuantiti yang banyak atau mandi selama 15 min
- Tersedut – Dedahkan individu yang terkesan kepada udara segar dan berikan bantuan pernafasan jika perlu. Dapatkan rawatan perubatan jika perlu.
- Tertelan – Hubungi doktor atau pusat racun setempat dengan segera
- Lupuskan bateri terpakai dengan segera. Jauhkan daripada kanak-kanak. Jangan pisahkan bahagian dalam peranti dan jangan lupuskan peranti dalam api.

ARAHAN PENGENDALIAN

MENGECAS



AMARAN

⚠️ Venom 2 hanya boleh dicas dengan pengecas dwipenebat Hyperice 18VDC (nombor model MX24Z2-1801000) yang dibekalkan dengan peranti. Jangan cas Venom 2 semalaman atau biarkan Venom 2 tanpa pengawasan semasa dicas atau digunakan.

Untuk mengecaskan peranti, sambungkan penyesuai kepada port pengecasan bateri dan sambungkan kabel pengecas kepada soket elektrik. Caskan bateri sepenuhnya hingga enam jam sebelum penggunaan pertama. Lampu LED akan berkelip untuk menunjukkan paras bateri dan menandakan pengecasan sedang aktif. Apabila lampu LED berhenti berkelip dan kekal berwarna hijau, bateri telah dicas sepenuhnya. Peranti akan memaparkan paras kuasa bateri apabila dihidupkan. Unit boleh dicas pada bila-bila masa dan pada sebarang paras kuasa bateri. Anda tidak digalakkan untuk menggunakan bateri sepenuhnya sehingga paras LED berwarna jingga. Caskan semula unit setiap bulan untuk memaksimumkan jangka hayat bateri.

PENGENDALIAN

Balutkan pembalut mampatan pada bahagian badan yang disasarkan (belakang, kaki atau bahu) dan sambungkan tali pengikat supaya pembalut selesai dipakai dan tidak terlalu ketat. Hal ini adalah untuk memastikan pod getaran terletak seperti yang diinginkan. Pastikan bateri dicas. Tekan butang HIDUP untuk mengaktifkan unit. Logo Hyperice akan menyala merah, menandakan Venom 2 sudah diaktifkan. Pilih tetapan haba dan getaran yang diinginkan menggunakan butang di bahagian atas pod. Peranti akan bermula secara automatik apabila butang haba atau getaran ditekan. Tekan butang haba atau getaran sekali lagi untuk mencapai tahap yang diinginkan. Tanpa input tambahan, peranti akan dimatikan secara automatik selepas 15 minit. Peranti akan bergetar dua kali untuk menandakan tamat satu sesi atau tiga kali jika kuasa bateri rendah. Untuk terus menggunakan peranti, tekan butang haba atau getaran dan laraskan kepada

tahap yang diinginkan. Pada tahap haba tiga, bateri yang dicas sepenuhnya akan membekalkan kuasa yang mencukupi selama dua jam dan lebih lama pada tahap haba yang lebih rendah


MENYAMBUNGKAN PERANTI KEPADA APLIKASI HYPERICE

Untuk menyambungkan peranti anda kepada Aplikasi Hyperice melalui Bluetooth®, pastikan peranti anda dihidupkan, fungsi Bluetooth telefon anda diaktifkan dan peranti anda berada dalam julat telefon anda. LED Bluetooth pada pod akan berkelip dengan cahaya biru. Hal ini bermakna peranti bersedia untuk digandingkan. Apabila digesa, ketik "Scan for Devices" ("Imbas untuk Mengesan Peranti"). Pilih peranti anda apabila senarai pilihan dipaparkan pada skrin. Selepas Venom 2 digandingkan, HyperSmart™ membolehkan anda memulakan sesi anda secara automatik dan mengawal tetapan haba dan getaran melalui aplikasi Hyperice.

PEMBERSIHAN DAN PENYIMPANAN

Gunakan tuala atau kain yang lembut untuk mengelap lembapan pada unit. Jauhkan peranti daripada sumber haba, cecair dan kanak-kanak. Simpan peranti di tempat yang bersih, sejuk, kering dan jauh daripada cahaya matahari langsung apabila tidak digunakan. Suhu penyimpanan yang disarankan adalah antara -10°C hingga 25°C/14°F hingga 77°F.

SPESIFIKASI



1. Pod Venom 2
2. Penunjuk Bluetooth®
3. Port pengecasan
4. Butang kuasa (HIDUP/MATI)
5. Penunjuk paras bateri
6. Butang pelaras haba
7. Penunjuk paras haba
8. Butang pelarasan getaran
9. Penunjuk pola getaran
10. Pembalut mampatan

Frekuensi Getaran: 88 Hz

Haba: #1 113°F (45° C) #2 122° F (50° C) #3 131° F (55° C)

Berat: 3 paun / 1.6 kg (termasuk pengecas)

Pengecas AC-DC: 100-240 V, 50/60 Hz, 0.7A - 18.0V, 1.0A, 18.0 W

WARANTI

Produk ini dilindungi oleh jaminan terhadap daripada Hyperice. Layari hyperice.com/warranty untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang waranti di negara anda.

NL

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES NIET VERNIETIGEN



LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DE VENOM 2 GEBRUIKT



GEVAAR

Om het risico op elektrische schokken te verminderen:

- Haal de stekker van dit apparaat altijd onmiddellijk na het opladen en vóór reiniging of gebruik uit het stopcontact.
- Als een apparaat in het water is gevallen, probeer het er dan niet uit te halen. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Niet gebruiken als u in bad zit of als u onder de douche staat.
- Plaats of bewaar het apparaat niet op een plek waar het kan vallen of in een badkuip of gootsteen kan worden getrokken. Niet in water of in een andere vloeistof plaatsen of laten vallen.
- Droog bewaren. Gebruik het apparaat niet in natte of vochtige omstandigheden.



WAARSCHUWING

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en -instructies voordat u dit apparaat gebruikt. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.



WAARSCHUWING

OM HET RISICO OP BRANDWONDEN, ELEKTRISCHE SCHOKKEN, BRAND EN PERSOONLIJK LETSEL TE VERMINDEREN DIENT DIT PRODUCT CONFORM DE VOLGENDE INSTRUCTIES TE WORDEN GEBRUIKT:

- Gebruik dit apparaat uitsluitend waarvoor het is bedoeld zoals wordt beschreven in deze handleiding.
- Dit is geen speelgoed. Uitsluitend te gebruiken door volwassenen. Gebruik het apparaat niet wanneer het beschadigd is.
- Dit apparaat moet nooit onbeheerd worden achtergelaten terwijl het op stroom is aangesloten. Haal de stekker van dit apparaat altijd onmiddellijk na het opladen, vóór gebruik en vóór het reinigen uit het stopcontact. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt en voordat u onderdelen aanbrengt of verwijderd.
- Niet onder een deken of kussen gebruiken. Er kan overmatige verhitting optreden die brand, elektrische schokken of lichamelijk letsel zou kunnen veroorzaken.
- Gebruik dit apparaat nooit als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt, als het gevallen of beschadigd is, of als het nat is geworden. Breng het apparaat naar een servicecentrum voor inspectie en reparatie.
- Draag dit apparaat niet aan het snoer en gebruik het snoer niet als handvat.
- Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Laat nooit een voorwerp in een opening vallen en stop er nooit iets in.
- **UITSLUITEND** geschikt voor droge locaties. Gebruik het apparaat niet buiten of op een natte ondergrond en stel het niet bloot aan water of regen.
- Gebruik het product alleen volgens deze instructies. Daarnaast zijn er gebruiksinstructies beschikbaar op hyperice.com.
- Gebruik verwarmde oppervlakken voorzichtig. Kan ernstige brandwonden veroorzaken. Niet gebruiken op ongevoelige delen van de huid of bij een slechte bloedsomloop. Het onbeheerd gebruik van verwarmde apparaten door kinderen of bewusteloze personen kan gevaarlijk zijn.
- Er kunnen zich temperaturen voordoen die hoog genoeg zijn om brandwonden te veroorzaken, ongeacht de bedieningsinstellingen. Niet gebruiken bij baby's of invaliden of bij een slapend of bewusteloos persoon. Niet gebruiken op ongevoelige huid of bij personen met een slechte bloedsomloop. Controleer regelmatig de huid die in contact komt met de verwarmde onderdelen van het apparaat om het risico op blaren te verminderen. Verwijder het apparaat onmiddellijk van het lichaam en schakel het uit bij de eerste tekenen van ongemak.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen die ongevoelig zijn voor warmte en andere zeer kwetsbare personen die niet kunnen reageren op oververhitting.
- Als op het apparaat wordt geslapen of het wordt gedragen tijdens het slapen en de bedieningsknoppen op een hoge temperatuur zijn ingesteld, kan de gebruiker last krijgen van brandwonden of een hitteberoerte.
- Niet pletten. Voorkom vouwen met scherpe plooiën. Vouw de Venom 2 niet op tijdens gebruik.

- Wijzig het apparaat niet en probeer het niet te repareren. Bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Neem contact op met Hyperice voor onderhoud.
- Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de aan-uitknop in de uitstand staat voordat u het apparaat opbergt, oppakt of draagt.



WAARSCHUWING

Gebruik de Venom 2, of enig ander apparaat dat warmte of trillingen afgeeft, niet zonder de voorafgaande toestemming van uw arts in een van de volgende gevallen: zwangerschap, diabetes met complicaties zoals neuropathie of netvliesbeschadiging, het dragen van pacemakers, een recente operatie, epilepsie of migraine, hernia, spondylolistesis, spondylolyse of spondylose, recente vervanging van een gewricht of spiraaltje, metalen pennen of platen of eventuele zorgen over uw lichamelijke gezondheid. Kwetsbare personen en kinderen moeten bij gebruik van warmte- of trilapparatuur worden begeleid door een volwassene. Deze contra-indicaties betekenen niet dat u dit apparaat niet kunt gebruiken, maar we raden u aan om eerst een arts te raadplegen. Er wordt momenteel onderzoek verricht naar de effecten van warmte en trillingen op specifieke medische aandoeningen. Dit zal er waarschijnlijk voor zorgen dat de lijst met contra-indicaties hierboven korter wordt. Praktijkervaring heeft uitgewezen dat in een aantal gevallen de opname van een triltoefening in een behandelplan aan te raden is. Dit moet gebeuren op advies van en in aanwezigheid van een arts, specialist of fysiotherapeut.




LET OP

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd de volgende basisvoorzorgsmaatregelen in acht worden genomen:


- Uitsluitend te gebruiken door volwassenen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of personen die over weinig ervaring met en kennis over het gebruik van dit apparaat beschikken, tenzij er toezicht is of ze instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Het apparaat heeft een verwarmd oppervlak. Personen die gevoelig zijn voor warmte moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van het apparaat. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen die ongevoelig zijn voor warmte en andere zeer kwetsbare personen die niet kunnen reageren op oververhitting.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Koppel de lader na het opladen of vóór gebruik los van de batterij. De Venom 2 werkt niet als de lader op de batterij is aangesloten.
- Laat de Venom 2 nooit onbeheerd werken of opladen.

- Dompel het apparaat niet onder in water. Maak het apparaat alleen schoon met een vochtige doek.
- Houd vloeistoffen uit de buurt van het apparaat.
- Gebruik het apparaat alleen op een droog en schoon lichaamsoppervlak of op luchtige kleding, zoals weergegeven in deze instructies.
- Gebruik de Venom 2 niet op een natte huid of op een huidzalf, vooral wanneer deze warmteproducerende ingrediënten bevat, omdat dit brandwonden kan veroorzaken.
- Gebruik een dunne stof, kleding of een dunne handdoek tussen het product en de huid om het risico op brandwonden te verminderen.
- Er kunnen brandwonden ontstaan, ongeacht de bedieningsinstellingen. Controleer de huid onder het product regelmatig. Verwijder het product onmiddellijk van het lichaam en schakel het uit bij de eerste tekenen van ongemak.
- Plaats geen metalen voorwerpen tussen de Venom 2 en het lichaam, waaronder veiligheidsspelden of andere metalen bevestigingsmiddelen om de Venom 2 vast te zetten.
- Probeer het apparaat niet te demonteren.
- Beschadig de Venom 2 niet en breng geen wijzigingen aan.
- Controleer het apparaat zorgvuldig vóór elk gebruik. Als het apparaat tekenen van slijtage vertoont, zoals breuken, blaren of scheuren, dient u het terug te brengen naar een bevoegd Hyperice-servicecentrum voor inspectie en reparatie.
- Gebruik het apparaat niet in ruimtes waar spuitbussen (sprays) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegevoerd.
- Ga niet op de Venom 2 zitten, duw er niet tegenaan en plet het apparaat niet.
- Plet het apparaat niet door er tijdens opslag voorwerpen op te leggen
- Controleer het apparaat regelmatig op tekenen van slijtage of beschadiging. Breng het apparaat terug naar een bevoegd Hyperice-servicecentrum voor inspectie en reparatie, als dergelijke tekenen optreden of als het apparaat verkeerd is gebruikt of niet werkt.
- Reinigen en regulier onderhoud mogen zonder toezicht niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Niet bedoeld voor medisch gebruik in ziekenhuizen. Bedoeld voor huishoudelijk of commercieel gebruik.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Symbol	Beschrijving	Locatie
IP21	Mate van bescherming tegen binnendringen van water	Op de verpakking
	Lees de gebruiksaanwijzing vóór het gebruik	In de handleiding en op de pod

	Gelijkstroom	Op de pod
	Wisselstroom	Op oplader
	Naam en adres van fabrikant	In de handleiding en op de pod
	<p>Aparte inzameling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.</p> <p>Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid binnen de gehele EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u het retour- en ophaalsysteem of neemt u contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuvriendelijke recycling.</p>	Op de verpakking
	Niet wassen	Op de verpakking
	Niet chemisch reinigen	Op de verpakking
	Niet centrifugeren	Op de verpakking
	Niet bleken	Op de verpakking
	Niet strijken	Op de verpakking
	Waarschuwingssymbool – wordt gebruikt om u te attenderen op een gevaar dat overlijden of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.	In de handleiding en op de pod

	Waarschuwingssymbool om aan te geven dat de gebruiker de gebruiksinstructies vóór gebruik moet raadplegen voor belangrijke waarschuwende informatie, zoals waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen die om verschillende redenen niet op de medische bedieningseenheid zelf kunnen worden weergegeven.	In handleiding
	Handige tip om gebruik eenvoudiger te maken. Risico voor de gebruiker wordt geacht verwaarloosbaar te zijn.	In handleiding
	Europese conformiteit	Op de verpakking
	Australische RCM-markering	Op de verpakking
	Geproduceerd in China	Op de verpakking
	UK CA-markering	Op de verpakking
	Recyclebaar lithium-ion	Op de verpakking
	Recyclesymbool	Op de verpakking
	Verwarmingsregeling	Op de pod
	In-/uitschakelen	Op de pod
	Trillingsregeling	Op de pod
	Afneembare voedingskabel, alleen gebruiken met de oplader die bij het apparaat is geleverd.	In de handleiding en op de pod

DRAADLOZE BLUETOOTH®-TECHNOLOGIE

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en ieder gebruik van dergelijke merken door Hyperice valt onder een licentie. In het onwaarschijnlijke geval van een verlies van een stabiele Bluetooth-verbinding, probeert het systeem de verbinding automatisch te herstellen. De Venom 2 is geheel autonoom en blijft normaal werken, zelfs als de verbinding wordt verbroken. Als deze bedieningseenheid toch interferentie veroorzaakt, hetgeen kan worden vastgesteld door de bedieningseenheid uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door de bedieningseenheid anders te

richten of op een andere plaats te zetten, de afstand tussen apparatuur en de bedieningseenheid te vergroten of de bedieningseenheid aan te sluiten op een ander stopcontact op een groep, als de bedieningseenheid netvoeding krijgt.

De Venom 2-bedieningseenheid maakt gebruik van draadloze Bluetooth 5.0-technologie met de volgende radiospecificaties:
FCC-ID: 2AWQY-VENOM2, IC: 26929-VENOM2, frequentie: 2402 tot 2480 MHz

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) deze bedieningseenheid mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) deze bedieningseenheid moet alle ontvangens interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. Deze bedieningseenheid voldoet aan Industry Canada vergunningsvrije RSS-standaard(en). De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) deze bedieningseenheid mag geen interferentie veroorzaken, en (2) deze bedieningseenheid moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van de eenheid kan veroorzaken.

Deze apparatuur is conform de FCC/ISED-blootstellingslimieten voor straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving en voldoet aan de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentie (RF) en RSS-102 van de ISED-voorschriften voor blootstelling aan radiofrequentie (RF). Deze apparatuur heeft zeer lage niveaus RF-energie die worden geacht te voldoen zonder het testen van de specifieke absorptiesnelheid (SAR).

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze schadelijke interferentie bij radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde omgeving.

Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden om te proberen de interferentie op te lossen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Richt de ontvangstantenne een andere kant op of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
- Neem contact op met de leverancier of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

INFORMATIE OVER DE INTERNE BATTERIJ

Het Venom 2-apparaat is uitgerust met een oplaadbare lithium-ionbatterij. De interne batterij is bedoeld voor gebruik van het Venom 2-systeem waar u maar wilt, zelfs als er geen stopcontacten in de buurt zijn. De Venom 2 moet mogelijk worden opgeladen voorafgaand aan het eerste gebruik. Een volledig opgeladen batterij biedt voeding voor meer dan 2 uur doorlopend gebruik. Het duurt ongeveer 4 uur om de batterij volledig op te laden wanneer de bedieningseenheid is aangesloten op het lichtnet en niet wordt gebruikt.

- Dit apparaat bevat een lithium-ionbatterij. Batterijen kunnen alleen worden vervangen door een deskundige persoon met speciaal gereedschap. Neem contact op met Hyperice voor onderhoud of reparatie. Dit apparaat bevat batterijen die niet kunnen worden vervangen. Wanneer de batterij het einde van zijn levensduur heeft bereikt, dient het apparaat op de juiste wijze te worden afgevoerd. De batterij moet op een veilige manier worden ingeleverd bij een geschikte afvalverwerkings- of recyclingfaciliteit voor elektronisch afval.



WAARSCHUWING

- Volg alle oplaadinstructions en laad de batterij of het apparaat niet op buiten het temperatuurbereik dat in de instructies wordt aangegeven. Onjuist opladen of opladen bij temperaturen buiten het gespecificeerde bereik kan de batterij beschadigen en het risico op brand vergroten.
- Het nominale temperatuurbereik voor het opladen van de batterij is 0 °C - 45 °C (32 °F - 113 °F).
- Wanneer de batterij op onjuiste wijze wordt gebruikt, kan er vloeistof uit de batterij komen. Vermijd contact. Bij onbedoeld contact spoelen met water. Raadpleeg een arts als er vloeistof in de ogen komt. Vloeistof afkomstig uit de batterij kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- Gebruik geen beschadigde of gewijzigde batterijen of apparaten. Beschadigde of gewijzigde batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat kan leiden tot brand, explosies of risico op letsel.
- De in dit apparaat gebruikte batterij kan een risico op brand of chemische brandwonden opleveren als het apparaat verkeerd wordt gebruikt. Demonteer de batterijen of het apparaat niet en deze niet bloot aan vuur of hoge temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 130 °C (265 °F) kan een explosie veroorzaken.
- Als de batterijen lekken, zorg er dan voor dat er geen vloeistof in contact komt met de huid of ogen. Als er contact is gemaakt, spoelt u het betreffende gebied met grote hoeveelheden water en schakelt u medische hulp in.
- In het geval van scheuren van de accu, grote lekkage of explosie verlaat u het gebied en plaatst u het verontreinigde gebied in quarantaine. Zorg voor goede ventilatie om eventuele dampen, gassen of scherpe geuren te verwijderen.
- Ogen - Spoel de ogen gedurende 15 minuten met veel water. Roep onmiddellijk medische hulp in.
- Huid - Spoel het aangetaste gebied met veel water en zeep of neem gedurende 15 minuten een douche.

- Inademing - Stel de persoon bloot aan frisse lucht en gebruik indien nodig kunstmatige ademhaling. Roep indien nodig medische hulp in.
- Inslikken - Raadpleeg onmiddellijk een arts of een plaatselijk gifcentrum.
- Voer de batterij direct af. Houd hem uit de buurt van kinderen. Demonteer hem niet en voer hem niet af met afval dat wordt verbrand.

GEBRUIKSAANWIJZING

OPLADEN



WAARSCHUWING

De Venom 2 mag uitsluitend worden opgeladen met de dubbel geïsoleerde, 18 VDC-oplader van Hyperice (modelnummer MX24Z2-1801000) die met het apparaat is geleverd. Laad de Venom 2 niet 's nachts op en laat de Venom 2 niet onbeheerd achter tijdens het opladen of wanneer deze in gebruik is.

Om het apparaat op te laden sluit u de adapter aan op de oplaadpoort van de batterij en steekt u de stekker van de laadkabel in een stopcontact. Laad de batterij volledig op vóór het eerste gebruik. Dit kan tot zes uur duren. Een ledlampje knippert om het batterijniveau te tonen en aan te geven dat de batterij wordt opgeladen. Als de batterij volledig is opgeladen, knippert het ledlampje niet langer en brandt dit groen. Het apparaat geeft het batterijniveau weer wanneer het wordt aangezet. Het apparaat kan op elk moment en bij elk batterijniveau opnieuw worden opgeladen. We adviseren u om de batterij niet volledig leeg te laten raken tot het oranje ledniveau. Laad het apparaat maandelijks op om de batterijduur zo goed mogelijk te houden.

BEDIENING

Plaats de compressiewikkel om het juiste lichaamsdeel (rug, been of schouder) en bevestig de banden nauwsluitend, maar comfortabel, zodat de vier trilpods op de gewenste plaats komen te zitten. Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat te activeren. Het Hyperice-logo gaat rood branden om aan te geven dat de Venom 2 is geactiveerd. Kies de gewenste warmte- en trillingsopties met de knoppen boven op de pod. Het apparaat start automatisch wanneer u op de warmte- of trilknop drukt. Druk nogmaals op de warmte- of trilknop tot het gewenste niveau is ingesteld. Het apparaat wordt na 15 minuten automatisch uitgeschakeld zonder verdere invoer. Het apparaat trilt twee keer om aan te geven dat een sessie is beëindigd of drie keer om aan te geven dat de batterij bijna leeg is. Om het apparaat te blijven gebruiken, drukt u nogmaals op de warmte- of trilknop en stelt u het gewenste niveau in. Een volledig opgeladen batterij biedt voeding voor ongeveer twee uur op niveau drie en langer op lagere niveaus.

VERBINDING MAKEN MET DE HYPERICE-APP


Om uw apparaat via Bluetooth® met de Hyperice-app te verbinden, moet u ervoor zorgen dat uw apparaat is ingeschakeld, Bluetooth op uw telefoon is ingeschakeld en uw apparaat zich binnen bereik van uw telefoon bevindt. Het Bluetooth-lampje

op de pod knippert blauw. Dit betekent dat het apparaat wacht op koppeling. Tik op 'Scan for Devices' (Scannen naar apparaten) als u daarom wordt gevraagd. Selecteer uw apparaat wanneer het op het scherm verschijnt. Nadat u de Venom 2 hebt gekoppeld, kunt u met HyperSmart™ uw sessie automatisch starten en de warmte- en trillingsinstellingen regelen vanuit de Hyperice-app.

REINIGEN EN BEWAREN

Gebruik een handdoek of zachte doek om vocht van het apparaat te vegen. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, vloeistoffen en kinderen. Bewaar het apparaat op een schone, koele, droge plaats, weg van direct zonlicht, wanneer het niet in gebruik is. Het wordt aanbevolen het apparaat te bewaren bij een temperatuur tussen -10 °C en 25 °C (14 °F en 77 °F).

SPECIFICATIES



1. Venom 2-pod
2. Bluetooth®-indicator
3. Laadpoort
4. Aan/uit-kноп
5. Batterij-indicator
6. Warmtekноп
7. Indicatoren voor verwarmingsniveau
8. Trielkноп
9. Indicatoren voor trielpatroon
10. Compressiewikkel

Trillingsfrequentie: 88 Hz

Warmte: #1 45 °C (113 °F) #2 50 °C (122 °F) #3 55 °C (131 °F)

Gewicht: 3 lbs / 1,6 kg (inclusief oplader)

AC/DC-oplader: 100-240 V - 50/60 Hz 0,7 A - 18,0 V, 1,0 A, 18,0 W

GARANTIE

Dit product wordt gedekt door een beperkte garantie van Hyperice. Ga naar hyperice.com/warranty om de garantie in uw land te bekijken.

PL

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA NIE NISZCZYĆ



PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA VENOM 2 NALEŻY PRZECZYTAĆ
WSZYSTKIE INSTRUKCJE



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem:

- Zawsze należy wyjmować wtyczkę z gniazdka bezpośrednio po zakończeniu ładowania i przed czyszczeniem lub użyciem urządzenia.
- Nie należy wyciągać urządzenia, które wpadło do wody. Natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie stosować w kąpeli ani pod prysznicem.
- Nie ustawiać ani nie przechowywać urządzenia w miejscu, z którego mogłoby spaść lub zsunąć się do wanny lub umywalki. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Chronić przed wilgocią. Nie korzystać z urządzenia w mokrych i wilgotnych warunkach.



OSTRZEŻENIE

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń i instrukcji może skutkować porażeniem prądem elektrycznym, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami ciała.

OSTRZEŻENIE

W CELU OGRANICZENIA ZAGROŻENIA POPARZENIEM, PORAZENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, POŻAREM I OBRAŻENIAMI CIAŁA Z PRODUKTU NALEŻY KORZYSTAĆ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI INSTRUKCJAMI.

- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, jak opisano w niniejszej instrukcji.
- To urządzenie nie służy do zabawy. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych. Nie należy używać w razie urazów.
- Urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru, gdy jest podłączone do prądu. Zawsze należy wyjmować wtyczkę z gniazdka bezpośrednio po zakończeniu ładowania, przed użyciem urządzenia i przed jego czyszczeniem. Wtyczkę należy także wyjąć z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane oraz przed jego założeniem lub demontażem.
- Nie stosować pod kocem ani poduszką. Nadmierne nagrzewanie może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, które ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, nie działa prawidłowo, zostało upuszczone lub uszkodzone bądź uległo zawilgoceniu. Należy oddać je do serwisu w celu dokonania przeglądu i naprawy.
- Nie przenosić urządzenia za przewód ani nie używać przewodu jako rączki.
- Przewód należy trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni.
- Nigdy nie wolno upuszczać ani wkładać żadnych przedmiotów do otworu.
- Używać WYŁĄCZNIE w suchych miejscach. Nie używać na świeżym powietrzu ani na mokrych powierzchniach. Nie wystawiać na działanie wody ani deszczu.
- Stosować wyłącznie w sposób zgodny z niniejszymi instrukcjami. Dodatkowe instrukcje są dostępne na stronie internetowej hyperice.com.
- Należy zachować ostrożność podczas korzystania z rozgrzanych powierzchni. Mogą one powodować ciężkie oparzenia. Nie stosować na niewrażliwej skórze ani na obszarach, w których występuje słabe krążenie. Używanie rozgrzanych elementów przez dzieci lub osoby niepełnosprawne bez nadzoru może stwarzać niebezpieczeństwo.
- Urządzenie może osiągać temperatury wystarczające do spowodowania oparzeń bez względu na wybrane ustawienia. Nie stosować u niemowląt ani u niepełnosprawnych, śpiących lub nieprzytomnych osób. Nie stosować na niewrażliwej skórze ani u osób ze słabym krążeniem. Należy często sprawdzać stan skóry w miejscu, w którym ma ona kontakt z rozgrzanym urządzeniem, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia pęcherzy. W przypadku wystąpienia dyskomfortu natychmiast zdjąć urządzenie z ciała i wyłączyć je.
- Urządzenia nie należy stosować u osób niewrażliwych na ciepło ani u innych osób, które nie są w stanie prawidłowo reagować na przegrzanie.
- Korzystanie z urządzenia w trakcie snu lub leżenie na urządzeniu ustawionym na wyższą wartość temperatury może spowodować oparzenia lub udary ciepłe.

- Nie zgniatać. Unikać zwijania w sposób powodujący powstanie nadmiernych zagięć. Nie związać urządzenia Venom 2 w trakcie korzystania z niego.
- Nie modyfikować ani nie podejmować prób naprawy urządzenia. Wyrób nie zawiera części nadających się do naprawy przez użytkownika. W kwestii serwisowania urządzenia należy kontaktować się z firmą Hyperice.
- Chronić przed przypadkowym włączeniem urządzenia. Przed sięgnięciem po urządzenie, jego przeniesieniem lub umieszczeniem w miejscu przechowywania należy upewnić się, że przycisk zasilania znajduje się w pozycji wyłączenia.

OSTRZEŻENIE

W żadnym z poniższych przypadków nie należy korzystać z urządzenia Venom 2 ani żadnego innego urządzenia do terapii cieplnej lub urządzenia wibracyjnego bez uprzedniej zgody lekarza: ciąża, cukrzyca z chorobami towarzyszącymi takimi jak neuropatia czy uszkodzenie siatkówki, stosowanie stymulatorów serca, niedawno przebyty zabieg chirurgiczny, padaczka bądź migrena, przepuklina kręgosłupa, kręgoszynek, kręgoszczelina albo zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, niedawne zabiegi wszczepienia protezy stawu albo założenia wkładki wewnątrzmacicznej, metalowe sworznie albo płytki czy dowolne problemy w zakresie stanu zdrowia fizycznego. Osobom słabym fizycznie i dzieciom podczas korzystania z dowolnego urządzenia do terapii cieplnej lub urządzenia wibracyjnego powinna towarzyszyć osoba dorosła. Powyższe przeciwwskazania nie oznaczają, że nie można używać niniejszego urządzenia, ale radzimy najpierw skonsultować się z lekarzem. Prowadzone są badania nad wpływem ciepła i wibracji na konkretne schorzenia. Spowoduje to prawdopodobnie skrócenie listy przeciwwskazań wskazanych powyżej. Praktyka pokazała, że włączenie wibrującego urządzenia do ćwiczeń do planu leczenia jest w wielu przypadkach korzystne. Musi się to odbywać za radą i w porozumieniu z lekarzem, specjalistą lub fizjoterapeutą.











PRZESTROGA

Korzystanie z urządzenia elektrycznego wymaga zachowania podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych zasad użytkowania.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych.
- Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej ani osoby, które nie mają doświadczenia w korzystaniu z urządzenia lub nie wiedzą, w jaki sposób je obsługiwać (chyba że są pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przez taką osobę poinstruowane co do obsługi urządzenia).
- Urządzenie jest wyposażone w nagrzewającą się powierzchnię. Osoby wrażliwe na ciepło powinny zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia. Urządzenia nie należy stosować u osób niewrażliwych na ciepło ani u innych osób, które nie są w stanie prawidłowo reagować na przegrzanie.

- Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
- Po ładowaniu lub przed użyciem urządzenia odłączyć ładowarkę od akumulatora. Urządzenie Venom 2 nie działa, gdy ładowarka jest podłączona do akumulatora.
- Nigdy nie zostawiać urządzenia Venom 2 włączonego lub podłączonego do ładowania bez nadzoru.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Czyścić jedynie przy pomocy zwilżonej szmatki.
- Trzymać z dala od płynów.
- Stosować wyłącznie na suchej, czystej skórze lub przez ubranie z cienkiego materiału, jak pokazano w instrukcji.
- Nie stosować urządzenia Venom 2 na mokrej skórze lub na skórze pokrytej miejscowo kremem, zwłaszcza preparatami zwiększającymi wytwarzanie ciepła, ponieważ może to powodować wystąpienie oparzeń.
- Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, między produktem a skórą należy umieścić cienką tkaninę, ubranie lub rękawicę.
- Oparzenia mogą pojawić się bez względu na ustawienie poziomu ciepła. Często sprawdzać stan skóry pod urządzeniem. Natychmiast zdjąć je z ciała i wyłączyć w przypadku wystąpienia dyskomfortu.
- Nie umieszczać metalowych przedmiotów (w tym spinek lub metalowych zapięć umożliwiających mocowanie urządzenia) między urządzeniem Venom 2 a ciałem.
- Nie podejmować prób demontażu.
- Nie manipulować urządzeniem Venom 2 ani nie modyfikować go w żaden sposób.
- Dokładnie obejrzeć urządzenie przed każdym użyciem. W przypadku zaobserwowania pogorszenia się stanu urządzenia (np. pęknięcia lub pojawienia się wypukłości) zwrócić urządzenie do autoryzowanego serwisu firmy Hyperice w celu dokonania przeglądu i naprawy.
- Nie używać przy korzystaniu z produktów w aerozolu ani z tlenu.
- Nie siadać na urządzeniu Venom 2, nie naciskać na nie ani nie zgniatać.
- Podczas przechowywania urządzenia nie układać na nim innych przedmiotów.
- Należy często sprawdzać urządzenie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Jeśli widoczne są takie oznaki, urządzenie jest stosowane w niewłaściwy sposób lub gdy nie działa, należy zwrócić je do autoryzowanego serwisu w celu dokonania przeglądu i naprawy.
- Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru czyszczenia i konserwacji urządzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań medycznych w szpitalach. Przeznaczone do użytku domowego lub komercyjnego.

ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Symbol	Opis	Miejsce
IP21	Stopień ochrony przed wnikaniem wody	Na mankiecie
	Przed użyciem zapoznać się z instrukcją	W instrukcji i na module sterowania
	Prąd stały	Na module sterowania
	Prąd przemienny	Na ładowarce
	Nazwa i adres producenta	W instrukcji i na module sterowania
	<p>Selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.</p> <p>Oznaczenie to wskazuje, że na terenie UE produkt nie powinien być usuwany wraz z innymi odpadami komunalnymi. Aby uniknąć możliwych negatywnych skutków niekontrolowanego usuwania odpadów dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego, wyrób należy poddawać rozsądnemu recyklingowi w celu promowania zrównoważonych metod ponownego wykorzystania surowców. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemu zwrotów i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został kupiony. Może on przyjąć produkt w celu poddania go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.</p>	Na mankiecie
	Nie prac	Na mankiecie
	Nie czyścić chemicznie na sucho	Na mankiecie
	Nie suszyć w suszarce bębnowej	Na mankiecie
	Nie wybielać	Na mankiecie
	Nie prasować	Na mankiecie

	Symbol ostrzegawczy identyfikujący zagrożenie, które może prowadzić do śmierci lub ciężkiego urazu	W instrukcji i na module sterowania
	Symbol przestrogi oznacza konieczność zapoznania się przez użytkownika z instrukcją obsługi, w której znajdują się ważne informacje dotyczące środków ostrożności, takie jak ostrzeżenia i przestrogi, których z różnych względów nie można umieścić bezpośrednio na jednostce sterującej.	W instrukcji obsługi
	Wskazówka ułatwiająca użytkowanie. Zagrożenie dla użytkownika jest uznawane za znikome	W instrukcji obsługi
	Europejskie oznaczenie zgodności	Na mankiecie
	Znak zgodności z przepisami obowiązującymi w Australii	Na mankiecie
	Wyprodukowano w Chinach	Na mankiecie
	Oznaczenie zgodności z normami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii	Na mankiecie
	Recykling akumulatorów litowo-jonowych	Na mankiecie
	Symbol recyklingu	Na mankiecie
	Regulacja poziomu ciepła	Na module sterowania
	Przycisk wł./wył.	Na module sterowania
	Regulacja poziomu wibracji	Na module sterowania
	Odlączany przewód zasilający; stosować wyłącznie z ładowarką dostarczoną z urządzeniem.	W instrukcji i na module sterowania

TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA BLUETOOTH®

Znak słowny i logotypy Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc. i firma Hyperice używa ich za jej zezwoleniem. W mało prawdopodobnym przypadku utraty stabilnego połączenia Bluetooth system podejmie próbę

automatycznego przywrócenia połączenia. Urządzenie Venom 2 jest całkowicie autonomiczne i będzie działać normalnie nawet w przypadku utraty łączności. Jeśli to jednostka sterująca powoduje zakłócenia, co można określić poprzez jej wyłączenie i włączenie, zachęca się użytkownika do próby wyeliminowania zakłóceń poprzez zmianę orientacji lub umiejscowienia jednostki sterującej, zwiększenie odległości między tą jednostką sterującą a pozostałymi jednostkami sterującymi albo podłączenie jednostki sterującej do gniazda w innym obwodzie.

Jednostka sterująca Venom 2 wykorzystuje technologię bezprzewodową Bluetooth 5.0 o następującej specyfikacji radiowej: Identyfikator FCC: 2AWQY-VENOM2, IC: 26929-VENOM2, częstotliwość: od 2402 do 2480 MHz.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego praca podlega następującym dwóm warunkom: (1) jednostka sterująca nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) jednostka sterująca musi tolerować odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami mogącymi spowodować niewłaściwe działanie. Niniejsza jednostka sterująca jest zgodna z normami RSS, zwalniającymi z konieczności uzyskania licencji Industry Canada. Jej praca podlega następującym dwóm warunkom: (1) jednostka sterująca nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) jednostka sterująca musi tolerować zakłócenia, włącznie z zakłóceniami mogącymi spowodować niewłaściwe działanie urządzenia.

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania FCC/ISED dotyczące wartości granicznych ekspozycji na promieniowanie określone dla środowiska niekontrolowanego oraz wytyczne FCC dotyczące ekspozycji na energię o częstotliwości radiowej (RF) i wymogi normy ISED RSS-102 w zakresie ekspozycji na energię o częstotliwości radiowej. Urządzenie to charakteryzuje się bardzo niskim poziomem energii RF, który uznaje się za zgodny z przepisami bez konieczności przeprowadzania badań dotyczących współczynnika absorpcji swoistej (SAR).

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez podmiot odpowiedzialny za zapewnienie zgodności, może skutkować unieważnieniem prawa użytkownika do obsługi urządzenia.

Urządzenie zostało poddane testom, które wykazały, że spełnia wymagania dotyczące urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami działania urządzeń w budynkach mieszkalnych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a w przypadku instalacji i stosowania w sposób niezgodny z instrukcją może wywoływać szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie można jednak w pełni zagwarantować, że w konkretnej konfiguracji zakłócenia takie nie wystąpią.

Jeśli urządzenie to będzie wywoływać szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik może podjąć próbę wyeliminowania zakłóceń przez wykonanie jednej lub kilku następujących czynności:

- zmiana położenia lub ustawienia anteny odbiorczej;
- zwiększenie odstępów między urządzeniem a odbiornikiem;
- podłączenie urządzenia do gniazda zasilającego należącego do innego obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik;
- konsultacja ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym technikiem radiowo-telewizyjnym.

INFORMACJE O AKUMULATORZE WEWNĘTRZNYM

Jednostka sterująca Venom 2 jest wyposażona w akumulator litowo-jonowy.

Akumulator wewnętrzny umożliwia korzystanie z urządzenia Venom 2 w dowolnym miejscu – nawet jeśli nie są dostępne gniazda elektryczne.

Urządzenie Venom 2 może wymagać naładowania przed pierwszym użyciem.

W pełni naładowany akumulator zapewnia zasilanie przez ponad 2 godziny ciągłej pracy. Pełne naładowanie akumulatora trwa około 4 godz., gdy jednostka sterująca jest podłączona, ale nie jest używana.

- To urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy. Akumulator może zostać wymieniony jedynie przez wykwalifikowanego pracownika za pomocą specjalnego narzędzia. W celu konserwacji lub naprawy urządzenia należy skontaktować się z firmą Hyperice. Urządzenie zawiera akumulatory, które nie mogą być wymieniane. Po upływie okresu eksploatacji akumulatora należy prawidłowo zutylizować urządzenie. Akumulator należy w sposób bezpieczny zutylizować, korzystając z odpowiedniego punktu odbioru odpadów elektronicznych albo odzysku.



OSTRZEŻENIE

- Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi ładowania. Nie ładować akumulatora ani urządzenia, jeśli temperatura przekracza zakres podany w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie przy temperaturze przekraczającej ustalony zakres może spowodować uszkodzenie akumulatora lub zwiększyć ryzyko pożaru.
- Nominalny zakres temperatury ładowania to 0–45°C (32–113°F).
- W niewłaściwych warunkach eksploatacji z akumulatora może wydobywać się ciecz – należy unikać kontaktu z nią. Jeśli przypadkowo dojdzie do kontaktu z cieczą, należy przemyć miejsce kontaktu wodą. W przypadku dostania się cieczy do oczu należy także skontaktować się z lekarzem. Ciecz wypływająca z akumulatora może powodować podrażnienia lub oparzenia.
- Nie używać akumulatora ani urządzenia, jeśli zostały uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą działać w sposób nieprzewidywalny i powodować pożary, wybuchy lub obrażenia.
- Akumulator użyty w tym urządzeniu może stwarzać ryzyko pożaru lub poparzenia chemicznego w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nim. Nie demontować. Nie wystawiać akumulatora ani urządzenia na działanie ognia lub wysokiej temperatury. Wystawienie na działanie ognia lub temperatury przekraczającej 130°C (265°F) może skutkować wybuchem.

- W przypadku wycieku z akumulatora nie dopuścić do kontaktu cieczy ze skórą ani oczami. Jeśli jednak dojdzie do kontaktu, przemyć daną okolicę dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku rozerwania akumulatora, znacznego wycieku lub wybuchu należy opuścić zanieczyszczony obszar i objąć go kwarantanną. Należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia, aby usunąć z niego opary, gazy lub ostre zapachy.
- Oczy – przemywać dużą ilością wody przez 15 minut. Pilnie skontaktować się z lekarzem.
- Skóra – przemyć okolicę, która miała kontakt z cieczą, dużą ilością wody z mydłem lub wziąć 15-minutowy prysznic.
- Wdychanie – wyprowadzić daną osobę na świeże powietrze oraz, jeśli to konieczne, użyć metody sztucznego oddychania. Skontaktować się z lekarzem, jeśli zajdzie taka potrzeba.
- Połknięcie – natychmiast skonsultować się z lekarzem lub lokalnym centrum kontroli zatruc.
- Jak najszybciej zutilizować zużyty akumulator. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Nie demontować ani nie wrzucać do ognia.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

ŁADOWANIE



OSTRZEŻENIE

☐☐☐ Urządzenie Venom 2 należy ładować wyłącznie przy pomocy zasilacza z podwójną izolacją Hyperice 18 V DC (numer modelu MX24Z2-1801000) wchodzącego w skład zestawu. Nie zostawiać urządzenia Venom 2 podłączonego do ładowarki przez noc ani nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas ładowania lub użytkowania.

Aby naładować urządzenie, podłączyć adapter do portu ładowania i podłączyć przewód do ładowania do gniazdka elektrycznego. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator (nie powinno to zająć więcej niż sześć godzin). Migający wskaźnik LED informuje o poziomie naładowania akumulatora i sygnalizuje, że proces ładowania jest w toku. Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, wskaźnik LED przestanie migać i będzie świecić się ciągłym zielonym światłem. Po włączeniu urządzenie wyświetli poziom naładowania akumulatora. Urządzenie może być ładowane w dowolnym czasie i przy dowolnym poziomie naładowania. Nie zaleca się całkowitego rozładowywania akumulatora (do poziomu sygnalizowanego pomarańczowym kolorem wskaźnika LED). Aby przedłużyć żywotność urządzenia, należy co miesiąc ponownie je naładować.

OBSŁUGA

Owinąć mankiet uciskowy wokół odpowiedniej części ciała (pleców, nogi lub barku) i przymocować ciasno pasami, tak aby cztery moduły wibrujące były umieszczone w żądanych miejscach i nie powodowały dyskomfortu. Upewnić się, że akumulator jest naładowany. Nacisnąć przycisk ON (WŁ.), aby włączyć urządzenie. Logo Hyperice podświetli się na czerwono, co wskazuje, że urządzenie Venom 2 zostało włączone. Za pomocą przycisków znajdujących się na górze modułu sterowania wybrać żądane ustawienia podgrzewania i wibracji. Urządzenie uruchomi się automatycznie po naciśnięciu przycisku podgrzewania lub wibracji. Ponownie nacisnąć przycisk podgrzewania lub wibracji, aby ustawić żądany poziom. Urządzenie wyłącza się automatycznie po 15 minutach bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności. Urządzenie wibruje dwukrotnie, aby zasygnalizować koniec sesji. Trzykrotne wibrowanie oznacza, że poziom naładowania akumulatora jest niski. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, wystarczy nacisnąć przycisk podgrzewania lub wibracji, aż do ustawienia żądanego poziomu. W pełni naładowany akumulator wystarczy na zasilanie urządzenia przez około dwie godziny na poziomie trzecim podgrzewania i dłużej na niższych poziomach.


NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z APLIKACJĄ HYPERICE

Aby połączyć urządzenie z aplikacją Hyperice przez Bluetooth®, należy upewnić się, że urządzenie jest włączone, Bluetooth jest włączony w telefonie, a urządzenie znajduje się w zasięgu telefonu. Migający na niebiesko wskaźnik LED Bluetooth na module sterowania sygnalizuje oczekiwanie na sparowanie urządzenia. Po wyświetleniu komunikatu dotknąć opcji „Scan for Devices” (Skanuj w poszukiwaniu urządzeń). Gdy posiadany system pojawi się na ekranie, należy go wybrać. Po sparowaniu urządzenia Venom 2 z telefonem funkcja HyperSmart™ pozwoli na automatyczne rozpoczęcie sesji i regulację poziomu ciepła i wibracji za pomocą aplikacji Hyperice.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Ręcznikiem lub miękką szmatką zetrzeć wilgoć z urządzenia. Urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, unikać jego kontaktu z cieciami oraz trzymać poza zasięgiem dzieci. Nieużywane urządzenie przechowywać w czystym, chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Zalecana temperatura przechowywania: od -10°C do 25°C/ od 14°F do 77°F.

SPECYFIKACJA



1. Moduł sterowania Venom 2
2. Wskaźnik Bluetooth®
3. Port ładowania
4. Przycisk zasilania (ON/OFF (WŁ./WYŁ.))
5. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
6. Przycisk regulacji ciepła
7. Wskaźniki poziomu ciepła
8. Przycisk regulacji poziomu wibracji
9. Wskaźniki poziomu wibracji
10. Mankiet uciskowy

Częstotliwość wibracji: 88 Hz

Temperatura: poziom 1 – 113°F (45°C), poziom 2 – 122°F (50°C), poziom 3 – 55°C (131°F)

Waga: 1,6 kg / 3 funty (w tym ładowarka)

Ładowarka AC-DC: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,7 A – 18,0 V, 1,0 A, 18,0 W

GWARANCJA

Produkt jest objęty ograniczoną gwarancją firmy Hyperice. Informacje o zakresie gwarancji w danym kraju można znaleźć na stronie hyperice.com/warranty.

PT

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES NÃO DESTRUIR



LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O VENOM 2



PERIGO

Para reduzir o risco de choque elétrico:

- Retirar sempre este dispositivo da tomada elétrica imediatamente após o carregamento e antes de o limpar ou utilizar.
- Não apanhar um dispositivo que tenha caído na água. Retirar imediatamente da tomada.
- Não utilizar quando estiver no banho ou no duche.
- Não colocar nem guardar o dispositivo num local onde possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou lavatório. Não colocar nem deixar cair dentro de água ou de outro líquido.
- Manter seco. Não utilizar em condições húmidas ou molhadas.



AVISO

Leia todos os avisos e instruções de segurança antes de utilizar este dispositivo. O não cumprimento dos avisos e instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.



AVISO

PARA REDUZIR O RISCO DE QUEIMADURAS, CHOQUE ELÉTRICO, INCÊNDIO E FERIMENTOS CORPORAIS, ESTE PRODUTO DEVE SER UTILIZADO DE ACORDO COM AS SEGUINTE INSTRUÇÕES:

- Utilize este dispositivo apenas para a utilização prevista, conforme descrito neste manual.
- Isto não é um brinquedo. Destina-se a ser utilizado apenas por adultos. Não utilize em caso de ferimentos.
- Este dispositivo nunca deve ser deixado sem vigilância quando ligado à corrente. Desligue sempre este dispositivo da tomada elétrica imediatamente após o carregamento e antes de o utilizar ou limpar. Retire da tomada elétrica quando não o estiver a utilizar e antes de colocar ou retirar peças.
- Não utilize o aparelho de baixo de uma manta ou almofada. Tal poderá resultar num aquecimento excessivo, causando um incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- Nunca utilize o dispositivo se este tiver um cabo ou ficha danificados, não estiver a funcionar corretamente, tiver caído ou se estiver danificado ou molhado. Devolva o dispositivo a um centro de assistência para que seja examinado e reparado.
- Não transporte este dispositivo segurando-o pelo cabo nem utilize o cabo como pega.
- Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.
- Nunca deixe cair nem introduza objetos nas aberturas.
- Adequado APENAS para locais secos. Não utilize no exterior nem em superfícies molhadas e não exponha a água ou chuva.
- Utilize o produto apenas de acordo com estes materiais de instrução. Além disso, os materiais de instrução estão disponíveis em hyperice.com.
- Utilize as superfícies aquecidas com cuidado. Pode provocar queimaduras graves. Não utilize sobre áreas cutâneas sem sensibilidade ou em zonas com má circulação sanguínea. A utilização sem supervisão de calor por crianças ou pessoas incapacitadas pode ser perigosa.
- Podem ocorrer temperaturas suficientemente elevadas para causar queimaduras, independentemente da definição de controlo. Não utilize em crianças nem em pessoas inválidas ou que estejam a dormir ou inconscientes. Não utilize em áreas cutâneas sem sensibilidade ou em pessoas com má circulação sanguínea. Verifique frequentemente a pele em contacto com a área aquecida do dispositivo para reduzir o risco de formação de bolhas. Retire imediatamente do corpo e desligue o dispositivo se começar a sentir desconforto.
- Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas sem sensibilidade ao calor nem por outras pessoas muito vulneráveis que não tenham capacidade para reagir ao aquecimento excessivo.
- Se o dispositivo for utilizado enquanto dorme, com os controlos definidos para uma temperatura elevada, o utilizador pode sofrer queimaduras na pele ou uma insolação.

- Não esmagar. Evite dobrar com vincos acentuados. Não dobre o Venom 2 enquanto estiver a ser utilizado.
- Não modifique nem tente reparar o dispositivo. Não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Contacte a Hyperice para obter assistência.
- Evite que o dispositivo inicie acidentalmente. Certifique-se de que o botão de alimentação está na posição de desligado antes de pegar no dispositivo ou de o transportar ou guardar.



AVISO

Não utilize o Venom 2, nem qualquer dispositivo térmico ou de vibração, sem primeiro obter aprovação do seu médico se qualquer uma das seguintes situações se aplicar: gravidez, diabetes com complicações como neuropatia ou danos na retina, utilização de pacemakers, cirurgia recente, epilepsia ou enxaquecas, hérnia discal, espondilolistese, espondilólise ou espondilose, substituições recentes e articulações ou presença de DIU, pinos ou placas metálicas ou quaisquer preocupações com a sua saúde física. As crianças e os indivíduos debilitados deverão ser acompanhados por um adulto aquando da utilização de um dispositivo térmico ou de vibração. Estas contraindicações não significam que não pode utilizar este dispositivo, mas recomendamos que consulte primeiro um médico. Está em curso uma investigação sobre os efeitos do calor e da vibração em condições médicas específicas. Provavelmente, tal irá resultar na redução da lista de contraindicações apresentada acima. A experiência prática demonstrou que a integração de um exercício vibratório num plano de tratamento apresenta benefícios em vários casos. A utilização deverá ser realizada mediante o aconselhamento e acompanhamento de um médico, especialista ou fisioterapeuta.














ADVERTÊNCIA

Ao utilizar um dispositivo elétrico, devem ser sempre seguidas precauções básicas, incluindo o seguinte:

- Destina-se a ser utilizado apenas por adultos.
- Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não possuam a experiência e o conhecimento necessários para utilizar este dispositivo, a não ser que tenham supervisão ou que tenham recebido instruções relativas à utilização do dispositivo de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- O dispositivo tem uma superfície aquecida. As pessoas sensíveis ao calor devem ser cuidadosas ao utilizar o dispositivo. Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas sem sensibilidade ao calor nem por outras pessoas muito vulneráveis que não tenham capacidade para reagir ao aquecimento excessivo.
- Não deixe as crianças sem supervisão, de modo a garantir que estas não brincam com o dispositivo.

- Desligue o carregador da bateria após o carregamento ou antes da utilização. O Venom 2 não funciona enquanto o carregador estiver ligado à bateria.
- Nunca deixe o Venom 2 a funcionar ou a carregar sem vigilância.
- Não mergulhe o dispositivo em água. Limpe apenas com um pano húmido.
- Mantenha os líquidos afastados do dispositivo.
- Utilize apenas numa zona limpa e seca do corpo ou sobre roupas leves, conforme ilustrado nestes materiais de instruções.
- Não utilize o Venom 2 em pele húmida ou sobre pomadas tópicas, especialmente as que contêm ingredientes que produzem calor, pois tal pode provocar queimaduras na pele.
- Utilize um tecido, peça de vestuário ou toalha finos entre o produto e a pele para reduzir a possibilidade de queimaduras.
- Podem ocorrer queimaduras, independentemente da definição de controlo. Verifique a pele sob o produto com frequência e remova-o imediatamente do corpo e desligue-o se começar a sentir desconforto.
- Não coloque quaisquer objetos metálicos entre o Venom 2 e o corpo, incluindo ganchos ou outros elementos de fixação metálicos, para prender o Venom 2.
- Não tente desmontar.
- Não adultere nem altere o Venom 2 de forma alguma.
- Examine cuidadosamente o dispositivo antes de cada utilização. Se o dispositivo apresentar sinais de deterioração, tais como formação de fendas, empolamento ou fissuração, envie-o a um centro de assistência autorizado da Hyperice para que seja inspecionado e reparado.
- Não utilize em locais onde estejam a ser utilizados produtos aerossóis (spray) ou onde esteja a ser administrado oxigénio.
- Não se sente em cima do Venom 2, não se encoste a este nem o esmague.
- Não esmague o dispositivo colocando itens por cima do mesmo enquanto está guardado.
- Examine frequentemente o dispositivo quanto a sinais de desgaste ou danos. Se estes estiverem presentes, se o dispositivo tiver sido utilizado incorretamente ou não funcionar, devolva-o a um centro de assistência autorizado da Hyperice para que seja examinado e reparado.
- A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Não se destina a ser utilizado em hospitais. Destinado a um uso doméstico ou comercial.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Símbolo	Descrição	Localização
IP21	Grau de proteção contra a entrada de água	Na banda
	Ler as instruções antes de utilizar	No manual e na cápsula
	Corrente contínua	Na cápsula
	Corrente alternada	No carregador
	Nome e morada do fabricante	No manual e na cápsula
	<p>Recolha seletiva para resíduos elétricos e equipamento eletrónico.</p> <p>Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos, em toda a UE. Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. O revendedor pode levar este produto para reciclagem segura a nível ambiental.</p>	Na banda
	Não lavar	Na banda
	Não lavar a seco	Na banda
	Não utilizar máquina de secar	Na banda
	Não utilizar lixívia	Na banda
	Não passar a ferro	Na banda
	Símbolo de aviso para identificar um risco que pode levar à morte ou a ferimentos graves	No manual e na cápsula

	Símbolo de advertência para indicar a necessidade de o utilizador consultar a informação de alerta importante das instruções de utilização, como avisos e precauções que, por várias razões, não podem ser apresentados na própria unidade de controlo médica	No manual
	Dica para permitir orientação para uma utilização mais fácil. Risco para o utilizador considerado negligenciável	No manual
	Conformidade europeia	Na banda
	RCM Austrália	Na banda
	Fabricado na China	Na banda
	Marcação do Reino Unido	Na banda
	Reciclar bateria de íões de lítio	Na banda
	Símbolo de reciclagem	Na banda
	Controlo de calor	Na cápsula
	Ligar/desligar	Na cápsula
	Controlo de vibração	Na cápsula
	Cabo de alimentação amovível, utilize apenas com o carregador fornecido com o dispositivo.	No manual e na cápsula

TECNOLOGIA SEM FIOS BLUETOOTH®

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas pela Hyperice é efetuada sob licença. Na eventualidade pouco provável de perda de uma ligação estável Bluetooth, o sistema tenta reestabelecer a sua ligação automaticamente. O dispositivo Venom 2 é totalmente autónomo e continua a funcionar normalmente mesmo em caso de perda de ligação. Se esta unidade de controlo causar interferência, o que pode ser determinado ligando e desligando a unidade de controlo, o utilizador deve tentar corrigir a interferência reorientando ou mudando a localização da unidade de controlo, aumentando a distância de separação entre o equipamento e a unidade de controlo ou ligando a unidade de controlo a uma tomada diferente num circuito, caso esteja ligada.

A unidade de controlo do Venom 2 utiliza a tecnologia sem fios Bluetooth 5.0 com as seguintes especificações de rádio:FCC ID: 2AWQY-VENOM2, IC: 26929-VENOM2, Frequência: 2402 a 2480 MHz

Esta unidade está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições: (1) esta unidade de controlo não pode causar interferência grave e (2) esta unidade de controlo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejável. Esta unidade de controlo está em conformidade com o(s) padrão(ões) RSS isento(s) de licença da Indústria do Canadá. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições: (1) esta unidade de controlo não pode causar interferência e (2) esta unidade de controlo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejável da unidade.

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação definidos pela FCC/ISED para ambientes não controlados e cumpre com os requisitos das diretrizes de exposição à radiofrequência (RF) da FCC e com as regras de exposição à radiofrequência (RF) RSS-102 da ISED. Este equipamento emite níveis muito baixos de energia de RF que estão em conformidade com os limites sem teste de taxa de absorção específica (SAR).

As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderão anular a autoridade do utilizador de operar o equipamento.

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode radiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas às comunicações de rádio. No entanto, não é possível garantir que não ocorra interferência numa instalação específica.

Se este equipamento vier a causar interferência nociva à emissão de rádio ou televisão, o que se pode verificar desligando e ligando o equipamento, aconselha-se que o utilizador tente corrigir a interferência aplicando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena recetora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Solicitar a ajuda do revendedor ou de um técnico experiente em rádio/TV.

INFORMAÇÃO DA BATERIA INTERNA

Esta unidade do Venom 2 está equipada com uma bateria de iões de lítio recarregável. A bateria interna foi concebida para permitir a utilização do Venom 2 em qualquer lugar, mesmo quando não estiverem disponíveis tomadas de alimentação.

O Venom 2 pode precisar de ser carregado antes da primeira utilização. Uma bateria totalmente carregada possui carga para mais de 2 horas de utilização contínua. São necessárias, aproximadamente, 4 horas para carregar completamente a bateria quando a unidade de controlo está ligada e não está a ser utilizada.

- Este dispositivo contém uma bateria de iões de lítio. A bateria só pode ser substituída por uma pessoa qualificada com uma ferramenta específica. Contacte a Hyperice para obter assistência ou reparação. Este dispositivo contém baterias que não são substituíveis. Quando a bateria estiver no fim de vida útil, o dispositivo deve ser eliminado de forma adequada. A eliminação da bateria tem de ser efetuada em segurança e de acordo com as normas aplicáveis numa instalação de eliminação ou reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.



AVISO

- Siga todas as instruções de carregamento e não carregue a bateria ou o dispositivo fora do intervalo de temperatura especificado nas instruções. O carregamento incorreto ou a temperaturas fora do intervalo especificado pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.
- O intervalo de temperatura nominal para carregar a bateria é 0 °C~45 °C (32 °F~113 °F).
- Em condições indevidas, pode ser expelido líquido da bateria; evite o contacto. Em caso de contacto acidental com o líquido da bateria, lave com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure assistência médica. O líquido expelido da bateria pode causar irritação ou queimaduras.
- Não utilize uma bateria ou um dispositivo danificados ou modificados. As baterias danificadas ou modificadas podem apresentar um comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
- A bateria utilizada neste dispositivo pode apresentar um risco de incêndio ou de queimaduras químicas se for utilizada incorretamente. Não desmonte nem exponha uma bateria ou dispositivo a fogo ou a temperaturas excessivas. A exposição ao fogo ou a temperaturas superiores a 130 °C (265 °F) pode provocar uma explosão.
- Em caso de fuga na bateria, não permita que o líquido entre em contacto com a pele ou os olhos. Se tiver ocorrido contacto com o líquido da bateria, lave a área afetada com quantidades abundantes de água e procure assistência médica.
- Em caso de rutura da bateria, fuga grave ou explosão, evacue a área e coloque a área contaminada em quarentena. Ventile bem o espaço para eliminar quaisquer fumos, gases ou odores fortes.
- Olhos – enxague os olhos com água abundante durante 15 minutos; procure imediatamente assistência médica.
- Pele – enxague a área afetada com água abundante e sabão ou tome um duche durante 15 minutos.
- Inalação – coloque a pessoa num local com ar fresco e utilize respiração artificial, se necessário; procure assistência médica, se necessário.

- Ingestão – consulte imediatamente um médico ou um centro de controlo de venenos local
- Elimine a bateria usada imediatamente. Mantenha-a afastada das crianças. Não desmonte nem elimine no fogo.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

CARREGAR A BATERIA



AVISO

O Venom 2 deve ser carregado apenas com o carregador Hyperice de 18 V CC com isolamento duplo (número de modelo MX24Z2-1801000) fornecido com o dispositivo. Não carregue o Venom 2 durante a noite nem deixe o Venom 2 sem vigilância quando este estiver a carregar ou a ser utilizado.

Para carregar, ligue o adaptador à porta de carregamento da bateria e ligue o cabo de carregamento a uma tomada. Carregue totalmente a bateria durante até seis horas antes da primeira utilização. A luz LED pisca para mostrar o nível da bateria e indicar um carregamento ativo. A carga total é indicada quando a luz LED deixa de piscar e permanece totalmente acesa a verde. O dispositivo apresenta o nível da bateria quando ligado. A unidade pode ser recarregada a qualquer altura e com qualquer nível da bateria. Não se recomenda que a bateria fique completamente descarregada até ao nível do LED laranja. Recarregue a unidade mensalmente para prolongar ao máximo a vida útil da bateria.

FUNCIONAMENTO

Envolve a parte do corpo pretendida (costas, perna ou ombro) com a banda de compressão e fixe as correias com um ajuste firme, mas confortável, de forma que as quatro cápsulas de vibração fiquem posicionadas conforme pretendido. Certifique-se de que a bateria está carregada. Prima o botão de ligar para ativar a unidade. O logótipo da Hyperice acende a vermelho para indicar que o Venom 2 está ativo. Escolha as opções de calor e vibração pretendidas com os botões na parte superior da cápsula. O dispositivo arranca automaticamente quando é premido o botão de calor ou vibração. Prima novamente o botão de calor ou vibração até ao nível pretendido. O dispositivo desliga-se automaticamente após 15 minutos sem ser necessária uma nova ação. O dispositivo vibra duas vezes para indicar o fim de uma sessão ou vibra três vezes para indicar que a bateria está fraca. Para continuar a utilização, basta premir novamente o botão de calor ou vibração e definir o nível pretendido. Uma bateria totalmente carregada alimenta o dispositivo durante cerca de duas horas no nível três de calor e durante mais tempo em níveis mais baixos.

LIGAR À APLICAÇÃO HYPERICE


Para ligar o dispositivo à aplicação Hyperice através de Bluetooth®, certifique-se de que o dispositivo está ligado, de que o Bluetooth está ativado no seu telemóvel e de que o dispositivo está dentro do alcance do seu telemóvel. O

LED do Bluetooth na cápsula irá piscar a azul, o que significa que está à espera de emparelhar. Se solicitado, toque em "Procurar dispositivos". Selecione o seu dispositivo quando aparecer no ecrã. Depois de emparelhar o Venom 2, a HyperSmart™ permite iniciar automaticamente a sua sessão e controlar as definições de calor e vibração a partir da aplicação Hyperice.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Utilize uma toalha ou um pano macio para limpar a humidade da unidade. Mantenha a unidade afastada de fontes de calor, líquidos e crianças. Guarde num local limpo, seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta, quando não estiver a ser utilizado. Recomenda-se uma temperatura de armazenamento entre -10 °C e 25 °C (14 °F e 77 °F).

ESPECIFICAÇÕES



1. Cápsula do Venom 2
2. Indicador de Bluetooth®
3. Porta de carregamento
4. Botão de alimentação (LIGAR/DESLIGAR)
5. Indicador de bateria
6. Botão de ajuste de calor
7. Indicador do nível de calor
8. Botão de ajuste de vibração
9. Indicador do padrão de vibração
10. Banda de compressão

Frequência de vibração: 88 Hz

Calor: nível 1 45 °C (113 °F); nível 2 50 °C (122 °F); nível 3 55 °C (131 °F)

Peso: 1,6 kg (3 lb) (incluindo carregador)

Carregador de CA-CC: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,7 A – 18,0 V 1,0 A 18,0 W

GARANTIA

Este produto está abrangido por uma garantia limitada da Hyperice. Visite hyperice.com/warranty para consultar a garantia no seu país.

RO

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE A NU SE DISTRUGE



CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A UTILIZA VENOM 2



PERICOL

Pentru a reduce riscurile de electrocutare:

- Deconectați întotdeauna acest dispozitiv de la priza electrică imediat după încărcare și înainte de curățare sau utilizare.
- Nu apucați dispozitivul dacă a căzut în apă. Decuplați-l imediat de la priză.
- Nu utilizați dispozitivul când faceți baie sau sunteți în duș.
- Nu amplasați sau depozitați dispozitivul într-un loc din care poate să cadă sau să fie tras în cadă sau în chiuveță. Nu scufundați sau nu scăpați în apă sau alt lichid.
- A se păstra în stare uscată. A nu se utiliza în medii ude sau umede.



AVERTISMENT

Citiți toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave.



AVERTISMENT

PENTRU A REDUCE RISCUL DE ARSURI, ELECTROCUTARE, INCENDIU ȘI VĂTĂMĂRI CORPORALE, ACEST PRODUS TREBUIE UTILIZAT CONFORM URMĂTOARELOR INSTRUCȚIUNI:

- Utilizați acest dispozitiv doar în scopul pentru care a fost proiectat, după cum se descrie în acest manual.
- Acest aparat nu este o jucărie. Este destinat exclusiv adulților. Nu-l utilizați dacă aveți leziuni.
- Acest dispozitiv nu trebuie lăsat nesupravegheat atunci când este conectat la o priză. Deconectați întotdeauna acest dispozitiv de la priza electrică imediat după încărcare, înainte de utilizare și înainte de curățare. Deconectați-l de la priză atunci când nu îl utilizați și înainte de a adăuga sau îndepărta piese.
- Nu se utilizează sub pătură sau pernă. Se poate acumula căldură excesivă care poate cauza un incendiu, electrocutarea sau vătămarea persoanelor.
- Nu utilizați niciodată acest dispozitiv dacă are cablul sau ștecherul deteriorat sau dacă nu funcționează corespunzător, dacă a fost scăpat, deteriorat sau udat. Returnați dispozitivul la un centru de service pentru verificare și reparații.
- Nu transportați acest dispozitiv ținându-l de cablu sau nu folosiți cablul pe post de mâner.
- Țineți cablul la distanță de suprafețele încălzite.
- Nu scăpați și nu introduceți niciodată vreun obiect în nicio deschizătură.
- Potrivit NUMAI pentru utilizare în locuri uscate. Nu utilizați dispozitivul în aer liber sau pe suprafețe umede și nu îl expuneți la apă sau ploaie.
- Utilizați produsul numai în conformitate cu aceste materiale cu instrucțiuni. De asemenea, sunt disponibile materiale cu instrucțiuni de utilizare la adresa hyperice.com.
- Utilizați cu atenție suprafețele încălzite. Pot cauza arsuri grave. Nu îl utilizați în zonele cu piele care nu mai răspunde la stimulii sau în zonele cu circulație deficitară. Utilizarea nesupravegheată a căldurii de către copii sau persoane aflate în incapacitate poate fi periculoasă.
- Se pot produce temperaturi suficient de ridicate încât să provoace arsuri, indiferent de setările de control. Nu îl utilizați pe sugari sau persoane invalide, persoane care dorm sau care sunt inconștiente. Nu utilizați pe piele care nu mai răspunde la stimulii sau pe o persoană cu circulație deficitară a sângelui. Verificați frecvent pielea aflată în contact cu zona încălzită a dispozitivului, pentru a reduce riscul de producere a bășicilor. Îndepărtați imediat dispozitivul de pe corp și opriți dispozitivul când observați primul semn de disconfort.
- Acest dispozitiv nu trebuie utilizat de persoane care nu răspund la căldură sau de alte persoane foarte vulnerabile care nu au posibilitatea de a reacționa la supraîncălzire.
- Dacă utilizatorul se așază pe dispozitiv în timpul somnului sau dacă dispozitivul este purtat în timpul somnului cu comenzile setate la o temperatură mai mare, este posibil ca utilizatorul să sufere de arsuri cutanate sau de insolăție.

- Nu îl striviți. Evitați să îl îndoiți creând cute cu margini clare. Nu îndoiți dispozitivul Venom 2 cât timp îl utilizați.
- Nu modificați și nu încercați să reparați dispozitivul. Acesta nu conține piese ce pot fi reparate de utilizator. Contactați Hyperice pentru reparații.
- Căutați să preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că butonul de alimentare se află în poziția oprit înainte de a depozita dispozitivul, de a-l lua sau a-l ține în mână sau de a-l transporta.



AVERTISMENT

Nu utilizați dispozitivul Venom 2 sau orice alt dispozitiv cu efect de încălzire sau cu vibrații fără a primi mai întâi aprobarea medicului într-una dintre următoarele situații: sarcină, diabet cu unele complicații precum neuropatia sau deteriorarea retinei, uzura stimulatoarelor cardiace, intervenție chirurgicală recentă, epilepsie sau migrene, hernie de disc, spondilolistezis, spondiloză sau spondiloză, intervenții recente de înlocuire a articulațiilor sau a dispozitivelor intrauterine, ace sau plăci metalice sau orice alte probleme de sănătate fizică. Persoanele sensibile și copiii trebuie să fie supravegheați de un adult când utilizează dispozitive cu efect de încălzire sau cu vibrații. Aceste contraindicații nu înseamnă că nu puteți să utilizați acest dispozitiv, ci vă recomandăm ca înainte de aceasta să consultați un medic. Cercetări în desfășurare sunt efectuate cu privire la efectele încălzirii și ale vibrațiilor pentru tulburări medicale specifice. Acest lucru va duce probabil la scurtarea listei de contraindicații așa cum se arată mai sus. Experiența practică a arătat că integrarea unor exerciții pe bază de vibrații într-un plan de tratament este recomandabilă în multe cazuri. Acest lucru trebuie făcut la recomandarea medicului și în compania unui medic, specialist sau kinetoterapeut.




ATENȚIE












Atunci când utilizați un dispozitiv electric, trebuie să urmați măsuri de precauție de bază, inclusiv următoarele:












- Este destinat exclusiv adulților.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu dețin experiență sau cunoștințe referitoare la utilizarea acestui dispozitiv, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau au fost instruite privind utilizarea dispozitivului de către o persoană responsabilă cu siguranța acestora.
- Dispozitivul dispune de o suprafață care se încălzește. Persoanele sensibile la căldură trebuie să fie atente atunci când utilizează dispozitivul. Acest dispozitiv nu trebuie utilizat de persoane care nu răspund la căldură sau de alte persoane foarte vulnerabile care nu au posibilitatea de a reacționa la supraîncălzire.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul.
- Scoateți încărcătorul din baterie după ce ați încărcat dispozitivul sau înainte de a-l utiliza. Venom 2 nu va funcționa atunci când încărcătorul este conectat la baterie.

- Nu lăsați niciodată Venom 2 nesupravegheat cât timp este pornit sau se încarcă.
- Nu scufundați dispozitivul în apă. Curățați-l utilizând numai o lavetă umedă.
- Țineți lichidele departe de dispozitiv.
- Utilizați numai pe o suprafață curată și uscată a corpului sau peste haine subțiri, așa cum se arată în materialul cu instrucțiuni.
- Nu utilizați Venom 2 pe pielea umedă sau peste care s-a aplicat un unguent topic, în special dacă acesta conține ingrediente ce stimulează producerea de căldură, deoarece acest lucru poate duce la producerea de arsuri cutanate.
- Utilizați un material, un articol de îmbrăcăminte sau un prosop subțire între produs și piele pentru a reduce riscul de arsuri.
- Se pot produce arsuri indiferent de setările de control. Verificați frecvent pielea de sub produs și îndepărtați-l imediat de pe corp și opriți-l la primul semn de disconfort.
- Nu așezați niciun obiect metalic între Venom 2 și corp, inclusiv ace sau alte elemente de fixare din metal, pentru a fixa Venom 2
- Nu încercați să îl dezamblați.
- Nu modificați sau alterați în niciun fel Venom 2.
- Verificați cu atenție dispozitivul înainte de fiecare utilizare. Dacă dispozitivul prezintă orice semn de deteriorare, precum blocări, zone umflate sau crăpături, returnați-l la un centru de service autorizat Hyperice pentru verificare și reparații.
- Nu utilizați dispozitivul în locuri unde se folosesc produse cu aerosoli (spray) sau unde se administrează oxigen.
- Nu vă așezați peste Venom 2, nu vă lăsați pe acesta și nu îl striviți.
- Nu striviți dispozitivul punând diverse articole peste acesta, atunci când îl depozitați
- Verificați frecvent dispozitivul pentru depistarea eventualelor semne de uzură sau deteriorare. Dacă există astfel de semne, dacă dispozitivul a fost utilizat necorespunzător sau nu funcționează, returnați-l la un centru de service autorizat Hyperice pentru verificare și reparații.
- Nu se vor ocupa copii nesupravegheați de curățarea și întreținerea realizate de utilizator.
- Nu este destinat utilizării în scopuri medicale în spitale. Destinat uzului casnic sau comercial.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Simbol	Descriere	Amplasare
IP21	Grad de protecție împotriva pătrunderii apei	Pe bandaj
	Citiți instrucțiunile înainte de utilizare	În manual și pe panou

	Curent continuu	Pe panou
	Curent alternativ	Pe încărcător
	Numele și adresa producătorului	În manual și pe panou
	<p>Colectarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.</p> <p>Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie eliminat cu deșeurile menajere pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele efecte dăunătoare asupra mediului sau a sănătății omului cauzate de eliminarea necontrolată de deșeurile, reciclați în mod responsabil dispozitivul promovând o reutilizare sustenabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, apălați la sistemele de retur și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Aceștia pot lua produsul în vederea reciclării ecologice.</p>	Pe bandaj
	A nu se spăla	Pe bandaj
	A nu se curăța chimic	Pe bandaj
	A nu se usca în mașina de uscat rufe	Pe bandaj
	A nu se utiliza înălbitor	Pe bandaj
	A nu se călca	Pe bandaj
	Simbol de avertizare pentru identificarea unui pericol care poate cauza decesul sau vătămarea corporală gravă	În manual și pe panou
	Simbol de atenționare pentru a indica faptul că utilizatorul trebuie să consulte instrucțiunile de utilizare, pentru informații de atenționare importante care, din diverse motive, nu pot fi prezente pe unitatea de control medicală - de exemplu pentru avertismente și măsuri de precauție	În manual

	Sugestie recomandată pentru a ușura utilizarea. Riscul pentru utilizator este considerat neglijabil	În manual
	Conformitate Europeană	Pe bandaj
	RCM Australia	Pe bandaj
	Fabricat în China	Pe bandaj
	Marcaj Regatul Unit (UK)	Pe bandaj
	Reciclați bateriile litiu-ion	Pe bandaj
	Simbol reciclare	Pe bandaj
	Controlul căldurii	Pe panou
	Alimentare pornită/oprită	Pe panou
	Controlul vibrațiilor	Pe panou
	Cablu de alimentare detașabil, a se utiliza numai cu încărcătorul furnizat împreună cu dispozitivul.	În manual și pe panou

TEHNOLOGIA WIRELESS BLUETOOTH®

Numele mărcii și logo-urile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate ale Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Hyperice are loc sub licență. În eventualitatea puțin probabilă a pierderii stabilității conexiunii Bluetooth, sistemul va încerca să restabilească conexiunea în mod automat. Dispozitivul Venom 2 este complet autonom și va continua să funcționeze normal chiar și în lipsa conectivității. Dacă această unitate de control cauzează interferențe, ceea ce poate fi stabilit oprind și pornind unitatea de control, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența reorientând sau schimbând amplasarea unității de control, măbind distanța de separare dintre echipament și unitatea de control sau conectând unitatea de control la o altă priză de circuit, dacă este conectată.

Unitatea de control Venom 2 utilizează tehnologia wireless Bluetooth 5.0 având următoarele specificații radio: FCC ID: 2AWQY-VENOM2, IC: 26929-VENOM2, Frecvență: 2402 până la 2480 MHz

Această unitate este conformă cu Partea 15 a Regulamentului FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) această unitate de control nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare și (2) această unitate de control trebuie să

accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențele care pot cauza probleme de funcționare. Această unitate de control respectă standardele RSS ale Industry Canada privind scutirea de licență. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) această unitate de control nu trebuie să cauzeze interferențe și (2) această unitate de control trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențele care pot cauza probleme de funcționare a unității.

Acest echipament este conform cu limitele FCC/ISED privind expunerea la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat și îndeplinește orientările FCC privind expunerea la energie de radiofrecvență (RF) și RSS-102 din cadrul normelor ISED privind expunerea la energie de radiofrecvență (RF). Acest echipament prezintă niveluri foarte scăzute de energie RF, considerate conforme fără testarea ratei de absorbție specifică (SAR).

Schimbările sau modificările care nu sunt în mod expres aprobate de către partea responsabilă cu conformitatea pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Acest echipament a fost testat și s-a concluzionat că este conform cu limitele pentru un dispozitiv digital clasa B, în temeiul Părții 15 a normelor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare asociate unei instalații rezidențiale. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este montat și utilizat conform instrucțiunilor, poate duce la interferențe dăunătoare radiocomunicațiilor. Totuși, nu se poate garanta că nu vor apărea interferențe la o anumită instalație.

Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare semnalelor radio sau TV, fapt care se poate verifica prin pornirea și oprirea echipamentului, se recomandă ca utilizatorul să încerce să corecteze interferența luând una sau mai multe din următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți spațiul dintre echipament și dispozitivul de recepție.
- Conectați echipamentul la o priză ce face parte dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat dispozitivul de recepție.
- Contactați dealerul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru a vă ajuta.

INFORMAȚII PRIVIND BATERIA INTERNĂ

Unitatea Venom 2 este echipată cu o baterie litiu-ion reincărcabilă. Bateria internă este proiectată pentru a permite utilizarea Venom 2 oriunde – chiar și în cazurile în care nu există prize electrice disponibile. Înainte de prima utilizare, poate fi necesară încărcarea Venom 2. O baterie complet încărcată va furniza energie pentru mai mult de 2 ore de utilizare continuă. Încărcarea completă a bateriei durează aproximativ 4 ore când unitatea de control este conectată la o priză și nu este utilizată.

- Acest dispozitiv conține o baterie tip litiu-ion. Bateriile trebuie înlocuite doar de către personal specializat utilizând un instrument special. Contactați Hyperice pentru lucrări de service sau de reparații.

Acest dispozitiv conține baterii care nu pot fi înlocuite. Când bateria ajunge la finalul ciclului de viață, dispozitivul trebuie să fie eliminat corespunzător. Bateria trebuie îndepărtată în siguranță la un centru adecvat de eliminare sau reciclare a deșeurilor electronice.



AVERTISMENT

- Urmați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați bateria sau dispozitivul în afara intervalului de temperaturi specificat în instrucțiuni. Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi aflate în afara intervalului menționat poate deteriora bateria și spori riscul de incendiu.
- Intervalul nominal de temperaturi pentru încărcarea bateriei este între 0 ° ~ 45 °C (32 ° ~ 113 °F)
- În condiții de utilizare abuzivă, este posibil să se elimine lichid din baterie; evitați contactul cu acesta. În caz de contact accidental, clătiți cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați asistență medicală. Lichidul eliminat de baterie poate cauza iritații sau arsuri.
- Nu utilizați bateria sau dispozitivul deteriorat sau modificat. Bateriile deteriorate sau modificate pot cauza acțiuni neașteptate care să ducă la incendiu, explozie sau la riscul de vătămare.
- Bateria utilizată în acest dispozitiv poate prezenta un risc de incendiu sau de arsură chimică dacă nu este utilizată corespunzător. Nu dezamblați bateria sau dispozitivul și nu le expuneți la foc sau la temperaturi excesive. Expunerea la foc sau la temperaturi de peste 130 °C (265 °F) poate duce la explozie.
- În cazul eliminării de lichid din baterie, nu permiteți ca lichidul să intre în contact cu pielea sau ochii. Dacă s-a produs acest contact, spălați zona afectată cu apă din abundență și consultați un medic
- În cazul în care bateria se rupe, elimină lichid mult sau explodează, evacuați zona și puneți în carantină zona contaminată. Asigurați o ventilație bună pentru a elimina orice fum, gaze sau mirosuri neplăcute.
- Ochi – Clătiți ochii cu apă din abundență timp de 15 minute; consultați imediat un medic.
- Piele – Clătiți zona afectată cu apă și săpun din abundență sau faceți un duș de 15 minute
- Inhalare – Expuneți persoana la aer curat și utilizați mijloace de respirație artificială, dacă este necesar; consultați un medic, dacă este cazul.
- Ingerare – Consultați imediat un medic sau centrul local responsabil cu controlul substanțelor otrăvitoare
- Eliminați bateria uzată cu promptitudine. A se feri de accesul copiilor. A nu se dezambla și a nu se arunca în foc.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ÎNCĂRCAREA



AVERTISMENT

☐☐ Venom 2 trebuie încărcat doar cu încărcătorul Hyperice de 18 V c.c., cu izolație dublă (modelul cu numărul MX24Z2-1801000) care este furnizat odată cu dispozitivul. Nu încărcați Venom 2 peste noapte și nu lăsați Venom 2 nesupraveheat când se încarcă sau este pornit.

Pentru încărcare, conectați adaptorul la portul de încărcare a bateriei și conectați cablul de încărcare la o priză de perete. Înainte de prima utilizare, încărcați complet bateria până la șase ore. O lumină LED se va aprinde intermitent pentru a afișa nivelul bateriei și pentru a indica încărcarea activă. Când lumina LED nu se mai aprinde intermitent, ci rămâne aprinsă verde indică încărcarea completă a bateriei. Dispozitivul va afișa nivelul bateriei atunci când este pornit. Unitatea poate fi reîncărcată în orice moment și la orice nivel al bateriei. Nu este recomandat să descărcați complet bateria până la nivelul portocaliu al LED-ului. Reîncărcați lunar unitatea pentru a prelungi cel mai bine durata de viață a bateriei.

UTILIZAREA

Înfășurați bandajul de compresie în jurul părții adecvate a corpului (spate, picior sau umăr) și atașați benzile strângându-le atât cât este confortabil, astfel încât cele patru panouri de vibrație să fie poziționate așa cum doriți. Asigurați-vă că bateria este încărcată. Apăsăți butonul ON pentru a activa unitatea. Sigla Hyperice va lumina în roșu pentru a arăta că Venom 2 este activat. Alegeți opțiunile dorite pentru căldură și vibrații cu ajutorul butoanelor din partea superioară a panoului. Dispozitivul va porni automat atunci când este apăsat butonul pentru căldură sau vibrații. Apăsăți din nou butonul pentru căldură sau vibrații la nivelul dorit. Dispozitivul se va opri automat la 15 minute de la ultima comandă. Dispozitivul va vibra de două ori pentru a indica finalul unei sesiuni sau de trei ori atunci când prezintă un nivel scăzut al bateriei. Pentru a continua utilizarea, apăsați pur și simplu butonul pentru căldură sau vibrații și setați la nivelul dorit. O baterie complet încărcată va alimenta dispozitivul timp de aproximativ două ore la nivelul trei de căldură, și mai mult la niveluri mai scăzute.

CONECTAREA LA APLICAȚIA HYPERICE


Pentru a vă conecta dispozitivul la aplicația Hyperice prin Bluetooth®, asigurați-vă că dispozitivul este pornit, Bluetooth® este activat pe telefon și dispozitivul este în apropierea telefonului dvs. LED-ul Bluetooth de pe panou va lumina albastru intermitent, ceea ce înseamnă că așteaptă să se asocieze. Dacă vi se solicită, atingeți „Scan for Devices” (Scanare dispozitive). Selectați dispozitivul dvs. atunci când apare pe ecran. Odată ce ați asociat Venom 2, HyperSmart™ vă va permite să începeți automat o sesiune și să controlați setările de căldură și vibrații cu ajutorul aplicației Hyperice.

CURĂȚAREA ȘI DEPOZITAREA

Utilizați un prosop sau o lavetă moale pentru a șterge umezeala de pe unitate. Țineți unitatea la distanță de surse de căldură, lichide și copii. Depozitați într-un loc curat,

răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui, când nu este utilizat. Temperatura recomandată pentru depozitare este între -10 °C și 25 °C/14 °F și 77 °F.

SPECIFICAȚII



1. Panou Venom 2
2. Indicator Bluetooth®
3. Port de încărcare
4. Buton de alimentare (ON/OFF)
5. Indicator baterie
6. Buton de reglare a căldurii
7. Indicator al nivelului de căldură
8. Buton de reglare a vibrațiilor
9. Indicator al nivelului de vibrații
10. Bandaj de compresie

Frecvența vibrațiilor: 88 Hz

Încălzire: nivelul 1 113 °F (45 °C); nivelul 2 122 °F (50 °C); nivelul 3 131 °F (55 °C)

Greutate: 3 lbs/1,6 kg (inclusiv încărcător)

Încărcător c.a.-c.c.: 100-240 V; 50/60 Hz; 0,7 A - 18,0 V; 1,0 A; 18,0 W

GARANȚIE

Acest produs este acoperit de o garanție limitată oferită de Hyperice. Accesați hyperice.com/warranty pentru a vedea garanția din țara dvs.

RU

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ УНИЧТОЖАТЬ



ПОЛНОСТЬЮ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА
VENOM 2.



ОПАСНОСТЬ

Во избежание поражения электрическим током:

- Всегда отключайте устройство от сети электропитания сразу после зарядки и перед чисткой или эксплуатацией.
- Запрещается прикасаться к устройству, упавшему в воду. Немедленно отключите его от сети питания.
- Запрещается использовать устройство в ванне или душе.
- Запрещается класть или хранить устройство в местах, в которых оно может упасть, в том числе в ванну или раковину. Запрещается погружать и ронять устройство в воду или иную жидкость.
- Беречь от влаги. Не используйте устройство при наличии влаги.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед эксплуатацией устройства ознакомьтесь с предостережениями и инструкциями, касающимися безопасности. Несоблюдение предостережений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

для снижения риска ожогов, поражения электрическим током, возгорания и травмирования это изделие должно использоваться в соответствии с следующими инструкциями:

- Необходимо использовать данное устройство исключительно в соответствии с описанием, приведенным в настоящем руководстве.
- Устройство не является игрушкой. Оно предназначено исключительно для взрослых людей. Запрещается эксплуатация устройства при травмах.
- Не оставляйте данное устройство без контроля со стороны других лиц, когда оно подключено к сети электропитания. Всегда отключайте устройство от сети электропитания сразу после зарядки, а также перед использованием и чисткой. Отключайте устройство от сети электропитания, когда оно не используется, а также перед присоединением и отсоединением деталей.
- Запрещается использовать устройство под одеялом или подушкой. Перегрев устройства может стать причиной возгорания, поражения электрическим током или получения травмы.
- Запрещается использовать данное устройство при наличии повреждений шнура или вилки, если оно не работает должным образом, его уронили или повредили, а также если в него попала влага. Верните устройство в сервисный центр для проверки и ремонта.
- Запрещается переносить данное устройство за шнур и использовать его в качестве ручки.
- Шнур должен располагаться вдали от источников тепла.
- Запрещается ронять и вставлять какие-либо предметы в отверстия устройства.
- Подходит ТОЛЬКО для эксплуатации в сухих условиях. Не используйте на открытом воздухе или на влажных поверхностях, а также не подвергайте воздействию воды или дождя.
- Используйте изделие только в соответствии с приведенными инструкциями. Кроме того, инструкции по эксплуатации доступны на сайте hyperice.com.
- Используйте нагретые поверхности с осторожностью. Устройство может вызвать серьезные ожоги. Не используйте на чувствительных участках кожи или при плохом кровообращении. Использование теплового воздействия детьми или недееспособными лицами может быть опасным в случае отсутствия контроля со стороны других лиц.
- Увеличение температуры до уровня, приводящего к возникновению ожогов, может произойти независимо от настроек управления. Не используйте для грудных детей, людей

с инвалидностью, спящих людей или лиц в бессознательном состоянии. Не используйте на нечувствительных участках кожи или при плохом кровообращении. Регулярно проверяйте кожу, соприкасающуюся с нагретой областью устройства, чтобы снизить риск образования волдырей. При первых признаках дискомфорта немедленно снимите устройство с тела и выключите его.

- Это устройство не должно использоваться людьми, невосприимчивыми к теплу, и другими уязвимыми лицами, не способными реагировать на чрезмерно высокие температуры.
- Если устройство находится или работает на теле во время сна, а в элементах управления включены настройки высокой температуры, пользователь может получить ожоги кожи или тепловой удар.
- Не сдавливать. Избегайте складывания изделия с образованием резких сгибов. Не складывайте Venom 2 во время использования.
- Не вносите изменения в конструкцию изделия и не пытайтесь его ремонтировать. Не содержит деталей, обслуживаемых пользователем. Для обслуживания свяжитесь с компанией Hyperice.
- Не допускайте непреднамеренного запуска. Прежде чем убирать устройство на хранение, поднимать или переносить его, убедитесь, что кнопка питания находится в выключенном положении.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается использовать устройство Venom 2 или любое другое устройство с тепловым или вибрационным воздействием без предварительной консультации с врачом, если к вам применимы какие-либо из нижеперечисленных пунктов: беременность; диабет с осложнениями в виде нейропатии или повреждения сетчатки; наличие кардиостимулятора; недавно перенесенная операция; эпилепсия или мигрень; грыжа межпозвоночных дисков; спондилолистез, спондилолиз или спондилез; недавно перенесенная замена суставов или наличие ВМС; наличие металлических штифтов или пластин, а также любые опасения по поводу состояния вашего физического здоровья. Ослабленные лица и дети должны использовать устройства с тепловым или вибрационным воздействием исключительно в присутствии взрослых. Данные противопоказания не означают запрет на использование этого устройства, однако перед началом использования рекомендуется проконсультироваться с врачом. В настоящее время проводятся исследования воздействия вибрации и тепла при определенных заболеваниях. Вероятно, в будущем список вышеуказанных противопоказаний сократится. Опыт практического применения показал, что в некоторых случаях включение упражнений с применением вибрационного воздействия в план лечения является целесообразным. Оно должно осуществляться по назначению и в присутствии врача, специалиста или физиотерапевта.







ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ








При использовании электрического устройства необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, включая приведенные ниже.

- Оно предназначено исключительно для взрослых людей.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо с отсутствием опыта и знаний о том, как использовать устройство, в случае отсутствия контроля или соответствующего инструктажа относительно использования устройства со стороны лиц, ответственных за безопасность.
- Устройство имеет нагревающуюся поверхность. Лица, восприимчивые к теплу, должны соблюдать осторожность при использовании данного устройства. Это устройство не должно использоваться людьми, невосприимчивыми к теплу, и другими уязвимыми лицами, не способными реагировать на чрезмерно высокие температуры.
- Не оставляйте детей без присмотра и убедитесь, что они не играют с устройством.
- Отсоедините зарядное устройство от аккумулятора после зарядки или перед использованием. Устройство Venom 2 не будет работать, пока зарядное устройство подключено к аккумулятору.
- Никогда не оставляйте Venom 2 работающим или заряжающимся без контроля со стороны других лиц.
- Не погружайте устройство в воду. Выполняйте чистку только влажной тканью.
- Не допускайте попадания жидкостей на/в устройство.
- Используйте устройство только на сухой чистой поверхности тела или тонкой ткани, как показано в инструкциях.
- Не помещайте устройство Venom 2 на влажную кожу или поверх мазей для местного применения, особенно содержащих разогревающие ингредиенты, т. к. это может привести к ожогам.
- Во избежание ожогов между изделием и кожей следует расположить тонкую ткань, одежду или тонкое полотенце.
- Ожоги могут возникнуть независимо от настроек управления. Регулярно проверяйте кожу под изделием и немедленно снимите его с тела и выключите при первых признаках дискомфорта.
- Не помещайте металлические предметы, включая шпильки или другие металлические фиксаторы для крепления Venom 2, между устройством Venom 2 и телом.
- Не пытайтесь разобрать устройство.
- Никогда не пытайтесь вмешиваться в конструкцию устройства Venom 2 и не вносите в нее изменения.

- Внимательно осматривайте устройство перед каждым использованием. Если на устройстве присутствуют какие-либо признаки износа, такие как трещины, вздутия или растрескивания, отправьте его в авторизованный сервисный центр компании Hyperice для диагностики и ремонта.
- Запрещается эксплуатация изделия в местах использования аэрозольных (распылительных) устройств или подачи кислорода.
- Не садитесь на устройство Venom 2, не сжимайте и не сдавливайте его.
- Не сдавливайте устройство, кладя на него какие-либо предметы во время хранения.
- Регулярно проверяйте устройство на наличие признаков износа или повреждений. При их наличии, в случае если устройство использовалось неправильно или не работает, отправьте его в авторизованный сервисный центр компании Hyperice для диагностики и ремонта.
- Чистка и обслуживание устройства не должны выполняться детьми без присмотра.
- Не предназначено для медицинского использования в медицинских учреждениях. Устройство предназначено для домашнего или коммерческого использования.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Символ	Описание	Локализация
IP21	Степень влагозащиты	На бандаже
	Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями	В инструкции и на модуле
	Постоянный ток	На модуле
	Переменный ток	На зарядном устройстве
	Наименование производителя и адрес	В инструкции и на модуле

	<p>Раздельный сбор отходов электронного и электрического оборудования.</p> <p>Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к компании, занимающейся розничной продажей, у которой было приобретено изделие. Они могут сдать это изделие на экологически безопасную переработку.</p>	<p>На бандаже</p>
	<p>Не стирать</p>	<p>На бандаже</p>
	<p>Не подвергать химической чистке</p>	<p>На бандаже</p>
	<p>Не подвергать сушке в стиральной машине</p>	<p>На бандаже</p>
	<p>Не подвергать отбеливанию</p>	<p>На бандаже</p>
	<p>Не гладить</p>	<p>На бандаже</p>
	<p>Предостерегающий символ для обозначения опасности, которая может привести к смерти или серьезной травме</p>	<p>В инструкции и на модуле</p>
	<p>Предупреждающий символ, указывающий на необходимость обращения пользователя к руководству по эксплуатации для получения важной предупреждающей информации (такой как предостережения и меры предосторожности), которая не может быть представлена на блоке управления</p>	<p>В руководстве</p>

	Подсказка для облегчения использования руководства. Риск для пользователя считается незначительным.	В руководстве
	Соответствие стандартам Европейского союза	На бандаже
	Знак соответствия нормативным требованиям (Австралия)	На бандаже
	Сделано в Китае	На бандаже
	Маркировка для Великобритании	На бандаже
	Утилизируемый литий-ионный аккумулятор	На бандаже
	Символ утилизации	На бандаже
	Контроль нагрева	На модуле
	Включение/выключение питания	На модуле
	Контроль вибрации	На модуле
	Отсоединяемый шнур питания, используется только с зарядным устройством, входящим в комплект поставки устройства.	В инструкции и на модуле

БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ BLUETOOTH®

Текстовый знак Bluetooth® и логотипы являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc., и любое использование указанных знаков компанией Hyperice осуществляется на основании лицензии. При маловероятной потере стабильного соединения Bluetooth устройство попытается восстановить соединение автоматически. Устройство Venom 2 полностью автономно и продолжает работать в нормальном режиме даже при потере связи. Если данный блок управления создает помехи (наличие которых можно определить путем его выключения и включения), то пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи путем переориентации или перемещения блока управления, увеличения расстояния между оборудованием и блоком управления или подключения блока управления к другой сети питания.

Блок питания Venom 2 использует беспроводную технологию Bluetooth 5.0 со следующими радиотехническими характеристиками: FCC ID: 2AWQY-VENOM2, IC ID: 26929-VENOM2, частота: 2402–2480 МГц

Данный блок управления соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий: (1) данный блок управления не должен создавать недопустимых помех; (2) данный блок управления должен принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбой в его работе. Данный блок управления соответствует стандарту(-ам) RSS Министерства промышленности Канады, не требующим лицензирования. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий: (1) данный блок управления не должен создавать помех; (2) данный блок управления должен принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбой в его работе.

Это оборудование соответствует предельно допустимым дозам облучения, приведенным Федеральной комиссией связи США/ Министерством промышленности Канады (FCC/ISED) и установленным для неконтролируемых сред, и соответствует рекомендациям Федеральной комиссии связи по радиочастотному (РЧ) воздействию и стандартной спецификации радиооборудования RSS-102 регламента Федеральной комиссии связи по радиочастотному (РЧ) воздействию. Это оборудование имеет очень низкий уровень радиочастотной энергии, который считается соответствующим нормам без испытаний предела удельного коэффициента поглощения (SAR).

Изменения или модификации, не одобренные явным образом стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут привести к утрате пользователем права на эксплуатацию оборудования.

Данное оборудование успешно прошло испытания на соответствие ограничениям для цифровых устройств класса В согласно пункту 15 правил Федеральной комиссии по связи США (FCC). Эти ограничения предназначены для обеспечения надлежащей защиты от недопустимых помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать РЧ-энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать недопустимые помехи для систем радиосвязи. Однако нет никаких гарантий, что при выполнении конкретного монтажа помехи не возникнут.

В случае если данное оборудование вызывает недопустимые помехи телевизионного или радиосигнала, что можно определить при помощи включения и выключения устройства, рекомендуется произвести попытку устранения помех при помощи одного или нескольких следующих действий:

- Измените ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к электрической розетке, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью в компанию, занимающуюся розничной продажей, или к опытному специалисту по радио-/телеоборудованию.

СВЕДЕНИЯ О ВНУТРЕННЕМ АККУМУЛЯТОРЕ

Блок Venom 2 оснащен перезаряжаемым литий-ионным аккумулятором. Встроенный аккумулятор позволяет использовать систему Venom 2 в любом месте, даже если розетки питания недоступны. Перед первым использованием устройства Venom 2 может потребоваться выполнить его зарядку. Полностью заряженного аккумулятора хватит на 2+ часа непрерывной работы. Полная зарядка аккумулятора, когда блок управления подключен к сети и не используется, занимает около 4 часов.

- Данное устройство включает литий-ионный аккумулятор. Замена аккумуляторов должна выполняться только специалистом с помощью специальных инструментов. Для обслуживания или ремонта свяжитесь с компанией Hurepice. Данное устройство содержит незаменимые элементы питания. Когда срок службы аккумулятора подходит к концу, устройство следует утилизировать надлежащим образом. Аккумулятор должен быть безопасно утилизирован на соответствующем предприятии по утилизации или переработке электронных отходов.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумулятор или устройство за пределами диапазона температур, указанного в инструкциях. Неправильная зарядка или зарядка при температурах, выходящих за пределы указанного диапазона, может привести к повреждению аккумулятора и увеличить риск возгорания.
- Номинальный диапазон температур для зарядки аккумулятора составляет 0~45 °C (32~113 °F).
- При нарушении правил эксплуатации из аккумулятора может вытечь жидкость; избегайте контакта с ней. При случайном контакте промойте водой. При попадании жидкости в глаза помимо прочего обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекающая из аккумулятора, может спровоцировать раздражение или ожоги.
- Не используйте поврежденный или модифицированный аккумулятор или устройство. Повреждение или модификация аккумуляторов может привести к неожиданным изменениям в их работе, влекущим за собой возгорание, взрыв или травмы.
- Аккумулятор, используемый в данном устройстве, может стать причиной возгорания или химического ожога при ненадлежащей эксплуатации. Не разбирайте и не подвергайте аккумуляторный блок или устройство воздействию огня или чрезмерной температуры. Воздействие огня или температуры выше 130 °C (265 °F) может привести к взрыву.
- В случае протечки аккумуляторного блока не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. При контакте промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.

- При нарушении целостности аккумулятора, серьезной утечке или взрыве выполните эвакуацию на территории и изолируйте загрязненную зону. Обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы убрать любые пары, газы или резкие запахи.
- Глаза: промойвайте глаза большим количеством воды в течение 15 минут; немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Кожа: промойвайте пораженный участок большим количеством воды с мылом или принимайте душ в течение 15 минут.
- Вдыхание: выведите человека на свежий воздух и при необходимости примените методики искусственного дыхания; если потребуется, обратитесь за медицинской помощью.
- Проглатывание: немедленно обратитесь к врачу или в местный токсикологический центр.
- Необходимо незамедлительно утилизировать использованный аккумулятор. Хранить в недоступном для детей месте. Запрещается разбирать устройство и бросать его в огонь.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАРЯДКА



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

☐☐ Venom 2 следует заряжать только при помощи зарядного устройства Huregise с двойной изоляцией и напряженностью 18 В постоянного тока (номер модели MX24Z2-1801000), поставляемого в комплекте. Запрещается заряжать устройство Venom 2 ночью и оставлять его без контроля со стороны других лиц во время зарядки или во включенном состоянии.

Для зарядки подключите адаптер к разъему аккумулятора и подключите зарядный шнур к сетевой розетке. Перед первым использованием необходимо полностью зарядить устройство в течение не более шести часов. Светодиодный индикатор будет мигать, показывая уровень заряда аккумулятора и указывая на активный процесс зарядки. При полной зарядке светодиодный индикатор перестает мигать и горит зеленым цветом. При включении устройство отобразит уровень заряда аккумулятора. Блок можно заряжать в любое время и при любом уровне заряда. Не рекомендуется полностью разряжать аккумулятор до уровня оранжевого светодиодного индикатора. Ежемесячно полностью заряжайте блок, чтобы максимально продлить срок службы аккумулятора.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Оберните компрессионный бандаж вокруг необходимой части тела (спины, ноги или плеча) и плотно, но удобно зафиксируйте ремни, чтобы четыре вибрационных модуля были расположены нужным образом. Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Нажмите кнопку включения, чтобы

активировать устройство. Логотип Hyperice загорится красным, показывая, что устройство Venom 2 активировано. Выберите нужные параметры нагрева и вибрации с помощью кнопок в верхней части модуля. Устройство автоматически запустится при нажатии кнопки нагрева или вибрации. Нажмите кнопку нагрева или вибрации еще раз, чтобы установить нужный уровень. Устройство выключится автоматически спустя 15 минут при отсутствии дальнейших действий. Для обозначения окончания сеанса устройство будет вибрировать два раза; для обозначения низкого заряда аккумулятора устройство будет вибрировать три раза. Чтобы продолжить использование, просто нажмите кнопку нагрева или вибрации и установите нужный уровень. Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает питание устройства в течение примерно двух часов при температуре 3-го уровня и дольше при более низком уровне.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ HYPERICE

Для подключения устройства к приложению Hyperice посредством Bluetooth® необходимо включить само устройство и функцию Bluetooth в телефоне, а затем расположить устройство в радиусе действия вашего телефона. Светодиод Bluetooth на модуле будет мигать синим, что означает, что он ожидает сопряжения. При появлении запроса нажмите «Scan for Devices» (Выполнить поиск устройств). Выберите устройство, когда оно появится на экране. После сопряжения с Venom 2 решение HyperSmart™ позволит вам автоматически начать сеанс и управлять настройками нагрева и вибрации из приложения Hyperice.

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Используйте полотенце или мягкую ткань, чтобы удалить всю влагу с блока. Храните устройство вдали от источников тепла, жидкостей и детей. Необходимо хранить устройство в чистом сухом прохладном месте, избегать попадания прямых солнечных лучей. Рекомендуется хранить при температуре от -10 до 25 °C (от 14 до 77 °F).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



1. Модуль Venom 2
2. Индикатор Bluetooth®
3. Разъем для зарядного устройства
4. Кнопка питания (ВКЛ/ВЫКЛ)
5. Индикатор уровня заряда аккумулятора
6. Кнопка регулировки нагрева
7. Индикаторы уровня нагрева
8. Кнопка регулировки вибрации
9. Индикатор схемы вибрации
10. Компрессионный бандаж

Частота вибрации: 88 Гц

Нагрев: № 1 – 45 °C (113 °F), № 2 – 50 °C (122 °F), № 3 – 55 °C (131 °F)

Масса: 1,6 кг/3 фунта (включая зарядное устройство)

Зарядное устройство переменного-постоянного тока: 100–240 В; 50/60 Гц – 0,7 А; 18,0 В; 1,0 А; 18,0 Вт

ГАРАНТИЯ

На это изделие распространяется ограниченная гарантия Hyperice. Посетите сайт hyperice.com/warranty, чтобы ознакомиться с гарантией в вашей стране.

SK

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NEZAHADZUJTE



PRED POUŽITÍM ZARIADENIA VENOM 2 SI PREČÍTAJTE VŠETKY
POKYNY



NEBEZPEČENSTVO

Ako eliminovať riziko zásahu elektrickým prúdom:

- Po nabíjaní a pred čistením alebo použitím toto zariadenie vždy odpojte z elektrickej zásuvky.
- Keď vám zariadenie spadne do vody, nepokúšajte sa ho vytiahnuť. Okamžite ho odpojte zo zásuvky.
- Nepoužívajte ho pri kúpaní alebo sprchovaní.
- Neumiestňujte ani neuskladňujte zariadenie na mieste, kde môže spadnúť alebo kde môže byť stiahnuté do vane alebo umývadla. Neumiestňujte ho ani nepúšťajte do vody ani inej tekutiny.
- Uchovávajte v suchu. Nepoužívajte v mokrom ani vlhkom prostredí.



VÝSTRAHA

Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte všetky bezpečnostné výstrahy a pokyny. Nedodržanie výstrah a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie.

VÝSTRAHA

ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO POPÁLENIA, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, POŽIARU A ZRANENIA OSÔB, TENTO VÝROBOK SA MUSÍ POUŽÍVAŤ V SÚLADE S NASLEDUJÚCIMI POKYNNMI:

- Toto zariadenie používajte len na zamýšľané využitie uvedené v tomto návode.
- Zariadenie nie je hračka. Určené len na používanie dospelými osobami. Nepoužívajte v prípade zranenia.
- Keď je zariadenie zapojené do siete, nikdy ho nenechávajte bez dozoru. Po nabíjaní zariadenie vždy ihneď odpojte z elektrickej zásuvky ešte pred použitím a pred čistením. Zástrčku odpojte zo zásuvky, keď sa zariadenie nepoužíva a pred montážou alebo demontážou súčastí.
- Nepoužívajte pod prikrývkou ani vankúšom. Môže dôjsť k nadmernému zohriatiu, čo môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo ujmu na zdraví.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, nefunguje správne, spadlo, poškodilo sa alebo sa namočilo. Zariadenie vráťte do servisného centra na kontrolu a opravu.
- Zariadenie neprenášajte za kábel ani ho nepoužívajte ako rukoväť.
- Nepokladajte kábel na zohriaty povrch.
- Do otvorov nevhadzujte ani nekladajte žiadne predmety.
- Vhodné na používanie LEN na suchom mieste. Nepoužívajte v exteriéri ani na mokrych povrchoch a nevystavujte vode ani dažďu.
- Výrobok používajte len v súlade s týmito pokynmi. Okrem toho sú návodu na použitie k dispozícii na lokalite hyperice.com.
- Vyhrievané povrchy používajte opatrne. Môžu spôsobiť vážne popáleniny. Nepoužívajte na necitlivých oblastiach pokožky alebo v prípade slabého krvného obehu. Používanie tepla bez dohliadania na deti alebo nespôsobilé osoby môže byť nebezpečné.
- Bez ohľadu na nastavenie ovládania môže dôjsť k dostatočne vysokým teplotám, ktoré môžu spôsobiť popáleniny. Nepoužívajte u dočiat alebo invalidných osôb, prípadne u spiacich osôb alebo osôb v bezvedomí. Nepoužívajte na necitlivú pokožku alebo u osôb so slabým krvným obehom. Často kontrolujte pokožku, ktorá je v kontakte s vyhrievanou časťou zariadenia, aby ste znížili riziko vzniku plúzgierov. Pri prvom náznaku nepohodlia zariadenie okamžite odstráňte z tela a vypnite.
- Toto zariadenie nesmú používať osoby necitlivé na teplo a iné veľmi zraniteľné osoby, ktoré nie sú schopné reagovať na prehriatie.
- Ak sa na zariadení spí alebo sa zariadenie nosí počas spánku s ovládacími prvkami nastavenými na vyššiu teplotu, používateľ môže utrpieť popáleniny kože alebo tepelný šok.
- Nestláčajte. Vyhnite sa skladaniu s ostrými záhybmi. Venom 2 počas používania neskladajte.
- Zariadenie neupravujte ani sa ho nepokúšajte opravovať. Neobsahuje žiadne súčasti, ktoré by mohol používateľ opravovať. V prípade potreby servisu sa obráťte na spoločnosť Hyperice.

- Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Pred uložením, zdvihnutím alebo prenášaním zariadenia sa uistite, že je tlačidlo napájania vo vypnutej polohe.

VÝSTRAHA

Nepoužívajte Venom 2 ani žiadne ohrevné alebo vibračné zariadenie bez predchádzajúceho súhlasu svojho lekára, ak platí niečo z nasledovného: tehotenstvo, diabetes s komplikáciami, ako napríklad neuropatia alebo poškodenie sietnice, používanie kardiostimulátorov, nedávna operácia, epilepsia alebo migrény, vysunuté platničky, spondylolistézia, spondylolýza alebo spondylóza, novozavedené náhrady kĺbov alebo vnútromaternicové telieska, kovové klince alebo platničky alebo ak máte akékoľvek obavy o svoje fyzické zdravie. Slabé osoby a deti by mali byť pri používaní akéhokoľvek ohrevného alebo vibračného zariadenia v sprievode dospeljej osoby. Tieto kontraindikácie neznamenajú, že toto zariadenie nemôžete používať, ale odporúčame, aby ste sa najprv poradili s lekárom. V súčasnosti sa skúmajú účinky tepla a vibrácií na konkrétne zdravotné poruchy. Je pravdepodobné, že to bude viesť k zuženiu uvedeného zoznamu kontraindikácií. Praktické skúsenosti ukázali, že integrácia vibračného cvičenia do liečebného plánu sa v mnohých prípadoch odporúča. Je však k tomu nutný súhlas alebo prítomnosť lekára, špecialistu alebo fyzioterapeuta.





UPOZORNENIE












Pri používaní elektrického zariadenia by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:









- Určené len na používanie dospelými osobami.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí o používaní tohto zariadenia, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania zariadenia.
- Zariadenie má vyhrievaný povrch. Osoby citlivé na teplo musia byť pri používaní zariadenia opatrné. Toto zariadenie nesmú používať osoby necitlivé na teplo a iné veľmi zraniteľné osoby, ktoré nie sú schopné reagovať na prehriatie.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Po nabití alebo pred použitím odpojte nabíjačku od batérie. Zariadenie Venom 2 nebude fungovať, ak je nabíjačka pripojená k batérii.
- Nikdy nenechávajte zariadenie Venom 2 v prevádzke alebo pri nabíjaní bez dozoru.
- Zariadenie neponárajte do vody. Čistite iba vlhkou handričkou.
- Tekutiny uchovávajte mimo zariadenia.
- Používajte iba na suchom, čistom povrchu tela alebo cez ľahký odev, ako je uvedené v pokynoch.
- Zariadenie Venom 2 nepoužívajte na mokrej pokožke ani na pokožke s lokálnymi masťami, najmä takými, ktoré obsahujú zložky produkujúce teplo, pretože by mohlo dôjsť k popáleniu pokožky.

- Medzi výrobkom a pokožkou používajte tenkú tkaninu, oblečenie alebo tenký uterák, aby ste znížili možnosť popálenia.
- K popáleninám môže dôjsť bez ohľadu na nastavenie ovládania. Často kontrolujte pokožku pod výrobkom a pri prvom náznaku nepriemerných pocitov ho okamžite odstráňte z tela a vypnite.
- Medzi zariadenie Venom 2 a telo nevkladajte žiadne kovové predmety vrátane špendlíkov alebo iných kovových spojovacích prvkov na upevnenie zariadenia Venom 2.
- Nepokúšajte sa o demontáž.
- Do zariadenia Venom 2 nijakým spôsobom nezasahujte ani ho neupravujte.
- Pred každým použitím zariadenie starostlivo skontrolujte. Ak zariadenie vykazuje akékoľvek známky poškodenia, ako sú napríklad trhliny, vypukliny alebo praskliny, vráťte ho do autorizovaného servisného strediska spoločnosti Hyperice na preskúmanie a opravu.
- Nepoužívajte na miestach, kde sa používajú aerosólové produkty (spreje) alebo kde sa aplikuje kyslík.
- Na zariadenie Venom 2 nesadajte, netlačte naň ani ho nestláčajte.
- Počas skladovania zariadenie nestláčajte tým, že naň položíte predmety.
- Zariadenie často kontrolujte, či nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak sa takéto známky vyskytnú a zariadenie sa nesprávne používalo alebo nefunguje, vráťte ho do autorizovaného servisného strediska spoločnosti Hyperice na preskúmanie a opravu.
- Maloleté osoby nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu prístroja.
- Nie je určené na zdravotnícke použitie v nemocniciach. Určené na domáce alebo komerčné použitie.

TIETO POKYNY SI ODLOŽTE

Symbol	Opis	Umiestnenie
IP21	Stupeň ochrany proti vniknutiu vody	Na vinutí
	Pred použitím si prečítajte návod na použitie	V návode a na zariadení
	Jednosmerný prúd	Na zariadení
	Striedavý prúd	Na nabíjačke
	Meno a adresa výrobcu	V návode a na zariadení

	<p>Separovaný zber pre vyradené elektrické a elektronické zariadenia.</p> <p>Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy na vrátenie a zber odpadu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Môžu tento výrobok prevziať a zaistiť ekologicky bezpečnú recykláciu.</p>	<p>Na vinutí</p>
	<p>Neperte</p>	<p>Na vinutí</p>
	<p>Nečistite chemicky</p>	<p>Na vinutí</p>
	<p>Nesušte v sušičke</p>	<p>Na vinutí</p>
	<p>Nebieľte</p>	<p>Na vinutí</p>
	<p>Nežehlíte</p>	<p>Na vinutí</p>
	<p>Výstražný symbol na identifikáciu nebezpečenstva, ktoré môže viesť k smrti alebo vážnemu zraneniu</p>	<p>V návode a na zariadení</p>
	<p>Výstražný symbol upozorňujúci na to, že používateľ je povinný sa oboznámiť s návodom na použitie, v ktorom nájde dôležité upozornenia ako výstrahy a bezpečnostné opatrenia, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu byť uvedené na samotnej zdravotníckej ovládacej jednotke</p>	<p>V návode</p>
	<p>Tip vám poradí, ako si zjednodušiť používanie. Riziko hroziace používateľovi sa považuje za zanedbateľné</p>	<p>V návode</p>
	<p>Európska zhoda</p>	<p>Na vinutí</p>
	<p>RCM Austrálie</p>	<p>Na vinutí</p>

	Vyrobené v Číne	Na vinutí
	Označenie UK	Na vinutí
	Recyklácia lítium-iónových batérií	Na vinutí
	Symbol recyklácie	Na vinutí
	Ovládanie tepla	Na zariadení
	Vypnutie/zapnutie	Na zariadení
	Ovládanie vibrácií	Na zariadení
	Odpojiteľný napájací kábel používajte iba s nabíjačkou dodávanou spolu so zariadením.	V návode a na zariadení

BEZDRÔTOVÁ TECHNOLOGIA BLUETOOTH®

Slovné označenie a logá Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Hyperice ich používa na základe licencie. V nepravdepodobnom prípade výpadku stabilného pripojenia cez Bluetooth sa systém pokúsi automaticky obnoviť spojenie. Zariadenie Venom 2 je úplne autonómne a bude naďalej fungovať normálne aj v prípade výpadku pripojenia. Ak táto ovládacia jednotka spôsobuje rušenie, čo sa dá ustanoviť vypnutím a zapnutím ovládacej jednotky, používateľovi odporúčame, aby sa pokúsil zamedziť rušeniu zmenou orientácie alebo umiestnenia ovládacej jednotky tak, aby sa predĺžila vzdialenosť medzi vybavením a ovládacou jednotkou, prípadne pripojením ovládacej jednotky k inej zásuvke na inom elektrickom obvode.

Ovládacia jednotka Venom 2 využíva bezdrôtovú technológiu Bluetooth 5.0 s nasledujúcimi rádiovými špecifikáciami: FCC ID: 2AWQY-VENOM2, IC: 26929-VENOM2, frekvencia: 2402 až 2480 MHz

Táto jednotka spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) táto ovládacia jednotka nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) táto riadiaca jednotka musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku. Táto ovládacia jednotka je v súlade s normami RSS spoločnosti Industry Canada s licenčnou výlukou. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) táto ovládacia jednotka nesmie spôsobovať rušenie a (2) táto riadiaca jednotka musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku jednotky.

Toto zariadenie je v zhode s limitmi FCC/ISED na vystavenie žiareniu stanovenými pre nekontrolované prostredie a spĺňa smernice FCC na vystavenie rádiovým frekvenciám (RF) a RSS-102 pravidiel ISED na vystavenie rádiovým frekvenciám

(RF). Toto zariadenie má veľmi nízke úrovne RF energie, ktoré sa považujú za vyhovujúce bez testovania špecifickej miery absorpcie (SAR).

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, by mohli viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu.

Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Predĺžte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie pripojte do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

INFORMÁCIE O VNÚTORNEJ BATÉRII

Jednotka Venom 2 je vybavená dobijateľnou lítium-iónovou batériou. Vnútorná batéria je navrhnutá tak, aby umožňovala používanie zariadenia Venom 2 kdekoľvek – aj keď nie sú k dispozícii elektrické zásuvky. Zariadenie Venom 2 môže byť potrebné pred prvým použitím nabiť. Plne nabitá batéria poskytne energiu na viac ako 2 hodiny nepretržitého používania. Ak je ovládací jednotka zapojená do siete a nepoužíva sa, úplné nabitie batérie trvá približne 4 hodiny.

- Toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Batérie môže vymeniť len kvalifikovaná osoba pomocou špeciálneho nástroja. V prípade potreby servisu alebo opravy sa obráťte na spoločnosť Hyperice. Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné. Po skončení životnosti batérie sa zariadenie musí riadne zlikvidovať. Batéria sa musí zlikvidovať v súlade s bezpečnostnými predpismi vo vhodnom zariadení na likvidáciu alebo recykláciu elektrického odpadu.



VÝSTRAHA

- Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie a batérie ani zariadenie nenabíjajte mimo teplotného rozsahu uvedeného v návode. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo uvedeného rozsahu môže poškodiť batériu a zvýšiť riziko požiaru.
- Nominálny teplotný rozsah na nabíjanie batérie je 0 °C ~ 45 °C (32 °F ~ 113 °F).

- Za nepriaznivých podmienok môže z batérie vytekať kvapalina; zabráňte kontaktu. Ak dôjde k náhodnému kontaktu, postihnuté miesto opláchnite vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vystreknutá z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
- Nepoužívajte poškodenú ani upravenú batériu alebo zariadenie. Poškodené alebo upravené batérie môžu vykazovať nepredvídateľné správanie, ktoré môže mať za následok požiar, výbuch alebo riziko zranenia.
- Pri nesprávnej manipulácii s batériou použitou v tomto zariadení hrozí riziko vzniku požiaru alebo chemických popálenín. Batérie ani zariadenie nerozoberajte, nevystavujte ohňu ani nadmernej teplote. Vystavenie ohňu alebo teplote nad 130 °C (265 °F) môže spôsobiť výbuch.
- V prípade úniku z batérií nedovoľte, aby sa akákoľvek kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde ku kontaktu, zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
- V prípade prasknutia batérie, väčšieho úniku alebo výbuchu evakuujte oblasť a kontaminovanú oblasť umiestnite do karantény. Zabezpečte dobré vetranie, aby ste odstránili všetky výpary, plyny alebo ostré zápachy.
- Oči – oči vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu 15 minút; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pokožka – zasiahnuté miesto oplachujte veľkým množstvom vody a mydlom alebo sa 15 minút sprchujte.
- Vdýchnutie – postihnutú osobu vystavte čerstvému vzduchu a v prípade potreby použite umelé dýchanie; v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.
- Požitie – okamžite vyhľadajte lekársku pomoc alebo miestne toxikologické centrum.
- Použitú batériu okamžite zlikvidujte. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nerozoberajte ani nehádzte do ohňa.

NÁVOD NA POUŽITIE

NABÍJANIE



VÝSTRAHA

☐☐ Zariadenie Venom 2 nabíjajte výlučne pomocou 18 V DC adaptéra Hyperice s dvojitou izoláciou (číslo modelu MX24Z2-1801000), ktorý sa dodáva spolu so zariadením. Nenabíjajte Venom 2 cez noc ani nenechávajte Venom 2 pri nabíjaní alebo používaní bez dozoru.

Pri nabíjaní pripojte adaptér do nabíjacieho portu batérie a napájací kábel zapojte do sieťovej zásuvky. Pred prvým použitím batériu úplne nabite. Môže to trvať až šesť hodín. Kontrolka LED bude blikať, aby zobrazovala úroveň batérie a indikovala aktívne nabíjanie. Úplné nabitie nastane, keď kontrolka LED prestane blikať a zostane svietiť úplne nazeleno. Zariadenie po zapnutí zobrazí úroveň nabitia batérie. Jednotku je možné nabíjať kedykoľvek a pri akejkoľvek úrovni

nabitia. Neodporúčame batériu vybijaf úplne až na oranžovú úroveň LED. Raz za mesiac jednotku dobite, aby ste čo najlepšie predžili životnosť batérie.

POUŽÍVANIE

Obtočte vinutie kompresie okolo príslušnej časti tela (chrbta, dolnej končatiny alebo ramena) a pripevnite popruhy tak, aby boli štyri vibračné časti umiestnené podľa potreby. Skontrolujte, či je batéria nabitá. Jednotku aktivujte stlačením tlačidla zapnutia. Logo Hyperice sa rozsvieti na červeno, čo znamená, že zariadenie Venom 2 je aktivované. Vyberte požadované možnosti ohrevu a vibrácií pomocou tlačidiel v hornej časti zariadenia. Zariadenie sa automaticky spustí po stlačení tlačidla ohrevu alebo vibrácií. Znova stlačte tlačidlo ohrevu alebo vibrácií na požadovanú úroveň. Zariadenie sa automaticky vypne po 15 minútach bez ďalšieho vstupu. Zariadenie zavibruje dvakrát, čím naznačí ukončenie relácie alebo zavibruje trikrát, čím naznačí vybitú batériu. Ak chcete pokračovať v používaní, jednoducho stlačte tlačidlo ohrevu alebo vibrácií a nastavte požadovanú úroveň. Plne nabitá batéria bude napájať zariadenie približne dve hodiny pri ohreve tretej úrovne a dlhšie pri nižších úrovniach.


PRIPOJENIE K APLIKÁCII HYPERICE

Ak chcete zariadenie pripojiť k aplikácii Hyperice cez Bluetooth®, uistite sa, že je zariadenie zapnuté, v telefóne máte zapnutú funkciu Bluetooth a zariadenie je v dosahu telefónu. Indikátor Bluetooth na zariadení bude pulzovať modrou farbou, čo znamená, že čaká na spárovanie. Ak sa zobrazí výzva, ťuknite na položku „Scan for Devices“ (Vyhľadaf zariadenia). Keď sa na obrazovke zobrazí vaše zariadenie, vyberte ho. Po spárovaní zariadenia Venom 2 vám HyperSmart™ umožní automaticky spustiť reláciu a ovládať nastavenia tepla a vibrácií z aplikácie Hyperice.

ČISTENIE A USKLADNENIE

Na utretie prípadnej vlhkosti z jednotky použite uterák alebo mäkkú handričku. Jednotku uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla, tekutín a detí. Ak zariadenie nepoužívate, uskladnite ho na čistom, chladnom a suchom mieste bez priameho slnečného svetla. Odporúčame teplotu skladovania medzi -10 °C až 25 °C/14 °F až 77 °F.

ŠPECIFIKÁCIE



1. Zariadenie Venom 2
2. Indikátor Bluetooth®
3. Nabijací port
4. Tlačidlo napájania (zapnutia/vypnutia)
5. Indikátor batérie
6. Tlačidlo nastavenia ohrevu
7. Signalizácia úrovne ohrevu
8. Tlačidlo nastavenia vibrácií
9. Signalizácia vzoru vibrácií
10. Vínutie kompresie

Frekvencia vibrácií: 88 Hz

Ohrev: č. 1: 45 °C (113 °F), č. 2: 50 °C (122 °F), č. 3: 55 °C (131 °F)

Hmotnosť: 1,6 kg/3 libry (vrátane nabíjačky)

Nabíjačka striedavého a jednosmerného prúdu: 100 – 240 V, 50/60 Hz 0,7 A – 18,0 V 1,0 A 18,0 W

ZÁRUKA

Na tento výrobok sa vzťahuje obmedzená záruka spoločnosti Hyperice.

Informácie o záruke vo vašej krajine nájdete na stránke hyperice.com/warranty.

SL

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA NE UNIČUJTE



PRED UPORABO NAPRAVE VENOM 2 PREBERITE VSA NAVODILA.



NEVARNOST

Za preprečevanje tveganja električnega udara upoštevajte navodila v nadaljevanju.

- Po polnjenju ali pred čiščenjem in uporabo napravo vedno nemudoma odklopite iz električne vtičnice.
- Naprave, ki je padla v vodo, ne skušajte izvleči iz vode. Napravo nemudoma odklopite iz napajanja.
- Naprave ne uporabljajte med kopanjem ali prhanjem.
- Naprave ne shranjujte na kraju, od koder bi lahko padla ali bi jo nehote povlekli v kad ali umivalnik. Naprave ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino in poskrbite, da ne pade vanjo.
- Hranite na suhem. Ne uporabljajte v mokrih ali vlažnih pogojih.



OPOZORILO

Pred uporabo te naprave preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Neupoštevanje opozoril in navodil lahko vodi do električnega šoka, požara in/ali hudih telesnih poškodb.

OPOZORILO

ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OPEKLIN, ELEKTRIČNEGA ŠOKA, POŽARA IN POŠKODB OSEB JE TREBA TA IZDELEK UPORABLJATI V SKLADU Z NASLEDNJIMI NAVODILI:

- To napravo uporabljajte samo za predvidene namene, kot je opisano v tem priročniku.
- Naprava ni igrača. Naprava je namenjena samo uporabi za odrasle. Naprave ne uporabljajte pri telesnih poškodbah.
- Te naprave nikoli ne smete pustiti brez nadzora, ko je priključena na električno vtičnico. Vedno jo odklopite iz vtičnice takoj po končanem polnjenju ter pred uporabo in čiščenjem. Odklopite jo iz vtičnice, ko ni v uporabi in ko nameščate ali odstranjujete dele.
- Naprave ne uporabljajte pod odejo ali vzglavnikom. Pride lahko do čezmernega segrevanja, kar lahko povzroči požar, električni šok ali poškodbe oseb.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovan kabel ali vtič, če ne deluje pravilno, če je padla ali je poškodovana ali se je zmočila. Napravo vrnite servisnemu centru, kjer jo bodo pregledali in popravili.
- Za nošenje naprave ne uporabljajte kabla in kabla ne uporabljajte kot ročaja.
- Kabla ne nameščajte v bližino vročih površin.
- V odprtine ne vstavljajte nobenih predmetov.
- Naprava je primerna SAMO za uporabo v suhih prostorih. Naprave ne uporabljajte na prostem ali na mokrih površinah in je ne izpostavljajte vodi ali dežju.
- Izdelek uporabljajte samo v skladu s temi navodili. Navodila so na voljo tudi na spletnem mestu hyperice.com.
- Ogr evane površine uporabljajte previdno. Lahko pride do hudih opeklin. Ne uporabljajte na neobčutljivih delih kože ali v primeru slabe prekrvavitve. Nenadzorovana uporaba toplote s strani otrok ali onesposobljenih oseb je lahko nevarna.
- Ne glede na nastavitve upravljanja se lahko naprava segreje toliko, da povzroči opekline. Naprave ne uporabljajte pri dojenčkih ali invalidnih osebah ter pri spečih ali nezavestnih osebah. Naprave ne uporabljajte na neobčutljivi koži ali pri osebi s slabo prekrvavitvijo. Redno preverjajte predel kože, ki je v stiku s sekretim delom naprave, da zmanjšate nevarnost nastanka mehurjev. Pri prvemu znaku neudobja napravo takoj odstranite s telesa in jo izklopite.
- Te naprave ne smejo uporabljati osebe, ki niso občutljive na toploto, in druge zelo ranljive osebe, ki se ne morejo odzvati na pregrevanje.
- Če uporabnik spi na napravi oz. jo nosi med spanjem, lahko pride do opeklin ali vročinske kapi ne glede na nastavitve temperature.
- Naprave ne stiskajte. Ne prepogibajte ali zvičajte. Naprave Venom 2 med uporabo ne prepogibajte.
- Naprave ne spreminjajte ali poskušajte popraviti sami. Ni sestavljena iz delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Za servis se obrnite na družbo Hyperice.

- Preprečite nenamerni zagon. Preden napravo shranite, dvignete ali prenašate, mora biti gumb za vklop/izklop v položaju za izklop.

OPOZORILO

Pred uporabo naprave Venom 2 ali druge grelne in vibracijske naprave se posvetujte z osebnim zdravnikom, če za vas velja kar koli od navedenega: nosečnost, sladkorna bolezen z zapleti, kot so nevropatija ali poškodbe mrežnice, uporaba srčnih spodbujevalnikov, nedavni kirurški poseg, epilepsija ali migrene, izbočenost medvretenčne ploščice, spondilolisteza, spondiloliza ali spondiloza, nedavne zamenjave sklepov ali vstavitve materničnega vložka, vstavljeni kovinski zatiči ali ploščice ali drugi pomisleki, povezani s fizičnim zdravjem. Bolehn posameznike in otroke mora med uporabo grelne ali vibracijske naprave spremljati odrasla oseba. Navedene kontraindikacije ne pomenijo, da uporaba te naprave za vas ni primerna, vendar priporočamo, da se pred tem posvetujete z osebnim zdravnikom. Z nenehnimi raziskavami proučujemo učinke toplote in vibracij pri posebnih zdravstvenih težavah. S tem bomo najverjetneje skrajšali seznam zgoraj navedenih kontraindikacij. Praktične izkušnje so pokazale, da je vključevanje vibracijske vadbe v načrt zdravljenja v številnih primerih koristno. To se izvaja po posvetu z osebnim zdravnikom, specialistom ali fizioterapevtom in pod njegovim nadzorom.





POZOR













Pri uporabi električne naprave je vedno treba upoštevati osnovne previdnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:







- Naprava je namenjena samo uporabi za odrasle.
- Naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o uporabi naprave, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Naprava ima ogrevano površino. Osebe, ki so občutljive na toploto, morajo napravo uporabljati previdno. Te naprave ne smejo uporabljati osebe, ki niso občutljive na toploto, in druge zelo ranljive osebe, ki se ne morejo odzvati na pregrevanje.
- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z napravo.
- Po polnjenju ali pred uporabo polnilnik odklopite z baterije. Naprava Venom 2 ne deluje, ko je polnilnik priklopljen na baterijo.
- Naprava Venom 2 med uporabo ali polnjenjem nikoli ne sme biti brez nadzora.
- Naprave ne potaplajte v vodo. Napravo čistite samo z vlažno krpo.
- Naprave ne postavljajte v bližino tekočin.
- Uporabljajte samo na suhi čisti površini telesa ali nad lahkimi oblačili, kot je prikazano v teh navodilih.

- Naprave Venom 2 ne uporabljajte na mokri koži ali na mazilih za lokalno uporabo, zlasti tistih, ki vsebujejo grelne sestavine, saj lahko pride do opeklin kože.
- Med izdelkom in kožo uporabite tanko tkanino, oblačilo ali tanko brisačo, da zmanjšate možnost opeklin.
- Do opeklin lahko pride ne glede na nastavitev upravljanja. Redno preverjajte kožo pod izdelkom ter pri prvemu znaku neudobja napravo takoj odstranite s telesa in jo izklopite.
- Med napravo Venom 2 in telo ne nameščajte kovinskih predmetov, vključno z zatiči in drugimi kovinskimi pritrdilnimi elementi za pritrditev naprave Venom 2.
- Naprave ne poskušajte razstaviti.
- Naprave Venom 2 ne smete poškodovati ali spreminjati na noben način.
- Naprave pred vsako uporabo temeljito pregledjte. Če naprava kaže znake obrabljenosti, kot so pokanje, mehurji ali razpoke, jo vrnite pooblaščenemu servisnemu centru družbe Hyperice, kjer jo bodo pregledali in popravili.
- Naprave ne uporabljajte v prostorih, kjer se uporabljajo aerosolni izdelki (v razpršilu) ali naprave za dovajanje kisika.
- Na napravi Venom 2 ne smete sedeti, pritiskati ob njo ali je stisniti.
- Med shranjevanjem na napravo ne nalagajte stvari, da je ne stisnete.
- Napravo redno pregledujte, ali kaže znake obrabe ali poškodb. Če se pojavijo takšni znaki, če naprava ni bila uporabljena pravilno ali ne deluje, jo vrnite pooblaščenemu servisnemu centru družbe Hyperice, kjer jo bodo pregledali in popravili.
- Otroci naprave ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
- Naprava ni namenjena medicinski uporabi v bolnišnicah. Namenjeno za uporabo v gospodinjstvu ali za komercialno uporabo.

TA NAVODILA SHRANITE

Simbol	Opis	Mesto
IP21	Stopnja zaščite pred vdorom vode	Na ovoju
	Pred uporabo preberite navodila	V priročniku ali na konzoli
	Enosmerni tok	Na konzoli
	Izmenični tok	Na polnilniku
	Ime in naslov izdelovalca	V priročniku ali na konzoli

	<p>Ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme.</p> <p>Ta oznaka pomeni, da v EU tega izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjstvi odpadki. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ga reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne ponovne uporabe materialnih virov. Če želite vrnilo rabljeno napravo, uporabite sistem za vračilo in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. Ta izdelek lahko sprejmejo za okolju varno recikliranje.</p>	<p>Na ovoju</p>
	<p>Ne prati</p>	<p>Na ovoju</p>
	<p>Ne izpostavljajte kemičnemu čiščenju</p>	<p>Na ovoju</p>
	<p>Ne centrifugirajte</p>	<p>Na ovoju</p>
	<p>Ne uporabljajte belila</p>	<p>Na ovoju</p>
	<p>Ne likajte</p>	<p>Na ovoju</p>
	<p>Opozorilni simbol za nevarnost, ki lahko povzroči smrt ali resno poškodbo</p>	<p>V priročniku ali na konzoli</p>
	<p>Svarilni simbol, ki pomeni, da si mora uporabnik ogledati pomembne svarilne informacije v navodilih za uporabo, kot so opozorila in previdnostni ukrepi, ki jih zaradi različnih razlogov ni mogoče prikazati na sami medicinski upravljalni enoti.</p>	<p>V priročniku</p>
	<p>Nasvet za preprostejšo uporabo Tveganje za uporabnika je zanemarljivo.</p>	<p>V priročniku</p>
	<p>Skladnost z evropskimi standardi</p>	<p>Na ovoju</p>
	<p>Avstralska oznaka RCM</p>	<p>Na ovoju</p>
	<p>Izdelano na Kitajskem</p>	<p>Na ovoju</p>
	<p>Oznaka Združenega kraljestva</p>	<p>Na ovoju</p>

	Reciklirajte litij-ionsko baterijo	Na ovoju
	Simbol za recikliranje	Na ovoju
	Upravljanje temperature	Na konzoli
	Vklop/izklop	Na konzoli
	Upravljanje vibracij	Na konzoli
	Snemljiv napajalni kabel, uporabljajte samo s polnilnikom, ki je bil dobavljen z napravo.	V priročniku ali na konzoli

BREŽIČNA TEHNOLOGIJA BLUETOOTH®

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., zato družba Hyperice te znamke uporablja skladno z licenco. V primeru malo verjetne izgube stabilne povezave Bluetooth bo sistem samodejno znova poskušal vzpostaviti povezavo. Naprava Venom 2 je popolnoma samostojna in bo nadaljevala z normalnim delovanjem tudi v primeru izgube povezave. Če ta upravljalna enota povzroča motnje, ki se lahko določijo z izklopom in vklopom upravljalne enote, naj jih uporabnik poskuša odpraviti, tako da preusmeri ali prestavi upravljalno enoto, poveča razdaljo med opremo in upravljalno enoto ali priključi upravljalno enoto na drugo električno vtičnico, če se uporablja.

Upravljalna enota Venom 2 uporablja brezžično tehnologijo Bluetooth 5.0 z naslednjimi radijskimi tehničnimi podatki: FCC ID: 2AWQY-VENOM2, IC: 26929-VENOM2, Frekvenca: od 2402 do 2480 MHz

Ta enota je skladna z delom 15 pravilnika FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev: 1) Ta upravljalna enota ne sme povzročati škodljivih motenj in 2) ta upravljalna enota mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje. Ta upravljalna enota je skladna s panožnim(-i) kanadskim(-i) standardom(-i) RSS z izzetimi licencami. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev: 1) Ta upravljalna enota ne sme povzročati motenj in 2) ta upravljalna enota mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje enote.

Ta oprema je v skladu z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti sevanju FCC/ISED, določenimi za nenadzorovano okolje, ter v skladu s smernicami FCC o izpostavljenosti radijskim frekvencam (RF) in standardom RSS-102 ISED o izpostavljenosti radijskim frekvencam (RF). Ta oprema ima zelo nizke ravni radiofrekvenčne energije, za katere velja, da so skladne brez testiranja stopnje specifične absorpcije (SAR).

Spremembe ali prilagoditve, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, ne odobri izrecno, lahko razveljavi uporabnikovo pravico do uporabe opreme.

Ta oprema je bila preizkušena in je v skladu z mejnimi vrednostmi za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te mejne vrednosti so določene tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih stavbah. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če ni nameščena ter uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijski komunikaciji. Vendar pa ni mogoče zagotoviti, da v določenem primeru ne bo prišlo do motenj.

Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, je priporočljivo, da uporabnik poskuša odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Spremenite smer sprejemne antene ali jo prestavite.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico na tokokrogu, ki ni tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/TV-tehnika.

PODATKI O NOTRANJI BATERIJI

Enota Venom 2 ima akumulatorsko litij-ionsko baterijo. Notranja baterija je zasnovana tako, da omogoča uporabo naprave Venom 2 kjer koli; tudi kadar niso na voljo električne vtičnice. Pred prvo uporabo bo morda treba napravo Venom 2 napolniti. Popolnoma napolnjena baterija bo omogočala več kot dve uri neprekinjene uporabe. Popolno polnjenje baterije traja približno 4 ure, če je upravljalna enota priključena na električno vtičnico in se ne uporablja.

- Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Baterije lahko zamenja samo usposobljena oseba s posebnim orodjem. Za servis ali popravilo se obrnite na družbo Hyperice. Ta naprava vsebuje baterije, ki jih ne morete zamenjati. Ko se izteče življenjska doba baterije, poskrbite za pravilno odlaganje naprave. Baterijo je treba varno odložiti v obratu za odstranjevanje elektronske opreme ali obratu za recikliranje.



OPOZORILO

- Upoštevajte vsa navodila za polnjenje in baterije oz. naprave ne polnite izven temperaturnega razpona, navedenega v navodilih. Zaradi nepravilnega polnjenja ali polnjenja pri temperaturah izven navedenega razpona se lahko baterija poškoduje in poveča se nevarnost požara.
- Nazivni temperaturni razpon za polnjenje baterije je od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F).
- V neustreznih pogojih lahko iz baterije izteče tekočina; izogibajte se stiku. Če pride do nenamernega stika, spirajte z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, poiščite tudi zdravniško pomoč. Tekočina, ki izteče iz baterije, lahko povzroči draženje ali opekline.
- Ne uporabljajte poškodovane ali spremenjene baterije oz. naprave. Poškodovane in spremenjene baterije se lahko obnašajo nepredvidljivo in lahko pride do požara, eksplozije ali telesnih poškodb.

- V primeru nepravilne uporabe lahko baterija, uporabljena v tej napravi, predstavlja tveganje požara ali kemičnih opeklin. Baterije oz. naprave ne razstavljajte, ne izpostavljajte ognju ali visokim temperaturam. Izpostavljanje ognju ali temperaturam nad 130 °C (265 °F) lahko povzroči eksplozijo.
- Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali očmi. V primeru stika umijte prizadeto območje z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč.
- V primeru poškodovane baterije, večjega puščanja ali eksplozije evakuirajte območje in kontaminirano območje postavite v karanteno. Poskrbite za dobro prezračevanje prostora, da odstranite hlape, pline ali neprijeten vonj.
- Oči – oči 15 minut spirajte z obilo vode; nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Koža – prizadeto območje 15 minut spirajte z obilo vode in mila oz. se oprhajte.
- Vdihavanje – osebo prestavite na svež zrak in po potrebi izvajajte umetno dihanje; po potrebi poiščite zdravniško pomoč.
- Zaužitje – nemudoma se posvetujte z zdravnikom ali lokalnim centrom za zastrupitve.
- Izrabljeno baterijo takoj zavržite. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Ne razstavljajte ali odvrzite v ogenj.

NAVODILA ZA UPORABO

POLNJENJE



OPOZORILO

ⓘ Napravo Venom 2 napajajte samo z dvojno izoliranim polnilnikom Hyperice 18 V DC (št. modela MX24Z2-1801000), ki je bil dobavljen z enoto. Naprave Venom 2 ne polnite čez noč in je med polnjenjem ali uporabo ne puščajte brez nadzora.

Napravo polnite tako, da adapter priključite v napajalni vhod baterije, napajalni kabel pa v stensko vtičnico. Pred prvo uporabo popolnoma napolnite baterijo, kar traja do šest ur. LED-lučka utripa, kar je indikator napoljenosti baterije in aktivnega polnjenja. Baterija je popolnoma napolnjena, ko lučka LED neha utripati in neprekinjeno sveti zeleno. Naprava ob vklopu prikaže raven napoljenosti baterije. Enoto lahko napolnite kadar koli ne glede na raven napoljenosti. Ne priporočamo, da baterijo popolnoma izpraznite do oranžne LED-lučke. Enoto napolnite vsak mesec, da zagotovite daljšo življenjsko dobo baterije.

UPRAVLJANJE

Kompresijski ovoj ovijte okoli ustreznega dela telesa (hrbta, noge ali rame) in trakove tesno pritrdite tako, da vam je še vedno udobno in so štiri vibracijske

konzole na zelenem mestu. Baterija mora biti napolnjena. Pritisnite gumb za vklop, da vklopite enoto. Logotip Hyperice zasveti rdeče, kar pomeni, da je naprava Venom 2 vklopljena. Z gumboma na zgornji strani konzole izberite zelene možnosti gretja in vibriranja. Naprava se samodejno zažene, ko pritisnete gumb za gretje ali vibriranje. Znova pritisnite gumb za gretje ali vibriranje na zeleno stopnjo. Naprava se samodejno izklopi, če 15 minut ne pritisnete nobenega gumba. Naprava dvakrat zavibrira za konec seje oz. trikrat za skoraj prazno baterijo. Če želite nadaljevati z uporabo, znova pritisnite gumb za gretje ali vibriranje in nastavite zeleno stopnjo. Povsem napolnjena baterija bo omogočala približno dve uri uporabe na tretji stopnji gretja in več pri nižjih stopnjah.


VZPOSTAVLJANJE POVEZAVE Z APLIKACIJO HYPERICE

Za povezavo naprave z aplikacijo Hyperice prek povezave Bluetooth® morata biti vklopljeni naprava in povezava Bluetooth v telefonu, naprava pa mora biti v dosegu telefona. LED-lučka povezave Bluetooth na konzoli utripa modro, kar pomeni, da čaka na vzpostavitev povezave. Ob pozivu tapnite »Scan for Devices« (Poišči naprave). Ko se na zaslonu prikaže vaša naprava, jo izberite. Ko vzpostavite povezavo z napravo Venom 2, HyperSmart™ omogoča samodejni zagon seje ter upravljanje gretja in vibracij v aplikaciji Hyperice.

ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE

Z brisačo ali mehko krpo obrišite morebitno vlago z enote. Enoto hranite stran od virov toplote, tekočin in otrok. Kadar naprave ne uporabljate, jo shranite v čistem, hladnem in suhem prostoru, stran od neposredne sončne svetlobe. Priporočena temperatura shranjevanja je med -10 °C in 25 °C/14 °F in 77 °F.

SPECIFIKACIJE



1. Konzola Venom 2
2. Indikator povezave Bluetooth®
3. Napajalni vhod
4. Gumb za vklop/izklop
5. Indikator napolnjenosti baterije
6. Gumb za nastavev gretja
7. Indikator stopnje gretja
8. Gumb za nastavev vibriranja
9. Indikator vibracijskega vzorca
10. Kompresijski ovoj

Frekvenca vibriranja: 88 Hz

Gretje: št. 1 113 °F (45 °C), št. 2 122 °F (50 °C), št. 3 131 °F (55 °C)

Teža: 3 lbs/1,6 kg (vključno s polnilnikom)

AC/DC-polnilnik: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,7 A - 18,0 V, 1,0 A, 18,0 W

GARANCIJA

Ta izdelek krije omejena garancija družbe Hyperice. Za ogled garancije za vašo državo obiščite spletno mesto hyperice.com/warranty.

SV

VIKTIGA SÄKERHETS- INSTRUKTIONER FÅR INTE FÖRSTÖRAS



LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER VENOM 2.



FARA

Så här minskas risken för elektriska stötar:

- Koppla alltid ur apparaten från eluttaget omedelbart efter laddning och före rengöring och användning.
- Ta inte upp apparaten om den har fallit ned i vatten. Koppla ur den omedelbart.
- Använd inte apparaten när du badar eller duschar.
- Placera eller förvara inte apparaten där den kan falla eller dras ned i ett badkar eller en diskho. Lägg inte apparaten i eller tappa den i vatten eller annan vätska.
- Förvaras torrt. Får inte användas i vått eller fuktigt tillstånd.



VARNING

Läs alla säkerhetsvarningar och instruktioner innan du använder apparaten. Om du inte följer varningarna eller instruktionerna kan följden bli elektriska stötar, brand eller allvarliga personskador.



VARNING

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR, ELEKTRISKA STÖTAR, BRAND OCH PERSONSKADOR MÅSTE PRODUKTEN ANVÄNDAS I ENLIGHET MED FÖLJANDE INSTRUKTIONER:

- Använd bara apparaten för den avsedda användning som beskrivs i den här handboken.
- Apparaten är inte en leksak. Apparaten får endast användas av vuxna. Använd inte apparaten om den är skadad.
- Apparaten får aldrig lämnas obevakad när den är ansluten. Koppla alltid ur apparaten från eluttaget omedelbart efter laddning, före användning och rengöring. Koppla bort apparaten från uttaget när den inte används och innan du sätter på eller tar av delar.
- Använd inte apparaten under en filt eller kudde. Hög uppvärmning kan inträffa och orsaka brand, elektriska stötar eller personskador.
- Använd aldrig apparaten om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar som den ska eller om den har tappats, skadats eller blivit våt. Lämna in apparaten till ett serviceombud för undersökning och reparation.
- Bär inte apparaten i sladden och använd inte sladden som handtag.
- Håll sladden borta från varma ytor.
- Du får aldrig tappa eller föra in föremål i någon öppning.
- Produkten lämpar sig ENDAST för torra platser. Använd inte produkten utomhus eller på våta ytor och utsätt inte för vatten eller regn.
- Produkten måste användas enligt det här instruktionsmaterialet. Instruktionsmaterial finns även på hyperice.com.
- Var försiktig med uppvärmda ytor. Produkten kan orsaka allvarliga brännskador. Använd inte produkten på okänsliga hudområden eller nära områden med dålig cirkulation. Obevakad användning av värme av barn eller personer som inte är beslutskompetenta kan vara farlig.
- Temperaturer som är tillräckligt höga för att orsaka brännskador kan uppstå oavsett reglageinställning. Använd inte produkten på spädbarn, invalida eller på sovande eller medvetslösa personer. Använd inte produkten på okänslig hud eller på personer med dålig blodcirkulation. Kontrollera huden som kommer i kontakt med apparatens uppvärmda område ofta för att minska risken för blåsbildning. Vid första tecken på obehag ska produkten avlägsnas från kroppen och stängas av.
- Apparaten får inte användas av personer som är okänsliga för värme eller mycket sårbara personer som inte kan reagera på överhettning.
- Om apparaten bärs i sovande tillstånd med reglagen inställda på en högre temperatur kan användaren drabbas av brännskador på huden eller värmeslag.
- Produkten får inte klämmas. Undvik att vika produkten med skarpa veck. Vik inte Venom 2 medan den används.
- Du får inte modifiera eller försöka att reparera apparaten. Produkten innehåller inga delar som användaren kan utföra service på. Kontakta Hyperice om service behövs.

- Förhindra att produkten startas oavsiktligt. Kontrollera att strömbrytaren är i avstängt läge innan du förvarar, tar upp eller bär apparaten.



VARNING

Använd inte Venom 2, eller någon värme- eller vibrationsapparat, utan att först ha fått godkännande från din läkare om något av följande gäller: graviditet, diabetes med komplikationer såsom neuropati eller näthinneskada, pacemakeranvändning, nylig operation, epilepsi eller migrän, diskbräck, kottförskjutning, spondylolys eller spondylos, nylig ledplastik eller intrauterina inlägg, metallstift eller -plattor eller andra orostecken rörande din fysiska hälsa. Sköra personer och barn ska ha sällskap av en vuxen när de använder en värme- eller vibrationsapparat. Dessa kontraindikationer innebär inte att du inte kan använda apparaten, men vi rekommenderar att du först kontaktar en läkare. Forskning pågår om effekterna av värme och vibrationer för specifika medicinska tillstånd. Detta kommer sannolikt att leda till att förteckningen över kontraindikationer som visas ovan förkortas. Praktisk erfarenhet har visat att integrering av vibrationsträning i en behandlingsplan är fördelaktigt i ett antal fall. Detta måste göras på inrådan av och i samarbete med en läkare, specialist eller fysioterapeut.







VAR FÖRSIKTIG!












När en elektrisk enhet används ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:

- Apparaten får endast användas av vuxna.
- Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om hur apparaten används såvida de inte har fått handledning eller utbildning i hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Apparaten har en uppvärmd yta. Personer som är känsliga för värme måste vara försiktiga när de använder apparaten. Apparaten får inte användas av personer som är okänsliga för värme eller mycket sårbara personer som inte kan reagera på överhettning.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med apparaten.
- Koppla bort laddaren från batteriet efter laddning och före användning. Venom 2 fungerar inte när laddaren är ansluten till batteriet.
- Låt aldrig Venom 2 vara igång eller laddas utan uppsikt.
- Sänk inte ned apparaten i vatten. Apparaten får endast rengöras med en fuktig trasa.
- Skydda apparaten mot vätskor.
- Produkten får bara användas på en torr, ren yta eller över lätta kläder, så som anges i det här instruktionsmaterialet.
- Använd inte Venom 2 på våt hud eller på ett område med salva för utvärtes bruk, i synnerhet inte om salvan innehåller värmeproducerande ingredienser som kan leda till brännskador på huden.

- Använd ett tunt tyg, kläder eller en tunn handduk mellan produkten och huden för att minska risken för brännskador.
- Brännskador kan uppstå oavsett reglageinställning. Kontrollera huden under produkten ofta. Vid första tecken på obehag ska produkten avlägsnas från kroppen och stängas av.
- Placera inga metallföremål mellan Venom 2 och kroppen, inklusive stift eller andra metallfästelement för att fästa Venom 2.
- Försök inte att ta isär produkten.
- Du får inte manipulera eller ändra Venom 2 på något sätt.
- Undersök apparaten noggrant före varje användningstillfälle. Om apparaten uppvisar tecken på försämring, t.ex. ytsprickning, blåsor eller krackelering, ska den returneras till ett auktoriserat Hyperice-servicecenter för undersökning och reparation.
- Använd inte apparaten där aerosolprodukter (sprejprodukter) används eller där syrgas administreras.
- Du får inte sitta på, trycka dig mot eller klämma Venom 2.
- Du får inte lägga saker ovanpå apparaten så att den krossas
- Undersök apparaten ofta avseende slitage och skador. Om det finns sådana tecken, om produkten har använts på fel sätt eller inte fungerar, ska den returneras till ett auktoriserat Hyperice-servicecenter för undersökning och reparation.
- Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan överinseende av en vuxen.
- Produkten är inte avsedd för medicinsk användning på sjukhus. Avsedd för hemmabruk eller kommersiell användning.

SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA

Symbol	Beskrivning	Placering
IP21	Kapslingsklass, grad av skydd mot inträngande vatten	På omslaget
	Läs anvisningarna före användning	I handboken och på enheten
	Likström	På enheten
	Växelström	På laddaren
	Tillverkarens namn och adress	I handboken och på enheten

	<p>Separat insamling av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning.</p> <p>Märkningen anger att produkten inte får kasseras med annat hushållsavfall i EU. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering ska produkten återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. Om du vill returnera den använda apparaten använder du retur- och insamlingsystemen eller kontaktar återförsäljaren där produkten köptes. Återförsäljaren kan lämna in produkten för miljövänlig återvinning.</p>	<p>På omslaget</p>
	<p>Får inte tvättas</p>	<p>På omslaget</p>
	<p>Använd inte torr rengöring</p>	<p>På omslaget</p>
	<p>Får ej torktumlas</p>	<p>På omslaget</p>
	<p>Får inte blekas</p>	<p>På omslaget</p>
	<p>Får inte strykas</p>	<p>På omslaget</p>
	<p>Varningssymbol för att identifiera en risk som kan medföra dödsfall eller allvarliga personskador</p>	<p>I handboken och på enheten</p>
	<p>Försiktighetsymbol för att ange att användaren måste läsa bruksanvisningen för viktig varningsinformation såsom varningar och försiktighetsåtgärder som av olika orsaker inte kan visas på den medicintekniska styrenheten</p>	<p>I handboken</p>
	<p>Tips för att tillhandahålla riktlinjer för att underlätta användningen. Risker för användaren anses försumbara</p>	<p>I handboken</p>
	<p>Europeisk överensstämmelse</p>	<p>På omslaget</p>
	<p>Australiens RCM</p>	<p>På omslaget</p>

	Tillverkad i Kina	På omslaget
	Brittiskt märke	På omslaget
	Återvinn litiumjon	På omslaget
	Symbol för återvinning	På omslaget
	Värmereglage	På enheten
	Ström på/av	På enheten
	Vibrationsreglage	På enheten
	Löstagbar nätkabel, används endast med den laddare som levererades med apparaten.	I handboken och på enheten

TRÅDLÖS BLUETOOTH®-TEKNIK

Ordmärket Bluetooth® och Bluetooth®-logotypen ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Hyperice sker under licens. Vid osannolik förlust av en stabil Bluetooth-anslutning försöker systemet återupprätta anslutningen. Venom 2 är helt autonom och fortsätter att fungera normalt även om anslutningen förloras. Om denna styrenhet orsakar störningar, vilket kan fastställas genom att stänga av styrenheten och starta den igen, uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen genom att rikta om eller placera om styrenheten, öka avståndet mellan utrustningen och styrenheten eller ansluta styrenheten till ett annat elektriskt uttag på en annan krets om den är ansluten.

Venom 2-styrenheten använder trådlös Bluetooth 5.0-teknik med följande radiospecifikationer:

FCC ID: 2AWQY-VENOM2, IC: 26929-VENOM2, Frekvens: 2 402 till 2 480 MHz

Enheten uppfyller kraven enligt del 15 i FCC-reglerna. Användning får ske på följande två villkor:(1) Denna styrenhet får inte orsaka skadlig störning och (2) denna styrenhet måste kunna klara av alla slags mottagna störningar, även sådana störningar som kan medföra att styrenheten inte fungerar som den ska. Denna styrenhet uppfyller Kanadas industrilicens med undantag för RSS standard(er). Användning får ske på följande två villkor:(1) Denna styrenhet får inte orsaka störning och (2) denna styrenhet måste kunna klara av alla slags störningar, även sådana störningar som kan medföra oönskad drift av styrenheten.

Den här utrustningen uppfyller FCC/ISED-gränserna för strålningsexponering som anges för en okontrollerad miljö och uppfyller FCC:s riktlinjer för

radiofrekvensexponering och RSS-102 i ISED-radiofrekvensexponeringsreglerna. Den här utrustningen har mycket låga nivåer av radiofrekvensenergi och bedöms uppfylla kraven utan provning av specifik absorptionsnivå (SAR).

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den part som ansvarar för överensstämelsen kan innebära att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Utrustningen har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital enhet av klass B enligt del 15 av FCC-reglerna. De gränserna har tagits fram för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar av radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte uppstår i en given installation.

Om utrustningen orsakar skadliga störningar av radio- eller TV-mottagningen, vilket kan fastställas genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

INFORMATION OM INTERNT BATTERI

Venom 2-apparaten har ett laddningsbart litiumpolymerbatteri. Det interna batteriet är avsett att medge användning av Venom 2 som helst – även när elektriska uttag saknas. Venom 2 kan behöva laddas före det första användningstillfället. Ett fulladdat batteri ger ström för längre än 2 timmars kontinuerlig användning. Det tar cirka 4 timmar att ladda batteriet helt när styrenheten är ansluten och inte används.

- Apparaten innehåller ett litiumjonbatteri. Batterier kan endast bytas ut av en kunnig fackman med ett specialverktyg. Kontakta Hyperice om service eller reparation behövs. Den här enheten innehåller batterier som inte kan bytas ut. När batteriets livslängd är slut ska apparaten kasseras korrekt. Batteriet måste hanteras på ett säkert sätt vid lämplig återvinningsstation för elektronikavfall.



VARNING

- Följ alla laddningsinstruktioner och ladda inte batteriet eller apparaten utanför det temperaturområde som anges i instruktionerna. Om batteriet laddas felaktigt eller i en temperatur utanför det angivna området kan det skadas, och risken för brand ökar.
- Det nominella temperaturområdet för laddning av batteriet är 0–45 °C (32–113 °F).

- Under missförhållanden kan vätska tryckas ut ur batteriet, i så fall ska kontakt med batteriet undvikas. Skölj med vatten om kontakt uppstår av misstag. Sök också vård om vätskan kommer i kontakt med ögonen. Vätskan som trycks ut ur batteriet kan orsaka irritation eller brännskador.
- Använd inte ett batteri eller en apparat som är skadad eller modifierad. Skadade eller modifierade batterier kan bete sig oförutsägbart, vilket kan leda till brand, explosion eller risk för personskador.
- Batteriet som används i apparaten kan utgöra en risk för brand eller kemisk brännskada om det hanteras på fel sätt. Batteriet och apparaten får inte tas isär eller utsättas för brand eller för hög temperatur. Exponering för brand eller temperaturer över 130 °C (265 °F) kan orsaka explosion.
- Om batteriet läcker får ingen vätska komma i kontakt med huden eller ögonen. Om kontakt inträffar ska det drabbade området tvättas/sköljas med rikliga mängder vatten och vård uppsöks.
- Vid batterihaveri, större läckage eller explosion ska området evakueras och det förorenade området sättas i karantän. Skapa god ventilation för att vädra ut ångor, gaser och dålig lukt.
- Ögon – Skölj ögonen med mycket vatten i 15 minuter och uppsök vård omedelbart.
- Hud – Skölj det drabbade området med mycket vatten och tvål eller duscha i 15 minuter.
- Inandning – Ta ut personen i friska luften och ge konstgjord andning om det behövs. Sök vård om det behövs.
- Förtäring – Rådfråga läkare eller lokal giftcentral omedelbart.
- Kasserar det använda batteriet omedelbart. Håll det borta från barn. Ta inte isär batteriet och släng inte in det i eld.

DRIFTANVISNINGAR

LADDNING



VARNING

☐☐☐ Venom 2 ska endast laddas med den dubbelisolerade 18 V DC Hyperice-laddaren (modellnummer MX24Z2-1801000) som medföljer apparaten. Ladda inte Venom 2 över natten och lämna inte Venom 2 obevakad när den laddas eller används.

När apparaten ska laddas ansluter du adaptorn till batteriets laddningsport och ansluter sladden till ett vägguttag. Fulladda batteriet i upp till sex timmar före det första användningstillfället. En lampa lyser med ett pulserande sken för att visa batterinivån och ange att laddning sker. Full laddning anges av att lampan slutar att lysa med ett pulserande sken och lyser grönt med ett fast sken. Apparaten visar batterinivån när den är påslagen. Enheten kan laddas när som helst och oavsett batterinivå. Vi rekommenderar inte att batteriet tillåts laddas ur helt till den orange lysdiodesnivån. Ladda apparaten varje månad för att förlänga batteriets livslängd.

ANVÄNDNING

Linda kompressionslindan runt lämplig kroppsdel (rygg, ben eller axel) och fäst remmarna med en tajt, men bekväm, passform så att de fyra vibrationsenheterna placeras på önskad plats. Kontrollera att batteriet är laddat. Tryck på ON-knappen för att starta enheten. Hyperice-logotypen lyser rött för att visa att Venom 2 är aktiverad. Välj önskade värme- och vibrationsalternativ med knapparna på enhetens ovansida. Enheten startar automatiskt när värme- eller vibrationsknappen trycks in. Tryck på värme- eller vibrationsknappen igen till önskad nivå. Apparaten stängs av automatiskt efter 15 minuter utan ytterligare inmatning. Apparaten vibrerar två gånger för att ange att sessionen är slut, och vibrerar tre gånger när batteriet är svagt. Om du vill fortsätta att använda apparaten trycker du värme- eller vibrationsknappen till önskad nivå. Ett fulladdat batteri kan driva apparaten i cirka två timmar vid värmenivå tre och längre vid lägre nivåer.


ANSLUTA TILL HYPERICE-APPEN

Om du vill ansluta apparaten till Hyperice-appen via Bluetooth® måste du se till att apparaten är påslagen, att Bluetooth är aktiverat på telefonen och att apparaten är inom telefonens räckvidd. Bluetooth-lampan på enheten lyser med ett pulserande blått sken, vilket innebär att den väntar på att parkopplas. Om du uppmanas till det trycker du på Scan for Devices (Sök efter enheter). Välj din apparat när den visas på skärmen. När Venom 2 har parkopplats gör HyperSmart™ att du automatiskt kan starta en session och styra värme- och vibrationsinställningarna via Hyperice-appen.

RENGÖRING OCH FÖRVARING

Torka bort fukt från enheten med en handduk eller en mjuk trasa. Håll enheten borta från värmekällor, vätskor och barn. Förvara enheten på en ren, sval och torr plats skyddad mot direkt solljus när den inte används. Rekommenderad förvaringstemperatur är mellan -10 °C och 25 °C (14 °F och 77 °F).

SPECIFIKATIONER



1. Venom 2-enhet
2. Bluetooth®-indikator
3. Laddningsport
4. Strömknapp (ON/OFF)
5. Batteriindikator
6. Knapp för värmejustering
7. Indikator för värmenivå
8. Knapp för vibrationsjustering
9. Indikator för vibrationsmönster
10. Kompressionslinda

Vibrationsfrekvens: 88 Hz

Värme: #1 45 °C (113 °F) #2 50 °C (122 °F) #3 55 °C (131 °F)

Vikt: 1,6 kg (inklusive laddare)

AC-DC-laddare: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,7 A–18,0 V, 1,0 A, 18,0 W

GARANTI

Produkten omfattas av en begränsad garanti från Hyperice. Gå till hyperice.com/warranty för att läsa garantin som gäller i ditt land.



คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ห้ามทำลาย



อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้ VENOM 2



อันตราย

เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อต:

- ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ออกจากเต้าเสียบทันทีทุกครั้งหลังการชาร์จไฟและก่อนการทำความสะอาดหรือใช้งาน
- ห้ามเอื้อมลงไปหยิบอุปกรณ์ที่ตกลงไปในน้ำ ถอดปลั๊กทันที
- ห้ามใช้ขณะอาบน้ำหรืออาบน้ำด้วยฝักบัว
- อย่าวางหรือจัดเก็บอุปกรณ์ในที่ที่อาจร่วงหล่นหรือถูกดึงลงในอ่างน้ำหรืออ่างล้างหน้า ห้ามวางหรือหย่อนลงไปในบ้านหรือของเหลวอื่นๆ
- เก็บให้แห้ง อย่าใช้งานเมื่อเครื่องเปียกหรือชื้น



คำเตือน

อ่านคำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดก่อนใช้อุปกรณ์นี้ หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ และ/หรือการบาดเจ็บสาหัสได้



คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงจากถูกชก ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ และการบาดเจ็บส่วนบุคคล อุปกรณ์นี้ต้องใช้งานอย่างสอดคล้องกับคำแนะนำดังต่อไปนี้:

- ใช้งานอุปกรณ์นี้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น
- อุปกรณ์นี้ไม่ใช่ของเล่น สำหรับใช้โดยผู้ใหญ่เท่านั้น ห้ามใช้หากได้รับบาดเจ็บ
- เมื่อเสียบปลั๊ก ไม่ควรปล่อยอุปกรณ์นี้ทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ออกจากเต้าเสียบทันทีทุกครั้งหลังชาร์จ ก่อนการใช้งาน และก่อนการทำทำความสะอาด ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบเมื่อไม่ได้ใช้งานและก่อนที่จะใส่หรือถอดชิ้นส่วน

- ห้ามใช้งานใต้ผ้าห่มหรือหมอน การใช้ความร้อนที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บต่อบุคคลได้
- ห้ามใช้งานเครื่องหากสายไฟหรือปลั๊กชำรุดเสียหาย หากอุปกรณ์ทำงานผิดปกติ ดกหล่นหรือชำรุดเสียหายหรือเปียกน้ำ นำอุปกรณ์กลับไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซม
- ห้ามยึดอุปกรณ์นี้ไว้โดยใช้สายไฟหรือใช้สายไฟเป็นที่จับ
- เก็บสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวที่มีความร้อน
- ห้ามหย่อนวัตถุลงไปหรือใส่เข้าไปในช่องของอุปกรณ์
- เหมาะสำหรับใช้งานในที่แห้งเท่านั้น ห้ามใช้กลางแจ้งหรือบนพื้นผิวที่เปียก และห้ามให้โดนน้ำหรือฝน
- ใช้ผลิตภัณฑ์ตามเอกสารคำแนะนำเหล่านี้เท่านั้น เอกสารคำแนะนำยังสามารถดูได้ที่ [hyperice.com](#)
- ใช้ที่พื้นผิวที่ร้อนด้วยความระมัดระวัง อาจทำให้เกิดแผลไฟไหม้รุนแรงได้ ห้ามใช้กับผิวในบริเวณที่บอบบางหรือมีการไหลเวียนของเลือดที่ไม่ดี การปล่อยให้เด็กหรือบุคคลใดความสามารถใช้งานเกี่ยวกับความร้อน โดยไม่มีผู้ดูแลอาจเป็นอันตรายได้
- อาจเกิดอุณหภูมิที่สูงพอที่จะทำให้เกิดแผลไฟไหม้ได้ไม่ว่าจะตั้งค่าการควบคุมไว้อย่างไรก็ตาม อย่าใช้กับทารกหรือผู้ป่วยหนัก หรือกับบุคคลที่นอนหลับหรือหมดสติ ห้ามใช้กับผิวที่บอบบางหรือบุคคลที่มีการไหลเวียนของเลือดที่ไม่ดี ตรวจสอบผิวที่สัมผัสกับบริเวณที่ให้ความร้อนของอุปกรณ์ให้บ่อยครั้งเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดแผลพุพอง นำอุปกรณ์ออกจากร่างกายและปิดใช้งานเมื่อเริ่มรู้สึกไม่สบายตัว
- บุคคลที่ไวต่อความร้อนและบุคคลที่อ่อนแออื่นๆ ที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความร้อนที่สูงเกินไปห้ามใช้อุปกรณ์นี้
- หากสวมอุปกรณ์นี้ขณะนอนหลับหรือนอนทับ โดยตั้งค่าอุณหภูมิไว้ที่ระดับสูง ผู้ใช้ อาจได้รับแผลไฟไหม้ที่ผิวหนังหรือเป็นโรคลมแดดได้
- ห้ามบดทำลาย หลีกเลียงการพันที่ก่อให้เกิดขอบที่มีคม ห้ามพัน Venom 2 ขณะใช้
- ห้ามตัดแปลงหรือพยายามซ่อมอุปกรณ์ อุปกรณ์ไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมได้เอง โปรดติดต่อ Hyperice เพื่อขอรับบริการ
- ป้อนกันไม่ให้อุปกรณ์เริ่มทำงานโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบว่าปุ่มเปิด/ปิดอยู่ในตำแหน่งปิดก่อนจัดเก็บ ยก หรือถืออุปกรณ์



คำเตือน

โปรดอย่าใช้ Venom 2 หรืออุปกรณ์ให้ความร้อนหรือแรงสั่นใดๆ โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากแพทย์ก่อนหากมีสภาวะใดๆ ต่อไปนี้: การตั้งครรภ์, โรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น ความผิดปกติของเส้นประสาทหรือจอประสาทตาเสื่อม, ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ, เพิ่งได้รับการผ่าตัดเมื่อไม่นานมานี้, โรคลมชักหรือไมเกรน, หมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท, โรคกระดูกสันหลังเคลื่อน, โรคกระดูกสันหลังเสื่อม, หรือการแตกหักของชิ้นส่วนกระดูกสันหลัง, การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเมื่อไม่นานมานี้, การใช้ห่วงอนามัยหรือห่วงคุมกำเนิด, มีการใส่หมุดโลหะหรือแผ่นโลหะ หรือมีข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับสุขภาพทางกายของคุณ บุคคลที่อ่อนแอและเด็กควรมีผู้ใหญ่ดูแลเมื่อมีการใช้งานอุปกรณ์ใดๆ ที่ให้ความร้อนหรือแรงสั่น ข้อห้ามใช้เหล่านี้ไม่ได้หมายความว่า คุณไม่สามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้ แต่เราขอแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อน มีการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษาถึงผลกระทบของความร้อนและการสั่นสะเทือนต่อความคิดปกติทางการแพทย์ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจส่งผลให้รายการข้อห้ามใช้ที่แสดงด้านบนนี้มีน้อยลง ประสพการณ์จากการใช้งานแสดงให้เห็นว่าการผสมผสานแรงสั่นสะเทือนในแผนการบำบัดรักษาได้รับคำแนะนำให้ใช้ในหลายกรณี โดยต้องทำตามคำแนะนำหรือภายใต้การกำกับดูแลโดยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักกายภาพบำบัด





ข้อควรระวัง

เมื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้นเสมอ รวมถึงคำแนะนำต่อไปนี้:

- สำหรับผู้ใช้โดยผู้ใหญ่เท่านั้น
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตใจลดลงหรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์นี้ เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งาน Hypervolt 2 โดยผู้ที่มีขีดขอบด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
- อุปกรณ์นี้มีพื้นผิวที่ให้ความร้อน บุคคลที่ไวต่อความร้อนต้องระมัดระวังเมื่อใช้งานอุปกรณ์นี้ บุคคลที่ไวต่อความร้อนและบุคคลที่อ่อนแออื่นๆ ที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความร้อนที่สูงเกินไปห้ามใช้อุปกรณ์นี้
- เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้
- ถอดที่ชาร์จออกแบตเตอรี่หลังการชาร์จหรือก่อนการใช้งาน Venom 2 จะไม่ทำงานเมื่อเสียบที่ชาร์จเข้ากับแบตเตอรี่
- ห้ามปล่อยให้ Venom 2 ทำงานทิ้งไว้โดยไม่มีการควบคุมดูแล
- ห้ามจุ่มอุปกรณ์ลงในน้ำ ทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำบิดพอหมาดเท่านั้น
- เก็บของเหลวให้ห่างจากอุปกรณ์
- ควรใช้เฉพาะบนพื้นผิวร่างกายที่แห้ง สะอาด หรือบนเสื้อผ้าบางๆ ตามที่แสดงไว้ในเอกสารคู่มือการใช้งาน
- อย่าใช้ Venom 2 บนผิวที่เปื่อยขึ้นหรือทาด้วยยาซีผึ้งสำหรับทาเฉพาะที่บนผิวหนังหนึ่งใหม่ได้
- ใช้ผ้าบางๆ เสื้อผ้าหรือผ้าขนหนูเนื้อบางคั่นระหว่างอุปกรณ์และผิวหนังเพื่อลดโอกาสในการเกิดแผลไหม้
- การใหม่ผิวอาจเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะตั้งคำถามการควบคุมไว้อย่างไร ตรวจสอบผิวหนังใต้อุปกรณ์บ่อยครั้งและนำออกจากร่างกายทันทีและปิดอุปกรณ์ทันทีที่เริ่มมีสัญญาณแรกของอาการไม่สบายตัว
- อย่าวางวัตถุใดๆ ที่เป็นโลหะระหว่าง Venom 2 และร่างกาย รวมถึงหมุดหรือโลหะสำหรับยึดเพื่อ Venom 2 ให้แน่น
- อย่าพยายามถอดแยกชิ้นส่วน
- อย่างจัดงะหรือตัดแปลงปรับเปลี่ยน Venom 2 โดยวิธีใดก็ตาม
- ตรวจสอบอุปกรณ์บ่อยครั้งก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง หากอุปกรณ์มีร่องรอยของการเสื่อมสภาพใดๆ เช่น ทำงานช้า ร้อนมาก หรือมีรอยแตก โปรดส่งอุปกรณ์ไปยังศูนย์บริการ Hyperice ที่ได้รับการรับรองเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซม
- อย่าใช้งานในที่ที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์แอโรซอลที่เป็นละอองฝอย (สเปรย์) หรือมีการให้ออกซิเจน
- อย่านั่งทับ กดทับ หรือบิด Venom 2
- ห้ามกดทับอุปกรณ์โดยวางสิ่งของไว้ด้านบนอุปกรณ์นี้เมื่อจัดเก็บ
- ตรวจสอบอุปกรณ์บ่อยครั้งเพื่อดูว่ามีร่องรอยของการเสื่อมสภาพหรือความเสียหายหรือไม่ หากมีร่องรอยดังกล่าว หรืออุปกรณ์ถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือไม่ทำงาน โปรดส่งอุปกรณ์ไปยังศูนย์บริการ Hyperice ที่ได้รับการรับรองเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซม
- ห้ามไม่ให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล
- ไม่ได้มีข้อบ่งชี้เพื่อการใช้งานทางการแพทย์ในโรงพยาบาล สำหรับการใช้งานในครัวเรือนหรือเพื่อการพาณิชย์

เก็บบันทึกคู่มือการใช้งานนี้ไว้

สัญลักษณ์	คำอธิบาย	ตำแหน่ง
IP21	ระดับการป้องกันน้ำเข้า	บนบรรจุภัณฑ์
	อ่านคำแนะนำก่อนใช้	ในคู่มือและที่ตัวเครื่อง
	ไฟฟ้ากระแสตรง	บนตัวเครื่อง
	กระแสสลับ	บนที่ชาร์จ
	ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต	ในคู่มือและที่ตัวเครื่อง
	คัดแยกขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า	บนบรรจุภัณฑ์
	เครื่องหมายนี้หมายความว่าผลิตภัณฑ์ไม่ควรได้รับการกำจัดร่วมกับขยะในครัวเรือนอื่นๆ ทั่วทั้งสหภาพยุโรป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของผู้คนจากการทิ้งขยะโดยไม่ได้รับการควบคุมจัดการ ให้รีไซเคิลอย่างรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมการนำทรัพยากรวัสดุไปใช้ใหม่อย่างยั่งยืน หากต้องการคืนอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว โปรดใช้ระบบการเก็บและการคืนหรือติดต่อผู้ค้าปลีกที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้ เพื่อให้สามารถนำผลิตภัณฑ์นี้ไปรีไซเคิลได้อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
	ห้ามซึก	บนบรรจุภัณฑ์
	ห้ามซึกแห้ง	บนบรรจุภัณฑ์
	ห้ามอบแห้ง	บนบรรจุภัณฑ์
	ห้ามฟอกขาว	บนบรรจุภัณฑ์
	ห้ามรีด	บนบรรจุภัณฑ์
	เครื่องหมายเตือนเพื่อระบุถึงอันตรายที่อาจทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บสาหัส	ในคู่มือและที่ตัวเครื่อง

	เครื่องหมายเตือนหมายถึงผู้ใช้จำเป็นต้องศึกษาคู่มือใช้งานเพื่อทราบข้อมูลค่าเตือนที่สำคัญ เช่น ค่าเตือนและข้อควรระวังที่ไม่สามารถแสดงอยู่บนเครื่องมือแพทย์ได้เนื่องด้วยสาเหตุที่ต่างกันหลายสาเหตุ	ในคู่มือ
	เคล็ดลับเพื่อให้คำแนะนำในการใช้งานได้ง่ายขึ้น ความเสี่ยงต่อผู้ใช้ถือเป็นความเสี่ยงที่น้อย	ในคู่มือ
	มาตรฐานความสอดคล้องในทวีปยุโรป	บนบรรจุภัณฑ์
	เครื่องหมาย RCM ของออสเตรเลีย	บนบรรจุภัณฑ์
	ผลิตในประเทศจีน	บนบรรจุภัณฑ์
	เครื่องหมาย UK Mark	บนบรรจุภัณฑ์
	ลิเทียมไอออนรีไซเคิล	บนบรรจุภัณฑ์
	สัญลักษณ์รีไซเคิล	บนบรรจุภัณฑ์
	ตัวควบคุมความร้อน	บนตัวเครื่อง
	ปุ่มเปิด/ปิด	บนตัวเครื่อง
	ตัวควบคุมการสั่น	บนตัวเครื่อง
	สายไฟแบบถอดได้ สำหรับใช้กับที่ชาร์จที่ใหม่มาพร้อมกับอุปกรณ์เท่านั้น	ในคู่มือและที่ตัวเครื่อง

BLUETOOTH® เทคโนโลยีไร้สาย

Bluetooth SIG, Inc., เป็นเจ้าของคำ เครื่องหมาย และโลโก้ Bluetooth® และการใช้เครื่องหมายเหล่านี้โดย Hyperice อยู่ภายใต้ใบอนุญาต ในกรณีที่สูญเสียการเชื่อมต่อ Bluetooth ที่เสถียรซึ่งพบได้น้อย ระบบจะพยายามทำการเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติ Venom 2 สามารถใช้งานได้โดยอิสระ และจะยังทำงานต่อไปได้ตามปกติ แม้จะขาดการเชื่อมต่อ หากอุปกรณ์ควบคุมนี้ทำให้เกิดสัญญาณรบกวน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยลองเปิดและปิดอุปกรณ์ควบคุมนี้ เราแนะนำให้ผู้ใช้พยายามแก้ไขสัญญาณรบกวนโดยการจัดวางหรือเปลี่ยนตำแหน่งอุปกรณ์ควบคุมใหม่ เว้นระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ควบคุมนี้กับอุปกรณ์อื่นให้มากขึ้นหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมโดยใช้ตัวรับอื่นในกรณีที่เสียบบล็อก

อุปกรณ์ควบคุม Venom 2 ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth 5.0 โดยมีข้อมูลจำเพาะด้านคลื่นวิทยุดังต่อไปนี้: FCC ID: 2AWQY-VENOM2, IC: 26929-VENOM2, ความถี่: 2402 ถึง 2480 MHz

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามกฎ FCC ส่วนที่ 15 การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์ควบคุมนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์ควบคุมนี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ อุปกรณ์ควบคุมนี้เป็นไปตามมาตรฐาน RSS ของอุตสาหกรรมแคนาดา ที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการดังนี้ (1) อุปกรณ์ควบคุมนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน และ (2) อุปกรณ์ควบคุมนี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามขีดจำกัดการสัมผัสที่กำหนดไว้โดย FCC/ISED สำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุมและเป็นไปตามแนวทางการสัมผัสสูงสุดสิ้นความถี่วิทยุ (RF) ของ FCC และ RSS-102 ของกฎการรับคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ของ ISED อุปกรณ์นี้มีพลังงานคลื่นความถี่วิทยุอยู่ในระดับต่ำมาก ซึ่งถือว่าเป็นไปตามข้อกำหนดโดยไม่ต้องมีการทดสอบอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SAR)

การเปลี่ยนแปลงหรือตัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดเจนจากฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจทำให้สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดีจีทัลคลาส B ตามมาตราที่ 15 ของกฎ FCC อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดีจีทัลคลาส B ตามมาตราที่ 15 ของกฎ FCC อุปกรณ์นี้สร้าง ไซ และสามารถแผ่พลังงานคลื่นความถี่วิทยุได้ และหากไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่ส่งผลเสียต่อการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าจะไม่เกิดสัญญาณรบกวนขึ้นในการติดตั้งโดยเฉพาะ

หากอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดการรบกวนที่ส่งผลเสียต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสังเกตได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนโดยทำตามการต่อไปนี้:

- ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนตำแหน่งเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับบนวงจรที่แตกต่างจากที่เครื่องรับสัญญาณเชื่อมต่ออยู่
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเพื่อขอความช่วยเหลือ

ข้อมูลแบตเตอรี่ภายใน

อุปกรณ์ Venom 2 ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนชนิดชาร์จไฟใหม่ได้ แบตเตอรี่ภายในได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้ Venom 2 ได้ทุกที่ แม้ว่าจะไม่มีเต้ารับอยู่ในบริเวณใกล้เคียง Venom 2 อาจจำเป็นต้องได้รับการชาร์จไฟก่อนใช้งานครั้งแรก แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วจะให้พลังงานสำหรับการใช้งานต่อเนื่องยาวนานกว่า 2 ชั่วโมง แบตเตอรี่ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงเพื่อชาร์จไฟให้เต็มเมื่ออุปกรณ์ควบคุมเสียบปลั๊กและไม่ได้ใช้งานอยู่

- อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถและมีอุปกรณ์พิเศษเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ โปรดติดต่อ Hyperice เพื่อขอรับบริการหรือการซ่อมแซม อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ เมื่อแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งาน อุปกรณ์ควรต้องได้รับการกำจัดทิ้งอย่างเหมาะสม แบตเตอรี่ต้องถูกจัดการอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการด้านความปลอดภัยของสถานที่กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือรีไซเคิล



คำเตือน

- ปฏิบัติตามคำแนะนำในการชาร์จทั้งหมดและอย่าชาร์จแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์นอกช่วงอุณหภูมิที่ระบุไว้ในคำแนะนำ การชาร์จที่ไม่เหมาะสมหรือการชาร์จที่อุณหภูมิที่อยู่นอกช่วงที่ระบุอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้
- ช่วงอุณหภูมิที่กำหนดสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่คือ 0° ~ 45°C (32° ~ 113°F)
- หากใช้งานในสภาพที่ไม่ถูกต้อง อาจมีของเหลวไหลออกจากแบตเตอรี่ ห้ามสัมผัสกับของเหลวดังกล่าว หากสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน้ำ หากของเหลวสัมผัสโดนดวงตา ให้พบแพทย์ ของเหลวที่ไหลออกจากแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรือแผลไฟไหม้ได้
- ห้ามใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่เสียหายหรือถูกดัดแปลง แบตเตอรี่ที่เสียหายหรือถูกดัดแปลงอาจทำงานในรูปแบบที่คาดเดาไม่ได้ ส่งผลให้เกิดไฟไหม้ การระเบิด หรือความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
- แบตเตอรี่ที่ใช้ในอุปกรณ์นี้อาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือการไหม้จากสารเคมี หากใช้งานไม่ถูกต้อง ห้ามถอดประกอบ ห้ามปล่อยให้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อยู่ใกล้กับไฟหรืออุณหภูมิที่สูงเกินไป การอยู่ใกล้กับไฟหรืออุณหภูมิที่สูงกว่า 130°C (265°F) อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
- ในกรณีที่มีของเหลวรั่วไหลจากแบตเตอรี่ ห้ามให้ของเหลวสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสผิวหนังของเหลว ให้ล้างบริเวณที่สัมผัสโดนด้วยน้ำปริมาณมาก และไปพบแพทย์
- ในกรณีที่แบตเตอรี่แตกหัก มีการรั่วไหลอย่างมาก หรือเกิดการระเบิด ให้อพยพออกจากบริเวณและปิดกั้นบริเวณที่เกิดการปนเปื้อน ทำให้เกิดการระคายเคืองอากาศที่ดีเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์ หรือกลิ่นถูกระบายออก
- ดวงตา – ล้างดวงตาโดยใช้น้ำมากๆ เป็นเวลา 15 นาที ไปพบแพทย์ทันที
- ผิวหนัง – ล้างผิวหนังบริเวณที่สัมผัสโดนด้วยน้ำมากๆ ร่วมกับสบู่หรืออาบน้ำเป็นเวลา 15 นาที
- สูดดม – ให้คนที่สูดดมรับอากาศบริสุทธิ์และใช้เครื่องช่วยหายใจหากจำเป็น ไปพบแพทย์ในกรณีที่จำเป็น
- กลืนกิน – ปรึกษาแพทย์หรือศูนย์พิษวิทยาในห้องที่ทันที
- หึงแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วทันที เก็บให้พ้นมือเด็ก ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนและห้ามนำไปทิ้งในกองไฟ

คู่มือการใช้งาน

การชาร์จ



คำเตือน

⚠️ คาร์ชาร์จ Venom 2 โดยใช้ที่ชาร์จ Hyperice หุ่นจำนวนสองชิ้น 18VDC (หมายเลขรุ่น MX24Z2-1801000) ที่ใหม่พร้อมกันอุปกรณ์นี้เท่านั้น ห้ามชาร์จ Venom 2 ชำดินหรือปล่อยให้ Venom 2 ทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลขณะชาร์จหรือใช้งาน

หากต้องการชาร์จ ให้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์เข้ากับช่องเสียบชาร์จของแบตเตอรี่และเสียบสายชาร์จเข้ากับเต้ารับติดผนัง ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มเป็นเวลาหกชั่วโมงก่อนใช้งานครั้งแรก ไฟ LED

จะกะพริบเพื่อแสดงระดับแบตเตอรี่และบ่งบอกว่ากำลังชาร์จ เมื่อชาร์จเต็มแล้ว ไฟ LED จะหยุดกะพริบและสว่างค้างไว้เป็นสีเขียว อุปกรณ์จะแสดงระดับแบตเตอรี่เมื่อเปิด สามารถชาร์จอุปกรณ์ได้ตลอดเวลาและทุกระดับแบตเตอรี่ ไม่แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่จนหมดถึงระดับไฟ LED สีส้ม ชาร์จอุปกรณ์ใหม่ทุกเดือนเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้ดีที่สุด

การใช้งาน

พันแถบรัดรอบส่วนของร่างกายที่เหมาะสม (หลัง ขา หรือไหล่) และติดสายรัดด้วยความกระชับ แต่สวมใส่สบายพอดีเพื่อให้ตัวสัมผัสเทื่อนทั้งสี่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จแบตเตอรี่แล้ว กดปุ่ม เปิด เพื่อเปิดใช้งานเครื่อง โลโก้ Hyperice จะติดสว่างเป็นสีแดงเพื่อบ่งบอกว่า Venom 2 ถูกเปิดใช้งาน เลือกตัวเลือกความร้อนและแรงสั่นที่ต้องการโดยกดปุ่มที่ด้านบนของตัวเครื่อง อุปกรณ์จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อกดปุ่มความร้อนหรือแรงสั่น กดปุ่มความร้อนหรือแรงสั่นอีกครั้งให้ไ้ระดับที่ต้องการ อุปกรณ์จะปิดหลังการใช้งาน 15 นาทีโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม อุปกรณ์จะสั่นสองครั้งเพื่อบ่งบอกว่าเซสชันจะสิ้นสุดลงหรือสั่นสามครั้งเพื่อบ่งบอกว่าระดับแบตเตอรี่ต่ำ หากต้องการใช้งานต่อ เพียงกดปุ่มความร้อนหรือแรงสั่น แล้วตั้งค่าไปยังระดับที่ต้องการ แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วจะให้พลังงานกับอุปกรณ์ประมาณสองชั่วโมงที่ระดับความร้อนสาม และใช้งานได้นานกว่าเมื่อใช้งานในระดับที่ต่ำกว่า


การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน HYPERICE

หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับแอปพลิเคชัน Hyperice ผ่าน Bluetooth® ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเปิดอยู่ สัญญาณ Bluetooth ในโทรศัพท์ของคุณเปิดอยู่และอุปกรณ์ของอยู่ในระยะใกล้กัน ไฟ LED ของ Bluetooth บนเครื่องจะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งหมายความว่ากำลังรอให้จับคู่ หากมีคำสั่งปรากฏขึ้น ให้แตะ "สแกนหาอุปกรณ์" แล้วเลือกอุปกรณ์เมื่อแสดงขึ้นบนหน้าจอ เมื่อจับคู่ Venom 2 ของคุณแล้ว HyperSmart™ จะให้คุณสามารถเริ่มเซสชันโดยอัตโนมัติและควบคุมการตั้งค่าความร้อนและการสั่นจากในแอป Hyperice

การทำความสะอาดและการจัดเก็บ

ใช้ผ้าขนหนูหรือผ้านุ่มเช็ดความชื้นออกจากอุปกรณ์ เก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากแหล่งความร้อนของเหลว และเด็ก เก็บไว้ในที่สะอาด เย็นและแห้ง ห่างจากแสงแดดโดยตรงเมื่อไม่ใช้งาน อุณหภูมิในการจัดเก็บที่แนะนำคือระหว่าง -10°C ถึง 25°C/14°F ถึง 77°F

ข้อมูลจำเพาะ



1. เครื่อง Venom 2
2. สัญลักษณ์แสดง Bluetooth®
3. ช่องเสียบสำหรับชาร์จ
4. ปุ่มเปิด/ปิด
5. สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่
6. ปุ่มปรับระดับความร้อน
7. สัญลักษณ์แสดงระดับความร้อน
8. ปุ่มปรับการสั่น
9. สัญลักษณ์แสดงรูปแบบการสั่น
10. แถบรัด

ความถี่ของการสั่นสะเทือน: 88 Hz
ความร้อน: #1 113 °F (45 °C) #2 122 °F (50 °C) #3 131 °F (55 °C)
น้ำหนัก: 3 ปอนด์ / 1.6 กก. (รวมอุปกรณ์ชาร์จ)
อุปกรณ์ชาร์จ AC-DC: 100-240 V, 50/60 Hz, 0.7A – 18.0V, 1.0A, 18.0 W

การรับประกัน

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับประกันแบบจำกัดโดย Hyperice โปรดไปที่ hyperice.com/warranty เพื่อดูการรับประกันในประเทศของคุณ

ZH-TW

重要安全說明 請勿毀損



在使用 VENOM 2 之前，請閱讀所有說明



危險

為降低觸電風險：

- 充電後與清潔或使用前，請務必立即將本裝置的插頭從電源插座上拔下。
- 請勿伸手去拿掉入水中的裝置，請立即拔掉插頭。
- 請勿在沐浴或淋浴時使用。
- 請勿將裝置放置或存放在可能掉落或被拉入浴缸或水槽的地方。請勿放入或掉入水中或其他液體中。
- 保持乾燥，請勿在潮濕的環境下操作。



警告

在使用本裝置之前，請閱讀所有安全警告和說明。不遵守警告和說明可能會導致觸電、火災和/或嚴重傷害。



警告

為減少燒傷、觸電、火災和人身傷害的風險，必須按照以下說明使用本產品：

- 僅將本裝置用於本手冊所述的預定用途。
- 本裝置並非玩具，僅供成人使用。請勿在受傷時使用。
- 此裝置在插入電源後，不應無人看管。充電後、使用前和清潔前，請務必立即從電源插座上拔下本裝置的插頭。在不使用時及在裝卸零件之前，請從插座上拔下插頭。
- 請勿在毯子或枕頭下操作；可能發生過熱並導致火災、觸電或人身傷害。
- 如果本裝置的電源線或插頭損壞、操作不正常、曾掉落或損壞或被弄

濕，請勿操作本裝置。請將裝置送回服務中心進行檢查和維修。

- 請勿以手拿電線的方式攜帶本裝置或將電線作為手把使用。
- 使電源線遠離受熱表面。
- 切勿讓任何物品掉入或插入任何開口。
- 僅適用於乾燥場所。請勿在戶外或潮濕的表面上使用，也不要暴露在水或雨中。
- 僅根據這些說明材料使用產品。此外，hyperice.com 上提供了教學使用材料。
- 小心使用加熱表面，可能導致嚴重燒傷。請勿在不敏感的皮膚部位或血液循環不良的情況下使用。兒童或無行為能力的人在無人看管的情況下用熱可能很危險。
- 無論控制選項如何設定，都可能產生足以導致灼傷的溫度。請勿在嬰兒或病患或是熟睡或無意識的人身上使用。請勿用於不敏感的皮膚上或血液循環不良的人。經常檢查與裝置加熱區接觸的皮膚，以減少起水泡的風險。如果出現不適，立即從身體上移開並且關閉。
- 對熱不敏感的人和其他無法對過熱做出反應的脆弱人士不得使用此裝置。
- 如果睡覺時躺臥在該裝置上或佩戴該裝置，並將控制項設定在較高的溫度，則使用者可能會產生皮膚灼傷或中暑。
- 請勿重壓。避免用明顯的摺痕折疊，使用時，請勿摺疊 Venom 2。
- 請勿對裝置進行改造或試圖維修。不包含使用者可維修的零件。請聯繫 Hyperice 進行服務或維修。
- 請防止意外啟動。在存放、拿起或攜帶裝置之前，請確保電源按鈕處於關閉位置。



如果有以下情況，請勿在未獲得醫生批准前使用 Venom 2、或任何加熱或振動裝置：懷孕、有神經病變或視網膜損傷等併發症的糖尿病、配戴心臟調節器、近期手術、癲癇或偏頭痛、椎間盤突出、脊椎滑脫、脊椎崩解或脊椎退化、近期關節置換或子宮避孕器、金屬針或金屬板或對自己的身體健康有任何擔憂。使用任何加熱或振動裝置時，體弱者或兒童應由成人陪同。這些禁忌症並不意味著您不能使用本裝置，但我們建議您先諮詢醫生。目前正在對加熱和振動對特定醫學疾病的影響進行研究，這可能會縮短上述禁忌症清單。實務經驗顯示，將振動運動納入治療計劃在一些情況下是有所好處的。這必須在醫生、專家或物理治療師的建議和陪同下進行。



使用電器裝置時，應始終遵循基本預防措施，包括：




- 僅供成人使用。
- 本裝置不適用於身體、感官或精神能力下降，或缺乏使用本裝置經驗和知識的人（包括兒童），除非他們已由負責其安全的人對裝置的使用進行監督或指導。
- 本裝置具有加熱表面。對熱敏感的人在使用本裝置時必須小心。對熱不敏感的人和其他無法對過熱做出反應的脆弱人士不得使用此裝置。
- 應監督兒童，確保他們不會去把玩裝置。

- 充電後或使用前請將充電器從電池上拔下。充電器插入電池後，Venom 2 將無法運轉。
- 請勿讓 Venom 2 在無人看管的情況下運轉或充電。
- 請勿將裝置浸入水中；只能用濕布清潔。
- 請勿讓液體接觸裝置。
- 僅在本說明書中所示的乾燥清潔的身體表面或輕薄的衣物上使用。
- 請勿在潮濕的皮膚上或外用藥膏上使用 Venom 2，尤其是含有發熱成分的藥膏，因為可能會導致皮膚灼傷。
- 在產品和皮膚之間使用薄布料、衣物或薄毛巾，以減少灼傷的機會。
- 無論控制項如何設定，都可能發生灼傷。經常檢查產品下的皮膚；如果出現不適，立即從身體上移開並且關閉。
- 請勿在 Venom 2 和身體之間放置任何金屬物體，包括別針或其他金屬固定物來固定 Venom 2。
- 請勿嘗試拆卸。
- 請勿以任何方式干預或改造 Venom 2。
- 每次使用前請仔細檢查裝置。如果設備出現任何變質跡象，例如紋路、砂眼或開裂，請將其送回到 Hyperice 授權服務中心進行檢查和維修。
- 請勿在使用氣霧劑（噴霧）產品或使用氧氣的地方操作。
- 請勿坐上、按壓或重壓 Venom 2。
- 請勿在存放期間在裝置上放置物品，以免造成重壓。
- 經常檢查裝置是否有磨損或損壞跡象。如果有這些跡象，或者設備被誤用或無法正常運作，請將其送回到授權的 Hyperice 服務中心進行檢查和維修。
- 兒童不得在沒有監督的情況下進行清潔和使用後維護。
- 不適用於醫院的醫療用途，用於家庭或商業用途。

保存這些說明

符號	說明	位置
IP21	防止進水的保護程度	在護套上
	使用前請閱讀說明	在手冊或 Pod 上
	直流電	在 Pod 上
	交流電	在充電器上
	製造商的名稱和地址	在手冊或 Pod 上

	單獨收集廢棄電器和電子裝置。 此標誌顯示，在歐盟內，本產品不得與其他家庭廢棄物一起處理。為防止不受管制的廢棄物處理可能對環境或人類健康造成危害，請進行責任回收，以促進物料資源的永續再利用。要回收您使用過的裝置，請使用回收和收集系統或聯繫購買產品的零售商。他們可以將此產品用於環境安全的回收利用。	在護套上
	請勿清洗	在護套上
	請勿乾洗	在護套上
	請勿烘乾	在護套上
	請勿漂白	在護套上
	請勿熨燙	在護套上
	用於識別可能導致死亡或重傷危險的警告符號	在手冊或 Pod 上
	注意符號表示使用者需要查閱使用說明，以獲取重要的警示資訊，例如由於各種原因不能在醫療控制裝置本身上顯示的警告和注意事項	在手冊上
	提供指導，以便易於使用的指南。對使用者的風險被認為可以忽略不計	在手冊上
	符合歐洲標準	在護套上
	澳洲 RCM 認證	在護套上
	中國製造	在護套上
	英國標誌	在護套上
	回收鋰離子	在護套上
	回收符號	在護套上
	熱度控制	在 Pod 上

	開機/關機	在 Pod 上
	振動控制	在 Pod 上
	可拆卸電源線，僅與裝置隨附的充電器一起使用。	在手冊或 Pod 上

藍芽 (BLUETOOTH®) 無線技術

藍芽 (Bluetooth®) 文字商標和標誌歸 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Hyperice 對這些商標的任何使用均已獲得許可。萬一失去穩定的藍牙連線，系統將嘗試自動重新建立連線。Venom 2 為完全自主，即使在失去連線的情況下也會繼續正常運作。如果此控制裝置確實造成干擾（可以透過關閉和打開控制裝置來確定），鼓勵使用者嘗試透過調整控制裝置的方向或重新定位、增加設備與控制裝置之間間距來糾正干擾，或將控制裝置連接到電路上的不同插座（如果已插入插座）。

Venom 2 控制裝置使用具有以下無線電規格的藍牙 5.0 無線技術：

美國 FCC ID 認證：2AWQY-VENOM2, IC: 26929-VENOM2, 頻率：2402 至 2480 MHz

本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分。操作需符合以下兩個條件：(1) 此控制裝置不得造成有害干擾，並且 (2) 此控制裝置必須接受接收到的任何干擾，包括可能導致意外操作的干擾。本控制裝置符合加拿大工業部免許可證 RSS 標準。操作需符合以下兩個條件：(1) 此控制裝置不得造成干擾，並且 (2) 此控制裝置必須接受任何干擾，包括可能導致單元意外操作的干擾。

本裝置符合 FCC/ISED 針對非受控環境規定的輻射暴露限制，並符合 FCC 射頻 (RF) 暴露指南和 ISED 射頻 (RF) 暴露規則的 RSS-102。本裝置的射頻能量水平非常低，無需測試特定吸收率 (SAR) 即可被視為符合要求。

未經負責遵守之一方明確批准的改造或變更可能會使使用者操作裝置的權限失效。

本裝置已經過測試，並符合 FCC 規則第 15 部分 B 級數位裝置的限制。這些限制旨在提供合理的保護，防止住宅安裝中的有害干擾。本裝置會產生、使用和輻射射頻能量，如果未按照說明安裝和使用，可能會對無線電通信造成有害干擾。但是，不能保證在特定安裝中不會發生干擾。

如果此裝置確實對無線電或電視接收造成有害干擾，可以透過關閉和開啟裝置來確定，鼓勵使用者嘗試透過以下一項或多項措施來糾正干擾：

- 調整接收天線的方向或重新定位。
- 增加裝置和接收器之間的距離。
- 將裝置連接到與接收器連接的電路不同的插座上。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員尋求幫助。

內置電池資訊

Venom 2 裝置配備了可充電鋰離子電池，內置電池的設計允許在任何地方使用 Venom 2—即使在沒有電源插座的情況下也是如此。Venom 2 可能需要在首次使

用前充電，充滿電的電池可連續使用 2 小時以上。控制裝置插上電源且未使用時，大約需要 4 小時才能將電池充滿。

- 本裝置包含鋰離子電池，電池只能由技術人員使用特殊工具更換，請聯繫 Hyperice 進行服務或維修。本裝置包含不可更換的電池。當電池壽命結束時，應妥善處理裝置。電池必須在適當的電子廢棄物處置或回收設施中安全處理。



警告

- 請遵循所有充電說明，不要在說明中指定的溫度範圍之外為電池組或裝置充電。充電不當或在指定範圍之外的溫度下充電，可能會損壞電池並增加火災風險。
- 電池充電的標準溫度範圍 0° ~ 45°C (32° ~ 113°F)。
- 在惡劣條件下，液體可能會從電池中噴出；請避免接觸。如果不小心接觸，請用水沖洗。如果液體接觸到眼睛，請另外尋求醫療協助。從電池中噴出的液體可能會引起刺激或灼傷。
- 請勿使用已損壞或改造過的電池組或裝置。損壞或改裝過的電池可能會出現不可預測的行為，導致火災、爆炸或受傷風險。
- 本裝置中使用的電池如果處理不當，可能會導致火災或化學灼傷。請勿拆卸電池組或裝置，也不要將其暴露在火中或溫度過高的環境中。暴露在火中或溫度高於 130°C (265°F) 可能會引起爆炸。
- 如果電池組洩漏，請勿讓任何液體接觸到皮膚或眼睛。如果發生接觸，請用大量的水清洗患處並就醫。
- 如果電池破裂、嚴重洩漏或爆炸，請撤離該區域並隔離受污染區域。請提供良好的通風以清除任何煙霧、氣體或刺激性氣味。
- 眼睛—用大量清水沖洗眼睛 15 分鐘；立即就醫。
- 皮膚—用大量清水和肥皂沖洗患處或淋浴 15 分鐘。
- 吸入—將人暴露在新鮮空氣中，必要時使用人工呼吸；必要時就醫。
- 攝入—立即諮詢醫生或當地毒物控制中心。
- 及時處理廢舊電池；遠離兒童。請勿拆卸，請勿投入火中。

操作說明

充電



警告

☐☐Venom 2 只能使用裝置隨附的雙絕緣 18VDC Hyperice 充電器（型號 MX24Z2-1801000）充電。請勿讓 Venom 2 在夜間充電，或在充電或使用時讓 Venom 2 無人看管。

要充電，請將轉接器連接到電池的充電埠，然後將充電線插入牆壁插座。首次使用前，請為電池充滿電，時間最多六個小時。LED 燈會閃爍以顯示電池電量並指示正在充電。當 LED 燈停止閃爍並保持綠色全亮時，表示已充滿電。裝置開機時會顯示電池電量；可以在任何時間和任何電池電量下進行充電。不建議將電池電量完全耗盡至橙色 LED 級別。每月為裝置充電，以便將電池壽命延長到最大。

操作

將壓縮護套包裹在適當的身體部位（背部、腿部或肩部）上，並用舒適、貼合的方式連接肩帶，以便根據需要放置四個振動 Pod。確保電池已充電。按下開機按鈕啟動裝置，Hyperice 標誌將亮起紅燈，表示已啟動 Venom 2。使用 Pod 頂部的按鈕選擇所需的加熱和振動選項；按下加熱或振動按鈕時，裝置將自動啟動，再次按下加熱或振動按鈕到所需的級別。裝置將在 15 分鐘後自動關閉，無需進一步輸入。裝置將振動兩次以表示療程結束，或振動三次以表示電池電量不足。要繼續使用，只需按下加熱或振動按鈕，然後設置到所需的級別。充滿電的電池可以在三級加熱下為裝置提供兩小時的電量，在較低級別下則提供更長的時間。


連接到 HYPERICE 應用程式

要透過藍牙 (Bluetooth) 將您的設備連接到 Hyperice 應用程式，請確保您的裝置已打開，手機中的藍牙已打開，同時您的裝置在您的手機範圍內。Pod 上的藍牙 LED 將發出藍色脈衝，這意味著它正在等待配對。如果出現提示，請點選「掃描裝置」。在螢幕上彈出時，請選擇您的裝置。完成和 Venom 2 配對後，HyperSmart™ 將允許您自動開始療程，並在 Hyperice 應用程式中控制熱度和振動設置。

清潔和存放

使用毛巾或軟布擦去裝置上的水分；使設備遠離熱源、液體和兒童。不使用時，存放在清潔、陰涼、乾燥的地方，避免陽光直射。建議存放溫度在 -10°C 和 25°C/14°F 和 77°F 之間。

規格



1. Venom 2 Pod
2. Bluetooth® 指示燈
3. 充電埠
4. 電源（開/關）按鈕
5. 電池指示燈
6. 加熱調節按鈕
7. 熱度指示
8. 振動調節按鈕
9. 振動模式指示
10. 壓縮護套

振動頻率：88 Hz

熱度：#1 113°F (45°C) #2 122°F (50°C) #3 131°F (55°C)

重量：3 磅/1.6 公斤（包括充電器）

AC-DC 充電器：100-240 V, 50/60 Hz, 0.7A – 18.0V, 1.0A, 18.0 W

保固

本產品享有 Hyperice 的有限保固。請瀏覽 hyperice.com/warranty，查看您所在國家/地區的保固情形。

hyperice.com




Hyperice, Inc., 525 Technology Drive, Suite 100, Irvine, California 92618 USA
Copyright 2022 © Hyperice, Inc. All rights reserved.
170-00213 Rev 1

Let's
get
started


FI

Meet your new Venom 2

Top view



Bottom view



Before you start

Download the Hyperice App

Get the most out of your Venom 2, or any Hyperice device with the Hyperice App. Automatically stop and start your sessions and remotely control the heat and vibration. Simply open the app to automatically connect to your device. Bluetooth® connection indicator will illuminate when connection is successful.



Register your device

Activate your warranty and ensure easy returns, repairs, or refunds at hyperice.com/register-product.



Back (V20001)


Leg (V20002)

Right shoulder (V20003)

Left shoulder (V20004)

Charge your new Venom 2


Plug in the Venom 2 with the provided Hyperice charger.
Fully charge the battery for up to six hours before first use.



Start your session

Powering up



Turn your Venom 2 on by pressing the power (ON/OFF) button.



Please read the Operating Instructions before first use.

Adjusting temperature

Choose your desired setting by pressing the heat button once for each level. The white lights below the heat button will indicate level (1-3).



Add vibration


Choose your desired setting by pressing the vibration button once per pattern. The white lights below the button will indicate pattern.

Putting on your Venom 2

The Venom 2 can be worn on bare skin (level 1 only) or over comfortable clothing (all levels). Place wrap over intended body part and secure. Make sure there are no bunches and that the control unit is easily accessible.


Recharging

Full charge is indicated when the battery indicator remains green and fully illuminated. Only use the provided Hyperice charger.



Caring for your Venom 2

Make sure the power is off and the battery charger is not attached. Use a damp, clean cloth to gently wipe both control unit and compression wrap. Store in a clean, cool, dry place, out of direct sunlight, when not in use.



We're here for you

HyperCare®

Get award-winning support from our HyperCare team – a group of specialists dedicated to your overall well-being and expert guidance on Hyperice products.



1.855.734.7224



hyperice.com



customersupport@hyperice.com

If outside of the United States, please visit
hyperice.com/contact