

Venom Go

EN Operating Instructions BG Инструкции за експлоатация CS Návod k použití
DA Betjeningsvejledning DE Bedienungsanleitung EL Οδηγίες λειτουργίας
ES Instrucciones de uso ET Kasutusjuhised FI Käyttöohjeet FR Mode d'emploi HR Upute za rad
HU Használati útmutató IT Istruzioni per l'uso LT Naudojimo instrukcijos MS Arahan operasi
NL Gebruiksaanwijzing PL Instrukcje użytkowania PT Instruções de operação
RO Instrucțiuni de utilizare RU Инструкции по эксплуатации SK Návod na použitie
SL Navodila za uporabo SV Driftanvisningar TH คู่มือการใช้งาน ZH-TW 繁體中文 操作說明

EN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

DO NOT DESTROY



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE VENOM GO.



DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Always unplug this device from the electrical outlet immediately after charging and before cleaning or using.
- Do not reach for a device that has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not use while bathing or in a shower.
- Do not place or store device where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
- Keep dry. Do not operate in a wet or moist condition.



WARNING

Read all safety warnings and instructions before using this device. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.



WARNING

TO REDUCE RISK OF BURNS, ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND PERSONAL INJURY, THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS:

- Use this device only for its intended use as described in this manual.
- This is not a toy. For adult use only. Do not use if injured.
- This device should never be left unattended when plugged in. Always unplug this device from the electrical outlet immediately after charging, prior to use and before cleaning. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
- Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Never operate this device if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or has gotten wet. Return the device to a service center for examination and repair.
- Do not carry this device by the cord or use cord as a handle.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Suitable for dry location ONLY. Do not use outdoors or on wet surfaces and do not expose to water or rain.
- Use product only according to these instructional materials. In addition, instructional use materials are available at hyperice.com.
- Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.

- Temperatures sufficiently high to cause burns may occur regardless of the control setting. Do not use on an infant or invalid or on a sleeping or unconscious person. Do not use on insensitive skin or on a person with poor blood circulation. Check the skin in contact with the heated area of the device frequently to reduce the risk of blistering. Immediately remove from body and turn off at first sign of discomfort.
- This device must not be used by persons insensitive to heat and other very vulnerable persons who are unable to react to overheating.
- If the device is worn while sleeping with the controls set to any temperature the user may suffer skin burns or heat stroke.
- Do not crush. Avoid folding with sharp creases. Do not fold Venom Go pad while in use.
- Do not modify or attempt to repair the device. Contains no user-serviceable parts. Please contact Hyperice for service.
- Prevent unintentional starting. Ensure the power button is in the off position before picking up, carrying, or storing the device.

CAUTION

When using an electrical device, basic precautions should always be followed, including the following:

- For adult use only.
- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge of how to use this device, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.
- Children under the age of three are not to use this device due to their inability to react to overheating.
- The device has a heated surface. Persons sensitive to heat must be careful when using the device.
- This device must not be used by persons insensitive to heat and other very vulnerable persons who are unable to react to overheating.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Unplug the charger from battery after charging or prior to use. Venom Go will not function while charger is plugged into battery.
- Never leave the Venom Go operating or charging unattended.
- Do not immerse device in water. Clean only with a damp cloth.
- Keep liquids away from device.
- Use only on a dry clean surface of the body as shown in this instructional material.
- Do not use Venom Go on wet skin or over topical ointment, especially ones that contain heat producing ingredients as skin burns could result.
- Burns can occur regardless of control setting. Check skin under product frequently and immediately remove from body and turn off at first sign of discomfort.
- Do not place any metallic objects between Venom Go and body, including pins or other metallic fasteners.
- Do not attempt to disassemble.
- Do not tamper or alter the Venom Go in any way.
- Carefully examine the device before each use. Contact manufacturer if it shows any sign of deterioration, such as checking, blistering, or cracking.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not sit on, press against, or crush Venom Go.
- Do not crush the device by placing items on top of it during storage.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

PLEASE DO NOT USE THE VENOM GO WITHOUT FIRST OBTAINING APPROVAL FROM YOUR DOCTOR IF ANY OF THE FOLLOWING APPLY:

- Pregnancy, diabetes with complications such as neuropathy or retinal damage, wear of pace-makers, recent surgery, epilepsy or migraines, herniated disks, spondylolisthesis, spondylolysis, or spondylosis, recent joint replacements or IUD's, metal pins or plates or any concerns about your physical health. Frail individuals and children should be accompanied by an adult when using any vibration device.

These contra indications do not mean that you are not able to use a vibration or exercise device but we do advise you to consult a doctor first.

Ongoing research is being done to the effects of vibration exercise for specific medical disorders. This will likely result in the shortening of the list of contra indications as shown above. Practical experience has shown that integration of vibration exercise into a treatment plan is advisory in a number of cases. This must be done on the advice of and in accompaniment with a doctor, specialist or physiotherapist.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Symbol	Description	Location
IP21	Degree of protection against ingress of water	On pod
	Read instructions before use	On pod
	Direct current	On pod and in manual
	Manufacturer's name and address	On pod
	Separate collection for waste electrical and electronic equipment. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.	On pod
	Caution symbol to indicate the need for the user to consult the instructions for use for important cautionary information such as warnings and precautions that cannot, for a variety of reasons, be presented on the medical device itself.	On pod and in manual
	European Conformity	On pod
	Australia RCM	On pod
	Made in China	On pod
	UK Mark	On pod
	North American NRTL Mark	On pod
	Recycle symbol	On pod
	Heat control	On pod
	Power on/off	On pod
	Vibration control	On pod

BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY

The Bluetooth® word mark and logos are owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Hyperice is under license. In the unlikely event of loss of a stable Bluetooth connection, the system will attempt to re-establish its connection automatically. The Venom Go is completely autonomous, and will continue operating normally, even during a loss of connectivity. If this device does cause

interference, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by reorienting or relocating the device, increasing the separation between equipment and the device, or connecting the device to a different outlet on a circuit if it is plugged in.

The Venom Go device uses Bluetooth 5.0 wireless technology with the following radio specifications: FCC ID: 2AWQY-VENOMGO, IC: 26929-VENOMGO, Frequency: 2402 to 2480 MHz

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment has very low levels of RF energy that are deemed to comply without testing of specific absorption rate (SAR).

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer for help.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

INTERNAL BATTERY INFORMATION

The Venom Go device is equipped with a rechargeable lithium polymer battery. The internal battery is designed to allow use of the Venom Go anywhere—even when power outlets aren't available. The Venom Go may need to be charged before first use. A fully charged battery will provide power for 35+ minutes of continuous use. It takes approximately 2.5 hours to fully charge the battery when the device is plugged in and not in use.

- This device contains a lithium-polymer battery. Batteries are only replaceable by a skilled worker with a special tool. Contact Hyperice for service or repair. When the battery is at end of life, the device shall be properly disposed of. The battery must be complied with safely at an appropriate e-waste disposal or recycling facility.



WARNING

- Do not charge the Venom Go overnight or leave the Venom Go unattended when charging or in use.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or device outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Nominal temperature range for charging the battery is 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F).

- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Do not use a battery pack or device that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, do not expose a battery pack or device to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C (265°F) may cause explosion.
- In the event of the battery pack leaking, do not allow any liquid to come into contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical attention.
- In case of battery rupture, major leakage or explosion, evacuate the area and quarantine the contaminated area. Provide good ventilation to clear out any fumes, gases or pungent odors.
- Eyes – Rinse eyes with plenty of water for 15 minutes; Seek immediate medical attention.
- Skin – Rinse affected area with plenty of water and soap or take a shower for 15 minutes.
- Inhalation – Expose the person to fresh air and use artificial respiration if needed; Seek medical attention if necessary.
- Ingestion – Consult a physician or local poison control center immediately
- Dispose of used battery promptly. Keep away from children. Do not disassemble and do not dispose of in fire.

CHARGING



To charge, connect the USB-C cord into the battery's charging port and plug the cord into a USB-A adapter. Then plug the adapter into the wall. Fully charge the battery for up to three hours before first use. A LED light pulses to show the battery level and indicate active charging. Full charge is indicated when the LED light stops pulsing and remains fully illuminated green. Pressing the power button will turn on the device and will display the battery level. Device may be recharged at any time and at any battery level. It is not recommended to fully deplete the battery to the orange LED level. Recharge the device monthly to best prolong battery life.

OPERATING

Ensure battery is charged. Peel the Venom Go pad from the liner and place the pad on your desired body part. On the pod, press the power button to activate the device. The Hyperice logo will illuminate red to show Venom Go is activated. Choose the desired heat and vibration options. Then connect the pod to the pad using the magnetic connection. The device will automatically start when the pod connects to the pad. You can adjust the heat or vibration to the new levels at any time. The device will turn off automatically after 10 minutes without further input. The device will vibrate twice to signify the end of a session or will vibrate three times when it has a low battery. When you are done using the Venom Go, adhere the pad to the liner for storage. The average run-time is around 35 minutes at level three heat, and longer at lower levels. Each pad lasts up to 20 applications.


CONNECT TO THE HYPERICE APP

To connect your device to the Hyperice App via Bluetooth® make sure that your device is turned on, Bluetooth® is turned on in your phone, and your device is within range of your phone. The Bluetooth LED on the pod will pulse blue, which means it is waiting to pair. If prompted, tap "Scan for Devices." Select your device when it pops up on the screen. Once you pair your Venom Go, HyperSmart™ will allow you to automatically start your session and control the heat and vibration settings from within the Hyperice App.

MAINTENANCE, CLEANING, AND STORAGE

Reapply pad to liner after use and store in a cool, dry location. Use a towel or soft cloth to wipe any moisture from device. Keep device away from heat sources, liquids, children, and pets.

SPECIFICATIONS



1. Venom Go pod
2. Vibration pattern indicators
3. Vibration pattern button
4. Charging port
5. Battery life indicator
6. Power button (ON/OFF)
7. Bluetooth® indicator
8. Heat level indicators
9. Heat level button
10. Pad attachment magnetic connection
11. Venom Go pad
12. Device attachment magnetic connection

Vibration frequency: 88 Hz

Heat: Level 1—105°F (45°C), Level 2—109°F (42.8°C), Level 3—113°F (45°C)

Weight: Pod—2.5 oz., Single pad—0.6 oz., USB-C cord—0.5 oz.



CAUTION

Not intended for medical use in hospitals. Intended for household or commercial use.

When not in use, it is recommended to store the device between -10°C ~ 25°C.

WARRANTY

This product is covered by a limited warranty from Hyperice. Please visit hyperice.com/warranty to review the warranty in your country.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ДА НЕ СЕ УНИЩОЖАВА



ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ VENOM GO.



ОПАСНОСТ

За да намалите риска от токов удар:

- След зареждане и преди почистване или използване на устройството винаги изваждайте щепсела му от електрическия контакт.
- Не посягайте да вземете устройство, което е паднало във вода. Незабавно извадете щепсела от контакта.
- Не използвайте, докато се къпете или сте под душа.
- Не поставяйте и не съхранявайте устройството на място, където може да падне или да бъде придърпано във вана или мивка. Не поставяйте и не пускайте уреда във вода или други течности.
- Съхранявайте на сухо място. Не използвайте устройството на мокро или влажно място.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди да използвате това устройство, прочетете всички предупреждения за безопасност и инструкции. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗА ДА НАМАЛИТЕ ОПАСНОСТТА ОТ ИЗГЯРЯНИЯ, ТОКОВ УДАР, ПОЖАР И НАРАНЯВАНЕ, ТОЗИ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЛЕДНИТЕ ИНСТРУКЦИИ:

- Използвайте това устройство само по предназначение, както е описано в това ръководство.
- Това не е играчка. За използване само от възрастни. Не го използвайте, ако сте наранени.
- Това устройство никога не трябва да се оставя без надзор, когато е включено в контакта. Винаги изваждайте щепсела на това устройство от контакта незабавно след зареждане, преди използване и преди почистване. Извадете щепсела от контакта, когато не го използвате и преди да поставяте или изваждате части.
- Не използвайте уреда под одеяло или възглавница. Възможно е възникване на прекомерно нагряване, което може да причини пожар, токов удар или нараняване на лица.
- Никога не използвайте това устройство, ако неговият кабел или щепсел е повреден, ако не работи правилно, ако е било изпуснато или повредено, или ако е навлажнено. Върнете устройството в сервизен център за проверка и ремонт.
- Не носете това устройство за захранващия кабел и не използвайте кабела като дръжка.
- Дръжте кабела далеч от нагreti повърхности.
- Никога не изпускайте и не поставяйте никакви предмети в отворите.
- Подходящо само за сухи места. Не използвайте на открито или върху влажни повърхности и не го излагайте на вода или дъжд.
- Използвайте продукта само съгласно следните обучителни материали. Освен това на hyperice.com има налични обучителни материали за употреба.

- Използвайте внимателно нагнетите повърхности. Може да причини сериозни изгаряния. Не използвайте върху безчувствени зони на кожата или при наличието на лошо кръвообращение. Използването на топлина без надзор от деца или от хора с увреждания може да бъде опасно.
- Възможно е възникване на температури, достатъчно високи, за да причинят изгаряния, независимо от настройката за управление. Не използвайте върху бебета или лица с увреждания, или върху спящи лица, или лица в безсъзнание. Не използвайте върху безчувствена кожа или върху лица с лошо кръвообращение. Проверявайте често кожата, която е в контакт с нагряната зона на устройството, за да намалите опасността от образуване на мехури. Незабавно премахнете от тялото и изключете при първи признаци на дискомфорт.
- Това устройство не трябва да се използва от лица, които не са чувствителни към топлина и други много уязвими хора, които не могат да реагират на прегряване.
- Ако устройството се носи, докато спите, като контролите са зададени на дадена температура, потребителят може да получи изгаряния на кожата или топлинен удар.
- Не мачкайте. Избягвайте да сгъвате с остри гънки. Не сгъвайте подложката Venom Go по време на употреба.
- Не изменяйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството. Съдържа части, които не могат да се обслужват от потребители. Моля, свържете се с Nuprice за обслужване.
- Не позволявайте непреднамерено стартиране. Уверете се, че бутонът за захранването е в изключено положение преди вдигане, носене или съхранение на устройството.



ВНИМАНИЕ

Когато използвате електрическо устройство, винаги трябва да спазвате основни предпазни мерки, включително следните:

- За използване само от възрастни.
- Това устройство не е предназначено за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности или с липса на опит и знания относно начина на използване на това устройство, освен ако не са под наблюдение или инструктирани относно използването на устройството от лице, което е отговорно за тяхната безопасност.
- Деца под тригодишна възраст не трябва да използват това устройство, поради неспособността им да реагират на прегряване.
- Устройството има нагрята повърхност. Хората, които са чувствителни към топлина, трябва да бъдат внимателни, когато използват устройството.
- Това устройство не трябва да се използва от лица, които не са чувствителни към топлина и други много уязвими хора, които не могат да реагират на прегряване.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят с устройството.
- Извадете зарядното устройство от батерията, след зареждане или преди употреба. Venom Go няма да функционира, когато зарядното устройство е включено в батерията.
- Никога не оставяйте Venom Go да работи или да се зарежда без надзор.
- Не потапяйте устройството във вода. Почиствайте само с влажна кърпа.
- Съхранявайте течностите далеч от устройството.
- Използвайте само върху суха и чиста повърхност на тялото, както е показано в този обучителен материал.
- Не използвайте Venom Go върху мокра кожа или върху мехлеми за локално приложение, особено такива, които съдържат съставки, произвеждащи топлина, тъй като може да се получи изгаряне на кожата.
- Изгаряния могат да възникнат независимо от настройката за управление. Проверявайте често кожата под продукт и незабавно го отстранете от тялото, и го изключете при първи признаци на дискомфорт.
- Не поставяйте метални предмети между Venom Go и тялото, включително щифтове или други метални фиксатори.
- Не се опитвайте да го разглобявате.
- Не подправяйте и не изменяйте Venom Go по никакъв начин.
- Проверявайте внимателно устройството, преди всяка употреба. Свържете се с производителя, ако показва признак на влошаване на състоянието при проверка, образуване на мехури или напукване.
- Не използвайте уреда на места, където се използват аерозолни (спрей) продукти или където се прилага кислород.
- Не сядайте върху, не натискайте и не мачкайте Venom Go.
- Не мачкайте устройството, като поставяте предмети върху него по време на съхранение.
- Почистването и поддръжката не уреда не трябва да се извършват от деца без надзор.

МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ VENOM GO БЕЗ ПЪРВО ДА ПОЛУЧИТЕ ОДОБРЕНИЕ ОТ ВАШИЯ ЛЕКАР, АКО Е В СИЛА ЕДНО ОТ СЛЕДНИТЕ НЕЩА:

- Бременност, диабет с усложнения, като невропатия или увреждане на ретината, използване на пейсмейкъри, скорошна операция или нараняване, епилепсия или мигрена, дискови хернии, спондилолистеза, спондилолиза или спондилоза, скорошни смени на стави, вътрематочна спира, вътрематочни устройства, метални щифтове или плочи, или всякакви притеснения относно Вашето физическо здраве. Слаби физически лица и деца трябва да бъдат придружавани от възрастен, когато използват вибрационно устройство.

Тези противопоказания не означават, че не можете да използвате вибрационно устройство или устройство за физическа тренировка, но Ви съветваме преди това да се консултирате с лекаря си.

Провеждат се текущи изследвания за ефектите от вибрационните тренировки при специфични медицински разстройства. Това вероятно ще доведе до съкращаване на горепосочения списък на противопоказанията. Практическият опит показва, че интегрирането на вибрационно упражнение в план за лечение в редица случаи е препоръчително. Това трябва да се направи по съвет и в присъствието на лекар, специалист или физиотерапевт.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Символ	Описание	Место-положение
IP21	Степен на защита срещу проникване на вода	На контролния модул
	Преди употреба прочетете инструкциите	На контролния модул
	Постоянен ток	На контролния модул и в ръководството
	Име и адрес на производителя	На контролния модул
	Разделно събиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в ЕС. За да предотвратите евентуална вреда за околната среда или върху човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете Вашето използвано устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с доставчика, от който сте закупили продукта. Той може да отнесе този продукт за безопасно за околната среда рециклиране.	На контролния модул
	Символ за внимание, който указва на потребителя да се консултира с инструкциите за употреба за важна предупредителна информация, като предупреждения и предпазни мерки, които поради различни съображения не могат да бъдат представени на самото медицинско устройство.	На контролния модул и в ръководството
	Европейско съответствие	На контролния модул
	RCM на Австралия	На контролния модул
	Произведено в Китай	На контролния модул
	Маркировка на Обединеното кралство	На контролния модул
	Северноамериканска маркировка NRTL	На контролния модул

	Символ за рециклиране	На контролния модул
	Управление на топлина	На контролния модул
	Вкл./изкл. на захранване	На контролния модул
	Управление на вибрации	На контролния модул

BLUETOOTH™ БЕЗЖИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ

Словната марка и логата Bluetooth™ са собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на тези марки от Hyperice е под лиценз. При малко вероятната загуба на стабилна Bluetooth връзка системата ще се опита да установи отново връзката автоматично. Устройството Venom Go е напълно автономно и ще продължи да работи нормално дори при загуба на свързаност. Ако това устройство причинява смущения, което може да се определи чрез включването и изключването му, потребителят може да опита да коригира смущенията, като промени ориентацията на устройството или го премести, което води до увеличаване на разстоянието между оборудването и устройството, или като свърже устройството с различен контакт/мрежа, ако то е включено.

Устройството Venom Go използва Bluetooth 5.0 безжична технология със следните радио спецификации: ИД НА FCC (ФЕДЕРАЛНАТА КОМИСИЯ ПО КОМУНИКАЦИИТЕ, FCC): 2AWQY-VENOMGO, IC: 26929-VENOMGO, честота: 2402 до 2480 MHz

Това устройство отговаря на Част 15 на правилата на FCC. Употребата е предмет на следните две условия: (1) Това устройство може да причинява вредни смущения; и (2) това устройство трябва да приема всяко получено смущение, включително смущение, което може да доведе до нежелано действие. Това устройство отговаря на лицензно-изключителните RSS стандарти на Industry Canada. Употребата е предмет на следните две условия: (1) това устройство не може да причинява смущения; и (2) това устройство трябва да приема всяка интерференция, включително интерференция, която може да доведе до нежелана операция на устройството.

Оборудването отговаря на границите на радиационна експозиция по FCC/ISED, определени за неконтролирана среда, и отговаря на указанията за радиочестотна (PЧ) експозиция по FCC и RSS-102 на правилата за радиочестотна (PЧ) експозиция по ISED. Това оборудване има много ниски нива на PЧ енергия, за които се счита, че отговарят без изпитване на специфичната погълната мощност (SAR).

Промените или модификациите, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, може да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

Това оборудване е изпитвано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения при инсталиране в жилищни пространства. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че няма да възникнат смущения при конкретна инсталация.

Ако това оборудване причинява вредни смущения в приемането на радио или телевизия, което може да бъде установено чрез изключване и включване на оборудването, потребителят може да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Включете оборудването в контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с дилъра за помощ.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪТРЕШНАТА БАТЕРИЯ

Устройството Venom Go е оборудвано с литиевополимерна батерия. Вътрешната батерия е предназначена да позволи използването на Venom Go навсякъде – дори където няма налични електрически контакти. Може да се наложи да заредите Venom Go, преди използване за първи път. Напълно заредена батерия ще осигури захранване за 35+ минути непрекъсната употреба. Пълното зареждане на батерията отнема приблизително 2,5 часа, когато устройството е включено в контакт и не се използва.

- Това устройство съдържа литиевополимерна батерия. Батериите могат да се сменят единствено от обучен работник със специален инструмент. Свържете се с Hyperice за обслужване или ремонт. Когато батерията е в края на експлоатация, устройството трябва да бъде правилно изхвърлено. Батерията трябва да бъде безопасно обработена в подходящ пункт за изхвърляне или рециклиране на електронно оборудване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не зареждайте Venom Go през нощта и не оставяйте Venom Go без надзор, когато го зареждате или използвате.
- Следвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте комплекта батерии или устройството извън температурния диапазон, посочен в инструкциите. Неправилното зареждане или при температури извън посочения диапазон може да доведе до повреда на батерията и да повиши риска от пожар.
- Диапазонът на номинална температура за зареждане на батерията е 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F).
- При неблагоприятни условия от батерията може да изтече течност; избягвайте контакт. Ако случайно възникне контакт, промийте с вода. При контакт на течността с очите, потърсете медицинска помощ. Течността, изтекла от батерията, може да причини дразнене или изгаряне.
- Не използвайте комплект батерии или устройство, които са повредени или изменени. Повредените или изменени батерии могат да проявят непредвидимо поведение, което да доведе до пожар, експлозия или опасност от нараняване.
- При неправилно третиране батерията, използвана в това устройство, може да представлява риск от пожар или химическо изгаряне. Не разгласявайте и не излагайте комплекта батерии или устройството на огън или на прекомерно висока температура. Излагането на огън или на температура над 130°C (265°F) може да причини експлозия.
- В случай на изтичане на комплекта батерии, не позволявайте на течността да влиза в контакт с кожата или очите. При контакт измийте засегнатата област с обилно количество вода и потърсете медицинска помощ.
- В случай на разрушаване на батерията, голям теч или експлозия, напуснете зоната и карантинирайте замърсената зона. Осигурете добра вентилация, за да изчистите изпарения, газове или остри миризмии.
- Очи – изплакнете обилно с вода в продължение на 15 минути; потърсете незабавно медицинска помощ.
- Кожа – изплакнете засегнатата зона обилно с вода и сапун или вземете душ в продължение на 15 минути.
- Инхалиране – изложете лицето на свеж въздух и направете изкуствено дишане, ако е необходимо; потърсете медицинска помощ, ако е необходимо.
- Поглъщане – незабавно се консултирайте с лекар или с местен център за контрол на отравянията
- Изхвърлете използваната батерия незабавно. Пазете далеч от малки деца. Не разгласявайте и не изхвърляйте в огън.

ЗАРЕЖДАНЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да заредите, свържете USB-C кабела в порта за зареждане на батерията и включете кабела в USB-A адаптера. След това включете адаптера в стенния контакт. Заредете напълно батерията до три часа преди първата употреба. Светодиодната светлина мига, за да покаже нивото на заряда на батерията и да укаже активното зареждане. Пълното зареждане се обозначава, когато светодиодната светлина спре да мига и остане да свети в зелено. Натискането на бутона за захранването ще включи устройството и ще покаже нивото на батерията. Устройството може да се презарежда по всяко време и на всяко ниво на заряда на батерията. Не се препоръчва напълно да изтощавате батерията до нивото на оранжевия светодиод. Зареждайте устройството веднъж месечно, за да удължите живота на батерията.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Натиснете бутона за захранването върху контролния модул, за да активирате устройството. Логото на Hyperice ще светне в червено, за да покаже, че Venom Go е активиран. Изберете желаните опции за топлина и вибрации. След това свържете контролния модул към подложката чрез магнитната връзка. Устройството ще стартира автоматично, когато контролният модул се свърже към подложката. Можете да регулирате топлината или вибрацията до новите нива по всяко време. Устройството ще се изключи автоматично след 10 минути без допълнително действие. Устройството ще избирателно два пъти, за да обозначи края на сесия или ще избирателно три пъти, когато нивото на батерията е ниско. Когато приключите с използването на Venom Go, прилепете подложката към обшивката за съхранение. Средното време на работа е около 35 минути на трето ниво на топлина и повече при по-ниски нива. Всяка подложка издържа до 20 приложения.


СВЪРЗВАНЕ С ПРИЛОЖЕНИЕТО HYPERICE

За да свържете Вашето устройство с приложението Hyperice чрез Bluetooth®, се уверете, че устройството е включено, Bluetooth® на телефона е активиран и устройството е в непосредствена близост до телефона Ви. Светодиодът на Bluetooth на контролния модул ще мига в синьо, което означава, че изчаква свързване. При извеждане на подкана докоснете „Сканиране за устройства.“ Изберете Вашето устройство, когато се появи на екрана. След като сдвоите своето устройство Venom Go, HyperSmart™ ще Ви позволи автоматично да стартирате своята сесия и да контролирате настройките за топлина и вибрация вътре от приложението Hyperice.

ПОДДРЪЖКА, ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Приложете повторно подложката към обшивката след употреба и съхранявайте на хладно и сухо място. Използвайте хавлия или мека кърпа, за да почистите влагата от устройството. Дръжте устройството далеч от източници на топлина, течности, деца и домашни любимци.

СПЕЦИФИКАЦИИ



1. Контролен модул Venom Go
2. Индикатори за модел на вибрация
3. Бутон за модел на вибрация
4. Порт за зареждане
5. Индикатор за живот на батерията
6. Бутон за захранването (ВКЛ./ИЗКЛ.)
7. Индикатор за Bluetooth®
8. Индикатори за ниво на топлина
9. Бутон за ниво на топлина
10. Магнитна връзка за закрепване на подложка
11. Подложка Venom Go
12. Магнитна връзка за закрепване на устройството

Честота на вибрация: 88 Hz

Топлина: Ниво 1 – 40,5°C (105°F), ниво 2 – 42,8°C (109°F), ниво 3 – 45°C (113°F)

Тегло: Контролен модул – 70,87 g (2,5 oz), единична подложка – 17,00 g (0,6 oz),
USB-C кабел – 14,17 g (0,5 oz).



ВНИМАНИЕ

Не е предназначено за медицинска употреба в болници. Предназначено за домашна или търговска употреба.

Когато не се използва е препоръчително да съхранявате устройството на температура между -10°C ~ 25°C.

ГАРАНЦИЯ

Този продукт се покрива от ограничената гаранция от Hyperice. Моля, посетете hyperice.com/warranty, за да прегледате гаранцията във Вашата държава.



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NENIČTE



PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE VENOM GO SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.



NEBEZPEČÍ

V zájmu snížení rizika úrazu elektrickým proudem:

- Ihned po nabití a před čištěním nebo použitím vždy tento přístroj odpojte ze zásuvky.
- Pokud přístroj spadne do vody, nesnažte se jej vytáhnout. Okamžitě jej vytáhněte ze zásuvky.
- Nepoužívejte zařízení ve vaně nebo ve sprše.
- Neumísťujte ani neskladujte přístroj tam, kde by mohl spadnout nebo být vtažen do vany či do umyvadla. Nevkládejte ani nenechte zařízení spadnou do vody či jiné kapaliny.
- Udržujte v suchu. Neprovozujte ve vlhkém nebo mokrém stavu.



VAROVÁNÍ

Před použitím tohoto přístroje si přečtete všechna bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.



VAROVÁNÍ

V ZÁJMU SNÍŽENÍ RIZIKA POPÁLENIN, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, POŽÁRU A ZRANĚNÍ OSOB MUSÍ BYT TENTO PRODUKT POUŽÍVÁN V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍMI POKYNY:

- Používejte tento přístroj pouze k jeho určenému použití popsanému v tomto návodu.
- Tento přístroj není na hrani. Je určen k použití jen dospělými osobami. Nepoužívejte, pokud jste zranění.
- Tento přístroj by nikdy neměl být ponechán bez dozoru, když je zapojen do zásuvky. Vždy ho odpojte z elektrické zásuvky ihned po nabití, před použitím a před čištěním. Odpojte přístroj ze zásuvky, když ho nepoužíváte a před nasazením nebo sejmutím součástí.
- Nepoužívejte zařízení pod peřinou či pod polštářem. Mohlo dojít k nadměrnému zahřátí, které by mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Nikdy tento přístroj nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, nefunguje správně, spadl, byl poškozen nebo se navlhlčil. Odnesete přístroj do servisního centra ke kontrole a opravě.
- Nedržte přístroj za kabel ani nepoužívejte kabel jako držadlo.
- Udržujte kabel mimo horké povrchy.
- Do otvorů nikdy nevkládejte ani neupouštějte žádný předmět.
- Vhodné POUZE pro používání na suchém místě. Nepoužívejte venku nebo na mokrém povrchu a nevystavujte vodě ani dešti.
- Produkt používejte pouze v souladu s tímto návodem. Návod je navíc k dispozici na stránkách hyperice.com.
- Vyhřívané povrchy používejte opatrně. Mohou způsobit vážné popáleniny. Nepoužívejte na necitlivé oblasti pokožky nebo při špatném krevním oběhu. Použití tepla dětmi nebo nezpůsobilými osobami bez dozoru může být nebezpečné

- Bez ohledu na nastavení ovládání může dojít k dostatečně vysokým teplotám, které způsobí popáleniny. Nepoužívejte u kojenců a tělesně postižených nebo spících osob ani u lidí v bezvědomí. Nepoužívejte na necitlivou pokožku nebo u osob se špatným krevním oběhem. Často kontrolujte pokožku, která je v kontaktu s vyhřívanou částí přístroje, abyste snížili riziko vzniku puchýřů. Při prvních známkách nepohodlí přístroj okamžitě odstraňte z těla a vypněte.
- Tento přístroj nesmí používat osoby necitlivé na teplo a další velmi zranitelné osoby, které nejsou schopny reagovat na přehřátí.
- Pokud je přístroj přiložen ve spánku s ovládacími prvky nastavenými na jakoukoli teplotu, může uživatel utrpět popáleniny kůže nebo úpal.
- Chraňte před rozdrčením. Nepřehýbejte. Během používání podložku Venom Go nepřekládejte.
- Přístroj neupravujte ani se ho nepokoušejte opravit. Neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. Obratěte se na společnost Hyperice se žádostí o servis.
- Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před zvednutím, přenášením nebo uložením přístroje se ujistěte, že je vypínač ve vypnuté poloze.



UPOZORNĚNÍ

Při používání elektrického přístroje je třeba vždy dodržovat základní opatření, včetně následujících:

- Je určen k použití jen dospělými osobami.
- Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, jak toto zařízení používat, mohou ho používat pouze za předpokladu, že na ně bude dohlížet nebo je ohledně používání přístroje poučí osoba odpovědná za jejich bezpečnost.
- Děti do tří let nesmějí tento přístroj používat kvůli neschopnosti reagovat na přehřátí.
- Přístroj má vyhřívaný povrch. Osoby citlivé na teplo musí být při používání přístroje opatrné.
- Tento přístroj nesmí používat osoby necitlivé na teplo a další velmi zranitelné osoby, které nejsou schopny reagovat na přehřátí.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.
- Po nabití nebo před použitím odpojte nabíječku od baterie. Přístroj Venom Go nebude fungovat, pokud je nabíječka připojena k baterii.
- Nikdy nenechávejte přístroj Venom Go v provozu nebo nabíjet bez dozoru.
- Neponořujte přístroj do vody. Čistěte pouze vlhkým hadříkem.
- Udržujte tekutiny mimo dosah přístroje.
- Používejte pouze na suchém, čistém povrchu těla, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Nepoužívejte přístroj Venom Go na mokrou pokožku nebo na lokálně aplikované masti, zejména ty, které obsahují složky produkující teplo, protože by mohlo dojít k popálení kůže.
- K popáleninám může dojít bez ohledu na nastavení ovládání. Často kontrolujte kůži pod přístrojem a při prvních známkách nepohodlí ho ihned odstraňte z těla a vypněte.
- Mezi přístroj Venom Go a tělo neumísťujte žádné kovové předměty, včetně špendlíků nebo jiných kovových sponek.
- Nepokoušejte se přístroj rozebírat.
- Přístroj Venom Go žádným způsobem nepozměňujte ani neupravujte.
- Před každým použitím přístroj pečlivě zkontrolujte. Pokud vykazuje jakékoli známky poškození, jako je tvorba puchýřů nebo prasklin, kontaktujte výrobce.
- Nepoužívejte přístroj v prostředí, kde se používají aerosolové produkty (spreje) nebo kde se podává kyslík.
- Na přístroj Venom Go si nesedejte, netlačte na něj a chraňte ho před rozdrčením.
- Během skladování nepokládejte na přístroj žádné předměty, aby nedošlo k rozdrčení.
- Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez odpovídajícího dohledu.

NEPOUŽÍVEJTE PŘÍSTROJ VENOM GO BEZ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU SVÉHO LÉKAŘE, POKUD U VÁS EXISTUJE KTERÝKOLI Z NÁSLEDUJÍCÍCH STAVŮ:

- těhotenství, cukrovka s komplikacemi, jako je například neuropatie nebo poškození sítnice, implantovaný kardiostimulátor, nedávny chirurgický zákrok, epilepsie nebo migrény, vyhrzlé meziobratlové ploténky, spondylolistéza, spondylitida nebo spondylóza, nedávná aplikace kloubní náhrady nebo nitroděložního tělíska, kovových hřebů nebo destiček, či pokud máte jakékoli obavy o své fyzické zdraví. Osoby s křehkou konstitucí a děti by měly být při použití jakéhokoli vibračního zařízení doprovázeny dospělými.

Tyto kontraindikace neznamenají, že vibrační nebo cvičební zařízení nemůžete používat, doporučujeme však, abyste se nejprve poradili s lékařem.

V současnosti probíhá výzkum týkající se vlivů vibračního cvičení na konkrétní nemoci. Následně pravděpodobně dojde ke zkrácení výše uvedeného seznamu kontraindikací. Praktické zkušenosti ukazují, že zahrnutí vibračního cvičení do léčebného plánu lze v mnoha případech doporučit. Je nutné se však poradit s lékařem, specialistou nebo fyzioterapeutem.

TYTO POKYNY DOBŘE USCHOVEJTE

Symbol	Popis	Umístění
IP21	Stupeň ochrany proti vniknutí vody	Na jednotce
	Před použitím si přečtěte pokyny	Na jednotce
	Stejnoseměrný proud	Na jednotce a v návodu
	Název a adresa výrobce	Na jednotce
	Tříděný sběr odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Toto označení znamená, že tento produkt by v celé EU neměl být likvidován spolu s jiným směsným odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte určená sběrná místa nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Zde převezmou tento produkt k ekologicky bezpečné recyklaci.	Na jednotce
	Výstražný symbol, který upozorňuje uživatele na nutnost prostudování návodu k použití, v němž jsou uvedeny důležité výstražné informace, jako jsou varování a preventivní opatření, která nemohou být z různých důvodů uvedena na samotném zdravotnickém přístroji.	Na jednotce a v návodu
	Shoda s normami EU	Na jednotce
	Shoda s normami Austrálie (RCM)	Na jednotce
	Vyrobeno v Číně	Na jednotce
	Shoda s normami Velké Británie	Na jednotce
	Shoda s normami Severní Ameriky (NRTL)	Na jednotce
	Symbol recyklace	Na jednotce
	Regulace tepla	Na jednotce
	Zapnutí/vypnutí	Na jednotce
	Regulace vibrací	Na jednotce

BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE BLUETOOTH®

Slovní známka a logo Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. Jakékoli použití těchto známek společností Hyperice je na základě licence. V nepravděpodobném případě ztráty stabilního připojení pomocí technologie Bluetooth se systém automaticky pokusí obnovit připojení. Přístroj Venom Go je zcela autonomní a bude pokračovat v běžné činnosti i v případě ztráty připojení. Pokud tento přístroj způsobuje rušení, které lze zjistit vypnutím a zapnutím přístroje, je uživateli doporučeno zkusit rušení odstranit změnou orientace nebo přemístěním přístroje, zvýšením vzdálenosti mezi zařízením a přístrojem nebo připojením přístroje k jiné elektrické zásuvce v obvodu, pokud je jednotka připojena k elektrické síti.

Přístroj Venom Go používá bezdrátovou technologii Bluetooth 5.0 s následujícími vysokofrekvenčními specifikacemi: FCC ID: 2AWQY-VENOMGO, IC: 26929-VENOMGO, frekvence: 2402 až 2480 MHz

Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Její použití podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí snést jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost. Tento přístroj vyhovuje normám RSS kanadského ministerstva průmyslu pro nelicencovaná zařízení. Její použití podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat rušení a (2) tento přístroj musí snést jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost tohoto přístroje.

Toto zařízení vyhovuje limitům vystavení záření stanoveným komisí FCC/ISED pro nekontrolované prostředí a splňuje směrnice FCC pro vystavení vysokofrekvenční energii (RF) a RSS-102 pravidel vystavení vysokofrekvenční energii (RF) podle normy ISED. Toto zařízení má velmi nízké úrovně vysokofrekvenční energie, které jsou považovány za vyhovující bez testování specifické míry absorpce (SAR).

Změny ani úpravy, které nejsou výhradně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat tento výrobek.

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy A podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných budovách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, které lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi přístrojem a přijímačem.
- Připojte přístroj do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce.

INFORMACE O VNITŘNÍ BATERII

Přístroj Venom Go je vybaven dobíjecí lithium-polymerovou baterií. Vnitřní baterie je navržena tak, aby umožňovala použití přístroje Venom Go kdekoliv – i když nejsou k dispozici elektrické zásuvky. Přístroj Venom Go může být nutné před prvním použitím nabít. Plně nabitá baterie poskytne energii pro více než 35 minut nepřetržitého provozu. Pokud je přístroj připojen k elektrické síti a nepoužívá se, trvá úplné nabití baterie přibližně 2,5 hodiny.

- Tento produkt obsahuje lithium-polymerovou baterii. Baterie jsou vyměnitelné pouze kvalifikovaným pracovníkem se speciálním nářadím. Pro servis nebo opravu kontaktujte společnost Hyperice. Když je baterie na konci životnosti, přístroj musí být řádně zlikvidován. Likvidaci baterie je nutné provést ve vhodném recyklačním zařízení nebo středisku pro likvidaci elektroodpadu.



VAROVÁNÍ

- Nenabíjejte přístroj Venom Go přes noc ani jej při nabíjení nebo používání nenechávejte bez dozoru.
- Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte baterii ani přístroj mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo specifikovaný rozsah může poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.

- Nominální teplotní rozsah pro nabíjení baterie je 0–45 °C (32–113 °F).
- Za nevhodných podmínek může z baterie unikat kapalina; vyhněte se kontaktu s touto kapalinou. Pokud náhodně dojde ke kontaktu, opláchněte místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vytékající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- Nepoužívejte baterii nebo přístroj, které jsou poškozené nebo upravené. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné reakce vedoucí k požáru, výbuchu nebo riziku zranění.
- Pokud se s baterií použítou v tomto přístroji nevhodně manipuluje, může představovat riziko požáru nebo chemických popálenin. Baterii ani přístroj nerozebírejte, nevystavujte ohni nebo nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě nad 130 °C (265 °F) může způsobit výbuch.
- V případě, že baterie vyteče, nedovolte, aby se jakákoliv kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima. Pokud došlo ke kontaktu, omyjte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- V případě prasknutí baterie, většího úniku kapaliny nebo výbuchu evakuujte oblast a kontaminovanou oblast izolujte. Zajistěte dobré větrání, aby se odstranily veškeré výpary, plyny nebo štiplavý zápach.
- Oči – vyplachujte je velkým množstvím vody po dobu 15 minut, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Kůže – postižené místo po dobu 15 minut oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem nebo se osprchujte.
- Vdechnutí – vyveďte postiženého na čerstvý vzduch a v případě potřeby použijte umělé dýchání. Pokud je to třeba, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Požití – ihned se obraťte na lékaře nebo místní toxikologické centrum.
- Ihned baterii zlikvidujte. Uchovávejte ji mimo dosah malých dětí. Nerozebírejte ji ani ji nevhazujte do ohně.

NABÍJENÍ



Chcete-li nabíjet, připojte kabel USB-C do nabíjecího portu baterie a zapojte kabel do adaptéru USB-A. Poté zapojte adaptér do síťové zásuvky. Před prvním použitím baterii plně nabíjejte po dobu až tří hodin. Blikající kontrolky LED ukazují úroveň nabití baterie a označují probíhající nabíjení. Plné nabití je indikováno, když kontrolka LED přestane blikat a zůstane svítit zeleně. Stisknutím vypínače se zařízení zapne a zobrazí se úroveň baterie. Přístroj lze dobít kdykoliv a při jakékoliv úrovni nabití baterie. Baterii se nedoporučuje zcela vybit na oranžovou úroveň kontrolky LED. Aby se prodloužila životnost baterie, doporučuje se zařízení každý měsíc zcela dobít.

PROVOZ

Zkontrolujte, že je baterie nabitá. Sundejte podložku Venom Go ze snímatelné folie a přiložte ji na požadovanou část těla. Na jednotce stiskněte vypínač pro aktivaci zařízení. Logo Hyperice se rozsvítí červeně, což ukazuje, že je přístroj Venom Go aktivován. Vyberte požadované možnosti zahřátí a vibrací. Poté připojte jednotku k podložce pomocí magnetického připojení. Přístroj se automaticky spustí, když se jednotka připojí k podložce. Teplotu nebo vibrace můžete kdykoli upravit na novou úroveň. Pokud nic nezažádáte, přístroj se automaticky vypne po 10 minutách. Přístroj dvakrát zavibruje, aby signalizoval konec aplikace, nebo třikrát zavibruje, když má vybitou baterii. Když skončíte s používáním přístroje Venom Go, přiložte na podložku snímatelnou folii, abyste ji mohli uložit. Průměrná doba aplikace je kolem 35 minut při zahřívání třetí úrovně a delší při použití nižších úrovních. Každá podložka vydrží až 20 aplikací.


PŘIPOJENÍ K APLIKACI HYPERICE

Chcete-li přístroj připojit k aplikaci Hyperice prostřednictvím Bluetooth®, ujistěte se, že je přístroj zapnutý, Bluetooth® na vašem telefonu je zapnutý a přístroj je v dosahu vašeho telefonu. Kontrolka LRD pro Bluetooth na jednotce bude modře pulzovat, což znamená, že čeká na párování. Když budete vyzváni, klepněte na „Scan for Devices.“ (Vyhledat zařízení.) Když se na obrazovce objeví přístroj, vyberte ho. Jakmile dojde ke párování, váš přístroj Venom Go, HyperSmart™ vám umožní automaticky zahájit jeho použití a ovládat nastavení zahřívání a vibrací z aplikace Hyperice.

ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

Po použití znovu přiložte na podložku na snímatelnou folii a uložte ji na chladném a suchém místě. Pro odstranění vlhkosti z přístroje použijte ručník nebo měkký hadřík. Udržujte přístroj mimo zdroje tepla a kapalin a z dosahu dětí a domácích zvířat.

SPECIFIKACE



1. Jednotka Venom Go
2. Indikátory typu vibrace
3. Tlačítko typu vibrace
4. Nabíjecí port
5. Indikátor kapacity baterie
6. Vypínač (zapnuto/vypnuto)
7. Indikátor Bluetooth®
8. Indikátory úrovně zahřátí
9. Tlačítko úrovně zahřátí
10. Magnetické připojení pro uchycení podložky
11. Podložka Venom Go
12. Magnetické připojení pro uchycení přístroje

Frekvence vibrací: 88 Hz

Zahřátí: Úroveň 1 – 40,5 °C (105 °F), úroveň 2 – 42,8 °C (109 °F), úroveň 3 – 45 °C (113 °F)

Hmotnost: Jednotka – 70,8 g (2,5 oz.), samotná podložka – 17 g (0,6 oz.), kabel USB-C – 14,2 g (0,5 oz.)

UPOZORNĚNÍ

Není určeno pro lékařské použití v nemocnicích. Je určen pro domácí nebo komerční použití.

Když se přístroj nepoužívá, doporučuje se skladovat při teplotě -10 °C–25 °C.

ZÁRUKA

Na tento produkt se vztahuje omezená záruka společnosti Hyperice. Informace ohledně záruky ve vaší zemi najdete na hyperice.com/warranty.

DA

VIGTIGE SIKKERHEDS- ANVISNINGER MÅ IKKE DESTRUERES



LÆS ALLE ANVISNINGER, FØR DU BRUGER VENOM GO.



FARE

Sådan reduceres risikoen for elektrisk stød:

- Tag altid denne enheds stik ud af stikkontakten umiddelbart efter opladning og før rengøring eller brug.
- Grib ikke ud efter en enhed, der er faldet ned i vand. Tag straks stikket ud.
- Må ikke bruges under badning eller i brusebad.
- Enheden må ikke placeres eller opbevares, hvor den kan falde ned eller hives ned i et badekar eller en vask. Må ikke placeres i eller falde ned i vand eller anden væske.
- Opbevares tørt. Må ikke anvendes i våd eller fugtig tilstand.



ADVARSEL

Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner, før du bruger denne enhed. Hvis advarslerne og instruktionerne ikke følges, kan det medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.



ADVARSEL

FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR FORBRÆNDINGER, ELEKTRISK STØD, BRAND OG PERSONSKADE SKAL DETTE PRODUKT ANVENDES I OVERENSSTEMMELSE MED DE FØLGENDE ANVISNINGER:

- Brug kun denne enhed til den tilsigtede brug som beskrevet i denne vejledning.
- Dette er ikke legetøj. Kun til brug for voksne. Må ikke bruges, hvis du er kommet til skade.
- Denne enhed må aldrig efterlades uden opsyn, når den er tilsluttet. Tag altid stikket ud af stikkontakten umiddelbart efter opladning, før brug og før rengøring. Tag stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug, og før du sætter dele på eller tager dele af.
- Må ikke betjenes under tæppe eller pude. Der kan opstå overophedning, som kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.
- Brug aldrig enheden, hvis den har en beskadiget ledning eller et beskadiget stik, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er blevet tabt eller beskadiget eller er blevet våd. Returner enheden til et servicecenter til eftersyn og reparation.
- Bær ikke enheden i ledningen, og brug ikke ledningen som håndtag.
- Hold ledningen på afstand af opvarmede overflader.
- Du må aldrig tabe eller indsætte genstande ind i en åbning.
- KUN egnet til tørre steder. Brug ikke enheden udendørs eller på våde overflader, og udsæt den ikke for vand eller regn.
- Brug kun enheden i henhold til disse instruktionsmaterialer. Du kan også finde instruktionsmaterialer på hyperice.com.
- Vær forsigtig med varme overflader. De kan medføre alvorlige forbrændinger. Må ikke anvendes på hudområder med meget nedsat følsomhed eller ved dårlig cirkulation. Det kan være farligt, hvis børn eller svækkede personer bruger varme enheder uden opsyn.

- Uanset kontrolindstillingen kan der forekomme temperaturer, der er tilstrækkeligt høje til at forårsage forbrændinger. Må ikke anvendes på spædbørn eller svagelige personer eller på sovende eller bevidstløse personer. Må ikke anvendes på hud med nedsat følsomhed eller på personer med dårlig blodcirkulation. Kontrollér regelmæssigt den hud, der er i kontakt med det opvarmede område på enheden, for at reducere risikoen for blæredannelse. Ved første tegn på ubehag skal du straks fjerne enheden fra kroppen og slukke den.
- Denne enhed må ikke anvendes af personer, der er ufølsomme over for varme, eller af andre meget sårbare personer, der ikke er i stand til at reagere på overophedning.
- Hvis enheden bæres af en sovende person, og indstillingerne er sat til en hvilken som helst temperatur, kan brugeren få forbrændinger eller hedeslag.
- Undgå at mase den. Undgå at folde den, så der kommer skarpe folder. Fold ikke Venom Go-pa'd'en, mens den er i brug.
- Enheden må ikke ændres eller forsøges repareret. Indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. Kontakt venligst Hyperice, hvis der er behov for service.
- Undlad at starte den ved et uheld. Sørg for, at tænd/sluk-knappen er i positionen off (slukket), før enheden tages op, bæres eller opbevares.

FORSIGTIG

Ved brug af en elektrisk enhed skal grundlæggende forholdsregler altid følges, herunder de følgende:

- Kun til brug for voksne.
- Denne enhed er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller af personer med manglende erfaring og viden om, hvordan denne enhed bruges, medmindre de er blevet superviseret eller instrueret i enhedens brug af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn under tre år må ikke bruge denne enhed på grund af deres manglende evne til at reagere på overophedning.
- Enheden har en opvarmet overflade. Personer, der er følsomme over for varme, skal være forsigtige, når de bruger enheden.
- Denne enhed må ikke anvendes af personer, der er ufølsomme over for varme, eller af andre meget sårbare personer, der ikke er i stand til at reagere på overophedning.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden.
- Tag opladeren ud af batteriet efter opladning eller før brug. Venom Go fungerer ikke, når opladeren er tilsluttet batteriet.
- Efterlad aldrig Venom Go uden opsyn, når den er i brug eller er ved at oplade.
- Nedsænk ikke enheden i vand. Rengør kun med en fugtig klud.
- Hold væsker væk fra enheden.
- Brug kun enheden på en ren, tør overflade på kroppen som vist i dette instruktionsmateriale.
- Brug ikke Venom Go på våd hud eller hud påført topisk salve, især ikke salver, der indeholder varmeproducerende ingredienser, da dette kan medføre forbrænding af huden.
- Der kan opstå forbrændinger uanset indstillingen. Kontrollér jævnligt huden under enheden, og fjern straks enheden fra kroppen og sluk den ved første tegn på ubehag.
- Placer ikke metalgenstande mellem Venom Go og kroppen, herunder sikkerhedsnåle eller andre fastgørelsesanordninger af metal.
- Forsøg ikke at skille enheden ad.
- Du må ikke på nogen måde forsøge at ændre Venom Go.
- Undersøg enheden omhyggeligt før hver brug. Kontakt producenten, hvis der er tegn på forringelse som f.eks. krakelering, blæredannelse eller revner.
- Må ikke anvendes, hvor der bruges aerosolprodukter, eller hvor der indgives iit.
- Du må ikke sidde på, trykke eller mase Venom Go.
- Undgå at mase enheden ved at placere genstande oven på den under opbevaring.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

BRUG IKKE VENOM GO UDEN FORUDGÅENDE GODKENDELSE FRA DIN LÆGE, HVIS NOGEN AF FØLGENDE TILSTANDE GØR SIG GÆLDENDE:

- Graviditet, diabetes med komplikationer såsom nervebeskadigelse eller nethindebeskadigelse, brug af pacemakere, nylig kirurgi, epilepsi eller migræne, diskusprolaps, spondylolistese, spondylolyse eller spondylose, nylige ledudskiftninger eller spiraler, metalstifter eller -plader eller bekymringer om din fysiske sundhed. Skrøbelige personer og børn skal være i selskab med en voksen, når de bruger vibrationsudstyr.

Disse kontraindikationer betyder ikke, at du ikke kan bruge en vibrations- eller træningsenhed, men vi anbefaler dig at rådføre dig med en læge først.

Der forskes løbende i virkningerne af vibrationsøvelser for specifikke medicinske lidelser. Dette vil sandsynligvis resultere i, at listen over kontraindikationer forkortes som vist ovenfor. Praktisk erfaring har vist, at integration af vibrationsøvelser i en behandlingsplan er gavnligt i en række tilfælde. Det skal ske efter råd fra og i samarbejde med en læge, specialist eller fysioterapeut.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

Symbol	Beskrivelse	Placering
IP21	Beskyttelsesgrad mod væskeindtrængning	På pod
	Læs instruktionerne før brug	På pod
	Jævnstrøm	På pod og i vejledning
	Producentens navn og adresse	På pod
	Separat indsamling af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr. Denne mærkning angiver, at denne enhed ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at undgå at skade miljøet eller menneskers sundhed, som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal du sørge for, at enheden afleveres til genbrug på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig genbrug af ressourcer. Hvis du vil returnere din brugte enhed, skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor enheden blev købt. De kan sørge for, at enheden bliver genbrugt på en miljørigtig måde.	På pod
	Forsigtig-symbol til identifikation af behovet for, at brugeren konsulterer brugsvejledningen for vigtige sikkerhedsoplysninger såsom advarsler og forholdsregler, som af forskellige grunde ikke er angivet på selve det medicinske udstyr.	På pod og i vejledning
	Europæisk overensstemmelse	På pod
	RCM (Australien)	På pod
	Fremstillet i Kina	På pod
	Mærke for Storbritannien	På pod
	Nordamerikansk NRTL-mærke	På pod
	Genbrugssymbol	På pod
	Varmestyring	På pod
	Tænd/sluk	På pod
	Vibrationsstyring	På pod

BLUETOOTH® TRÅDLØS TEKNOLOGI

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Hyperice er underlagt en licensaftale. I det usandsynlige tilfælde af tab af en stabil Bluetooth-forbindelse forsøger systemet automatisk at genoprette forbindelsen. Venom Go er helt autonom og vil fortsætte med at fungere normalt, selv under tab af forbindelse. Hvis enheden forårsager interferens, som kan bestemmes ved at slukke og tænde enheden, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved at vende eller flytte enheden, forøge adskillelsen mellem udstyr og enheden eller tilslutte enheden til en alternativ stikkontakt.

Venom Go-enheden benytter Bluetooth 5.0 trådløs teknologi med følgende radiospecifikationer: FCC ID: 2AWQY-VENOMGO, IC: 26929-VENOMGO, frekvens: 2402 til 2480 MHz

Enheden overholder afsnit 15 i FCC-regelsættet. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens der kan forårsage uønsket drift. Enheden overholder RSS-standard(er), der er fritaget for Industry Canada-licens. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage interferens, og (2) enheden skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr overholder FCC/ISED-grænserne for strålingseksponering, der er angivet for et ukontrolleret miljø, og overholder FCC's retningslinjer for eksponering for radiofrekvens (RF) samt RSS-102 i ISED-reglerne om eksponering for radiofrekvens (RF). Dette udstyr har meget lave niveauer af RF-energi, som anses for at være i overensstemmelse med kravene uden test af specifik absorptionshastighed (SAR).

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overensstemmelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en installation i hjemmet. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsåle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation.

Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren for at få hjælp.

INFORMATION OM INDBYGGET BATTERI

Venom Go-enheden er udstyret med et genopladeligt lithiumpolymerbatteri. Det indbyggede batteri tillader brug af Venom Go hvor som helst – også på steder, hvor der ikke er adgang til en stikkontakt. Venom Go skal muligvis oplades, før den tages i brug første gang. Et fuldt opladet batteri giver strøm til mere end 35+ minutters kontinuerlig brug. Det tager ca. 2,5 time at lade batteriet helt op, når enheden er tilsluttet en stikkontakt og ikke er i brug.

- Denne enhed indeholder et lithiumpolymerbatteri. Batterier kan kun udskiftes af en fagperson med et specialværktøj. Kontakt Hyperice for service eller reparation. Når batteriet er ved at være opbrugt, skal enheden bortskaffes på forsvarlig vis. Batteriet skal bortskaffes på en sikker måde på et egnet sted til bortskaffelse eller genbrug af e-affald.



ADVARSEL

- Lad ikke Venom Go oplade natten over, og efterlad ikke Venom Go uden opsyn under opladning eller brug.
- Følg alle opladningsinstruktioner, og oplad ikke batteripakken eller enheden uden for det temperaturområde, der er angivet i instruktionerne. Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden for det angivne område kan beskadige batteriet og øge risikoen for brand.
- Det nominelle temperaturområde for opladning af batteriet er 0 °C ~ 45 °C (32 °F ~ 113 °F).

- Ved hård behandling kan der sive væske af batteriet. Undgå kontakt med væsken. Hvis der ved et uheld opstår kontakt, skal du skylle med vand. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, skal du søge lægehjælp. Væske fra batteriet kan forårsage irritation eller forbrændinger.
- Brug ikke en batteripakke eller enhed, der er beskadiget eller ændret. Beskadigede eller modificerede batterier kan opføre sig uforudsigeligt, hvilket kan medføre brand, eksplosion eller risiko for personskade.
- Det batteri, der bruges i denne enhed, kan udgøre en risiko for brand eller kemisk forbrænding, hvis det ikke behandles korrekt. Skil ikke batteripakken eller enheden ad, og udsæt dem ikke for ild eller for høje temperaturer. Udsættelse for brand eller temperaturer over 130 °C (265 °F) kan forårsage eksplosion.
- Hvis batteripakken lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis der sker kontakt, skal det berørte område vaskes med rigelige mængder vand, og der skal søges lægehjælp.
- I tilfælde af brud på batteriet, alvorlig lækage eller eksplosion skal området evakueres og det kontaminerede område sættes i karantæne. Sørg for god ventilation for at fjerne dampe, gasser eller stærke lugte.
- Øjne – Skyl øjnene med rigeligt vand i 15 minutter. Søg straks lægehjælp.
- Hud – Skyl det berørte område med masser af vand og sæbe, eller tag et brusebad i 15 minutter.
- Indånding – Få personen ud i frisk luft, og udfør om nødvendigt kunstigt åndedræt. Søg lægehjælp, hvis det er nødvendigt.
- Indtagelse – Rådfør dig straks med en læge eller med giftlinjen
- Bortskaf straks brugte batterier. Hold uden for børns rækkevidde. Undlad at skille ad eller ad bortskafe ved hjælp af ild.

OPLADNING



ADVARSEL

For at oplade skal du sætte USB-C-ledningen i batteriets opladningsport og sætte ledningen i en USB-A-adapter. Sæt derefter adapteren i en stikkontakt. Oplad batteriet helt i op til tre timer før første brug. En LED-indikatorer lyser for at vise batteriniveauet og angive aktiv opladning. Batteriet er helt opladet, når LED-indikatoren stopper med at blinke og er konstant grøn. Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen, tændes enheden, og batteriniveauet vises. Enheden kan genoplades når som helst og på et hvilket som helst batteriniveau. Det anbefales ikke at tømme batteriet helt til det orange LED-niveau. Oplad enheden én gang om måneden for at forlænge batteriets levetid mest muligt.

BETJENING

Sørg for, at batteriet er opladet. Træk Venom Go-pad'en af lineren, og placer pad'en det ønskede sted på kroppen. På pod'en skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at aktivere enheden. Hyperice-logoet lyser rødt for at vise, at Venom Go er aktiveret. Vælg de ønskede indstillinger for varme og vibration. Tilslut derefter pod'en til pad'en ved hjælp af den magnetiske forbindelse. Enheden starter automatisk, når pod'en tilsluttes til pad'en. Du kan til enhver tid justere indstillingerne for varme og vibration. Enheden slukker automatisk efter 10 minutter uden yderligere input. Enheden vibrerer to gange for at angive, at en session er slut, eller vibrerer tre gange, når batteriet er ved at løbe tør for strøm. Når du er færdig med at bruge Venom Go, skal du sætte pad'en fast på lineren til opbevaring. Den gennemsnitlige driftstid er ca. 35 minutter ved varmeniveau tre og længere ved lavere niveauer. Hver pad holder til op til 20 applikationer.


SÅDAN OPRETTER DU FORBINDELSE TIL HYPERICE-APPEN

Hvis du vil tilslutte din enhed til Hyperice-appen via Bluetooth®, skal du sørge for, at din enhed er tændt, at Bluetooth® er tændt på din telefon, og at din enhed er tæt på din telefon. Bluetooth-LED'en på pod'en blinker blåt, hvilket betyder, at den venter på at blive parret. Hvis du bliver bedt om det, skal du trykke på "Scan for Devices" (Scan efter enheder). Vælg din enhed, når den vises på skærmen. Når du har parret Venom Go, giver HyperSmart™ dig mulighed for automatisk at starte din session og styre indstillingerne for varme og vibration inde fra Hyperice-appen.

VEDLIGEHOLDELSE, RENGØRING OG OPBEVARING

Sæt pad'en på lineren igen efter brug, og opbevar den et køligt, tørt sted. Brug et håndklæde eller en blød klud til at tørre fugt af enheden. Hold enheden væk fra varmekilder, væsker, børn og kæledyr.

SPECIFIKATIONER



1. Venom Go-pod
2. Indikatorer for vibrationsmønster
3. Knap til vibrationsmønster
4. Opladningsport
5. Indikator for batteriniveau
6. Tænd/sluk-knap (ON/OFF)
7. Bluetooth®-indikator
8. Indikatorer for varmeniveau
9. Knap til varmeniveau
10. Magnetisk tilslutning til pad
11. Venom Go-pad
12. Magnetisk tilslutning til fastgøring af enhed

Vibrationsfrekvens: 88 Hz

Varme: Niveau 1 – 40,5 °C (105°F), Niveau 2 – 42,8 °C (109°F), Niveau 3 – 45 °C (113°F)

Vægt: Pod – 0,07 kg (2,5 oz.), Enkelt pad – 0,017 kg (0,6 oz.), USB-C-ledning – 0,014 kg (0,5 oz.)

FORSIGTIG

Ikke beregnet til medicinsk brug på hospitaler. Beregnet til husholdningsbrug eller kommerciel brug.

Når enheden ikke er i brug, anbefales det at opbevare den ved -10°C ~ 25°C.

GARANTI

Dette produkt er dækket af en begrænset garanti fra Hyperice. Besøg hyperice.com/warranty for at se garantien i dit land.

DE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE NICHT ENTSORGEN



LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DAS VENOM GO VERWENDEN.



GEFAHR

Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern:

- Trennen Sie das Gerät immer unmittelbar nach dem Ladevorgang und vor der Reinigung oder Verwendung vom Stromnetz.
- Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das in Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Nicht beim Baden oder unter der Dusche verwenden.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einen Ort, an dem es in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen oder gezogen werden kann. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder fallen lassen.
- Vor Nässe schützen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nass oder feucht ist.



WARNUNG!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen.



WARNUNG!

UM DIE GEFAHR VON VERBRENNUNGEN, STROMSCHLÄGEN, FEUER UND VERLETZUNGEN ZU VERRINGERN, DARF DIESES PRODUKT NUR GEMÄSS DEN FOLGENDEN ANWEISUNGEN VERWENDET WERDEN:

- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in diesem Handbuch beschriebenen bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Es handelt sich nicht um ein Spielzeug. Nur von Erwachsenen zu verwenden. Bei Verletzungen nicht verwenden.
- Dieses Gerät darf niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Trennen Sie das Gerät immer unmittelbar nach dem Ladevorgang, vor der Verwendung und vor der Reinigung vom Stromnetz. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, und bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen.
- Nicht unter einer Decke oder einem Kissen betreiben. Übermäßiges Erhitzen kann zu Feuer, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen führen.
- Nehmen Sie dieses Gerät keinesfalls in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es nass geworden ist. Senden Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur an ein Service Center.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Kabel, und verwenden Sie das Kabel nicht als Griff.
- Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.

- Lassen Sie keinesfalls Gegenstände in eine Öffnung fallen und stecken Sie keine hinein.
- NUR für trockene Standorte geeignet. Nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen verwenden und vor Wasser oder Regen schützen.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß diesen Anweisungen. Weitere Anweisungen sind unter hyperice.com erhältlich.
- Die beheizten Flächen sollten mit Vorsicht benutzt werden. Es kann zu schweren Verbrennungen kommen. Nicht auf empfindlichen Hautpartien oder bei schlechter Durchblutung verwenden. Die unbeaufsichtigte Nutzung von Wärme durch Kinder oder körperlich oder geistig beeinträchtigte Personen kann gefährlich sein.
- Unabhängig von der eingestellten Temperatur können hohe Temperaturen entstehen, die Verbrennungen verursachen können. Nicht bei Säuglingen oder beeinträchtigten, schlafenden oder bewusstlosen Personen anwenden. Nicht auf empfindlichen Hautpartien oder bei Personen mit schlechter Durchblutung anwenden. Überprüfen Sie die Haut, die mit dem erhitzten Bereich des Geräts in Kontakt kommt, regelmäßig, um das Risiko von Blasenbildung zu verringern. Bei ersten Anzeichen von Beschwerden sofort vom Körper entfernen und ausschalten.
- Dieses Gerät darf nicht von wärmeunempfindlichen Personen und solchen Personen benutzt werden, die nicht instande sind, auf Überhitzung zu reagieren.
- Unabhängig von den gewählten Einstellungen kann es bei der Verwendung des Geräts während des Schlafs zu Hautverbrennungen oder Hitzschlag kommen.
- Nicht zusammendrücken. Beim Falten scharfe Kanten vermeiden. Das Venom Go-Pad während der Verwendung nicht zusammenfalten.
- Nehmen Sie keinerlei Veränderungen am Gerät vor, und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Das Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Bitte wenden Sie sich für Wartungsarbeiten an Hyperice.
- Unbeabsichtigten Betrieb verhindern. Stellen Sie sicher, dass sich der Betriebsschalter in der Position AUS befindet, bevor Sie das Gerät anheben, transportieren oder aufbewahren.

ACHTUNG

Bei der Verwendung eines elektrischen Geräts sollten stets die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:

- Nur von Erwachsenen zu verwenden.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis der Verwendung dieses Geräts vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder sie wurden in Bezug auf die Verwendung des Geräts unterrichtet.
- Kinder unter drei Jahren dürfen dieses Gerät nicht verwenden, da sie nicht auf Überhitzung reagieren können.
- Das Gerät verfügt über eine beheizte Fläche. Personen, die empfindlich auf Wärme reagieren, müssen bei der Verwendung des Geräts vorsichtig sein.
- Dieses Gerät darf nicht von wärmeunempfindlichen Personen und solchen Personen benutzt werden, die nicht instande sind, auf Überhitzung zu reagieren.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Trennen Sie das Ladegerät nach dem Laden oder vor der Verwendung vom Akku. Venom Go funktioniert nicht, solange das Ladegerät an den Akku angeschlossen ist.
- Lassen Sie das Venom Go während des Betriebs oder Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch.
- Halten Sie Flüssigkeiten vom Gerät fern.
- Nur auf einer trockenen, sauberen Oberfläche auf dem Körper anwenden, wie in dieser Anleitung dargestellt.
- Verwenden Sie das Venom Go nicht auf nasser Haut oder auf Salben, insbesondere solchen, die wärmeerzeugende Inhaltsstoffe enthalten, da dies zu Hautverbrennungen führen kann.
- Verbrennungen können unabhängig von den Einstellungen auftreten. Überprüfen Sie die Hautpartien, auf denen Sie das Produkt anwenden in regelmäßigen kurzen Abständen und entfernen Sie das Gerät bei ersten Anzeichen von Beschwerden sofort vom Körper und schalten Sie es aus.
- Platzieren Sie keine metallischen Gegenstände zwischen dem Venom Go und dem Körper, einschließlich Stifte oder andere metallische Befestigungselemente.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen.

- Es dürfen keinerlei Veränderungen am Venom Go vorgenommen werden.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Verwendung sorgfältig. Wenden Sie sich an den Hersteller, wenn Anzeichen von Abnutzung, wie z. B. Blasenbildung oder Risse auftreten.
- Betreiben Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder an denen Sauerstoff verabreicht wird.
- Setzen Sie sich nicht auf das Venom Go, drücken Sie es nicht zusammen und zerquetschen Sie es nicht.
- Zerquetschen Sie das Gerät nicht, indem Sie während der Lagerung Gegenstände darauf legen.
- Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

BITTE VERWENDEN SIE DAS VENOM GO NICHT OHNE VORHERIGE GENEHMIGUNG IHRES ARZTES, WENN EINE DER FOLGENDEN BEDINGUNGEN ZUTRIFFT:

- Schwangerschaft, Diabetes mit Komplikationen wie Neuropathie oder Netzhautschäden, Tragen von Herzschrittmachern, kürzliche Operationen, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenvorfälle, Spondylolisthesis, Spondylolyse oder Spondylose, kürzliche Gelenkersatzoperationen oder Spirale, Metallstifte oder -platten oder jegliche Bedenken hinsichtlich Ihrer körperlichen Gesundheit. Gebrechliche Personen und Kinder sollten Vibrationsgeräte nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

Diese Gegenanzeigen bedeuten nicht, dass Sie kein Vibrations- oder Trainingsgerät verwenden können. Es ist jedoch ratsam, vorher Ihren Arzt zu konsultieren.

Die Auswirkungen von Vibrationseinheiten auf spezifische Erkrankungen werden derzeit erforscht. Dies wird wahrscheinlich zu einer Verkürzung der Liste der oben aufgeführten Gegenanzeigen führen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Integration von Vibrationsübungen in einen Therapieplan in vielen Fällen ratsam ist. Dies muss auf Rat und in Begleitung eines Arztes, Spezialisten oder Physiotherapeuten erfolgen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Symbol	Beschreibung	Position
IP21	Schutzgrad gegen das Eindringen von Wasser	Auf der Steuereinheit
	Vor Verwendung Bedienungsanleitung lesen	Auf der Steuereinheit
— — —	Gleichstrom	Auf der Steuereinheit und in der Bedienungsanleitung
	Name und Adresse der Herstellers	Auf der Steuereinheit
	Getrennte Abfallsammlung für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Recyceln Sie dieses Produkt verantwortungsvoll, um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden und die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Verwenden Sie zur Rückgabe Ihres gebrauchten Geräts das Rückgabe- und Sammelsystem, oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Der Händler kann dieses Produkt umweltgerecht recyceln.	Auf der Steuereinheit

	Warnsymbol, mit dem angezeigt wird, dass der Benutzer der Bedienungsanleitung wichtige Sicherheitsinformationen entnehmen muss, wie etwa Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen, die aus verschiedenen Gründen nicht auf dem Medizingerät selbst dargestellt werden können.	Auf der Steuereinheit und in der Bedienungsanleitung
	Europäische Konformität	Auf der Steuereinheit
	Australischer Konformitätsnachweis (RCM)	Auf der Steuereinheit
	Hergestellt in China	Auf der Steuereinheit
	Vereinigtes Königreich Konformitätsnachweis	Auf der Steuereinheit
	Nordamerikanischer Konformitätsnachweis (NRTL)	Auf der Steuereinheit
	Recycling-Symbol	Auf der Steuereinheit
	Temperatursteuerung	Auf der Steuereinheit
	Ein-/Ausschalten	Auf der Steuereinheit
	Vibrationssteuerung	Auf der Steuereinheit

BLUETOOTH®-DRAHTLOSTECHNOLOGIE

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind im Besitz von Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Verwendung dieser Marken durch Hyperice ist lizenziert. Im unwahrscheinlichen Fall des Verlusts einer stabilen Bluetooth-Verbindung versucht das System, die Verbindung automatisch wiederherzustellen. Das Venom Go ist vollkommen selbstständig und arbeitet daher selbst bei einem Verbindungsverlust normal weiter. Durch Aus- und Einschalten des Geräts kann ermittelt werden, ob es eine Interferenz verursacht. In diesem Fall sollte der Benutzer versuchen, die Interferenz zu beseitigen, indem das Gerät anders ausgerichtet oder an einen anderen Standort gebracht wird, um die Distanz zwischen Zubehör und Gerät zu vergrößern, oder indem eine andere Steckdose verwendet wird, falls das Gerät über das Netzteil betrieben wird.

Das Venom Go verwendet die Bluetooth 5.0-Drahtlostechnologie mit den folgenden Funkspezifikationen: FCC ID: 2AWQY-VENOMGO, IC: 26929-VENOMGO, Frequenz: 2402 bis 2480 MHz

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb muss unter Einhaltung der folgenden zwei Bedingungen erfolgen: (1) Dieses Gerät darf keine gefährlichen Interferenzen verursachen. (2) Dieses Gerät muss jede eingehende Interferenz akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Dieses Gerät erfüllt den lizenzfreien RSS-Standard bzw. die RSS-Standards von Industry Canada. Der Betrieb muss unter Einhaltung der folgenden zwei Bedingungen erfolgen: (1) Dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen. (2) Dieses Gerät muss jede Interferenz akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Dieses Gerät entspricht den FCC-/ISED-Grenzwerten für Strahlenbelastung in einer nicht kontrollierten Umgebung und erfüllt die FCC-Richtlinien für Hochfrequenzstrahlung sowie die Richtlinien für Hochfrequenzstrahlung gemäß ISED RSS-102. Dieses Gerät weist sehr niedrige HF-Energiepegel auf, die ohne Prüfung der spezifischen Absorptionsrate (SAR) als konform angesehen werden.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Auflagen für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebäuden bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch vorkommen, dass bei bestimmten Installationen Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, kann der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich für Unterstützung an Ihren Händler.

INFORMATIONEN ZUM INTERNEN AKKU

Das Venom Go-Gerät verfügt über einen wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku. Mit dem internen Akku können Sie das Venom Go überall verwenden – selbst dort, wo keine Steckdosen verfügbar sind. Das Venom Go muss möglicherweise vor der ersten Verwendung aufgeladen werden. Der vollständig aufgeladene Akku liefert Energie für mindestens 35 Minuten ununterbrochene Verwendung. Wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist und nicht verwendet wird, dauert das vollständige Aufladen des Akkus ca. 2,5 Stunden.

- Dieses Gerät enthält einen Lithium-Polymer-Akku. Akkus können nur von einem Experten mit Spezialwerkzeug ausgetauscht werden. Wenden Sie sich für Wartungsarbeiten oder Reparaturen an Hyperice. Wenn der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden. Die Batterie muss in einer geeigneten Entsorgungs- oder Recyclingeinrichtung für Elektroschrott sicher entsorgt werden.



WARNUNG!

- Laden Sie das Venom Go nicht über Nacht auf und lassen Sie es während des Ladevorgangs oder des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zum Aufladen, und laden Sie den Akku oder das Gerät nicht außerhalb des in den Anweisungen angegebenen Temperaturbereichs auf. Unsachgemäßes Laden oder Ladevorgänge bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs können den Akku beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.
- Der Nenntemperaturbereich zum Laden des Akkus liegt zwischen 0 °C und 45 °C (32 °F bis 113 °F).
- Unter unsachgemäßen Bedingungen kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Kontakt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt die Flüssigkeit mit Wasser abspülen. Bei Kontakt der Flüssigkeit mit den Augen sofort einen Arzt aufsuchen. Aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Akkus oder Geräte. Beschädigte oder modifizierte Akkus können unvorhersehbar reagieren, was zu Feuer-, Explosions- oder Verletzungsgefahr führt.
- Der in diesem Gerät verwendete Akku kann bei unsachgemäßer Behandlung eine Brand- oder Verätzungsgefahr darstellen. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und halten Sie den Akku oder das Gerät von Feuer oder erhöhten Temperaturen fern. Bei einem Brand oder einer Temperatur über 130 °C (265 °F) kann es zu einer Explosion kommen.
- Sollte der Akku auslaufen, darf die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen. Wenn es zu direktem Kontakt gekommen ist, waschen Sie den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- Falls der Akku zerbricht, stark ausläuft oder explodiert, evakuieren Sie den Bereich und stellen Sie den kontaminierten Bereich unter Quarantäne. Sorgen Sie für eine gute Belüftung, um alle Dämpfe, Gase oder stechenden Gerüche zu beseitigen.
- Augen – Augen 15 Minuten lang gründlich mit Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen.
- Haut – Die betroffene Stelle mit viel Wasser und Seife spülen oder 15 Minuten lang duschen.
- Einatmen – Die Person an die frische Luft bringen und bei Bedarf künstlich beatmen. Bei Bedarf einen Arzt aufsuchen.
- Einnahme – Umgehend einen Arzt oder eine örtliche Giftinformationszentrale kontaktieren.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus umgehend. Von Kindern fernhalten. Nicht auseinanderbauen und nicht in Feuer entsorgen.



Schließen Sie zum Aufladen das USB-C-Kabel an den Ladeanschluss des Akkus an, und verbinden Sie das Kabel mit einem USB-A-Adapter. Schließen Sie den Adapter dann an die Steckdose an. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch bis zu drei Stunden lang vollständig auf. Die LED-Anzeigen blinken, um den Akkustand und den aktiven Ladevorgang anzuzeigen. Wenn die LED-Anzeige nicht mehr blinkt und vollständig grün leuchtet, ist der Akku vollständig geladen. Durch Drücken des Netzschalters wird das Gerät eingeschaltet und der Akkustand angezeigt. Das Gerät kann jederzeit und bei jedem Akkustand aufgeladen werden. Es wird nicht empfohlen, den Akku vollständig bis auf die orange LED-Stufe zu entladen. Laden Sie das Gerät einmal pro Monat auf, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

BETRIEB

Stellen Sie sicher, dass der Akku geladen ist. Ziehen Sie das Venom Go-Pad vom Liner ab, und legen Sie es auf den gewünschten Körperteil. Drücken Sie auf der Steuereinheit den Ein-/Ausschalter, um das Gerät zu aktivieren. Das Hyperice-Logo leuchtet rot, um anzuzeigen, dass das Venom Go aktiviert ist. Wählen Sie die gewünschten Wärme- und Vibrationseinstellung aus. Schließen Sie dann die Steuereinheit über die Magnetverbindung an das Pad an. Das Gerät startet automatisch, wenn die Steuereinheit mit dem Pad verbunden ist. Sie können die Wärme oder Vibration jederzeit auf eine andere Stufe einstellen. Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten ohne weitere Eingabe automatisch aus. Das Gerät vibriert zweimal, um das Ende einer Sitzung anzugeben, und dreimal, wenn der Akku schwach ist. Wenn Sie die Anwendung des Venom Go beenden haben, kleben Sie das Pad zur Aufbewahrung auf den Liner. Die durchschnittliche Laufzeit liegt bei Wärmestufe 3 bei etwa 35 Minuten und kann bei niedrigerer Einstellung länger ausfallen. Jedes Pad kann bis zu 20 Mal verwendet werden.


VERBINDEN MIT DER HYPERICE-APP

Um Ihr Gerät über Bluetooth® mit der Hyperice-App zu verbinden, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, dass Bluetooth® auf Ihrem Telefon aktiviert ist und dass sich Ihr Gerät in Reichweite Ihres Mobiltelefons befindet. Die Bluetooth-LED auf der Steuereinheit blinkt blau. Das bedeutet, dass sie auf die Kopplung wartet. Tippen Sie auf „Nach Geräten suchen“, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Wählen Sie Ihr Gerät aus, wenn es auf dem Bildschirm angezeigt wird. Sobald Sie Ihr Venom Go gekoppelt haben, ermöglicht Ihnen HyperSmart™, Ihre Sitzung automatisch zu starten und die Einstellungen für Wärme und Vibration von der Hyperice-App aus zu steuern.

WARTUNG, REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

Nach Gebrauch das Pad wieder auf den Liner geben und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Trocknen Sie das Gerät mit einem Handtuch oder einem weichen Tuch ab. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen, Flüssigkeiten, Kindern und Haustieren fern.

SPEZIFIKATIONEN



1. Venom Go-Steuereinheit
2. Vibrationsmusteranzeigen
3. Vibrationsmustertaste
4. Ladeanschluss
5. Anzeige Akkustand
6. Netzschalter (EIN/AUS)
7. Bluetooth®-Anzeige
8. Wärmestufenanzeigen
9. Wärmestufentaste
10. Magnetverbindung für die Pad-Befestigung
11. Venom Go-Pad
12. Magnetverbindung für die Gerätebefestigung

Vibrationsfrequenz: 88 Hz

Wärme: Stufe 1 – 40,5 °C (105 °F), Stufe 2 – 42,8 °C (109 °F), Stufe 3 – 45 °C (113 °F)

Gewicht: Steuereinheit – 70,8 g (2.5 oz), Einzelpad – 17 g (0.6 oz), USB-C-Kabel – 14,1 g (0.5 oz)



ACHTUNG

Nicht für die medizinische Verwendung in Krankenhäusern vorgesehen. Für die Verwendung im privaten oder gewerblichen Bereich bestimmt.

Es wird empfohlen, das Gerät bei Nichtverwendung zwischen -10 °C und 25 °C zu lagern.

GARANTIE

Für dieses Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie von Hyperice. Besuchen Sie hyperice.com/warranty, um sich über die Garantie in Ihrem Land zu informieren.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΕ



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ VENOM GO.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Για τη μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας:

- Αποσυνδέετε πάντα αυτήν τη συσκευή από την πρίζα ρεύματος αμέσως μετά τη φόρτιση και πριν από τον καθαρισμό ή τη χρήση.
- Μην πιάνετε τη συσκευή, εάν έχει πέσει σε νερό. Αποσυνδέετε την αμέσως από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ κάνετε μπάνιο ή ντους.
- Μην τοποθετείτε και μην φυλάσσετε τη συσκευή σε μέρη από όπου μπορεί να πέσει στο δάπεδο ή μέσα στον νιπτήρα ή την μπανιέρα. Μην τοποθετείτε και μην ρίχνετε τη συσκευή μέσα σε νερό ή άλλο υγρό.
- Να διατηρείται στεγνό. Μην λειτουργείτε τη συσκευή σε συνθήκες με υγρά ή υγρασία.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

- Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή μόνο για την προβλεπόμενη χρήση της, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είστε τραυματισμένοι.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να μένει χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα ρεύματος αμέσως μετά τη φόρτιση, πριν από τη χρήση και πριν από τον καθαρισμό. Αποσυνδέετε την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από την τοποθέτηση ή την αφαίρεση εξαρτημάτων.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή κάτω από κουβέρτα ή ηλεκτρόδιο. Μπορεί να προκληθεί υπερβολική θερμότητα και να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό ατόμων.
- Μην θέσετε ποτέ σε λειτουργία αυτήν τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το βύσμα της είναι κατεστραμμένα, εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει πέσει στο δάπεδο ή εάν φέρει ζημιές ή έχει βραχεί. Επιστρέψτε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις για έλεγχο και επισκευή.
- Μην τραβάτε αυτήν τη συσκευή από το καλώδιο και μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή.
- Διατηρήστε το καλώδιο μακριά από θερμές επιφάνειες.
- Μην ρίχνετε ή εισαγάγετε αντικείμενα στις οπές.
- Κατάλληλη ΜΟΝΟ για ξηρό μέρος. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρές επιφάνειες και μην εκθέτετε σε νερό ή βροχή.

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Επιπλέον, διατίθεται υλικό οδηγιών χρήσης στη διεύθυνση hyperice.com.
- Χρησιμοποιείτε τις θερμές επιφάνειες με προσοχή. Μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα. Μην την χρησιμοποιείτε σε μη ευαίσθητες περιοχές του δέρματος ή παρουσία κακής κυκλοφορίας. Η ανεπιτήρητη χρήση της θερμότητας από παιδιά ή άτομα με αναπηρία μπορεί να είναι επικίνδυνη.
- Μπορεί να προκύψουν υψηλές θερμοκρασίες που μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση του συστήματος ελέγχου. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βρέφη, σε άτομα με αναπηρία ή σε άτομα που κοιμούνται ή έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δέρμα χωρίς αίσθηση ή σε άτομο με κακή κυκλοφορία αίματος. Ελέγχετε συχνά το δέρμα που έρχεται σε επαφή με τη θερμή περιοχή της συσκευής, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης φουσκαλών. Σε περίπτωση δυσφορίας, αφαιρέστε αμέσως τη συσκευή από το σώμα και απενεργοποιήστε την.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που δεν είναι ευαίσθητα στη θερμότητα και από άλλα πολύ ευάλωτα άτομα που δεν μπορούν να αντιδράσουν στην υπερθέρμανση.
- Αν η συσκευή φοριέται κατά τον ύπνο με τα συστήματα ελέγχου ρυθμισμένα σε οποιαδήποτε θερμοκρασία, ο χρήστης μπορεί να υποστεί δερματικά εγκαύματα ή θερμοληξία.
- Μην συνθλίβετε. Αποφύγετε το δίπλωμα με αιχμηρές τσακίσεις. Μην διπλώνετε το ηλεκτρόδιο Venom Go όταν το χρησιμοποιείτε.
- Μην τροποποιείτε και μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή. Δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Επικοινωνήστε με την Hyperice για σέρβις.
- Αποτρέψτε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί λειτουργίας βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης πριν από το σήκωμα, τη μεταφορά ή την αποθήκευση της συσκευής.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές δυνατότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση του τρόπου χρήσης αυτής της συσκευής, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επίτηρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά κάτω των τριών ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτήν τη συσκευή λόγω της αδυναμίας τους να αντιδράσουν στην υπερθέρμανση.
- Η συσκευή διαθέτει θερμή επιφάνεια. Άτομα τα οποία είναι ευαίσθητα στη θερμότητα πρέπει να είναι προσεκτικά κατά τη χρήση της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που δεν είναι ευαίσθητα στη θερμότητα και από άλλα πολύ ευάλωτα άτομα που δεν μπορούν να αντιδράσουν στην υπερθέρμανση.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε το φορτιστή από την μπαταρία μετά τη φόρτιση ή πριν από τη χρήση. Το Venom Go δεν λειτουργεί όσο ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος στην μπαταρία.
- Μην αφήνετε ποτέ το Venom Go να λειτουργεί ή να φορτίζεται χωρίς επίβλεψη.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Καθαρίζετε μόνο με ένα υγρό πανί.
- Κρατάτε τα υγρά μακριά από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σε στεγνή και καθαρή επιφάνεια του σώματος, όπως φαίνεται σε αυτό το υλικό οδηγιών.
- Μην χρησιμοποιείτε το Venom Go σε υγρό δέρμα ή πάνω από τοπική αλοιφή, ιδιαίτερα σε δέρμα που περιέχει υλικά που παράγουν θερμότητα, καθώς μπορεί να προκληθούν δερματικά εγκαύματα.
- Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση του συστήματος ελέγχου. Να ελέγχετε συχνά το δέρμα κάτω από το προϊόν και να το αφαιρέσετε αμέσως από το σώμα και να το απενεργοποιήσετε αν νιώσετε δυσφορία.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα, όπως καρφίτσες ή άλλες μεταλλικές αγκράφες, ανάμεσα στο Venom Go και το σώμα.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή.
- Μην παραβιάζετε και μην τροποποιείτε το Venom Go με οποιονδήποτε τρόπο.
- Να εξετάζετε προσεκτικά τη συσκευή πριν από κάθε χρήση. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή εάν παρουσιάζονται σημάδια επιδείνωσης, όπως ράγισμα, φυσαλίδες ή ρωγμές.
- Μην χειρίζεστε τη συσκευή σε μέρη όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αερολύματος (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
- Μην κάθεστε επάνω στο Venom Go και μην το πιέζετε ή συνθλίβετε.
- Μην συνθλίβετε τη συσκευή τοποθετώντας αντικείμενα επάνω της κατά την αποθήκευση.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ VENOM GO ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΑΣ, ΕΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

- Εγκυμοσύνη, διαβήτης με επιπλοκές, όπως νευροπάθεια ή βλάβη του αμφιβληστροειδούς, φθορά βηματοδότην, πρόσφατη χειρουργική επέμβαση, επιληψία ή ημικρανίες, δισκοκήλη, σπονδυλολίση, σπονδυλόλυση ή σπονδύλωση, πρόσφατη αντικατάσταση άρθρωσης ή τοποθέτηση ενδομήτριας συσκευής, μεταλλικών πείρων ή δίσκων ή άλλες ανησυχίες για τη σωματική σας υγεία. Τα ευπαθή άτομα και τα παιδιά θα πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα κατά τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής δόνησης.

Αυτές οι αντενδείξεις δεν συνεπάγονται ότι δεν είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε συσκευή δόνησης ή άσκησης, ωστόσο σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται να συμβουλευτείτε πρώτα κάποιον ιατρό.

Διεξάγεται έρευνα σχετικά με τα οφέλη της άσκησης με δόνηση για συγκεκριμένες ιατρικές παθήσεις. Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω κατάλογος αντενδείξεων ενδέχεται να περιοριστεί. Στην πράξη, η εμπειρία έχει δείξει ότι η ενσωμάτωση άσκησης με δόνηση σε πρόγραμμα θεραπείας είναι ωφέλιμη σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτό γίνεται κατόπιν συμβουλής και παρακολούθησης από ιατρό, ειδικό ή φυσιοθεραπευτή.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σύμβολο	Περιγραφή	Θέση
IP21	Βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού	Στο χειριστήριο
	Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση	Στο χειριστήριο
==	Συνεχές ρεύμα	Στο χειριστήριο και στο εγχειρίδιο
	Επιθυμία και διεύθυνση κατασκευαστή	Στο χειριστήριο
	Ξεχωριστή συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στην ΕΕ. Για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ανακυκλώστε την υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πάροχο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.	Στο χειριστήριο
	Σύμβολο προσοχής που υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να συμβουλευτεί τις οδηγίες χρήσης για να βρει σημαντικές προειδοποιητικές πληροφορίες, όπως προειδοποιήσεις και προφυλάξεις, οι οποίες για διάφορους λόγους δεν είναι δυνατό να παρουσιαστούν επάνω στην ίδια τη συσκευή.	Στο χειριστήριο και στο εγχειρίδιο
	Ευρωπαϊκή συμμόρφωση	Στο χειριστήριο
	RCM (Ρυθμιστικό σήμα συμμόρφωσης) Αυστραλίας	Στο χειριστήριο
	Κατασκευάζεται στην Κίνα	Στο χειριστήριο
	Σήμα HB	Στο χειριστήριο
	Σήμα NRTL [Εθνικός αναγνωρισμένο εργαστήριο δοκιμών (ΑΕΕΔ)] Βόρειας Αμερικής	Στο χειριστήριο

	Σύμβολο ανακύκλωσης	Στο χειριστήριο
	Σύστημα ελέγχου θέρμανσης	Στο χειριστήριο
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	Στο χειριστήριο
	Σύστημα ελέγχου δόνησης	Στο χειριστήριο

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUETOOTH®

Η λεκτική σήμανση και τα λογότυπα Bluetooth® είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάνσεων από μέρους της Hyperice πραγματοποιείται κατόπιν αδειοδότησης. Στο σπάνιο ενδεχόμενο απώλειας της σταθερής σύνδεσης Bluetooth, το σύστημα θα επιχειρήσει να ανακτήσει αυτόματα τη σύνδεση. Η συσκευή Venom Go είναι εντελώς αυτόνομη και θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, ακόμη και κατά τη διάρκεια απώλειας της σύνδεσης. Εάν αυτή η συσκευή προκαλεί παρεμβολές, πράγμα που διαπιστώνεται μέσω ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής, ο χρήστης καλό θα είναι να επιχειρήσει να διορθώσει το πρόβλημα αλλάζοντας τον προσανατολισμό ή τη θέση της συσκευής, αυξάνοντας την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του επηρεαζόμενου εξοπλισμού ή συνδέοντας τη συσκευή σε διαφορετική πρίζα ενός κυκλώματος, αν είναι συνδεδεμένη.

Η συσκευή Venom Go χρησιμοποιεί ασύρματη τεχνολογία Bluetooth 5.0 για την οποία ισχύουν οι εξής προδιαγραφές ραδιοσυχνότητας: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ FCC: 2AWQY-VENOMGO, IC: 26929-VENOMGO, Συχνότητα: 2402 έως 2480 MHz

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την παράγραφο 15 του κανονισμού της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC). Η λειτουργία της υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας του Καναδά περί υπηρεσιών RSS που δεν χρήζουν άδειας. Η λειτουργία της υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία FCC/ISED που έχουν οριστεί για μη ελεγχόμενο περιβάλλον και πληροί τις Κατευθυντήριες γραμμές έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF) της FCC και RSS-102 των Κανόνων έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF) THE ISED. Αυτός ο εξοπλισμός έχει πολύ χαμηλά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνότητας (RF) που θεωρείται ότι συμμορφώνονται χωρίς έλεγχο του ειδικού ρυθμού απορρόφησης (SAR).

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μπορούν να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν η εγκατάσταση και η χρήση του δεν γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή την τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και την εκ νέου ενεργοποίηση του εξοπλισμού, συνιστάται στον χρήστη να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλαγή του προσανατολισμού ή της θέσης της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα που ανήκει σε διαφορετικό κύκλωμα από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο για βοήθεια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Η συσκευή Venom Go είναι εξοπλισμένη με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερούς-λίθιου. Η εσωτερική μπαταρία έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει τη χρήση του συστήματος Venom Go οπουδήποτε, ακόμη κι όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρίζες ηλεκτρικού ρεύματος. Μπορεί να χρειαστεί να φορτίσετε το

Venom Go πριν από την πρώτη χρήση. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία τροφοδοτεί τη συσκευή για 35+ λεπτά συνεχούς χρήσης. Χρειάζονται περίπου 2,5 ώρες για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και δεν χρησιμοποιείται.

- Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρία πολυμερούς-λίθιου. Οι μπαταρίες μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό με ειδικό εργαλείο. Επικοινωνήστε με την Hyperice για σέρβις ή επισκευή. Όταν η μπαταρία φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται κατάλληλα. Η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται με ασφάλεια σε μια κατάλληλη εγκατάσταση απόρριψης ή ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην φορτίζετε το Venom Go κατά τη διάρκεια της νύχτας και μην αφήνετε το Venom Go χωρίς επίβλεψη ενώ φορτίζει ή χρησιμοποιείται.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες φόρτισης και μην φορτίζετε το πακέτο μπαταριών ή τη συσκευή εκτός του εύρους θερμοκρασίας που καθορίζεται στις οδηγίες. Η ακατάλληλη φόρτιση ή η φόρτιση σε θερμοκρασίες εκτός του καθορισμένου εύρους ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία και να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Το ονομαστικό εύρος θερμοκρασίας για τη φόρτιση της μπαταρίας είναι 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F).
- Σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού, ενδέχεται να εκτιναχθεί υγρό από την μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή. Σε περίπτωση ακούσιας επαφής, ξεπλύνετε με νερό. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Τυχόν εκτενισμένο υγρό από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.
- Μην χρησιμοποιείτε πακέτο μπαταριών ή συσκευές που έχουν υποστεί ζημιά ή τροποποίηση. Οι κατεστραμμένες ή τροποποιημένες μπαταρίες ενδέχεται να παρουσιάσουν απρόβλεπτη συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, έκρηξη ή κίνδυνος τραυματισμού.
- Η μπαταρία που χρησιμοποιείται σε αυτήν τη συσκευή μπορεί να ενέχει κίνδυνο πρόκλησης ανάφλεξης ή χημικού εγκαύματος σε περίπτωση κακής χρήσης. Μην αποσυναρμολογείτε, μην εκθέτετε το πακέτο μπαταριών ή τη συσκευή σε φωτιά ή υπερβολική θερμοκρασία. Η έκθεση σε φωτιά ή θερμοκρασία πάνω από 130°C (265°F) μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Σε περίπτωση διαρροής του πακέτου μπαταριών, μην αφήνετε κανένα υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν υπάρχει επαφή, πλύνετε την προσβεβλημένη περιοχή με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Σε περίπτωση θραύσης της μπαταρίας, μεγάλης διαρροής ή έκρηξης, εκκενώστε την περιοχή και θέστε σε καραντίνα τη μολυσμένη περιοχή. Παρέχετε καλό εξαερισμό για την απομάκρυνση τυχόν αναθυμιάσεων, αερίων ή έντονων οσμών.
- Μάτια – Πλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό για 15 λεπτά. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Δέρμα – Πλύνετε την περιοχή με άφθονο νερό και σαπούνι ή κάντε ντους για 15 λεπτά.
- Εισπνοή – Εκθέστε το άτομο σε καθαρό αέρα και χρησιμοποιήστε τεχνητή αναπνοή, εάν χρειάζεται. Ζητήστε ιατρική βοήθεια, εάν είναι απαραίτητο.
- Κατάποση – Συμβουλευτείτε αμέσως ιατρό ή τοπικό κέντρο δηλητηριάσεων
- Απορρίψτε κατάλληλα τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Διατηρείτε μακριά από μικρά παιδιά. Μην αποσυναρμολογείτε και μην απορρίπτετε τη συσκευή σε φωτιά.

ΦΟΡΤΙΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για φόρτιση, συνδέστε το καλώδιο USB-C στη θύρα φόρτισης της μπαταρίας και συνδέστε το καλώδιο σε έναν προσαρμογέα USB-A. Στη συνέχεια, συνδέστε τον προσαρμογέα σε επιτοίχια πρίζα. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία για έως και τρεις ώρες πριν από την πρώτη χρήση. Μια λυχνία LED αναβοσβήνει υποδεικνύοντας τη στάθμη της μπαταρίας και υποδηλώνοντας ότι έχει ενεργοποιηθεί η φόρτιση. Η πλήρης φόρτιση υποδεικνύεται όταν η ενδεικτική λυχνία LED σταματήσει να αναβοσβήνει και παραμένει πλήρως αναμμένη με πράσινο χρώμα. Πατώντας το κουμπί λειτουργίας, ενεργοποιείται η συσκευή και εμφανίζεται η στάθμη της μπαταρίας. Η συσκευή είναι δυνατόν να επαναφορτιστεί οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιαδήποτε στάθμη μπαταρίας. Δεν συνιστάται η πλήρης αποφόρτιση της μπαταρίας έως το πορτοκαλί επίπεδο της λυχνίας LED. Πραγματοποιείτε επαναφόρτιση της συσκευής σε μηνιαία βάση για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας με τον καλύτερο τρόπο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη. Αφαιρέστε το ηλεκτρόδιο Venom Go από την επένδυση και τοποθετήστε το ηλεκτρόδιο στο επιθυμητό μέρος του σώματος. Στο χειριστήριο, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Το λογότυπο Hyperice θα ανάψει με κόκκινο χρώμα, για να υποδείξει ότι το Venom Go έχει ενεργοποιηθεί. Επιλέξτε τις επιθυμητές επιλογές θερμότητας και δόνησης. Στη συνέχεια, συνδέστε το χειριστήριο στο ηλεκτρόδιο χρησιμοποιώντας τη μαγνητική σύνδεση. Η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα όταν

το χειριστήριο συνδεθεί στο ηλεκτρόδιο. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμότητα ή τη δόνηση σε νέα επίπεδα ανά πάσα στιγμή. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν για 10 λεπτά δεν πατηθεί κάποιο κουμπί. Η συσκευή θα δονηθεί δύο φορές για να επισημάνει το τέλος μιας συνεδρίας ή θα δονηθεί τρεις φορές όταν η μπαταρία της είναι χαμηλή. Όταν τελειώσετε τη χρήση του Venom Go, κολλήστε το μαξιλάρι στην επένδυση για αποθήκευση. Ο μέσος χρόνος λειτουργίας είναι περίπου 35 λεπτά στο επίπεδο θερμότητας τρία και περισσότερο σε χαμηλότερα επίπεδα. Κάθε ηλεκτρόδιο έχει διάρκεια έως και 20 εφαρμογές.


ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ HYPERICE

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας στην εφαρμογή Hyperice μέσω Bluetooth®, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη, το Bluetooth® έχει ενεργοποιηθεί στο τηλέφωνό σας και η συσκευή σας βρίσκεται εντός της εμβέλειας του τηλεφώνου σας. Η λυχνία LED Bluetooth στο χειριστήριο θα αναβοσβήσει με μπλε χρώμα, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένει σύζευξη. Αν σας ζητηθεί, πατήστε "Σάρωση για συσκευές". Επιλέξτε τη συσκευή σας όταν εμφανιστεί στην οθόνη. Αφού πραγματοποιήσετε σύζευξη του Venom Go, το HyperSmart™ θα σας επιτρέψει να ξεκινήσετε αυτόματα τη συνεδρία σας και να ελέγξετε τις ρυθμίσεις θερμότητας και δόνησης μέσα από την εφαρμογή Hyperice.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Επιαναποθετήστε το ηλεκτρόδιο στην επένδυση μετά τη χρήση και αποθηκεύστε το σε δροσερό και ξηρό μέρος. Χρησιμοποιήστε μια πετσέτα ή ένα μαλακό πανί για να σκουπίσετε τυχόν υγρασία από τη συσκευή. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, υγρά, παιδιά και κατοικίδια.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



1. Χειριστήριο Venom Go
2. Ενδείξεις μοτίβων δόνησης
3. Κουμπί μοτίβου δόνησης
4. Θύρα φόρτισης
5. Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
6. Κουμπί λειτουργίας (ON/OFF)
7. Ένδειξη Bluetooth
8. Ενδείξεις επιπέδου θερμότητας
9. Κουμπί επιπέδου θερμότητας
10. Μαγνητική σύνδεση προσάρτησης ηλεκτροδίου
11. Ηλεκτρόδιο Venom Go
12. Μαγνητική σύνδεση προσάρτησης συσκευής

Συχνότητα δόνησης: 88 Hz

Θερμότητα: Επίπεδο 1—40,5 °C (105 °F), Επίπεδο 2—42,8 °C (109 °F), Επίπεδο 3—45 °C (113 °F)

Βάρος: Χειριστήριο-0,07 kg (2,5 oz.), Μονό ηλεκτρόδιο-0,017 kg (0,6 oz.), Καλώδιο USB-C-0,5 oz.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Δεν προορίζεται για ιατρική χρήση σε νοσοκομεία. Προορίζεται για οικιακή ή εμπορική χρήση.

Όταν δεν χρησιμοποιείται, συνιστάται η αποθήκευση της συσκευής μεταξύ -10°C ~ 25°C.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από περιορισμένη εγγύηση της Hyperice. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση hyperice.com/warranty για να δείτε την εγγύηση στη χώρα σας.

ES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: NO DESTRUIR



CONSULTA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL VENOM GO.



PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Antes de limpiar o utilizar el aparato, desconéctalo de la toma de corriente inmediatamente después de cargarlo.
- No cojas un aparato que se haya caído al agua. Desconéctalo inmediatamente.
- No lo utilices mientras te bañas o te duchas.
- No coloques o guardes el dispositivo donde pueda caerse o ser arrastrado a una bañera o fregadero. No lo coloques ni lo dejes caer en el agua u otro líquido.
- Mantenlo seco. No lo utilices si está húmedo o mojado



ATENCIÓN

Lee todas las advertencias e instrucciones de seguridad antes de utilizar este aparato. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.



ATENCIÓN

PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, DESCARGAS ELÉCTRICAS, INCENDIOS Y LESIONES PERSONALES, ESTE PRODUCTO DEBE UTILIZARSE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

- Utiliza este aparato únicamente para el uso indicado, tal y como se describe en este manual.
- No es un juguete. Es para uso exclusivo de adultos. No lo utilices si te has lesionado.
- Este aparato no debe dejarse nunca sin vigilancia cuando esté enchufado.
- Desconecta siempre este aparato de la toma de corriente inmediatamente después de cargarlo, antes de usarlo y antes de limpiarlo.
- Desconéctalo de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de poner o quitar piezas.
- No utilices el aparato bajo una manta o una almohada. El exceso de calor puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones a las personas.
- Nunca utilices este aparato si tienes un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha mojado. Lleva el aparato a un centro de servicio para que lo examinen y lo reparen.
- Nunca transportes este aparato por el cable ni lo utilices como asa.
- Mantén el cable alejado de las superficies calientes.
- No dejes caer ni introduzcas ningún objeto en ninguna abertura.
- Apto únicamente para lugares secos. No utilizar en exteriores ni en superficies húmedas y no exponer al agua o a la lluvia.
- Utiliza el producto únicamente de acuerdo con este material instructivo. Además, el material de uso informativo está disponible en hyperice.com.
- Utiliza con cuidado las superficies calientes. Puede provocar quemaduras graves. En caso de mala circulación o en zonas insensibles de la piel, se recomienda no usar el producto. Puede ser peligroso el uso desatendido del calor por parte de niños o personas incapacitadas.

- Pueden producirse temperaturas lo suficientemente altas como para causar quemaduras, independientemente del ajuste del control. No utilizar en un bebé o en una persona inválida o dormida o inconsciente. No usar en pieles insensibles o en personas con mala circulación sanguínea. Comprueba con frecuencia la piel en contacto con la zona de calor del aparato para reducir el riesgo de formación de ampollas. Retira inmediatamente el aparato del cuerpo y apágalo a la primera señal de malestar.
- Este aparato no debe utilizarse por personas insensibles al calor y otras personas muy vulnerables que no puedan reaccionar al sobrecalentamiento.
- Si el dispositivo se lleva mientras se duerme con los controles ajustados a cualquier temperatura, el usuario puede sufrir quemaduras en la piel o un golpe de calor.
- No aplastar. Evitar doblar con pliegues afilados. No doblar la almohadilla Venom Go mientras se usa.
- No se debe modificar ni intentar reparar el aparato. No incluye piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Contacta con Hyperice para el servicio técnico.
- Evita el arranque involuntario. Asegúrate de que el botón de encendido está en la posición de apagado antes de coger, transportar o guardar el dispositivo



PRECAUCIÓN

Cuando se utiliza un aparato eléctrico, se deben seguir siempre las precauciones básicas, entre ellas las siguientes:

- Para uso exclusivo de adultos.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos sobre el uso de este aparato, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños menores de tres años no deben utilizar este aparato debido a su incapacidad para reaccionar al sobrecalentamiento.
- El aparato tiene una superficie caliente. Las personas sensibles al calor deben tener cuidado al utilizar el aparato.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas insensibles al calor ni por otras personas muy vulnerables que no puedan reaccionar al sobrecalentamiento.
- Los niños necesitan ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Desconecta el cargador de la batería después de la carga o antes del uso. Venom Go no funcionará mientras el cargador esté conectado a la batería.
- No dejar nunca el Venom Go funcionando o cargándose sin vigilancia.
- No introducir el aparato en el agua. Limpialo únicamente con un paño húmedo.
- Mantener los líquidos alejados del aparato.
- Únicamente se debe utilizar sobre una superficie limpia y seca del cuerpo, tal y como se muestra en este material de instrucciones.
- No utilizar Venom Go sobre la piel húmeda o sobre una pomada tópica, especialmente las que contienen ingredientes que producen calor, ya que podrían producirse quemaduras en la piel.
- Pueden producirse quemaduras independientemente del ajuste del control. Comprobar frecuentemente la piel bajo el producto y retirarlo inmediatamente del cuerpo y apagarlo a la primera señal de malestar.
- No colocar ningún objeto metálico entre Venom Go y el cuerpo, incluyendo alfileres u otros sujetadores metálicos.
- No intentar desmontarlo.
- No manipular ni alterar el Venom Go de ninguna manera.
- Examinar cuidadosamente el dispositivo antes de cada uso. Contacta con el fabricante si muestra algún signo de deterioro, como por ejemplo, si se producen grietas o ampollas.
- No utilizar en lugares donde se utilicen productos en aerosol (spray) o en los que se administre oxígeno.
- No sentarse sobre, presionar o aplastar el Venom Go.
- No aplastar el dispositivo colocando objetos encima de él durante su almacenamiento.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

POR FAVOR, NO UTILIZAR EL VENOM GO SIN LA APROBACIÓN PREVIA DE TU MÉDICO SI SE DA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS:

- Embarazo, diabetes con complicaciones como neuropatía o daños en la retina, uso de marcapasos, intervenciones quirúrgicas recientes, epilepsia o migrañas, hernias discales, espondilolistesis, espondilolisis o espondilosis, sustituciones articulares o DIU recientes, clavos o placas metálicas o cualquier preocupación por su salud física. Las personas frágiles y los niños deben estar acompañados por un adulto cuando utilicen cualquier dispositivo de vibración.

Estas contraindicaciones no significan que no puedas utilizar un aparato de vibración o de ejercicio, aunque se recomienda consultar primero a un médico.

Se están llevando a cabo investigaciones sobre los efectos del ejercicio de la vibración para trastornos médicos específicos. Es probable que esto dé lugar a la reducción de la lista de contraindicaciones indicada anteriormente. La experiencia práctica ha demostrado que la integración del ejercicio vibratorio en un plan de tratamiento es aconsejable en varios casos. Debe hacerse con el asesoramiento y el acompañamiento de un médico, especialista o fisioterapeuta.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Símbolo	Descripción	Ubicación
IP21	Grado de protección frente al acceso de agua	En la unidad de control
	Lea las instrucciones antes de usar	En la unidad de control
— — —	Corriente continua	En la unidad de control y en manual
	Nombre y dirección del fabricante	En la unidad de control
	Recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclalo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo ya utilizado, por favor, utiliza los sistemas de devolución y recogida o ponte en contacto con el minorista donde se adquirió el producto. Ellos pueden llevarse este producto para reciclarlo de forma segura para el medioambiente.	En la unidad de control
	Símbolo de precaución para indicar la necesidad de que el usuario consulte las instrucciones de uso para obtener información de precaución importante, como advertencias y precauciones que, por diversas razones, no pueden presentarse.	En la unidad de control y en manual
	Conformidad Europea	En la unidad de control
	Australia RCM	En la unidad de control
	Hecho en China	En la unidad de control
	Marca del Reino Unido	En la unidad de control
	Marca norteamericana NRTL	En la unidad de control
	Símbolo de reciclaje	En la unidad de control
	Control de calor	En la unidad de control
	Encendido / apagado	En la unidad de control
	Control de vibraciones	En la unidad de control

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH

La marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Hyperice es bajo licencia. En el improbable caso de que se pierda una conexión Bluetooth estable, el sistema intentará restablecer la conexión de forma automática. El Venom Go es completamente autónomo, y continuará funcionando con normalidad, incluso durante una pérdida de conectividad. Si este dispositivo causa interferencias, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el dispositivo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias recolocando o reubicando el dispositivo, aumentando la separación entre el equipo y el dispositivo, o conectando el dispositivo a una toma de corriente diferente en un circuito si está enchufado.

El dispositivo Venom Go utiliza la tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0 con las siguientes especificaciones de radio: FCC ID: 2AWQY-VenomGo, IC: 26929-VenomGo, Frecuencia: 2402 a 2480 MHz.

Esta unidad de control cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) esta unidad de control no puede causar interferencias perjudiciales y (2) esta unidad de control debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado. Esta unidad de control cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) esta unidad de control no debe causar interferencias y (2) esta unidad de control debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado. Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS exentas de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC/ISED establecidos para un entorno no controlado y cumple con las directrices de exposición a la radiofrecuencia (RF) de la FCC y con el RSS-102 de las normas de exposición a la radiofrecuencia (RF) de la ISED. Este equipo tiene niveles muy bajos de energía de radiofrecuencia que se consideran conformes sin necesidad de probar la tasa de absorción específica (SAR).

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Cambiando la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentando la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectando los equipos a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultando al distribuidor para obtener ayuda.

INFORMACIÓN DE LA BATERÍA INTERNA

El dispositivo Venom Go está equipado con una batería de polímero de litio recargable. La batería interna está diseñada para permitir el uso de Venom Go en cualquier lugar, incluso cuando no hay tomas de corriente disponibles. Venom Go puede necesitar ser cargado antes de su primer uso. Una batería completamente cargada proporcionará energía para más de 35 minutos de uso continuo. La batería tarda aproximadamente 2,5 horas en cargarse completamente cuando el dispositivo está enchufado y no se utiliza.

- Este aparato contiene una batería de polímero de litio. Las baterías solo pueden ser sustituidas por un trabajador cualificado con una herramienta especial. Ponte en contacto con Hyperice para el servicio o la reparación. Cuando la batería esté al final de su vida útil, el dispositivo deberá ser eliminado adecuadamente. La batería debe cumplirse de forma segura en una instalación de eliminación o reciclaje de residuos electrónicos adecuada.



ATENCIÓN

- No cargar el Venom Go durante la noche o dejar el Venom Go sin vigilancia cuando se está cargando o utilizando.
- Sigue todas las instrucciones de carga y no cargues la batería o el dispositivo fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. La carga inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- El rango de temperatura nominal para cargar la batería es de 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F).
- En condiciones abusivas, puede salir líquido de la batería; hay que evitar el contacto. Si se produce un contacto accidental, lavar con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, solicita ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- No utilices un paquete de baterías o un dispositivo que esté dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden mostrar un comportamiento imprevisible que provoque un incendio, una explosión o riesgo de lesiones.
- La batería utilizada en este dispositivo puede presentar riesgos de incendio o de quemaduras químicas si se maltrata. Se recomienda no desmontar la batería ni exponer el dispositivo al fuego o a una temperatura excesiva. La exposición al fuego o a una temperatura superior a 130°C (265°F) puede provocar una explosión.
- En caso de fuga del paquete de baterías, se debe evitar que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. En caso de contacto, se debe lavar la zona afectada con abundante agua y buscar atención médica.
- En caso de rotura de la batería, fuga importante o explosión, hay que evacuar la zona y poner en cuarentena el área contaminada. Se debe asegurar una buena ventilación para eliminar los humos, gases u olores penetrantes.
- Ojos - Aclarar los ojos con abundante agua durante 15 minutos; buscar atención médica inmediata.
- Piel - Aclarar la zona afectada con abundante agua y jabón o ducharse durante 15 minutos.
- Inhalación - Exponer a la persona al aire fresco y utilizar respiración artificial si es necesario; buscar atención médica en caso de ser necesario.
- Ingestión - Consultar inmediatamente a un médico o a un centro de control de intoxicaciones local.
- Desechar rápidamente la batería usada. Mantener fuera del alcance de los niños. No desmontar y no arrojar al fuego.

CARGA



ATENCIÓN

Para cargar, conecta el cable USB-C al puerto de carga de la batería y enchufa el cable a un adaptador USB-A. A continuación, enchufa el adaptador a la pared. Carga completamente la batería durante un máximo de tres horas antes del primer uso. Una luz LED parpadeará para mostrar el nivel de la batería e indicar la carga activa. La carga completa se indica cuando la luz LED deja de parpadear y permanece completamente iluminada en verde. Al pulsar el botón de encendido, el dispositivo se encenderá y mostrará el nivel de batería. El dispositivo puede recargarse en cualquier momento y con cualquier nivel de batería. No se recomienda agotar completamente la batería hasta el nivel del LED naranja. Recarga el dispositivo mensualmente para prolongar al máximo la vida de la batería.

FUNCIONAMIENTO

Asegúrate de que la batería está cargada. Despega la almohadilla Venom Go del forro y colócala en la parte del cuerpo que desees. En la cápsula, pulsa el botón de encendido para activar el dispositivo. El logotipo de Hyperice se iluminará en rojo para indicar que Venom Go está activado. Elige las opciones de calor y vibración deseadas. A continuación, conecta la cápsula a la almohadilla mediante la conexión magnética. El dispositivo se pondrá en marcha automáticamente cuando la cápsula se conecte a la almohadilla. Puedes ajustar el calor o la vibración a los nuevos niveles en cualquier momento. El dispositivo se apagará automáticamente después de 10 minutos sin necesidad de introducir más datos. El dispositivo vibrará dos veces para indicar el final de una sesión o vibrará tres veces cuando tenga la batería baja. Cuando termines de usar Venom Go, adhiere la almohadilla al forro para guardarla. El tiempo medio de funcionamiento es de unos 35 minutos en el nivel tres de calor, y más tiempo en los niveles inferiores. Cada almohadilla dura hasta 20 aplicaciones.


CONEXIÓN A LA APLICACIÓN HYPERICE

Para conectar tu dispositivo a la aplicación Hyperice a través de Bluetooth® asegúrate de que tu dispositivo está encendido, el Bluetooth® está activado en tu teléfono y el dispositivo está dentro del alcance de tu teléfono. El LED de Bluetooth en el dispositivo parpadeará en azul, lo que significa que está a la espera de emparejarse. En caso de que se te pida, pulsa "Buscar dispositivos". Selecciona tu dispositivo cuando aparezca en la pantalla. Una vez que hayas emparejado tu Venom Go, HyperSmart™ te permitirá iniciar automáticamente tu sesión y controlar los ajustes de calor y vibración desde la aplicación Hyperice.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Vuelve a aplicar la almohadilla al forro después de su uso y guárdalo en un lugar fresco y seco. Utiliza una toalla o un paño suave para limpiar la humedad del aparato. Mantén el dispositivo alejado de fuentes de calor, líquidos, niños y mascotas.

ESPECIFICACIONES



1. Unidad Venom Go
2. Indicadores de patrones de vibración
3. Botón de patrón de vibración
4. Puerto de carga
5. Indicador de duración de la batería
6. Botón de encendido (ON/OFF)
7. Indicador de Bluetooth
8. Indicadores de nivel de calor
9. Botón de nivel de calor
10. Conexión magnética de la almohadilla
11. Almohadilla Venom Go
12. Conexión magnética del dispositivo

Frecuencia de vibración: 88 Hz

Calor: Nivel de 45°C (1-105°F), Nivel de 42,8°C (2-109°F), Nivel de 45°C (3-113°F)

Peso: Dispositivo—57 g, Almohadilla—17 g, Cable USB-C—14 g



PRECAUCIÓN

No está destinado al uso médico en hospitales. Está destinado a un uso doméstico o comercial.

Cuando no se utilice, se recomienda almacenar el dispositivo entre -10°C ~ 25°C.

GARANTÍA

Este producto está cubierto por una garantía limitada de Hyperice. Entra en hyperice.com/warranty para revisar la garantía en tu país.



OLULISED OHUTUSJUHISED ÄRGE VISAKE ÄRA



LUGEGE ENNE VENOM GO KASUTAMIST KÕIKI KASUTUSJUHISEID.



OHT

Elektrilöögiohu vähendamiseks

- Lahutage seade toitevõrgust vahetult pärast kasutamist ja enne puhastamist või kasutamist.
- Ärge haarake vette kukkunud seadme järele. Lahutage seade kohe toitevõrgust.
- Ärge kasutage vannis või duši all olles.
- Ärge pange seadet kohta ega hoidke seadet kohas, kus on oht, et see kukub või tõmmatakse vanni või valamusse. Ärge pange ega kukutage vette või muusse vedelikku.
- Hoidke kuivas kohas. Ärge kasutage märgades või niisketes tingimustes.



HOIATUS!

Enne seadme kasutamist lugege läbi kõik ohutushoiatused ja juhised. Hoiatuste ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse.



HOIATUS!

PÕLETUSTE, ELEKTRILÖÖGI, TULEKAHJU JA KEHAVIGASTUSTE OHU VÄHENDAMISEKS TULEB SEDA TOODET KASUTADA VASTAVALT JÄRGMISTELE JUHISTELE.

- Kasutage seadet ainult ettenähtud kasutusotstarbel, nagu on kirjeldatud selles juhendis.
- See ei ole mänguasi. Kasutamiseks ainult täiskasvanutele. Ärge kasutage vigastuste korral.
- Seda seadet ei tohi pärast pistikupesaga ühendamist järelevalveta jätta. Eemaldage see masin alati pistikupesast koheselt pärast laadimist, enne kasutamist ja enne puhastamist. Tõmmake pistik pistikupesast välja, kui seadet ei kasutata ja enne osade kinnitamist või eemaldamist.
- Ärge kasutage teki või padja all. Nii võib tekkida liigne kuumus, mis võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuse.
- Ärge kasutage seadet kunagi, kui selle juhe või pistik on kahjustunud või kui see ei tööta korralikult, on maha kukkunud või on kahjustunud või saanud märjaks. Tagastage seade hoolduskeskusesse, et see seal üle vaadataks ja ära parandataks.
- Ärge kandke seadet toitejuhtmest ega kasutage juhett käepidemena.
- Hoidke juhe soojusallikatest eemal.
- Ärge kunagi pillake ega sisestage seadme avastesse objekte.
- Sobib AINULT kuivas kohas kasutamiseks. Ärge kasutage seadet välistingimustes ega märjal pinnal ning ärge hoidke seda vee ega vihma käes.
- Kasutage toodet ainult nende juhendmaterjalide kohaselt. Lisaks on juhendmaterjalid saadaval aadressil hyperice.com.
- Kasutage kuumutatud pindu ettevaatlikult. Võib põhjustada tõsiseid põletusi. Mitte kasutada tundetute nahapiirkondade või halva vereringe korral. Järelevalveta laste või ebapädevate inimeste puhul võib kuumus olla seadme kasutamisel ohtlik.

- Sõltumata juhtimissätetest võib tekkida põletuste põhjustamiseks piisavalt kõrge temperatuur. Ärge kasutage imikul või invaliidil või magaval või teadvuseta inimesel. Ärge kasutage tundetu naha või halva vereringega inimesel. Villide tekkimise ohu vähendamiseks kontrollige sageli seadme kuumenenud alaga kokku puutuvat nahka. Esimese ebamugavustunde ilmnemisel eemaldage koheselt kehalt ja lülitage seade välja.
- Seda seadet ei tohi kasutada kuumustundetud isikud ja teised väga haavatavad isikud, kes ülekuumenemisele ei reageeri.
- Kui seadet kasutatakse magamise ajal, kui juhtseadistused on seadud mis tahes temperatuurile, võib kasutajal tekkida nahapõletusi või kuumarabandus.
- Ärge purustage seadet. Vältige voltimist teravate servadega. Ärge voltige Venom Go patja kasutamise ajal.
- Ärge muutke seadet ja ärge proovige seadet avada. Toode ei sisalda kasutaja poolt hooldatavaid osi. Hooldamiseks võtke ühendust Hyperice esindajaga.
- Vältige tahtmatut käivitumist. Enne seadme kätte võtmist, kandmist või hoiustamist veenduge, et toitenuppe on asendis OFF.



ETTEVAATUST!

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati jälgida peamisi ohutusjuhised, kaasa arvatud järgmisi.

- Kasutamiseks ainult täiskasvanutele.
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikute (kaasa arvatud lapsed) poolt, kelle vaimsed ning füüsilised võimed on piiratud ja kellel puuduvad vastavad kogemused ning teadmised seadme kasutamise kohta. See on lubatud ainult juhul kui nende ohutuse eest vastutav isik on edastanud täpsed kasutusjuhised või jälgib kasutajaid.
- Alla kolmeaastased lapsed ei tohi seda seadet kasutada, sest nad ei reageeri ülekuumenemisele.
- Seadmel on kuumutatud pind. Kuumuse suhtes tundlikud inimesed peavad seadme kasutamisel olema ettevaatlikud.
- Seda seadet ei tohi kasutada kuumustundetud isikud ja teised väga haavatavad isikud, kes ülekuumenemisele ei reageeri.
- Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
- Eemaldage laadija aku küljest pärast laadimist või enne kasutamist. Venom Go ei tööta, kui laadija on akuga ühendatud.
- Ärge kunagi jätke seadet Venom Go ilma järelevalveta töötama või laadima.
- Ärge kastke seadet vette. Puhastage ainult niiske lapiga.
- Hoidke vedelikke seadmest kaugemal.
- Kasutage ainult kuival ja puhtal kehapinnal, nagu on selles juhendmaterjalis näidatud.
- Ärge kasutage Venom Go seadet märjal või salvitud nahal, eriti selliste salvidega, mis sisaldavad soojust tootvaid koostisosi, sest see võib põhjustada nahapõletust.
- Põletusi võib esineda sõltumata juhtimissätetest. Kontrollige toote all olevat nahka sageli ja esimese ebamugavustunde ilmnemisel eemaldage seade kohe kehalt ja lülitage see välja.
- Ärge asetage ühtegi metallet Venom Go ja keha vahele, kaasa arvatud nõelu või muid metallkinnitusi.
- Ärge proovige seadet avada.
- Ärge lühistage ega muutke Venom Go seadet mingil viisil.
- Enne igat kasutuskorda kontrollige seadet hoolikalt. Kui märkate kahjustusi, näiteks suitsu, muldide tekkimist või pragunemist, pöörduge koheselt tootja poole.
- Ärge kasutage kohtades, kus kasutatakse aerosooli (pihustid) või manustatakse hapnikku.
- Ärge istuge Venom Go tootele ning ärge suruge või muljuge seda.
- Ärge muljuge seadet, asetades hoiustamise ajal selle peale esemeid.
- Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

PALUN ÄRGE KASUTAGE VENOM GO SEADET ILMA ARSTI HEAKSIIDUTA JÄRGMISTEL JUHTUDEL:

- rasedus; diabeet, millega kaasnevad tüsistused, nagu neuropaatia või võrkkesta kahjustus, südamestimulaatori kasutamine, hiljutine operatsioon, epilepsia või migreen, disk väljasopistus, spondüololüüs või spondüloos, hiljutine liigeseproteesi paigaldus, metallvardad või plaadid, või mõni muu mure oma tervise pärast. Nõrga tervisega inimesed ja lapsed võivad vibratsiooniseadmeid kasutada täiskasvanu järelevalve all.

Need vastunäidustused ei tähenda, et te ei saa vibratsioon- või võimlemisseadet kasutada, kuid soovime teil eelnevalt arstiga konsulteerida.

Vibreerivate võimlemisseadmete kasutamise kohta teatud meditsiiniliste seisundite korral tehakse pidevalt uuringuid. Tänu neile lüheneb ülaltoodud vastunäidustuste nimekiri kindlasti. Praktilised kogemused on näidanud, et vibreerivate võimlemisseadmete raviplaani lisamine võib olla mitmel juhul kasulik. Seda tuleb teha arsti, spetsialisti või füsioterapeudi soovitusel.

HOIDKE JUHISED ALLES

Sümbol	Kirjeldus	Asukoht
IP21	Vedeliku sissetungi vastase kaitse aste	Seadmel
	Lugege enne kasutust juhiseid	Seadmel
	Alalisvool	Seadmel ja juhendis
	Tootja nimi ja aadress	Seadmel
	Koguge elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed eraldi. See sümbol näitab, et seadet ei tohi EL-i riikides visata olmeprügi hulka. Selleks, et vältida kontrollimatu jäätmekäitluse võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale või inimeste tervisele, tuleb toode vastutustundlikult ringlusse võtta selleks, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage kogumispunkte või võtke ühendust seadme müüjaga. Need taaskasutavad toote keskkonnale ohutul viisil.	Seadmel
	Ohumärk, mis tähistab et kasutajal on vaja lugeda kasutusjuhendist olulist ohutusteavet, nagu hoiatused ja ettevaatusabinõud, mida ei saa erinevatel põhjustel meditsiiniseadmel esitada.	Seadmel ja juhendis
	Euroopa vastavusmargis	Seadmel
	Austraalia RCM vastavusmargis	Seadmel
	Valmistatud Hiinas	Seadmel
	Ühendkuningriigi margis	Seadmel
	Põhja-Ameerika NRTL margis	Seadmel
	Ringlussevõtu sümbol	Seadmel
	Soojendamise juhtimine	Seadmel
	Toite sisse/väljalülitamine	Seadmel
	Vibratsiooni juhtimine	Seadmel

JUHTMEVABA BLUETOOTH®-TEHNOLOOGIA

Märk Bluetooth® ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. omand ja ettevõtte Hyperice kasutab neid litsentsi alusel. Ebatõenäolisel juhul, kui stabiilne Bluetoothi ühendus peaks kaduma, proovib süsteem ühenduse automaatselt taastada. Seade Venom Go on täiesti autonoomne ja jätkab

tavapäraselt tööd isegi ühenduse kadumise korral. Kui see seade põhjustab häiringuid, mida saab kindlaks määrata seadet sisse ja välja lülitades, soovitatatakse kasutajal häiring kõrvaldada. Selleks muutke seadme suunda või asukohta, suurendage aparatuuri ja seadme vahelist kaugust või ühendage seade mõne muu pistikupesaga, kui see on võimalik ühendatud.

Seade Venom Go kasutab Bluetooth 5.0 traadita tehnoloogiat järgnevatel raadiosageduslike näitajatega: FCC ID: 2AWQY-VENOMGO, IC: 26929-VENOMGO, Sagedus: 2402 kuni 2480 MHz

See seade vastab FCC-reeglitele 15. jaotisele. Kasutamise ajal kehtivad kaks järgmist tingimust: 1) See seade ei tohi tekitada kahjulikke häiringuid ja 2) see seade peab taluma mistahes vastuvõetud häiringut, sh soovimatut toimivust põhjustada võivat häiringut. See seade vastab Kanada Tööstusministeeriumi litsentsivabadele RSS-1 (Radio Standards Specification) standard(ite)le. Kasutamise ajal kehtivad kaks järgmist tingimust: 1) See seade ei tohi tekitada häiringuid ja 2) see seade peab lubama mistahes vastuvõetud häiringut, sh soovimatut toimivust põhjustada võiva häiringu seadmes.

See seade vastab FCC/ISED kontrollimatule keskkonnale kehtestatud kiirguse piirnormidele ja FCC raadiosagedusliku kokkupuute suunistele ning ISED raadiosagedusliku kokkupuute reeglitele RSS-102. Sellel seadmel on väga madal raadiosagedusliku energia tase, mis loetakse nõuetekohaseks ilma spetsiifilise neeldumiskiiruse (SAR) testimiseta.

Muudatused või modifikatsioonid, mida nõuete täitmise eest vastutav isik pole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

Seda seadet on testitud ja on leitud, et see vastab B-klassi digitaalseadme piirangutele vastavalt FCC reeglitele 15. osale. Need piirangud on loodud selleks, et pakkuda mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest eluruumides. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhiste, võib see kahjustada raadiosidet. Siiski ei ole mingit garantiid, et teatud ruumides ei esine häireid.

Kui see seade tekitab raadio või televisiooni vastuvõtjale kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega, soovitatatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetmega:

- vastuvõtuantenni ümbersuunamine või -paigutamine;
- seadme ja vastuvõtja vahelkauguse suurendamine;
- seadme ühendamine vastuvõtja seadme erinevasse pistikupessa;
- Pöörduge abi saamiseks edasimüüja poole.

TEAVE SISEMISE AKU KOHTA

Seadmel Venom Go on laetav liitium-polümeeraku. Sisemine aku võimaldab Normatec 3 süsteemi kasutada kõikjal – isegi kui seinapistikupesa pole käepärast. Enne esmakordset kasutamist võib Venom Go vajada laadimist. Täislaetud aku annab pideval kasutamisel toidet 35+ minutit. Aku täis laadimiseks kulub umbes 2,5 tundi, kui seade on vooluvõrku ühendatud ega ole kasutusel.

- See seade sisaldab liitiumpolümeerakut. Akusid võib asendada ainult kvalifitseeritud töötaja spetsiaalse tööriistaga. Hoolduseks või remondiks võtke ühendust Hyperice esindajaga. Kui aku eluiga on lõppenud, tuleb seade nõuetekohaselt utiliseerida. Akut tuleb käidelda ohutult viisil ja viia see nõuetekohasesse elektroonikaseadmete jäätmete kogumiskohta.



HOIATUS!

- Ärge laadige seadet Venom Go üles ega jätke seadet Venom Go laadimise või kasutamise ajal järelevalveta.
- Järgige kõiki laadimisjuhiseid ning ärge laadige akut või seadet väljaspool juhistes täpsustatud temperatuurivahemikku. Valesti või väljaspool ettenähtud temperatuurivahemikku laadimine võib kahjustada akut ja suurendada tulekahju ohtu.
- Aku laadimise nominaalne temperatuurivahemik on 0 °C ~ 45 °C (32 °F ~ 113 °F).
- Väärkasutuse korral võib lekkida akuveelikku; vältige sellega kokkupuutumist. Juhusliku kokkupuute korral loputage veega. Kui vedelik puutub kokku silmadega, pöörduge arsti poole. Akust väljavalgunud vedelik võib põhjustada ärritust ja põletusi.
- Ärge kasutage akut või seadet, kui see on kahjustatud või muudetud. Kahjustatud või muudetud akud võivad toimida ettearvamatult, põhjustades tulekahju, plahvatuse või vigastuste ohtu.

- Seadmes paiknev aku võib vale kasutamise korral põhjustada põletusi või keemilisi põletusi. Ärge võtke koost lahti, ärge laske akupakil või seadmel puutuda kokku tule või kõrgete temperatuuridega. Tule või kõrgema kui 130 °C (265 °F) temperatuuriga kokkupuutumine võib põhjustada plahvatuse.
- Aku lekkimise korral ärge laske vedelikul nahale ega silma sattuda. Kokkupuute korral peske kahjustatud piirkonda rohke veega ja pöörduge arsti poole.
- Aku purunemise, suure lekke või plahvatuse korral evakueerige piirkond ja pange saastunud piirkond karantiini. Tagage hea ventilatsioon aurude, gaaside ja teravate lõhnade eemaldamiseks.
- Silmad – loputage silmi rohke veega 15 minutit. Pöörduge koheselt arsti poole.
- Nahk – loputage kahjustatud piirkonda rohke vee ja seebiga või viibige 15 minutit duši all.
- Sissehingamine – hoidke inimest värske õhu käes ja vajaduse korral kasutage kunstlikku hingamist. Vajadusel pöörduge arsti poole.
- Allaneelamine – pöörduge koheselt arsti või kohaliku mürgistusteabekeskuse poole.
- Kõrvaldage kasutuselt. Hoida laste käeulatusel eemal. Ärge võtke seda osadeks ega visake seda tulle.

LAADIMINE



HOIATUS!

Laadimiseks ühendage USB-C juhe aku laadimisporti ja USB-A adapterisse. Seejärel ühendage adapter seinapistikuga. Laadige seadet kuni kolm tundi enne esimest kasutamist. LED-tuli pulseerib, et kuvada aku täituvuse taset ja anda märku, et aku laadimine on aktiveeritud. Täis laetud olekut näidatakse siis, kui LED-tuli lõpetab pulseerimise ja jääb täielikult rohelisena põlema. Toitenupu vajutamine lülitab seadme sisse ja kuvab aku taset. Seadet saab uuesti laadida igal ajal, sõltumata selle laetustasemest. Seadme aku tühjenemine oranžile LED-tasemele ei ole soovitatav. Laadige seadet kord kuus, et aku tööiga pikendada.

KASUTAMINE


Veenduge, et aku on laetud. Eemaldage Venom Go padi vooderdiselt ja asetage padi soovitud kehaosale. Seadme aktiveerimiseks vajutage seadmel asuvat toitenuppu. Hyperice'i logo süttib punasena, näidates, et Venom Go on aktiveeritud. Valige soovitud soojuse ja vibratsiooni suvandid. Seejärel ühendage seade magnetühenduse abil padjaga. Seade käivitub automaatselt pärast seadme padjaga ühendamist. Soojust või vibratsiooni saate igal ajal uutele tasemetele reguleerida. Kui rohkem sisendeid ei anta, lülitub seade automaatselt 10 minuti pärast välja. Seade vibreerib kaks korda, tähistades seansi lõppu, või kolm korda, kui aku on tühi. Kui olete Venom Go kasutamise lõpetanud, kleepige padi hoiustamiseks vooderdise külge. Keskmine kasutusaeg on umbes 35 minutit kolmanda astme soojusel ja madalamatel astmetel kauem. Iga padi peab vastu kuni 20 pealekandmist.

HYPERICE RAKENDUSEGA ÜHENDUMINE

Selleks et seadet ühendada rakendusega Hyperice App Bluetooth®-i kaudu, veenduge, et seade oleks sisse lülitatud, Bluetooth® oleks telefonis sisse lülitatud ja seade asuks telefonile lähedal. Seadme Bluetoothi LED-tuli pulseerib sinisena, mis tähendab, et seade ootab sidumist. Vastava viiba kuvamisel koputage valikut "Scan for Devices". Kui teie seadet kuvatakse ekraanil, valige see. Kui olete oma Venom Go sidunud, võimaldab HyperSmart™ teil seansi automaatselt käivitada ning soojuse ja vibratsiooni seadeid Hyperice'i rakenduse abil juhtida.

HOOLDUS, PUHAJAMINE NING HOIUSTAMINE

Pärast kasutamist kinnitage padjake uuesti vooderdisele ja hoidke seda jahedas ja kuivas kohas. Pühkige seadmelt niiskus rätiku või pehme lapiga. Hoidke seadet kaugemal soojusallikatest, vedelikest, lastest ja lemmikloomadest.



1. Venom Go seade
2. Vibratsioonimustri indikaatorid
3. Vibratsioonimustri nupp
4. Laadimispesa
5. Aku kasutusaja indikaator
6. Toitenupp (ON/OFF)
7. Bluetooth®-indikaator
8. Soojuse taseme indikaatorid
9. Soojuse taseme nupp
10. Padja kinnituse magnetühendus
11. Venom Go seade
12. Seadme kinnituse magnetühendus

Vibreerimissagedus: 88 Hz

Soojus: tase 1 – 40,5 °C (105 °F), tase 2 – 42,8 °C (109 °F), tase 3 – 45 °C (113 °F)

Kaal: seade – 70 g (2,5 oz.), üks padi – 17 g (0,6 oz.), USB-C juhe – 14 g (0,5 oz.)



ETTEVAATUST!

Ei ole ette nähtud kasutamiseks meditsiinasutustes. Ette nähtud koduseks või kaubanduslikuks kasutamiseks.

Kui seadet ei kasutata, on soovitatav seda hoida temperatuuril -10 °C kuni 25 °C.

GARANTII

Sellele tootele kehtib Hyperice'i piiratud garantii. Teie riigis kehtiva garantii ülevaatamiseks külastage lehte hyperice.com/warranty.

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA EI SAA HÄVITTÄÄ



LUE KAIKKI OHJEET ENNEN VENOM GO -LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ.



VAARA

Sähköiskujen riskin vähentäminen:

- Irrota laite aina pistorasiasta heti latauksen jälkeen ja ennen puhdistusta tai käyttöä.
- Jos laite putoaa veteen, älä yritä nostaa sitä. Irrota se heti pistorasiasta.
- Älä käytä kylvyssä tai suihkussa.
- Älä aseta laitetta paikkaan tai säilytä sitä paikassa, josta se saattaa pudota ammeeseen tai pesualtaaseen. Älä aseta tai pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
- Pidettävä kuivana. Ei saa käyttää märissä tai kosteissa olosuhteissa.



VAROITUS

Lue ennen tämän laitteen käyttöä kaikki turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava vamma.



VAROITUS

PALOVAMMOJEN JA MUIDEN VAMMOJEN, SÄHKÖISKUN JA TULIPALON VÄLTÄMISEKSI TUOTETTA ON KÄYTETTÄVÄ SEURAAVIEN OHJEIDEN MUKAISESTI:

- Käytä laitetta ainoastaan tässä oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
- Tämä ei ole lelu. Vain aikuisten käyttöön. Älä käytä, jos olet vammautunut.
- Tätä laitetta ei saa koskaan jättää valvomatta johto pistorasiaan kytkettynä. Irrota laitteen johto aina pistorasiasta heti latauksen jälkeen sekä ennen käyttöä ja puhdistusta. Irrota laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä tai ennen laitteen osien asentamista tai poistamista.
- Älä käytä peiton tai tyynyn alla. Laite voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vammoja.
- Älä koskaan käytä laitetta, jos sen johto tai pistoke on vioittunut, jos se ei toimi oikein tai jos se on pudonnut, vioittunut tai kastunut. Vie laite huoltoon tutkittavaksi ja korjattavaksi.
- Älä kanna laitetta virtajohtosta äläkä käytä johtoa kahvana.
- Pidä johto pois kuumilta pinnoilta.
- Älä pudota tai aseta mitään esineitä laitteen aukkoihin.
- Soveltuu VAIN kuiviin tiloihin. Ei saa käyttää ulkona tai märillä pinnoilla eikä altistaa vedelle tai sateelle.
- Käytä tuotetta ainoastaan näiden ohjeiden mukaisesti. Käyttöohjeita on saatavilla myös osoitteesta hyperice.com.
- Käsittele kuumia pintoja varovasti. Saattaa aiheuttaa vakavia palovammoja. Ei saa käyttää herkillä ihoalueilla tai alueilla, joiden verenkierto on heikko. Jos lapset tai toimintarajoitteiset henkilöt käyttävät lämpöä tuottavaa laitetta ilman valvontaa, saattaa aiheutua vaaratilanteita.
- Lämpötila saattaa nousta palovammoja aiheuttavalle tasolle valitusta asetuksesta huolimatta. Ei saa käyttää lapsilla, invalideilla eikä nukkuvilla tai tajuttomilla henkilöillä. Ei saa käyttää tunnottomalle iholle tai henkilöllä, jonka verenkierto on heikko. Tarkista laitteen kuumenevan alueen kanssa kosketuksiin joutuva iho usein, jotta iholle ei muodostu rakkuloita. Nosta laite heti iholta ja sammuta se, jos tunnet vähäistäkin epämukavuutta.
- Laitetta eivät saa käyttää sellaiset henkilöt, jotka eivät tunne kuumuutta, tai muut erityisen herkat henkilöt, jotka eivät osaa reagoida ylikuumenemiseen.

- Jos laitetta käytetään nukkumisen aikana, käyttäjä saattaa saada palovammoja tai lämpöhalvauksen, riippumatta valitusta lämpötilasta.
- Ei saa murskata. Ei saa taittaa teräville taitoksille. Venom Go -tyynyä ei saa taittaa käytön aikana.
- Laitetta ei saa muokata tai yrittää korjata. Ei sisällä käyttäjän huollettavia osia. Ota yhteys Hypericeen, jos laite tarvitsee huoltoa.
- Estä tahaton käynnistyminen. Varmista ennen laitteen nostamista, kantamista tai säilytykseen asettamista, että virtapainike on OFF-asennossa.



HUOMIO

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:

- Vain aikuisten käyttöön.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden, mukaan lukien lasten, käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky tai tuntoaisti on heikentynyt tai joilla ei ole laitteen käytöstä riittävää kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö ole opastanut heitä laitteen käytössä.
- Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää laitetta, sillä he eivät osaa reagoida ylikuumenemiseen.
- Laitteen pinta kuumenee. Kuumuudelle herkkien henkilöiden on oltava varovaisia käyttäessään laitetta.
- Laitetta eivät saa käyttää sellaiset henkilöt, jotka eivät tunne kuumuutta, tai muut erityisen herkät henkilöt, jotka eivät osaa reagoida ylikuumenemiseen.
- Lapsia on valvottava, jotta voidaan varmistaa, että he eivät pääse leikkimään laitteella.
- Irrota laturi akusta lataamisen jälkeen tai ennen käyttöä. Venom Go -laite ei toimi, kun laturi on kiinni akussa.
- Älä koskaan jätä Venom Go -laitetta valvomatta käytön tai latauksen aikana.
- Älä upota laitetta veteen. Puhdista ainoastaan puhtaalla liinalla.
- Pidä nesteet poissa laitteen läheltä.
- Käytä ainoastaan kehon puhtaalla ja kuivalla pinnalla näissä ohjeissa kuvatulla tavalla.
- Älä käytä Venom Go -laitetta märällä iholla tai voidellulla ihoalueella etenkin, jos voiteessa on lämpöä tuottavia ainesosia. Muutoin iholle saattaa muodostua palovammoja.
- Palovammoja saattaa muodostua valitusta asetuksesta riippumatta. Tarkista laitteen alla oleva iho usein ja nosta laite heti iholta ja sammuta se, jos tunnet vähäistäkin epämukavuutta.
- Älä aseta metalliesineitä, kuten nastoja tai muita metallisia kiinnittimiä, Venom Go -laitteen ja kehon väliin.
- Älä yritä purkaa laitetta.
- Älä muokkaa tai muuta Venom Go -laitetta millään tavalla.
- Tarkista laite huolellisesti aina ennen käyttöä. Ota yhteys valmistajaan, jos laitteessa näkyy vaurioitumisen merkkejä, kuten säröjä, pullistumia tai halkeilua.
- Älä käytä paikoissa, joissa käytetään aerosolituotteita (suihkeita) tai annetaan happea.
- Älä istu Venom Go -laitteen päälle, paina sitä voimakkaasti tai murskaa sitä.
- Älä jätä laitetta puristuksiin pinoamalla sen päälle tavaroita säilytyksen aikana.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta eivätkä tehdä sille huoltotoimia ilman valvontaa.

ÄLÄ KÄYTÄ VENOM GO -LAITETTA KESKUSTELEMATTA ENSIN LÄÄKÄRIN KANSSA, JOS JOKIN SEURAAVISTA TILANTEISTA ON AJANKOHTAINEN:

- raskaus, diabetes, johon liittyy komplikaatioita, kuten neuropatia tai verkkokalvon vaurio, sydämentahdistimen käyttö, hiljattain tehty leikkaus, epilepsia tai migreeni, välilevynpullistuma, nikamansiirtymä, nikamankaaren höltymä, nikaman rappeutumis sairaus, hiljattainen tekoniivien asennus, kehossa olevat esineet, kuten ehkäisykierukka, metallitipit tai -levyt, tai mikä tahansa muu fyysiseen terveydentilaan liittyvä huolenaihe. Hennot henkilöt ja lapset eivät saa käyttää värähteleviä laitteita ilman aikuisen läsnäoloa.

Nämä vasta-aiheet eivät tarkoita, ettet voi käyttää värähtelevää kuntoilulaitetta, mutta suosittelemme, että keskustele ensin lääkärin kanssa.

Värähtelyharjoitusten vaikutusta tiettyihin sairauksiin tutkitaan jatkuvasti. Tutkimustulosten myötä edellä oleva vasta-aiheluettelo saattaa lyhentyä. Käytännön kokemusten perusteella värähtelevän kuntoilulaitteen sisällyttämistä hoitosuunnitelmaan suositellaan monissa tapauksissa. Tämä on tehtävä lääkärin, erikoislääkärin tai fysioterapeutin suosituksesta ja ohjauksessa.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Symboli	Kuvaus	Sijainti
IP21	Vedeltä suojauksen taso	Laitteessa
	Lue ohjeet ennen käyttöä	Laitteessa
	Tasavirta	Laitteessa ja oppaassa
	Valmistajan nimi ja osoite	Laitteessa
	Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erilliskeräys. Tämä merkintä osoittaa, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana missään EU:n alueella. Kierrätä laite vastuullisesti ja auta näin ehkäisemään hallitsemattomasta jätteiden hävittämisestä ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvia haittoja sekä edistämään raaka-aineiden kestävä uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite kierrätyspisteeseen tai ota yhteys tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään. Myyjä voi toimittaa tuotteen ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.	Laitteessa
	Varoitusymboli, joka ilmaisee, että käyttäjän on luettava käyttöohjeista tärkeitä varoittavia tietoja, kuten varoitukset ja varotoimet, joita ei voida eri syistä näyttää itse lääkinnällisessä laitteessa.	Laitteessa ja oppaassa
	Eurooppalainen vaatimustenmukaisuus	Laitteessa
	Australian RCM-merkintä	Laitteessa
	Valmistettu Kiinassa	Laitteessa
	Ison-Britannian UKCA-merkintä	Laitteessa
	Pohjois-Amerikan NRTL-merkki	Laitteessa
	Kierrätysymboli	Laitteessa
	Lämmön säätö	Laitteessa
	Virtapainike	Laitteessa
	Värähtelyn säätö	Laitteessa

LANGATON BLUETOOTH®-TEKNIikka

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia, ja Hyperice käyttää niitä lisenssin alaisesti. Vakaan Bluetooth-yhteyden menettäminen on epätodennäköistä, mutta jos niin käy, järjestelmä yrittää muodostaa yhteyden uudelleen automaattisesti. Venom Go -laite on täysin itsenäinen ja jatkaa toimintaa normaalisti myös yhteyden katketessa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä, minkä voi selvittää sammuttamalla laitteen ja käynnistämällä sen uudelleen, käyttäjän kannattaa yrittää häiriönkorjausta suuntaamalla tai sijoittamalla laite uudelleen niin, että laitteiden välinen etäisyys kasvaa, tai yhdistämällä laite toiseen virtapiiriin pistorasiaan kuin mihin se on sillä hetkellä kytketty.

Venom Go -laite käyttää langatonta Bluetooth 5.0 -tekniikkaa seuraavien radiotietojen mukaisesti: FCC ID: 2AWQY-VENOMGO, IC: 26929-VENOMGO, taajuus: 2 402-2 480 MHz

Tämä laite on yhdenmukainen FCC:n määräysten osan 15 kanssa. Toiminta on seuraavien kahden ehdon alaisista: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki sen vastaanottamat häiriöt, mukaan lukien toivotun vastaista toimintaa mahdollisesti aiheuttavat häiriöt. Tämä laite on yhdenmukainen Industry Canadan lisenssivapaiden RSS-standardien kanssa.

Toiminta on seuraavien kahden ehdon alaista: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriötä ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki häiriöt, mukaan lukien toivotun vastaista toimintaa mahdollisesti aiheuttava häiriö.

Tämä laite on valvomatonta ympäristöstä koskevien FCC/ISED-säteilyaltistusraja-arvojen mukainen ja täyttää FCC:n radiotaajuusaltistusta koskevien ohjeiden vaatimukset sekä ISED-radiotaajuusaltistussääntöjen RSS-102-vaatimukset. Tämän laitteen radiotaajuusenergian määrä on hyvin vähäinen, ja sen katsotaan olevan määräysten mukainen ilman ominaisabsorptionopeuden (SAR) testausta.

Jos laitteeseen tehdään muutoksia tai sitä muokataan tavalla, jota laitteen vaatimustenmukaisuudesta vastaava taho ei ole erikseen hyväksynyt, käyttäjän käyttöoikeus laitteeseen saattaa mitätöityä.

Tämä laite on testattu FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti, ja sen katsotaan olevan luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajojen mukainen. Nämä rajat on suunniteltu tuottamaan kohtuullinen suojaus haitallisilta häiriöiltä asuinrakennuksiin tehtävissä asennuksissa. Tämä laite muodostaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radiotaajuisiin laitteisiin. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä aiheudu tietyinlaisissa kokoonpanoissa.

Jos laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai TV-vastaanottiin, sen voi havaita sammuttamalla laitteen ja käynnistämällä sen uudelleen. Käyttäjän on suositeltavaa korjata häiriöt jollain seuraavista tavoista:

- muuttamalla vastaanottavan antennin asentoa tai siirtämällä sitä
- siirtämällä laitteen kauemmas vastaanotimesta
- liittämällä laitteen eri virtapiiriin kuin vastaanotin
- kysymällä neuvoa jälleenmyyjältä.

SISÄISEN AKUN TIEDOT

Venom Go -laitteessa on ladattava litiumpolymeeriakku. Sisäisen akun ansiosta Venom Go -laitetta voi käyttää, vaikka verkkovirtaa ei ole saatavilla. Venom Go -laite on ehkä ladattava ennen ensimmäistä käyttökertaa. Täyteen ladatun akun varaus riittää yli 35 minuutin jatkuvaan käyttöön.

Akun lataaminen täyteen kestää noin 2,5 tuntia, kun laite on kytketty verkkovirtaan eikä ole käytössä.

- Tässä laitteessa on litiumpolymeeriakku. Akun voi vaihtaa ainoastaan asiantunteva huoltohenkilö, ja siihen tarvitaan erikoistyökäluu. Tilaa huolto tai korjaus Hypericeltä. Kun akun käyttöikä päättyy, laite on hävitettävä asianmukaisesti. Akku on hävitettävä tai kierrätettävä asianmukaisen jätteenkäsittely- tai kierrätyslaitoksen kautta.



VAROITUS

- Älä lataa Venom Go -laitetta yön yli tai jätä sitä valvomatta latauksen tai käytön aikana.
- Noudata kaikkia latausohjeita, äläkä lataa akkua tai laitetta lämpötilassa, joka on ohjeissa määritettyä matalampi tai korkeampi. Akku saattaa vaurioitua ja aiheutuu tulipalon vaara, jos akkua ladataan väärin tai jos lämpötila on määritettyjen rajojen ulkopuolella.
- Akun latauksen nimellinen lämpötila-alue on 0...45 °C (32...113 °F).
- Jos akkua käsitellään ohjeiden vastaisesti, siitä saattaa vuotaa nestettä. Vältä koskemasta nesteeseen. Jos nestettä joutuu vahingossa iholle, huuhtelee se vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu lääkäriin. Akusta vuotanut neste saattaa aiheuttaa ärsytystä tai palovammasia.
- Älä käytä akkua tai laitetta, jos se on vaurioitunut tai sitä on muokattu. Vaurioituneet tai muokatut akut saattavat toimia arvaamattomasti ja aiheuttaa tulipalon, räjähdysriskin tai vamman.
- Väärin käytettynä tämän laitteen akku voi aiheuttaa tulipalon tai kemiallisen palovamman vaaran. Älä pura akkua tai laitetta tai altista niitä tulelle tai ääriämpötiloille. Altistus tulelle tai yli 130 °C:n (265 °F:n) lämpötilalle saattaa aiheuttaa räjähdysriskin.
- Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä iholle tai silmiin. Jos sitä joutuu iholle tai silmiin, huuhtelee alue runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
- Jos akku vaurioituu, siihen tulee suuri vuoto tai se räjähtää, tyhjennä vahinkoalue ihmisistä ja eristä se. Tuuleta tila hyvin, jotta höyryt, kaasut ja voimakkaat hajut poistuvat.
- Silmät – huuhtelee silmiä runsaalla vedellä 15 minuutin ajan. Hakeudu viipymättä lääkäriin.
- Iho – pese aluetta runsaalla vedellä ja saippualla tai pysy suihkussa 15 minuutin ajan.
- Hengittäminen – saata henkilö raikkaaseen ilmaan ja elvytä tarvittaessa. Ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.
- Nieleminen – ota viipymättä yhteys lääkäriin tai paikalliseen myrkytystietokeskukseen.
- Hävitä käytetty akku välittömästi. Pidettävä lasten ulottumattomissa. Älä pura tai hävitä polttamalla.

VAROITUS

Lataa laite liittämällä USB-C-johto akun latausliitäntään ja USB-A-sovittimeen. Liitä sitten sovitin seinäpistorasiaan. Lataa akku täyteen lataamalla sitä enintään kolme tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa. Vilkkuva LED-valo osoittaa akun varaustason ja käynnissä olevan latauksen. Kun akku on latautunut täyteen, LED-valo lakkaa vilkkumasta ja alkaa palaa vihreänä. Kun virtapainiketta painetaan, laite käynnistyy ja akun varaustaso tulee näyttöön. Laitteen voi ladata milloin tahansa ja missä tahansa akun varaustasossa. Akun ei ole suositeltavaa antaa tyhjentyä täysin LED-valon oranssille tasolle asti. Voit pidentää akun käyttöikää lataamalla laitteen kuukausittain.

KÄYTTÖ

Varmista, että akku on ladattu. Poista Venom Go -tyynyn taustasuojus ja aseta tynny haluamaasi kohtaan keholle. Aktivoi laite painamalla sen virtapainiketta. Syttyvä punainen Hyperice-logo osoittaa, että Venom Go -laite on käyttövalmis. Valitse haluamasi lämpö- ja värähtelyasetus. Liitä sitten laite tynnyyn magneettiliitoksella. Laite käynnistyy automaattisesti, kun tynny liitetään siihen. Lämpöä tai värähtelyä voi säätää milloin tahansa. Laitteen virta katkeaa automaattisesti 10 minuutin kuluttua. Laite värähtää kaksi kertaa istunnon päättymisen merkiksi tai kolme kertaa akun vähissä olevan varauksen merkiksi. Kun lopetat Venom Go -laitteen käytön, aseta tynny taustasuojus takaisin säilytyksen ajaksi. Keskimääräinen käyttöaika on noin 35 minuuttia, kun lämpö on tasolla 3. Alhaisemmillä tasoilla käyttöaika on pidempi. Tynny kestää enintään 20 käyttökertaa.


YHDISTÄMINEN HYPERICE-SOVELLUKSEEN

Jos liität laitteen Hyperice-sovellukseen Bluetooth®-yhteydellä, varmista, että laitteeseen on kytketty virta, Bluetooth®-yhteys on otettu käyttöön puhelimessa ja laite on puhelimen kantaman sisäpuolella. Laitteen Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä sen merkiksi, että pariliitoksen voi nyt muodostaa. Jos näyttöön tulee kehote, valitse Scan for Devices (Hae laitteita). Valitse laitteesi, kun se tulee näkyviin näyttöön. Kun pariliität Venom Go -laitteen HyperSmart™-sovellukseen, voit käynnistää istunnon automaattisesti ja säätää lämpö- ja värähtelyasetuksia Hyperice-sovelluksesta.

HUOLTO, PUHDISTUS JA SÄILYTYS

Aseta tynny taustasuojus takaisin käytön jälkeen ja säilytä tynnyä viileässä ja kuivassa paikassa. Pyyhi mahdollinen kosteus laitteesta pyyhkeellä tai pehmeällä liinalla. Pidä laite poissa lämmönlähteiden, nesteiden, lasten ja lemmikkien läheltä.

TEKNISET TIEDOT



1. Venom Go -laite
2. Värähtelyrytmin merkkivalot
3. Värähtelyrytimpainike
4. Latausliitäntä
5. Akun varaustason merkkivalo
6. Virtapainike (ON/OFF)
7. Bluetooth®-merkkivalo
8. Lämpötason merkkivalot
9. Lämpötason painike
10. Magneettiliitäntä tynny liittämiseen
11. Venom Go -tynny
12. Magneettiliitäntä laitteen liittämiseen

Värähtelytaajuus: 88 Hz

Lämpö: Taso 1 – 40,5 °C (105 °F), Taso 2 – 42,8 °C (109 °F), Taso 3 – 45 °C (113 °F)

Paino: Laite – 70,9 g (2,5 oz.), yksi tyyny – 17 g (0,6 oz.), USB-C-johto – 14,2 g (0,5 oz.)



HUOMIO

Ei tarkoitettu lääkinälliseen sairaalakäyttöön. Tarkoitettu kotitalouskäyttöön tai kaupalliseen käyttöön.

Kun laitetta ei käytetä, sitä on suositeltavaa säilyttää lämpötilassa –10...25 °C.

TAKUU

Tuotteella on Hypericen rajoitettu takuu. Lue lisää asuinmaassasi voimassa olevasta takuusta osoitteesta hyperice.com/warranty.

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES NE PAS DÉTRUIRE



LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER LE VENOM GO.



DANGER

Pour réduire le risque de choc électrique :

- Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après la charge, et avant le nettoyage ou l'utilisation.
- Ne cherchez pas à attraper un appareil qui est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement.
- N'utilisez pas l'appareil en prenant un bain ou une douche.
- Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil à un endroit où il pourrait tomber ou glisser dans une baignoire ou un évier. N'immergez pas l'appareil et ne le laissez pas tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
- Maintenez l'appareil à l'abri de l'humidité. Ne l'utilisez pas dans un environnement humide.



AVERTISSEMENT

Lisez tous les avertissements et consignes de sécurité avant d'utiliser cet appareil. Le non-respect des avertissements et des consignes peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE OU DE DOMMAGES CORPORELS, CET APPAREIL DOIT ÊTRE UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX CONSIGNES SUIVANTES :

- Utilisez cet appareil uniquement pour son usage prévu, comme décrit dans ce manuel.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Il est réservé exclusivement aux adultes. Ne l'utilisez pas en cas de blessure.
- Cet appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après la charge et avant utilisation et le nettoyage. Débranchez-le de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant d'installer ou de retirer des pièces.
- Ne l'utilisez pas sous une couverture ou un coussin. Une chaleur excessive peut se produire et provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il est mouillé. Renvoyez l'appareil au service après-vente pour examen et réparation.
- Ne transportez pas cet appareil par le cordon et n'utilisez pas le cordon comme poignée.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chauffées.
- Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais d'objets dans les ouvertures.
- Convient UNIQUEMENT aux endroits secs. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides et ne l'exposez pas à l'eau ou à la pluie.
- N'utilisez cet appareil que conformément à ces instructions. En outre, des notices d'utilisation sont disponibles à l'adresse hyperice.com.

- Utilisez les surfaces chauffées avec précaution. Elles peuvent provoquer de graves brûlures. Ne les utilisez pas sur des zones de peau insensibles ou en cas de mauvaise circulation sanguine. L'utilisation sans surveillance de dispositifs émettant de la chaleur par des enfants ou des personnes aux facultés altérées peut être dangereuse.
- Des températures suffisamment élevées pour provoquer des brûlures peuvent se produire quel que soit le réglage. N'utilisez pas cet appareil sur un nourrisson, une personne invalide, une personne endormie ou inconsciente. Ne l'utilisez pas non plus sur une peau insensible ou sur une personne souffrant de mauvaise circulation sanguine. Examinez fréquemment la peau en contact avec la zone chauffée de l'appareil afin de réduire le risque de formation de cloques. Enlevez l'appareil immédiatement et éteignez-le dès qu'une gêne est ressentie.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur et d'autres personnes très vulnérables qui ne peuvent pas réagir à la surchauffe.
- Si l'appareil est porté pendant le sommeil avec les commandes réglées sur n'importe quelle température, l'utilisateur peut souffrir de brûlures cutanées ou d'un coup de chaleur.
- N'écrasez pas l'appareil. Évitez de le plier de manière marquée. Ne pliez pas l'électrode du Venom Go pendant son utilisation.
- Ne modifiez pas et ne tentez pas de réparer l'appareil. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Veuillez contacter Hyperice pour toute maintenance.
- Évitez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que le bouton d'alimentation est en position d'arrêt avant de soulever, de transporter ou de ranger l'appareil.



MISE EN GARDE

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, les précautions de base doivent toujours être respectées, y compris ce qui suit :

- Il est réservé exclusivement aux adultes.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances sur l'utilisation de cet appareil, à moins qu'elles ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants de moins de trois ans ne doivent pas utiliser cet appareil en raison de leur incapacité à réagir à la surchauffe.
- L'appareil est doté d'une surface chauffée. Les personnes sensibles à la chaleur doivent faire preuve de prudence lors de son utilisation.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur et d'autres personnes très vulnérables qui ne peuvent pas réagir à la surchauffe.
- Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Débranchez le chargeur de la batterie après la charge et avant l'utilisation. Le Venom Go ne fonctionne pas lorsque le chargeur est branché sur la batterie.
- Ne laissez jamais le Venom Go en fonctionnement ou en charge sans surveillance.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon humide.
- Tenez les liquides à l'écart de l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement sur une surface du corps propre et sèche, comme indiqué dans cette notice.
- N'utilisez pas le Venom Go sur une peau humide ou sur laquelle une pommade topique (en particulier une pommade contenant des ingrédients produisant de la chaleur) a été appliquée, au risque de provoquer des brûlures cutanées.
- Des brûlures peuvent survenir quel que soit le réglage. Examinez fréquemment la peau au contact de l'appareil et enlevez-le immédiatement et éteignez-le dès les premiers signes de gêne.
- Ne placez pas d'objets métalliques entre le Venom Go et le corps, y compris des broches ou d'autres dispositifs de fixation métalliques.
- Ne tentez pas de démonter l'appareil.
- N'altérez pas et ne modifiez pas le Venom Go de quelque manière que ce soit.
- Examinez soigneusement l'appareil avant chaque utilisation. Contactez le fabricant s'il présente des signes de détérioration, tels que des craquèlements, des gonflements ou des fissures.
- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit où des aérosols (vaporisateurs) sont utilisés ou dans un endroit où de l'oxygène est administré.
- Ne vous asseyez pas sur le Venom Go, n'appuyez pas dessus et ne l'écrasez pas.
- N'écrasez pas l'appareil en posant des objets dessus pendant son stockage.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

VEUILLEZ NE PAS UTILISER LE VENOM GO SANS L'ACCORD PRÉALABLE DE VOTRE MÉDECIN SI L'UNE DES SITUATIONS SUIVANTES S'APPLIQUE :

- Grossesse, diabète avec des complications telles qu'une neuropathie ou des lésions rétinienues, port de stimulateurs cardiaques, intervention chirurgicale récente, épilepsie ou migraines, hernie discale, spondylolisthésis, spondylolyse ou spondylose, remplacement récent d'une articulation ou pose d'un stérilet, broches ou plaques métalliques ou toute autre inquiétude concernant votre santé physique. Les personnes fragiles et les enfants doivent être accompagnés d'un adulte lorsqu'ils utilisent un appareil de vibration.

Ces contre-indications ne signifient pas que vous n'êtes pas en mesure d'utiliser un appareil de vibration ou d'exercice, mais nous vous conseillons de consulter d'abord un médecin.

Des recherches sont en cours sur les effets de l'exercice de vibrations dans le cadre de troubles médicaux spécifiques. Cela permettra probablement de réduire la liste des contre-indications présentées ci-dessus. L'expérience pratique a montré que l'intégration de l'exercice vibratoire dans un plan de traitement est conseillée dans de nombreux cas. Il est important de demander conseil auprès d'un médecin, d'un spécialiste ou d'un physiothérapeute et de mettre en place un suivi.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

Symbole	Description	Emplacement
IP21	Degré de protection contre l'infiltration d'eau	Sur l'unité de commande
	Lire les instructions avant utilisation	Sur l'unité de commande
	Courant continu	Sur l'unité de commande et dans le manuel
	Nom et adresse du fabricant	Sur l'unité de commande
	Collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers, dans toute l'UE. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine en raison de l'élimination non contrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils pourront récupérer ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.	Sur l'unité de commande
	Le symbole de mise en garde indique à l'utilisateur qu'il doit consulter la notice d'utilisation afin de s'informer d'importantes consignes de sécurité telles que les avertissements et les précautions d'emploi qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas figurer directement sur le dispositif médical.	Sur l'unité de commande et dans le manuel
	Conformité européenne	Sur l'unité de commande
	Marque de conformité réglementaire australienne	Sur l'unité de commande
	Fabriqué en Chine	Sur l'unité de commande
	Marque du Royaume-Uni	Sur l'unité de commande

	Marque nord-américaine NRTL	Sur l'unité de commande
	Symbole de recyclage	Sur l'unité de commande
	Contrôle de la chaleur	Sur l'unité de commande
	Mise sous/hors tension	Sur l'unité de commande
	Contrôle des vibrations	Sur l'unité de commande

TECHNOLOGIE SANS FIL BLUETOOTH®

Le mot et le logo Bluetooth® sont la propriété exclusive de la société Bluetooth SIG, Inc. Hyperice utilise ces marques dans le cadre d'un contrat de licence d'exploitation. Dans le cas improbable où la liaison Bluetooth serait perdue, l'appareil tentera de rétablir la connexion automatiquement. Le Venom Go est totalement autonome et continuera à fonctionner normalement en cas de perte de connectivité. Si cet appareil provoque des interférences, dont l'existence peut être confirmée en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de corriger le problème en réorientant ou en déplaçant l'appareil, en augmentant la distance de séparation entre l'équipement affecté et l'appareil ou en branchant l'appareil sur une prise murale reliée à un circuit électrique différent.

L'appareil Venom Go utilise une liaison sans fil Bluetooth 5.0 dotée des spécifications radio suivantes : ID FCC : 2AWQY-VENOMGO, IC : 26929-VENOMGO, fréquence : 2 402 à 2 480 MHz. Cet appareil est conforme aux exigences de la section 15 des Règles de la FCC. Son utilisation est subordonnée au respect des deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nocives, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaité. Cet appareil est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada relatives aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est subordonnée au respect des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC/de l'ISED définies pour un environnement non contrôlé et il est conforme aux directives relatives à l'exposition aux fréquences radio (RF) de la FCC et à la norme RSS-102 des règles d'exposition aux fréquences radio (RF) de l'ISED. Cet équipement présente de très faibles niveaux d'énergie RF qui sont jugés conformes sans test de taux d'absorption spécifique (SAR).

Les modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit d'utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites relatives à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites apportent une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut produire des interférences nocives dans les communications radio. Toutefois, rien ne garantit qu'aucune interférence n'aura lieu dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nocives pour la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur peut corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur pour obtenir de l'aide.

INFORMATIONS CONCERNANT LA BATTERIE INTERNE

L'appareil Venom Go contient une batterie lithium-polymère rechargeable. La batterie interne est conçue pour permettre d'utiliser le système Venom Go n'importe où, même dans des endroits où aucune prise secteur n'est disponible. Il peut être nécessaire de charger l'appareil Venom Go avant la première utilisation. Une batterie complètement chargée permet d'alimenter l'appareil pour une utilisation continue de plus de 35 minutes. Comptez environ deux heures et demie pour charger entièrement la batterie lorsque l'appareil est branché sans être utilisé.

- Cet appareil contient une batterie lithium-polymère. Les batteries ne peuvent être remplacées que par un technicien qualifié à l'aide d'un outil spécial. Contactez Hyperice pour toute réparation ou maintenance. Lorsque la batterie est en fin de vie, l'appareil doit être mis au rebut de manière appropriée. La batterie doit être traitée dans un centre de recyclage ou d'élimination des déchets électroniques approprié.



AVERTISSEMENT

- Ne chargez pas le Venom Go pendant la nuit et ne le laissez pas sans surveillance pendant la charge ou l'utilisation.
- Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie ou l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
- La plage de température nominale pour charger la batterie est de 0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F).
- Dans des conditions extrêmes, du liquide peut être éjecté de la batterie ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. En cas de contact du liquide avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- N'utilisez pas une batterie ou un appareil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible pouvant entraîner un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise utilisation. Ne démontez pas et n'exposez pas une batterie ou un appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C (265 °F) peut provoquer une explosion.
- En cas de fuite de la batterie, ne laissez pas de liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez abondamment la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.
- En cas de rupture de la batterie, de fuite importante ou d'explosion, évacuez la zone et mettez la zone contaminée en quarantaine. Assurez une bonne ventilation pour éliminer les fumées, les gaz ou les odeurs désagréables.
- Yeux : rincez abondamment les yeux à l'eau pendant 15 minutes et consultez immédiatement un médecin.
- Peau : rincez abondamment la zone touchée avec de l'eau et du savon ou prenez une douche pendant 15 minutes.
- Inhalation : exposez la personne à l'air frais et pratiquez la respiration artificielle si nécessaire ; consultez un médecin si nécessaire.
- Ingestion : consultez immédiatement un médecin ou le centre anti-poison local.
- Mettez la batterie usagée au rebut sans attendre. Maintenez la batterie hors de portée des enfants. Ne la démontez pas et ne la jetez pas au feu.

CHARGEMENT



AVERTISSEMENT

Pour le charger, connectez le cordon USB-C au port de charge de la batterie et branchez-le à un adaptateur USB-A. Branchez ensuite l'adaptateur sur la prise murale. Chargez complètement la batterie jusqu'à trois heures avant la première utilisation. Un voyant LED clignote pour indiquer le niveau de charge de la batterie et signifier que la charge est en cours. La charge complète est indiquée lorsque le voyant LED arrête de clignoter et reste vert et entièrement allumé. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil sous tension et afficher le niveau de charge de la batterie. L'appareil peut être rechargé à tout moment et à n'importe quel niveau de charge. Il n'est pas recommandé de décharger complètement la batterie jusqu'au niveau orange. Rechargez l'appareil tous les mois pour prolonger au mieux la durée de vie de la batterie.

FONCTIONNEMENT

Assurez-vous que la batterie est chargée. Décollez l'électrode du Venom Go de la doublure et placez-la sur la partie du corps de votre choix. Sur l'unité de commande, appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer l'appareil. Le logo Hyperice s'allume en rouge pour indiquer que le Venom Go est activé. Choisissez les options de chaleur et de vibration souhaitées. Connectez ensuite l'unité de commande à l'électrode à l'aide de la fixation magnétique. L'appareil démarre automatiquement lorsque l'unité de commande est connectée à l'électrode. Vous pouvez régler la chaleur ou les vibrations à tout moment. L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes

d'utilisation si aucune modification des réglages n'a eu lieu. L'appareil vibre deux fois pour indiquer la fin d'une séance et vibre trois fois lorsque la batterie est faible. Lorsque vous avez fini d'utiliser le Venom Go, collez l'électrode sur l'électrode pour la ranger. La durée de fonctionnement moyenne est d'environ 35 minutes au niveau trois de chaleur. Celle-ci est plus longue aux niveaux inférieurs. La durée d'utilisation d'une électrode est de 20 applications maximum.


CONNEXION À L'APPLICATION HYPERICE

Pour connecter votre appareil à l'application Hyperice via Bluetooth®, assurez-vous que votre appareil est allumé, que le Bluetooth® est activé sur votre téléphone et que votre appareil se trouve à proximité de votre téléphone. Le voyant Bluetooth de l'unité de commande clignote en bleu, ce qui signifie qu'il est en attente de couplage. Si vous y êtes invité, appuyez sur « Scan for Devices » (Rechercher des périphériques). Sélectionnez votre appareil lorsqu'il s'affiche à l'écran. Une fois que vous avez couplé votre Venom Go, HyperSmart™ vous permet de démarrer automatiquement votre séance et de contrôler les paramètres de chaleur et de vibration depuis l'application Hyperice.

ENTRETIEN, NETTOYAGE ET STOCKAGE

Réappliquez l'électrode sur la doublure après utilisation et conservez l'appareil dans un endroit frais et sec. Utilisez une serviette ou un chiffon doux pour essuyer toute trace d'humidité sur l'appareil. Tenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur, des liquides, des enfants et des animaux domestiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



1. Unité de commande du Venom Go
2. Indicateurs des vibrations
3. Bouton de réglage des vibrations
4. Port de charge
5. Indicateur du niveau de charge de la batterie
6. Bouton d'alimentation (MARCHÉ/ARRÊT)
7. Indicateur Bluetooth®
8. Indicateurs du niveau de chaleur
9. Bouton de réglage du niveau de chaleur
10. Fixation magnétique de l'électrode
11. Électrode du Venom Go
12. Fixation magnétique de l'appareil

Fréquence des vibrations : 88 Hz

Chaleur : niveau 1 : 40,5 °C (105 °F) ; niveau 2 : 42,8 °C (109 °F) ; niveau 3 : 45 °C (113 °F)

Poids : unité de commande : 70,78 g (2,5 oz) ; électrode : 1700 g (0,6 oz) ; cordon USB-C : 14,17 g (0,5 oz)



MISE EN GARDE

Non destiné à un usage médical dans les hôpitaux. Destiné à un usage domestique ou commercial.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, il est recommandé de stocker l'appareil entre 10 °C et 25 °C.

GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie limitée d'Hyperice. Rendez-vous sur hyperice.com/warranty pour consulter la garantie de votre pays.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE SAČUVAJTE



PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE UREĐAJA VENOM GO.



OPASNOST

Kako biste smanjili rizik od strujnog udara:

- Uređaj obavezno iskopčajte iz električne utičnice neposredno nakon punjenja i prije čišćenja ili uporabe.
- Nemojte posezati za uređajem koji je pao u vodu. Odmah ga iskopčajte.
- Nemojte ga upotrebljavati tijekom kupanja ili pod tušem.
- Uređaj nemojte stavljati ni spremati na mjesto s kojeg može pasti u kadu ili umivaonik. Nemojte stavljati ni ispuštati u vodu ili drugu tekućinu.
- Držite na suhom. Nemojte rukovati uređajem u vlažnim ili mokrim uvjetima.



UPOZORENJE

Prije uporabe uređaja pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepridržavanje upozorenja i uputa može dovesti do strujnog udara, požara i/ili teških ozljeda.



UPOZORENJE

KAKO BI SE SMANJIO RIZIK OD STRUJNOG UDARA, POŽARA I TJELESNIH OZLJEDA, OVAJ SE PROIZVOD MORA UPOTREBLJAVATI U SKLADU SA SLJEDEĆIM UPUTAMA:

- Uređaj upotrebljavajte isključivo u svrhu kojoj je namijenjen, kao što je opisano u ovom priručniku.
- Ovo nije igračka. Samo za odrasle. Nemojte upotrebljavati ako ste ozlijeđeni.
- Uređaj nipošto ne smijete ostaviti bez nadzora kada je priključen na napajanje. Uređaj obavezno iskopčajte iz električne utičnice neposredno nakon punjenja i prije čišćenja ili uporabe. Iskopčajte iz utičnice kada se ne upotrebljava te prije stavljanja ili skidanja dijelova.
- Nemojte upotrebljavati ispod pokrivača ili jastuka. Može doći do pretjeranog zagrijavanja te uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede osoba.
- Nipošto nemojte upotrebljavati uređaj ako je oštećen kabel ili utikač, ako ne radi ispravno, ako je pao na pod ili je oštećen ili ako se smoćio. Uređaj vratite u servisni centar radi pregleda i popravka.
- Ovaj uređaj nemojte upotrebljavati držeći ga za kabel napajanja ni upotrebljavati kao ručku.
- Kabel držite dalje od grijanih površina.
- Nipošto nemojte ispuštati ni umetati predmete u otvor.
- Prikladno SAMO za suha mjesta. Nemojte upotrebljavati na otvorenom ili na mokrim površinama te nemojte izlagati vodi ni kiši.
- Proizvod upotrebljavajte samo u skladu s ovim uputama. Osim toga, upute su dostupne na web-stranici hyperice.com.
- Pažljivo upotrebljavajte zagrijane površine. Mogu uzrokovati ozbiljne opekline. Nemojte upotrebljavati na neosjetljivim područjima kože ili dijelovima tijela sa slabom cirkulacijom. Uporaba topline od strane djece ili osoba s posebnim potrebama bez nadzora može biti opasno.

- Bez obzira na postavku kontrole, temperature su dovoljno visoke da prouzroče opekline. Nemojte upotrebljavati na djetetu, osobama s invaliditetom ili osobama koje spavaju ili su bez svijesti. Nemojte upotrebljavati na neosjetljivim područjima kože ili na osobama s lošom cirkulacijom krvi. Često provjeravajte kožu koja dolazi u dodir sa zagrijanim područjem uređaja kako biste smanjili rizik od stvaranja mjehurića. Čim osjetite nelagodu, maknite uređaj s tijela i isključite ga.
- Osobe koje nisu osjetljive na toplinu i druge vrlo osjetljive osobe koje ne mogu reagirati na pregrijavanje ne smiju upotrebljavati ovaj uređaj.
- Ako se uređaj nosi tijekom spavanja s kontrolama postavljenim na bilo koju temperaturu, korisnik može pretrpjeti opekline kože ili toplinski udar.
- Nemojte razbijati. Izbjegavajte presavijanje uz oštre nabore. Nemojte savijati podložak za Venom Go tijekom uporabe.
- Ne mijenjajte niti ne pokušavajte popraviti uređaj. Ne sadrži dijelove koje može servisirati korisnik. Za servis se obratite tvrtki Hyperice.
- Spriječite nenamjerno pokretanje. Prije podizanja, prenošenja ili pohrane uređaja provjerite je li gumb za uključivanje u isključenom položaju.



OPREZ

Prilikom uporabe električnog uređaja uvijek se pridržavajte osnovnih mjera opreza, uključujući sljedeće:

- Samo za odrasle.
- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja za uporabu uređaja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u uporabu uređaja.
- Djeca mlađa od tri godine ne smiju upotrebljavati ovaj uređaj jer nisu u stanju reagirati na pregrijavanje.
- Uređaj ima zagrijanu površinu. Osobe osjetljive na toplinu moraju biti pažljive prilikom uporabe uređaja.
- Osobe koje nisu osjetljive na toplinu i druge vrlo osjetljive osobe koje ne mogu reagirati na pregrijavanje ne smiju upotrebljavati ovaj uređaj.
- Djecu je potrebno nadzirati kako se ne bi igrala uređajem.
- Iskopčajte punjač iz baterije nakon punjenja ili prije uporabe. Venom Go neće funkcionirati dok je punjač priključen na bateriju.
- Venom Go nikada ne ostavljajte da radi ili se puni bez nadzora.
- Uređaj nemojte uranjati u vodu. Čistite samo vlažnom krpom.
- Držite tekućine podalje od uređaja.
- Ne upotrebljavajte samo na suhoj čistoj površini tijela kako je prikazano u ovim uputama.
- Venom Go ne upotrebljavajte na mokroj koži ili koži premazanoj kremama, osobito onima koje sadrže sastojke koji proizvode toplinu jer može doći do opekline na koži.
- Do opekline može doći bez obzira na kontrolnu postavku. Često provjeravajte kožu ispod proizvoda i odmah ga maknite s tijela te isključite na prvi znak nelagode.
- Nemojte stavljati nikakve metalne predmete između uređaja Venom Go i tijela, uključujući pribadače ili druge metalne zatvarače.
- Uređaj nemojte pokušavati rastaviti.
- Uređaj Venom Go nemojte ni na koji način mijenjati.
- Prije svake uporabe pažljivo pregledajte uređaj. Obratite se proizvođaču ako pokazuje znakove dotrajalosti, kao što su pukotine, mjehurići ili pucanje.
- Uređajem nemojte rukovati na mjestima gdje se upotrebljavaju proizvodi u spreju ili se daje kisik.
- Nemojte sjediti na Venom Go, pritiskati ga ni lomiti.
- Uređaj nemojte pritiskati tako da na njega stavite predmete tijekom pohrane.
- Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti uređaj niti ga održavati.

VENOM GO NEMOJTE UPOTREBLJAVATI BEZ PRETHODNOG ODOBRENJA LIJEČNIKA AKO SE NEŠTO OD SLJEDEĆEG ODNOSI NA VAS:

- Trudnoća, dijabetes sa komplikacijama poput neuropatije ili oštećenja mrežnice, uporaba elektrostimulatora srca, nedavni kirurški zahvat, epilepsija ili migrena, hemirani diskovi, spondilolisteza, spondiloliza ili spondiloza, nedavna zamjena zglobova ili IUD, metalne igle ili pločice ili bilo kakve poteškoće s fizičkim zdravljem. Osobe s posebnim potrebama i djeca moraju biti u pratnji odrasle osobe pri uporabi vibracijskih uređaja.

Ove kontraindikacije ne znače da ne možete upotrebljavati uređaj za vibraciju ili vježbu, ali savjetujemo vam da se prvo obratite liječniku.

U tijeku je istraživanje učinaka vibracijske vježbe na određene medicinske poremećaje. To će vjerojatno dovesti do skraćivanja popisa gore navedenih kontraindikacija. Praktično iskustvo pokazalo je da je integracija vibrirajućih vježbi u plan tretmana korisna u brojnim slučajevima. To se mora učiniti prema savjetima i u pratnji liječnika, specijalista ili fizioterapeuta.

SPREMITE OVE UPUTE

Simbol	Opis	Lokacija
IP21	Stupanj zaštite od prodiranja vode	Na jedinici
	Pročitajte upute prije uporabe	Na jedinici
	Istosmjerna struja	Na jedinici i u priručniku
	Naziv i adresa proizvođača	Na jedinici
	Odvojeno prikupljanje za otpadnu električnu i elektroničku opremu. Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim otpadom iz kućanstva u EU-a. Kako bi se spriječila moguća šteta po okoliš ili ljudsko zdravlje zbog nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte kako biste promovirali održivo iskorištavanje materijalnih resursa. Za povrat iskorištenog uređaja upotrijebite sustave za povrat i prikupljanje ili se obratite trgovcu kod kojeg ste kupili proizvod. On može odnijeti ovaj proizvod na recikliranje neškodljivo po okoliš.	Na jedinici
	Simbol opreza koji ukazuje na potrebu da korisnik u uputama za upotrebu potraži važne podatke upozorenja i mjere opreza kao što su upozorenja i mjere opreza koje se iz raznih razloga ne mogu predstaviti na samom medicinskom uređaju.	Na jedinici i u priručniku
	Sukladnost u Europi	Na jedinici
	Australija RCM	Na jedinici
	Proizvedeno u Kini	Na jedinici
	Oznaka za UK	Na jedinici
	Sjevernoamerička NRTL oznaka	Na jedinici
	Simbol za recikliranje	Na jedinici
	Kontrola topline	Na jedinici
	Uključivanje/isključivanje	Na jedinici
	Kontrola vibracija	Na jedinici

BLUETOOTH® BEŽIČNA TEHNOLOGIJA

Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba te riječi od strane tvrtke Hyperice u skladu je s dodijeljenom licencom. U malo vjerojatnom slučaju gubitka stabilne Bluetooth veze, sustav će automatski pokušati ponovno uspostaviti vezu. Uređaj Venom Go potpuno je autonoman i nastaviti će raditi normalno, čak i u slučaju gubitka veze. Ako ovaj uređaj uzrokuje smetnje koje se mogu odrediti uključivanjem i isključivanjem uređaja, korisniku se savjetuje

da pokuša ispraviti smetnje preusmjeravanjem ili premještanjem uređaja povećavajući razmak između opreme i uređaja, ili priključivanjem uređaja na drugu utičnicu u krugu ako je ukopčana.

Uređaj Venom Go upotrebljava bežičnu tehnologiju Bluetooth 5.0 sa sljedećim specifikacijama radijskih uređaja: FCC ID BROJ: 2AWQY-VENOMGO, IC: 26929-VENOMGO, frekvencija: od 2402 do 2480 MHz

Ovaj uređaj sukladan je s pravilima agencije FCC, odjeljak 15. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj jedinica mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Ovaj uređaj sukladan je s RSS normama organizacije Industry Canada izuzetima od licenciranja. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

Ova oprema sukladna je s ograničenjima izloženosti zračenju koja su određena za nekontrolirano okruženje i sukladna je sa smjernicama o izloženosti radiofrekvencijskom (RF) zračenju agencije FCC i pravilima RSS-102 o izloženosti ISED radijskoj frekvenciji (RF) agencije ISED. Ova oprema ima vrlo niske razine radiofrekvencijske energije za koje se smatra da je uskladena bez ispitivanja specifične brzine apsorpcije (SAR).

Promjene ili preinake koje nije izričito odobrila strana odgovorna za sukladnost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za rukovanje opremom.

Ova je oprema ispitana i sukladna je ograničenjima za digitalne uređaje klase B, prema pravilima agencije FCC, odjeljak 15. Ta su ograničenja osmišljena kako bi osigurala razumnu zaštitu od štetnih smetnji kod instalacija u stambenim zgradama. Ova oprema generira, upotrebljava i može zračiti radiofrekvencijsku energiju te, ako nije instalirana i/ili se ne upotrebljava u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje u radijskoj komunikaciji. Međutim, ne postoji jamstvo da do smetnji neće doći kod određene instalacije.

Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje u radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku savjetujemo da ukloni smetnje pomoću jedne ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je priključen prijemnik.
- Za pomoć se obratite distributeru.

INFORMACIJE O INTERNOJ BATERIJI

Uređaj Venom Go opremljen je punjivom litij-polimerskom baterijom. Unutarnja baterija dizajnirana je tako da omogućava uporabu uređaja Venom Go bilo gdje – čak i kada nema napajanja. Prije prve uporabe možda će biti potrebno napuniti Venom Go. Potpuno napunjena baterija pružit će napajanje za 35+ minuta kontinuirane uporabe. Potrebno je približno 2,5 sata da se baterija potpuno napuni kada je uređaj priključen na napajanje, a ne upotrebljava se.

- Ovaj uređaj sadrži litij-polimersku bateriju. Baterije može zamijeniti samo kvalificirani djelatnik posebnim alatom. Za servis ili popravak obratite se tvrtki Hyperice. Kada baterija dosegne kraj vijeka trajanja, uređaj se mora pravilno odložiti. Baterija se mora sigurno odložiti u odgovarajućem reciklažnom dvorištu ili odlagalištu otpada.



UPOZORENJE

- Nemojte puniti Venom Go preko noći niti ga ostavljati bez nadzora tijekom punjenja ili uporabe.
- Slijedite sve upute za punjenje i nemojte puniti bateriju ili uređaj izvan temperaturnog raspona navedenog u uputama. Nepravilno punjenje ili punjenje na temperaturama izvan navedenog raspona može oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.
- Nominalni raspon temperature za punjenje baterije iznosi od 0 °C do 45 °C (od 32 °F do 113 °F).
- U uvjetima lošeg postupanja iz baterije može štrcnuti tekućina, izbjegavajte dodir s njom. Ako dođe do slučajnog kontakta, isperite vodom. Ako tekućina dođe u dodir s očima, zatražite medicinsku pomoć. Tekućina koja štrcne iz baterije može uzrokovati iritaciju ili opekline.
- Nemojte upotrebljavati baterije ni uređaj ako su oštećeni ili modificirani. Oštećene ili izmijenjene baterije nepredvidive su i mogu uzrokovati požar, eksploziju ili rizik od ozljede.

- Baterija koja se upotrebljava u ovom uređaju može uzrokovati požar ili kemijske opekline ako se njome rukuje na pogrešan način. Bateriju ili uređaj nemojte rastavljati, nemojte ih izlagati vatri ni prekomjernoj temperaturi. Izlaganje vatri ili temperaturi iznad 130 °C (265 °F) može uzrokovati eksploziju.
- Ako baterija curi, pazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako dođe do kontakta, pogodeno područje isperite obilnom količinom vode i zatražite liječničku pomoć.
- U slučaju puknuća akumulatora, velikih curenja ili eksplozije, maknite uređaj sa zahvaćenog područja i izolirajte ga. Osigurajte dobru ventilaciju kako biste uklonili sve pare, plinove ili neugodne mirise.
- Oči – isperite oči s mnogo vode u trajanju od 15 minuta; odmah potražite liječničku pomoć.
- Koža – isperite zahvaćena područja s mnogo vode i sapuna ili se tuširajte 15 minuta.
- Udisanje – izlaganje osobe svježem zraku i primjena umjetnog disanja ako je potrebno; po potrebi zatražite medicinsku pomoć.
- Gutanje – odmah se obratite liječniku ili lokalnom centru za kontrolu otrova
- Iskorištene baterije odmah odložite u otpad. Držite podalje od djece. Nemojte rastavljati i nemojte ih bacati u vatru.

PUNJENJE

UPOZORENJE

Za punjenje priključite USB-C kabel u priključak za punjenje baterije i priključite kabel u USB-A adapter. Zatim adapter pritisnite u zid. Prije prve uporabe bateriju potpuno napunite do tri sata. LED indikator treperi kako bi prikazao razinu napunjenosti baterije i pokazuje aktivno punjenje. Potpuno punjenje naznačuje se kada LED indikator prestane treperiti i potpuno svijetli zeleno. Pritiskom na gumb za uključivanje uređaj će se uključiti i prikazat će se razina napunjenosti baterije. Uređaj se može puniti u bilo kojem trenutku i na bilo kojoj razini napunjenosti baterije. Ne preporučuje se potpuno pražnjenje baterije do razine narančaste LED diode. Jednom mjesečno ponovno napunite uređaj kako biste produžili vijek trajanja baterije.

UKOVANJE

Provjerite je li baterija napunjena. Odljepite Venom Go s podloge i postavite podložak na željeni dio tijela. Na jedinici pritisnite gumb za uključivanje kako biste aktivirali uređaj. Logotip Hyperice svijetlit će crveno kako bi pokazao da je uređaj Venom Go aktiviran. Odaberite željene opcije topline i vibracije. Zatim jedinicu povežite s podloškom putem magnetske veze. Uređaj će se automatski pokrenuti kad se jedinica spoji na podložak. Toplinu ili vibraciju možete podesiti na nove razine u bilo kojem trenutku. Uređaj će se automatski isključiti nakon 10 minuta bez unosa. Uređaj će dvaput vibrirati kako bi označio završetak sesije ili će tripud vibrirati kada je baterija pri kraju. Kada završite s uporabom uređaja Venom Go, podložak zalijepite na podlogu radi pohrane. Prosječno vrijeme rada je oko 35 minuta na trećoj razini zagrijavanja, a dulje na nižim razinama. Svaki podložak može se upotrijebiti najviše 20 puta.


POVEZIVANJE S APLIKACIJOM HYPERICE

Za povezivanje uređaja s aplikacijom Hyperice putem Bluetooth® veze provjerite je li uređaj uključen, je li Bluetooth® uključen na telefonu i je li uređaj u dosegu vašeg telefona. LED indikator za Bluetooth na jedinici počeo će treperiti plavo, što znači da čeka uparivanje. Ako se to od vas zatraži, dodirnite Scan for Devices (Potraži uređaje). Odaberite uređaj kada se prikaže na zaslonu. Nakon što uparite Venom Go, HyperSmart™ će vam omogućiti da automatski pokrenete sesiju i kontrolirate postavke topline i vibracija u aplikaciji Hyperice.

ODRŽAVANJE, ČIŠĆENJE I POHRANA

Nakon uporabe ponovno postavite podložak na podlogu i spremite ga na hladno i suho mjesto. Ručnikom ili mekom krpom obrišite vlagu s uređaja. Uređaj držite podalje od izvora topline, tekućina, djece i kućnih ljubimaca.

SPECIFIKACIJE



1. Jedinica Venom Go
2. Indikatori uzorka vibracija
3. Gumb za uzorak vibracija
4. Priključak za punjenje
5. Indikator razine baterije
6. Gumb za uključivanje (ON/OFF)
7. Indikator Bluetooth® veze
8. Indikatori razine topline
9. Gumb za razinu topline
10. Magnetski priključak za pričvršćivanje podloška
11. Podložak Venom Go
12. Magnetska veza za pričvršćivanje uređaja

Frekvencija vibracije: 88 Hz

Toplina: razina 1 – 40,5 °C (105 °F), razina 2 – 42,8 °C (109 °F), razina 3 – 45 °C (113 °F)

Težina: jedinica – 708 g (2,5 oz.), jedan podložak – 170 g (0,6 oz.), USB-C kabel – 142 g (0,5 oz.)



Nije namijenjeno za medicinsku uporabu u bolnicama. Namijenjeno za uporabu u kućanstvu ili za komercijalnu uporabu.

Kada se ne upotrebljava, preporučuje se pohrana uređaja na temperaturi između -10 °C i 25 °C.

JAMSTVO

Ovaj je proizvod pokriven ograničenim jamstvom tvrtke Hyperice. Posjetite hyperice.com/warranty kako biste pregledali jamstvo u svojoj državi.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG



A VENOM GO HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST.



VESZÉLY

Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében:

- Töltés után és tisztítás vagy használat előtt mindig húzza ki a készüléket a fali aljzatból.
- Ne nyúljon olyan készülékhez, amely vízbe esett. Azonnal húzza ki a csatlakozót.
- Ne használja fürdés vagy zuhanyozás közben.
- Ne helyezze vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol az leeshet, vagy ahonnan beránthatja a fürdőkádba vagy mosdókagylóba. Ne helyezze vagy ejtse vízbe vagy más folyadékba.
- Tartsa szárazon. Ne használja nedves vagy párák környezetben.



FIGYELMEZTETÉS

A készülék használata előtt olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.



FIGYELMEZTETÉS

AZ ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK, ÁRAMÜTÉS, TÜZ ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN EZ A TERMÉK A KÖVETKEZŐ UTASÍTÁSOK BETARTÁSÁVAL HASZNÁLHATÓ:

- A készüléket kizárólag a jelen kézikönyvben leírt rendeltetésszerű módon használja.
- Ez nem egy játék. Kizárólag felnőttek számára. Ne használja, ha sérülést szenvedett.
- Ezt a készüléket soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, amikor csatlakoztatva van. Töltés után, illetve használat és tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a fali aljzatból. Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, ha nem használja, illetve mielőtt szét- vagy összeszerelné.
- Ne használja takaró vagy párna alatt. Túlzott felmelegedés következhet be, ami tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- Soha ne használja a készüléket, ha sérült a kábele vagy a csatlakozója, ha nem működik megfelelően, ha leejtették vagy megsérült, vagy ha nedves lett. Vigye vissza a készüléket egy szervizközpontba vizsgálat és javítás céljából.
- Ne hordozza a készüléket a kábelnél fogva, és ne használja fogantyúként a kábelt.
- Tartsa távol a kábelt a forró felületektől.
- Soha ne ejtsen vagy helyezzen semmilyen tárgyat a nyílásba.
- CSAK száraz helyen való használatra alkalmas. Ne használja a szabadban vagy nedves felületen, és ne tegye ki víz vagy eső hatásának.
- A terméket csak ezen használati útmutató szerint használja. További használati utasításokért látogasson el a hyperice.com webhelyre.
- Óvatosan használja a felmelegített felületeket. Súlyos égési sérüléseket okozhat. Ne használja érzékenlen bőrfelületen vagy rossz vérkeringés esetén. A felmelegített felületek gyermekek vagy cselekvőképtelen személyek általi, felügyelet nélküli használata veszélyes lehet.
- A szabályozási beállítástól függetlenül a hőmérsékletek elég magasak lehetnek ahhoz, hogy égési sérüléseket okozzanak. Ne használja csecsemőkön, illetve rokkant, alvó vagy

eszméletlen személyeken. Ne használja érzéketlen bőrön vagy olyan személyen, akinek rossz a vérkeringése. A felhőgyagosodás kockázatának elkerülése érdekében ellenőrizze gyakran a készülék felmelegedett területével érintkező bőrt. Bármely kellemetlen érzés első jeleire távolítsa el a készüléket a testről és kapcsolja ki.

- Ezt a készüléket nem használhatják hőre érzéketlen személyek, illetve egyéb olyan sérülékeny személyek, akik nem képesek érzékelni a túlmelegedést.
- Ha a készüléket alvás közben bármilyen hőmérsékletre állítva használja, égési sérülést vagy hőtűt szenvedhet.
- Ne törje össze. Kerülje a tapasz gyűrődéssel járó összehajtasát. Ne hajtsa össze a Venom Go tapasz használat közben.
- Ne módosítsa vagy próbálja megjavítani a készüléket. Nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Szervizelésért forduljon a Hyperice-hez.
- Kerülje a véletlen bekapcsolást. A készülék felemelése, hordozása vagy tárolása előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állapotban van.



VIGYÁZAT

Elektromos készülék használata esetén mindig tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

- Kizárólag felnőttek számára.
- Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, tapasztalatlan vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy biztonságukért felelős személy felügyeli őket vagy útmutatást nyújt számukra a készülék használatához.
- Három éven aluli gyermekek nem használhatják ezt a készüléket, mert nem tudnak kellőképpen reagálni a túlmelegedésre.
- A készülék felmelegített felülettel rendelkezik. A hőre érzékeny személyeknek óvatosan kell eljárniuk a készülék használatakor.
- Ezt a készüléket nem használhatják hőre érzéketlen személyek, illetve egyéb olyan sérülékeny személyek, akik nem képesek érzékelni a túlmelegedést.
- Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne használják a készüléket játékszerként.
- Töltés után vagy használat előtt húzza ki a töltőt az akkumulátorból. A Venom Go nem működik, ha a töltő csatlakoztatva van az akkumulátorhoz.
- Soha ne hagyja a Venom Go-t működés vagy töltés közben felügyelet nélkül.
- Ne merítse vízbe a készüléket. Csak nedves ruhával tisztítsa.
- A folyadékokat tartsa távol a készüléktől.
- Csak száraz, tiszta testfelületen használja, amint az ebben az útmutatóban látható.
- Ne használja a Venom Go-t nedves vagy kenőcsös bőrön, különösen olyan kenőcsök esetében, amelyek hőtermelő összetevőket tartalmaznak, mivel ez égési sérüléseket okozhat.
- Égési sérülések fordulhatnak elő a vezérlési beállításoktól függetlenül. Gyakran ellenőrizze a termék által lefedett bőrfelületet, és bármely kellemetlen érzés első jeleire azonnal távolítsa el a készüléket a testről és kapcsolja ki.
- Ne helyezzen semmilyen fém tárgyat a Venom Go és a test közé, beleértve a tűket vagy más fém rögzítőket.
- Ne próbálja meg szétszerelni.
- Semmilyen módon ne manipulálja vagy módosítsa a Venom Go-t.
- Minden használat előtt alaposan vizsgálja meg a készüléket. Lépjen kapcsolatba a gyártóval, ha a készülék bármilyen károsodás, például hólyagosodás vagy repedés jelét mutatja.
- Ne működtesse aeroszol (spray) termékek használatára vagy oxigénnel való kezelésközben.
- Ne üljön rá, ne nyomja össze, és ne törje össze a Venom Go-t.
- Ne törje össze a készüléket úgy, hogy tárolás közben tárgyakat helyez rá.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek felhasználói karbantartást rajta.

NE HASZNÁLJA A VENOM GO-T ORVOSÁNAK ELŐZETES ENGEDÉLYE NÉLKÜL, HA A KÖVETKEZŐK KÖZÜL BÁRMELYIK FENNÁLL:

- terhesség, cukorbetegség szövdményekkel, mint neuropátia vagy retinakárosodás, szívritmus-szabályozók kopása, közelmúltbeli műtét, epilepszia vagy migrén, porckorongsér, csigolyaelcsúszás, spondilolízis vagy spondilózis, nemrégiben történt ízületi pottások vagy méhen belüli eszközök behelyezése, féműk vagy lemezek, vagy bármilyen, az Ön egészségi állapotával kapcsolatos probléma. A gyengélkedő személyek és a gyermekek csak felnőtt jelenlétében használhatnak bármilyen vibrációs készüléket.

Ezek az ellenjavallatok nem jelentik azt, hogy Ön nem tud vibrációs edzőkészüléket használni, de javasoljuk, hogy először forduljon orvoshoz.

Folyamatban van a vibrációs gyakorlatok egyes orvosi rendellenességekre gyakorolt hatásainak vizsgálata. Ez valószínűleg az ellenjavallatok fent bemutatott listájának lerövidülését eredményezi. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a vibrációs edzés kezelési tervbe való integrálása számos esetben tanácsos. Ezt orvos, szakértő vagy fizioterapeuta tanácsai alapján és vele együtt kell elvégezni.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

Szimbólum	Leírás	Hely
IP21	Vízbeszivárgás elleni védelem foka	a vezérlőegységen
	Használat előtt olvassa el az utasításokat	a vezérlőegységen
	Egyenáram	a vezérlőegységen és a kézikönyvben
	A gyártó neve és címe	a vezérlőegységen
	Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szelektív gyűjtése. Ez a jelölés azt jelzi, hogy az EU-ban ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből adódó lehetséges környezeti vagy emberi egészségkárosodások elkerülése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A használt készülék visszaküldéséhez használja a visszavételi és begyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. A kereskedő átveheti a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.	a vezérlőegységen
	Figyelmeztető szimbólum, amely azt jelzi, hogy a felhasználónak el kell olvasnia a használati útmutatót olyan fontos figyelmeztető információkért, mint például a figyelmeztetések és óvintézkedések, amelyek számos okból nem mutathatók be magán az orvosi készüléken.	a vezérlőegységen és a kézikönyvben
	Európai megfelelőség	a vezérlőegységen
	Ausztráliai megfelelőségi szabályozási jelölés (RCM)	a vezérlőegységen
	Készült: Kínában	a vezérlőegységen
	UK megfelelőségi jelölés	a vezérlőegységen
	Észak-amerikai megfelelőség-értékelési jelölés (NRTL)	a vezérlőegységen
	Újrahasznosítási szimbólum	a vezérlőegységen
	Hőszabályozás	a vezérlőegységen
	Ki- és bekapcsolás	a vezérlőegységen
	Rezgésszabályozás	a vezérlőegységen

BLUETOOTH® VEZETÉK NÉLKÜLI TECHNOLÓGIA

A Bluetooth® szövedjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és a Hyperice engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket. Abban a valószínűtlen esetben, ha a Bluetooth kapcsolat megszakad, a rendszer automatikusan megkísérli a kapcsolat újbóli létrehozását. A Venom Go teljesen önálló, és normál módon működik, még a kapcsolat megszakadása esetén is. Ha ez a készülék interferenciát okoz, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, próbálja meg csökkenteni az interferenciát a készülék elfordításával vagy áthelyezésével, növelve a berendezés és a készülék közötti távolságot, vagy csatlakoztassa a készüléket egy áramkör másik kimenetéhez, ha csatlakoztatva van.

A Venom Go készülék Bluetooth 5.0 vezeték nélküli technológiát használ, a következő rádiójellemzőkkel rendelkezik: FCC-AZONOSÍTÓ: 2AWQY-VEOMGO, IC: 26929-VEOMGO, Frekvencia: 2402-2480 MHz

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részében foglaltaknak. A működtetés a következő két feltételtől függ: (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is. Ez a készülék megfelel az Industry Canada licenctmentes RSS szabvány(ok)nak. A működtetés a következő két feltételtől függ: (1) ez a készülék nem okozhat interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a készülék nem kívánt működését okozó interferenciát is.

Ez a berendezés megfelel az FCC/ISED sugárzásra vonatkozó, ellenőrizetlen környezetre vonatkozó határértékeinek, és megfelel az FCC rádiófrekvenciás (RF) kitettségre vonatkozó irányelveinek, valamint az ISED rádiófrekvenciás (RF) kitettségre vonatkozó RSS-102 szabályainak. A készülék nagyon alacsony RF-energiaszintű, amely a fajlagos elnyelési tényező (SAR) vizsgálata nélkül is megfelelőnek tekinthető.

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogát a berendezés működtetésére.

A készülék tesztelése során megállapítást nyert, hogy megfelel az FCC-szabályok 15. részében feltüntetett B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakókörnyezetben. A készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia.

Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetélben, amelyet a készülék ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, az alábbi intézkedések valamelyikével próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan aljzathoz, amely eltér attól az áramkörtől, amelyhez a vevő csatlakozik.
- Segítségért forduljon a kereskedőhöz.

BELSŐ AKKUMULÁTOR INFORMÁCIÓ

A Venom Go készülék újratölthető lítium-polimer akkumulátorral van felszerelve. A belső akkumulátort úgy tervezték, hogy bárhol használható legyen a Venom Go – még akkor is, ha nincs hálózati aljzat. Előfordulhat, hogy a Venom Go készüléket az első használat előtt fel kell tölteni. A teljesen feltöltött akkumulátor több mint 35 percnyi folyamatos használatot biztosít. Az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 2,5 órát vesz igénybe, ha a készülék be van dugva és nincs használatban.

- Ez a készülék lítium-polimer akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátort csak szakképzett szakember cserélheti ki speciális szerszámmal. Szervizelésért vagy javításért forduljon a Hyperice-hez. Amikor az akkumulátor az élettartama végén jár, a készüléket le kell adni egy megfelelő hulladékgyűjtő helyen. Az akkumulátort biztonságosan le kell adni egy megfelelő e-hulladék-gyűjtőhelyen vagy újrahasznosító létesítményben.



FIGYELMEZTETÉS

- Ne töltsse a Venom Go készüléket éjszaka, és ne hagyja felügyelet nélkül a Venom Go készüléket töltés vagy használat közben.
- Kövesse a töltésre vonatkozó utasításokat, és ne töltsse az akkumulátort vagy a készüléket az utasításokban megadott hőmérséklet-tartományon kívül. A nem megfelelő töltés vagy a megadott tartományon kívüli hőmérséklet károsíthatja az akkumulátort, és növelheti a tűzveszély kockázatát.

- Az akkumulátor töltésének névleges hőmérsékleti tartománya: 0 °C és 45 °C között.
- Nem megfelelő körülmények között folyadék szívároghat ki az akkumulátorból, amellyel kerülendő az érintkezés. Ha véletlenül hozzáér, öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kikerülő folyadék irritációt vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy készüléket. A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul működhetnek, ami tüzet, robbanást vagy sérülést okozhat.
- A készülékben használt akkumulátor helytelen használat esetén tüzet vagy vegyi égési sérülést okozhat. Ne szerelje szét és ne tegye ki az akkumulátort vagy a készüléket tűz vagy túlzott hőmérsékletek hatásának. Tűz vagy 130 °C feletti hőmérsékletek hatásának kitvéte robbanást okozhat.
- Az akkumulátor szivárgása esetén ügyeljen arra, hogy ne kerüljön semmilyen folyadék a bőre vagy a szembe. Ha ez mégis megtörténik, mossa le bő vízzel az érintett területet és forduljon orvoshoz.
- Megrepedt akkumulátor, jelentős szivárgás vagy robbanás esetén evakuálja és zárja karanténba a szennyezett területet. Szellőztessen ki alaposan a gőzök, gázok vagy szúrós szagok eltávolítása érdekében.
- Szem – Öblítse ki a szemet bő vízzel 15 percre; Azonnal forduljon orvoshoz.
- Bőr – Öblítse le az érintett területet bő vízzel és szappannal, vagy zuhanyozzon 15 percen keresztül.
- Belégzés – Vezesse ki az érintett személyt friss levegőre, és ha szükséges, alkalmazzon mesterséges lélegeztetést; Ha szükséges, forduljon orvoshoz.
- Lenyelés – Azonnal forduljon orvoshoz vagy a helyi toxikológiai osztályhoz.
- A használt akkumulátort haladéktalanul dobja ki. Tartsa gyermekektől távol. Ne szerelje szét, és ne dobja tűzbe.

TÖLTÉS



FIGYELMEZTETÉS

A töltéshez csatlakoztassa a USB-C kábelt az akkumulátor töltőportjához, és csatlakoztassa a kábelt egy USB-A adapterhez. Ezután dugja be az adaptert a fal aljzatba. Az első használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort legfeljebb három órán keresztül. Villogó LED-lámpa mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét, valamint jelzi az aktív töltést. A teljes töltöttséget akkor éri el az akkumulátor, ha a LED-lámpa már nem villog és zölden világít. A bekapcsológomb megnyomásával a készülék bekapcsolódik és megjelenik az akkumulátor töltöttségi szintje. A készülék bármikor, bármilyen töltöttségi szinten újratölthető. Nem ajánlott teljesen lemeríteni az akkumulátort a narancssárga LED-es szintig. Töltse fel a készüléket havonta, hogy a lehető legjobban meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát.

HASZNÁLAT

Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor fel van töltve. Húzza le a Venom Go tapasz a bélésről, és helyezze a kívánt testrészre. A készülék aktiválásához nyomja meg az alapegységen található bekapcsológombot. Ezt követően a Hyperice logó pirosan világít, jelezve, hogy a Venom Go aktíválva van. Válassza ki a kívánt hő- és rezgésbeállításokat. Ezután csatlakoztassa a vezérlőegységet a mandzsettához a mágneses csatlakozás segítségével. Az eszköz automatikusan elindul, amikor az alapegység csatlakozik a tapaszhoz. A hőmérséklet vagy a rezgés szintjét bármikor állíthatja. A készülék további szabályozás nélkül 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol. A készülék kétszer megrezzen, jelezve a munkamenet végét, vagy háromszor rezzen meg, ha alacsony az akkumulátor töltöttsége. Ha végzett a Venom Go használatával, rögzítse a mandzsettát a következő használatig. Az átlagos munkamenet 35 perc körüli a 3-as hőfokozaton, az alacsonyabb szinteken pedig hosszabb. Egy mandzsetta legfeljebb 20 munkameneten át használható.


CSATLAKOZÁS A HYPERICE ALKALMAZÁSHOZ

Ha a rendszer Bluetooth® kapcsolaton keresztül szeretné csatlakoztatni a Hyperice alkalmazáshoz, ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva, a Bluetooth® be van-e kapcsolva a telefonján, és a készülék a telefonja hatókörén belül van-e. A vezérlőegység Bluetooth LED-lámpája kéken villog, ami azt jelenti, hogy kapcsolódásra vár. Ha a rendszer kéri, érintse meg az „Eszközők keresése” lehetőséget. Válassza ki a készüléket, amikor az megjelenik a képernyőn. Miután csatlakoztatta Venom Go-ját, a HyperSmart™ lehetővé teszi a munkamenet automatikus elindítását, valamint a hő- és rezgésbeállítások vezérlését a Hyperice alkalmazásból.

KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Használat után tegye vissza a tapaszt a bélésre, és tárolja hűvös, száraz helyen. Törölközővel vagy puha törőöronggyal törölje le a nedvességet a készülékről. Tartsa távol a készüléket bármilyen hőforrástól, folyadékoktól, gyerekektől és háziállatoktól.

MŰSZAKI ADATOK



1. Venom Go vezérlőegység
2. Rezgésprogram-jelzők
3. Rezgésprogramgomb
4. Töltőcsatlakozó
5. Akkumulátor-töltöttségjelző
6. Bekapcsológomb (BE/KI)
7. Bluetooth® jelzőfénye
8. Hőfokozat-jelzők
9. Hőfokozat gomb
10. Tapaszrögzítő mágneses csatlakozás
11. Venom Go tapaszt
12. Készülékrögzítő mágneses csatlakozás

Rezgésfrekvencia: 88 Hz

Hőfokozatok: 1. fokozat: 40,5 °C; 2. fokozat: 42,8 °C; 3. fokozat: 45 °C

Súly: Alapegység: 70,9 gramm, tapaszt: 17 gramm, USB-C kábel: 14,2 gramm

VIGYÁZAT

Nem használható kórházban történő gyógyászati kezelésre. Háztartási vagy kereskedelmi használatra.

Használaton kívül a készüléket -10 °C és 25 °C között javasolt tárolni.

GARANCIA

Erre a termékre a Hyperice korlátozott garanciája vonatkozik. Az országában érvényes garanciális feltételekért látogasson el a hyperice.com/warranty weboldalra.

IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA NON DISTRUGGERE



LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO VENOM GO.



PERICOLO

Per ridurre il rischio di scosse elettriche:

- Scollegare sempre il dispositivo dalla presa di corrente subito dopo la ricarica e prima della pulizia o dell'utilizzo.
- Non tentare di recuperare un dispositivo caduto nell'acqua. Scollegare immediatamente la spina.
- Non utilizzare sotto la doccia o nella vasca da bagno.
- Non posizionare o riporre il dispositivo in un luogo da cui possa cadere o essere spinto nella vasca o nel lavandino. Non posizionare né immergere in acqua o altri liquidi.
- Proteggere dall'umidità. Non utilizzare il dispositivo in condizioni di umidità.



AVVERTENZA

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.



AVVERTENZA

PER RIDURRE IL RISCHIO DI USTIONI, SCOSSE ELETTRICHE, INCENDI E LESIONI PERSONALI, QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO IN CONFORMITÀ ALLE SEGUENTI ISTRUZIONI:

- Utilizzare questo dispositivo solo per l'uso previsto come descritto nel presente manuale.
- Il dispositivo non è un giocattolo. Esclusivamente per uso da parte di pazienti adulti. Non utilizzare in caso di lesioni.
- Il dispositivo non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato alla presa di corrente. Scollegare sempre il dispositivo dalla presa elettrica subito dopo la ricarica, prima dell'uso e prima della pulizia. Scollegare il dispositivo dalla presa di corrente quando non è in uso e prima di inserire o rimuovere i componenti.
- Non utilizzare sotto coperte o cuscini. Il riscaldamento eccessivo può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
- Non utilizzare mai il dispositivo nel caso in cui la spina o il cavo sia deteriorato, non funzioni correttamente, sia caduto o sia stato danneggiato oppure si sia bagnato. Per eventuali controlli e riparazioni, rivolgersi a un centro di assistenza.
- Non trasportare il dispositivo tenendolo dal cavo di alimentazione e non utilizzare il cavo come impugnatura.
- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
- Non far cadere né inserire alcun oggetto nelle aperture.
- Il dispositivo è adatto SOLO ad ambienti asciutti. Non utilizzarlo all'aperto o su superfici bagnate e non esporlo all'acqua o alla pioggia.

- Utilizzare il prodotto solo in conformità con il presente materiale informativo. Il materiale informativo è inoltre disponibile all'indirizzo hyperice.com.
- Prestare attenzione nell'utilizzo delle superfici riscaldate. Può provocare gravi ustioni. Non utilizzare su aree della pelle non sensibili o in presenza di scarsa circolazione. L'uso del calore da parte di bambini o persone incapaci senza supervisione può essere pericoloso.
- A prescindere dalle impostazioni dei comandi, possono verificarsi temperature sufficientemente elevate da causare ustioni. Non utilizzare su neonati o invalidi o su persone dormienti o in stato di incoscienza. Non utilizzare su pelle insensibile o su persone con scarsa circolazione sanguigna. Controllare frequentemente la pelle a contatto con l'area riscaldata del dispositivo per ridurre il rischio di formazione di vesciche. Al primo segno di disagio, rimuovere immediatamente il dispositivo dal corpo e spegnerlo.
- Questo dispositivo non deve essere utilizzato da persone insensibili al calore e da altre persone molto vulnerabili che non siano in grado di reagire al surriscaldamento.
- Se il dispositivo viene indossato durante il sonno con i comandi impostati su una temperatura qualsiasi, l'utente può subire ustioni o colpi di calore.
- Non schiacciare. Evitare di piegare con pieghe molto acute. Non piegare il cuscinetto termico Venom Go durante l'uso.
- Non modificare o tentare di riparare il dispositivo. Non contiene parti riparabili dall'utente. Per ricevere assistenza, contattare Hyperice.
- Impedire l'avviamento involontario. Assicurarsi che il pulsante di accensione sia in posizione di spegnimento prima di sollevare, trasportare o riporre il dispositivo.

ATTENZIONE

Quando si utilizza un dispositivo elettrico, è necessario adottare sempre le precauzioni di base, compreso quanto segue:

- Esclusivamente per uso da parte di pazienti adulti.
- Il dispositivo non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso del dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini di età inferiore ai tre anni non devono utilizzare questo dispositivo a causa dell'incapacità di reagire al surriscaldamento.
- Il dispositivo ha una superficie riscaldata. Le persone sensibili al calore devono prestare attenzione durante l'uso del dispositivo.
- Questo dispositivo non deve essere utilizzato da persone insensibili al calore e da altre persone molto vulnerabili che non siano in grado di reagire al surriscaldamento.
- I bambini devono essere controllati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- Scollegare il caricabatterie dalla batteria dopo la ricarica o prima dell'uso. Venom Go non funziona quando il caricabatterie è collegato alla batteria.
- Non lasciare mai Venom Go in funzione o in carica senza sorveglianza.
- Non immergere il dispositivo in acqua. Pulire solo con un panno umido.
- Tenere i liquidi lontano dal dispositivo.
- Utilizzare solo su una superficie pulita e asciutta del corpo, come mostrato in questo materiale informativo.
- Non utilizzare Venom Go sulla pelle bagnata o su unguenti topici, soprattutto su quelli che contengono ingredienti che producono calore, poiché si potrebbero causare ustioni.
- Le ustioni possono verificarsi indipendentemente dalle impostazioni dei comandi. Controllare frequentemente la cute sotto il prodotto; ai primi segni di disagio, rimuovere immediatamente il dispositivo dal corpo e spegnerlo.
- Non posizionare oggetti metallici tra Venom Go e il corpo, comprese spille o altri dispositivi di fissaggio metallici.
- Non tentare di smontare il dispositivo.
- Non manomettere o alterare in alcun modo il dispositivo Venom Go.
- Controllare attentamente il dispositivo prima di ogni uso. Se mostra segni di deterioramento, come crepe, bolle o incrinature, contattare il produttore.
- Non utilizzare in ambienti in cui vengono utilizzati prodotti spray o in cui viene somministrato ossigeno.
- Non sedersi, premere o schiacciare il dispositivo Venom Go.
- Durante la conservazione del dispositivo, non schiacciarlo posizionando oggetti sopra di esso.
- La manutenzione e la pulizia non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO VENOM GO SENZA AVER PRIMA OTTENUTO L'APPROVAZIONE DEL MEDICO SE SUSSISTE UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- Gravidanza, diabete con complicanze quali neuropatia o danni alla retina, pacemaker, recente intervento chirurgico, epilessia o emicrania, ernia del disco, spondilolistesi, spondilolisi o spondilosi, protesi articolari o IUD recenti, placche o perni metallici o qualsiasi problema di salute. Soggetti delicati e bambini devono essere assistiti da un adulto durante l'utilizzo di qualsiasi dispositivo a vibrazione.

Queste controindicazioni non indicano che non è possibile utilizzare un dispositivo per l'esercizio fisico o a vibrazione, ma si consiglia di consultare prima un medico.

Le ricerche in corso riguardano gli effetti degli esercizi tramite vibrazioni per patologie mediche specifiche. Ciò probabilmente determinerà una riduzione dell'elenco delle controindicazioni rispetto a quello illustrato in precedenza. L'esperienza pratica ha dimostrato che l'integrazione di un dispositivo per l'esercizio fisico vibrante in un programma di trattamento è consigliabile in alcuni casi. Questo trattamento deve essere eseguito su consiglio e in compagnia di un medico, di uno specialista o di un fisioterapista.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Simbolo	Descrizione	Posizione
IP21	Grado di protezione contro la penetrazione di acqua	Sul pod
	Leggere le istruzioni prima dell'uso	Sul pod
— — —	Corrente continua	Sul pod e nel manuale
	Nome e indirizzo del produttore	Sul pod
	Raccolta differenziata per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questo contrassegno indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento non controllato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse e dei materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e ritiro oppure contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Questi soggetti possono infatti riciclare il prodotto nel rispetto dell'ambiente.	Sul pod
	Simbolo di attenzione per indicare che l'utente deve consultare le istruzioni per l'uso per importanti informazioni precauzionali come avvertenze e precauzioni che, per una serie di motivi, non possono essere esposte sul dispositivo medico stesso.	Sul pod e nel manuale
	Conformità europea	Sul pod
	Australia RCM	Sul pod
	Fabbricato in Cina	Sul pod
	Marchio UK	Sul pod
	Marchio NRTL Nord America	Sul pod
	Simbolo di riciclo	Sul pod

	Controllo del calore	Sul pod
	Accensione/spengimento	Sul pod
	Controllo delle vibrazioni	Sul pod

TECNOLOGIA WIRELESS BLUETOOTH®

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Hyperice è soggetto a licenza. Nell'improbabile eventualità di perdita di una connessione Bluetooth stabile, il sistema tenterà di ristabilire automaticamente la connessione. Il dispositivo Venom Go è completamente autonomo e continuerà a funzionare normalmente anche in caso di perdita della connettività. Se questo dispositivo causa interferenze, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo il dispositivo, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza cambiando l'orientamento o spostando il dispositivo, aumentando la distanza tra l'apparecchiatura e il dispositivo, o collegando il dispositivo alla presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato.

Il dispositivo Venom Go utilizza la tecnologia wireless Bluetooth 5.0 con le seguenti specifiche radio: ID FCC: 26AQW-VENOMGO, IC: 26929-VENOMGO, frequenza: da 2402 a 2480 MHz

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve provocare disturbi elettromagnetici e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo. Questo dispositivo è conforme alle norme RSS esenti da licenza Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze e (2) questo dispositivo deve accettare interferenze di ogni tipo, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC/ISED stabiliti per un ambiente non controllato e soddisfa le linee guida FCC sull'esposizione alle radiofrequenze (RF) e RSS-102 delle norme ISED sull'esposizione alle radiofrequenze (RF). Questa apparecchiatura emette livelli molto bassi di energia in RF che si ritiene siano conformi senza test del tasso di assorbimento specifico (SAR).

I cambiamenti o le modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle normative FCC. Tali limiti sono stati stabiliti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è tuttavia possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.

Nel caso in cui l'apparecchiatura causi interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per ricevere assistenza, rivolgersi al rivenditore.

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA INTERNA

Il dispositivo Venom Go è dotato di una batteria ricaricabile litio-polimero. La batteria interna ha lo scopo di consentire l'utilizzo del dispositivo Venom Go ovunque, anche quando non sono disponibili prese di corrente. Potrebbe essere necessario caricare il dispositivo Venom Go prima del primo utilizzo. La batteria completamente carica garantisce un uso continuo per oltre 35 minuti. Quando il dispositivo è collegato e non in uso, occorrono circa 2,5 ore per ricaricare completamente la batteria.

- Questo dispositivo contiene una batteria litio-polimero. Le batterie possono essere sostituite solo da un operatore qualificato con un attrezzo speciale. Per assistenza o riparazione, contattare Hyperice. Quando la batteria ha esaurito la propria vita utile,

il dispositivo deve essere smaltito correttamente. La batteria deve essere trattata conformemente alle norme di sicurezza presso un'apposita struttura per lo smaltimento o il riciclaggio dei rifiuti elettronici.



AVVERTENZA

- Non caricare il dispositivo Venom Go durante la notte né lasciarlo incustodito durante la ricarica o l'uso.
- Seguire tutte le istruzioni di ricarica e non caricare la batteria o il dispositivo al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni. Una ricarica non corretta o a temperature al di fuori dell'intervallo specificato può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.
- L'intervallo di temperatura nominale per la ricarica della batteria è di 0 °C ~ 45 °C (32 °F ~ 113 °F).
- In condizioni di utilizzo non ottimali, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria; evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, rivolgersi a un medico. Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
- Non utilizzare batterie o dispositivi danneggiati o modificati. Le batterie danneggiate o modificate possono presentare un comportamento imprevedibile e causare incendi, esplosioni o rischio di lesioni.
- La batteria utilizzata in questo dispositivo può presentare un rischio di incendio o di ustione chimica se utilizzata in modo errato. Non smontare o esporre il gruppo batterie o il dispositivo a incendi o temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 130 °C (265 °F) può causare esplosioni.
- In caso di perdite dalla batteria, evitare che i liquidi entrino in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
- In caso di rottura della batteria o di perdite o esplosioni di notevole entità, evacuare l'area e mettere in quarantena l'area contaminata. Fornire una buona ventilazione per eliminare fumi, gas o odori pungenti.
- Occhi: risciacquare gli occhi con abbondante acqua per 15 minuti; consultare immediatamente un medico.
- Pelle: sciacquare l'area interessata con abbondante acqua e sapone o fare una doccia per 15 minuti.
- Inhalazione: esporre la persona all'aria aperta e, se necessario, praticare la respirazione artificiale; se necessario, consultare un medico.
- Ingestione: consultare immediatamente un medico o il centro antiveleni locale
- Smaltire immediatamente la batteria usata. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non smontare e non gettare nel fuoco.

RICARICA



AVVERTENZA

Per la ricarica, collegare il cavo USB-C alla porta di ricarica della batteria e inserire il cavo in un adattatore USB-A. Quindi, collegare l'adattatore alla presa a muro. Caricare completamente la batteria per un massimo di tre ore prima del primo utilizzo. Una spia LED si accende per visualizzare il livello della batteria e indicare che la batteria è in carica. La carica completa è indicata quando la spia LED smette di lampeggiare e rimane completamente illuminata in verde. La pressione del pulsante di accensione consente di accendere il dispositivo e di visualizzare il livello della batteria. Il dispositivo può essere ricaricato in qualsiasi momento e a qualsiasi livello di carica. Si sconsiglia di scaricare completamente la batteria fino al livello del LED arancione. Per prolungare al meglio la durata della batteria, ricaricare il dispositivo una volta al mese.

FUNZIONAMENTO

Assicurarsi che la batteria sia carica. Staccare il cuscinetto Venom Go dalla custodia e posizionarlo sulla parte del corpo desiderata. Sul pod, premere il pulsante di accensione per attivare il dispositivo. Il logo Hyperice si illumina in rosso per indicare che il dispositivo Venom Go è attivato. Scegliere le opzioni di calore e vibrazione desiderate. Quindi, collegare il pod al cuscinetto utilizzando il collegamento magnetico. Il dispositivo si avvia automaticamente quando il pod si collega al cuscinetto. È possibile regolare il calore o la vibrazione impostandoli su nuovi livelli in qualsiasi momento. Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti senza ulteriori input. Il dispositivo vibra due volte per indicare la fine di una sessione o vibra tre volte quando la batteria è scarica. Al termine dell'utilizzo del dispositivo Venom Go, far aderire il cuscinetto alla

custodia per la conservazione. Il tempo di funzionamento medio è di circa 35 minuti al livello di calore 3 e più lungo a livelli inferiori. Ciascun cuscinetto dura fino a 20 applicazioni.


CONNESSIONE ALL'APP HYPERICE

Per connettere il proprio dispositivo all'app Hyperice tramite Bluetooth®, assicurarsi che il dispositivo sia attivato, che il Bluetooth® sia attivato sul proprio telefono e che il dispositivo si trovi nel raggio del telefono. Il LED Bluetooth sul pod lampeggia in blu, il che significa che è in attesa di associazione. Se richiesto, toccare "Cerca dispositivi". Selezionare il proprio dispositivo quando viene visualizzato sulla schermata. Dopo aver associato il dispositivo Venom Go, HyperSmart™ consente di avviare automaticamente la sessione e controllare le impostazioni di calore e vibrazione dall'app Hyperice.

MANUTENZIONE, PULIZIA E CONSERVAZIONE

Dopo l'uso, riapplicare il cuscinetto alla custodia e riporlo in un luogo fresco e asciutto. Utilizzare un asciugamano o un panno morbido per rimuovere l'umidità dal dispositivo. Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore, liquidi, bambini e animali domestici.

SPECIFICHE



1. Pod Venom Go
2. Indicatori dell'andamento della vibrazione
3. Pulsante dell'andamento della vibrazione
4. Porta di ricarica
5. Indicatore di durata della batteria
6. Pulsante di accensione (accensione/spegnimento)
7. Indicatore Bluetooth®
8. Indicatori del livello di calore
9. Pulsante del livello di calore
10. Collegamento magnetico al cuscinetto
11. Cuscinetto Venom Go
12. Collegamento magnetico al dispositivo

Frequenza di vibrazione: 88 Hz

Calore: Livello 1: 40,5 °C (105 °F), Livello 2: 42,8 °C (109 °F), Livello 3: 45 °C (113 °F)

Peso: Pod: 70,8 g (2,5 oz.), cuscinetto singolo: 17,0 g (0,6 oz.), cavo USB-C: 14,1 g (0,5 oz.)



ATTENZIONE

Non destinato all'uso medico negli ospedali. Per uso domestico o commerciale.

Quando non viene utilizzato, si consiglia di conservare il dispositivo a una temperatura compresa tra -10 °C (14 °F) ~ 25 °C (77 °F).

GARANZIA

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di Hyperice. Visitare il sito Web.hyperice.com/warranty per verificare la garanzia nel proprio Paese.



SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS NESUNAIKINKITE



PRIEŠ NAUDODAMI „VENOM GO“, PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS.



PAVOJUS

Norėdami sumažinti pavojų patirti elektros smūgį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Visada atjunkite šį įrenginį nuo maitinimo lizdo iš karto po įkrovimo ir prieš valydami ar naudodami.
- Neimkite į vandenį įkirusio įrenginio. Nedelsdami atjunkite jį nuo maitinimo lizdo.
- Nenaudokite prietaiso maudydamiesi vonioje ar duše.
- Nedėkite ar nelaikykite įrenginio ten, kur jis gali nukristi ar būti įtrauktas į vonią ar kriauklę. Neužpildykite vandens ar kitų skysčių ant prietaiso ir nepamirškite jį juos prietaiso.
- Laikykite sausoje vietoje. Neekspluatuokite įrenginio, jeigu jis šlapias ar drėgnas.



ĮSPĖJIMAS

Prieš naudodamiesi įrenginiu, perskaitykite visus saugos įspėjimus ir instrukcijas. Jeigu nesilaikysite įspėjimų ir instrukcijų, galimas elektros smūgis, gaisras ir (arba) sunkus sužalojimas.



ĮSPĖJIMAS

SIEKIANČI SUMAŽINTI NUDEGIMŲ, ELEKTROS SMŪGIO, GAIŠRO IR ASMENS SUŽALOJIMO PAVOJŲ, ŠIS PRODUKTAS TURI BŪTI NAUDOJAMAS PAGAL TOLIAU PATEIKTAS INSTRUKCIJAS:

- Naudokite įrenginį tik pagal šiose instrukcijose nurodytą paskirtį.
- Tai nėra žaislas. Skirta naudoti tik suaugusiems asmenims. Nenaudokite, jei yra sužalojimų.
- Jeigu įrenginys prijungtas prie elektros energijos maitinimo, niekada nepalikite jo be priežiūros. Visada atjunkite šį įrenginį nuo maitinimo lizdo iš karto po įkrovimo ir prieš naudodami ar valydami. Kai įrenginio nenaudojate, prieš uždedami ar nuimdami dalis, atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- Nenaudokite prietaiso po antklode ar pagalve. Jam perkaitus gali kilti gaisras, galima patirti smūgį ar sužalojimą.
- Niekada nenaudokite įrenginio apgadintu laidu ar kištuku, jei jis veikia netinkamai, buvo nukritęs ar apgadintas arba sušlapo. Sugrąžinkite įrenginį į techninės priežiūros centrą, kad būtų patikrintas ir suremontuotas.
- Neneškite įrenginio paėmę už laido ir nenaudokite laido kaip rankenos.
- Laikykite laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių.
- Niekada į angą nemeskite ir neikiškite jokio objekto.
- Tinka naudoti TIK sausoje vietoje. Nenaudokite laue ar ant šlapių paviršių, saugokite nuo vandens ar lietaus.
- Produktą naudokite tik pagal šias instrukcijas. Be to, instrukcijas galite rasti hyperice.com.
- Įkaitusiais paviršiais naudokitės atsargiai. Gali sukelti sunkių nudegimų. Nenaudokite neįtauriuose odos vietose ar ten, kur yra prasta apytaka. Vaikams ar neįgaliesiems asmenims karščiu naudojantis be priežiūros, gali kilti pavojus.

- Nepaisant valdymo nustatymų, galima pakankamai aukšta temperatūra, kuri gali sukelti nudegimų. Nenaudokite vaikams ar neįgaliesiems arba asmeniui miegant ar netekus sąmonės. Nenaudokite ant neįautrios odos ar asmenims su prasta kraujotaka. Dažnai tikrinkite odą, kuri liečiasi su prietaiso įkaitusia sritimi, kad sumažintumėte pūslių riziką. Atsiradus pirmiesiems diskomforto požymiams, nedelsdami atitraukite nuo kūno ir išjunkite.
- Šio įrenginio neturėtų naudoti karščiui neįautrūs žmonės ir kiti labai pažeidžiami asmenys, kurie negali reaguoti į perkaitimą.
- Jeigu įrenginys dėvimas miegant, o valdikliai nustatyti ties tam tikra temperatūra, galimi naudotojo odos nudegimai ar karščio smūgis.
- Netraiškykite. Stenkitės nelankstyti aštriomis klostėmis. Nelankstykite „Venom Go“ pagalvėles naudojimo metu.
- Nekeiskite ir nebandykite remontuoti įrenginio. Dalių, kurių techninę priežiūrą turi atlikti naudotojas, nėra. Dėl techninės priežiūros susisiekite su „Hyperice“.
- Užkirskite kelią atsitiktiniam įjungimui. Prieš paimdami, nešdami ar saugodami įrenginį, patikrinkite, ar maitinimo mygtukas yra išjungimo padėtyje.



PERSPĖJIMAS

Naudojantis elektros įrenginiu, visada reikėtų imtis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant nurodytas toliau:

- Škirta naudoti tik suaugusiems asmenims.
- Šis įrenginys nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiais fiziniais, jutiminiais arba protiniais gebėjimais arba asmenims, kuriems trūksta patirties ir žinių, kaip naudoti įrenginį, išskyrus tuos atvejus, kai jie prižiūrimi arba už jų saugumą atsakingo asmens apmokyti, kaip naudoti įrenginį.
- Mažesni nei trejų metų vaikai neturėtų naudoti šio įrenginio dėl nesugebėjimo reaguoti į perkaitimą.
- Įrenginio paviršius yra įkaitęs. Naudojamiesi įrenginiu, karščiui jautrūs asmenys turėtų būti atsargūs.
- Šio įrenginio neturėtų naudoti karščiui neįautrūs žmonės ir kiti labai pažeidžiami asmenys, kurie negali reaguoti į perkaitimą.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su įrenginiu.
- Įkrovę arba prieš naudojimą atjunkite įkroviklį nuo baterijos. „Venom Go“ neveiks, kai įkroviklis yra prijungtas prie baterijos.
- Niekada nepalikite „Venom Go“ veikti ar krautis be priežiūros.
- Nepanardinkite įrenginio į vandenį. Valykite tik drėgna šluoste.
- Skysčius laikykite atokiai nuo įrenginio.
- Naudokite tik ant sauso ir švaraus kūno paviršiaus, kaip parodyta instrukcijose.
- Nenaudokite „Venom Go“ ant šlapios odos ar paviršinio naudojimo tepalo, ypač jeigu jo sudėtyje yra šildančių sudedamųjų dalių, nes galimi odos nudegimai.
- Nudegimai galimi nepaisant valdymo nustatymų. Dažnai tikrinkite odą po produktu ir, atsiradus pirmiesiems diskomforto požymiams, nedelsdami atitraukite nuo kūno ir išjunkite.
- Tarp „Venom Go“ ir kūno nedėkite jokių metalinių daiktų, įskaitant smeigtukus arba kitas metalines tvirtinimo detales.
- Nebandykite išrinkti.
- Jokiais būdais nekeiskite ir nemodifikuokite „Venom Go“.
- Prieš kiekvieną naudojimą atidžiai patikrinkite įrenginį. Jeigu matyti kokių nors būklės pablogėjimo požymių, pvz., iškilimų, pūslių ar įtrūkimų, susisiekite su gamintoju.
- Nenaudokite vietoje, kur naudojami aerosoliniai (purškiami) produktai ar tiekiamas deguonis.
- Nesėdėkite ant „Venom Go“, nespauskite jo ir netraiškykite.
- Netraiškykite įrenginio, ant jo dėdami daiktus saugojimo metu.
- Vaikai be priežiūros negali valyti ir atlikti prietaiso priežiūros veiksmų.

NENAUDOKITE „VENOM GO“, PRIEŠ TAI NEGAVĘ LEIDIMO IŠ SAVO GYDYTOJO, ESANT VIENAI IŠ TOLIAU NURODYTŲ SITUACIJŲ:

- nėštumui, diabetui su komplikacijomis, pvz., neuropatija ar tinklainės pažeidimas, esant implantuotiems širdies stimulatoriams, jei jums neseniai atlikta operacija, sergant epilepsija ar esant migrenai, disko išvaržai, spondilolistezei, spondilolizei, neseniai atlikus sąnarių keitimo operaciją ar naudojant intrauterines priemones, įvedus metalinius kaiščius ar plokšteles arba esant kokių nors sveikatos problemų. Naudojant vibracinį prietaisą silpnos sveikatos asmenys ir vaikus turi prižiūrėti suaugęs asmuo.

Šios kontraindikacijos nereiškia, kad negalite naudoti vibracinio ar mankštos įrenginio, bet patartina prieš tai pasitarti su savo gydytoju.

Vykdomi vibracijos pratimų poveikio specifiniams medicininiams sutrikimams tyrimai. Tai turbūt sutrumpins pirmiau pateiktą kontraindikacijų sąrašą. Praktinė patirtis parodė, kad vibracinių pratimų integravimas į gydymo planą yra rekomenduojamas daugeliu atvejų. Tai turi būti daroma vadovaujantis gydytojo, specialisto ar kineziterapeuto patarimais ir kartu su juo.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Simbolis	Aprašymas	Vieta
IP21	Apsaugos nuo vandens patekimo į vidų laipsnis	Ant valdymo bloko
	Prieš naudodami perskaitykite instrukcijas	Ant valdymo bloko
	Nuolatinė srovė	Ant valdymo bloko ir vadove
	Gamintojo pavadinimas ir adresas	Ant valdymo bloko
	Atskiras nebenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos surinkimas. Šis ženklas rodo, kad ES teritorijoje šio produkto nereikėtų išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekdami išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai perdirbkite jį, kad skatintumėte tvarų materialinių išteklių pakartotinį naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis ir susisiekite su mažmeninės prekybos atstovu, iš kurio įsigijote produktą. Jis gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.	Ant valdymo bloko
	Perspėjimo simbolis nurodo, kad naudotojas privalo atsižvelgti į svarbią informaciją naudojimo instrukcijose, pvz., įspėjimus ir atsargumo priemones, kurios dėl vienokių arba kitokių priežasčių negali būti nurodytos ant paties medicininio įrenginio.	Ant valdymo bloko ir vadove
	Europos atitiktis	Ant valdymo bloko
	Australijos RCM	Ant valdymo bloko
	Pagaminta Kinijoje	Ant valdymo bloko
	JK ženklas	Ant valdymo bloko
	Šiaurės Amerikos NRTL ženklas	Ant valdymo bloko
	Perdirbimo simbolis	Ant valdymo bloko
	Šilumos kontrolė	Ant valdymo bloko
	Maitinimo įjungimas / išjungimas	Ant valdymo bloko
	Vibracijos kontrolė	Ant valdymo bloko

BELAIĐE „BLUETOOTH“ TECHNOLOGIJA

„Bluetooth“ žodinis ženklas ir logotipai priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“. „Hyperice“ naudoja tokius ženklus pagal licenciją. Mažai tikėtina stabilus „Bluetooth“ ryšio praradimo atveju sistema

bandys vėl užmegzti ryšį automatiškai. „Venom Go“ yra visiškai autonomiškas prietaisas, todėl veiks įprastai net ir nutrukus ryšiui. Jei šis įrenginys kelia trukdžius (tai galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrenginį), naudotojas gali pabandyti pašalinti juos pakeisdamas įrenginio padėtį ar vietą, padidindamas skiriamąjį atstumą tarp įrangos ir įrenginio arba prijungdamas įrenginį (jei jis yra prijungtas) prie kito elektros grandinės lizdo.

Įrenginys „Venom Go“ naudoja belaidę „Bluetooth 5.0“ technologiją su šiomis radijo ryšio specifikacijomis: FCC ID: 2AWQY-VENOMGO, IC: 26929-VENOMGO, dažnis: nuo 2402 iki 2480 MHz

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Jo veikimas priklauso nuo dviejų sąlygų: (1) šis įrenginys negali skleisti kenksmingų trukdžių, ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą jo veikimą. Šis įrenginys atitinka „Industry Canada“ RSS standartą (-us) prietaisams, kuriems nereikia licencijos. Jo veikimas priklauso nuo dviejų sąlygų: (1) šis prietaisas negali skleisti trukdžių, ir (2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą jo veikimą.

Ši įranga atitinka FCC / ISED spinduliuotės poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai, ir FCC radijo dažnių (RF) poveikio gaires bei RSED-102 ISED radijo dažnių (RF) poveikio taisykles. Įranga turi labai mažą radijo dažnių energijos kiekį, laikoma, kad jis atitinka reikalavimus neišbandžius specifinio sugerties greičio (SAR).

Pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtina už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti vartotojo teisę eksploatuoti įrangą.

Įranga išbandyta ir buvo nustatyta, kad ji atitinka pagal FCC taisyklių 15 dalį B klasės skaitmeniniam prietaisui taikomus apribojimus. Šie apribojimai sukurti taip, kad užtikrintų pagrįstą apsaugą nuo kenksmingų trukdžių gyvenamosiose patalpose. Įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją, o jei ji nebus sumontuota ir naudojama pagal instrukcijas, gali sukelti kenksmingų radijo ryšio trukdžių. Vis dėlto, nėra jokios garantijos, kad tam tikrame įrenginyje nebus trukdžių.

Jei įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos trukdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, vartotojas raginamas pabandyti pašalinti trukdžius taikydamas vieną ar kelias iš šių priemonių:

- Pakreipkite arba perkelkite priėmimo anteną.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie lizdo kitoje grandinėje nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas.
- Pagalbos kreipkitės į prekybos atstovą.

VIDINĖS BATERIJOS DUOMENYS

„Venom Go“ įrenginyje yra įrengta įkraunama ličio polimerų baterija. Dėl šios vidinės baterijos „Venom Go“ leidžiama naudoti bet kur, net vietose, kuriose nėra elektros maitinimo lizdo. Prieš pirmąjį naudojimą „Venom Go“ gali reikėti įkrauti. Visiškai įkrauta baterija užtikrina 35+ minutes nenutrūkstanto naudojimo. Prijungus įrenginį prie elektros energijos maitinimo ir jo nenaudojant, baterija visiškai įkraunama maždaug per 2,5 valandas.

- Šiame įrenginyje yra ličio polimerų baterija. Baterija gali keisti tik įgudę darbuotojai, naudodamiesi specialiais įrankiais. Dėl techninės priežiūros ir remonto susisieki su „Hyperice“. Kai baterijos eksploatacijos laikotarpis baigiasi, įrenginį reikia tinkamai išmesti. Akumuliatorių būtina saugiai likviduoti pristatant į atitinkamą elektroninių atliekų likvidavimo ar perdirbimo įstaigą.



ĮSPĖJIMAS

- Nepalikite krauti „Vynom Go“ per naktį ir nepalikite jo be priežiūros, kai jis yra įkraunamas ar naudojamas.
- Laikykitės visų įkrovimo instrukcijų ir nekraukite sudėtinės baterijos ar įrenginio už instrukcijose nurodyto temperatūros intervalo ribų. Jeigu įkraunama netinkamai arba temperatūrai esant už nurodyto intervalo ribų, baterija gali būti sugadinta ir padidėja gaisro rizika.
- Nominalus temperatūros intervalas baterijai įkrauti yra 0 – 45 °C (32 – 113 °F).
- Esant netinkamoms sąlygoms, iš baterijos gali išsiskirti skystis, venkite sąlyčio. Atsitiktinio sąlyčio atveju nuplaukite vandeniu. Jeigu skystis patenka į akis, kreipkitės medicininės pagalbos. Iš baterijos išsiskyręs skystis gali sukelti sudirginimą ar nudegimą.

- Nenaudokite pažeistos arba pakeistos sudėtinės baterijos ar įrenginio. Pažeistos arba pakeistos baterijos elgesys gali būti nuspėjamas, dėl to gali kilti gaisras, sprogitas ir sužalojimo pavojus.
- Netinkamai elgiantis su šiaime įrenginyje naudojama baterija, ji gali sukelti gaisrą ar cheminio nudegimo pavojų. Neišrinkite sudėtinės baterijos ar įrenginio, saugokite juos nuo ugnies ar per aukštos temperatūros. Ugnies atveju arba esant aukštesnei nei 130 °C (265 °F) temperatūrai, galimas sprogitas.
- Nuotėkio iš sudėtinės baterijos atveju neleiskite skysčiui patekti ant odos ar į akis. Sąlyčio atveju paveiktą sritį nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės medicininės pagalbos.
- Baterijos įtrūkimo, didelio nuotėkio ar sprogitimo atveju evakuokite sritį ir izoliuokite užterštą sritį. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, kad pašalintumėte garus, dujas arba stiprius kvapus.
- Akys – skalaukite akis dideliu kiekiu vandens 15 minučių; nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.
- Oda – paveiktą sritį nuplaukite dideliu kiekiu vandens su muilu arba prauskitės duše 15 minučių.
- Įkvėpus – asmenį išveskite į šviežią orą ir, jeigu reikia, naudokite dirbtinio kvėpavimo priemonės; jeigu reikia, kreipkitės medicininės pagalbos.
- Priėjus – nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vietinį apsinuodijimų kontrolės centrą.
- Skubiai išmeskite panaudotą bateriją. Laikykite atokiau nuo vaikų. Neišardykite ir nemeskite į ugnį.

KROVIMAS



Norėdami įkrauti, įjunkite USB-C laidą į baterijos įkrovimo prievadą ir įjunkite laidą į USB-A adapterį. Tada adapterį įjunkite į sieninį lizdą. Prieš naudodami pirmą kartą, visiškai įkraukite bateriją iki trijų valandų. Mirksės LED lemputės, rodančios baterijos įkrovos lygį ir aktyvų krovimą. Kai visiškai įkraunama, LED lemputė nebemirksi ir nuolat dega žalia šviesa. Paspaudus maitinimo mygtuką, įrenginys įsijungs ir bus rodomas baterijos įkrovos lygis. Įrenginį galima įkrauti bet kada ir esant bet kokiai baterijos įkrovai. Nerekomenduojama visiškai išseikvoti baterijos iki oranžinio LED lygio. Norėdami maksimaliai pailginti baterijos tarnavimo laiką, kartą per mėnesį įkraukite įrenginį.

VEIKIMAS

Patikrinkite, ar baterija yra įkrauta. Nuplėškite „Venom Go“ pagalvėlę nuo išklojos ir padėkite ją ant pagedaujanamos kūno vietos. Ant valdymo bloko paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį. „Hyperice“ logotipas švies raudonai, o tai reiškia, kad „Venom Go“ yra įjungtas. Pasirinkite pagedaujanamas karščio ir vibracijos parinktis. Tada valdymo bloką pritvirtinkite prie pagalvėlės naudodamiesi magnetine jungtimi. Įrenginys automatiškai pasileis, kai valdymo blokas prisijungs prie pagalvėlės. Bet kada galite iš naujo nustatyti karštį ar vibraciją. Jeigu nejedami jokie kiti duomenys, įrenginys išsijungs automatiškai po 10 minučių. Įrenginys du kartus suvibruos, o tai reiškia seanso pabaigą, arba suvibruos tris kartus, kai baterija išsikraus. Kai baigiate naudotis „Venom Go“, priklijuokite pagalvėlę ant išklojos saugojimui. Vidutinis veikimo laikas yra maždaug 35 minutes, kai karštis yra trečiojo lygio, ir ilgiau, kai karščio lygis yra žemesnis. Kiekviena pagalvėlė gali būti naudojama iki 20 kartų.


PRIJUNGIMAS PRIE „HYPERICE“ PROGRAMĖLĖS

Norėdami prijungti įrenginį prie „Hyperice“ programėlės per „Bluetooth®“, pasirinkite, kad įrenginys būtų įjungtas, telefone būtų įjungtas „Bluetooth®“ ir įrenginys būtų netoli telefono. „Bluetooth“ LED ant valdymo bloko mirksės mėlyna spalva, o tai reiškia, kad laukiama susijimo. Jeigu rodomas raginimas, palieskite „Scan for Devices“ (Nuskaityti įrenginius) Kai ekrane pasirodys jūsų įrenginys, pasirinkite jį. Kai susiesite savo „Venom Go“, „HyperSmart™“ leis automatiškai pradėti seansą ir valdyti karščio ir vibracijos nustatymus naudojantis „Hyperice“ programėle.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA, VALYMAS IR SAUGOJIMAS

Po naudojimo vėl priklijuokite pagalvėlę ant išklojos ir saugokite vėsioje, sausoje vietoje. Bet kokią susikaupusią drėgmę nuvalykite nuo įrenginio rankšluosčiu arba minkšta šluoste. Laikykite įrenginį atokiau nuo karščio šaltinių, skysčių, vaikų ir gyvūnų.

TECHNINIAI DUOMENYS



1. „Venom Go“ valdymo blokas
2. Vibracijos modelio indikatoriai
3. Vibracijos modelio mygtukas
4. Krovimo prievadas
5. Baterijos veikimo laiko indikatorius
6. Maitinimo mygtukas (įj. / išj.)
7. „Bluetooth®“ indikatorius
8. Karščio lygio indikatoriai
9. Karščio lygio mygtukas
10. Pagalvėlės tvirtinimo magnetinė jungtis
11. „Venom Go“ pagalvėlė
12. Įrenginio tvirtinimo magnetinė jungtis

Vibracijos dažnis: 88 Hz

Karštis: 1 lygis – 40,5 °C (105 °F), 2 lygis – 42,8 °C (109 °F), 3 lygis – 45 °C (113 °F)

Svoris: blokas – 70,87 g (2,5 oz), viena pagalvėlė – 17,01 g (0,6 oz), USB-C laidas – 14,17 g (0,5 oz).



PERSPĖJIMAS

Neskirtas medicininiam naudojimui ligoninėse. Skirtas naudoti namų ūkyje arba komerciniais tikslais.

Kai įrenginys nenaudojamas, jį rekomenduojama saugoti nuo -10 iki 25 °C temperatūroje.

GARANTIJA

Šiam produktui galioja „Hyperice“ ribota garantija. Norėdami peržiūrėti savo šalyje galiojančią garantiją, apsilankykite hyperice.com/warranty.

ARAHAN KESELAMATAN PENTING JANGAN BUANG LAMPIRAN INI



BACA SEMUA ARAHAN SEBELUM MENGGUNAKAN VENOM GO.



BAHAYA

Untuk mengurangkan risiko renjatan elektrik:

- Pastikan plag peranti ditanggalkan daripada punca kuasa elektrik dengan segera selepas peranti dicas dan sebelum peranti dibersihkan atau digunakan.
- Jangan ambil peranti yang terjatuh ke dalam air. Cabut plag dengan serta-merta.
- Jangan gunakan peranti semasa mandi atau di bawah pancuran air.
- Jangan letakkan atau simpan peranti di tempat yang boleh menyebabkan item tersebut terjatuh atau tertarik ke dalam tab mandi atau sinki. Jangan letakkan atau jatuhkan peranti ke dalam air atau cecair lain.
- Pastikan peranti sentiasa kering. Jangan kendalikan peranti dalam keadaan basah atau lembap.



AMARAN

Baca semua amaran dan arahan keselamatan sebelum menggunakan peranti ini. Kegagalan untuk mematuhi amaran dan arahan boleh mengakibatkan kejutan elektrik, kebakaran dan/atau kecederaan serius.



AMARAN

UNTUK MENGURANGKAN RISIKO MELECUR, KEJUTAN ELEKTRIK, KEBAKARAN DAN KECEDEeraan, PRODUK INI MESTILAH DIGUNAKAN MENGIKUT ARAHAN BERIKUT:

- Gunakan peranti ini hanya untuk tujuan yang diterangkan dalam manual ini.
- Unit ini bukan mainan. Untuk kegunaan orang dewasa sahaja. Jangan gunakan unit jika anda cedera.
- Jangan biarkan peranti ini tanpa pengawasan semasa plag disambungkan kepada punca kuasa. Pastikan plag peranti ini ditanggalkan daripada punca kuasa elektrik dengan segera selepas dicas, sebelum digunakan dan sebelum dibersihkan. Tanggalkan plag daripada punca kuasa elektrik apabila peranti tidak digunakan dan sebelum mana-mana komponen peranti disambung atau ditanggalkan.
- Jangan kendalikan peranti di bawah selimut atau bantal. Pemanasan yang melampau boleh berlaku dan menyebabkan kebakaran, renjatan elektrik atau kecederaan.
- Jangan sekali-kali kendalikan peranti ini jika kord atau plag peranti rosak, jika peranti tidak berfungsi dengan betul, jika peranti terjatuh atau rosak atau jika peranti basah. Kembalikan peranti ke pusat servis untuk pemeriksaan dan pembaikan.
- Jangan bawa peranti ini dengan memegang kord atau menggunakan kord sebagai pemegang.

- Jauhkan kord dari permukaan yang panas.
- Jangan sekali-kali jatuhkan atau masukkan objek ke dalam mana-mana bukaan.
- Untuk kegunaan di lokasi yang kering SAHAJA. Jangan gunakan peranti di luar bangunan atau di atas permukaan yang basah dan jangan dedahkan peranti kepada air atau hujan.
- Gunakan produk ini mengikut arahan penggunaan dalam lampiran yang disediakan. Selain lampiran yang disertakan, arahan penggunaan juga boleh diperoleh melalui hyperice.com.
- Gunakan permukaan yang panas dengan berhati-hati. Risiko kelecuman yang serius. Jangan gunakan peranti pada kawasan kulit yang tidak sensitif terhadap haba atau jika peredaran darah tidak lancar. Penggunaan oleh kanak-kanak atau individu kurang upaya tanpa pengawasan adalah berisiko.
- Suhu yang cukup tinggi untuk menyebabkan kelecuman boleh dicapai tanpa mengira tetapan kawalan. Jangan gunakan peranti pada bayi, golongan kurang upaya, individu yang sedang tidur atau tidak sedarkan diri. Jangan gunakan pada kulit yang tidak sensitif terhadap haba atau pada individu dengan peredaran darah yang tidak lancar. Periksa kawasan kulit yang bersentuhan dengan bahagian peranti yang panas dengan kerap untuk mengelakkan risiko pelepuhan. Tanggalkan peranti daripada badan dengan segera dan matikan peranti sebaik sahaja muncul tanda ketidakselesaan.
- Peranti ini tidak boleh digunakan oleh individu yang tidak sensitif terhadap haba dan individu lain yang berisiko dan tidak mampu bertindak balas terhadap pemanasan melampau.
- Sekiranya peranti digunakan semasa tidur dengan suhu ditetapkan pada mana-mana tahap sekalipun, pengguna peranti boleh mengalami kelecuman kulit atau strok haba.
- Jangan pijak, himpit atau tekan peranti. Elakkan melipat peranti dengan lipatan yang jelas. Jangan lipat pad Venom Go semasa digunakan.
- Jangan ubah suai atau cuba untuk memperbaiki peranti. Tidak mengandungi sebarang komponen yang boleh dibaiki sendiri oleh pengguna. Sila hubungi Hyperice untuk memservis peranti.
- Elakkan peranti daripada terpasang tanpa sengaja. Pastikan butang kuasa peranti berada dalam kedudukan tutup (dimatikan) sebelum peranti diangkat, dibawa atau disimpan.



PERINGATAN

Semasa menggunakan peranti elektrik, langkah pencegahan asas mestilah sentiasa dipatuhi, termasuk yang berikut:

- Untuk kegunaan orang dewasa sahaja.
- Peranti ini tidak sesuai untuk digunakan oleh individu (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau intelek, atau yang kurang pengalaman dan pengetahuan tentang cara mengendalikan peranti, melainkan dengan pengawasan atau selepas diajar cara menggunakan peranti oleh individu lain yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
- Kanak-kanak berumur bawah tiga tahun tidak boleh menggunakan peranti ini kerana mereka tidak mampu bertindak balas terhadap pemanasan yang melampau.
- Peranti ini memiliki permukaan yang boleh dipanaskan. Individu yang sensitif terhadap haba mesti berhati-hati semasa menggunakan peranti ini.
- Peranti ini tidak boleh digunakan oleh individu yang tidak sensitif terhadap haba dan individu lain yang berisiko dan tidak mampu bertindak balas terhadap pemanasan melampau.
- Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan peranti ini.
- Tanggalkan pengecas daripada bateri selepas mengecas atau sebelum menggunakan peranti. Venom Go tidak akan berfungsi apabila pengecas disambungkan kepada bateri.
- Jangan biarkan Venom Go beroperasi atau dicas tanpa pengawasan.
- Jangan rendam peranti dalam air. Cuci peranti dengan kain lembap sahaja.
- Jauhkan peranti daripada cecair.
- Gunakan peranti pada permukaan badan yang kering dan bersih sahaja seperti yang ditunjukkan dalam lampiran arahan penggunaan ini.
- Jangan gunakan Venom Go pada kulit yang basah atau dengan ubat sapu, terutamanya yang mengandungi bahan yang menghasilkan haba kerana hal ini boleh mengakibatkan kelecuman kulit.
- Kelecuman boleh berlaku tanpa mengira tetapan kawalan. Periksa bahagian kulit yang bersentuhan dengan produk dengan kerap. Tanggalkan peranti daripada badan dengan segera dan matikan peranti sebaik sahaja muncul tanda ketidakselesaan.
- Jangan letakkan sebarang objek logam di antara Venom Go dengan badan pengguna, termasuk pin atau kancing lain yang diperbuat daripada logam.
- Jangan ceraikan komponen peranti.
- Jangan usik atau ubah Venom Go dengan apa-apa jua cara.
- Periksa peranti dengan teliti setiap kali sebelum digunakan. Hubungi pengilang jika terdapat tanda kerosakan, seperti penjarangan, pengelembungan atau rekahan.

- Jangan kendalikan peranti di tempat produk aerosol (semburan) digunakan atau di tempat oksigen diberikan.
- Jangan tekan, pijak atau duduk di atas Venom Go.
- Jangan himpit peranti dengan meletakkan objek berat di atasnya semasa penyimpanan.
- Pembersihan dan penyelenggaraan oleh pengguna tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.

JANGAN GUNAKAN VENOM GO TANPA MENDAPATKAN KELULUSAN DARIPADA DOKTOR ANDA DAHULU SEKIRANYA ANDA:

- Hamil, menghidap diabetes dengan komplikasi seperti neuropati atau kerosakan retina, memakai perentak jantung, baru menjalani pembedahan, menghidap epilepsi atau migrain, hernia cakera, spondilolistesis, spondilolisis atau spondilosis, baru menjalani penggantian sendi atau pemasangan IUD, pin atau plat logam atau jika anda mempunyai sebarang kebimbangan tentang kesihatan fizikal anda. Individu yang lemah dan kanak-kanak seharusnya ditemani oleh orang dewasa semasa menggunakan sebarang peranti getaran.

Kontraindikasi ini tidak bermaksud anda tidak boleh menggunakan peranti getaran atau senaman tetapi kami menasihatkan agar anda mendapatkan nasihat doktor dahulu.

Penyelidikan yang berterusan sedang dijalankan terhadap kesan senaman getaran untuk gangguan perubatan khusus. Perkara ini mungkin akan menyebabkan pemendekan senarai kontraindikasi seperti yang ditunjukkan di atas. Pengalaman praktikal menunjukkan bahawa penyepaduan peranti senaman getaran dalam pelan rawatan disyorkan dalam kes tertentu. Perkara ini mesti dilakukan mengikut nasihat dan dengan pengawasan doktor, pakar atau ahli fisioterapi.

SIMPAN ARAHAN INI

Simbol	Perihal	Lokasi
IP21	Tahap perlindungan terhadap kemasukan air	Pada pod
	Baca arahan sebelum menggunakan	Pada pod
	Arus terus	Pada pod dan dalam manual
	Nama dan alamat pengilang	Pada pod
	Pengumpulan berasingan untuk sisa peralatan elektrik dan elektronik. Tanda ini bermaksud produk ini tidak patut dilupuskan dengan sisa domestik yang lain di seluruh EU. Untuk mengelakkan kemungkinan bahaya terhadap alam sekitar atau kesihatan manusia akibat pelupusan sisa yang tidak terkawal, kitar semula peranti anda dengan bertanggungjawab. Langkah ini menggalakkan penggunaan semula sumber bahan peranti secara lestari. Untuk memulangkan peranti anda yang telah digunakan, sila gunakan sistem pemulangan dan pengumpulan atau hubungi penjual yang menjual peranti tersebut. Mereka boleh mengambil produk tersebut untuk dikitar semula secara selamat.	Pada pod
	Simbol peringatan yang menandakan pengguna perlu merujuk arahan penggunaan untuk mendapatkan maklumat peringatan penting seperti amaran dan langkah berjaga-jaga yang, atas pelbagai sebab, tidak dapat dipaparkan pada peranti perubatan tersebut.	Pada pod dan dalam manual
	Pematuhan Eropah (European Conformity)	Pada pod

	Tanda Pematuhan Kawal Selia Australia (Australia RCM)	Pada pod
	Buatan China	Pada pod
	Tanda Penilaian Pematuhan UK (UKCA)	Pada pod
	Tanda Makmal Ujian Diiktiraf (NRTL) Amerika Utara	Pada pod
	Simbol kitar semula	Pada pod
	Kawalan haba	Pada pod
	Butang hidupan/matikan kuasa	Pada pod
	Kawalan getaran	Pada pod

TEKNOLOGI WAYARLES BLUETOOTH®

Tanda dan logo perkataan Bluetooth® dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan tanda tersebut oleh Hyperice adalah berlesen. Sekiranya sambungan Bluetooth yang stabil terputus, sistem akan cuba menyambung semula secara automatik. Venom Go berautonomi sepenuhnya dan akan terus beroperasi seperti biasa, walaupun semasa sambungan terputus. Jika peranti ini menyebabkan gangguan yang boleh ditentukan dengan mematikan dan menghidupkan peranti, pengguna digalakkan untuk cuba membetulkan gangguan dengan menukar arah atau kedudukan peranti, meningkatkan jarak di antara peralatan dengan peranti atau menyambungkan peranti kepada salur keluar kuasa yang berbeza pada liter jika peranti disambungkan kepada salur keluar kuasa.

Venom Go menggunakan teknologi wayarles Bluetooth 5.0 dengan spesifikasi radio berikut:
FCC ID: 2AWQY-VENOMGO, IC: 26929-VENOMGO, Frekuensi: 2402 hingga 2480 MHz

Peranti ini mematuhi bahagian 15 Peraturan Suruhanjaya Komunikasi Persekutuan (Federal Communications Commission atau FCC). Pengendalian tertakluk pada dua syarat berikut: (1) Peranti ini tidak akan menyebabkan gangguan yang memudaratkan dan (2) peranti ini mesti menerima apa-apa gangguan yang diterima, termasuk gangguan yang mungkin akan mengakibatkan pengendalian yang tidak diinginkan. Peranti ini mematuhi piawaian RSS pengecualian lesen Industri Kanada. Pengendalian tertakluk pada dua syarat berikut: (1) peranti ini tidak akan menyebabkan gangguan yang memudaratkan dan (2) peranti ini mestilah menerima apa-apa gangguan, termasuklah gangguan yang mungkin akan mengakibatkan pengendalian peranti yang tidak diinginkan.

Peralatan ini mematuhi had pendedahan radiasi FCC/ISED yang ditetapkan untuk persekitaran tidak terkawal dan mematuhi Garis Panduan Pendedahan frekuensi radio (RF) FCC dan RSS-102 bagi peraturan Pendedahan frekuensi radio (RF) ISED. Peralatan ini mempunyai tahap tenaga RF yang sangat rendah yang dianggap sebagai patuh tanpa ujian kadar penyerapan khusus (SAR).

Perubahan atau pengubahsuaian yang tidak diluluskan dengan jelas oleh pihak yang bertanggungjawab untuk pematuhan boleh membatalkan kebenaran pengguna untuk mengendalikan peralatan.

Peralatan ini telah diuji dan didapati mematuhi had bagi peranti digital Kelas B, menurut Bahagian 15 Peraturan FCC. Had ini direka bentuk untuk memberikan perlindungan munasabah terhadap gangguan berbahaya dalam pemasangan di kediaman. Peralatan ini menjana, menggunakan serta boleh memancarkan tenaga frekuensi radio dan jika tidak dipasang dan digunakan mengikut arahan, boleh menyebabkan gangguan yang berbahaya terhadap komunikasi radio. Walau bagaimanapun, tiada jaminan bahawa gangguan tidak akan berlaku dalam pemasangan tertentu.

Jika peralatan ini ada menyebabkan gangguan berbahaya terhadap penerimaan televisyen atau radio, yang boleh ditentukan dengan menghidupkan dan mematikan peralatan, pengguna digalakkan untuk cuba membetulkan gangguan dengan satu atau lebih langkah berikut:

- Ubah orientasi atau kedudukan antena penerima.
- Tingkatkan jarak pemisahan di antara peralatan dengan penerima.

- Sambungkan peralatan kepada salur keluar kuasa pada litar yang berbeza daripada yang disambungkan kepada penerima.
- Rujuk penjual untuk mendapatkan bantuan.

MAKLUMAT BATERI DALAMAN

Peranti Venom Go ini dilengkapi bateri polimer litium yang boleh dicas semula. Bateri dalam peranti ini direka bentuk untuk membolehkan Venom Go digunakan di mana-mana sahaja, walaupun tanpa soket punca kuasa elektrik. Venom Go mungkin perlu dicas dahulu sebelum digunakan untuk kali pertama. Bateri yang dicas sepenuhnya akan membekalkan kuasa untuk penggunaan berterusan selama 35+ minit. Bateri mengambil masa kira-kira 2.5 jam untuk dicas sepenuhnya apabila peranti disambungkan kepada punca kuasa elektrik dan tidak digunakan.

- Peranti ini mengandungi bateri polimer litium. Bateri hanya boleh diganti oleh pekerja terlatih menggunakan alat khas. Hubungi Hyperice untuk servis atau pembaikan peranti. Apabila hayat bateri hampir tamat, peranti akan dilupuskan sewajarnya. Bateri mesti dilupuskan dengan selamat di kemudahan pembuangan atau kitar semula e-sisa yang sewajarnya.



AMARAN

- Jangan cas Venom Go semalaman atau biarkan Venom Go tanpa pengawasan semasa dicas atau digunakan.
- Ikut semua arahan pengecasan dan jangan cas pek bateri atau peranti pada suhu yang lebih rendah atau tinggi daripada julat suhu yang dinyatakan dalam arahan. Mengecas dengan cara yang tidak betul atau pada suhu yang lebih rendah atau tinggi daripada julat yang dinyatakan boleh merosakkan bateri dan meningkatkan risiko kebakaran.
- Julat suhu nominal untuk pengecasan bateri ialah 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F).
- Dalam keadaan yang melampau, cecair mungkin akan terkeluar daripada bateri. Elakkan daripada terkena cecair ini. Jika terkena, bilas dengan air. Jika mata terkena cecair, dapatkan bantuan perubatan. Cecair yang terkeluar daripada bateri boleh menyebabkan kerengsaan atau kelecuman.
- Jangan gunakan pek bateri atau peranti yang sudah rosak atau diubah suai. Bateri yang rosak atau diubah suai mungkin akan menghasilkan tindak balas yang sukar diramal dan boleh menyebabkan kebakaran, letupan atau kecederaan.
- Bateri yang digunakan di dalam peranti ini boleh menyebabkan risiko kebakaran atau kecederaan melecur akibat bahan kimia jika dikendalikan dengan salah. Jangan pisahkan komponen peranti. Jangan dedahkan pek bateri atau peranti kepada api atau suhu melampau. Pendedahan kepada api atau suhu melebihi 130°C (265°F) boleh menyebabkan letupan.
- Sekiranya pek bateri mengalami kebocoran, jangan biarkan apa-apa cecair terkena kulit atau mata. Jika terkena, bilas kawasan yang terjejas dengan air yang banyak dan dapatkan bantuan perubatan.
- Sekiranya bateri pecah, mengalami kebocoran yang serius atau meletup, keluar dari kawasan yang terjejas dan kuarantinkan kawasan yang tercemar. Pastikan terdapat pengudaraan yang baik untuk mengeluarkan asap, gas atau bau yang kurang menyenangkan.
- Mata – Bilas mata dengan air yang banyak selama 15 minit. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.
- Kulit – Bilas kawasan yang terjejas dengan air dan sabun dalam kuantiti yang banyak atau mandi selama 15 minit.
- Tersedut – Dedahkan individu yang terkesan kepada udara segar dan berikan bantuan pernafasan jika perlu. Dapatkan rawatan perubatan jika perlu.
- Tertelan – Hubungi doktor atau pusat racun setempat dengan segera
- Lupuskan bateri terpakai dengan segera. Jauhkan daripada kanak-kanak. Jangan pisahkan bahagian dalam peranti dan jangan lupuskan peranti dalam api.

MENGECAS



AMARAN

Untuk mengecas peranti, sambungkan kord USB-C peranti kepada port pengecasan bateri dan sambungkan kord kepada penyesuai USB-A. Kemudian, sambungkan penyesuai kepada soket pada dinding. Caskan bateri sepenuhnya hingga tiga jam sebelum penggunaan pertama. Lampu

LED akan berkelip untuk menunjukkan paras bateri dan menandakan pengecasan sedang aktif. Apabila lampu LED berhenti berkelip dan kekal berwarna hijau, bateri telah dicas sepenuhnya. Apabila butang kuasa ditekan, peranti akan dihidupkan dan memaparkan paras bateri. Peranti boleh dicas pada bila-bila masa dan pada sebarang paras bateri. Anda tidak digalakkan untuk menggunakan bateri sepenuhnya sehingga paras LED berwarna jingga. Caskan semula peranti setiap bulan untuk memaksimumkan jangka hayat bateri.

PENGENDALIAN

Pastikan bateri dicas. Tanggalkan pad Venom Go daripada pelapik dan letakkan pad pada bahagian badan anda yang diingini. Tekan butang kuasa pada pod untuk mengaktifkan peranti. Logo Hyperice akan menyala merah, menandakan Venom Go sudah diaktifkan. Pilih tetapan haba dan getaran yang diingini. Sambungkan pod kepada pad menggunakan sambungan magnetik. Peranti akan hidup secara automatik apabila pod disambungkan kepada pad. Anda boleh melaraskan haba atau getaran pada bila-bila masa. Tanpa input tambahan, peranti akan dimatikan secara automatik selepas 10 minit. Peranti akan bergetar dua kali untuk menandakan tamat satu sesi atau tiga kali jika kuasa bateri rendah. Selepas anda selesai menggunakan Venom Go, lekatkan pelapik pada pad untuk disimpan. Tempoh setiap sesi operasi adalah sekitar 35 minit pada tahap suhu ketiga. Pada tahap suhu yang lebih rendah, tempoh operasi adalah lebih lama. Setiap pad boleh digunakan hingga 20 kali.


MENYAMBUNGKAN PERANTI KEPADA APLIKASI HYPERICE

Untuk menyambungkan peranti anda kepada Aplikasi Hyperice melalui Bluetooth®, pastikan peranti anda dihidupkan, fungsi Bluetooth® telefon anda diaktifkan dan peranti anda berada dalam julat telefon anda. LED Bluetooth pada pod akan berkelip dengan cahaya biru. Hal ini bermakna peranti bersedia untuk digandingkan. Apabila digesa, ketik "Scan for Devices" ("Imbas untuk Mengesan Peranti"). Pilih peranti anda apabila senarai pilihan dipaparkan pada skrin. Selepas Venom Go digandingkan, HyperSmart™ membolehkan anda memulakan sesi anda secara automatik dan mengawal tetapan haba dan getaran melalui aplikasi Hyperice.

PENYELENGGARAAN, PEMBERSIHAN DAN PENYIMPANAN

Lekatkan semula pelapik pada pad selepas setiap penggunaan dan simpan di tempat yang sejuk dan kering. Gunakan tuala atau kain yang lembut untuk mengelap lembapan pada peranti. Jauhkan peranti daripada sumber haba, cecair, kanak-kanak dan haiwan peliharaan.

SPESIFIKASI



1. Pod Venom Go
2. Penunjuk pola getaran
3. Butang pola getaran
4. Port pengecasan
5. Penunjuk hayat bateri
6. Butang kuasa (HIDUP/MATI)
7. Penunjuk Bluetooth®
8. Penunjuk paras haba
9. Butang paras haba
10. Sambungan magnetik untuk pad
11. Pad Venom Go
12. Sambungan magnetik untuk peranti

Frekuensi getaran: 88 Hz

Haba: Tahap 1—105°F (40.5°C), Tahap 2—109°F (42.8°C), Tahap 3—113°F (45°C)

Berat: Pod—2.5 oz. (70.9 g), Pad tunggal—0.6 oz. (17.0 g), Kord USB-C—0.5 oz. (14.2 g)



PERINGATAN

Tidak sesuai untuk kegunaan perubatan di hospital. Dimaksudkan untuk penggunaan rumah atau komersial.

Apabila tidak digunakan, simpan peranti pada suhu yang disyorkan, iaitu -10°C ~ 25°C.

WARANTI

Produk ini dilindungi oleh jaminan terhad daripada Hyperice. Layari hyperice.com/warranty untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang waranti di negara anda.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES NIET VERNIETIGEN



LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DE VENOM GO GEBRUIKT.



GEVAAR

Om het risico op elektrische schokken te verminderen:

- Haal de stekker van dit apparaat altijd onmiddellijk na het opladen en vóór reiniging of gebruik uit het stopcontact.
- Als een apparaat in het water is gevallen, probeer het er dan niet uit te halen. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Niet gebruiken als u in bad zit of als u onder de douche staat.
- Plaats of bewaar het apparaat niet op een plek waar het kan vallen of in een badkuip of gootsteen kan worden getrokken. Niet in water of in een andere vloeistof plaatsen of laten vallen.
- Droog bewaren. Gebruik het apparaat niet in natte of vochtige omstandigheden.



WAARSCHUWING

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en -instructies voordat u dit apparaat gebruikt. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.



WAARSCHUWING

OM HET RISICO OP BRANDWONDEN, ELEKTRISCHE SCHOKKEN, BRAND EN PERSOONLIJK LETSEL TE VERMINDEREN DIENT DIT PRODUCT CONFORM DE VOLGENDE INSTRUCTIES TE WORDEN GEBRUIKT:

- Gebruik dit apparaat uitsluitend waarvoor het is bedoeld zoals wordt beschreven in deze handleiding.
- Dit is geen speelgoed. Uitsluitend te gebruiken door volwassenen. Gebruik het apparaat niet wanneer het beschadigd is.
- Laat dit apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het op een stopcontact is aangesloten. Haal de stekker van dit apparaat altijd direct na het opladen, vóór gebruik en vóór reiniging uit het stopcontact. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt en voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdt.
- Niet onder een deken of kussen gebruiken. Er kan overmatige verhitting optreden die brand, elektrische schokken of lichamelijk letsel zou kunnen veroorzaken.
- Gebruik dit apparaat nooit als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt, als het gevallen of beschadigd is, of als het nat is geworden. Breng het apparaat naar een servicecentrum voor inspectie en reparatie.
- Draag dit apparaat niet aan het snoer of de stekker gebruik het snoer niet als handvat.
- Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Laat nooit een voorwerp in een opening vallen en stop er nooit iets in.
- UITSLUITEND geschikt voor droge locaties. Gebruik het apparaat niet buiten of op een natte ondergrond en stel het niet bloot aan water of regen.
- Gebruik het product alleen volgens deze instructies. Daarnaast zijn er gebruiksinstructies beschikbaar op hyperice.com.

- Gebruik verwarmde oppervlakken voorzichtig. Kan ernstige brandwonden veroorzaken. Niet gebruiken op ongevoelige delen van de huid of bij een slechte bloedsomloop. Het onbeheerd gebruik van verwarmde apparaten door kinderen of bewusteloze personen kan gevaarlijk zijn.
- Er kunnen zich temperaturen voordoen die hoog genoeg zijn om brandwonden te veroorzaken, ongeacht de bedieningsinstellingen. Niet gebruiken bij baby's of invaliden of bij een slapend of bewusteloos persoon. Niet gebruiken op ongevoelige huid of bij personen met een slechte bloedsomloop. Controleer regelmatig de huid die in contact komt met de verwarmde onderdelen van het apparaat om het risico op blaren te verminderen. Verwijder het apparaat onmiddellijk van het lichaam en schakel het uit bij de eerste tekenen van ongemak.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen die ongevoelig zijn voor warmte en andere zeer kwetsbare personen die niet kunnen reageren op oververhitting.
- Als het apparaat wordt gedragen terwijl u slaapt en de bedieningsknoppen op een willekeurige temperatuur zijn ingesteld, kan de gebruiker last krijgen van brandwonden of een hitteberoerte.
- Niet pletten. Voorkom vouwen met scherpe plooiën. Vouw de Venom Go-pad niet op tijdens gebruik.
- Wijzig het apparaat niet en probeer het niet te repareren. Bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Neem contact op met Hyperice voor onderhoud.
- Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de aan-uitknop in de uit-stand staat voordat u het apparaat oppakt, draagt of opbergt.



LET OP

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd de volgende basisvoorzorgsmaatregelen in acht worden genomen:

- Uitsluitend te gebruiken door volwassenen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of personen die over weinig ervaring met en kennis over het gebruik van dit apparaat beschikken, tenzij er toezicht is of ze instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen jonger dan drie jaar mogen dit apparaat niet gebruiken omdat ze onvoldoende kunnen reageren op oververhitting.
- Het apparaat heeft een verwarmd oppervlak. Personen die gevoelig zijn voor warmte moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van het apparaat.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen die ongevoelig zijn voor warmte en andere zeer kwetsbare personen die niet kunnen reageren op oververhitting.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Koppel de lader na het opladen of vóór gebruik los van de batterij. De Venom Go werkt niet als de lader op de batterij is aangesloten.
- Laat de Venom Go nooit onbeheerd werken of opladen.
- Dompel het apparaat niet onder in water. Maak het apparaat alleen schoon met een vochtige doek.
- Houd vloeistoffen uit de buurt van het apparaat.
- Gebruik het apparaat alleen op een droog en schoon gebied van het lichaam, zoals weergegeven in deze instructies.
- Gebruik de Venom Go niet op de natte huid of op een huidzalf, vooral wanneer deze warmteproducerende ingrediënten bevat, omdat dit brandwonden kan veroorzaken.
- Er kunnen brandwonden ontstaan, ongeacht de bedieningsinstellingen. Controleer de huid onder het product regelmatig. Verwijder het product onmiddellijk van het lichaam en schakel het uit bij de eerste tekenen van ongemak.
- Plaats geen metalen voorwerpen tussen de Venom Go en het lichaam, waaronder veiligheidsspelden of andere metalen bevestigingsmiddelen.
- Probeer het apparaat niet te demonteren.
- Beschadig de Venom Go niet en breng geen wijzigingen aan.
- Controleer het apparaat zorgvuldig vóór elk gebruik. Neem contact op met de fabrikant als het apparaat tekenen van slijtage vertoont, zoals breukvorming, blaavorming of scheurvorming.
- Gebruik het apparaat niet in ruimtes waar spuitbussen (sprays) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
- Ga niet op de Venom Go zitten, duw er niet tegenaan en plet het apparaat niet.
- Plet het apparaat niet door er tijdens opslag voorwerpen op te leggen.
- Reinigen en regulier onderhoud mogen zonder toezicht niet door kinderen worden uitgevoerd.

GEBRUIK DE VENOM GO NIET ZONDER DE VOORAFGAANDE TOESTEMMING VAN UW ARTS IN EEN VAN DE VOLGENDE GEVALLEN:

- Zwangerschap, diabetes met complicaties zoals neuropathie of netvliesbeschadiging, het dragen van pacemakers, een recente operatie, epilepsie of migraine, hernia, spondylolistesis, spondylolyse of spondylose, recente vervanging van een gewricht of spiraaltje, metalen pennen of platen of eventuele zorgen over uw lichamelijke gezondheid. Kwetsbare personen en kinderen moeten bij gebruik van trilapparatuur worden begeleid door een volwassene.

Deze contra-indicaties betekenen niet dat u geen tril- of oefenapparaat kunt gebruiken, maar we raden u aan om eerst een arts te raadplegen.

Er wordt momenteel onderzoek verricht naar de effecten van tril oefeningen voor specifieke medische aandoeningen. Dit zal er waarschijnlijk voor zorgen dat de lijst met contra-indicaties hierboven korter wordt. Praktijkervaring heeft uitgewezen dat in een aantal gevallen de opname van een tril oefening in een behandelplan aan te raden is. Dit moet gebeuren op advies van en in aanwezigheid van een arts, specialist of fysiotherapeut.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Symbol	Beschrijving	Locatie
IP21	Mate van bescherming tegen binnendringen van water	Op de pod
	Lees de gebruiksaanwijzing vóór het gebruik	Op de pod
— — —	Gelijkstroom	Op de pod en in de handleiding
	Naam en adres van fabrikant	Op de pod
	Aparte inzameling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid binnen de gehele EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u het retour- en ophaalsysteem of neemt u contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuvriendelijke recycling.	Op de pod
	Waarschuwingssymbool om aan te geven dat de gebruiker de gebruiksinstructies vóór gebruik moet raadplegen voor belangrijke waarschuwendende informatie, zoals waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen die om verschillende redenen niet op het medische apparaat zelf kunnen worden weergegeven.	Op de pod en in de handleiding
	Europese conformiteit	Op de pod
	Australische RCM-markering	Op de pod
	Geproduceerd in China	Op de pod
	UK CA-markering	Op de pod
	Noord-Amerikaanse NRTL-markering	Op de pod

	Recyclesymbool	Op de pod
	Verwarmingsregeling	Op de pod
	In-/uitschakelen	Op de pod
	Trillingsregeling	Op de pod

DRAADLOZE BLUETOOTH®-TECHNOLOGIE

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en ieder gebruik van dergelijke merken door Hyperice valt onder een licentie. In het onwaarschijnlijke geval van een verlies van een stabiele Bluetooth-verbinding, probeert het systeem de verbinding automatisch te herstellen. De Venom Go is geheel autonoom en blijft normaal werken, zelfs als de verbinding wordt verbroken. Als het apparaat toch interferentie veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door het apparaat anders te richten of op een andere plaats te zetten, de afstand tussen apparatuur en het apparaat te vergroten of het apparaat aan te sluiten op een ander stopcontact op een groep, als het apparaat netvoeding krijgt.

De Venom Go maakt gebruik van draadloze Bluetooth 5.0-technologie met de volgende radiospecificaties: FCC-ID: 2AWQY-VENOMGO, IC: 26929-VENOMGO, frequentie: 2402 tot 2480 MHz. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke interferentie die het opvangt, accepteren - inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. Dit apparaat voldoet aan Industry Canada vergunningsvrije RSS-standaard(en). De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke interferentie die het opvangt, accepteren, met inbegrip van interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur is conform de FCC/ISED-blootstellingslimieten voor straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving en voldoet aan de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentie (RF) en RSS-102 van de ISED-voorschriften voor blootstelling aan radiofrequentie (RF). Deze apparatuur heeft zeer lage niveaus RF-energie die worden geacht te voldoen zonder het testen van de specifieke absorptiesnelheid (SAR).

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze schadelijke interferentie bij radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde omgeving.

Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden om te proberen de interferentie op te lossen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Richt de ontvangstantenne een andere kant op of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer voor hulp.

INFORMATIE OVER DE INTERNE BATTERIJ

Het Venom Go-apparaat is uitgerust met een oplaadbare lithium-polymeerbatterij. De interne batterij is bedoeld voor gebruik van het Venom Go-systeem waar u maar wilt, zelfs als er geen stopcontacten in de buurt zijn. De Venom Go moet mogelijk worden opgeladen voorafgaand aan het eerste gebruik. Een volledig opgeladen batterij biedt voeding voor meer dan 35 minuten doorlopend gebruik. Het duurt ongeveer 2,5 uur om de batterij volledig op te laden wanneer het apparaat is aangesloten op het lichtnet en niet wordt gebruikt.

- Dit apparaat bevat een lithium-polymeerbatterij. Batterijen kunnen alleen worden vervangen door een deskundige werknemer met speciaal gereedschap. Neem contact op met Hyperice voor onderhoud of reparatie. Wanneer de batterij het einde van zijn levensduur heeft bereikt, dient het apparaat op de juiste wijze te worden afgevoerd. De batterij moet op een veilige manier worden ingeleverd bij een geschikte afvalverwerkings- of recyclingfaciliteit voor elektronisch afval.



WAARSCHUWING

- Laad de Venom Go niet 's nachts op en laat Venom Go niet onbeheerd achter tijdens het opladen of wanneer deze in gebruik is.
- Volg alle oplaadinstructies en laad de batterij of het apparaat niet op buiten het temperatuurbereik dat in de instructies wordt aangegeven. Onjuist opladen of opladen bij temperaturen buiten het gespecificeerde bereik kan de batterij beschadigen en het risico op brand vergroten.
- Het nominale temperatuurbereik voor het opladen van de batterij is 0 °C - 45 °C (32 °F - 113 °F).
- Wanneer de batterij op onjuiste wijze wordt gebruikt, kan er vloeistof uit de batterij komen. Vermijd contact. Bij onbedoeld contact spoelen met water. Raadpleeg een arts als er vloeistof in de ogen komt. Vloeistof afkomstig uit de batterij kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- Gebruik geen beschadigde of gewijzigde batterijen of apparaten. Beschadigde of gewijzigde batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat kan leiden tot brand, explosies of risico op letsel.
- De in dit apparaat gebruikte batterij kan een risico op brand of chemische brandwonden opleveren als het apparaat verkeerd wordt gebruikt. Demonteer de batterijen of het apparaat niet en deze niet bloot aan vuur of hoge temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 130 °C (265 °F) kan een explosie veroorzaken.
- Als de batterijen lekken, zorg er dan voor dat er geen vloeistof in contact komt met de huid of ogen. Als er contact is gemaakt, spoelt u het betreffende gebied met grote hoeveelheden water en roept u medische hulp in.
- In het geval van scheuren van de accu, grote lekkage of explosie verlaat u het gebied en plaatst u het verontreinigde gebied in quarantaine. Zorg voor goede ventilatie om eventuele dampen, gassen of scherpe geuren te verwijderen.
- Ogen - Spoel de ogen gedurende 15 minuten met veel water. Roep onmiddellijk medische hulp in.
- Huid - Spoel het aangetaste gebied met veel water en zeep of neem een douche gedurende 15 minuten.
- Inademing - Stel de persoon bloot aan frisse lucht en gebruik indien nodig kunstmatige ademhaling. Roep indien nodig medische hulp in.
- Inslukken - Raadpleeg onmiddellijk een arts of een plaatselijk gifcentrum.
- Voer de batterij direct af. Houd hem uit de buurt van kinderen. Demonteer hem niet en voer hem niet af met afval dat wordt verbrand.

OPLADEN



WAARSCHUWING

Om het apparaat op te laden sluit u de USB-C-kabel aan op de oplaadpoort van de batterij en sluit u de kabel aan op een USB-A-adapter. Steek vervolgens de adapter in het stopcontact. Laad de batterij volledig op vóór het eerste gebruik. Dit kan tot drie uur duren. Een ledlampje knippert om het batterijniveau te tonen en aan te geven dat de batterij wordt opgeladen. Als de batterij volledig is opgeladen, knippert het ledlampje niet langer en brandt dit groen. Als u op de aan-uitknop drukt, wordt het apparaat ingeschakeld en wordt het batterijniveau weergegeven. Het apparaat kan op elk moment en bij elk batterijniveau opnieuw worden opgeladen. We adviseren u om de batterij niet volledig leeg te laten raken tot het oranje ledniveau. Laad het apparaat maandelijks op om de batterijduur zo goed mogelijk te houden.

BEDIENING

Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen. Trek de Venom Go-pad van het achtervel en plaats de pad op het gewenste lichaamsdeel. Druk op de aan-uitknop op de pod om het apparaat te activeren. Het Hyperice-logo gaat rood branden om aan te geven dat de Venom Go is geactiveerd. Kies de gewenste warmte- en trillingsopties. Sluit de pod vervolgens aan op de pad met behulp van de magnetische sluiting. Het apparaat wordt automatisch gestart wanneer de pod op de pad wordt aangesloten. U kunt de warmte of trillingen op elk gewenst moment naar een nieuw niveau aanpassen. Het apparaat wordt na 10 minuten automatisch uitgeschakeld zonder verdere invoer. Het

apparaat trilt twee keer om aan te geven dat een sessie is beëindigd of trilt drie keer als de batterij bijna leeg is. Wanneer u klaar bent met het gebruik van de Venom Go, kunt u de pad weer op het achtervel plakken om deze op te bergen. De gemiddelde batterijduur is ongeveer 35 minuten op warmteniveau drie en langer bij lagere niveaus. Elke pad gaat tot 20 toepassingen mee.


VERBINDING MAKEN MET DE HYPERICE-APP

Om uw apparaat via Bluetooth® met de Hyperice-app te verbinden moet u ervoor zorgen dat uw apparaat is ingeschakeld, Bluetooth® op uw telefoon aan staat en uw apparaat zich binnen bereik van uw telefoon bevindt. Het Bluetooth-lampje op de pod knippert blauw. Dit betekent dat het apparaat wacht op koppeling. Tik op 'Scan for Devices' (Scannen naar apparaten) als u daarom wordt gevraagd. Selecteer uw apparaat wanneer het op het scherm verschijnt. Nadat u de Venom Go hebt gekoppeld, kunt u met HyperSmart™ uw sessie automatisch starten en de warmte- en trillingsinstellingen regelen vanuit de Hyperice-app.

ONDERHOUD, REINIGING EN OPSLAG

Breng de pad na gebruik weer aan op het achtervel en bewaar deze op een koele, droge locatie. Gebruik een handdoek of zachte doek om vocht van het apparaat te vegen. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, vloeistoffen, kinderen en huisdieren.

SPECIFICATIES



1. Venom Go-pod
2. Indicatoren voor trilpatroon
3. Knop voor trilpatroon
4. Laadpoort
5. Batterij-indicator
6. Aan-uitknop (AAN/UIT)
7. Bluetooth®-indicator
8. Indicatoren voor verwarmingsniveau
9. Knop voor verwarmingsniveau
10. Magnetische verbinding voor bevestiging van pad
11. Venom Go-pad
12. Magnetische aansluiting voor bevestiging apparaat

Trillingsfrequentie: 88 Hz

Warmte: niveau 1 - 40,5 °C (105 °F), niveau 2 - 42,8 °C (109 °F), niveau 3 - 45 °C (113 °F)

Gewicht: pod - 70,8 g (2,5 oz.), enkele pad - 17,0 g (0,6 oz.), USB-C-kabel - 14,1 g (0,5 oz.)



LET OP

Niet bedoeld voor medisch gebruik in ziekenhuizen. Bedoeld voor huishoudelijk of commercieel gebruik.

Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen het te bewaren bij een temperatuur tussen -10 °C en 25 °C.

GARANTIE

Dit product wordt gedekt door een beperkte garantie van Hyperice. Ga naar hyperice.com/warranty om de garantie in uw land te bekijken.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA NIE NISZCZYĆ



PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA VENOM GO NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem:

- Zawsze należy wyjmować wtyczkę z gniazdka bezpośrednio po zakończeniu ładowania i przed czyszczeniem lub użyciem urządzenia.
- Nie należy wyciągać urządzenia, które wypadło do wody. Natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie stosować w kąpeli ani pod prysznicem.
- Nie ustawiać ani nie przechowywać urządzenia w miejscu, z którego mogłoby spaść lub zsunąć się do wanny lub umywalki. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Chronić przed wilgocią. Nie korzystać z urządzenia w mokrych i wilgotnych warunkach.



OSTRZEŻENIE

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń i instrukcji może skutkować porażeniem prądem elektrycznym, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami ciała.



OSTRZEŻENIE

W CELU OGRANICZENIA ZAGROŻENIA POPARZENIEM, PORĄŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, POŻAREM I OBRAŻENIAMI CIAŁA Z PRODUKTU NALEŻY KORZYSTAĆ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI INSTRUKCJAMI.

- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, jak opisano w niniejszej instrukcji.
- To urządzenie nie służy do zabawy. Jest przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych. Nie należy używać w razie urazów.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do zasilania sieciowego. Zawsze należy wyjmować wtyczkę z gniazdka bezpośrednio po zakończeniu ładowania i przed czyszczeniem lub użyciem urządzenia. Wtyczkę należy także wyjąć z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane oraz przed jego założeniem lub demontażem.
- Nie stosować pod kocem ani poduszką. Nadmierne nagrzewanie może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, które ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, nie działa prawidłowo, zostało upuszczone lub uszkodzone bądź uległo zawilgoceniu. Należy oddać je do serwisu w celu dokonania przeglądu i naprawy.
- Nie przenosić urządzenia za przewód ani nie używać przewodu jako rączki.

- Przewód należy trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni.
- Nigdy nie wolno upuszczać ani wkładać żadnych przedmiotów do otworu.
- Używać WYŁĄCZNIK w suchych miejscach. Nie używać na świeżym powietrzu ani na mokrych powierzchniach. Nie wystawiać na działanie wody ani deszczu.
- Stosować wyłącznie w sposób zgodny z niniejszymi instrukcjami. Dodatkowe instrukcje są dostępne na stronie internetowej hyperice.com.
- Należy zachować ostrożność podczas korzystania z rozgrzanych powierzchni. Mogą one powodować ciężkie oparzenia. Nie stosować na niewrażliwej skórze ani na obszarach, w których występuje słabe krążenie. Używanie rozgrzanych elementów przez dzieci lub osoby niepełnosprawne bez nadzoru może stwarzać niebezpieczeństwo.
- Urządzenie może osiągać temperatury wystarczające do spowodowania oparzeń bez względu na wybrane ustawienia. Nie stosować u niemowląt ani u niepełnosprawnych, śpiących lub nieprzytomnych osób. Nie stosować na niewrażliwej skórze ani u osób ze słabym krążeniem. Należy często sprawdzać stan skóry w miejscu, w którym ma ona kontakt z rozgrzanym urządzeniem, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia pęcherzy. W przypadku wystąpienia dyskomfortu natychmiast zdjąć urządzenie z ciała i wyłączyć je.
- Urządzenia nie należy stosować u osób niewrażliwych na ciepło ani u innych osób, które nie są w stanie prawidłowo reagować na przegrzanie.
- Korzystanie z urządzenia w trakcie snu bez względu na wartość ustawionej temperatury może spowodować oparzenia lub uduy ciepła.
- Nie zginać. Unikać zwijania w sposób powodujący powstanie nadmiernych zagięć. Nie związać podkładki Venom Go w trakcie korzystania z niej.
- Nie modyfikować ani nie podejmować prób naprawy urządzenia. Wyrób nie zawiera części nadających się do naprawy przez użytkownika. W kwestii serwisowania urządzenia należy kontaktować się z firmą Hyperice.
- Chronić przed przypadkowym włączeniem urządzenia. Przed sięgnięciem po urządzenie, jego przeniesieniem lub umieszczeniem w miejscu przechowywania należy upewnić się, że przycisk zasilania znajduje się w pozycji wyłączenia.



PRZESTROGA

Korzystanie z urządzenia elektrycznego wymaga zachowania podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych zasad użytkowania.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych.
- Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej ani osoby, które nie mają doświadczenia w korzystaniu z urządzenia lub nie wiedzą, w jaki sposób je obsługiwać (chyba że są pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przez taką osobę poinstruowane co do obsługi urządzenia).
- Dzieci w wieku poniżej trzech lat nie mogą korzystać z urządzenia ze względu na ich niezdolność do reagowania na przegrzanie.
- Urządzenie jest wyposażone w nagrzewającą się powierzchnię. Osoby wrażliwe na ciepło powinny zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia.
- Urządzenia nie należy stosować u osób niewrażliwych na ciepło ani u innych osób, które nie są w stanie prawidłowo reagować na przegrzanie.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
- Po ładowaniu lub przed użyciem urządzenia odłączyć ładowarkę od akumulatora. Urządzenie Venom Go nie działa, gdy ładowarka jest podłączona do akumulatora.
- Nigdy nie zostawiać urządzenia Venom Go włączonego lub podłączonego do ładowania bez nadzoru.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Czyścić jedynie przy pomocy zwilżonej szmatki.
- Trzymać z dala od płynów.
- Stosować wyłącznie na suchej i czystej powierzchni ciała w sposób przedstawiony w instrukcji.
- Nie stosować urządzenia Venom Go na mokrej skórze lub na skórze pokrytej miejscowo kremem, zwłaszcza preparatami zwiększającymi wytwarzanie ciepła, ponieważ może to powodować wystąpienie oparzeń.
- Oparzenia mogą pojawić się bez względu na ustawienie poziomu ciepła. Często sprawdzać stan skóry pod urządzeniem. Natychmiast zdjąć je z ciała i wyłączyć w przypadku wystąpienia dyskomfortu.
- Nie umieszczać metalowych przedmiotów (w tym spinek lub metalowych zapiek) między urządzeniem Venom Go a ciałem.
- Nie podejmować prób demontażu.
- Nie manipulować urządzeniem Venom Go ani nie modyfikować go w żaden sposób.

- Dokładnie obejrzeć urządzenie przed każdym użyciem. W przypadku zaobserwowania pogorszenia się stanu urządzenia (np. pęknięcia lub pojawienia się wypukłości) skontaktować się z producentem.
- Nie używać przy korzystaniu z produktów w aerozolu ani z tlenu.
- Nie siadać na urządzeniu Venom Go, nie naciskać na nie ani nie zginać.
- Podczas przechowywania urządzenia nie układać na nim innych przedmiotów.
- Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru czyszczenia i konserwacji urządzenia.

W ŻADNYM Z PONIŻSZYCH PRZYPADKÓW NIE WOLNO KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA VENOM GO BEZ UPRZEDNIEJ ZGODY LEKARZA.

- Cięża, cukrzyca z powikłaniami takimi jak neuropatia czy uszkodzenie siatkówki, stosowanie stymulatorów serca, niedawno przebyty zabieg chirurgiczny, padaczka bądź migrena, przepuklina kręgosłupa, kręgozmyk, kręgoszczelina albo zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, niedawne zabiegi wszczepienia protezy stawu lub wkładek domaciczynek, metalowych sworzników albo płytek czy jakiegokolwiek problemy w zakresie stanu zdrowia fizycznego. Osobom słabym fizycznie i dzieciom powinna towarzyszyć osoba dorosła przy korzystaniu z dowolnego urządzenia wibracyjnego.

Powyższe przeciwwskazania nie oznaczają, że nie można używać urządzenia wibracyjnego lub urządzenia do ćwiczeń, ale radzimy najpierw skonsultować się z lekarzem.

Prowadzone są badania nad wpływem ćwiczeń wibracyjnych na konkretne schorzenia. Spowoduje to prawdopodobnie skrócenie listy przeciwwskazań wskazanych powyżej. Praktyka pokazała, że włączenie wibrującego urządzenia do ćwiczeń do planu leczenia jest w wielu przypadkach korzystne. Musi się to odbywać za radą i w porozumieniu z lekarzem, specjalistą lub fizjoterapeutą.

ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Symbol	Opis	Miejsce
IP21	Stopień ochrony przed wnikaniem wody	Na module sterowania
	Przed użyciem zapoznać się z instrukcją	Na module sterowania
	Prąd stały	Na module sterowania i w instrukcji obsługi
	Nazwa i adres producenta	Na module sterowania
	Selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oznaczenie to wskazuje, że na terenie UE produkt nie powinien być usuwany wraz z innymi odpadami komunalnymi. Aby uniknąć możliwych negatywnych skutków niekontrolowanego usuwania odpadów dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego, wyrób należy poddawać rozsądnemu recyklingowi w celu promowania zrównoważonych metod ponownego wykorzystania surowców. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemu zwrotów i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został kupiony. Może on przyjąć produkt w celu poddania go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.	Na module sterowania
	Symbol przestrogi oznacza konieczność zapoznania się przez użytkownika z instrukcją obsługi, w której znajdują się ważne informacje dotyczące środków ostrożności, takie jak ostrzeżenia i przestrogi, których z różnych względów nie można umieścić bezpośrednio na wyrobie medycznym.	Na module sterowania i w instrukcji obsługi

	Europejskie oznaczenie zgodności	Na module sterowania
	Znak zgodności z przepisami obowiązującymi w Australii	Na module sterowania
	Wyprodukowano w Chinach	Na module sterowania
	Oznaczenie zgodności z normami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii	Na module sterowania
	Amerykańskie oznaczenie NRTL	Na module sterowania
	Symbol recyklingu	Na module sterowania
	Regulacja poziomu ciepła	Na module sterowania
	Przycisk wł./wył.	Na module sterowania
	Regulacja poziomu wibracji	Na module sterowania

TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA BLUETOOTH®

Znak słowny i logotypy Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc. i firma Hyperice używa ich za jej zezwoleniem. W mało prawdopodobnym przypadku utraty stabilnego połączenia Bluetooth system podejmie próbę automatycznego przywrócenia połączenia. Urządzenie Venom Go jest całkowicie autonomiczne i będzie działać normalnie nawet w przypadku utraty łączności. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia, co można określić poprzez jego wyłączenie i włączenie, zachęca się użytkownika do próby wyeliminowania zakłóceń poprzez zmianę orientacji lub umiejscowienia urządzenia, zwiększenie odległości między tym urządzeniem a pozostałymi urządzeniami lub podłączenie urządzenia do gniazda w innym obwodzie.

W urządzeniu Venom Go stosowana jest technologia bezprzewodowa Bluetooth 5.0 o następujących parametrach technicznych łączności radiowej: FCC ID: 2AWQY-VENOMGO, IC: 26929-VENOMGO, częstotliwość: od 2402 do 2480 MHz. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego praca podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi tolerować odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami mogącymi spowodować niewłaściwe działanie. Niniejsze urządzenie jest zgodne z normami RSS, zwalniającymi z konieczności uzyskania licencji Industry Canada. Jego praca podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi tolerować zakłócenia, włącznie z zakłóceniami mogącymi spowodować niewłaściwe działanie urządzenia.

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania FCC/ISED dotyczące wartości granicznych ekspozycji na promieniowanie określone dla środowiska niekontrolowanego oraz wytyczne FCC dotyczące ekspozycji na energię o częstotliwości radiowej (RF) i wymogi normy ISED RSS-102 w zakresie ekspozycji na energię o częstotliwości radiowej. Urządzenie to charakteryzuje się bardzo niskim poziomem energii RF, który uznaje się za zgodny z przepisami bez konieczności przeprowadzania badań dotyczących współczynnika absorpcji swoistej (SAR).

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez podmiot odpowiedzialny za zapewnienie zgodności, może skutkować unieważnieniem prawa użytkownika do obsługi urządzenia.

Urządzenie zostało poddane testom, które wykazały, że spełnia wymagania dotyczące urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami działania urządzeń w budynkach mieszkalnych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a w przypadku instalacji i stosowania w sposób niezgodny z instrukcją może wywoływać szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie można jednak w pełni zagwarantować, że w konkretnej konfiguracji zakłócenia takie nie wystąpią.

Jeśli urządzenie to będzie wywoływać szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik może podjąć próbę wyeliminowania zakłóceń przez wykonanie jednej lub kilku następujących czynności:

- zmiana położenia lub ustawienia anteny odbiorczej;
- zwiększenie odstępów między urządzeniem a odbiornikiem;
- podłączenie urządzenia do gniazda zasilającego należącego do innego obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik;
- Aby uzyskać pomoc, należy skonsultować się ze sprzedawcą.

INFORMACJE O AKUMULATORZE WEWNĘTRZNYM

Urządzenie Venom Go jest wyposażone w akumulator litowo-polimerowy. Akumulator wewnętrzny umożliwia korzystanie z urządzenia Venom Go w dowolnym miejscu – nawet jeśli nie są dostępne gniazda elektryczne. Urządzenie Venom Go może wymagać naładowania przed pierwszym użyciem. W pełni naładowany akumulator zapewnia zasilanie przez ponad 35 minut ciągłej pracy. Pełne naładowanie akumulatora trwa około 2,5 godziny, gdy urządzenie jest podłączone, ale nie jest używane.

- To urządzenie zawiera akumulator litowo-polimerowy. Akumulator może zostać wymieniony jedynie przez wykwalifikowanego pracownika serwisu za pomocą specjalnego narzędzia. W celu konserwacji lub naprawy urządzenia należy skontaktować się z firmą Hyperice. Po upływie okresu eksploatacji akumulatora należy prawidłowo zutylizować urządzenie. Akumulator należy w sposób bezpieczny zutylizować, korzystając z odpowiedniego punktu odbioru odpadów elektronicznych albo odzysku.



OSTRZEŻENIE

- Nie zostawiać urządzenia Venom Go podłączonego do ładowarki przez noc ani nie pozostawiać go bez nadzoru podczas ładowania lub użytkowania.
- Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi ładowania. Nie ładować akumulatora ani urządzenia, jeśli temperatura przekracza zakres podany w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie przy temperaturze przekraczającej ustalony zakres może spowodować uszkodzenie akumulatora lub zwiększyć ryzyko pożaru.
- Nominalny zakres temperatury ładowania to 0–45°C (32–113°F).
- W niewłaściwych warunkach eksploatacji z akumulatora może wydobywać się ciecz – należy unikać kontaktu z nią. Jeśli przypadkowo dojdzie do kontaktu z cieczą, należy przemyć miejsce kontaktu wodą. W przypadku dostania się cieczy do oczu należy skontaktować się z lekarzem. Ciecz wypływająca z akumulatora może powodować podrażnienia lub oparzenia.
- Nie używać akumulatora ani urządzenia, jeśli zostały uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą działać w sposób nieprzewidywalny i powodować pożary, wybuchy lub obrażenia.
- Akumulator użyty w tym urządzeniu może stwarzać ryzyko pożaru lub poparzenia chemicznego w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nim. Nie demontować. Nie wystawiać akumulatora ani urządzenia na działanie ognia lub wysokiej temperatury. Wystawienie na działanie ognia lub temperatury przekraczającej 130°C (265°F) może skutkować wybuchem.
- W przypadku wycieku z akumulatora nie dopuścić do kontaktu cieczy ze skórą ani oczami. Jeśli jednak dojdzie do kontaktu, przemyć daną okolicę dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku rozerwania akumulatora, znacznego wycieku lub wybuchu należy opuścić zanieczyszczony obszar i objąć go kwarantanną. Należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia, aby usunąć z niego opary, gazy lub ostre zapachy.
- Oczy – przemywać dużą ilością wody przez 15 minut. Pilnie skontaktować się z lekarzem.
- Skóra – przemyć okolicę, która miała kontakt z cieczą, dużą ilością wody z mydłem lub wziąć 15-minutowy prysznic.
- Wdychanie – wyprowadzić daną osobę na świeże powietrze oraz, jeśli to konieczne, użyć metody sztucznego oddychania. Skontaktować się z lekarzem, jeśli zajdzie taka potrzeba.
- Połknięcie – natychmiast skonsultować się z lekarzem lub lokalnym centrum kontroli zatrąć.
- Jak najszybciej zutylizować zużyty akumulator. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Nie demontować ani nie wrzucać do ognia.

ŁADOWANIE



OSTRZEŻENIE

W celu rozpoczęcia ładowania podłączyć koniec przewodu z wtyczką USB typu C do portu ładowania akumulatora, a drugi koniec przewodu – do adaptera z gniazdem USB typu A. Następnie

podłączyć adapter do gniazdka elektrycznego. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator (nie powinno to zająć więcej niż trzy godziny). Migający wskaźnik LED informuje o poziomie naładowania akumulatora i sygnalizuje, że proces ładowania jest w toku. Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, wskaźnik LED przestanie migać i będzie świecić się ciągłym zielonym światłem. Po naciśnięciu przycisku zasilania urządzenie włączy się i zostanie wyświetlony poziom naładowania akumulatora. Urządzenie może być ładowane w dowolnym czasie i przy dowolnym poziomie naładowania. Nie zaleca się całkowitego rozładowywania akumulatora (do poziomu sygnalizowanego pomarańczowym kolorem wskaźnika LED). Aby przedłużyć żywotność akumulatora, należy co miesiąc ponownie naładować urządzenie.

OBSŁUGA

Upewnić się, że akumulator jest naładowany. Odkleić podkładkę Venom Go od taśmy zabezpieczającej i umieścić podkładkę na żądanej części ciała. Naciśnąć przycisk zasilania na module sterowania, aby włączyć urządzenie. Logo Hyperice logo podświetli się na czerwono, co wskazuje, że urządzenie Venom Go zostało włączone. Wybrać żądany poziom ciepła i wibracji. Następnie podłączyć moduł sterowania do podkładki za pomocą złącza magnetycznego. W momencie podłączenia modułu do podkładki urządzenie automatycznie rozpocznie pracę. W każdym momencie pracy możliwe jest dostosowanie poziomu ciepła i wibracji. Urządzenie wyłącza się automatycznie po 10 minutach bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności. Urządzenie wibruje dwukrotnie, aby zasygnalizować koniec sesji. Trzykrotne wibrowanie oznacza, że poziom naładowania akumulatora jest niski. Po zakończeniu korzystania z urządzenia Venom Go przyklepić podkładkę do taśmy zabezpieczającej i w takiej formie odłożyć na miejsce przechowywania. Średni czas pracy wynosi około 35 minut w przypadku ustawienia trzeciego poziomu ciepła i dłużej w przypadku korzystania z niższych poziomów. Każda podkładka wystarcza na 20 zastosowań.


NAWIAZYWANIE POŁĄCZENIA Z APLIKACJĄ HYPERICE

Aby połączyć urządzenie z aplikacją Hyperice przez Bluetooth®, należy upewnić się, że urządzenie jest włączone, Bluetooth® jest włączony w telefonie, a urządzenie znajduje się w zasięgu telefonu. Migający na niebiesko wskaźnik LED Bluetooth na module sterowania sygnalizuje oczekiwanie na sparowanie urządzenia. Po wyświetlaniu monitu dotknąć opcji „Scan for Devices” (Skanuj w poszukiwaniu urządzeń). Wybrać dane urządzenie po tym, jak pojawi się na ekranie. Po sparowaniu urządzenia Venom Go z telefonem funkcja HyperSmart™ pozwoli na automatyczne rozpoczynanie sesji i regulację poziomu ciepła i wibracji za pomocą aplikacji Hyperice.

KONSERWACJA, CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Po użyciu przyklepić podkładkę do taśmy zabezpieczającej i przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Ręcznikiem lub miękką szmatką zetrzeć wilgoć z urządzenia. Urządzenie powinno znajdować się z dala od źródeł ciepła i płynów, a także poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

SPECYFIKACJA



1. Moduł sterowania Venom Go
2. Wskaźniki poziomu wibracji
3. Przycisk wyboru poziomu wibracji
4. Port ładowania
5. Wskaźniki poziomu naładowania akumulatora
6. Przycisk zasilania (WŁ./WYŁ.)
7. Wskaźnik Bluetooth®
8. Wskaźniki poziomu ciepła
9. Przycisk wyboru poziomu ciepła
10. Złącze magnetyczne podkładki
11. Podkładka Venom Go
12. Złącze magnetyczne urządzenia

Częstotliwość wibracji: 88 Hz

Ciepło: Poziom 1 – 40,5°C (105°F), Poziom 2 – 42,8°C (109°F), Poziom 3 – 45°C (113°F)

Waga: Moduł sterowania – 2,5 uncji, pojedyncza podkładka – 0,6 uncji, przewód USB-C – 0,5 uncji.



PRZESTROGA

Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań medycznych w szpitalach. Przeznaczone do użytku domowego lub komercyjnego.

Zaleca się przechowywanie urządzenia w temperaturze od -10°C do 25°C, gdy nie jest ono używane.

GWARANCJA

Produkt jest objęty ograniczoną gwarancją firmy Hyperice. Informacje o zakresie gwarancji w danym kraju można znaleźć na stronie hyperice.com/warranty.

PT

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES NÃO DESTRUIR



LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O VENOM GO.



PERIGO

Para reduzir o risco de choque elétrico:

- Retirar sempre este dispositivo da tomada elétrica imediatamente após o carregamento e antes de o limpar ou utilizar.
- Não apanhar um dispositivo que tenha caído na água. Retirar imediatamente da tomada.
- Não utilizar quando estiver no banho ou no duche.
- Não colocar nem guardar o dispositivo num local onde possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou lavatório. Não colocar nem deixar cair dentro de água ou de outro líquido.
- Manter seco. Não utilizar em condições húmidas ou molhadas.



AVISO

Leia todos os avisos e instruções de segurança antes de utilizar este dispositivo. O não cumprimento dos avisos e instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.



AVISO

PARA REDUZIR O RISCO DE QUEIMADURAS, CHOQUE ELÉTRICO, INCÊNDIO E FERIMENTOS CORPORAIS, ESTE PRODUTO DEVE SER UTILIZADO DE ACORDO COM AS SEGUINTE INSTRUÇÕES:

- Utilize este dispositivo apenas para a utilização prevista, conforme descrito neste manual.
- Isto não é um brinquedo. Destina-se a ser utilizado apenas por adultos. Não utilize em caso de ferimentos.
- Este dispositivo nunca deve ser deixado sem vigilância quando está ligado à corrente. Desligue sempre este dispositivo da tomada elétrica imediatamente após o carregamento e antes da respetiva utilização e limpeza. Retire da tomada elétrica quando não o estiver a utilizar e antes de colocar ou retirar peças.
- Não utilize o aparelho debaixo de uma manta ou almofada. Tal poderá resultar num aquecimento excessivo, causando um incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- Nunca utilize o dispositivo se este tiver um cabo ou ficha danificados, não estiver a funcionar corretamente, tiver caído ou se estiver danificado ou molhado. Devolva o dispositivo a um centro de assistência para que seja examinado e reparado.
- Não transporte este dispositivo segurando-o pelo cabo nem utilize o cabo como pega.
- Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.
- Nunca deixe cair nem introduza objetos nas aberturas.
- Adequado APENAS para locais secos. Não utilize no exterior nem em superfícies molhadas

e não exponha a água ou chuva.

- Utilize o produto apenas de acordo com estes materiais de instrução. Além disso, os materiais de instrução estão disponíveis em hyperice.com.
- Utilize as superfícies aquecidas com cuidado. Pode provocar queimaduras graves. Não utilize sobre áreas cutâneas sem sensibilidade ou em zonas com má circulação sanguínea. A utilização sem supervisão de calor por crianças ou pessoas incapacitadas pode ser perigosa.
- Podem ocorrer temperaturas suficientemente elevadas para causar queimaduras, independentemente da definição de controlo. Não utilize em crianças nem em pessoas inválidas ou que estejam a dormir ou inconscientes. Não utilize em áreas cutâneas sem sensibilidade ou em pessoas com má circulação sanguínea. Verifique frequentemente a pele em contacto com a área aquecida do dispositivo para reduzir o risco de formação de bolhas. Retire imediatamente do corpo e desligue o dispositivo se começar a sentir desconforto.
- Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas sem sensibilidade ao calor nem por outras pessoas muito vulneráveis que não tenham capacidade para reagir ao aquecimento excessivo.
- Se o dispositivo for utilizado enquanto dorme, com os controlos definidos para qualquer temperatura, o utilizador pode sofrer queimaduras na pele ou uma insolação.
- Não esmagar. Evite dobrar com vincos acentuados. Não dobre a almofada Venom Go enquanto estiver a ser utilizada.
- Não modifique nem tente reparar o dispositivo. Não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Contacte a Hyperice para obter assistência.
- Evite que o dispositivo inicie acidentalmente. Certifique-se de que o botão de alimentação está na posição de desligado antes de pegar no dispositivo ou de o transportar ou guardar.



ADVERTÊNCIA

Ao utilizar um dispositivo elétrico, devem ser sempre seguidas precauções básicas, incluindo o seguinte:

- Destina-se a ser utilizado apenas por adultos.
- Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não possuam a experiência e o conhecimento necessários para utilizar este dispositivo, a não ser que tenham supervisão ou que tenham recebido instruções relativas à utilização do dispositivo de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças com menos de três anos de idade não devem utilizar este dispositivo devido à incapacidade para reagir ao aquecimento excessivo.
- O dispositivo tem uma superfície aquecida. As pessoas sensíveis ao calor devem ser cuidadosas ao utilizar o dispositivo.
- Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas sem sensibilidade ao calor nem por outras pessoas muito vulneráveis que não tenham capacidade para reagir ao aquecimento excessivo.
- Não deixe as crianças sem supervisão, de modo a garantir que estas não brincam com o dispositivo.
- Desligue o carregador da bateria após o carregamento ou antes da utilização. O Venom Go não funciona enquanto o carregador estiver ligado à bateria.
- Nunca deixe o Venom Go a funcionar ou a carregar sem vigilância.
- Não mergulhe o dispositivo em água. Limpe apenas com um pano húmido.
- Mantenha os líquidos afastados do dispositivo.
- Utilize apenas numa superfície limpa e seca do corpo, conforme ilustrado nestes materiais de instruções.
- Não utilize o Venom Go em pele húmida ou sobre pomadas tópicas, especialmente as que contêm ingredientes que produzem calor, pois tal pode provocar queimaduras na pele.
- Podem ocorrer queimaduras, independentemente da definição de controlo. Verifique a pele sob o produto com frequência e remova-o imediatamente do corpo e desligue-o se começar a sentir desconforto.
- Não coloque quaisquer objetos metálicos entre o Venom Go e o corpo, incluindo ganchos ou outros elementos de fixação metálicos.
- Não tente desmontar.
- Não adultere nem altere o Venom Go de forma alguma.
- Examine cuidadosamente o dispositivo antes de cada utilização. Contacte o fabricante se apresentar sinais de deterioração, tais como fendas, bolhas ou fissuras.
- Não utilize em locais onde estejam a ser utilizados produtos aerossóis (spray) ou onde esteja a ser administrado oxigénio.
- Não se sente em cima do Venom Go, não se encoste a este nem o esmague.
- Não esmague o dispositivo colocando itens por cima do mesmo enquanto está guardado.
- A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

NÃO UTILIZE O VENOM GO SEM OBTER PRIMEIRO A APROVAÇÃO DO SEU MÉDICO CASO SE APLIQUE ALGUMA DAS SEGUINTESS CONDIÇÕES:

- Gravidez, diabetes com complicações como neuropatia ou danos na retina, utilização de pacemakers, cirurgia recente, epilepsia ou enxaquecas, hérnia discal, espondilolistese, espondilólise ou espondilose, substituições recentes das articulações ou DIU, pinos ou placas metálicas ou quaisquer preocupações com a sua saúde física. As crianças e os indivíduos debilitados deverão ser acompanhados por um adulto aquando da utilização de um dispositivo de vibração.

Estas contraindicações não significam que não pode utilizar um dispositivo de vibração ou de exercício, mas recomendamos que consulte primeiro um médico.

Está em curso uma investigação sobre os efeitos do exercício de vibração em estados médicos específicos. Provavelmente, tal irá resultar na redução da lista de contraindicações apresentada acima. A experiência prática demonstrou que a integração de um exercício vibratório num plano de tratamento apresenta benefícios em vários casos. A utilização deverá ser realizada mediante o aconselhamento e acompanhamento de um médico, especialista ou fisioterapeuta.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Símbolo	Descrição	Localização
IP21	Grau de proteção contra a entrada de água	Na unidade de controlo
	Ler as instruções antes de utilizar	Na unidade de controlo
	Corrente contínua	Na unidade de controlo e no manual
	Nome e morada do fabricante	Na unidade de controlo
	Recolha seletiva para resíduos elétricos e equipamento eletrónico. Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos, em toda a UE. Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. O revendedor pode levar este produto para reciclagem segura a nível ambiental.	Na unidade de controlo
	Símbolo de advertência para indicar a necessidade de o utilizador consultar a informação de alerta importante das instruções de utilização, como avisos e precauções que, por várias razões, não podem ser apresentados no próprio dispositivo médico.	Na unidade de controlo e no manual
	Conformidade europeia	Na unidade de controlo
	RCM Austrália	Na unidade de controlo
	Fabricado na China	Na unidade de controlo
	Marcação do Reino Unido	Na unidade de controlo

	Marcação NRTL norte-americana	Na unidade de controlo
	Símbolo de reciclagem	Na unidade de controlo
	Controlo de calor	Na unidade de controlo
	Ligar/desligar	Na unidade de controlo
	Controlo de vibração	Na unidade de controlo

TECNOLOGIA SEM FIOS BLUETOOTH®

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas pela Hyperice é efetuada sob licença. Na eventualidade pouco provável de perda de uma ligação estável Bluetooth, o sistema tenta reestabelecer a sua ligação automaticamente. O dispositivo Venom Go é totalmente autónomo e continua a funcionar normalmente mesmo em caso de perda de ligação. Se este dispositivo causar interferência, o que pode ser determinado ligando e desligando o dispositivo, o utilizador deve tentar corrigir a interferência reorientando ou mudando a localização do dispositivo, aumentando a distância de separação entre o equipamento e o dispositivo ou ligando o dispositivo a uma tomada diferente num circuito, caso esteja ligado.

O dispositivo Venom Go utiliza a tecnologia sem fios Bluetooth 5.0 com as seguintes especificações de rádio: ID FCC: 2AWQY-VENOMGO, IC: 26929-VENOMGO, Frequência: 2402 MHz a 2480 MHz

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência grave e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejado. Este dispositivo está em conformidade com o(s) padrão(ões) RSS isento(s) de licença da Indústria do Canadá. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferência e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejado do dispositivo.

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação definidos pela FCC/ISED para ambientes não controlados e cumpre com os requisitos das diretrizes de exposição à radiofrequência (RF) da FCC e com as regras de exposição à radiofrequência (RF) RSS-102 da ISED. Este equipamento emite níveis muito baixos de energia de RF que estão em conformidade com os limites sem teste de taxa de absorção específica (SAR).

As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderão anular a autoridade do utilizador de operar o equipamento.

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode radiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas às comunicações de rádio. No entanto, não é possível garantir que não ocorra interferência numa instalação específica.

Se este equipamento vier a causar interferência nociva à emissão de rádio ou televisão, o que se pode verificar desligando e ligando o equipamento, aconselha-se que o utilizador tente corrigir a interferência aplicando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena recetora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Consultar o revendedor para obter ajuda.

INFORMAÇÃO DA BATERIA INTERNA

O dispositivo Venom Go está equipado com uma bateria recarregável de polímero de lítio. A bateria interna foi concebida para permitir a utilização do Venom Go em qualquer lugar, mesmo quando não estiverem disponíveis tomadas de alimentação. O Venom Go pode precisar de ser carregado

antes da primeira utilização. Uma bateria totalmente carregada possui carga para mais de 35 minutos de utilização contínua. São necessárias aproximadamente 2,5 horas para alcançar a carga completa da bateria quando o dispositivo está ligado à alimentação e não está a ser utilizado.

- Este dispositivo contém uma bateria de polímero de lítio. A bateria só pode ser substituída por um funcionário qualificado com uma ferramenta específica. Contacte a Hyperice para obter assistência ou reparação. Quando a bateria estiver no fim de vida útil, o dispositivo deve ser eliminado de forma adequada. A eliminação da bateria tem de ser efetuada em segurança e de acordo com as normas aplicáveis numa instalação de eliminação ou reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.



AVISO

- Não carregue o Venom Go durante a noite nem o deixe sem vigilância quando estiver a carregar ou a ser utilizado.
- Siga todas as instruções de carregamento e não carregue a bateria ou o dispositivo fora do intervalo de temperatura especificado nas instruções. O carregamento incorreto ou a temperaturas fora do intervalo especificado pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.
- O intervalo de temperatura nominal para carregar a bateria é 0 °C~45 °C (32 °F~113 °F).
- Em condições indevidas, pode ser expelido líquido da bateria; evite o contacto. Em caso de contacto accidental com o líquido da bateria, lave com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure assistência médica. O líquido expelido da bateria pode causar irritação ou queimaduras.
- Não utilize uma bateria ou um dispositivo danificados ou modificados. As baterias danificadas ou modificadas podem apresentar um comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
- A bateria utilizada neste dispositivo pode apresentar um risco de incêndio ou de queimaduras químicas se for utilizada incorretamente. Não desmonte nem exponha uma bateria ou dispositivo a fogo ou a temperaturas excessivas. A exposição ao fogo ou a temperaturas superiores a 130 °C (265 °F) pode provocar uma explosão.
- Em caso de fuga na bateria, não permita que o líquido entre em contacto com a pele ou os olhos. Se tiver ocorrido contacto com o líquido da bateria, lave a área afetada com quantidades abundantes de água e procure assistência médica.
- Em caso de rutura da bateria, fuga grave ou explosão, evacue a área e coloque a área contaminada em quarentena. Ventile bem o espaço para eliminar quaisquer fumos, gases ou odores fortes.
- Olhos – enxague os olhos com água abundante durante 15 minutos; procure imediatamente assistência médica.
- Pele – enxague a área afetada com água abundante e sabão ou tome um duche durante 15 minutos.
- Inalação – coloque a pessoa num local com ar fresco e utilize respiração artificial, se necessário; procure assistência médica, se necessário.
- Ingestão – consulte imediatamente um médico ou um centro de controlo de venenos local
- Elimine a bateria usada imediatamente. Mantenha-a afastada das crianças. Não desmonte nem elimine no fogo.

CARREGAR A BATERIA



AVISO

Para carregar, ligue o cabo USB-C à porta de carregamento da bateria e ligue o cabo a um adaptador USB-A. Em seguida, ligue o adaptador à tomada. Carregue totalmente a bateria durante até três horas antes da primeira utilização. A luz LED pisca para mostrar o nível da bateria e indicar um carregamento ativo. A carga total é indicada quando a luz LED deixa de piscar e permanece totalmente acesa a verde. Premir o botão de alimentação liga o dispositivo e apresenta o nível da bateria. O dispositivo pode ser recarregado a qualquer altura e com qualquer nível da bateria. Não se recomenda que a bateria fique completamente descarregada até ao nível do LED laranja. Recarregue o dispositivo mensalmente para prolongar ao máximo a vida útil da bateria.

FUNCIONAMENTO

Certifique-se de que a bateria está carregada. Descole a almofada Venom Go do invólucro e coloque-a na parte do corpo que pretender. Na unidade de controlo, prima o botão de alimentação para ativar o dispositivo. O logótipo da Hyperice acende a vermelho para indicar que o Venom Go está ativo. Escolha as opções de calor e vibração pretendidas. Em seguida, coloque a unidade de controlo na almofada utilizando a ligação magnética. O dispositivo inicia automaticamente quando a unidade

de controlo se liga à almofada. Pode ajustar os níveis de calor ou de vibração a qualquer momento. O dispositivo desliga-se automaticamente após 10 minutos sem ser necessária uma nova ação. O dispositivo vibra duas vezes para indicar o fim de uma sessão ou vibra três vezes se a bateria estiver fraca. Quando terminar de utilizar o Venom Go, volte a colar a almofada no invólucro para a guardar. O tempo médio de funcionamento é de cerca de 35 minutos no nível três de calor, sendo superior em níveis mais baixos. Cada almofada dura até 20 aplicações.


LIGAR À APLICAÇÃO HYPERICE

Para ligar o dispositivo à aplicação Hyperice através de Bluetooth®, certifique-se de que o dispositivo está ligado, de que o Bluetooth® está ativado no seu telefone e de que o dispositivo está ao alcance do seu telefone. O LED do Bluetooth na unidade de controlo irá piscar a azul, o que significa que está à espera de emparelhar. Se solicitado, toque em "Procurar dispositivos". Selecione o seu dispositivo quando este aparecer no ecrã. Depois de emparelhar o Venom Go, a HyperSmart™ permite iniciar automaticamente a sua sessão e controlar as definições de calor e vibração a partir da aplicação Hyperice.

MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Coloque novamente a almofada no invólucro após a utilização e guarde-a num local fresco e seco. Utilize uma toalha ou um pano macios para limpar a humidade do dispositivo. Mantenha o dispositivo afastado de fontes de calor, líquidos, crianças e animais de estimação.

ESPECIFICAÇÕES



1. Unidade de controlo do Venom Go
2. Indicadores do padrão de vibração
3. Botão do padrão de vibração
4. Porta de carregamento
5. Indicador de vida útil da bateria
6. Botão de alimentação (LIGAR/DESLIGAR)
7. Indicador de Bluetooth®
8. Indicadores de nível de calor
9. Botão de nível de calor
10. Ligação magnética para fixação à almofada
11. Almofada Venom Go
12. Ligação magnética para fixação ao dispositivo

Frequência de vibração: 88 Hz

Calor: nível 1 – 40,5 °C (105 °F); nível 2: 42,8 °C (109 °F); nível 3: 45 °C (113 °F)

Peso: unidade de controlo – 70,9 g (2,5 oz.); almofada – 17 g (0,6 oz.); cabo USB-C – 14,2 g (0,5 oz.)



ADVERTÊNCIA

Não se destina a ser utilizado em hospitais. Destinado a uso doméstico ou comercial.

Quando não estiver a ser utilizado, recomenda-se que guarde o dispositivo a uma temperatura entre -10 °C ~ 25 °C.

GARANTIA

Este produto está abrangido por uma garantia limitada da Hyperice. Visite hyperice.com/warranty para consultar a garantia no seu país.

RO

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE A NU SE DISTRUGE



CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A UTILIZA VENOM GO.



PERICOL

Pentru a reduce riscul de electrocutare:

- Deconectați întotdeauna acest dispozitiv de la priza electrică imediat după încărcare și înainte de curățare sau utilizare.
- Nu apucați dispozitivul dacă a căzut în apă. Decuplați-l imediat de la priză.
- Nu utilizați dispozitivul când faceți baie sau sunteți în duș.
- Nu amplasați sau depozitați dispozitivul într-un loc din care poate să cadă sau să fie tras în cadă sau în chiuvetă. Nu scufundați sau nu scăpați în apă sau alt lichid.
- A se păstra în stare uscată. A nu se utiliza în medii ude sau umede.



AVERTISMENT

Citiți toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave.



AVERTISMENT

PENTRU A REDUCE RISCUL DE ARSURI, ELECTROCUTARE, INCENDIU ȘI VĂTĂMĂRI CORPORALE, ACEST PRODUS TREBUIE UTILIZAT CONFORM URMĂTOARELOR INSTRUCȚIUNI:

- Utilizați acest dispozitiv doar în scopul pentru care a fost proiectat, după cum se descrie în acest manual.
- Acest aparat nu este o jucărie. Este destinat exclusiv adulților. Nu-l utilizați dacă aveți leziuni.
- Acest dispozitiv nu trebuie lăsat nesupravegheat atunci când este conectat la o priză. Deconectați întotdeauna acest dispozitiv de la priza electrică imediat după încărcare, înainte de utilizare și înainte de curățare. Deconectați-l de la priză atunci când nu îl utilizați și înainte de a adăuga sau îndepărta piese.
- Nu se utilizează sub pătură sau pernă. Se poate acumula căldură excesivă care poate cauza un incendiu, electrocutarea sau vătămarea persoanelor.
- Nu utilizați niciodată acest dispozitiv dacă are cablul sau ștecherul deteriorat sau dacă nu funcționează corespunzător, dacă a fost scăpat, deteriorat sau udat. Returnați dispozitivul la un centru de service pentru verificare și reparații.
- Nu transportați acest dispozitiv ținându-l de cablu sau nu folosiți cablul pe post de mână.
- Țineți cablul la distanță de suprafețele încălzite.
- Nu scăpați și nu introduceți niciodată vreun obiect în nicio deschizătură.
- Potrivit NUMAI pentru utilizare în locuri uscate. Nu utilizați dispozitivul în aer liber sau pe suprafețe umede și nu îl expuneți la apă sau ploaie.
- Utilizați produsul numai în conformitate cu aceste materiale cu instrucțiuni. De asemenea, sunt disponibile materiale cu instrucțiuni de utilizare la adresa hyperice.com.

- Utilizați cu atenție suprafețele încălzite. Pot cauza arsuri grave. Nu îl utilizați în zonele cu piele care nu mai răspunde la stimuli sau în zonele cu circulație deficitară. Utilizarea nesupravegheată a căldurii de către copii sau persoane aflate în incapacitate poate fi periculoasă.
- Se pot produce temperaturi suficient de ridicate încât să provoace arsuri, indiferent de setările de control. Nu îl utilizați pe sugari sau persoane invalide, persoane care dorm sau care sunt inconștiente. Nu utilizați pe piele care nu mai răspunde la stimuli sau pe o persoană cu circulație deficitară a sângelui. Verificați frecvent pielea aflată în contact cu zona încălzită a dispozitivului, pentru a reduce riscul de producere a bășicilor. Îndepărtați imediat dispozitivul de pe corp și opriți dispozitivul când observați primul semn de disconfort.
- Acest dispozitiv nu trebuie utilizat de persoane care nu răspund la căldură sau de alte persoane foarte vulnerabile care nu au posibilitatea de a reacționa la supraîncălzire.
- Dacă dispozitivul este purtat în timpul somnului cu comenzile setate la orice temperatură, este posibil ca utilizatorul să sufere de arsuri cutanate sau de insolatie.
- Nu îl striviți. Evitați să îl îndoiți creând cute cu margini clare. Nu îndoiți banda Venom Go cât timp o utilizați.
- Nu modificați și nu încercați să reparați dispozitivul. Acesta nu conține piese ce pot fi reparate de utilizator. Contactați Hyperice pentru reparații.
- Căutați să preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că butonul de alimentare se află în poziția oprit înainte de a lua sau ține în mână dispozitivul sau a-l depozita.

ATENȚIE

Atunci când utilizați un dispozitiv electric, trebuie să urmați măsuri de precauție de bază, inclusiv următoarele:

- Este destinat exclusiv adulților.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu dețin experiență sau cunoștințe referitoare la utilizarea acestui dispozitiv, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau au fost instruite privind utilizarea dispozitivului de către o persoană responsabilă cu siguranța acestora.
- Copiii cu vârsta sub trei ani nu trebuie să utilizeze dispozitivul, deoarece nu sunt capabili să reacționeze la supraîncălzire.
- Dispozitivul dispune de o suprafață care se încălzește. Persoanele sensibile la căldură trebuie să fie atente atunci când utilizează dispozitivul.
- Acest dispozitiv nu trebuie utilizat de persoane care nu răspund la căldură sau de alte persoane foarte vulnerabile care nu au posibilitatea de a reacționa la supraîncălzire.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul.
- Scoateți încărcătorul din baterie după ce ați încărcat dispozitivul sau înainte de a-l utiliza. Venom Go nu va funcționa cât încărcătorul este conectat la baterie.
- Nu lăsați niciodată Venom Go nesupravegheat cât timp este pornit sau se încarcă.
- Nu scufundați dispozitivul în apă. Curățați-l utilizând numai o lavetă umedă.
- Țineți lichidele departe de dispozitiv.
- Utilizați-l numai pe o suprafață uscată și curată a corpului, așa cum se menționează în materialele cu instrucțiuni.
- Nu utilizați Venom Go pe pielea umedă sau peste care s-a aplicat un unguent topic, în special dacă acesta conține ingrediente ce stimulează producerea de căldură, deoarece acest lucru poate duce la producerea de arsuri cutanate.
- Se pot produce arsuri indiferent de setările de control. Verificați frecvent pielea de sub produs și îndepărtați-l imediat de pe corp și opriți-l la primul semn de disconfort.
- Nu puneți niciun obiect metalic între Venom Go și corp, inclusiv ace sau alte elemente de fixare din metal.
- Nu încercați să îl dezamblați.
- Nu modificați sau alterați în niciun fel Venom Go.
- Verificați cu atenție dispozitivul înainte de fiecare utilizare. Contactați producătorul dacă acesta prezintă semne de deteriorare, precum blocări, zone umflate sau crăpături.
- Nu utilizați dispozitivul în locuri unde se folosesc produse cu aerosoli (spray) sau unde se administrează oxigen.
- Nu vă așezați peste Venom Go, nu vă lăsați pe acesta și nu îl striviți.
- Nu striviți dispozitivul punând diverse articole peste acesta, atunci când îl depozitați.
- Copiii nesupravegheați nu se vor ocupa de curățarea și întreținerea realizate de utilizator.

NU UTILIZAȚI VENOM GO FĂRĂ A OBTINE ÎNTÂI APROBAREA DIN PARTEA MEDICULUI DVS. DACĂ SE APLICĂ UNA DIN URMĂTOARELE:

- Sarcină, diabet cu complicații precum neuropatie sau deteriorarea retinei, uzura stimulatoarelor cardiace, intervenție chirurgicală recentă, epilepsie sau migrene, hernie de disc, spondilolistează, spondiloliză sau spondiloză, intervenții recente de înlocuire a articulațiilor sau de implantare a unui dispozitiv intrauterin, ace sau plăci metalice sau orice alte probleme de sănătate fizică. Persoanele sensibile și copiii trebuie să fie supravegheați de un adult când utilizează orice dispozitiv cu vibrații.

Aceste contraindicații nu înseamnă că nu puteți utiliza un dispozitiv cu vibrații sau un dispozitiv pentru exerciții, ci faptul că vă recomandăm să consultați un medic înainte de utilizare.

Cercetări în desfășurare sunt efectuate cu privire la efectele exercițiului cu vibrații pentru tulburări medicale specifice. Acest lucru va duce probabil la scurtarea listei de contraindicații așa cum se arată mai sus. Experiența practică a arătat că integrarea unor exerciții pe bază de vibrații într-un plan de tratament este recomandabilă în multe cazuri. Acest lucru trebuie făcut la sfatul medicului și în compania unui medic, specialist sau kinetoterapeut.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Simbol	Descriere	Amplasare
IP21	Grad de protecție împotriva pătrunderii apei	Pe panou
	Citiți instrucțiunile înainte de utilizare	Pe panou
— — —	Curent continuu	Pe panou și în manual
	Numele și adresa producătorului	Pe panou
	Colectarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie eliminat cu deșeuri menajere pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele efecte dăunătoare asupra mediului sau a sănătății omului cauzate de eliminarea necontrolată de deșeuri, reciclați în mod responsabil dispozitivul promovând o reutilizare sustenabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, apălați la sisteme de retur și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Aceștia pot lua produsul în vederea reciclării ecologice.	Pe panou
	Simbol de atenționare pentru a indica faptul că utilizatorul trebuie să consulte instrucțiunile de utilizare, pentru informații de atenționare importante, precum avertismentele și măsurile de precauție care, din diverse motive, nu pot fi prezente pe dispozitivul medical.	Pe panou și în manual
CE	Conformitate Europeană	Pe panou
	RCM Australia	Pe panou
	Fabricat în China	Pe panou
UK CA	Marcaj UK	Pe panou
	Marcaj NRTL America de Nord	Pe panou
	Simbol reciclare	Pe panou

	Controlul căldurii	Pe panou
	Alimentare pornită/oprită	Pe panou
	Controlul vibrațiilor	Pe panou

TEHNOLOGIA WIRELESS BLUETOOTH®

Numele mărcii și logo-urile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate ale Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Hyperice are loc sub licență. În eventualitatea puțin probabilă a pierderii stabilității conexiunii Bluetooth, sistemul va încerca să restabilească conexiunea în mod automat. Dispozitivul Venom Go este complet autonom și va continua să funcționeze normal chiar și în lipsa conectivității. Dacă acest dispozitiv cauzează interferențe, ceea ce poate fi stabilit oprind și pornind dispozitivul, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența reorientând sau schimbând amplasarea dispozitivului, măbind distanța de separare dintre echipament și dispozitiv sau conectând dispozitivul la o altă priză de circuit, dacă este conectat.

Dispozitivul Venom Go utilizează tehnologia wireless Bluetooth 5.0 având următoarele specificații radio: NR. DE IDENTIFICARE FCC: 2AWQY-VENOMGO, IC: 26929-VENOMGO, Frecvență: 2402 - 2480 MHz

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 a Regulamentului FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențele care pot cauza probleme de funcționare. Acest dispozitiv respectă standardele RSS ale Industry Canada privind scutirea de licență. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențele care pot cauza probleme de funcționare a dispozitivului.

Acest echipament este conform cu limitele FCC/ISED privind expunerea la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat și îndeplinește orientările FCC privind expunerea la energie de radiofrecvență (RF) și RSS-102 din cadrul normelor ISED privind expunerea la energie de radiofrecvență (RF). Acest echipament prezintă niveluri foarte scăzute de energie RF, considerate conforme fără testarea ratei de absorbție specifică (SAR).

Schimbările sau modificările care nu sunt în mod expres aprobate de către partea responsabilă cu conformitatea pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Acest echipament a fost testat și s-a concluzionat că este conform cu limitele pentru un dispozitiv digital clasa B, în temeiul Părții 15 a normelor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare asociate unei instalații rezidențiale. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este montat și utilizat conform instrucțiunilor, poate duce la interferențe dăunătoare radiocomunicațiilor. Totuși, nu se poate garanta că nu vor apărea interferențe la o anumită instalație.

Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare semnalelor radio sau TV, fapt care se poate verifica prin pornirea și oprirea echipamentului, se recomandă ca utilizatorul să încerce să corecteze interferența luând una sau mai multe din următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți spațiul dintre echipament și dispozitivul de recepție.
- Conectați echipamentul la o priză ce face parte dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat dispozitivul de recepție.
- Contactați distribuitorul pentru ajutor.

INFORMAȚII PRIVIND BATERIA INTERNĂ

Dispozitivul Venom Go conține o baterie reincărcabilă de tip litiu-polimer. Bateria internă este proiectată pentru a permite utilizarea Venom Go oriunde – chiar și în cazurile în care nu există prize electrice disponibile. Este posibil să fie necesar să încărcăți Venom Go înainte de prima utilizare. O baterie complet încărcată va furniza energie timp de mai mult de 35 de ore de utilizare continuă. Încărcarea completă a bateriei durează aproximativ 2,5 ore când dispozitivul este conectat la o priză și nu este utilizat.

- Acest dispozitiv conține o baterie tip litiu-polimer. Bateriile trebuie înlocuite doar de către un lucrător specializat utilizând un instrument special. Contactați Hyperice pentru lucrări de

service sau de reparații. Când bateria ajunge la finalul ciclului de viață, dispozitivul trebuie să fie eliminat corespunzător. Bateria trebuie îndepărtată în siguranță la un centru adecvat de eliminare sau reciclare a deșeurilor electronice.



AVERTISMENT

- Nu încărcați Venom Go peste noapte sau nu îl lăsați nesupravegheat când se încarcă sau este pornit.
- Urmăriți toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați bateria sau dispozitivul în afara intervalului de temperaturi specificat în instrucțiuni. Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi aflate în afara intervalului menționat poate deteriora bateria și spori riscul de incendiu.
- Intervalul nominal de temperaturi pentru încărcarea bateriei este între 0 °C și 45 °C (între 32 °F și 113 °F).
- În condiții de utilizare abuzivă, este posibil să se elimine lichid din baterie; evitați contactul cu acesta. În caz de contact accidental, clătiți cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, consultați un medic. Lichidul eliminat de baterie poate cauza iritații sau arsuri.
- Nu utilizați bateria sau dispozitivul deteriorat sau modificat. Bateriile deteriorate sau modificate pot cauza acțiuni neașteptate care să ducă la incendiu, explozie sau la riscul de vătămare.
- Bateria utilizată în acest dispozitiv poate prezenta un risc de incendiu sau de arsură chimică dacă nu este utilizată corespunzător. Nu dezasamblați bateria sau dispozitivul și nu le expuneți la foc sau la temperaturi excesive. Expunerea la foc sau la temperaturi de peste 130 °C (265 °F) poate duce la explozie.
- În cazul eliminării de lichid din baterie, nu permiteți ca lichidul să intre în contact cu pielea sau ochii. Dacă s-a produs acest contact, spălați zona afectată cu apă din abundență și consultați un medic.
- În cazul în care bateria se rupe, elimină lichid mult sau explodează, evacuați zona și puneți în carantină zona contaminată. Asigurați o ventilație bună pentru a elimina orice fum, gaze sau mirosuri neplăcute.
- Ochi – Clătiți ochii cu apă din abundență timp de 15 minute; consultați imediat un medic.
- Piele – Clătiți zona afectată cu apă și săpun din abundență sau faceți un duș de 15 minute.
- Inhalare – Expuneți persoana la aer curat și utilizați mijloace de respirație artificială, dacă este necesar; consultați un medic, dacă este cazul.
- Ingerare – Consultați imediat un medic sau centrul local responsabil cu controlul substanțelor otrăvitoare
- Eliminați bateria uzată cu promptitudine. A se feri de accesul copiilor. A nu se dezasambla și a nu se arunca în foc.

ÎNCĂRCAREA



AVERTISMENT

Pentru încărcare, conectați cablul USB-C în portul de încărcare a bateriei și introduceți cablul într-un adaptor USB-A. Apoi conectați adaptorul într-o priză de perete. Înainte de prima utilizare, încărcați complet bateria până la trei ore. O lumină LED se va aprinde intermitent pentru a afișa nivelul bateriei și pentru a indica încărcarea activă. Când lumina LED nu se mai aprinde intermitent, ci rămâne aprinsă verde indică încărcarea completă a bateriei. Dacă apăsați butonul de alimentare, veți porni dispozitivul și se va afișa nivelul bateriei. Dispozitivul poate fi reîncărcat în orice moment și la orice nivel al bateriei. Nu este recomandat să descărcați complet bateria până la nivelul portocaliu al LED-ului. Reîncărcați lunar dispozitivul pentru a prelungi cel mai bine durata de viață a bateriei.

UTILIZAREA

Asigurați-vă că bateria este încărcată. Îndepărtați banda Venom Go de pe înveliș și aplicați-o pe zona dorită de pe corp. Pentru a activa dispozitivul, apăsați butonul de alimentare de pe panou. Sigla Hyperice va lumina în roșu pentru a arăta că Venom Go este activat. Alegeți opțiunile dorite de căldură și vibrații. Apoi conectați panoul la bandă utilizând mijlocul de conectare magnetică. Dispozitivul va porni automat când panoul se conectează la bandă. Puteți ajusta oricând setările de căldură sau vibrații la un nivel nou. Dispozitivul se va opri automat la 10 minute de la ultima comandă. Dispozitivul va vibra de două ori pentru a indica finalul unei sesiuni sau va vibra de trei ori când prezintă un nivel scăzut al bateriei. Când ați terminat de utilizat Venom Go, fixați înapoi banda pe înveliș pentru a o depozita. Timpul mediu de funcționare este de aproximativ 35 de minute la nivelul de căldură 3 și mai mare la niveluri mai scăzute. Fiecare bandă are o durată de viață de până la 20 de aplicări.


CONECTAREA LA APLICAȚIA HYPERICE

Pentru a vă conecta dispozitivul la aplicația Hyperice prin Bluetooth®, asigurați-vă că dispozitivul este pornit, Bluetooth® este activat pe telefon și dispozitivul este în apropierea telefonului dvs. LED-ul Bluetooth de pe panou va lumina albastru intermitent, ceea ce înseamnă că așteaptă să se asocieze. Dacă apare mesajul „Scan for Devices” (Scanări pentru dispozitive), apăsați pe acesta. Selectați dispozitivul dvs. atunci când apare pe ecran. Odată ce ați asociat Venom Go, HyperSmart™ vă va permite să începeți automat o sesiune și să controlați setările de căldură și vibrații cu ajutorul aplicației Hyperice.

ÎNTREȚINERE, CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

Reaplicați banda pe înveliș după fiecare utilizare și depozitați-o într-un loc uscat, răcoros. Utilizați un prosop sau o lavetă moale pentru a șterge umezeala de pe dispozitiv. Țineți dispozitivul departe de sursele de căldură, lichide, copii și animale de companie.

SPECIFICAȚII



1. Panou Venom Go
2. Indicatoare ale nivelului de vibrații
3. Buton de setare a nivelului de vibrații
4. Port de încărcare
5. Indicator al nivelului bateriei
6. Buton de alimentare (pornit/oprit)
7. Indicator Bluetooth®
8. Indicatoare ale nivelului de căldură
9. Buton de setare a nivelului de căldură
10. Mijloc de conectare magnetică bandă
11. Bandă Venom Go
12. Mijloc de conectare magnetică dispozitiv

Frecvență vibrații: 88 Hz

Căldură: Nivelul 1 - 40,5 °C (105 °F), Nivelul 2: 42,8 °C (109 °F), Nivelul 3: 45 °C (113 °F)

Greutate: Panou - 70,87 g (2,5 oz.), Bandă simplă - 17 g (0,6 oz.), Cablu USB-C - 14,17 g (0,5 oz.)



ATENȚIE

Nu este destinat utilizării în scopuri medicale în spitale. Destinat uzului casnic sau comercial.

Când dispozitivul nu este utilizat, se recomandă să îl depozitați la temperaturi cuprinse între -10 °C și -25 °C.

GARANȚIE

Acest produs este acoperit de o garanție limitată oferită de Hyperice.

Accesați hyperice.com/warranty pentru a vedea garanția din țara dvs.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ УНИЧТОЖАТЬ



ПОЛНОСТЬЮ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА VENOM GO.



ОПАСНОСТЬ

Во избежание поражения электрическим током:

- Всегда отключайте устройство от сети электропитания сразу после зарядки и перед чисткой или эксплуатацией.
- Запрещается прикасаться к устройству, упавшему в воду. Немедленно отключите его от сети питания.
- Запрещается использовать устройство в ванне или душе.
- Запрещается класть или хранить устройство в местах, в которых оно может упасть, в том числе в ванну или раковину. Запрещается погружать и ронять устройство в воду или иную жидкость.
- Беречь от влаги. Не используйте устройство при наличии влаги.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед эксплуатацией устройства ознакомьтесь с предостережениями и инструкциями, касающимися безопасности. Несоблюдение предостережений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Для снижения риска ожогов, поражения электрическим током, возгорания и травмирования это изделие должно использоваться в соответствии со следующими инструкциями:

- Необходимо использовать данное устройство исключительно в соответствии с описанием, приведенным в настоящем руководстве.
- Устройство не является игрушкой. Оно предназначено исключительно для взрослых людей. Запрещается эксплуатация устройства при травмах.
- Не оставляйте данное устройство без присмотра, когда оно подключено к сети электропитания. Всегда отключайте устройство от сети электропитания сразу после зарядки, а также перед использованием и чисткой. Отключайте устройство от сети электропитания, когда оно не используется, а также перед присоединением и отсоединением деталей.
- Запрещается использовать устройство под одеялом или подушкой. Перегрев устройства может стать причиной возгорания, поражения электрическим током или получения травмы.
- Запрещается использовать данное устройство при наличии повреждений шнура или вилки, если оно не работает должным образом, его уронили или повредили, а также если в него попала влага. Верните устройство в сервисный центр для проверки и ремонта.
- Запрещается переносить данное устройство за шнур и использовать его в качестве ручки.
- Шнур должен располагаться вдали от источников тепла.
- Запрещается ронять и вставлять какие-либо предметы в отверстия устройства.

- Подходит ТОЛЬКО для эксплуатации в сухих условиях. Не используйте на открытом воздухе или на влажных поверхностях, а также не подвергайте воздействию воды или дождя.
- Используйте изделие только в соответствии с приведенными инструкциями. Кроме того, инструкции по эксплуатации доступны на сайте hyperice.com.
- Используйте нагретые поверхности с осторожностью. Устройство может вызвать серьезные ожоги. Не используйте на нечувствительных участках кожи или при плохом кровообращении. Использование теплового воздействия детьми или недееспособными лицами может быть опасным в случае отсутствия контроля со стороны других лиц.
- Увеличение температуры до уровня, приводящего к возникновению ожогов, может произойти независимо от настроек управления. Не используйте для грудных детей, людей с инвалидностью, спящих людей или лиц в бессознательном состоянии. Не используйте на нечувствительных участках кожи или при плохом кровообращении. Регулярно проверяйте кожу, соприкасающуюся с нагретой областью устройства, чтобы снизить риск образования волдырей. При первых признаках дискомфорта немедленно снимите устройство с тела и выключите его.
- Это устройство не должно использоваться людьми, невосприимчивыми к теплу, и другими уязвимыми лицами, не способными реагировать на чрезмерно высокие температуры.
- Если устройство работает на теле во время сна, а в элементах управления настроено какое-то значение температуры, пользователь может получить ожоги кожи или тепловой удар.
- Не сдвигайте. Избегайте складывания изделия с образованием резких сгибов. Не складывайте накладку Venom Go во время использования.
- Не вносите изменения в конструкцию изделия и не пытайтесь его ремонтировать. Не содержит деталей, обслуживаемых пользователем. Для обслуживания свяжитесь с компанией Nurelce.
- Не допускайте непреднамеренного запуска. Прежде чем поднимать, переносить или убирать устройство на хранение, убедитесь, что кнопка питания находится в выключенном положении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании электрического устройства необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, включая приведенные ниже.

- Устройство предназначено исключительно для взрослых людей.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо с отсутствием опыта и знаний о том, как использовать устройство, в случае отсутствия контроля или соответствующего инструктажа относительно использования устройства со стороны лиц, ответственных за безопасность.
- Детям в возрасте до трех лет запрещается использовать данное устройство по причине их неспособности реагировать на чрезмерно высокие температуры.
- Устройство имеет нагревающуюся поверхность. Лица, восприимчивые к теплу, должны соблюдать осторожность при использовании данного устройства.
- Это устройство не должно использоваться людьми, невосприимчивыми к теплу, и другими уязвимыми лицами, не способными реагировать на чрезмерно высокие температуры.
- Не оставляйте детей без присмотра и убедитесь, что они не играют с устройством.
- Отсоедините зарядное устройство от аккумулятора после зарядки или перед использованием. Устройство Venom Go не будет работать, пока зарядное устройство подключено к аккумулятору.
- Никогда не оставляйте Venom Go работающим или заряжающимся без присмотра.
- Не погружайте устройство в воду. Выполняйте чистку только влажной тканью.
- Не допускайте попадания жидкостей на/в устройство.
- Используйте устройство только на сухой чистой поверхности тела, как показано в инструкциях.
- Не помещайте устройство Venom Go на влажную кожу или поверх мазей для местного применения, особенно содержащих разогревающие ингредиенты, так как это может привести к ожогам.
- Ожоги могут возникнуть независимо от настроек управления. Регулярно проверяйте кожу под изделием и немедленно снимите его с тела и выключите при первых признаках дискомфорта.
- Не помещайте металлические предметы между устройством Venom Go и телом (включая булавки или другие металлические крепления).
- Не пытайтесь разобрать устройство.
- Никогда не вмешивайтесь в конструкцию устройства Venom Go и не вносите в нее изменения.
- Внимательно осматривайте устройство перед каждым использованием. Свяжитесь с производителем, если на устройстве присутствуют какие-либо признаки износа, такие как трещины, вздутия или растрескивания.
- Запрещается эксплуатация изделия в местах использования аэрозольных (распылительных) устройств или подачи кислорода.

- Не садитесь на устройство Venom Go, не сжимайте и не сдавливайте его.
- Не сдавливайте устройство, кладя на него какие-либо предметы во время хранения.
- Чистка и обслуживание устройства не должны выполняться детьми без присмотра.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО VENOM GO БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ С ВРАЧОМ, ЕСЛИ К ВАМ ПРИМЕНИМЫ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПУНКТОВ:

- беременность; диабет с осложнениями в виде нейропатии или повреждения сетчатки; наличие кардиостимулятора; недавно перенесенная операция; эпилепсия или мигрень; грыжа межпозвоночных дисков; спондилолистез, спондилолиз или спондилез; недавно перенесенная замена суставов или наличие ВМС; наличие металлических штифтов или пластин, а также любые опасения по поводу состояния вашего физического здоровья. Ослабленные лица и дети должны использовать вибрационные устройства исключительно в присутствии взрослых.

Данные противопоказания не означают запрет на использование вибрационного или тренажерного устройства, однако перед началом использования рекомендуется проконсультироваться с врачом.

В настоящее время проводятся исследования воздействия вибрационных тренировок на конкретные заболевания. Вероятно, в будущем список вышеуказанных противопоказаний сократится. Опыт практического применения показал, что в некоторых случаях включение упражнений с применением вибрационного воздействия в план лечения является целесообразным. Оно должно осуществляться по назначению и в присутствии врача, специалиста или физиотерапевта.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Символ	Описание	Локализация
IP21	Степень влагозащиты	На блоке управления
	Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями	На блоке управления
	Постоянный ток	На блоке управления и в руководстве
	Наименование производителя и адрес	На блоке управления
	Раздельный сбор отходов электронного и электрического оборудования. Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к компании, занимающейся розничной продажей, у которой было приобретено изделие. Они могут сдать это изделие на экологически безопасную переработку.	На блоке управления
	Предупреждающий символ, указывающий на необходимость обращения пользователя к руководству по эксплуатации для получения важной предупреждающей информации (такой как предостережения и меры предосторожности), которая не может быть представлена непосредственно на медицинском устройстве.	На блоке управления и в руководстве

	Соответствие стандартам Европейского союза	На блоке управления
	Знак соответствия нормативным требованиям (Австралия)	На блоке управления
	Сделано в Китае	На блоке управления
	Маркировка для Великобритании	На блоке управления
	Маркировка Национальной испытательной лаборатории (Северная Америка)	На блоке управления
	Символ утилизации	На блоке управления
	Контроль нагрева	На блоке управления
	Включение/выключение питания	На блоке управления
	Контроль вибрации	На блоке управления

БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ BLUETOOTH®

Текстовый знак Bluetooth® и логотипы являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc., и любое использование указанных знаков компанией Hyperice осуществляется на основании лицензии. При маловероятной потере стабильного соединения Bluetooth устройство попытается восстановить соединение автоматически. Устройство Venom Go полностью автономно и продолжает работать в нормальном режиме даже при потере связи. Если данное устройство создает помехи (наличие которых можно определить путем его выключения и включения), то пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи путем переориентации или перемещения устройства, увеличения расстояния между оборудованием и устройством или подключения устройства к другой сети питания.

Устройство Venom Go использует беспроводную технологию Bluetooth 5.0 со следующими радиотехническими характеристиками: FCC ID: 2AWQY-VENOMGO, IC: 26929-VENOMGO, частота: 2402–2480 МГц

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении двух следующих условий: (1) Данное устройство не должно создавать недопустимых помех, и (2) данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбои в его работе. Данное устройство соответствует стандарту(ам) RSS Министерства промышленности Канады, не требующим лицензирования. Эксплуатация осуществляется при соблюдении двух следующих условий: (1) данное устройство не должно создавать помех, и (2) данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбои в его работе.

Это оборудование соответствует предельно допустимым дозам облучения, приведенным Федеральной комиссией связи США/Министерством промышленности Канады (FCC/ISED) и установленным для неконтролируемых сред, и соответствует рекомендациям Федеральной комиссии связи по радиочастотному (РЧ) воздействию и стандартной спецификации радиооборудования RSS-102 регламента Федеральной комиссии связи по радиочастотному (РЧ) воздействию. Это оборудование имеет очень низкий уровень радиочастотной энергии, который считается соответствующим нормам без испытаний предела удельного коэффициента поглощения (SAR).

Изменения или модификации, не одобренные явным образом стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут привести к утрате пользователем права на эксплуатацию оборудования.

Данное оборудование успешно прошло испытания на соответствие ограничениям для цифровых устройств класса B согласно части 15 правил Федеральной комиссии по связи США (FCC). Эти ограничения предназначены для обеспечения надлежащей защиты от недопустимых помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать

РЧ-энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать недопустимые помехи для систем радиосвязи. Однако нет никаких гарантий, что при выполнении конкретного монтажа помехи не возникнут.

В случае если данное оборудование вызывает недопустимые помехи телевизионного или радиосигнала, что можно определить при помощи включения и выключения устройства, рекомендуется произвести попытку устранения помех при помощи одного или нескольких следующих действий:

- Измените ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к электрической розетке, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью в компанию, занимающуюся розничной продажей.

СВЕДЕНИЯ О ВНУТРЕННЕМ АККУМУЛЯТОРЕ

Устройство Venom Go оснащено перезаряжаемым литий-полимерным аккумулятором. Встроенный аккумулятор позволяет использовать систему Venom Go в любом месте, даже если розетки питания недоступны. Перед первым использованием устройства Venom Go может потребоваться выполнить его зарядку. Полностью заряженного аккумулятора хватит на 35+ минут непрерывной работы. Полная зарядка аккумулятора, когда устройство подключено к сети и не используется, занимает около 2,5 часов.

- Данное устройство включает литий-полимерный аккумулятор. Замена аккумуляторов должна выполняться только квалифицированным сотрудником с помощью специальных инструментов. Для обслуживания или ремонта свяжитесь с компанией Nurerge. Когда срок службы аккумулятора подходит к концу, устройство следует утилизировать надлежащим образом. Аккумулятор должен быть безопасно утилизирован на соответствующем предприятии по утилизации или переработке электронных отходов.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не ставьте устройство Venom Go на зарядку на ночь и не оставляйте его без присмотра во время зарядки или использования.
- Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумулятор или устройство за пределами диапазона температур, указанного в инструкциях. Неправильная зарядка или зарядка при температурах, выходящих за пределы указанного диапазона, может привести к повреждению аккумулятора и увеличить риск возгорания.
- Номинальный диапазон температур для зарядки аккумулятора составляет 0–45 °C (32–113 °F).
- При нарушении правил эксплуатации из аккумулятора может вытечь жидкость; избегайте контакта с ней. При случайном контакте промойте водой. При попадании жидкости в глаза обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекающая из аккумулятора, может спровоцировать раздражение или ожоги.
- Не используйте поврежденный или модифицированный аккумулятор или устройство. Повреждение или модификация аккумуляторов может привести к неожиданным изменениям в их работе, влекущим за собой возгорание, взрыв или травмы.
- Аккумулятор, используемый в данном устройстве, может стать причиной возгорания или химического ожога при ненадлежащей эксплуатации. Не разбирайте и не подвергайте аккумуляторный блок или устройство воздействию огня или чрезмерной температуры. Воздействие огня или температуры выше 130 °C (265 °F) может привести к взрыву.
- В случае протечки аккумуляторного блока не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. При контакте промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.
- При нарушении целостности аккумулятора, серьезной утечке или взрыве выполните эвакуацию на территории и изолируйте загрязненную зону. Обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы убрать любые пары, газы или резкие запахи.
- Глаза: промывайте глаза большим количеством воды в течение 15 минут; немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Кожа: промывайте пораженный участок большим количеством воды с мылом или принимайте душ в течение 15 минут.
- Вдыхание: выведите человека на свежий воздух и при необходимости примените методики искусственного дыхания; если потребуется, обратитесь за медицинской помощью.
- Проглатывание: немедленно обратитесь к врачу или в местный токсикологический центр.
- Необходимо немедленно утилизировать использованный аккумулятор. Хранить в недоступном для детей месте. Запрещается разбирать устройство и бросать его в огонь.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Для зарядки подключите шнур USB-C к разъему аккумулятора и подключите шнур к адаптеру USB-A. Затем подключите адаптер к сетевой розетке. Перед первым использованием необходимо полностью зарядить устройство в течение не более трех часов. Светодиодный индикатор будет мигать, показывая уровень заряда аккумулятора и указывая на активный процесс зарядки. При полной зарядке светодиодный индикатор перестает мигать и горит зеленым цветом. Нажатие кнопки питания включит устройство и отобразит уровень заряда аккумулятора. Устройство можно заряжать в любое время и при любом уровне заряда. Не рекомендуется полностью разряжать аккумулятор до уровня оранжевого светодиодного индикатора. Ежемесячно полностью заряжайте устройство, чтобы максимально продлить срок службы его аккумулятора.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Отделите накладку Venom Go от защитного слоя и поместите на нужную часть тела. На блоке управления нажмите кнопку питания, чтобы активировать устройство. Логотип Hyperice загорится красным, показывая, что устройство Venom Go активировано. Выберите необходимые параметры нагрева и вибрации. Затем совместите накладку и блок управления с помощью магнитного соединения. При совмещении блока управления и наклейки устройство автоматически запустится. Вы можете в любой момент изменить уровни нагрева или вибрации. Устройство выключится автоматически спустя 10 минут при отсутствии дальнейших действий. Для обозначения окончания сеанса устройство будет вибрировать два раза; для обозначения низкого заряда аккумулятора устройство будет вибрировать три раза. Когда вы закончите использовать устройство Venom Go, прикрепите накладку к защитному слою для хранения. Среднее время работы составляет около 35 минут на третьем уровне нагрева и дольше на более низких уровнях. Каждая накладка рассчитана на 20 применений.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ HYPERICE

Для подключения устройства к приложению Hyperice посредством Bluetooth® необходимо включить само устройство и функцию Bluetooth® в телефоне, а затем расположить устройство в радиусе действия вашего телефона. Светодиод Bluetooth на модуле будет мигать синим, что означает, что он ожидает сопряжения. При появлении запроса нажмите «Scan for Devices» (Выполнить поиск устройств). Выберите свое устройство, когда оно появится на экране. После сопряжения с Venom Go решение HyperSmart™ позволит вам автоматически начать сеанс и управлять настройками нагрева и вибрации из приложения Hyperice.

ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Повторно прикрепите накладку на защитный слой после использования и храните в прохладном сухом месте. Используйте полотенце или мягкую ткань, чтобы удалить всю влагу с устройства. Держите устройство вдали от источников тепла, жидкостей, детей и домашних животных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



1. Модуль Venom Go
2. Индикаторы схемы вибрации
3. Переключатель схем вибрации
4. Разъем для зарядного устройства
5. Индикатор заряда аккумулятора
6. Кнопка включения/выключения питания
7. Индикатор Bluetooth
8. Индикаторы уровня нагрева
9. Кнопка уровня нагрева
10. Магнитное соединение крепления накладки
11. Накладка Venom Go
12. Магнитное соединение крепления устройства

Частота вибрации: 88 Гц

Нагрев: уровень 1 — 40,5 °C (105 °F), уровень 2 — 42,8 °C (109 °F), уровень 3 — 45 °C (113 °F)

Масса: блок управления — 2,5 унц. (~70 г), накладка — 0,6 унц. (~17 г), шнур USB-C — 0,5 унц. (~14 г).



Предупреждения

Не предназначено для медицинского использования в медицинских учреждениях. Устройство предназначено для домашнего или коммерческого использования.

Когда устройство не используется, рекомендуется хранить его при температуре от -10 до 25 °C.

ГАРАНТИЯ

На это изделие распространяется ограниченная гарантия Hyperice. Посетите сайт hyperice.com/warranty, чтобы ознакомиться с гарантией в вашей стране.

SK

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NEZAHADZUJTE



PRED POUŽITÍM VENOM GO SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.



NEBEZPEČENSTVO

Ako eliminovať riziko elektrického šoku:

- Po nabíjaní a pred čistením alebo použitím toto zariadenie vždy odpojte z elektrickej zásuvky.
- Keď vám zariadenie spadne do vody, nepokúšajte sa ho vytiahnuť. Okamžite ho odpojte zo zásuvky.
- Nepoužívajte ho pri kúpaní alebo sprchovaní.
- Neumiestňujte ani neuskladňujte zariadenie na mieste, kde môže spadnúť alebo kde môže byť stiahnuté do vane alebo umývadla. Neumiestňujte ho ani nepúšťajte do vody ani inej tekutiny.
- Uchovávajte v suchu. Nepoužívajte v mokrom ani vlhkom prostredí.



VÝSTRAHA

Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte všetky bezpečnostné výstrahy a pokyny. Nedodržanie výstrah a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie.



VÝSTRAHA

ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO POPÁLENIA, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, POŽIARU A ZRANENIA OSÔB, TENTO VÝROBOK SA MUSÍ POUŽÍVAŤ V SÚLADE S NASLEDUJÚCIMI POKYNNI:

- Toto zariadenie používajte len na zamýšľané využitie uvedené v tomto návode.
 - Zariadenie nie je hračka. Určené len na používanie dospelými osobami. Nepoužívajte v prípade zranenia.
 - Toto zariadenie by nikdy nemalo zostať bez dozoru, keď je zapojené do elektrickej siete. Toto zariadenie vždy odpojte od elektrickej zásuvky ihneď po nabití, pred použitím a pred čistením. Zástrčku odpojte zo zásuvky, keď sa zariadenie nepoužíva a pred montážou alebo demontážou súčasti.
 - Nepoužívajte pod prikrývkou ani vankúšom. Môže dôjsť k nadmernému zohriatiu, čo môže spôsobiť požiar, elektrický šok alebo ujmu na zdraví.
 - Zariadenie nikdy nepoužívajte, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, nefunguje správne, spadlo, poškodilo sa alebo sa namočilo. Zariadenie vráťte do servisného centra na kontrolu a opravu.
 - Zariadenie neprenášajte za kábel ani ho nepoužívajte ako rukoväť.
 - Nepokladajte kábel na zohriaty povrch.
 - Do otvorov nevhadzujte ani nekladajte žiadne predmety.
 - Vhodné na používanie LEN na suchom mieste. Nepoužívajte v exteriéri ani na mokrych povrchoch a nevystavujte vode ani dažďu.
- Výrobok používajte len v súlade s týmito pokynmi. Okrem toho sú návodu na použitie k dispozícii na lokalite hyperice.com.

- Vyhrievané povrchy používajte opatrne. Môžu spôsobiť vážne popáleniny. Nepoužívajte na necitlivých oblastiach pokožky alebo v prípade slabého krvného obehu. Používanie tepla bez dohliadania na deti alebo nespôsobilé osoby môže byť nebezpečné.
- Bez ohľadu na nastavenie ovládania môže dôjsť k dostatočne vysokým teplotám, ktoré môžu spôsobiť popáleniny. Nepoužívajte u dojčiat alebo invalidných osôb, prípadne u spiacich osôb alebo osôb v bezvedomí. Nepoužívajte na necitlivú pokožku alebo u osôb so slabým krvným obehom. Často kontrolujte pokožku, ktorá je v kontakte s vyhrievanou časťou zariadenia, aby ste znížili riziko vzniku pľuzgierov. Pri prvom náznaku nepohodlia zariadenie okamžite odstráňte z tela a vypnite.
- Toto zariadenie nesmú používať osoby necitlivé na teplo a iné veľmi zraniteľné osoby, ktoré nie sú schopné reagovať na prehriatie.
- Ak sa zariadenie nosí počas spánku s ovládacími prvkami nastavenými na akúkoľvek teplotu, používateľ môže utrpieť popáleniny kože alebo úpal.
- Nestláčajte. Vyhňte sa skladaniu s ostrými záhybmi. Podložku Venom Go počas používania neskladajte.
- Zariadenie neupravujte ani sa ho nepokúšajte opravovať. Neobsahuje žiadne súčasti, ktoré by mohol používateľ opravovať. V prípade potreby servisu sa obráťte na spoločnosť Hyperice.
- Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Pred zdvihnutím, prenášaním alebo uložením zariadenia sa uistite, že je tlačidlo napájania vo vypnutej polohe.



UPOZORNENIE

Pri používaní elektrického zariadenia by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

- Určené len na používanie dospelými osobami.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí o používaní tohto zariadenia, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania zariadenia.
- Deti mladšie ako tri roky nesmú používať toto zariadenie z dôvodu ich neschopnosti reagovať na prehriatie.
- Zariadenie má vyhrievaný povrch. Osoby citlivé na teplo musia byť pri používaní zariadenia opatrné.
- Toto zariadenie nesmú používať osoby necitlivé na teplo a iné veľmi zraniteľné osoby, ktoré nie sú schopné reagovať na prehriatie.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Po nabití alebo pred použitím odpojte nabíjačku od batérie. Zariadenie Venom Go nebude fungovať, ak je nabíjačka pripojená k batérii.
- Nikdy nenechávajte zariadenie Venom Go v prevádzke alebo pri nabíjaní bez dozoru.
- Zariadenie neponárajte do vody. Čistite iba vlhkou handričkou.
- Tekutiny uchovávajte mimo zariadenia.
- Používajte len na suchom a čistom povrchu tela, ako je uvedené v týchto pokynoch.
- Zariadenie Venom Go nepoužívajte na mokrej pokožke ani na pokožke s lokálnymi masťami, najmä takými, ktoré obsahujú zložky produkujúce teplo, pretože by mohlo dôjsť k popáleniu pokožky.
- K popáleninám môže dôjsť bez ohľadu na nastavenie ovládania. Často kontrolujte pokožku pod výrobkom a pri prvom náznaku nepriemerných pocitov ho okamžite odstráňte z tela a vypnite.
- Medzi zariadenie Venom Go a telo nevkladajte žiadne kovové predmety vrátane špendlíkov alebo iných kovových spojovacích prvkov.
- Nepokúšajte sa o demontáž.
- Do zariadenia Venom Go nijakým spôsobom nezasahujte ani ho neupravujte.
- Pred každým použitím zariadenie starostlivo skontrolujte. Ak vykazuje akékoľvek známky poškodenia, ako sú napríklad trhliny, vypukliny alebo praskliny, kontaktujte výrobcu. Nepoužívajte na miestach, kde sa používajú aerosólové produkty (spreje) alebo kde sa aplikuje kyslík.
- Na zariadenie Venom Go nesadajte, netlačte naň ani ho nestláčajte.
- Počas skladovania zariadenie nestláčajte tým, že naň položíte predmety.
- Maloleté osoby nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu prístroja.

ZARIADENIE VENOM GO NEPOUŽÍVAJTE BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU LEKÁRA, AK SA NA VÁS VŤAHUJE NIEKTO RY Z NASLEDUJÚCICH BODOV:

- Tehotenstvo, diabetes s komplikáciami, ako napríklad neuropatia alebo poškodenie sietnice, používanie kardiostimulátorov, nedávna operácia, epilepsia alebo migrény, vysunuté platničky, spondylolistéza, spondylolýza alebo spondylóza, novozavedené náhrady kĺbov alebo vnútro maternicové telieska, kovové kĺnce alebo platničky alebo ak máte akékoľvek obavy o svoje fyzické zdravie. Ak vibračné zariadenie používajú osoby a deti s krehkým zdravím, mal by ich sprevádzať dospelý.

Tieto kontraindikácie neznamenajú, že nemôžete používať vibračné alebo cvičebné zariadenie, ale odporúčame, aby ste sa najprv poradili s lekárom.

V súčasnosti sa skúmajú účinky vibračného cvičenia na konkrétne zdravotné poruchy. Je pravdepodobné, že to bude viesť k zúženiu uvedeného zoznamu kontraindikácií. Praktické skúsenosti ukázali, že integrácia vibračného cvičenia do liečebného plánu sa v mnohých prípadoch odporúča. Je však k tomu nutný súhlas alebo prítomnosť lekára, špecialistu alebo fyzioterapeuta.

TIETO POKYNY SI ODLOŽTE

Symbol	Opis	Umiestnenie
IP21	Stupeň ochrany proti vniknutiu vody	Na zariadení
	Pred použitím si prečítajte návod na použitie	Na zariadení
— — —	Jednosmerný prúd	Na zariadení a v návode
	Meno a adresa výrobcu	Na zariadení
	Separovaný zber pre vyradené elektrické a elektronické zariadenia. Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy na vrátenie a zber odpadu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Môžu tento výrobok prevziať a zaistiť ekologicky bezpečnú recykláciu.	Na zariadení
	Výstražný symbol upozorňujúci na to, že používateľ je povinný sa oboznámiť s návodom na použitie, v ktorom nájde dôležité upozornenia, ako sú výstrahy a bezpečnostné opatrenia, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu byť uvedené na samotnej zdravotníckej pomôcke.	Na zariadení a v návode
	Zhoda s európskymi predpismi	Na zariadení
	RCM Austrálie	Na zariadení
	Vyrobené v Číne	Na zariadení
	Označenie UK	Na zariadení
	Severoamerické označenie NRTL	Na zariadení
	Symbol recyklácie	Na zariadení
	Ovládanie tepla	Na zariadení
	Vypnutie/zapnutie	Na zariadení
	Ovládanie vibrácií	Na zariadení

BEZDRÔTOVÁ TECHNOLOGIA BLUETOOTH®

Slovné označenie a logá Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Hyperice ich používa na základe licencie. V nepravdepodobnom prípade výpadku stabilného pripojenia cez Bluetooth sa systém pokúsi automaticky obnoviť spojenie. Zariadenie Venom Go je úplne autonómne a bude aj naďalej fungovať normálne aj v prípade výpadku pripojenia. Ak toto zariadenie spôsobuje rušenie, čo sa dá ustanoviť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi odporúčame, aby sa pokúsil zamedziť rušeniu zmenou orientácie alebo umiestnenia zariadenia tak, aby sa predĺžila vzdialenosť medzi vybavením a zariadením, prípadne pripojením zariadenia k inej zásuvke na inom elektrickom obvode.

Zariadenie Venom Go využíva bezdrôtovú technológiu Bluetooth 5.0 s nasledujúcimi rádiovými špecifikáciami: FCC ID: 2AWQY-VENOMGO, IC: 26929-VENOMGO, Frekvencia: 2402 až 2480 MHz

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku. Toto zariadenie je v súlade s normami RSS spoločnosti Industry Canada s licenčnou výlukou. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Toto zariadenie je v zhode s limitmi FCC/ISED na vystavenie žiareniu stanovenými pre nekontrolované prostredie a spĺňa smernice FCC na vystavenie rádiovým frekvenciám (RF) a RSS-102 pravidiel ISED na vystavenie rádiovým frekvenciám (RF). Toto zariadenie má veľmi nízke úrovne RF energie, ktoré sa považujú za vyhovujúce bez testovania špecifickej miery absorpcie (SAR).

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, by mohli viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu.

Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Predĺžte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie pripojte do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu.

INFORMÁCIE O VNÚTORNEJ BATÉRII

Zariadenie Venom Go je vybavené dobijateľnou lítium-polymérovou batériou. Vnútna batéria je navrhnutá tak, aby umožňovala používanie zariadenia Venom Go kdekoľvek – aj keď nie sú k dispozícii elektrické zásuvky. Zariadenie Venom Go môže byť potrebné pred prvým použitím nabiť. Plne nabitá batéria poskytne energiu na viac ako 35 minút nepretržitého používania. Ak je zariadenie zapojené do siete a nepoužíva sa, úplné nabitie batérie trvá približne 2,5 hodiny.

- Toto zariadenie obsahuje lítium-polymérovú batériu. Batérie môže vymeniť len kvalifikovaný pracovník pomocou špeciálneho nástroja. V prípade potreby servisu alebo opravy sa obráťte na spoločnosť Hyperice. Po skončení životnosti batérie sa zariadenie musí riadne zlikvidovať. Batéria sa musí zlikvidovať v súlade s bezpečnostnými predpismi vo vhodnom zariadení na likvidáciu alebo recykláciu elektrického odpadu.



VÝSTRAHA

- Zariadenie Venom Go nenechávajte nabíjať cez noc ani ho nenechávajte pri nabíjaní alebo používaní bez dozoru.
- Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie a batérie ani zariadenie nenabíjajte mimo teplotného rozsahu uvedeného v návode. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo uvedeného rozsahu môže poškodiť batériu a zvýšiť riziko požiaru.

- Nominálny teplotný rozsah na nabíjanie batérie je 0 °C ~ 45 °C (32 °F ~ 113 °F).
- Za nepriaznivých podmienok môže z batérie vytekať kvapalina; zabráňte kontaktu. Ak dôjde k náhodnému kontaktu, postihnuté miesto opláchnite vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vystreknutá z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
- Nepoužívajte poškodenú ani upravenú batériu alebo zariadenie. Poškodené alebo upravené batérie môžu vykazovať nepredvídateľné správanie, ktoré môže mať za následok požiar, výbuch alebo riziko zranenia.
- Pri nesprávnej manipulácii s batériou použitou v tomto zariadení hrozí riziko vzniku požiaru alebo chemických popálenín. Batérie ani zariadenie nerozoberajte, nevystavujte ohňu ani nadmernej teplote. Vystavenie ohňu alebo teplote nad 130 °C (265 °F) môže spôsobiť výbuch.
- V prípade úniku z batérii nedovoľte, aby sa akákoľvek kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde ku kontaktu, zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
- V prípade prasknutia batérie, väčšieho úniku alebo výbuchu evakuujte oblasť a kontaminovanú oblasť umiestnite do karantény. Zabezpečte dobré vetranie, aby ste odstránili všetky výpary, plyny alebo ostré zápachy.
- Oči – oči vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu 15 minút; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pokožka – zasiahnuté miesto oplachujte veľkým množstvom vody a mydlom alebo sa 15 minút sprchujte.
- Vdýchnutie – postihnutú osobu vystavte čerstvému vzduchu a v prípade potreby použite umelé dýchanie; v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.
- Požitie – okamžite vyhľadajte lekársku pomoc alebo miestne toxikologické centrum.
- Použitú batériu okamžite zlikvidujte. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nerozoberajte ani nehádzte do ohňa.

NABÍJANIE



Pri nabíjaní pripojte kábel USB-C do nabíjacieho portu batérie a zapojte ho do adaptéra USB-A. Potom zapojte adaptér do elektrickej siete. Pred prvým použitím batériu úplne nabite. Môže to trvať až tri hodiny. Kontrolka LED bude blikať, aby zobrazovala úroveň batérie a indikovala aktívne nabíjanie. Úplné nabitie nastane, keď kontrolka LED prestane blikať a zostane svietiť úplne nazeleno. Stlačením tlačidla napájania sa zariadenie zapne a zobrazí sa úroveň nabitia batérie. Zariadenie je možné nabíjať kedykoľvek a pri akejkoľvek úrovni nabitia. Neodporúčame batériu vybiť úplne až na oranžovú úroveň LED. Nabíjajte zariadenie mesačne, aby ste čo najlepšie predĺžili životnosť batérie.

POUŽÍVANIE

Skontrolujte, či je batéria nabitá. Podložku Venom Go od vložky a umiestnite ju na požadovanú časť tela. Na zariadení stlačte tlačidlo napájania, čím zariadenie aktivujete. Logo Hyperice sa rozsvieti na červeno, aby signalizovalo, že zariadenie Venom Go je aktivované. Vyberte si požadované možnosti tepla a vibrácií. Potom pripojte zariadenie k podložke pomocou magnetického pripojenia. Zariadenie sa automaticky spustí, keď sa zariadenie pripojí k podložke. Teplota alebo vibrácie môžete kedykoľvek upraviť na novú úroveň. Zariadenie sa automaticky vypne po 10 minútach bez ďalšieho vstupu. Zariadenie dvakrát zavibruje, čím naznačí ukončenie relácie alebo trikrát zavibruje, keď má vybitú batériu. Keď skončíte s používaním zariadenia Venom Go, podložku prilepte na vložku na uskladnenie. Priemerný čas prevádzky je približne 35 minút pri tretej úrovni zahrievania a dlhší pri nižších úrovniach. Každá podložka vydrží až 20 aplikácií.


PRIPOJENIE K APLIKÁCII HYPERICE

Ak chcete zariadenie pripojiť k aplikácii Hyperice cez Bluetooth®, uistite sa, že je zariadenie zapnuté, v telefóne máte zapnutú funkciu Bluetooth® a zariadenie je v dosahu telefónu. Indikátor Bluetooth na zariadení bude pulzovať modrou farbou, čo znamená, že čaká na spárovanie. Ak sa zobrazí výzva, ťuknite na položku „Scan for Devices“ (Vyhľadať zariadenia). Keď sa na obrazovke zobrazí vaše zariadenie, ťuknite naň. Po spárovaní zariadenia Venom Go vám HyperSmart™ umožní automaticky spustiť reláciu a ovládať nastavenia tepla a vibrácií z aplikácie Hyperice.

ÚDRŽBA, ČISTENIE A SKLADOVANIE

Po použití opětovně přilepte podložku k vložce a uložte ju na chladnom a suchom mieste. Na utretie prípadnej vlhkosti zo zariadenia použite uterák alebo mäkkú handričku. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla, tekutín, detí a domácich zvierat.

ŠPECIFIKÁCIE



1. Zariadenie Venom Go
2. Indikátory vzoru vibrácií
3. Tlačidlo vzoru vibrácií
4. Nabijací port
5. Indikátor výdrže batérie
6. Tlačidlo napájania (ON/OFF)
7. Indikátor Bluetooth®
8. Indikátor úrovne tepla
9. Tlačidlo úrovne tepla
10. Magnetické pripojenie na upevnenie podložky
11. Podložka Venom Go
12. Magnetické pripojenie na upevnenie zariadenia

Frekvencia vibrácií: 88 Hz

Teplota: Úroveň 1 – 40,6 °C (105 °F), úroveň 2 – 42,8 °C (109 °F), úroveň 3 – 45 °C (113 °F)

Hmotnosť: Zariadenie – 70,9 g (2,5 unce), samostatná podložka – 17 g (0,6 unce),
kábel USB-C – 14,2 g (0,5 unce)

UPOZORNENIE

Nie je určené na zdravotnícke použitie v nemocniciach. Určené na domáce alebo komerčné použitie.

Ak sa zariadenie nepoužíva, odporúča sa skladovať ho pri teplote -10 °C ~ 25 °C.

ZÁRUKA

Na tento výrobok sa vzťahuje obmedzená záruka spoločnosti Hyperice. Informácie o záruke vo vašej krajine nájdete na stránke hyperice.com/warranty.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA NE UNIČUJTE



PRED UPORABO NAPRAVE VENOM GO PREBERITE VSA NAVODILA.



NEVARNOST

Za preprečevanje tveganja električnega udara upoštevajte navodila v nadaljevanju.

- Po polnjenju ali pred čiščenjem in uporabo napravo vedno nemudoma odklopite iz električne vtičnice.
- Naprave, ki je padla v vodo, ne skušajte izvleči iz vode. Napravo nemudoma odklopite iz napajanja.
- Naprave ne uporabljajte med kopanjem ali prhanjem.
- Naprave ne shranjujte na kraju, od koder bi lahko padla ali bi jo nehote povlekli v kad ali umivalnik. Naprave ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino in poskrbite, da ne pade vanjo.
- Hranite na suhem. Ne uporabljajte v mokrih ali vlažnih pogojih.



OPOZORILO

Pred uporabo te naprave preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Neupoštevanje opozoril in navodil lahko vodi do električnega šoka, požara in/ali hudih telesnih poškodb.



OPOZORILO

ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OPEKLIN, ELEKTRIČNEGA ŠOKA, POŽARA IN POŠKODB OSEB JE TREBA TA IZDELEK UPORABLJATI V SKLADU Z NASLEDNJIMI NAVODILI:

- To napravo uporabljajte samo za predvidene namene, kot je opisano v tem priročniku.
- Naprava ni igrača. Naprava je namenjena samo uporabi za odrasle. Naprave ne uporabljajte pri telesnih poškodbah.
- Te naprave nikoli ne smete pustiti brez nadzora, ko je priključena na električno vtičnico. Vedno jo odklopite iz vtičnice takoj po končanem polnjenju ter pred uporabo in čiščenjem. Odklopite jo iz vtičnice, ko ni v uporabi in ko nameščate ali odstranjujete dele.
- Naprave ne uporabljajte pod odejo ali vzglavnikom. Pride lahko do čezmernega segrevanja, kar lahko povzroči požar, električni šok ali poškodbe oseb.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovan kabel ali vtič, če ne deluje pravilno, če je padla ali je poškodovana ali se je zmočila. Napravo vrnite servisnemu centru, kjer jo bodo pregledali in popravili.
- Za nošenje naprave ne uporabljajte kabla in kabla ne uporabljajte kot ročaja.
- Kabla ne nameščajte v bližino vročih površin.
- V odprtine ne vstavljajte nobenih predmetov.
- Naprava je primerna SAMO za uporabo v suhih prostorih. Naprave ne uporabljajte na prostem ali na mokrih površinah in je ne izpostavljajte vodi ali dežju.
- Izdelek uporabljajte samo v skladu s temi navodili. Navodila so na voljo tudi na spletnem mestu hyperice.com.

- Ogrevane površine uporabljajte previdno. Lahko pride do hudih opeklin. Ne uporabljajte na neobčutljivih delih kože ali v primeru slabe prekrvavitve. Nenadzorovana uporaba toplote s strani otrok ali onespособljnih oseb je lahko nevarna.
- Ne glede na nastavev upravljanja se lahko naprava segreje toliko, da povzroči opekline. Naprave ne uporabljajte pri dojenčkih ali invalidnih osebah ter pri spečih ali nezvestnih osebah. Naprave ne uporabljajte na občutljivi koži ali pri osebi s slabo prekravitvijo. Redno preverjajte predel kože, ki je v stiku s segretim delom naprave, da zmanjšate nevarnost nastanka mehurjev. Pri prvemu znaku neudobja napravo takoj odstranite s telesa in jo izklopite.
- Te naprave ne smejo uporabljati osebe, ki niso občutljive na toploto, in druge zelo ranljive osebe, ki se ne morejo odzvati na pregrevanje.
- Če uporabnik nosi napravo med spanjem, lahko pride do opeklin ali vročinske kapi ne glede na nastavev temperature.
- Naprave ne stiskajte. Ne prepogibajte ali zvijajte. Blazince Venom Go med uporabo ne prepogibajte.
- Naprave ne spreminjajte ali poskušajte popraviti sami. Ni sestavljena iz delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Za servis se obrnite na družbo Hyperice.
- Preprečite nenamerni zagon. Preden napravo dvignete, prenašate ali shranite, mora biti gumb za vklop/izklop v položaju za izklop.



POZOR

Pri uporabi električne naprave je vedno treba upoštevati osnovne previdnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

- Naprava je namenjena samo uporabi za odrasle.
- Naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o uporabi naprave, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci, mlajši od treh let, ne smejo uporabljati te naprave, ker se ne morejo odzvati na pregrevanje.
- Naprava ima ogrevano površino. Osebe, ki so občutljive na toploto, morajo napravo uporabljati previdno.
- Te naprave ne smejo uporabljati osebe, ki niso občutljive na toploto, in druge zelo ranljive osebe, ki se ne morejo odzvati na pregrevanje.
- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z napravo.
- Po polnjenju ali pred uporabo polnilnik odklopite z baterije. Naprava Venom Go ne deluje, ko je polnilnik priključen na baterijo.
- Naprava Venom Go med uporabo ali polnjenjem nikoli ne sme biti brez nadzora.
- Naprave ne potaplajte v vodo. Napravo čistite samo z vlažno krpo.
- Naprave ne postavljajte v bližino tekočin.
- Uporabljajte samo na suhi čisti površini ohišja, kot je prikazano v teh navodilih.
- Naprave Venom Go ne uporabljajte na mokri koži ali na mazilih za lokalno uporabo, zlasti tistih, ki vsebujejo grelna sestavina, saj lahko pride do opeklin kože.
- Do opeklin lahko pride ne glede na nastavev upravljanja. Redno preverjajte kožo pod izdelkom ter pri prvemu znaku neudobja napravo takoj odstranite s telesa in jo izklopite.
- Med napravo Venom Go in telo ne nameščajte kovinskih predmetov, vključno z zatiči in drugimi kovinskimi pritrdilnimi elementi.
- Naprave ne poskušajte razstaviti.
- Naprave Venom Go ne smete poškodovati ali spreminjati na noben način.
- Napravo pred vsako uporabo temeljito pregledajte. Pri znakih obrabljenosti, kot so pokanje, mehurji ali razpoke, se obrnite na proizvajalca.
- Naprave ne uporabljajte v prostorih, kjer se uporabljajo aerosolni izdelki (v razpršilu) ali naprave za dovajanje kisika.
- Na napravi Venom Go ne smete sedeti, pritiskati ob njo ali je stisniti.
- Med shranjevanjem na napravo ne nalagajte stvari, da je ne stisnete.
- Otroci naprave ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.

PRED UPORABO NAPRAVE VENOM GO SE POSVETUJTE Z OSEBNIM ZDRAVNIKOM, ČE ZA VAS VELJA KAR KOLI OD NAVEDENEGA:

- nosečnost, sladkorna bolezen z zapleti, kot so nevropatija ali poškodbe mrežnice, uporaba srčnih spodbujevalnikov, nedavni kirurški poseg, epilepsija ali migrene, izbočenost medvretenčne ploščice, spondilolisteza, spondiloliza ali spondiloliza, nedavne zamenjave sklepov ali vstavev materničnega vložka, vstavljeni kovinski zatiči ali ploščice ali drugi pomisleki, povezani s fizičnim zdravjem. Bolehne posameznike in otroke mora med uporabo vibracijske naprave spremljati odrasla oseba.

Navedene kontraindikacije ne pomenijo, da uporaba vibracijske ali vadbene naprave za vas ni primerna, vendar priporočamo, da se pred tem posvetujete z osebnim zdravnikom.

Z nenehnimi raziskavami proučujemo učinke vibracijske vadbe pri posebnih zdravstvenih težavah. S tem bomo najverjetneje skrajšali seznam zgoraj navedenih kontraindikacij. Praktične izkušnje so pokazale, da je vključevanje vibracijske vadbe v načrt zdravljenja v številnih primerih koristno. To se izvaja po posvetu z osebnim zdravnikom, specialistom ali fizioterapevtom in pod njegovim nadzorom.

TA NAVODILA SHRANITE

Simbol	Opis	Mesto
IP21	Stopnja zaščite pred vdorom vode	Na konzoli
	Pred uporabo preberite navodila	Na konzoli
	Enosmerni tok	Na konzoli in v priročniku
	Ime in naslov izdelovalca	Na konzoli
	Ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme. Ta oznaka pomeni, da v EU tega izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjstvi odpadki. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ga reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne ponovne uporabe materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sistem za vračilo in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. Ta izdelek lahko sprejmejo za okolju varno recikliranje.	Na konzoli
	Svarilni simbol, ki pomeni, da si mora uporabnik ogledati pomembne svarilne informacije v navodilih za uporabo, kot so opozorila in previdnostni ukrepi, ki jih zaradi različnih razlogov ni mogoče prikazati na samem medicinskem pripomočku.	Na konzoli in v priročniku
	Skladnost z evropskimi standardi	Na konzoli
	Avstralska oznaka RCM	Na konzoli
	Izdelano na Kitajskem	Na konzoli
	Oznaka Združenega kraljestva	Na konzoli
	Oznaka NRTL za Severno Ameriko	Na konzoli
	Simbol za recikliranje	Na konzoli
	Upravljanje temperature	Na konzoli
	Vklop/izklop	Na konzoli
	Upravljanje vibracij	Na konzoli

BREZŽIČNA TEHNOLOGIJA BLUETOOTH®

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., zato družba Hyperice te znamke uporablja skladno z licenco. V primeru malo verjetne izgube stabilne povezave Bluetooth bo sistem samodejno znova poskušal vzpostaviti povezavo. Naprava Venom Go je

popolnoma samostojna in bo nadaljevala z normalnim delovanjem tudi v primeru izgube povezave. Če ta pripomoček povzroča motnje, ki se lahko določijo z izklopom in vklopom pripomočka, naj jih uporabnik poskuša odpraviti, tako da preusmeri ali prestavi pripomoček, poveča razdaljo med opremo in pripomočkom ali priključi pripomoček na drugo električno vtičnico, če se uporablja.

Naprava Venom Go uporablja brezžično tehnologijo Bluetooth 5.0 z naslednjimi radijskimi tehničnimi podatki: FCC ID: 2AWQY-VENOMGO, IC: 26929-VENOMGO, Frekvenca: 2402 do 2480 MHz

Ta naprava je skladna z delom 15 pravilnika FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev:

1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in 2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje. Ta pripomoček je skladen s panožnim(-i) kanadskim(-i) standardom(-i) RSS z izvetnimi licencami. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev: 1) Ta pripomoček ne sme povzročati motenj in 2) ta pripomoček mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje pripomočka.

Ta oprema je v skladu z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti sevanju FCC/ISED, določenimi za nenadzorovano okolje, ter v skladu s smernicami FCC o izpostavljenosti radijskim frekvencam (RF) in standardom RSS-I02 ISED o izpostavljenosti radijskim frekvencam (RF). Ta oprema ima zelo nizke ravni radiofrekvenčne energije, za katere velja, da so skladne brez testiranja stopnje specifične absorpcije (SAR).

Spremembe ali prilagoditve, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, ne odobri izrecno, lahko razveljavi uporabnikovo pravico do uporabe opreme.

Ta oprema je bila preizkušena in je v skladu z mejnimi vrednostmi za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te mejne vrednosti so določene tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih stavbah. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če ni nameščena ter uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijski komunikaciji. Vendar pa ni mogoče zagotoviti, da v določenem primeru ne bo prišlo do motenj.

Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, je priporočljivo, da uporabnik poskuša odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Spremenite smer sprejemne antene ali jo prestavite.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico na tokokrogu, ki ni tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca.

PODATKI O NOTRANJJI BATERIJI

Naprava Venom Go ima akumulatorsko litijevo polimerno baterijo. Notranja baterija je zasnovana tako, da omogoča uporabo naprave Venom Go kjer koli – tudi kadar niso na voljo električne vtičnice. Pred prvo uporabo bo treba napravo Venom Go morda napolniti. Popolnoma napolnjena baterija bo omogočala več kot 35 minut neprekinjene uporabe. Popolno polnjenje baterije traja približno 2,5 ure, če je naprava priključena na električno vtičnico in se ne uporablja.

- Ta naprava vsebuje litijevo polimerno baterijo. Baterije lahko zamenja samo usposobljen delavec s posebnim orodjem. Za servis ali popravilo se obrnite na družbo Hyperice. Ko se izteče življenjska doba baterije, poskrbite za pravilno odlaganje naprave. Baterijo je treba varno odložiti v obratu za odstranjevanje elektronske opreme ali obratu za recikliranje.



OPOZORILO

- Naprave Venom Go ne polnite čez noč in je med polnjenjem ali uporabo ne puščajte brez nadzora.
- Upoštevajte vsa navodila za polnjenje in baterije oz. naprave ne polnite izven temperaturnega razpona, navedenega v navodilih. Zaradi nepravilnega polnjenja ali polnjenja pri temperaturah izven navedenega razpona se lahko baterija poškoduje in poveča se nevarnost požara.
- Nazivni temperaturni razpon za polnjenje baterije je od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F).
- V neustreznih pogojih lahko iz baterije izteče tekočina; izogibajte se stiku. Če pride do nenamerne stika, spirajte z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, poiščite zdravniško pomoč. Tekočina, ki izteče iz baterije, lahko povzroči draženje ali opekline.
- Ne uporabljajte poškodovane ali spremenjene baterije oz. naprave. Poškodovane in spremenjene baterije se lahko obnašajo nepredvidljivo in lahko pride do požara, eksplozije ali telesnih poškodb.

- V primeru nepravilne uporabe lahko baterija, uporabljena v tej napravi, predstavlja tveganje požara ali kemičnih opeklin. Baterije oz. naprave ne razstavljajte, ne izpostavljajte ognju ali visokim temperaturam. Izpostavljanje ognju ali temperaturam nad 130 °C (265 °F) lahko povzroči eksplozijo.
- Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali očmi. V primeru stika umijte prizadeto območje z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč.
- V primeru poškodovane baterije, večjega puščanja ali eksplozije evakuirajte območje in kontaminirano območje postavite v karanteno. Poskrbite za dobro prezračevanje prostora, da odstranite hlapce, pline ali neprijeten vonj.
- Oči – oči 15 minut spirajte z obilo vode; nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Koža – prizadeto območje 15 minut spirajte z obilo vode in mila oz. se oprhajte.
- Vdihavanje – osebo prestavite na svež zrak in po potrebi izvajajte umetno dihanje; po potrebi poiščite zdravniško pomoč.
- Zaužitje – nemudoma se posvetujte z zdravnikom ali lokalnim centrom za zastrupitve.
- Izrabljeno baterijo takoj zavržite. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Ne razstavljajte ali odvrzite v ogenj.

POLNJENJE



OPOZORILO

Napravo polnite tako, da kabel USB-C priključite v napajalni vhod baterije in adapter USB-A. Nato adapter priključite v električno vtičnico. Pred prvo uporabo popolnoma napolnite baterijo, kar traja do tri ure. LED-lučka utripa, kar je indikator napolnjenosti baterije in aktivnega polnjenja. Baterija je popolnoma napolnjena, ko lučka LED neha utripati in neprekinjeno sveti zeleno. Z gumbom za vklop/izklop vklopite napravo in prikaže se raven napolnjenosti baterije. Napravo lahko napolnite kadar koli ne glede na raven napolnjenosti. Ne priporočamo, da baterijo popolnoma izpraznitate do oranžne LED-lučke. Napravo napolnite vsak mesec, da zagotovite daljšo življenjsko dobo baterije.

UPRAVLJANJE

Baterija mora biti napolnjena. Blazinicco Venom Go odlepite s podloge in jo namestite na želeni del telesa. Pritisnite gumb za vklop/izklop na konzoli, da vklopite napravo. Logotip Hyperice zasveti rdeče, kar pomeni, da je naprava Venom Go vklopljena. Izberite zeleno stopnjo gretja in vibriranja. Nato konzolo priključite na magnetni priključek blazinice. Naprava se samodejno zažene, ko konzolo priključite na blazinicco. Stopnji gretja in vibriranja lahko koli spremenite. Naprava se samodejno izklopi, če 10 minut ne pritisnete nobenega gumba. Naprava dvakrat zavibrira za konec seje oz. trikrat za skoraj prazno baterijo. Ko končate z uporabo naprave Venom Go, blazinicco prilepate na podlogo in jo shranite. Povprečni čas delovanja je približno 35 minut na stopnji gretja 3 in dlje pri nižjih stopnjah. Vsako blazinicco lahko uporabite do 20-krat.


VZPOSTAVLJANJE POVEZAVE Z APLIKACIJO HYPERICE

Za povezavo naprave z aplikacijo Hyperice prek povezave Bluetooth® morata biti vklopljeni naprava in povezava Bluetooth® v telefonu, naprava pa mora biti v dosegu telefona. LED-lučka povezave Bluetooth na konzoli utripa modro, kar pomeni, da čaka na vzpostavitev povezave. Ob pozivu tapnite »Scan for Devices« (Poišči naprave). Izberite svojo napravo, ko se pojavi na zaslonu. Ko vzpostavite povezavo z napravo Venom Go, HyperSmart™ omogoča samodejni zagon seje ter upravljanje gretja in vibracij v aplikaciji Hyperice.

VZDRŽEVANJE, ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE

Po uporabi blazinicco znova nalepite na podlogo in jo shranite na hladno in suho mesto. Z brisačo ali mehko krpo obrišite morebitno vlago z naprave. Napravo hranite stran od virov toplote, tekočin, otrok in domačih živali.

SPECIFIKACIJE



1. Konzola Venom Go
2. Indikatorji vibracijskega vzorca
3. Gumb za vibracijske vzorce
4. Napajalni vhod
5. Indikator napolnjenosti baterije
6. Gumb za vklop/izklop
7. Indikator povezave Bluetooth®
8. Indikatorji stopnje gretja
9. Gumb za stopnje gretja
10. Magnetni priključek konzole
11. Blazinica Venom Go
12. Magnetni priključek naprave

Frekvenca vibriranja: 88 Hz

Gretje: Stopnja 1 – 40,5 °C (105 °F), stopnja 2 – 42,8 °C (109 °F), stopnja 3 – 45 °C (113 °F)

Teža: Konzola – 70,8 g (2,5 oz.), blazinica – 17 g (0,6 oz.), kabel USB-C – 14,1 g (0,5 oz.)



POZOR

Naprava ni namenjena medicinski uporabi v bolnišnicah. Namenjeno za uporabo v gospodinjstvu ali za komercialno uporabo.

Ko naprave ne uporabljate, jo je priporočljivo shranjevati pri temperaturi od -10 do 25 °C.

GARANCIJA

Ta izdelek krije omejena garancija družbe Hyperice. Za ogled garancije za vašo državo obiščite spletno mesto hyperice.com/warranty.

SV

VIKTIGA SÄKERHETS- INSTRUKTIONER FÅR INTE FÖRSTÖRAS



LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER VENOM GO.



FARA

Så här minskas risken för elektriska stötar:

- Koppla alltid ur apparaten från eluttaget omedelbart efter laddning och före rengöring och användning.
- Ta inte upp apparaten om den har fallit ned i vatten. Koppla ur den omedelbart.
- Använd inte apparaten när du badar eller duschar.
- Placera eller förvara inte apparaten där den kan falla eller dras ned i ett badkar eller en diskho. Lägg inte apparaten i eller tappa den i vatten eller annan vätska.
- Förvaras torrt. Får inte användas i vått eller fuktigt tillstånd.



VARNING

Läs alla säkerhetsvarningar och instruktioner innan du använder apparaten. Om du inte följer varningarna eller instruktionerna kan följden bli elektriska stötar, brand eller allvarliga personskador.



VARNING

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR, ELEKTRISKA STÖTAR, BRAND OCH PERSONSKADOR MÅSTE PRODUKTEN ANVÄNDAS I ENLIGHET MED FÖLJANDE INSTRUKTIONER:

- Använd bara apparaten för den avsedda användning som beskrivs i den här handboken.
- Apparaten är inte en leksak. Apparaten får endast användas av vuxna. Använd inte apparaten om den är skadad.
- Apparaten får aldrig lämnas obevakad när den är ansluten. Koppla alltid bort apparaten från eluttaget omedelbart efter laddning, före användning och före rengöring. Koppla bort apparaten från uttaget när den inte används och innan du sätter på eller tar av delar.
- Använd inte apparaten under en filt eller kudde. Hög uppvärmning kan inträffa och orsaka brand, elektriska stötar eller personskador.
- Använd aldrig apparaten om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar som den ska eller om den har tappats, skadats eller blivit våt. Lämna in apparaten till ett serviceombud för undersökning och reparation.
- Bär inte apparaten i sladden och använd inte sladden som handtag.
- Håll sladden borta från varma ytor.
- Du får aldrig tappa eller föra in föremål i någon öppning.
- Produkten lämpar sig **ENDAST** för torra platser. Använd inte produkten utomhus eller på våta ytor och utsätt inte för vatten eller regn.
- Produkten måste användas enligt det här instruktionsmaterialet. Instruktionsmaterial finns även på hyperice.com.

- Var försiktig med uppvärmda ytor. Produkten kan orsaka allvarliga brännskador. Använd inte produkten på okända hudområden eller nära områden med dålig cirkulation. Obevakad användning av värme av barn eller personer som inte är beslutskompetenta kan vara farlig.
- Temperaturer som är tillräckligt höga för att orsaka brännskador kan uppstå oavsett reglageinställning. Använd inte produkten på spädbarn, invalida eller på sovande eller medvetslösa personer. Använd inte produkten på okänslig hud eller på personer med dålig blodcirkulation. Kontrollera huden som kommer i kontakt med apparatens uppvärmda område ofta för att minska risken för blåsbildning. Vid första tecken på obehag ska produkten avlägsnas från kroppen och stängas av.
- Apparaten får inte användas av personer som är okänsliga för värme eller mycket sårbara personer som inte kan reagera på överhettning.
- Om apparaten bärs i sovande tillstånd med reglagen inställda på en temperatur kan användaren drabbas av brännskador på huden eller värmeslag.
- Produkten får inte klämmas. Undvik att vika produkten med skarpa veck. Vik inte Venom Go-dynan medan den används.
- Du får inte modifiera eller försöka att reparera apparaten. Produkten innehåller inga delar som användaren kan utföra service på. Kontakta Hyperice om service behövs.
- Förhindra att produkten startas oavsiktligt. Kontrollera att strömbrytaren är i avstängt läge innan du tar upp, bär eller lägger undan apparaten.



VAR FÖRSIKTIG!

När en elektrisk enhet används ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:

- Apparaten får endast användas av vuxna.
- Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om hur apparaten används såvida de inte har fått handledning eller utbildning i hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn under tre år får inte använda apparaten på grund av deras oförmåga att reagera på överhettning.
- Apparaten har en uppvärmd yta. Personer som är känsliga för värme måste vara försiktiga när de använder apparaten.
- Apparaten får inte användas av personer som är okänsliga för värme eller mycket sårbara personer som inte kan reagera på överhettning.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med apparaten.
- Koppla bort laddaren från batteriet efter laddning och före användning. Venom Go fungerar inte när laddaren är ansluten till batteriet.
- Låt aldrig Venom Go vara igång eller laddas utan uppsikt.
- Sänk inte ned apparaten i vatten. Apparaten får endast rengöras med en fuktig trasa.
- Skydda apparaten mot vätskor.
- Produkten får bara användas på en torr, ren yta på kroppen enligt vad som anges i det här instruktionsmaterialet.
- Använd inte Venom Go på våt hud eller på ett område med salva för utvärtes bruk, i synnerhet inte om salvan innehåller värmeproducerande ingredienser som kan leda till brännskador på huden.
- Brännskador kan uppstå oavsett reglageinställning. Kontrollera huden under produkten ofta. Vid första tecken på obehag ska produkten avlägsnas från kroppen och stängas av.
- Placera inga metallföremål mellan Venom Go och kroppen, som stift eller andra metallfästelement.
- Försök inte att ta isär produkten.
- Du får inte manipulera eller ändra Venom Go på något sätt.
- Undersök apparaten noggrant före varje användningstillfälle. Kontakta tillverkaren om produkten uppvisar tecken på försämring, t.ex. ytsprickning, blåsor eller krackelering.
- Använd inte apparaten där aerosolprodukter (sprejprodukter) används eller där syrgas administreras.
- Du får inte sitta på, trycka dig mot eller klämma Venom Go.
- Du får inte lägga saker ovanpå apparaten så att den krossas.
- Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan överinseende av en vuxen.

ANVÄND INTE VENOM GO UTAN ATT FÖRST HA FÅTT GODKÄNNANDE AV LÄKARE OM NÅGOT AV FÖLJANDE GÄLLER DIG:

- graviditet, diabetes med komplikationer såsom neuropati eller näthinneskada, pacemakeranvändning, nylig operation, epilepsi eller migrän, diskbräck, kotförskjutning,

spondylolys eller spondylos, nylig ledplastik eller intrauterina inlägg, metallstift eller -plattor eller andra orostecken rörande din fysiska hälsa. Sköra personer och barn ska ha sällskap av en vuxen när de använder en vibrationsapparat.

Dessa kontraindikationer innebär inte att du inte kan använda en vibrations- eller träningsapparat, men vi rekommenderar att du först kontaktar läkare.

Forskning pågår om effekterna av vibrationsträning för specifika medicinska tillstånd. Detta kommer sannolikt att leda till att förteckningen över kontraindikationer som visas ovan förkortas. Praktisk erfarenhet har visat att integrering av vibrationsträning i en behandlingsplan är fördelaktigt i ett antal fall. Detta måste göras på inrådan av och i samarbete med en läkare, specialist eller fysioterapeut.

SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA

Symbol	Beskrivning	Placering
IP21	Kapslingsklass, grad av skydd mot inträngande vatten	På enheten
	Läs anvisningarna före användning	På enheten
— — —	Likström	På enheten och i handboken
	Tillverkarens namn och adress	På enheten
	Separat insamling av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning. Märkningen anger att produkten inte får kasseras med annat hushållsavfall i EU. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering ska produkten återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. Om du vill returnera den använda apparaten använder du retur- och insamlingssystemen eller kontaktar återförsäljaren där produkten köptes. Återförsäljaren kan lämna in produkten för miljövänlig återvinning.	På enheten
	Försiktighetsymbol för att ange att användaren måste läsa bruksanvisningen för viktig varningsinformation såsom varningar och försiktighetsåtgärder som av olika orsaker inte kan visas på den medicintekniska produkten.	På enheten och i handboken
	Europeisk överensstämmelse	På enheten
	Australiens RCM	På enheten
	Tillverkad i Kina	På enheten
	Brittiskt märke	På enheten
	Nordamerikanskt NRTL-märke	På enheten
	Symbol för återvinning	På enheten
	Värmereglage	På enheten
	Ström på/av	På enheten
	Vibrationsreglage	På enheten

TRÅDLÖS BLUETOOTH®-TEKNIK

Ordmärket Bluetooth® och Bluetooth®-logotypen ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Hyperice sker under licens. Vid osannolik förlust av en stabil Bluetooth-anslutning försöker systemet återupprätta anslutningen. Venom Go-apparaten är helt autonom och fortsätter att fungera normalt även om anslutningen förloras. Om denna enhet orsakar störningar, vilket kan fastställas genom att stänga av enheten och starta den igen, uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen genom att rikta om eller placera om enheten, öka avståndet mellan utrustningen och enheten eller ansluta enheten till ett annat elektriskt uttag på en annan krets om den är ansluten.

Venom Go-apparaten använder trådlös Bluetooth 5.0-teknik med följande radiospecifikationer: FCC-ID: 2AWQY-VENOMGO, IC: 26929-VENOMGO, frekvens: 2 402 till 2 480 MHz

Denna enhet uppfyller kraven enligt del 15 i FCC-reglerna. För användningen gäller följande två villkor: (1) apparaten får inte orsaka skadliga störningar och (2) apparaten måste ta emot alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion. Denna enhet uppfyller Kanadas industrilicens med undantag för RSS standard(er). För användningen gäller följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka störning och (2) denna enhet måste kunna klara av alla slags störningar, även sådana störningar som kan medföra oönskad drift av enheten.

Den här utrustningen uppfyller FCC/ISED-gränserna för strålningsexponering som anges för en okontrollerad miljö och uppfyller FCC:s riktlinjer för radiofrekvensexponering och RSS-102 i ISED-radiofrekvensexponeringsreglerna. Den här utrustningen har mycket låga nivåer av radiofrekvensenergi och bedöms uppfylla kraven utan provning av specifik absorptionsnivå (SAR).

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelsen kan innebära att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Utrustningen har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital enhet av klass B enligt del 15 av FCC-reglerna. De gränserna har tagits fram för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar av radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte uppstår i en given installation.

Om utrustningen orsakar skadliga störningar av radio- eller TV-mottagningen, vilket kan fastställas genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren för hjälp.

INFORMATION OM INTERNET BATTERI

Venom Go-apparaten har ett laddningsbart litiumpolymerbatteri. Det interna batteriet är avsett att medge användning av Venom Go var som helst – även när elektriska uttag saknas. Venom Go kan behöva laddas före det första användningstillfället. Ett fulladdat batteri ger ström för längre än 35 minuters kontinuerlig användning. Det tar cirka 2,5 timmar att ladda batteriet fullt när apparaten är ansluten och inte används.

- Apparaten innehåller ett litiumjonbatteri. Batterier kan endast bytas ut av en kunnig fackman med ett specialverktyg. Kontakta Hyperice om service eller reparation behövs. När batteriets livslängd är slut ska apparaten kasseras korrekt. Batteriet måste hanteras på ett säkert sätt vid lämplig återvinningsstation för elektronikavfall.



VARNING

- Ladda inte Venom Go över natten och lämna inte Venom Go obevakad när den laddas eller används.
- Följ alla laddningsinstruktioner och ladda inte batteriet eller apparaten utanför det temperaturområde som anges i instruktionerna. Om batteriet laddas felaktigt eller i en temperatur utanför det angivna området kan det skadas, och risken för brand ökar.
- Det nominella temperaturområdet för laddning av batteriet är 0–45 °C (32–113 °F).

- Under missförhållanden kan vätska tryckas ut ur batteriet, i så fall ska kontakt med batteriet undvikas. Skölj med vatten om kontakt uppstår av misstag. Sök vård om vätskan kommer i kontakt med ögonen. Vätskan som trycks ut ur batteriet kan orsaka irritation eller brännskador.
- Använd inte ett batteri eller en apparat som är skadad eller modifierad. Skadade eller modifierade batterier kan bete sig oförutsägbart, vilket kan leda till brand, explosion eller risk för personskador.
- Batteriet som används i apparaten kan utgöra en risk för brand eller kemisk brännskada om det hanteras på fel sätt. Batteriet och apparaten får inte tas isär eller utsättas för brand eller för hög temperatur. Exponering för brand eller temperaturer över 130 °C (265 °F) kan orsaka explosion.
- Om batteriet läcker får ingen vätska komma i kontakt med huden eller ögonen. Om kontakt inträffar ska det drabbade området tvättas/sköljas med rikliga mängder vatten och vård uppsöks.
- Vid batterihaveri, större läckage eller explosion ska området evakueras och det förorenade området sättas i karantän. Skapa god ventilation för att vädra ut ångor, gaser och dålig lukt.
- Ögon – Skölj ögonen med mycket vatten i 15 minuter och uppsök vård omedelbart.
- Hud – Skölj det drabbade området med mycket vatten och tvål eller duscha i 15 minuter.
- Inandning – Ta ut personen i friska luften och ge konstgjord andning om det behövs. Sök vård om det behövs.
- Förtäring – Rådfråga läkare eller lokal giftcentral omedelbart.
- Kassa det använda batteriet omedelbart. Håll det borta från barn. Ta inte isär batteriet och släng inte in det i eld.

LADDNING



VARNING

När apparaten ska laddas ansluter du USB-C-kabeln till batteriets laddningsport och sladden till en USB-A-adapter. Anslut sedan adaptern till vägguttaget. Fulladda batteriet i upp till tre timmar före det första användningstillfället. En lampa lyser med ett pulserande sken för att visa batterinivån och ange att laddning sker. Full laddning anges av att lampan slutar att lysa med ett pulserande sken och lyser grönt med ett fast sken. När du trycker på strömbrytaren slås apparaten på och batterinivån visas. Apparaten kan laddas när som helst och oavsett batterinivå. Vi rekommenderar inte att batteriet tillåts laddas ur helt till den orange lysdiodsnivån. Ladda apparaten varje månad för att förlänga batteriets livslängd.

ANVÄNDNING

Kontrollera att batteriet är laddat. Dra bort Venom Go-dynan från skyddet och placera dynan på önskad kroppsdel. Tryck på enhetens strömbrytare för att aktivera apparaten. Hyperice-logotypen lyser rött för att visa att Venom Go är aktiverad. Välj önskade värme- och vibrationsalternativ. Anslut sedan enheten till dynan med hjälp av den magnetiska anslutningen. Apparaten startar automatiskt när enheten ansluts till dynan. Du kan när som helst justera värmen eller vibrationen till nya nivåer. Apparaten stängs av automatiskt när 10 minuter utan ytterligare inmatning/justering har gått. Apparaten vibrerar två gånger för att ange att sessionen är slut, och vibrerar tre gånger när batteriet är svagt. När du är klar med Venom Go ska du sätta fast dynan på skyddet igen. Den genomsnittliga drifttiden är cirka 35 minuter på värmenivå tre, och längre på lägre nivåer. Varje dyna tål upp till 20 appliceringar.


ANSLUTA TILL HYPERICE-APPEN

Om du vill ansluta apparaten till Hyperice-appen via Bluetooth® måste du se till att apparaten är påslagen, att Bluetooth® är aktiverat i telefonen och att apparaten är inom telefonens räckvidd. Bluetooth-lampan på enheten lyser med ett pulserande blått sken, vilket innebär att den väntar på att parkopplas. Om du uppmanas till det trycker du på Scan for Devices (Sök efter enheter). Välj din apparat när den visas på skärmen. När Venom Go har parkopplats gör HyperSmart™ att du automatiskt kan starta en session och styra värme- och vibrationsinställningarna via Hyperice-appen.

UNDERHÅLL, RENGÖRING OCH FÖRVARING

Sätt fast dynan på skyddet igen efter användning och förvara den på en sval, torr plats. Torka bort fukt från apparaten med en handduk eller en mjuk trasa. Håll apparaten borta från värmekällor, vätskor, barn och husdjur.

SPECIFIKATIONER



1. Venom Go-enhet
2. Indikatorer för vibrationsmönster
3. Knapp för vibrationsmönster
4. Laddningsport
5. Indikator för batterilivslängd
6. Strömbrytare (PA/AV)
7. Bluetooth®-indikator
8. Indikatorer för värmenivå
9. Knapp för värmenivå
10. Magnetisk anslutning på dynan
11. Venom Go-dyna
12. Magnetisk anslutning på apparaten

Vibrationsfrekvens: 88 Hz

Värme: Nivå 1: 40,5 °C (105 °F), nivå 2: 42,8 °C (109 °F), nivå 3: 45 °C (113 °F)

Vikt: Enhet: 71 g (2,5 oz.), en dyna: 17 g (0,6 oz.), USB-C-kabel: 14,2 g (0,5 oz.)



VAR FÖRSIKTIG!

Produkten är inte avsedd för medicinsk användning på sjukhus. Avsedd för hemmabruk eller kommersiell användning.

När apparaten inte används är rekommendationen att den förvaras i -10 °C till 25 °C.

GARANTI

Produkten omfattas av en begränsad garanti från Hyperice. Gå till hyperice.com/warranty för att läsa garantin som gäller i ditt land.



ข้อควรระวัง

เมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานเสมอ รวมถึงสิ่งต่อไปนี้

- สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้ทางนัยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้อุปกรณ์นี้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์โดยผู้รับผิดชอบความปลอดภัยของตน
- ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีใช้อุปกรณ์นี้ เนื่องจากไม่สามารถตอบสนองต่อความร้อนที่สูงเกินไปได้
- อุปกรณ์นี้เพิ่มไฟฟ้าร้อน ผู้ใช้ที่ต่อความร้อนจะต้องระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์
- ห้ามใช้อุปกรณ์นี้กับผู้ที่ไม่รู้สึกถึงความร้อนและบุคคลที่มีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถตอบสนองต่อความร้อนที่สูงเกินไปได้
- เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้
- ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากแบตเตอรี่หลังจากการชาร์จหรือก่อนใช้งาน **Venom Go** จะไม่ทำงานในขณะที่ยึดสายชาร์จเข้ากับแบตเตอรี่
- อย่าปล่อยไว้ **Venom Go** ทำงานหรือชาร์จโดยไม่มีการดูแลโดยเด็ดขาด
- ห้ามจุ่มอุปกรณ์ลงในน้ำ ทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ เท่านั้น
- เก็บของเหลวให้ห่างจากอุปกรณ์
- ใช้บนพื้นผิวที่แห้งสะอาดของร่างกายตามที่แสดงในเอกสารคำแนะนำนี้เท่านั้น
- ห้ามใช้ **Venom Go** กับผิวหนังที่เปื่อยหรือมีการหาคำแนะนำที่โดยเฉพาะสำหรับผิวหนังที่ส่วนผสมที่ก่อให้เกิดแผลไหม้บนผิวหนัง
- อาจเกิดแผลไหม้ได้แม้จะมีการตั้งค่าการควบคุมก็ตาม ตรวจสอบผิวหนังที่อยู่ใต้ผลิตภัณฑ์บ่อยๆ และนำอุปกรณ์ออกจากร่างกายทันทีและปิดใช้งานเมื่อเริ่มรู้สึกไม่สบายตัวเป็นครั้งแรก
- ห้ามวางวัตถุที่เป็นโลหะระหว่าง **Venom Go** กับร่างกาย รวมถึงหมุดหรือวัตถุอื่นๆ ที่เป็นโลหะ
- อย่าพยายามถอดแยกชิ้นส่วน
- ห้ามปรับแต่งหรือเปลี่ยนแปลง **Venom Go** ในทางใดทางหนึ่ง
- ตรวจสอบอุปกรณ์อย่างรอบคอบก่อนใช้งานทุกครั้ง ติดต่อยุติหากอุปกรณ์มีสัญญาณของการเสื่อมสภาพ เช่น การหยุดทำงาน การรวมฟอง หรือรอยแตกร้าว
- ห้ามใช้ใช้งานในบริเวณที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ละเอียดอ่อน (สเปิร์ม) หรือบริเวณที่มีการจ่ายออกซิเจน
- ห้ามรั้งทับ กดอัด หรือบดอัด **Venom Go**
- อย่าบดอัดอุปกรณ์โดยวางสิ่งของไว้ด้านบนระหว่างการจัดเก็บ
- อย่าให้เด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาโดยไม่มีการควบคุมดูแล

โปรดอย่าใช้ **VENOM GO** โดยไม่ได้รับการเห็นชอบจากแพทย์ของคุณ หากคุณเข้าข่ายใดๆ ดังต่อไปนี้

- ตั้งครรภ์ เป็นโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคเส้นประสาทอักเสบหรือจะประสาทเสื่อม ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ ผ่านการผ่าตัดเนื้อไม่ถาวร เป็นโรคอวัยวะหรือไม่ถาวร หมอตรวจกระดูกเคลื่อน กระดูกเสื่อมหรือกระดูกพรุน เปลี่ยนข้อต่อหรือใส่ห่วงอนามัยบนอวัยวะใดก็ตามที่มีหมุดหรือแผ่นโลหะ หรือมีข้อจำกัดใดๆ เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของคุณ บุคคลที่อ่อนแอและเด็กควรมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเมื่อใช้อุปกรณ์นี้ในใดๆก็ตาม

ข้อห้ามเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าอุปกรณ์ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์นอกกำลังกาย แต่เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์ก่อน

กำลังมีการวิจัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลกระทบของการออกกำลังกายด้วยการสั่นสะเทือนสำหรับความผิดปกติทางการแพทย์โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจส่งผลไม่มียาการชั่วคราวถึงขั้นแสดงด้านลบเล็กน้อย ประสิทธิภาพจากการใช้ผลิตภัณฑ์จะแสดงให้เห็นว่าการรวมการออกกำลังกายด้วยการสั่นสะเทือนไว้ในแผนการรักษาเป็นสิ่งที่แนะนำในหลายกรณี ซึ่งต้องทำตามคำแนะนำของแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักกายภาพบำบัด

บันทึกคำแนะนำเหล่านี้ไว้

สัญลักษณ์	คำอธิบาย	ตำแหน่งที่ตั้ง
IP21	ระดับการป้องกันน้ำเข้า	บนตัวอุปกรณ์
	อ่านคำแนะนำก่อนใช้งาน	บนตัวอุปกรณ์
	ไฟฟ้ากระแสตรง	บนตัวอุปกรณ์และในคู่มือ
	ข้อและข้อผู้ผลิต	บนตัวอุปกรณ์
	แยกเก็บขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	บนตัวอุปกรณ์
	เครื่องหมายนี้ชี้ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ในตัวและในกรณีอื่น ๆ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการป้องกันอันตรายอาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์จากการกำจัดอย่างผิดวิธีที่ไม่มีการควบคุม ไฟฟ้าเคมีผลิตภัณฑ์ด้วยความรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรวัสดุอย่างยั่งยืน หากต้องการส่งคืนอุปกรณ์ให้ใช้แล้วโปรดใช้ระบบส่งคืนและเก็บรวบรวม หรือติดต่อร้านค้าปลีกที่ให้คุณซื้อผลิตภัณฑ์มา พวกเขาสามารถนำผลิตภัณฑ์นี้ไปรีไซเคิลได้อย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม	บนตัวอุปกรณ์

	สัญลักษณ์เตือนเพื่อระมัดระวังเป็นผู้ใช้ต้องอ่านคำแนะนำในการใช้งานเพื่อทราบข้อมูลค่าเตือนที่สำคัญ เช่น ค่าขึ้นและขีดควรวอร์ที่มิสามารถแสดงบนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้ด้วยเหตุผลเฉพาะการ	บนตัวอุปกรณ์และในคู่มือ
	มาตรฐานของสหภาพยุโรป	บนตัวอุปกรณ์
	เครื่องหมาย RCM ของออสเตรเลีย	บนตัวอุปกรณ์
	ผลิตในประเทศจีน	บนตัวอุปกรณ์
	เครื่องหมาย UK	บนตัวอุปกรณ์
	เครื่องหมาย NRTL ของอเมริกาเหนือ	บนตัวอุปกรณ์
	สัญลักษณ์รีไซเคิล	บนตัวอุปกรณ์
	การควบคุมความร้อน	บนตัวอุปกรณ์
	เปิด/ปิด	บนตัวอุปกรณ์
	การควบคุมการสั่นสะเทือน	บนตัวอุปกรณ์

เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH®

สัญลักษณ์ตัวอักษรและโลโก้ Bluetooth® เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย Hyperice อยู่ภายใต้ใบอนุญาตในการใช้การสื่อสารการเชื่อมต่อ Bluetooth ที่เสถียรซึ่งมีโอกาสน้อยที่จะน้อย ระบบจะพยายามสร้างการเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติ Venom Go ทำงานอัตโนมัติทั้งหมด และจะยังทำงานต่อไปได้ตามปกติ แม้จะขาดการเชื่อมต่อก็ตาม หากอุปกรณ์ไม่ทำให้เกิดการรบกวน ซึ่งสามารถระบุได้ โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ของแนะนำให้ผู้ใช้งานทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการใช้ทางโทรศัพท์มือถือหรือสายสัญญาณ เพื่อระยะห่างระหว่างเครื่องมืออื่นและอุปกรณ์ หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์กับตัวอื่นในวงจรหากเสียบปลั๊กอยู่

อุปกรณ์ Venom Go ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth 5.0 หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับวิทยุดังต่อไปนี้: FCC ID: 2AWQY-VENOMGO, IC: 26929-VENOMGO ความถี่: 2402 ถึง 2480 MHz

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามส่วนที่ 15 ของ FCC การใช้งานอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองประการต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงการรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของ Industry Canada การใช้งานอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองประการต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงการรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์

อุปกรณ์นี้ยังอยู่ภายใต้ขีดจำกัดการรบกวน FCC/ISED ที่กำหนดไว้สำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การรบกวนคลื่นความถี่วิทยุ FCC (RF) และ RSS-102 ของกฎการรบกวนคลื่นความถี่วิทยุ ISED (RF) อุปกรณ์นี้ไม่มีระดับพลังงาน RF ตามกฏซึ่งถือว่าเป็นไปตามข้อกำหนดโดยไม่ต้องทดสอบอัตราการดูดกลืนค่าเฉพาะ (SAR)

การเปลี่ยนแปลงหรือตัดแปลงที่ไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดเจนจากฝ่ายที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจทำให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลประเภท B ตามส่วนที่ 15 ของ FCC ข้อกำหนดเหล่านี้มีลักษณะเพื่อป้องกันการรบกวนจากการรบกวนที่เป็นอันตรายสำหรับการติดตั้งในที่อยู่อาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่คลื่นความถี่วิทยุได้ และหากไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่ส่งผลเสียต่อการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าจะไม่เกิดการรบกวนในการติดตั้งตามลักษณะ

หากอุปกรณ์ก่อให้เกิดการรบกวนที่ส่งผลเสียต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถระบุได้ โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ของแนะนำให้ผู้ใช้งานทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการใช้ทางโทรศัพท์มือถือหรือสายสัญญาณ เพื่อระยะห่างระหว่างเครื่องมืออื่นและอุปกรณ์

- ปรับทิศทางหรือย้ายเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสาร
- เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับตัวรับบนวงจรอื่นที่ไม่ใช่วงจรที่เครื่องมือสื่อสารเชื่อมต่ออยู่
- ปรับขนาดพื้นที่หน้าจอย่อยเพื่อลดความเสี่ยง

ข้อมูลแบตเตอรี่ภายใน

อุปกรณ์ Venom Go มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเทียมโพลีเมอร์แบบชาร์จไฟซ้ำได้ แบตเตอรี่ภายในออกแบบมาเพื่อให้อายุการใช้งานได้มากกว่า 35 นาทีในโหมดการสั่นแบบช้าๆ อย่างไรก็ตาม Venom Go ก่อนใช้งานครั้งแรก แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะให้อายุการใช้งานสำหรับใช้งานต่อเนื่อง 35 นาทีขึ้นไป การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมงเมื่อเสียบปลั๊กอุปกรณ์และไม่ได้ใช้งาน

- อุปกรณ์ไม่มีแบตเตอรี่หรือลิเธียมไอออน ต้องให้ช่างผู้ชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใช้เครื่องมือพิเศษเท่านั้น ติดต่อ **Hyperice** หากต้องการซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซม เมื่อแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งาน จะต้องทิ้งอุปกรณ์อย่างเหมาะสม ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการทิ้งแบตเตอรี่อย่างปลอดภัยในสถานที่กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงโม่ส้วม หรือทิ้งอย่างเหมาะสม



คำเตือน

- ห้ามชาร์จ **Venom Go** ค้างคืนหรือปล่อย **Venom Go**ทิ้งไว้ โดยไม่มีใครดูแลขณะชาร์จหรือใช้งาน
- ปฏิบัติตามคำแนะนำในการชาร์จทั้งหมด และอย่าชาร์จชุดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์นอกช่วงอุณหภูมิที่ระบุในคำแนะนำ การชาร์จอย่างไม่เหมาะสมหรืออุณหภูมิที่เกินช่วงที่กำหนดอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้
- ช่วงอุณหภูมิที่ทำงานได้สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่คือ $0^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ ($32^{\circ}\text{F} \sim 113^{\circ}\text{F}$)
- เมื่ออุณหภูมิได้เหมาะสมของเหลวอาจถูกขับออกจากแบตเตอรี่ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากมีของเหลวซึมไหลให้ล้างออกด้วยน้ำ หากของเหลวเข้าตา ให้ไปพบแพทย์ ของเหลวที่ไหลออกจากแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการคายเคืองหรือแสบไหม้ได้
- ห้ามใช้ชุดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ให้เสียหายหรือถูกดัดแปลง แบตเตอรี่ให้เสียหายหรือถูกดัดแปลงอาจแสดงพฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้ซึ่งส่งผลให้เกิดไฟไหม้ การระเบิด หรือความเสียหายตามเจตนา
- แบตเตอรี่ที่ใช้ในอุปกรณ์นี้อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือเพลิงไหม้จากสารเคมีหากได้รับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน ห้ามใช้ชุดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ถูกไฟไหม้หรือมีอุณหภูมิสูงเกินไป การสัมผัสกับไฟหรืออุณหภูมิสูงกว่า 130°C (265°F) อาจทำให้เกิดการระเบิด
- ในกรณีที่ชุดแบตเตอรี่มีข้อบกพร่องใดๆ สัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากมีการสัมผัส ให้ล้างบริเวณที่ได้รับผลกระทบด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์
- ในกรณีที่แบตเตอรี่ติดตัว มีการรั่วไหลหรือการระเบิดครั้งใหญ่ ให้อพยพออกจากพื้นที่และติดต่อหน่วยดับเพลิงเพื่อแจ้งเหตุ
- ความดัน – ถังอัดด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลา 15 นาที แล้วไปพบแพทย์ทันที
- ผิว – ถังบริเวณที่ได้รับผลกระทบด้วยน้ำและอุณหภูมิสูงหรืออาจเป็นเวลานาน 15 นาที
- การสูดดม – ทำให้บุคคลได้รับอากาศบริสุทธิ์และใช้เครื่องช่วยหายใจหากจำเป็น ไปพบแพทย์หากจำเป็น
- การกลืนกิน – ปรึกษาแพทย์หรือศูนย์ควบคุมสารพิษในท้องถิ่นทันที
- ห้ามแบตเตอรี่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม เก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนและห้ามทิ้งในกองไฟ

การชาร์จ



คำเตือน

ในการชาร์จ ให้เชื่อมต่อสาย **USB-C** เข้ากับช่องเสียบชาร์จของแบตเตอรี่ และเสียบสายไฟเข้ากับอะแดปเตอร์ **USB-A** จากนั้นเสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้ารับชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มตามถึงสามชั่วโมงก่อนใช้งานครั้งแรก ไฟ **LED** จะกะพริบเป็นจังหวะเพื่อแสดงระดับแบตเตอรี่และระบุการชาร์จที่ดำเนินการอยู่ ไฟ **LED** หยุดกะพริบเป็นจังหวะและส่องสว่างเป็นสีเขียวอย่างต่อเนื่องเพื่อระบุว่าการชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว การกดปุ่มเปิดจะเปิดอุปกรณ์และจะแสดงระดับแบตเตอรี่ อุปกรณ์สามารถชาร์จซ้ำได้ตลอดเวลาและทุกระดับแบตเตอรี่ไม่ว่าจะนำไปใช้กับแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟ **LED** ส่องสว่างเป็นสีส้ม ชาร์จอุปกรณ์เข้าทุกเดือนเพื่อใช้ลดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้ยาวนานที่สุด

การใช้งาน


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จแบตเตอรี่แล้ว ออกแบบ **Venom Go** จากแผ่นรองแล้ววางบนเตียงหรือส่วนที่นอนที่ต้องการ กดปุ่มเปิดบนตัวอุปกรณ์เพื่อเปิดใช้งาน อุปกรณ์ไฟ **Hyperice** จะส่องสว่างเป็นสีแดงเพื่อแสดงว่า **Venom Go** ถูกเปิดใช้งาน เลือกระดับความร้อนและการสั่นสะเทือนที่ต้องการ จากนั้นเชื่อมต่อตัวอุปกรณ์เข้ากับแผ่นนวดโดยใช้ขั้วต่อแม่เหล็ก อุปกรณ์จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อตัวอุปกรณ์เชื่อมต่อกับแผ่น คุณสามารถปรับระดับความร้อนหรือการสั่นสะเทือนเป็นระยะได้ตลอดเวลา อุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 10 นาที โดยไม่ต้องดำเนินการใดเพิ่มเติม อุปกรณ์จะสั่นสองครั้งเพื่อแจ้งเตือนถึงจุดสิ้นสุดของช่วงระยะเวลาใช้งานหรือจะสั่นสามครั้งเพื่อแจ้งเตือนว่าแบตเตอรี่จะเหลือน้อย เมื่อคุณใช้ **Venom Go** แล้ว ให้กดปุ่มกับแผ่นรองเพื่อจัดเก็บ ระยะเวลาทำงานเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 35 นาทีที่ความร้อนระดับสาม และนานกว่าในระดับที่ต่ำกว่า แต่ละแผ่นใช้งานได้ถึง 20 ครั้ง

เชื่อมต่อกับแอป HYPERICE

หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับแอป **Hyperice** ผ่านทาง **Bluetooth®** โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเปิดอยู่ **Bluetooth®** ในโทรศัพท์ของคุณและอุปกรณ์ของคุณอยู่ใกล้ โดยจากโทรศัพท์ไฟ **LED** สำหรับ **Bluetooth** บนตัวอุปกรณ์จะกะพริบเป็นสีน้ำเงินซึ่งหมายความว่ากำลังรอการเชื่อมต่อจากโทรศัพท์ และที่ 1 เมตรจากอุปกรณ์ เมื่ออุปกรณ์ของคุณเริ่มปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เมื่อคุณแตะ **Venom Go** ของคุณ **HyperSmart™** คุณจะสามารถเลือกระดับการใช้งานได้โดยอัตโนมัติและควบคุมการตั้งค่าความร้อนและการสั่นสะเทือนได้จากภายในแอป **Hyperice**

การบำรุงรักษา การทำความสะอาด และการเก็บรักษา

ทำความสะอาด **Venom Go** กับแผ่นรองอีกครึ่งหลังการใช้งานและเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น ใช้ผ้าขนหนูหรือผ้านุ่มเช็ดความชื้นออกจากอุปกรณ์ เก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากแสงความร้อน ของเหลว เค็ด และสัตว์เลี้ยง



1. ตัวอุปกรณ์ **Venom Go**
2. ไฟบ่งชี้รูปแบบการสั่นสะเทือน
3. ปุ่มรูปแบบการสั่นสะเทือน
4. ช่องเสียบขารัง
5. ไฟบ่งชี้ระดับแบตเตอรี่
6. ปุ่มเปิดปิด (เปิด/ปิด)
7. ไฟบ่งชี้ **Bluetooth®**
8. ไฟบ่งชี้ระดับความร้อน
9. ปุ่มระดับความร้อน
10. ขั้วต่อแม่เหล็กสำหรับการติดแผ่น
11. แผ่น **Venom Go**
12. ขั้วต่อแม่เหล็กสำหรับการติดอุปกรณ์

ความถี่การสั่นสะเทือน: 88 Hz

ความร้อน: ระดับ 1—105°F (45°C), ระดับ 2—109°F (42.8°C), ระดับ 3—113°F (45°C)

น้ำหนัก: ตัวอุปกรณ์—2.5 ออนซ์, แผ่นเดียว—0.6 ออนซ์, สาย USB-C—0.5 ออนซ์



ข้อควรระวัง

ไม่ได้มีไว้สำหรับการทางการแพทย์ในโรงพยาบาล มีไว้สำหรับใช้ในบ้านหรือในเชิงพาณิชย์

เมื่อไม่ใช้งาน ขอแนะนำให้เก็บอุปกรณ์ไว้ที่อุณหภูมิ -10°C ~ 25°C

การรับประกัน

ผลิตภัณฑ์นี้ได้อยู่ภายใต้การรับประกันแบบจำกัดจาก **Hyperice** โปรดไปที่ hyperice.com/warranty เพื่อตรวจสอบการรับประกันในประเทศของคุณ

ZH-TW

重要安全說明 請勿毀損



在使用 VENOM GO 之前，請閱讀所有說明。



危險

為降低觸電風險：

- 充電後與清潔或使用前，請務必立即將本裝置的插頭從電源插座上拔下。
- 不要伸手去拿掉入水中的裝置，請立即拔掉插頭。
- 請勿在沐浴或淋浴時使用。
- 請勿將裝置放置或存放在可能掉落或被拉入浴缸或水槽的地方。請勿放入或掉入水或其他液體中。
- 保持乾燥，請勿在潮濕的環境下操作。



警告

在使用本裝置之前，請閱讀所有安全警告和說明。不遵守警告和說明可能會導致觸電、火災和/或嚴重傷害。



警告

為減少燒傷、觸電、火災和人身傷害的風險，必須按照以下說明使用本產品：

- 僅將本裝置用於本手冊所述的預定用途。
- 本裝置並非玩具，僅供成人使用。請勿在受傷時使用。
- 此裝置在插入電源後，不應無人看管。充電後、使用前和清潔前，請務必立即從電源插座上拔下本裝置的插頭。在不使用時及在裝卸零件之前，請從插座上拔下插頭。
- 請勿在毯子或枕頭下操作。可能發生過熱並導致火災、觸電或人身傷害。
- 如果本裝置的電源線或插頭損壞、操作不正常、曾掉落或損壞或被弄濕，請勿操作本裝置。請將裝置送回服務中心進行檢查和維修。
- 請勿以手拿電線的方式攜帶本裝置或將電線作為手把使用。
- 使電源線遠離受熱表面。
- 請勿讓任何物品掉入或插入任何開口。
- 僅適用於乾燥場所。不要在戶外或潮濕的表面上使用，也不要暴露在水或雨中。
- 僅根據這些說明材料使用產品。此外，hyperice.com 上提供了教學使用材料。
- 小心使用加熱表面，可能導致嚴重燒傷。不要在不敏感的皮膚部位或血液循環不良的情況下使用。兒童或無行為能力的人在無人看管的情況下用熱可能很危險。
- 無論控制選項如何設定，都可能產生足以導致灼傷的溫度。不要在嬰兒或病患或是熟睡或無意識的人身上使用。請勿用於不敏感的皮膚上或血液循環不良的人。經常檢查與裝置加熱區接觸的皮膚，以減少起水泡的風險。如果出現不適，立即從身體上移開並且關閉。
- 對熱不敏感的人和其他無法對過熱做出反應的脆弱人士不得使用此裝置。
- 如果在睡覺時將控制項設定為任何溫度來佩戴該裝置，則使用者可能會產生皮膚灼傷或中暑。請勿重壓。避免用明顯的摺痕折疊，使用時請勿折疊 Venom Go 護墊。
- 請勿對裝置進行改造或試圖維修。不包含使用者可維修的零件。請聯繫 Hyperice 進行服務或維修。
- 請防止意外啟動。在拿起、攜帶或存放裝置之前，請確保電源按鈕處於關閉位置。

注意

使用電器裝置時，應始終遵循基本預防措施，包括：

- 僅供成人使用。
- 本裝置不適用於身體、感官或精神能力下降，或缺乏使用本裝置經驗和知識的人（包括兒童），除非他們已由負責其安全的人對裝置的使用進行監督或指導。
- 三歲以下的兒童由於他們無法對過熱做出反應，故不能使用此裝置。
- 該裝置具有加熱表面。對熱敏感的人在使用本裝置時必須小心。
- 對熱不敏感的人和其他無法對過熱做出反應的脆弱人士不得使用此裝置。
- 應監督兒童，確保他們不會去把玩裝置。
- 充電後或使用前請將充電器從電池上拔下。充電器插入電池後，Venom Go 將無法運轉。
- 請勿讓 Venom Go 在無人看管的情況下運轉或充電。
- 請勿將裝置浸入水中。只能用濕布清潔。
- 請勿讓液體接觸裝置。
- 僅在本說明書中所示的乾燥清潔的身體表面上使用。
- 請勿在潮濕的皮膚上或外用藥膏上使用 Venom Go，尤其是那些含有發熱成分的藥膏，因為可能會導致皮膚灼傷。
- 無論控制項如何設定，都可能發生灼傷。經常檢查產品下的皮膚。如果出現不適，立即從身體上移開並且關閉。
- 請勿在 Venom Go 和身體之間放置任何金屬物體，包括別針或其他金屬固定物。
- 請勿嘗試拆卸。
- 請勿以任何方式干預或改造 Venom Go。
- 每次使用前請仔細檢查裝置。如果有任何變質跡象，例如紋路、砂眼或開裂，請聯絡製造商。
- 請勿在使用氣霧劑（噴霧）產品或使用氧氣的地方操作。
- 請勿坐、壓或重壓 Venom Go。
- 請勿在存儲期間在裝置上放置物品，以免造成重壓。
- 兒童不得在沒有監督的情況下進行清潔和使用後維護。

如果有以下情況，請勿在未獲得醫生批准前使用 VENOM GO：

- 懷孕、有神經病變或視網膜損傷等併發症的糖尿病、配戴心臟調節器、近期手術、癲癇或偏頭痛、椎間盤突出、脊椎滑脫、脊椎崩解或脊椎退化、近期關節置換或子宮避孕器、金屬針或金屬板或對自己的身體健康有任何擔憂。使用任何振動裝置時，體弱者和兒童應由成人陪同。

這些禁忌症並不意味著您不能使用振動或運動裝置，但我們建議您先諮詢醫生。

目前正在對振動運動對特定醫學疾病的影響進行研究，這可能會縮短上述禁忌症清單。實務經驗顯示，在許多情況下，將振動運動納入治療計劃在一些情況下是有好處的。這必須在醫生、專家或物理治療師的建議和陪同下進行。

保存這些說明

符號	說明	位置
IP21	防止進水的保護程度	在 Pod 上
	使用前請閱讀說明	在 Pod 上
— — —	直流電	在 Pod 上和手冊中
	製造商的名稱和地址	在 Pod 上

	單獨收集廢棄電器和電子裝置。 此標誌顯示，在歐盟內，本產品不得與其他家庭廢棄物一起處理。為防止不受管制的廢棄物處理可能對環境或人類健康造成危害，請進行責任回收，以促進物料資源的永續再利用。要回收您使用過的裝置，請使用回收和收集系統或聯繫購買產品的零售商。他們可以將此產品用於環境安全的回收利用。	在 Pod 上
	注意符號表示使用者需要查閱使用說明，以獲取重要的警示資訊，例如由於各種原因不能在醫療裝置本身上顯示的警告和注意事項。	在 Pod 上和手冊中
	符合歐洲標準	在 Pod 上
	澳洲 RCM 認證	在 Pod 上
	中國製造	在 Pod 上
	英國標誌	在 Pod 上
	北美 NRTL 標誌	在 Pod 上
	回收符號	在 Pod 上
	熱度控制	在 Pod 上
	開機/關機	在 Pod 上
	振動控制	在 Pod 上

藍芽 (BLUETOOTH®) 無線技術

藍芽 (Bluetooth®) 文字商標和標誌歸 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Hyperice 對這些商標的任何使用均已獲得許可。萬一失去穩定的藍牙連線，系統將嘗試自動重新建立連線。Venom Go 是完全自主的，即使在失去連線的情況下也會繼續正常操作。如果此裝置確實造成干擾，可以透過關閉和開啟裝置來確定，我們鼓勵使用者嘗試透過調整裝置的方向或重新定位，增加設備與裝置之間的間距，或者（如果已插入插座）將裝置連接到電路上的不同插座來糾正干擾。

Venom Go 裝置使用具有以下無線電規格的藍牙 5.0 無線技術：美國 FCC ID 認證：2AWQY-VENOMGO，IC：26929-VENOMGO，頻率：2402 至 2480 MHz

本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分。操作需符合以下兩個條件：(1) 本裝置不得造成有害干擾，並且 (2) 本裝置必須接受接收到的任何干擾，包括可能導致意外操作的干擾。本裝置符合加拿大工業部豁免許可的 RSS 標準。操作需符合以下兩個條件：(1) 本裝置不得造成有害干擾，並且 (2) 本裝置必須接受接收到的任何干擾，包括可能導致裝置意外操作的干擾。

本裝置符合 FCC/ISED 針對非受控環境規定的輻射暴露限制，並符合 FCC 射頻 (RF) 暴露指南和 ISED 射頻 (RF) 暴露規則的 RSS-102。該裝置的射頻能量水平非常低，無需測試特定吸收率 (SAR) 即可被視為符合要求。

未經負責遵守之一方明確批准的改造或變更可能會使使用者操作裝置的權限失效。

本裝置已經過測試，並符合 FCC 規則第 15 部分 B 級數位裝置的限制。這些限制旨在提供合理的保護，防止住宅安裝中的有害干擾。本裝置會產生、使用和輻射射頻能量，如果未按照說明安裝和使用，可能會對無線電通信造成有害干擾。但是，不能保證在特定安裝中不會發生干擾。

如果此裝置確實對無線電或電視接收造成有害干擾，可以透過關閉和開啟裝置來確定，鼓勵使用者嘗試透過以下一項或多項措施來糾正干擾：

- 調整接收天線的方向或重新定位。
- 增加裝置和接收器之間的距離。
- 將裝置連接到與接收器連接的電路不同的插座上。
- 請向經銷商尋求幫助。

內置電池資訊

Venom Go 裝置配備可充電鋰聚合物電池。內置電池的設計允許在任何地方使用 Venom Go—即使在沒有電源插座的情況下也是如此。Venom Go 可能需要在首次使用前充電，充滿電的電池可連續使用 35 分鐘以上。裝置插上電源且不使用時，大約需要 2.5 小時才能將電池充滿。

- 本裝置包含鋰聚合物電池。電池只能由熟練的人員使用特殊工具更換，請聯繫 Hyperice 進行服務或維修。當電池壽命結束時，應妥善處理裝置。電池必須在適當的電子廢棄物處置或回收設施中安全處理。



警告

- 請勿在夜間為 Venom Go 充電，或在充電或使用時讓 Venom Go 無人看管。
- 請遵循所有充電說明，不要在說明中指定的溫度範圍之外為電池組或裝置充電。充電不當或在指定範圍之外的溫度下充電，可能會損壞電池並增加火災風險。
- 電池充電的標準溫度範圍為 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)。
- 在惡劣條件下，液體可能會從電池中噴出；請避免接觸。如果不小心接觸，請用水沖洗。如果液體接觸到眼睛，請尋求醫療幫助。從電池中噴出的液體可能會引起刺激或灼傷。
- 請勿使用已損壞或改造過的電池組或裝置。損壞或改裝過的電池可能會出現不可預測的行為，導致火災、爆炸或受傷風險。
- 本裝置中使用的電池如果處理不當，可能會導致火災或化學灼傷。請勿拆卸電池組或裝置，也不要將其暴露在火中或溫度過高的環境中。暴露在火中或溫度高於 130°C (265°F) 可能會引起爆炸。
- 如果電池組洩漏，請勿讓任何液體接觸到皮膚或眼睛。如果發生接觸，請用大量的水清洗受影響的區域，並且就醫。
- 如果電池破裂、嚴重洩漏或爆炸，請撤離該區域並隔離受污染區域。請提供良好的通風以清除任何煙霧、氣體或刺激性氣味。
- 眼睛—用大量清水沖洗眼睛 15 分鐘；立即就醫。
- 皮膚—用大量水和肥皂沖洗受影響的區域，或淋浴 15 分鐘。
- 吸入—將人暴露在新鮮空氣中，必要時使用人工呼吸；必要時就醫。
- 攝入—立即諮詢醫生或當地毒物控制中心。
- 及時處理用過的電池；遠離兒童。請勿拆卸，請勿投入火中。

充電



警告

要充電，請將 USB-C 線連接到電池的充電埠，並將線插入 USB-A 轉接器，然後將轉接器插入牆上。首次使用前，請將電池充滿電，最多不超過三個小時。LED 燈會閃爍以顯示電池電量並指示正在充電。當 LED 燈停止閃爍並保持綠色全亮時，表示已充滿電。按下電源按鈕將開啟裝置並顯示電池電量。裝置可以隨時以任何電池電量進行充電。不建議將電池電量完全耗盡至橙色 LED 級別。每月為裝置充電，以便將電池壽命延長到最大。

操作

確保電池已充電。從 Venom Go 襯墊裡上撕下護墊，然後將護墊放在您想要的身體部位。在 Pod 上，按下電源按鈕以啟動裝置。Hyperice 標誌將呈紅色亮起，表示 Venom Go 已啟動。選擇所需的熱度和振動選項，接著使用磁吸接頭將 Pod 連接到護墊。當 Pod 連接到護墊時，裝置將自動啟動。您可以隨時將熱度或振動調整到新的級別。裝置將在 10 分鐘後自動關閉，無需進一步輸入。裝置將振動兩次以示結束，或在電池電量不足時振動三次。使用完 Venom Go 後，將護墊黏在襯墊上以便存放。3 級熱度的平均運行時間約為 35 分鐘，而在較低級別則更長。每個護墊最多可以使用 20 次。


連接到 HYPERICE 應用程式

要透過藍牙 (Bluetooth®) 將您的裝置連接到 Hyperice 應用程式，請確保您的裝置已打開，您手機中的藍芽 (Bluetooth®) 已打開，同時您的裝置在您的手機範圍內。Pod 上的藍牙 LED 將發出藍色脈衝，這意味著它正在等待配對。如果出現提示，請點選「掃描裝置」。在螢幕上彈出時，請選擇您的裝置。配對 Venom Go 後，HyperSmart™ 將允許您自動開始療程，並在 Hyperice 應用程式中控制熱度和振動設置。

維護、清潔和存放

使用後將護墊重新黏在襯墊裡，並存放在陰涼乾燥的地方。使用毛巾或軟布擦拭裝置上的水分；使裝置遠離熱源、液體、兒童和寵物。

規格



1. Venom Go Pod
2. 振動模式指示燈
3. 振動模式按鈕
4. 充電埠
5. 電池壽命指示燈
6. 電源按鈕 (開/關)
7. Bluetooth® 指示燈
8. 熱度指示燈
9. 熱度按鈕
10. 護墊附件磁性連接
11. Venom Go 護墊
12. 裝置附件磁性連接

振動頻率: 88 Hz

熱度: 1 級—105°F (45°C)、2 級—109°F (42.8°C)、3 級—113°F (45°C)

重量: Pod—2.5 oz., 單一護墊—0.6 oz., USB-C 線—0.5 oz.



注意

不適用於醫院的醫療用途，用於家庭或商業用途。

不使用時，建議將裝置在 -10°C ~ 25°C 的溫度下存放。

保固

本產品享有 Hyperice 的有限保固。請瀏覽 hyperice.com/warranty，查看您所在國家/地區的保固情形。

hyperice.com



Hyperice, Inc., 525 Technology Drive, Suite 100
Irvine, California 92618 USA

Copyright 2022 © Hyperice, Inc. All rights reserved.



170-00167 Rev 2

**Let's
get
started**




Meet your new Venom Go

Front view



Back view

Magnetic connection




Please read the Operating Instructions before first use.

Before you start

Download the Hyperice App

Get the most out of your Venom Go, or any Hyperice device with the Hyperice App. Automatically stop and start your sessions and remotely control the heat and vibration.




Register your device

Activate your warranty and ensure easy returns, repairs, or refunds at: hyperice.com/register-product

Charge your new Venom Go


Plug in your new Venom Go with the provided Hyperice USB-C until fully charged.



Start your session

Power up


Turn your Venom Go ON by pressing the power button (top) once.



Apply pad and connect pod

Peel the Venom Go pad from liner and apply to skin. Select heat level and vibration pattern. Connect pod by using the magnetic connection (shown below / right).


Note: Heat and vibration will not be felt until pod is connected.



WARNING: Only use on clean, dry skin. Do not use while perspiring. Do not dispose of pad liner. Reapply pad to liner after use and store in a cool, dry location.

Adjust temperature

Choose your desired temperature by pressing the heat level button (right side) once per level. The white lights will indicate the selected temperature.





Add vibration

Choose your vibration by pressing the vibration pattern button (left side) once per pattern. The white lights will indicate the selected vibration pattern.

Enjoy your session

Feel the soothing relief of the Venom Go. Your session will automatically shut off after 10 minutes. Restart as needed.





Recharging

Full charge is indicated when battery indicator light on the pod remains green and fully illuminated.

Caring for your Venom Go

Make sure the power is OFF and the battery charger is not attached.
Use a damp, clean cloth to gently wipe pod and pad (if necessary).
Reapply pad to liner after use.

Store in a cool, dry area, out of direct sunlight when not in use.

Discard pad when it no longer adheres to skin. Additional pads can be purchased at hyperice.com.



We're here for you

HyperCare®

Get award-winning support from our HyperCare team – a group of specialists dedicated to your overall well-being and expert guidance on Hyperice products.



1.855.734.7224



hyperice.com



customersupport@hyperice.com

If outside of the United States, please visit hyperice.com/contact