F1海外说明书 打印装订方式:骑马钉(即为页树应设为4的倍数) 80g书纸 总页数:44页

To charge the product, first open the charger port cover at the bottom of the handle. Connect the charger cable that comes along with the product to a USB charger adapter in line with national standards. Place the electronic toothbrush in a dry place for charging. It takes approximately four to five hours to fully charge the unit Charger port cover AS03 Portable Sanitizer Battery Status and Charging On/Off Button/Mode Button Explanation of Brushing Modes: How to Install a Special usmile Brush Head Operating Instructions for the Electroni-This product and the portable sanitizer are charged prior to Toothbrush: Please use the product together with a special usmile brush head. Replace the special usmile brush head after three months of use or when the bristles start to fall out or split so as to prevent discomfort to your gums and teeth. (the duration cannot be adjusted in the app). Before the timed shutdown, the frequency will change three times as a reminder. Special brush head x 2 Charger cable x 1 Charger port **Explanation of Customized Forces:**  Steplessly adjust the customized forces of all modes in the brush function settings in the app. Handle of the usmile F1 Smart ElectronicTooth- Switch between forces: Under the power-on mode, short press the force button to switch between forces Operating Instructions of the Portable Sanitizer: **User Manual** 31 mm x 31 mm x 253 mm (including the brush head) Red: Low battery. Please charge. Motor shaft place the charger cable in water or a humid environment. riging, be sure the charger cable and the charging of the product are dry and clean. Stains or impurities can affect the safety of charging. riging, please detach the charger cable from the product off the power. Open the charger port cover at the bottom **Future One Smart Sonic** Force indicator Adjust the Brushing Mode and Start to Electric Toothbrush Brush Your Teeth On/Off button in-one charger cable, which can damage the Force button Red: Low battery. Please charge. Mode button The first usmile indicator is on indicator is on usmile Clean mode
White mode
Soft mode
Massage mode
Smart mode Smart mode-----Power/Bluetooth indicator-----Power/Bluetooth indicator Power indicator light Charging interface The third usmile indicator is on All three indicators are on usmile Be sure you have covered the charger port after charging before you start to use the electronic toothbrush. \* For the smart mode, you can select the "Polish Mode、Gum ca Mode 、Cigarette stain Mode and Tongue Mode"in the app . frequency will change once to remind you of shifting to another section of your mouth. Before the timed shutdown, the frequency Model: Future One Schematic Drawings of Components 5. Begin to brush each surface (see the figures below) Travel with the Product Correct Tooth Brushing Method Cleaning and Storage 4. Hold the handle and press the shaft down to push the movement component out of the handle. Install the usmile Oral Care No other phones were linked with the current toothbrush. Fail to insert the brush head into the motor shaft motor shaft motor shaft ı have already downloaded the app, be sure it is the latest version.

Follow app instructions to add a device. It is suggested that when brushing the outer and inner surfaces, you hold the brush at an angle toward the gum line, as shown in the figure below, to better clean your teeth.

Keep the electronic toothbrush in a stable position to prevent it from tumbling or falling.

The postable satisface is not watercross? Place it in a well-ventilated.

The postable satisface is not watercross? Place it in a well-ventilated. Please be sure your toothbrush has battery life. Place the toothbrush close to your mobile phone. 2.Go to the home screen of the app. The app will pop up a b requesting connection. Follow instructions to add the device. Not a usmile brush Replace it with a usmile brush head Treat . 8. If there is no such pop-up box after going to the home screen of app, click "+" in the upper right corner to manually add the devic instructed.
>>When the power/Bluetooth indicator turns blue, it indicates the toothbrush has been connected to the app. Environmental Protection The brush head vibrates weakly 4.Upon connection, you can adjust the mode and force of the toothbrushin the app. 1.Why does the Android app request location permissions? For Android Version 6.0 and above, the system requests users to grant location permissions before using the app.

1.Why does the Android app request location permissions? For Android Version 6.0 and above, the system requests users to grant location permissions before using the app. **Faults and Processing Methods** Charging

The working time after charging is too short

The charging time is too short

The charging time after charging time at the constant the constant that the constant the constant that the product indoors at 15°C-35°C

The charging time is too short

The charging time is too short

Charge the product constant the device and the product indoors at 15°C-35°C

The charging time is too short

The working time perature is too low product indoors at 15°C-35°C

The charging time is too short

Charge the product indoors at 15°C-35°C

The device has been evaluated to meet general RF exposing time requirement. The device can be used in portable exposu condition without restriction. Fault Possible Reasons Solutions **-**() 2.Possible reasons for the failure to find a Bluetooth device include: Fail to turn it on by pressing the On/Off button

The battery is too low

The (1)You have not granted Bluetooth and location permissions (2)Bluetooth and location have not been enabled (3)A linked toothbrush will no longer appear in the search list. To re-link it, delete the toothbrush first 3.When failing to register/link a device, please be sure: (1)The Bluetooth on your phone is enabled. 正確なIP用力法
usmile専用ブラシの取り付けについての紹介
本製品を使用する際には、usmileの専用ブラシをご選択ください。ブラシは3ヶ月連続で使用したり、毛が抜けたり、毛が抜けたり、毛が抜けたりする。環急の電力不足を示しています。達やかに充電してください。
現象が見られた場合は、個肉や歯を痛めないように、新しいusmile車 ・ンの指定時間がアプリで調整できません)、時間指定で自動シャットダウンの前に周波数が3回変わって注意喚起を行います 上持続した場合、歯肉に異常がある恐れがありますので、本製品の使用 usmile F1音波電動歯ブラシ本体 AS03滅菌ポータブルケース スイッチ/モードボタン 歯磨きモードについての説明: を中止して歯医者に診でもらってください。
18.本製品を使用する最初の数日以内は、口腔と舌の表面がブラシの高周波数の振動に慣れていないため、口腔にかゆみなどが発生する可能性があります。数日連節使用すると消えますので心配しないでください。
19.本製品に使用前に明らかな損傷がないか検査する必要があります。本製品に破損、錆び、ひび割れがあったら、直ちにご使用を中止してくだ 故障、感電、けが、火災および設備または財産の損傷を避けるため、 必ず以下の安全注意事項を守ってください。 電動歯ブラシの取扱説明: 本製品を使用する際には、usmileの専用ブラシをご選択ください。ブ ラシは3ヶ月連続で使用したり、毛が抜けたり、毛先が広がったりする 現象が見られた場合は、歯肉や歯を痛めないように、新しいusmile専 用ブラシと交換してください。 カスタマイズ強度についての説明: 1. 本製品には充電電池が内蔵されています。電池内の液体漏れ、電池 の過熱、爆発を避けるために、火に投入、または直射日光下や高温な ところで充電、使用、設置しないでください。 2.充電中に本製品を使用しないでください。 3.充電口の蓋が確実に閉まっていない場合は、本製品を使用しないで ください。 usmile滅菌ポータブルケースを充電する際に、国家標準を満たした本製品附属品であるUSB充電アダプタで充電し、充電の際は滅菌ポータブルケースを乾燥環境に置かなければなりません。充電時間は約2時間であ ・電源オン:電源オフの状態で、スイッチを短く押して電源をオンにし アプリの値ブラシ機能設定で各モードのカスタマイズ強度を無段階に調節できます。 モード切替:電源オンの状態で、モード切替ポタンを短く押してモー ブラシを取り付ける際、ブラシの毛先を上部指示穴方向に向け、伝動軸をブラシ底部の穴に少し力を入れて挿入してください。取り付け完了後、ブラシ底部とハンドル頂部の間を0.5mm~1mmの隙間に残しておいて、ブラシが正常に振動することを確認してください。 地を抜く際、製品は必ず電源を切らなければなりません。ご自分で電池を交換することはできません。専門技術者に任せて交換しててください。製品に対して廃棄処理を行う際には、電池を機器かなければなりません。 滅菌ポータブルケースの取扱説明書: ・強度切替:電源オンの状態で、強度切替ボタンを短く押して強度を切ります。 ください。 4.ご自分で本製品を改造、分解または修理しないでください。 5.本製品の充電ケーブルを湿った環境や水中に置かないでください。 6.充電の際に、充電を安全に行うため、充電ケーブルと本製品の充電 の接続部分が乾燥して清潔で、汚れや不純物が残らないようにしてく ださい。 ッコスま 9 ・一時停止:電源オンの状態で、スイッチボタンを短く押して一時停止 状態に入り、20秒以内に再びスイッチボタンを短く押すと歯磨きを続け スことができます たさい。 7.充電が完了したら、すぐに本製品から充電ケーブルを外し、電源を ブラシモードを調整して歯を磨き始めてください て注意喚起を行います
・ マッサージモード: 特定な交互変換の強度で口腔をマッサージして
、そのうち洗浄エリア変換な必要な際に、周波数が変わってエリア変 換の注意喚起を行います。時間指定で自動シャットダウンの前に周波 数が3回変わって注意喚起を行います。 ・ 研磨モード:強い強度で歯面を研磨して、そのうち洗浄エリア変換な 必要な際に、周波数が変わってエリア変換の注意喚起を行います。時間 指定で自動シャットダウンの前に周波数が3回変わって注意喚起を行いまま。 切ってくたさい。 8.電圧が高すぎて本製品を損傷しないように、マルチケーブルを使用 ブラシを濡らして、歯磨き粉を適量ブラシに付けてください。ブラシ を口に入れてから、本体のスイッチボタンを押して歯を磨き始めてく 強度切替ボタン-----しないでください。

9.電圧が高すぎて本製品を損傷しないように、最低出力電圧が5V以上のアダプタまたは充電器を使用して本製品を充電しないでください。

10.お子様と乳幼児の手が届く所に置かないでください。

11.本製品に「ブラシ山荷保護がパー」などの小さな部品が含まれているので、お子様が飲み込まないように注意してください。本製品を最初に使用、またはブラシを交換する場合は、ブラシの出荷保護カバーを廃棄してください。 モード切替ボタン-----ープルは直射日光下の環境で使用しないでください。 モード切替ボタン -----赤ランブの場合は充電してください ホワイトモード-----・ 歯肉ケアモード: 柔らかい強度で一定周波数で歯を磨き、そのうち 洗浄エリアの変換が必要な際に、周波数が変わってエリア変換の注意 喚起を行います。時間指定で自動シャットダウンの前に周波数が回変 わって注意喚起を行います ・汚れ除去モード: 強い強度で一定周波数+変化周波数(一定周波数3 秒、変化周波数9秒で交互に繰り返します)で歯を磨き、そのうち洗浄 エリアの変換が必要な際に、周波数が変わってエリア変換の注意喚起 を行います。時間指定で自動シャットダウンの前に周波数が3回変わっ で注意喚起を行います を廃棄してください。
12. 本製品を口腔ケア以外の用途に使わないでください。
13. 本製品を叩いたり落としたりしないでください。衝突や落下で損傷した場合は、使用を中止してください。
14.シャワー、入浴、または温泉に使っている際、本製品を使用しないでください。 充電中は、電量指示ランプが白く点滅します。電池の充電が完了する と、電量指示ランプは白く点灯します。 マッサージモード ………… スマートモード------電池の電量が消耗し切った場合、本体の電量指示ランプが赤く点灯して、電動歯ブラシが作動しなくなります。直ちに充電してください。 スマートモード ..... 電源/ブルートゥース 指示ランプ------でください。
15.ひどい歯周病、歯の治療を受けている人、または口腔内に不快感がある人は、使用前に歯科医にご相談ください。
16.塗料希釈剤、ベンゼン、アルコールまたはその他の化学物質を使用して本製品を洗浄しないでください。
17.初めて本製品を使用した際、歯肉がこのような効率的洗浄にまだ慣れていないため、軽微な出血が発生することがあります。一般的に1~2週間以内に停止しますので、心配しないでください。出血が2週間以 充電が完了したら、必ず充電口をしっかり閉じてから、電動歯ブラシ を使用してください。 5. エリア別に歯磨きを初めてください(詳細は下記の見取図をご 参照ください) で注意喚起を行います
・舌苔クリーンモード:特定な強度で一定周波数で舌苔を洗浄して、
20秒作動して自動シャットダウン(当該モードは自動シャットダウン \*スマートモードはアプリで「研磨モード、歯肉ケアモード、汚れ除去 専用ブラシ×2 充電ケーブル×1 充電口 モード、舌苔クリーンモード」のいずれかを選択できます。 usmile Oral Careアプリのインストール説明 端末の追加 3、新規作成/端末パインディングが失敗した場合、下記を確認してく 4.本体を握って、下へ本体のシャフトを押して、モーター部品を本体 上手な磨き方 本製品を携帯する場合 6.電池は安全に処分しなければなりません。現地の廃棄物管理部門に 電動歯ブラシの他の部品を回収するかどうか問い合わせてください。 ブラシは差込口 に差込不能 シャフトに異物が グラッフトに異物が 付着しています ださい はの外側面と内側面を磨く際、毛先が歯面と図の通りの傾斜角度を保 つことで、より良い洗浄効果をもたらすことができます ださい。 | 1912年 | たさい | ステッ容軍: 250UmAh | 滅菌ポータブルケース製品名: AS03滅菌ポータブルケース | 減菌ポータブルケース型番: AS03減菌ポータブルケース | 250UmAh | 減菌ポータブルケース | 250UmAh | 減菌ポータブルケース | 250UmAh | 25 たさい。 本滅菌ポータブルケースは防水性がないので、風通しが良くて乾燥し た場所に置いてください。蛇口の下で洗ったり、水に浸したりしない でください。洗浄が必要な場合、清潔な綿布で拭いてください。 2.アプリのホームページに入って、アプリはポップアップが自動的に 飛び出し、ページの指示に従って端末を追加してください。 3.アプリのホームページに入ってからボップアップが飛び出さない場合、ホームページの右上隅の「+」をクリックして端末を追加できます。インタフェースの指示に従って手動で端末を追加してください。 ブラシはしっかり ブラシを差し込み直し さし込まれていま てください 図1 図2 ブラシを取り外して、 4.接続完了後、アプリにてブラシに対してモードと強度の調節を行う ことができます。 ブラシと本体の間に 異物があります ブラシを取り外して、 異物を取り除いでくだ さい Care for Your Oral Health like Skin アプリについてのよくある質問 充電中電量指示 ランプが点灯し ていません 電源接続異常 電源がしっかり接続して いるのを確認してくださ 故障種類及び処理方法 1、Androidのアプリはなぜロケーション権限を申請しますか? Android6.0パージョン以後は、使い続けるにはロケーション権限を与 える必要があります。 故障現象 可能な原因 解決策 -2. ブルートゥース端末を検索できないのは下記の原因に繋がることが あります。 が ください。電力を消耗する必要がある時は、スイッチボタンを押して、低電力表示の赤信号が消え、振動できなくなるまで電動歯ブランを作動させることができます。
2.一字ドライバーで底蓋と本体の隙間から力を入れて開けて、底蓋を本体から外してください。 (図1通り)
3.ピンセットでモーターホルダーの2つのスナップを内側に押し込んで、スナップを外してください。 のります。
(1)ブルートゥース、ロケーション権限を与えていません。
(2)ブルートゥースとロケーションがオンになっていません。
(3)バインディングされたブラシは検索リストに表示されていないので、新たにバインディングする場合は当該ブラシを削除する必要があります。