

DEX™

A WIRELESS WORLD

USER MANUAL


PHONE-DEX

MODEL: PHONE-DEX USC






WIDEX®
HIGH DEFINITION HEARING

Table of contents

Handset layout	1
Information	2
Parts checklist	2
Installation	2
Connection	2
Battery	3
Range	4
The display	5
Telephone settings	6
Using the handset menu	6
Turn on the telephone for the first time	6
Display settings	7
Sound settings	7
Call settings	8
Operation	9
Calling	9
Directory	10
Caller ID	12
Intercom	13
Find handset	13
Add and register additional handset	13
To join a call	14
Intercom (two or more handsets)	14
Troubleshooting	15
IMPORTANT SAFETY INFORMATION	16
Equipment Approval Information	18
Disclaimer and limitation of liability	21
Warranty and other information	21
Support	23



Handset layout

1. Charge light
2. ▲ scroll up, increase volume,  directory
3. **MUTE / REMOVE** entered digits or characters, or delete entry
4.  / **FLASH**
5. Dialing keypad
6. * switch to tone dialing temporarily when using the pulse service
7.  speakerphone
8. **REDIAL** / press and hold **PAUSE** to insert a dialing pause
9. **INT** Intercom
10. # dialing options for call log
11. ▼ scroll down, decrease volume,  call log
12.  / **CLEAR** silence the ringer temporarily or exit menu
13. **MENU / SELECT** show menu or save an entry or setting

Information

Before using this telephone, please read *“IMPORTANT SAFETY INFORMATION”* on pages 16-17.

The PHONE-DEX is made for use in USA and Canada only.

The PHONE-DEX is a cordless phone that streams sound directly to your hearing aids.

It is incredibly easy to use – the only thing you need to do is hold the phone normally against the ear using the hearing aid.

The PHONE-DEX works as a conventional phone as well. So family and friends can use it.

See *“Operation”* on page 9 for more information.

Parts checklist


Your package contains the following items. Save your sales receipt and original packaging in case it is necessary to ship your telephone for warranty service.

- Battery compartment cover
- Battery
- Telephone line cord
- Telephone base
- Power adapter
- Handset
- User’s manual

Installation


Connection

1. Connect the telephone line cord to the telephone wall jack and to the telephone base (☎).
Note! If you subscribe to digital subscriber line (DSL) high-speed Internet service through your telephone line, you may need to install a DSL filter between the telephone line cord and the telephone wall jack. Contact your DSL service provider for more information.



2. Connect the telephone base power adapter to an electrical outlet not controlled by a wall switch and to the telephone base (⚡).

3. Insert the battery connector in accordance with the markings for the batteries (2.4V NiMH 500mAh) inside the handset battery compartment.
4. Replace the battery cover. Align the cover flat against the battery compartment, then slide it towards the center of the handset until it clicks into place.
5. Place the handset into the base unit with the keypad facing outwards to charge. The charge light is on when charging.



Note!

The power adapter is the disconnect device between the product and wall power. The wall socket outlet must be close to the equipment and easily accessible.

Battery

When the batteries are relatively new (less than 6 months) and fully-charged (10 hours) they will last for approx 100 hours standby time or approx 10 hours call time. Full battery capacity will not be reached until the batteries have been charged 4–5 times. It is not possible to overcharge or damage the batteries by charging them for "too long".



Warning!

Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Use only original type of batteries. The guarantee does not cover any damage caused by using the wrong batteries.


Note!

When the battery is low or when there is too great a distance to the base unit the telephone will be unable to connect to a line. Do not place the base unit close to other electrical equipment, in direct sunlight or other strong heat sources! This is to minimize the risk of any interference. It is normal for the device to become warm during charging and this is not dangerous. Dispose of used batteries according to the instructions.

Charging

To keep the battery charged, place the handset in the telephone base or telephone charger when not in use. The battery is fully charged after 10 hours of continuous charging.


If the screen is blank, you need to charge the handset without interruption for at least 30 minutes to give the handset enough charge to use the telephone for a short time.

When the batteries are running low a warning tone is heard and **LOW BATTERY** and  flashes on the display.

After you install your telephone or power returns following a power outage, date and time needs to be set. See “Date / Time” on page 7 for more information.

Range





This cordless telephone operates with the maximum power allowed by the Federal Communications Commission (FCC). Even so, this handset and telephone base can communicate over only a certain distance - which can vary with the locations of the telephone base and handset, the weather, and the layout of your home or office.

When the handset is out of range, the handset displays **OUT OF RANGE OR NO PWR AT BASE**. If there is a call while the handset is out of range, it might not ring, or if it does ring, the call might not connect well when you press  / **FLASH**. Move closer to the telephone base, then press  / **FLASH** to answer the call.

If the handset moves out of range during a telephone conversation, there might be interference. To improve reception, move closer to the telephone base. Coverage can be improved by turning the head so that the handset is facing the base unit.

The display



Indicator	Function
	Battery status. Flashes while charging
	Speakerphone mode activated
	Ringer volume Off
	Voicemail indicator. <i>Note! This function requires a subscription from your service provider!</i> See also “Clear voicemail indicators” on page 8
NEW	New Caller ID Note! <i>This function requires a subscription from your service provider!</i>
11:59 AM PM	Time. See also “Date / Time” on page 7
MUTE	Microphone is muted during a call
07/04	Date. See also “Date / Time” on page 7

Telephone settings

Using the handset menu



The settings described in this chapter are carried out in idle mode.

The handset menu contains feature menus with submenus. The selected menu is marked with >.

To enter the handset menu:

1. Press **MENU / SELECT**.
2. Press **▲ / ▼** to scroll the feature menu:

DIRECTORY (📖)	CALL LOG (📞)	RINGERS	SETTINGS	REGISTRATION
<ul style="list-style-type: none"> • REVIEW • ADD CONTACT • SPEED DIAL 	<ul style="list-style-type: none"> • REVIEW • DEL ALL CALLS 	<ul style="list-style-type: none"> • RINGER VOLUME • RINGER TONE 	<ul style="list-style-type: none"> • LCD LANGUAGE • CLR VOICEMAIL • KEY TONE • SET DATE / TIME • HOME AREA CODE • DIAL MODE 	

3. Press **MENU / SELECT** to enter a menu.
 - To return to the previous menu, press  / **CLEAR**.
 - To return to idle mode, press and hold  / **CLEAR**.

Turn on the telephone for the first time

The first time you turn on your telephone, you need to set date and time. See “Date / Time” on page 7 for more information.

Display settings

LCD language

1. Press **MENU / SELECT**.
2. Select **SETTINGS** → **LCD LANGUAGE**.
3. Select language and press **MENU / SELECT** to save.

Date / Time

1. Press **MENU / SELECT**.
2. Select **SETTINGS** → **SET DATE / TIME**.
3. Press the dialing keys (0-9) to enter the month (mm), date (dd) and year (yy). When done, press **MENU / SELECT**.
 - If needed, press **MUTE / REMOVE** to delete a digit. Press and hold **MUTE / REMOVE** to delete the entire entry.
4. Press the dialing keys (0-9) to enter hour and minute. Press ▲ / ▼ to choose **AM** or **PM**. When done, press **MENU / SELECT** to save.

Sound settings

Ringer volume

1. Press **MENU / SELECT**.
2. Select **RINGERS** → **RINGER VOLUME**:
 - Press ▲ to increase the volume (max 6).
 - Press ▼ to decrease the volume or to silence the ringer.
3. When done, press **MENU / SELECT** to save.

Tip!

You can also press MUTE / DELETE or CLEAR to temporarily silence the ringer when the handset is ringing.

Ringer tone

1. Press **MENU / SELECT**.
2. Select **RINGERS** → **RINGER TONE**. Make sure that the ringer volume is not off.
3. Press ▲ / ▼ to listen to the 10 different ringer tones.
4. When done, press **MENU / SELECT** to save.

Key tone

1. Press **MENU / SELECT**.
2. Select **SETTINGS** ➔ **KEY TONE**.
3. Select **ON** or **OFF** and press **MENU / SELECT** to save.

Call settings

Home area code


1. Press **MENU / SELECT**.
2. Select **SETTINGS** ➔ **HOME AREA CODE**.
3. Press the dialing keys (0-9) to enter home area code.
 - If needed, press **MUTE / REMOVE** to delete a digit. Press and hold **MUTE / REMOVE** to delete the entire entry.
4. When done, press **MENU / SELECT** to save.

Dial mode

1. Press **MENU / SELECT**.
2. Select **SETTINGS** ➔ **DIAL MODE**.
3. Select **TONE** or **PULSE** and press **MENU / SELECT** to save.

Clear voicemail indicators

If you subscribe to a voicemail service offered by your telephone service provider, **NEW VOICEMAIL** appears on the handset when you have new voice mail messages. After listened to the message, the indicators on the handset turns off automatically. You can manually turn off the indicator if you for example access your voicemail while away from home.

1. Press **MENU / SELECT**.
2. Select **SETTINGS** ➔ **CLR VOICEMAIL** and **TURN OFF INDICATOR?** is shown.
3. Press **MENU / SELECT** to save or press  / **CLEAR** to return to the previous menu.

Tip!

This only turns off the indicator, it does not delete your voicemail messages.

Operation

Your telephone is also specially adapted to work with wireless Widex hearing aids. This means that the sound from the telephone is transmitted directly into your hearing aid(s). When you place the telephone near one of your ears wearing a hearing aid, a 'dong' sound in the hearing aid will indicate that the function is activated. Hold the phone close to one ear using the hearing aid.



When the telephone is moved out of range, your hearing aid(s) will return to the listening program chosen as program number 1 (usually the Master program).

If the telephone sound is too weak or too loud, you can use the volume keys ▼ / ▲ to adjust the volume. If you need further information, please consult your hearing health care professional.

For users who do not wear hearing aids, the telephone works as otherwise described in this manual.

Calling


Make a call

- Press  / **FLASH** or  and dial the telephone number.
- Dial the telephone number and press  / **FLASH** or . If needed, delete number with **MUTE / REMOVE**.

Receive a call

When the handset rings, press  / **FLASH**,  or any dialing key (0-9, * or #).

End a call



Press  / **CLEAR** or put the handset in the telephone base.

Use the speakerphone

During a call, press  to switch between speakerphone and normal handset use.



Redial

The handset stores the last 10 telephone numbers dialed.

1. Press **REDIAL / PAUSE**.
2. Press ▼ / ▲ or **REDIAL / PAUSE** repeatedly until the desired entry is displayed.
3. Press  / **FLASH** or  to dial.

Call waiting

If you subscribe to a call waiting service from your telephone service provider, you hear an alert tone when there is an incoming call while you are on another call.

1. Press  / **FLASH** to put the current call on hold to take the new call.
2. Press  / **FLASH** to switch back.

Volume control

During a call, press  /  to adjust the listening volume.

Note!

The handset earpiece volume setting and speakerphone volume setting are independent.

Mute

1. During a call press **MUTE / REMOVE** to turn off your microphone. **MUTE** is displayed when activated.
2. Press **MUTE / REMOVE** to turn on your microphone. The screen temporarily displays **MICROPHONE ON**.

Temporary silent mode

When someone calls, you can press  / **CLEAR** or **MUTE / REMOVE** on the handset to turn off the handset ringsignal. **RINGER MUTED** is displayed. The next call rings automatically at the present volume.

Directory

You can save up to 50 entries in the directory. Only one handset can review the directory at a time. Any modifications made on one handset apply to all.







Save contact

1. Press **MENU / SELECT**.
2. Select **DIRECTORY** → **ADD CONTACT**.
3. Press the dialing keys (0-9) to enter the number (up to 30 digits). When done, press **MENU / SELECT**.
 - If needed, press **MUTE / REMOVE** to delete a digit. Press and hold **MUTE / REMOVE** to delete the entire entry.
4. Press the dialing keys (0-9) to enter name (up to 15 characters). Press the equivalent key several times for the wanted letter. When done, press **MENU / SELECT** to save.
 - If needed, press 0 to add a space.



Tip!

You can copy number from the redial list, when entering number press **REDIAL / PAUSE** and locate the number, then press **MENU / SELECT** to copy. Then press **MENU / SELECT** again to edit number and to enter name.

Make a call from the directory

1. Press  / .
2. Press  /  to scroll between contacts or quick search by pressing the corresponding number key for the first letter.
3. When the wanted contact appears, press  / **FLASH** or  to dial.

Edit number

1. Press  / .
2. Scroll to wanted contact and press **MENU / SELECT**.
3. When **EDIT NUMBER** is displayed, use the dialing keys (0-9) to edit. Press **MENU / SELECT** to continue.
4. When **EDIT NAME** is displayed, use the dialing keys (0-9) to edit.
5. Press **MENU / SELECT** to save.

Delete number



1. Scroll to wanted contact and press **MUTE / REMOVE**.
2. When the screen displays **DELETE CONTACT?**, press **MUTE / DELETE**.

Store a speed dial entry

You can add up to 10 entries.

1. Press **MENU / SELECT**.
2. Select **DIRECTORY** → **SPEED DIAL** and scroll to the wanted speed dial location, then press **MENU / SELECT**.
3. Scroll to wanted directory entry, then press **MENU / SELECT** to save.


Speed dial an entry

1. Press and hold the corresponding dialing key (0-9) to display the wanted speed dial entry.
2. Press  / **FLASH** or  to dial.






Caller ID

The telephone supports caller ID service offered by most telephone service providers. Caller ID allows you to see the name, number, date and time of calls. The call log stores the 50 most recent calls. Any modifications made on one handset apply to all.

Contact your service provider for more information about the service.

The handset shows missed calls as **NEW**, after reviewing them the indicator is no longer shown. If you don't want to review the missed calls one by one, press and hold  / **CLEAR**. All entries are then considered as old and kept in the call log.

Review and dial from the call log

1. Press  / 
2. Scroll to browse through the call log. When the dialed number appears:
 - Press  repeatedly to show different dialing options.
 - Press 1 repeatedly if you need to add 1 in front of the telephone number.
3. Press  / **FLASH** or  to dial.

Save number from the call log

1. Scroll to browse through the call log, when the wanted number is displayed press **MENU / SELECT**.
2. When **EDIT NUMBER** is displayed, use the dialing keys (0-9) to edit. Press **MENU / SELECT** to continue.
3. When **EDIT NAME** is displayed, use the dialing keys (0-9) to edit.
4. Press **MENU / SELECT** to save.

Delete number in the call log

To delete one entry, when the wanted entry displays press **MUTE / REMOVE**.
Delete all entries:


1. Press **MENU / SELECT**.
2. Select **CALL LOG → DEL ALL CALLS**.
3. When the screen displays **DELETE ALL CALLS?**, press **MENU / SELECT**.



Intercom

Your handset and base station is pre-registered. Up to five handsets can be registered to the base station. Each new handset is assigned in sequential order. The number is shown on the display. The base unit should be positioned centrally so that the coverage area is roughly equal for all handsets.



If for some reason, the handset is not registered to the base station (**OUT OF RANGE OR NO PWR AT BASE** is displayed even when the handset is near the base station), register your handset according to the following procedure.

Find handset

Press the find handset icon () on the telephone base once. The handset rings and the display shows ****PAGING****. To stop:

- Press the find handset icon on the telephone base again.
- Press  / **FLASH**,  or any dialing key (0-9, ***** or **#**).
- Place the handset in the telephone base or charger.

Add and register additional handset



1. Place the new handset in the telephone base or charger.
2. On the telephone base: press and hold the find handset icon  for 5-8 seconds.
3. On the handset: remove the handset from the telephone base or charger.
Press **MENU / SELECT**  **REGISTRATION** OR press **#** and **REGISTERING... PLEASE WAIT** is displayed.

When the registration is complete, **HANDSET REGISTERED** is displayed.

If the handset registration is successful, you will hear a confirmation tone. The handset will automatically be allocated the next available handset number. If the handset registration is unsuccessful, the **OUT OF RANGE OR NO PWR AT BASE** will again be displayed.

Replace handset




If you want to replace a handset or reassign the designated handset number, you must unregister all handsets and then individually register each handset.

On the telephone base: press and hold the find handset icon  for about 10 seconds, then press  again.

To join a call



1. When a handset is in a call, press  / **FLASH** or  on another handset.
2. Press  / **CLEAR** to exit the call. The call continues until all handsets hangs up.

Intercom (two or more handsets)

1. Press **INT** on your handset when it is not in use. If having more than three handsets, use the dialing keys to enter a destination handset number.
2. To answer the intercom call, press  / **FLASH**, , **INT** or any dialing keys (0-9, ***** or **#**) on the other handset.
3. To end the call, press  / **CLEAR** or place the handset in the telephone base or charger.



Answer incoming call during intercom call

If you receive a call during an intercom call, an alert tone is heard.

- To answer the incoming call: press  / **FLASH** and the intercom call ends automatically.
- To end the intercom call and *not* answering the incoming call: press  / **CLEAR** and the intercom call ends and the telephone continues to ring.

Transferring calls

During an intercom call, you have the following options:

- Add an destination handset to the outside call in a three-way conversation. Press and hold **INT** on the original handset.
- Transfer a call. Press  / **CLEAR** or place the handset in the telephone base/charger. The destination handset automatically connects to the outside call.
- Switch between the outside call (**OUTSIDE CALL**) and the intercom (**INTERCOM**) call by pressing **INT**.
- End the intercom call by pressing  / **CLEAR** or by placing the handset back in the telephone base/charger. The outside call continues with the original handset.

Troubleshooting

Check that the telephone line cord is undamaged and properly plugged in. Disconnect any additional equipment, extension cords and other telephones. If the problem is resolved, the fault is with some other equipment.

Test the equipment on a known working line (e.g. at a neighbor's house). If the equipment works there, the fault is probably with your telephone line. Please report this to your network operator.

No number shown when ringing

- This function requires a Caller ID subscription from your service provider.

Warning tone/Not possible to make calls

- The batteries may be running low (charge the handset).
- The hand unit may be nearly out of range. Move closer to a base unit.

Telephone does not work

- Check that the power adapter/telephone line cord is connected correctly.
- Check that you have selected Tone Dial, see *System Settings*.
- Check the charge status of the handset batteries.
- Connect another functioning telephone to the network wall socket.

The telephone continues to ring

Some of the telephone's ringers do not follow the line signal, which means that the signal may continue for up to 8 seconds after answering a call.

If the telephone still does not work, please contact the place of purchase for service. Don't forget the receipt or a copy of the invoice.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Your unit is a technically advanced product and should be treated with the greatest care. Negligence may void the warranty.

When using your unit, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

1. Read and understand all instructions.
2. Follow all warnings and instructions marked on the product.
3. Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
4. Do not use this product near water such as near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, laundry tub or swimming pool, or in a wet basement or shower.
5. Do not place this product on an unstable table, shelf, stand or other unstable surfaces.
6. Slots and openings in the back or bottom of the telephone base and handset are provided for ventilation. To protect them from overheating, these openings must not be blocked by placing the product on a soft surface such as a bed, sofa or rug. This product should never be placed near or over a radiator or heat register. This product should not be placed in any area where proper ventilation is not provided.
7. This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply in your home or office, consult your dealer or local power company.
8. Do not allow anything to rest on the power cord. Do not install this product where the cord may be walked on.
9. Never push objects of any kind into this product through the slots in the telephone base or handset because they may touch dangerous voltage points or create a short circuit. Never spill liquid of any kind on the product.
10. To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product, but take it to an authorized service facility. Opening or removing parts of the telephone base or handset other than specified access doors may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect reassembling can cause electric shock when the product is subsequently used.
11. Do not overload wall outlets and extension cords.
12. Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to an authorized service facility under the following conditions:
 13. When the power supply cord or plug is damaged or frayed.
 14. If liquid has been spilled onto the product.
 15. If the product has been exposed to rain or water.
 16. If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operation instructions. Improper adjustment of other controls may result in damage and often requires extensive work by an authorized technician to restore the product to normal operation.

Save these instructions

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

17. If the product has been dropped and the telephone base and/or handset has been damaged.
18. If the product exhibits a distinct change in performance.
19. Avoid using a telephone (other than cordless) during an electrical storm. There is a remote risk of electric shock from lightning.
20. Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak. Under certain circumstances, a spark may be created when the power adapter is plugged into the power outlet, or when the handset is replaced in its cradle. This is a common event associated with the closing of any electrical circuit. The user should not plug the telephone into a power outlet, and should not put a charged handset into the cradle, if the telephone is located in an environment containing concentrations of flammable or flame-supporting gases, unless there is adequate ventilation. A spark in such an environment could create a fire or explosion. Such environments might include: medical use of oxygen without adequate ventilation; industrial gases (cleaning solvents; gasoline vapors; etc.); a leak of natural gas; etc.
21. Only put the handset of your telephone next to your ear when it is in normal talk mode.
22. The power adapters are intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position. The prongs are not designed to hold the plug in place if it is plugged into a ceiling, under-the-table or cabinet outlet.

The advice applies to the unit, battery, power adapter and other accessories. If the telephone is not working as it should, please contact the place of purchase for service. Don't forget the receipt or a copy of the invoice.

Precautions for users of implanted cardiac pacemakers

Cardiac pacemakers (applies only to digital cordless telephones):

Wireless Technology Research, LLC (WTR), an independent research entity, led a multidisciplinary evaluation of the interference between portable wireless telephones and implanted cardiac pacemakers.

Supported by the U.S. Food and Drug Administration, WTR recommends to physicians that:

Pacemaker patients

- Should keep wireless telephones at least six inches from the pacemaker.
- Should NOT place wireless telephones directly over the pacemaker, such as in a breast pocket, when it is turned ON.
- Should use the wireless telephone at the ear opposite the pacemaker. WTR's evaluation did not identify any risk to bystanders with pacemakers from other persons using wireless telephones.

Save these instructions

Equipment Approval Information

FCC, ACTA and IC regulations

This equipment has been tested and found to comply with the requirements for a Class B digital device under Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These requirements are intended to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications to this equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Privacy of communications may not be ensured when using this telephone.

To ensure safety of users, the FCC has established criteria for the amount of radio frequency energy that can be safely absorbed by a user or bystander according to the intended usage of the product. This product has been tested and found to comply with the FCC criteria. The handset may be safely held against the ear of the user. The telephone base shall be installed and used such that parts of the user's body other than the hands are maintained at a distance of approximately 8 inches (20 cm) or more.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

FCC Part 68 and ACTA

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and with technical requirements adopted by the Administrative Council for Terminal Attachments (ACTA). The label on the back or bottom of this equipment contains, among other things, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. This identifier must be provided to your local telephone company upon request.

The plug and jack used to connect this equipment to premises wiring and the telephone network must comply with applicable Part 68 rules and technical requirements adopted by ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. An RJ11 jack should normally be used for connecting to a single line and an RJ14 jack for two lines. See Installation Instructions in the user's manual.

The Ringer Equivalence Number (REN) is used to determine how many devices you may connect to your telephone line and still have them ring when you are called. The REN for this product is encoded as the 6th and 7th characters following the US: in the product identifier (e.g., if ## is 03, the REN is 0.3).

In most, but not all areas, the sum of all RENs should be five (5.0) or less. For more information, please contact your local telephone company.

This equipment may not be used with Party Lines. If you have specially wired alarm dialing equipment connected to your telephone line, ensure the connection of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

If this equipment is malfunctioning, it must be unplugged from the modular jack until the problem has been corrected. Repairs to this telephone equipment can only be made by the manufacturer or its authorized agents. For repair procedures, follow the instructions outlined under the Warranty.

If this equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may temporarily discontinue your telephone service. The telephone company is required to notify you before interrupting service. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will be given the opportunity to correct the problem and the telephone company is required to inform you of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operation, or procedures that could affect the proper functioning of this product. The telephone company is required to notify you if such changes are planned.

If this product is equipped with a corded or cordless handset, it is hearing aid compatible.

If this product has memory dialing locations, you may choose to store emergency telephone numbers (e.g., police, fire, medical) in these locations. If you do store or test emergency numbers, please:

- Remain on the line and briefly explain the reason for the call before hanging up.
- Perform such activities in off-peak hours, such as early morning or late evening.

Industry Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The abbreviation, "IC:", before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met.

The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The Ringer Equivalence Number (REN) for this terminal equipment is 0.1.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications.

Avis d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement dans les conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Le sigle IC, placé devant le numéro d'enregistrement, signifie que l'enregistrement s'est effectué conformément à une déclaration de conformité et indique que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) assigné à chaque dispositif terminal indique le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface. La terminaison d'une interface téléphonique peut consister en une combinaison de quelques dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) du présent matériel est de 0.1.

Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques d'Industrie Canada applicables au matériel terminal.

US: EW7W401B80-893800

FCC ID: EW780-8938-00

IC: 1135B-80893800

Disclaimer and limitation of liability

Doro AB and its affiliates or licensees assume no responsibility for any damage or loss resulting from the use of this guide. Doro AB and its affiliates or licensees assume no responsibility for any loss or claims by third parties that may arise through the use of this software. Doro AB and its affiliates or licensees assume no responsibility for any damage or loss caused by deletion of data as a result of malfunction, dead battery, or repairs. Be sure to make backup copies of all important data on other media to protect against data loss.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL DORO AB OR ANY OF ITS AFFILIATES OR LICENSEES BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OF DATA OR INCOME OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES HOWSOEVER CAUSED. THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT ARE PROVIDED "AS IS." EXCEPT AS REQUIRED BY APPLICABLE LAW, NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE MADE IN RELATION TO THE ACCURACY, RELIABILITY, OR CONTENTS OF THIS DOCUMENT. DORO AB RESERVES THE RIGHT TO REVISE THIS DOCUMENT OR WITHDRAW IT AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE.

Warranty and other information

Guarantee

This product is guaranteed for a period of 12 months from the date of purchase. In the unlikely event of a fault occurring during this period, please contact the place of purchase. Proof of purchase is required for any service or support needed during the guarantee period. This guarantee will not apply to a fault caused by an accident or a similar incident or damage, liquid ingress, negligence, abnormal or improper usage, non-maintenance or any other circumstances on the user's part. Furthermore, this guarantee will not apply to any fault caused by a thunderstorm or any other voltage fluctuations. As a matter of precaution, we recommend disconnecting the charger during a thunderstorm.

Except as required by applicable law, batteries are consumables and are not included in any guarantee.

This guarantee does not apply if batteries other than DORO original batteries are used.

EXCEPT FOR THE WARRANTY EXPRESSLY SET FORTH HEREIN, WIDEX USA INC. /WIDEX CANADA LTD. DISCLAIMS AND EXCLUDES ALL REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND CONDITIONS, WHETHER WRITTEN OR ORAL, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE WITH RESPECT TO THE UNIT AND ELEMENTS OR ACCESSORIES THEREOF, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WITHOUT LIMITATION, IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, DURABILITY, QUALITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, INCLUDING ANY AND ALL WARRANTIES AND CONDITIONS FOUND IN APPLICABLE LEGISLATION.

About cordless telephones


- **Privacy:** The same features that make a cordless telephone convenient create some limitations. Telephone calls are transmitted between the telephone base and the cordless handset by radio waves, so there is a possibility that the cordless telephone conversations could be intercepted by radio receiving equipment within range of the cordless handset. For this reason, you should not think of cordless telephone conversations as being as private as those on corded telephones.
- **Electrical power:** The telephone base of this cordless telephone must be connected to a working electrical outlet. The electrical outlet should not be controlled by a wall switch. Calls cannot be made from the cordless handset if the telephone base is unplugged, switched off or if the electrical power is interrupted.
- **Potential TV interference:** Some cordless telephones operate at frequencies that may cause interference to televisions and VCRs. To minimize or prevent such interference, do not place the telephone base of the cordless telephone near or on top of a TV or VCR. If interference is experienced, moving the cordless telephone farther away from the TV or VCR often reduces or eliminates the interference.
- **Rechargeable batteries:** Exercise care in handling batteries in order not to create a short circuit with conducting material such as rings, bracelets, and keys. The battery or conductor may overheat and cause harm. Observe proper polarity between the battery and the battery charger.
- **Nickel-metal hydride rechargeable batteries:** Dispose of these batteries in a safe manner. Do not burn or puncture the battery. Like other batteries of this type, if burned or punctured, they could release caustic material which could cause injury. When the battery in this unit has reached the end of its useful life, please dispose of it according to your local environmental laws and regulations. For information about recycling cell phone batteries, go to: <http://www.rbc.org>

Technical specifications

Transmit frequency	Handset: 1921536-1928448 MHz Telephone base: 1921536-1928448 MHz Widex-Link 106 MHz
Channels	5
Nominal effective range	Maximum power allowed by FCC and IC. Actual operating range may vary according to environment conditions at the time of use.
Power requirements	Handset: 2.4V 500mAh AAA x 2 Ni-MH battery Telephone base voltage: Adaptor Input: 100-120V, AC voltage, 60Hz Adaptor Output: 5V DC @ 300mA

Support

For assistance, please contact an Authorized Widex Hearing Care Professional:



Widex USA Inc.

Website: [**www.widexusa.com**](http://www.widexusa.com)

Telephone: 1 718 360 1150

PHONE-DEX

Model: PHONE-DEX USC

English

Version 1.0

© 2013 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

CIB306/0313

9 514 0248 041

DEX™

A WIRELESS WORLD

MANUEL D'UTILISATION


PHONE-DEX

MODÈLE : PHONE-DEX USC

WIDEX®
HIGH DEFINITION HEARING

Table des matières

Présentation du combiné	1
Informations	2
Liste des composants	2
Installation	2
Raccordement	2
Pile	3
Portée	4
L'écran	5
Réglages du téléphone	6
Utilisation du menu du combiné	6
Allumer le téléphone pour la première fois	6
Réglages de l'écran	6
Réglages sonores	7
Réglages des appels	8
Fonctionnement	9
Appels	9
Répertoire	10
Présentation du numéro	12
Intercommunication	13
Trouver un combiné	13
Ajouter et associer un combiné supplémentaire	13
Rejoindre une conversation	14
Intercommunication (au moins deux combinés)	14
Dépannage	15
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	16
Informations relatives à l'homologation de l'appareil	18
Avis de non-responsabilité et limite de responsabilité	21
Garantie et autres informations	21
Assistance	23



Présentation du combiné

1. Témoin de charge
2. ▲ défiler vers le haut, augmenter le volume, 📖 répertoire
3. **MUTE/REMOVE** effacer les chiffres ou les caractères saisis, ou supprimer une entrée
4. 📞/FLASH
5. Clavier numérique
6. * passer temporairement à la numérotation par pression de touches lors de l'utilisation du service par impulsions
7. 🗣️ haut-parleur
8. **REDIAL/PAUSE** appuyez sans relâcher pour ajouter une pause
9. **INT** intercommunication
10. # options de composition pour le journal des appels
11. ▼ défiler vers le bas, baisser le volume 📞 journal des appels
12. 📞/CLEAR mettre la sonnerie en sourdine temporairement ou quitter les menus
13. **MENU/SELECT** afficher le menu ou enregistrer une entrée ou un réglage

Informations

Avant d'utiliser ce téléphone, veuillez lire la section "CONSIGNES DE SÉCURITÉ" à la page 16 - 17

Le PHONE-DEX est conçu pour une utilisation aux États-Unis et au Canada seulement.

Le PHONE-DEX est un téléphone sans fil qui transmet le son directement à vos aides auditives.

Son utilisation est extrêmement simple : il vous suffit de tenir le téléphone normalement contre l'oreille appareillée.

Le PHONE-DEX fonctionne également comme un téléphone traditionnel. Votre famille et vos amis peuvent donc l'utiliser.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section "Fonctionnement" à la page 9.

Liste des composants

Votre produit comprend les éléments suivants. Conservez votre preuve d'achat et l'emballage d'origine au cas où vous auriez besoin d'envoyer votre téléphone au service de garantie.


- Couvercle du compartiment de la pile
- Pile
- Cordon de ligne téléphonique
- Socle de téléphone
- Adaptateur secteur
- Combiné
- Manuel d'utilisation

Installation

Raccordement


1. Branchez le cordon de la ligne téléphonique à la prise téléphonique murale et au socle du téléphone (☎).

Remarque! Si vous avez souscrit à un service Internet haut débit par ligne d'abonné numérique (DSL) via votre ligne téléphonique, vous devez installer un filtre DSL entre le cordon de la ligne téléphonique et la prise téléphonique murale. Contactez votre opérateur DSL pour obtenir de plus amples renseignements.



2. Connectez l'adaptateur secteur du socle du téléphone à une prise électrique qui n'est pas contrôlée par un interrupteur mural et au socle du téléphone (⚡).

3. Insérez le connecteur de la pile dans le compartiment de pile du combiné en respectant les repères de polarité de la pile (2,4 V NiMH 500 mAh).
4. Remplacez le couvercle de la pile. Mettez le couvercle à plat contre le compartiment de pile, puis glissez-le vers le milieu du combiné jusqu'au déclic.
5. Pour charger la pile, placez le combiné dans le socle de façon à ce que les touches soient orientées vers l'avant. Le témoin de charge s'allume pendant le chargement.



Remarque!

L'adaptateur secteur est le dispositif qui permet de brancher le produit à l'alimentation secteur. La prise de courant doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.

Pile

Quand la pile est relativement neuve (moins de 6 mois) et complètement chargée (10 heures), elle offre une autonomie d'environ 100 heures en veille ou 10 heures en conversation. La pile n'est totalement chargée qu'au bout de 4 à 5 cycles de charge. Vous ne risquez pas de surcharger ou d'endommager la pile si vous la laissez se recharger « trop longtemps ».



Avertissement!

Risque d'explosion si vous remplacez la pile par un modèle incompatible.

N'utilisez que des piles originales. La garantie ne s'applique pas aux dommages consécutifs à l'utilisation de piles inadaptées.


Remarque!

Quand le niveau de pile est faible ou lorsque le socle est trop éloigné, le téléphone ne parvient pas à établir la connexion. Ne placez pas le socle à proximité d'autres équipements électriques, en pleine exposition à la lumière solaire ou près de toute autre source de chaleur importante! Cette précaution permet de réduire au minimum le risque d'interférences. Il est normal que l'appareil s'échauffe pendant un cycle de charge et ce phénomène ne présente pas de danger. Veuillez jeter les piles usagées en respectant les réglementations en vigueur.

Chargement

Pour que la pile reste chargée, placez le combiné dans le socle ou dans le chargeur du téléphone lorsque vous ne l'utilisez pas. La pile est complètement chargée au bout de 10 heures de chargement continu.



Si l'écran n'affiche rien, il faut charger le combiné sans interruption pendant au moins 30 minutes pour pouvoir utiliser le téléphone pendant un court instant.

Quand la pile s'épuise, un signal d'avertissement retentit et **PILE FAIBLE** et  clignotent à l'écran.

Une fois le téléphone installé ou le courant revenu après une coupure, l'heure et la date doivent être réglées. Consultez la section «Date/heure» à la page 7 pour plus d'informations.

Portée

Ce téléphone sans fil fonctionne avec la puissance maximale autorisée par la Commission fédérale des communications (FCC). Le combiné et le socle du téléphone peuvent néanmoins communiquer que jusqu'à une certaine distance, qui varie selon l'emplacement du socle et du combiné, la météo et l'agencement du domicile ou du bureau.

Lorsque le combiné est hors de portée, il affiche **HORS PORTÉE OU PAS ALIM. SOCLE**. Si un appel est reçu alors que le combiné est hors de portée, il peut ne pas sonner ou s'il sonne, l'appel peut ne pas être reçu correctement lorsque vous appuyez sur /FLASH. Rapprochez-vous du socle du téléphone, puis appuyez sur /FLASH pour prendre l'appel.

Si le combiné est déplacé hors de portée au cours d'une conversation téléphonique, des interférences peuvent avoir lieu. Pour améliorer la réception, rapprochez-vous du socle du téléphone. Vous pouvez améliorer la couverture en orientant la tête de sorte que le combiné soit en face du socle.

L'écran



Témoin	Fonction
	État de la pile. Clignote pendant le chargement.
	Mode haut-parleur activé
	Volume de sonnerie Off
	Témoin de boîte vocale Remarque! Cette fonction nécessite un abonnement auprès de votre opérateur! Reportez-vous également à la section «Supprimer les témoins de boîte vocale» à la page 8.
NEW	Nouveau numéro Remarque! Cette fonction nécessite un abonnement auprès de votre opérateur!
	Heure. Reportez-vous également à la section «Date/heure» à la page 7.
MUTE	Le microphone est désactivé pendant un appel.
	Date. Reportez-vous également à la section «Date/heure» à la page 7.

Réglages du téléphone

Utilisation du menu du combiné



Les réglages indiqués dans ce chapitre sont effectués en mode veille.

Le menu du combiné contient des menus et des sous-menus. Le menu sélectionné est indiqué par >.

Pour entrer dans le menu du combiné :

1. Appuyez sur **MENU/SELECT**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour parcourir le menu des fonctionnalités :

RÉPERTOIRE (📖)	HIST APPEL (📞)	SONNERIES	RÉGLAGES	INITIALISATION
• RÉVISER	• RÉVISER	• VOL. SONNERIE	• LANGAGE ACL	
• AJOUT. CONTACT	• EFF TS APPELS	• TONAL. SONNERIE	• ANN. B. VOCALE	
• COMP. ABRÉGÉE			• TONAL TOUCHES	
			• RÉG.DATE/ HEURE	
			• IND RÉG DOMES	
			• TYPE COMPO.	

3. Appuyez sur **MENU/SELECT** pour accéder à un menu.
 - Pour revenir au menu précédent, appuyez sur /CLEAR.
 - Pour revenir au mode veille, appuyez sans relâcher sur /CLEAR.

Allumer le téléphone pour la première fois

La première fois que vous allumez le téléphone, vous devez configurer la date et l'heure. Consultez la section «Date/heure» à la page 7 pour plus d'informations.

Réglages de l'écran

Langue de l'affichage

1. Appuyez sur **MENU/SELECT**.
2. Sélectionnez **RÉGLAGES** ➔ **LANGAGE ACL**.
3. Sélectionnez la langue et appuyez sur **MENU/SELECT** pour enregistrer.

Date/heure

1. Appuyez sur **MENU/SELECT**.
2. Sélectionnez **RÉGLAGES → RÉG.DATE/HEURE**.
3. Appuyez sur les touches numériques (0-9) pour saisir le mois (mm), le jour (jj) et l'année (aa). Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **MENU/SELECT**.
 - Si nécessaire, appuyez sur **MUTE/REMOVE** pour effacer un chiffre. Appuyez sur **MUTE/REMOVE** et maintenez enfoncé pour supprimer toute l'entrée.
4. Appuyez sur les touches numériques (0-9) pour saisir les heures et les minutes. Appuyez sur **▲ / ▼** pour choisir **AM** ou **PM**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **MENU/SELECT** pour enregistrer.

Réglages sonores

Volume de la sonnerie

1. Appuyez sur **MENU/SELECT**.
2. Sélectionnez **SONNERIES → VOL. SONNERIE** :
 - Appuyez sur **▲** pour augmenter le volume (6 max.).
 - Appuyez sur **▼** pour baisser le volume ou pour mettre en sourdine la sonnerie.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **MENU/SELECT** pour enregistrer.

Conseil!

Vous pouvez aussi appuyer sur MUTE/DELETE ou sur CLEAR pour mettre temporairement en sourdine la sonnerie lorsque le combiné sonne.

Tonalité de la sonnerie

1. Appuyez sur **MENU/SELECT**.
2. Sélectionnez **SONNERIES → TONAL. SONNERIE**. Assurez-vous que le volume de la sonnerie n'est pas au plus bas.
3. Appuyez sur **▲ / ▼** pour écouter les 10 tonalités de sonnerie disponibles.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **MENU/SELECT** pour enregistrer.

Tonalité des touches

1. Appuyez sur **MENU/SELECT**.
2. Sélectionnez **RÉGLAGES → TONAL TOUCHES**.
3. Sélectionnez **EN FONCTION** ou **HORS FONCTION** et appuyez sur **MENU/SELECT** pour enregistrer.

Réglages des appels

Indicatif local


1. Appuyez sur **MENU/SELECT**.
2. Sélectionnez **RÉGLAGES → IND RÉG DOMES**.
3. Appuyez sur les touches numériques (0-9) pour saisir l'indicatif local.
 - Si nécessaire, appuyez sur **MUTE/REMOVE** pour effacer un chiffre. Appuyez sur **MUTE/REMOVE** et maintenez enfoncé pour supprimer toute l'entrée.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **MENU/SELECT** pour enregistrer.

Mode de composition

1. Appuyez sur **MENU/SELECT**.
2. Sélectionnez **RÉGLAGES → TYPE COMPO**.
3. Sélectionnez **TONALITÉ** ou **IMPULSIONS** et appuyez sur **MENU/SELECT** pour enregistrer.

Supprimer les témoins de boîte vocale

Si vous avez souscrit à un service de boîte vocale auprès de votre opérateur, **NOUV MESS VOCAL** s'affiche sur le combiné lorsque vous avez de nouveaux messages vocaux. Une fois le message écouté, le témoin sur le combiné disparaît automatiquement. Vous pouvez effacer manuellement le témoin si, par exemple, vous avez écouté votre boîte vocale à distance.

1. Appuyez sur **MENU/SELECT**.
2. Sélectionnez **RÉGLAGES → ANN. B. VOCALE** et **VOYANTS HORS FONCTION?** s'affiche.
3. Appuyez sur **MENU/SELECT** pour enregistrer ou sur  **/CLEAR** pour revenir au menu précédent.

Conseil!

Cette action ne fait qu'éteindre le témoin; elle n'efface pas les messages de votre boîte vocale.

Fonctionnement

Votre téléphone est également conçu spécialement pour fonctionner avec les aides auditives sans fil Widex. Cela signifie que le son issu du téléphone est transmis directement dans votre ou vos aide(s) auditive(s). Lorsque vous placez le téléphone près d'une oreille pourvue d'une aide auditive, un « dong » retentit dans l'aide auditive pour indiquer que la fonction est activée.

Tenez le téléphone près d'une oreille appareillée.







Lorsque le téléphone est déplacé hors de portée, vos aides auditives reviennent au programme d'écoute choisi en programme numéro 1 (généralement le programme principal).

Si le son du téléphone est trop bas ou trop fort, vous pouvez utiliser les touches de volume ▼ / ▲ pour ajuster le volume. Si vous avez besoin de plus amples informations, consultez votre professionnel en audiologie.

Pour les utilisateurs ne portant pas de aides auditives, le téléphone fonctionne comme décrit dans ce manuel.

Appels

Passer un appel

- Appuyez sur  /FLASH ou  et composez le numéro de téléphone.
- Composez le numéro de téléphone et appuyez sur  /FLASH ou . Si nécessaire, appuyez sur **MUTE/REMOVE** pour effacer un chiffre.

Recevoir un appel

Lorsque le combiné sonne, appuyez sur  /FLASH,  ou sur une touche du clavier (0-9, ★ ou #).

Raccrocher



Appuyez sur  /CLEAR ou remettez le combiné dans le socle.

Utiliser le haut-parleur

Pendant un appel, appuyez sur  pour basculer entre haut-parleur et combiné normal.



Recomposition d'un numéro

Le combiné garde en mémoire les 10 derniers numéros de téléphone composés.

1. Appuyez sur **REDIAL/PAUSE**.
2. Appuyez sur ▼ / ▲ ou sur **REDIAL/PAUSE** à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'entrée souhaitée s'affiche.
3. Appuyez sur  /FLASH ou sur  pour composer le numéro.

Appel en attente

Si vous avez souscrit à un service d'appel en attente auprès de votre opérateur, vous entendrez un signal d'alarme lorsque vous recevrez un autre appel alors que vous êtes déjà en communication.

1. Appuyez sur  / **FLASH** pour mettre l'appel en cours en attente et prendre l'appel entrant.
2. Appuyez sur  / **FLASH** pour revenir à l'appel précédent.

Réglage du volume

Pendant un appel, appuyez sur  /  pour régler le volume d'écoute.


Remarque!

Les réglages du volume de l'écouteur du combiné et du volume du haut-parleur sont indépendants.

Sourdine

1. Pendant un appel, appuyez sur **MUTE/REMOVE** pour désactiver le microphone. **MUET** s'affiche lorsque la sourdine est activée.
2. Appuyez sur **MUTE/REMOVE** pour activer le microphone. L'écran affiche temporairement **MICROPHONE E/F**.

Mode silence temporaire

Lorsqu'un correspondant appelle, vous pouvez appuyer sur  / **CLEAR** ou **MUTE/REMOVE** sur le combiné pour couper la sonnerie du combiné. **SONN. SOURDINE** s'affiche. L'appel suivant sonne automatiquement au volume actuel.

Répertoire

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 entrées dans le répertoire. Un seul combiné à la fois peut avoir accès au répertoire. Les modifications effectuées sur un combiné s'appliquent à tous.

Enregistrer un contact







1. Appuyez sur **MENU/SELECT**.
2. Sélectionnez **RÉPERTOIRE** ➔ **AJOUT. CONTACT**.
3. Appuyez sur les touches numériques (0-9) pour saisir le numéro (jusqu'à 30 chiffres). Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **MENU/SELECT**.
 - Si nécessaire, appuyez sur **MUTE/REMOVE** pour effacer un chiffre. Appuyez sur **MUTE/REMOVE** et maintenez enfoncé pour supprimer toute l'entrée.
4. Appuyez sur les touches numériques (0-9) pour saisir le nom (jusqu'à 15 caractères). Appuyez sur la touche correspondante à plusieurs reprises jusqu'à obtenir la lettre souhaitée. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **MENU/SELECT** pour enregistrer.

- Si nécessaire, appuyez sur 0 pour ajouter un espace.



Conseil!

*Vous pouvez copier un numéro de la liste de rappel : au moment de la saisie du numéro, appuyez sur **REDIAL/PAUSE** et allez jusqu'au numéro, puis appuyez sur **MENU/SELECT** pour le copier. Appuyez de nouveau sur **MENU/SELECT** pour modifier le numéro et saisir le nom.*

Passer un appel à partir du répertoire

1. Appuyez sur  / .
2. Appuyez sur  /  pour parcourir les contacts ou effectuez une recherche rapide en appuyant sur la touche numérique correspondant à la première lettre du nom recherché.
3. Une fois le contact souhaité affiché, appuyez sur /**FLASH** ou sur  pour composer le numéro.

Modifier un numéro

1. Appuyez sur  / .
2. Parcourez la liste jusqu'au contact souhaité et appuyez sur **MENU/SELECT**.
3. Une fois **ÉDITER NUMÉRO** affiché, utilisez les touches numériques (0-9) pour modifier le numéro. Appuyez sur **MENU/SELECT** pour continuer.
4. Une fois **ÉDITER LE NOM** affiché, utilisez les touches numériques (0-9) pour modifier le nom.
5. Appuyez sur **MENU/SELECT** pour enregistrer.

Supprimer un numéro



1. Parcourez la liste jusqu'au contact souhaité et appuyez sur **MUTE/REMOVE**.
2. Une fois **EFF. CONTACT?** affiché, appuyez sur **MUTE/DELETE**.

Enregistrer un numéro abrégé

Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 entrées.

1. Appuyez sur **MENU/SELECT**.
2. Sélectionnez **RÉPERTOIRE** → **COMP. ABRÉGÉE** et allez jusqu'au numéro abrégé souhaité, puis appuyez sur **MENU/SELECT**.
3. Allez jusqu'à l'entrée de répertoire souhaitée, puis appuyez sur **MENU/SELECT** pour enregistrer.


Composer un numéro abrégé

1. Appuyez sans relâcher sur la touche numérique correspondante (0-9) pour afficher le numéro abrégé souhaité.
2. Appuyez sur /**FLASH** ou sur  pour composer le numéro.






Présentation du numéro

Le téléphone prend en charge le service de présentation du numéro proposé par la plupart des opérateurs téléphoniques. La présentation du numéro vous permet de voir le nom, le numéro, la date et l'heure des appels. Le journal des appels garde en mémoire les 50 derniers appels. Les modifications effectuées sur un combiné s'appliquent à tous.

Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements sur ce service.

Le combiné présente les appels manqués sous **NEW**. Une fois qu'ils ont été vus, le témoin disparaît. Si vous ne souhaitez pas voir les appels manqués un par un, appuyez sans relâcher sur /CLEAR. Toutes les entrées sont ensuite considérées comme lues et conservées dans le journal des appels.

Afficher et composer un numéro à partir du journal des appels

1. Appuyez sur  / .
2. Parcourez le journal des appels. Une fois le numéro composé affiché :
 - Appuyez à plusieurs reprises sur  pour afficher les différentes options de composition.
 - Appuyez à plusieurs reprises sur 1 si vous souhaitez ajouter un 1 au début du numéro de téléphone.
3. Appuyez sur /FLASH ou  pour composer le numéro.

Enregistrer un numéro à partir du journal des appels

1. Parcourez le journal des appels. Une fois le numéro souhaité affiché, appuyez sur **MENU/SELECT**.
2. Une fois **ÉDITER NUMÉRO** affiché, utilisez les touches numériques (0-9) pour modifier le numéro. Appuyez sur **MENU/SELECT** pour continuer.
3. Une fois **ÉDITER LE NOM** affiché, utilisez les touches numériques (0-9) pour modifier le nom.
4. Appuyez sur **MENU/SELECT** pour enregistrer.

Supprimer un numéro dans le journal des appels

Pour supprimer une entrée, appuyez sur **MUTE/REMOVE** lorsqu'elle s'affiche. Supprimer toutes les entrées :

1. Appuyez sur **MENU/SELECT**.
2. Sélectionnez **HIST APPEL** → **EFF TS APPELS**.
3. Lorsque l'écran affiche **EFFACER TOUS LES APPELS?**, appuyez sur **MENU/SELECT**.



Intercommunication

Votre combiné et votre socle sont pré-enregistrés. Il est possible d'associer jusqu'à cinq combinés au socle. Les numéros sont assignés à chaque nouveau combiné dans l'ordre. Le numéro s'affiche à l'écran. Le socle doit être installé en un point central afin que la zone de couverture soit à peu près identique pour tous les combinés.


Si, pour quelque raison, le combiné n'est pas associé au socle (**HORS PORTÉE OU PAS ALIM. SOCLE** s'affiche même lorsque le combiné est près du socle), suivez la procédure ci-dessous pour appairer votre combiné.

Trouver un combiné

Appuyez une fois sur l'icône Trouver le combiné () sur le socle du téléphone. Le combiné sonne et l'écran affiche ****TÉLÉ-SIGNAL****. Pour arrêter :

- Appuyez de nouveau sur l'icône Trouver le combiné sur le socle du téléphone.
- Appuyez sur  /FLASH,  ou sur une touche du clavier (0-9, * ou #).
- Placez le combiné dans le socle ou le chargeur du téléphone.



Ajouter et associer un combiné supplémentaire

1. Placez le nouveau combiné dans le socle ou le chargeur du téléphone.
2. Sur le socle du téléphone : appuyez sur l'icône Trouver le combiné  pendant 5 à 8 secondes.
3. Sur le combiné : retirez le combiné du socle ou du chargeur.
Appuyez sur **MENU/SELECT** → **INITIALISATION** ou appuyez sur **#** et **INITIALISATION**.
S.V.P. ATTENDRE s'affiche.
Une fois l'enregistrement terminé, **COMBINÉ INITIALISÉ** s'affiche.




Si l'enregistrement du combiné est réussi, vous entendez un signal de confirmation. Le numéro suivant disponible est automatiquement attribué au combiné. Si l'enregistrement du combiné échoue, **HORS PORTÉE OU PAS ALIM. SOCLE** s'affiche de nouveau.

Remplacer un combiné




Si vous souhaitez remplacer un combiné ou réattribuer un numéro de combiné, vous devez désassocier tous les combinés, puis enregistrer chacun d'eux l'un après l'autre.

Sur le socle du téléphone : appuyez sur l'icône Trouver le combiné  pendant 10 secondes, puis appuyez de nouveau sur .

Rejoindre une conversation



1. Si un combiné est déjà utilisé pour un appel, appuyez sur /FLASH ou sur  sur un autre combiné.
2. Appuyez sur /CLEAR pour quitter l'appel. L'appel continue jusqu'à ce que tous les combinés soient raccrochés.

Intercommunication (au moins deux combinés)

1. Appuyez sur **INT** sur votre combiné lorsqu'il n'est pas utilisé. S'il y a plus de trois combinés, utilisez les touches numériques pour saisir un numéro de combiné de destination.
2. Pour répondre à l'appel en intercommunication, appuyez sur /FLASH, , **INT** ou sur l'une des touches du clavier (0-9, ***** ou **#**) sur l'autre combiné.
3. Pour terminer l'appel, appuyez sur /CLEAR ou placez le combiné dans le socle du téléphone ou dans le chargeur.



Répondre à un appel entrant pendant un appel en intercommunication

Si vous recevez un appel pendant un appel en intercommunication, un signal d'alerte retentit.

- Pour répondre à l'appel entrant : appuyez sur /FLASH et l'appel en intercommunication s'arrête automatiquement.
- Pour terminer l'appel en intercommunication et *ne pas* répondre à l'appel entrant : appuyez sur /CLEAR. L'appel en intercommunication s'arrête et le téléphone continue de sonner.

Transférer des appels

Pendant un appel en intercommunication, vous avez les options suivantes :

- Ajoutez un combiné de destination à l'appel externe pour avoir une conversation à trois. Appuyez sans relâcher sur **INT** sur le combiné d'origine.
- Transférez un appel. Appuyez sur /CLEAR ou placez le combiné dans le socle/chargeur du téléphone. Le combiné de destination se connecte automatiquement à l'appel externe.
- Basculez entre l'appel externe (**APPEL EXTÉRIEUR**) et l'appel en intercommunication (**INTERPHONE**) en appuyant sur **INT**.
- Terminez l'appel en intercommunication en appuyant sur /CLEAR ou en remettant le combiné dans le socle/chargeur du téléphone. L'appel externe se poursuit avec le combiné d'origine.

Dépannage

Vérifiez que le cordon de la ligne téléphonique est en bon état et correctement branché. Débranchez tout autre équipement, rallonge et téléphone. Si l'appareil fonctionne alors normalement, l'anomalie est causée par le matériel supplémentaire.

Testez l'équipement sur une ligne certifiée en bon état de fonctionnement (chez un voisin par exemple). Si l'équipement fonctionne ailleurs, l'anomalie concerne probablement votre propre ligne téléphonique. Veuillez signaler l'anomalie à votre opérateur téléphonique.

Aucun numéro ne s'affiche lorsque le téléphone sonne

- Cette fonction suppose de s'abonner à un service de présentation du numéro auprès de votre opérateur.

Signal d'avertissement/impossible de passer des appels

- Les piles sont peut-être épuisées (rechargez le combiné).
- Le combiné est peut-être quasiment hors de portée. Rapprochez-vous du socle.

Le téléphone ne fonctionne pas

- Assurez-vous que l'adaptateur secteur et le cordon de ligne téléphonique sont correctement branchés.
- Assurez-vous d'avoir sélectionné la numérotation par tonalités, voir la section *Réglages du téléphone*.
- Vérifiez l'état de charge des piles du combiné.
- Branchez un autre téléphone fonctionnel à la prise téléphonique murale.

Le téléphone continue de sonner

Certaines sonneries du téléphone ne suivent pas le signal de la ligne, ce qui signifie que la sonnerie peut continuer à retentir jusqu'à 8 secondes après la prise d'appel.

Si le téléphone ne fonctionne toujours pas correctement, portez-le au S.A.V. de votre revendeur. N'oubliez pas de vous munir du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Votre appareil est un produit à la fine pointe de la technologie et doit être traité avec le plus grand soin. Les actes de négligence peuvent invalider la garantie.

Lorsque vous utilisez votre appareil, des consignes de sécurité de base doivent toujours être respectées afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure personnelle. En voici quelques-unes :

1. Lisez et comprenez bien toutes les instructions.
2. Tenez compte de tous les avertissements et toutes les instructions inscrits sur le produit.
3. Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'appareil.
4. N'utilisez pas ce produit près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'une bassine, d'un évier, d'un bac à laver, d'une piscine ou dans une cave humide ou une douche.
5. Ne placez pas ce produit sur une table, une étagère, un support instables ou sur toute autre surface instable.
6. Les fentes et les orifices à l'arrière ou en dessous du socle du téléphone et du combiné sont destinés à l'aération. Ces orifices servant de protection contre la surchauffe, ils ne doivent pas être obstrués en plaçant le produit sur une surface souple telle qu'un lit, un fauteuil ou un tapis. Ce produit ne doit jamais être placé près de ou sur un radiateur ou une bouche de chaleur. Ce produit ne doit pas être placé à un endroit où l'aération n'est pas adéquate.
7. Ce produit ne doit être branché qu'au type d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique disponible dans votre maison ou votre bureau, consultez votre revendeur ou votre fournisseur d'électricité local.
8. Ne laissez rien posé sur le cordon d'alimentation. N'installez pas ce produit à un endroit où le cordon risque d'être piétiné.
9. N'insérez aucun objet dans les orifices du socle du téléphone ou du combiné car ils sont susceptibles de toucher des points de tension dangereux ou de créer un court-circuit. Ne versez aucun liquide sur le produit.
10. Pour réduire le risque de choc électrique, ne démontez pas ce produit, mais apportez-le à un centre de service agréé. L'ouverture ou le retrait de pièces du socle du téléphone ou du combiné, autres que des trappes d'accès spécifiées, peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques. Un remontage incorrect peut causer des chocs électriques lors d'une utilisation ultérieure du produit.
11. Ne surchargez pas les prises murales et les rallonges.
12. Débranchez ce produit de la prise murale et confiez la réparation à un centre de service agréé dans les cas suivants :
13. Lorsque le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés ou effilochés.
14. Si du liquide a été déversé sur le produit.
15. Si le produit a été exposé à la pluie ou à des projections d'eau.
16. Si le produit ne fonctionne pas normalement alors que vous suivez les consignes d'utilisation. Réglez seulement les commandes traitées par le manuel d'utilisation. Tout ajustement incorrect d'autres commandes peut entraîner des dommages et nécessite souvent un travail considérable par un technicien agréé pour remettre le produit en état de fonctionnement normal.

Conservez ces instructions

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

17. Si le produit est tombé et que le socle du téléphone et/ou le combiné sont endommagés.
18. Si le produit affiche une nette diminution de ses performances.
19. Évitez d'utiliser un téléphone (autre que sans fil) pendant un orage électrique. Il y a un risque distant de choc électrique à cause de la foudre.
20. N'utilisez pas le téléphone pour signaler une fuite de gaz à proximité de la fuite. Dans certaines circonstances, une étincelle peut apparaître lorsque l'adaptateur secteur est branché à la prise de courant ou lorsque le combiné est remplacé dans son socle. Cet événement courant est dû à la fermeture d'un circuit électrique. L'utilisateur ne doit pas brancher le téléphone à une prise de courant et ne doit pas placer un combiné chargé dans le socle si le téléphone se trouve dans un environnement contenant des concentrations de gaz inflammables, sauf si la ventilation est adéquate. Une étincelle dans un tel environnement pourrait créer un incendie ou une explosion. De tels environnements sont notamment : utilisation médicale d'oxygène sans ventilation adéquate; gaz industriels (solvants nettoyeurs, vapeurs d'essence, etc.); fuite de gaz naturel; etc.
21. Ne mettez le combiné près de l'oreille que si le téléphone est en mode de conversation normal.
22. Les adaptateurs secteur sont destinés à être posés verticalement ou montés au sol. Les broches ne sont pas conçues pour maintenir la fiche en place si elle est branchée dans une prise au plafond ou sous une table ou une armoire.

Ce conseil vaut pour l'appareil, la pile, l'adaptateur secteur et les autres accessoires. Si le téléphone ne fonctionne pas correctement, portez-le au S.A.V. de votre revendeur. N'oubliez pas de vous munir du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.

Précautions destinées aux utilisateurs munis de stimulateurs cardiaques

Stimulateurs cardiaques (ne s'applique qu'aux téléphones numériques sans fil) :

Wireless Technology Research, LLC (WTR), organisme de recherche indépendant, a mené une évaluation pluridisciplinaire des interférences entre les téléphones sans fil portatifs et les stimulateurs cardiaques implantés.

Avec le soutien de la FDA (Food and Drug Administration), agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux, WTR recommande aux médecins d'indiquer aux :

Patients munis de stimulateurs cardiaques

- qu'ils doivent tenir les téléphones sans fil à au moins six pouces du stimulateur cardiaque.
- qu'ils NE doivent PAS placer les téléphones sans fil directement au-dessus du stimulateur cardiaque, par exemple dans une poche de chemise, lorsqu'il est allumé.
- qu'ils doivent utiliser le téléphone sans fil sur l'oreille se trouvant à l'opposé du stimulateur cardiaque. L'évaluation de WTR n'a identifié aucun risque pour les personnes munies de stimulateurs cardiaques se trouvant à proximité d'utilisateurs de téléphones sans fil.

Conservez ces instructions

Informations relatives à l'homologation de l'appareil

Réglementations de la FCC, de l'ACTA et de l'IC

Cet équipement a été testé et prouvé conforme aux exigences relatives à un appareil numérique de classe B de la partie 15 des règles de la FCC. Ces exigences sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer une interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible à la réception radio ou de programmes de télévision, laquelle peut être déterminée en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou relocalisez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance de séparation entre l'équipement et le receveur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le receveur est connecté.
- Consultez le vendeur ou un technicien radio/de télévision pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications apportés à cet équipement qui n'ont pas été approuvés expressément par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil. Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit supporter toutes les interférences reçues, même si elles sont susceptibles de compromettre le fonctionnement. La confidentialité des communications peut ne pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Pour assurer la sécurité des utilisateurs, la FCC a établi des critères relatifs à la quantité d'énergie radiofréquence pouvant être absorbée en toute sécurité par un utilisateur ou une personne à proximité de l'utilisateur en fonction de l'usage prévu du produit. Ce produit a été testé et prouvé conforme aux critères de la FCC. Le combiné peut être placé en toute sécurité contre l'oreille de l'utilisateur. Le socle du téléphone doit être installé et utilisé de sorte que les parties du corps de l'utilisateur, autres que les mains, soient maintenues à une distance de 20 cm (8 pouces) ou plus.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Partie 68 de la FCC et ACTA

Cet équipement est conforme à la partie 68 des règles de la FCC et aux exigences techniques adoptées par l'ACTA (Conseil d'administration du matériel terminal). L'étiquette à l'arrière ou en dessous de cet équipement indique, entre autres, un identifiant produit au format US:AAAEQ##TXXXX. Cet identifiant doit être fourni à votre compagnie de téléphone locale sur demande.

La prise et la fiche utilisées pour raccorder cet équipement au câblage du bâtiment et au réseau téléphonique doivent être conformes aux dispositions en vigueur de la partie 68 et aux exigences techniques adoptées par l'ACTA. Un cordon téléphonique et une fiche modulaire conformes sont fournis avec ce produit.

Ils sont destinés à être connectés à une fiche modulaire compatible, également conforme. Une prise RJ11 doit normalement être utilisée pour un raccord à une ligne simple et une prise RJ14 pour un raccord à deux lignes. Reportez-vous aux consignes d'installation données dans le manuel d'utilisation.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à déterminer le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne téléphonique en étant assuré qu'ils sonneront lorsque vous recevrez un appel. L'IES de ce produit est indiqué par les 6e et 7e caractères suivant US: dans l'identifiant produit (p. ex si ## est 03, l'IES est de 0,3).

Dans la plupart des régions, mais pas toutes, la somme de tous les IES doit être inférieure ou égale à cinq (5,0). Pour plus d'informations, veuillez contacter votre compagnie de téléphone locale.

Cet équipement ne peut pas être utilisé avec des lignes partagées. Si vous avez des composants de systèmes d'alarme connectés sur votre ligne téléphonique, vérifiez que le raccordement de cet équipement ne désactive pas votre système d'alarme. Si vous avez des questions au sujet de ce qui peut désactiver les systèmes d'alarme, consultez votre compagnie de téléphone ou un installateur compétent.

Si cet équipement fonctionne mal, il doit être débranché de la fiche modulaire jusqu'à ce que le problème soit corrigé. Les réparations apportées à cet équipement téléphonique peuvent être effectuées uniquement par le fabricant ou par des représentants agréés. Pour les procédures de réparation, suivez les instructions indiquées dans la Garantie.

Si cet équipement nuit au réseau téléphonique, la compagnie de téléphone peut interrompre temporairement votre service téléphonique. La compagnie de téléphone est tenue de vous avertir avant de couper la ligne. Si elle ne peut pas vous informer par avance, elle le fera dès que possible. Vous aurez la possibilité de corriger le problème et la compagnie de téléphone est tenue de vous informer de votre droit à déposer une plainte auprès de la FCC. Votre compagnie de téléphone peut apporter des modifications à ses installations, son équipement, son exploitation ou ses procédures qui peuvent affecter le bon fonctionnement de ce produit. La compagnie de téléphone est tenue de vous avertir si de tels changements sont prévus.

Si ce produit est équipé d'un combiné filaire ou sans fil, il est compatible avec les aides auditives.

Si ce produit peut garder en mémoire des numéros, vous pouvez choisir d'enregistrer des numéros de téléphone d'urgence (p. ex. police, pompiers, ambulance). Si vous enregistrez ou testez des numéros d'urgence, veuillez :

- rester en ligne et expliquer brièvement pourquoi vous appelez avant de raccrocher.
- réaliser ces tâches en heures creuses, tôt le matin ou tard le soir par exemple.

Industry Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The abbreviation, "IC:", before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met.

The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The Ringer Equivalence Number (REN) for this terminal equipment is 1.0.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications.

Avis d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement dans les conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Le sigle IC, placé devant le numéro d'enregistrement, signifie que l'enregistrement s'est effectué conformément à une déclaration de conformité et indique que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) assigné à chaque dispositif terminal indique le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface. La terminaison d'une interface téléphonique peut consister en une combinaison de quelques dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) du présent matériel est de 1.0.

Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques d'Industrie Canada applicables au matériel terminal.

US: EW7W401B80-893800

FCC ID: EW780-8938-00

IC: 1135B-80893800

Avis de non-responsabilité et limite de responsabilité

Doro AB et ses sociétés affiliées ou porteurs de licences ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des pertes résultant de l'utilisation de ce guide. Doro AB et ses sociétés affiliées ou porteurs de licences ne peuvent être tenus responsables en cas de perte ou de recours de tiers pouvant survenir suite à l'utilisation de ce logiciel. Doro AB et ses sociétés affiliées ou porteurs de licences ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des pertes causés par la suppression de données par suite d'une défectuosité, d'une pile déchargée ou de réparations. Veuillez à faire des copies de sauvegarde de toutes les données importantes sur d'autres supports afin de vous protéger contre la perte de données.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, DORO AB ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES OU PORTEURS DE LICENCES NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, OU DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, ACCIDENTEL, CONSÉCUTIF OU INDIRECT, PEU IMPORTE SA CAUSE. LE CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT EST FOURNI « TEL QUEL ». SOUS RÉSERVE DES LOIS APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À L'EXACTITUDE, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT. DORO AB SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LE PRÉSENT DOCUMENT OU DE LE RETIRER À TOUT MOMENT SANS AVIS PRÉALABLE.

Garantie et autres informations

Garantie

Ce produit est garanti 12 mois à partir de la date d'achat. En cas d'anomalie de votre appareil au cours de cette période, contactez votre revendeur. Pour toute intervention du service après-vente ou d'assistance pendant la période de garantie, veuillez vous munir de votre preuve d'achat. Cette garantie ne s'applique pas en cas de dysfonctionnement dû à un accident, à un incident ou à une détérioration similaire, à une pénétration de liquide, à une négligence, à une utilisation anormale ou incorrecte, à un défaut d'entretien ou à d'autres causes relevant de la responsabilité de l'utilisateur. De plus, cette garantie ne s'appliquera pas en cas d'anomalie causée par un orage ou toute autre variation de tension. Par précaution, nous recommandons de débrancher le chargeur en cas d'orage.

Sauf indication contraire dans la loi en vigueur, les piles sont des articles consommables et ne sont couvertes par aucune garantie.

Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation de piles autres que les piles originales DORO.

À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE EXPRESSÉMENT PRÉVUE AUX PRÉSENTES, WIDEX USA INC. / WIDEX CANADA LTD. NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION NI NE DONNE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION EXPRESSE OU IMPLICITE, ÉCRITE OU ORALE, LÉGALE OU AUTRE CONCERNANT L'APPAREIL ET LES ÉLÉMENTS OU ACCESSOIRES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES ET LES CONDITIONS DE COMMERCIALISATION, DE DURABILITÉ, DE QUALITÉ OU D'ADAPTABILITÉ POUR UN USAGE PARTICULIER, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS PRÉSENTES DANS LA LÉGISLATION APPLICABLE.

À propos des téléphones sans fil


- **Confidentialité** : les mêmes caractéristiques qui constituent des avantages pour les téléphones sans fil présentent également des restrictions. Les appels téléphoniques sont transmis entre le socle du téléphone et le combiné sans fil par le biais d'ondes radio; il est donc possible que vos conversations téléphoniques sans fil soient interceptées par des équipements de réception radio se trouvant à portée du combiné sans fil. Pour cette raison, vous ne devez pas envisager les communications par téléphone sans fil comme étant aussi confidentielles que celles par téléphone filaire.
- **Alimentation électrique** : le socle de ce téléphone sans fil doit être branché à une prise électrique fonctionnelle. La prise électrique ne doit pas être contrôlée par un interrupteur mural. Les appels ne peuvent pas être effectués à partir du combiné sans fil si le socle est débranché ou mis hors tension ou si l'alimentation électrique est coupée.
- **Possibilité d'interférences avec les téléviseurs** : certains téléphones sans fil fonctionnent à des fréquences pouvant causer des interférences avec les téléviseurs et avec les magnétoscopes. Pour réduire ou prévenir de telles interférences, ne placez pas le socle du téléphone sans fil près de ou sur un téléviseur ou un magnétoscope. Si des interférences apparaissent, il est conseillé d'éloigner le téléphone sans fil du téléviseur ou du magnétoscope afin de réduire ou d'éliminer les interférences.
- **Piles rechargeables** : manipulez les piles avec soin afin de ne pas les court-circuiter avec des matériaux conducteurs tels que bagues, bracelets ou clés. La pile ou le conducteur peut surchauffer et causer des blessures. Respectez la polarité adéquate entre la pile et le chargeur de pile.
- **Piles rechargeables à l'hydrure métallique de Nickel** : jetez ces piles de manière écologique. Ne les brûlez pas et ne les percez pas. Comme les autres piles de ce type, si elles sont brûlées ou percées, elles peuvent dégager une matière corrosive qui peut causer des blessures. Lorsque la pile de cet appareil a atteint la fin de sa vie utile, veuillez l'éliminer conformément aux lois et réglementations environnementales locales. Pour en savoir plus sur le recyclage des piles de cellulaires, allez sur le site : <http://www.rbrc.org>.

Caractéristiques techniques

Fréquence de transmission	Combiné : 1921,536-1928,448 MHz Socle de téléphone : 1921,536-1928,448 MHz Widex-Link 10,6 MHz
Canaux	5
Portée réelle nominale	Puissance maximale autorisée par FCC et IC. La portée de fonctionnement réelle peut varier en fonction des conditions de l'environnement au moment de l'utilisation.
Exigences d'alimentation	Combiné : pile 2,4 V 500 mAh Ni-MH Tension du socle du téléphone : Entrée de l'adaptateur : 100-120 V, tension CA, 60 Hz Sortie de l'adaptateur : 5 V CC à 300 mA

Assistance

Pour de l'aide, s'il vous plaît contacter un audioprothésiste agréé Widex professionnel:



Widex USA Inc.

Site Internet : www.widexusa.com

Téléphone : 1 718 392 6020

PHONE-DEX

Model: PHONE-DEX USC

French

Version 1.0

© 2013 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

CIB306/0313

9 514 0248 053