



## TV Clear Earbuds

Models: TVCE1-EB  
TVCE1

## Transmitter

Model: TV Connector

- EN Quick Guide
- DE Kurzanleitung
- FR Guide rapide
- ES Instrucciones resumidas
- PT Guia rápidos
- NL Beknopte handleiding
- IT Guida rapida
- DA Snabbguide
- SV Bruksanvisning

## SENNHEISER

Instruction manuals and product support  
Bedienungsanleitungen und Produktbetreuung  
Manuels d'utilisation et assistance produit  
Instrucciones de uso y soporte del producto  
Manuali d'istruzioni e supporto prodotto  
Bedieningsinstructies en productondersteuning  
Manuais de instruções e assistência ao produto  
Instrukcje obsługi i wsparcie produktowe  
Brugsanvisninger og produkthjælp


[www.sennheiser-hearing.com/TV-Clear](http://www.sennheiser-hearing.com/TV-Clear)  
[www.sennheiser-hearing.com/download](http://www.sennheiser-hearing.com/download)

Sonova Communications AG  
Herrenschwandweg 4, 3280 Murten, Switzerland  
029-3347-72/V1.00/2021-11


Package includes | Lieferumfang | Contenu de la livraison | Contenido del paquete | O pacote incluí | Inhoud van de verpakking | Contenuto della confezione | Pakken indeholder | Paketet inneholder

### TV Clear Set


#### TV Clear Earbuds




\* mounted on earbuds on delivery






#### Transmitter



#### Optical cable




#### Analog 3.5 mm cable




[www.sennheiser-hearing.com/download](http://www.sennheiser-hearing.com/download)  
Detailed instruction manual


### Using the set | Verwenden | Utilisation | Utilizar | Utilizar | Gebruiken | Utilizzo | Anvendelse | Användning




**1** Pairing the earbuds with your smartphone | Ohrhörer mit Smartphone koppeln | Appairer les écouteurs avec votre smartphone | Sincronizar los audífonos con el smartphone | Emparelhar os auriculares com o smartphone | Oortelefoons met smartphone koppelen | Accoppiare le microcuffie con lo smartphone | Parring af øretelefoner med Smartphone | Parkoppla hörlurarna till en smartphone




**2** Downloading the app for configuration and updates | App für Konfiguration und Aktualisierungen herunterladen | Télécharger l'appli pour la configuration et les mises à jour | Descargar app para configuración y actualizaciones | Descarregar a aplicação para a configuração e atualizações | App voor configuratie en actualiseringen downloaden | Scaricare l'app per la configurazione e gli aggiornamenti | Download af app for konfiguration og opdateringer | Ladda ner appen för konfiguration och uppdateringar




**3** Inserting the earbuds into your ears and selecting suitable ear adapters | Ohrhörer in Ihre Ohren einsetzen und passenden Ohradapter auswählen | Insérer les écouteurs dans vos oreilles et sélectionner des embouts d'oreille appropriés | Colocar los audífonos en las orejas y seleccionar los adaptadores para los oídos adecuados | Colocar os auriculares nos seus ouvidos e escolher o adaptador auricular adequado | Oortelefoons in de oren doen en passende ooradapter selecteren | Inserire le microcuffie nelle orecchie e scegliere i gommini adatti | Isætning af øretelefoner i dine ører og valg af passende øreadapter | Sätta i hörlurarna i öronen och välja passande öronadapter



Charging the earbuds and the charging case | Ohrhörer und Ladebox laden | Charger les écouteurs et le boîtier de chargement | Cargar los audífonos y la caja de carga | Carregar os auriculares e a caixa de carregamento | Oortelefoons en laadbox laden | Caricare le microcuffie e la stazione di carica | Opladning af øretelefoner og ladeboks | Ladda hörlurarna och laddaren




**1** Connecting the transmitter to your TV | Sender mit TV verbinden | Raccorder l'émetteur à votre télé | Conectar el transmisor con el televisor | Conectar o emissor à televisão | Zender met tv verbinden | Collegare il trasmettitore con la TV | Forbindelse af sender med TV | Ansluta sändaren till en TV




\* AirStream™ transmission technology


**2** Pairing the earbuds with the transmitter | Ohrhörer mit Sender koppeln | Appairer les écouteurs avec l'émetteur | Sincronizar los audífonos con el transmisor | Emparelhar os auriculares com o emissor | Oortelefoons met zender koppelen | Accoppiare le microcuffie con il trasmettitore | Parring af øretelefoner med sender | Parkoppla hörlurarna till sändaren



**3** Switching on your TV and listening via the earbuds | TV einschalten und mit Ohrhörern hören | Allumer la télé et écouter via les écouteurs | Encender el televisor y escuchar con los audífonos | Ligar a televisão e ouvir com os auriculares | Tv inschakelen en met oortelefoons luisteren | Accendere la TV e ascoltare con le microcuffie | Tilkobling af TV og lytning med øretelefoner | Starta TV:n och lyssna med hörlurarna



Operating the earbuds | Bedienung | Utiliser les écouteurs | Manejo | Operação | Bediening | Utilizzo | Betjening | Användning





**TV Clear Earbuds**  
Models: TVCE1-EB  
TVCE1

**Transmitter**  
Model: TV Connector

- FI Pikaohje
- EL Συνοπτικές οδηγίες
- PL Krótka instrukcja obsługi
- TR Hızlı Kılavuz
- RU Краткая инструкция
- JA 簡易説明書
- ZH 快速指南
- TW 快速使用指南
- KO 빠른 안내서
- ID Panduan Ringkas

**SENNHEISER**

Käyttöohjeet ja tuoteneuvonta  
Οδηγίες λειτουργίας και υποστήριξη προϊόντος  
Instrukcje obsługi i pomoc produktowa  
Kullanım kılavuzu ve ürün desteği  
Инструкции по эксплуатации и поддержка продукта  
取扱説明書と製品サポート  
操作说明与产品支持  
操作說明與產品支援  
사용 설명서 및 제품 지원

Petunjuk penggunaan dan dukungan produk

[www.sennheiser-hearing.com/TV-Clear](http://www.sennheiser-hearing.com/TV-Clear)  
[www.sennheiser-hearing.com/download](http://www.sennheiser-hearing.com/download)

Sonova Communications AG  
Herrenschwandweg 4, 3280 Murten, Switzerland  
029-3347-72/V1.00/2021-11

Πακκαυσιςältö | Περιεχόμενα πακέτου | Zestaw obejmujący | Ambalaj içeriği | Комплект поставки | Использование | 使用する | 使用 | 使用 | Menggunakan

**TV Clear Set**

**TV Clear Earbuds**

\*2 L \*2 R  
Model: TVCE1-EB

**Silicone ear adapters**

1 L 1 R  
\*2 L \*2 R  
3 L 3 R

Model: TVCE1

USB-A  
USB-C

mounted on earbuds on delivery

**Transmitter**

Model: TV Connector

Optical cable  
3.5 mm Miniplug  
Toslink



Analog 3.5 mm cable  
3.5 mm Jack

USB-A  
USB-Micro-B


Quick Guide  
Safety Guide

[www.sennheiser-hearing.com/download](http://www.sennheiser-hearing.com/download)  
Detailed instruction manual

**Κάyttö | Χρήση | Stosowanie | Kullanma | Использование | 使用する | 使用 | 使用 | Menggunakan**



**1** Nappikuulokkeiden liittäminen älypuhelimien laitepariksi | Ζεύξη ακουστικών με smartphone | Sparuj słuchawki ze smartfonem | Kulaklığı akıllı telefonla eşleştirin | Сопряжение наушников со смартфоном | イヤフォンをスマートフォンとペアリングする | 配对耳机与智能手机 | 配对耳機與智慧手機 | 이어폰과 스마트폰 페어링하기 | Menghubungkan earbud dengan smartphone




**2** Konfigurointiin ja päivityksiin tarkoitettun sovelluksen lataaminen | Λήψη εφαρμογής για διαμόρφωση και ενημερώσεις | Pobierz aplikację do konfiguracji i aktualizacji | Yapılandırma ve güncellemeler için uygulamayı indirin | Загрузка приложения для настройки и обновления | 設定と更新用アプリをダウンロードする | 下载 App 进行配置和更新 | 下载 App 进行配置和更新 | 구성 및 업데이트를 위한 앱 다운로드 | Mengunduh aplikasi untuk konfigurasi dan pembaruan

“Sennheiser TV Clear”

Download on the App Store  
GET IT ON Google Play

**3** Nappikuulokkeiden asettaminen korviin ja sopivan korva-adapterin valitseminen | Τοποθέτηση ακουστικών στα αυτιά και επιλογή κατάλληλων μαξιλαριών αυτιού | Włóż słuchawki do uszu i wybierz odpowiednie wkładki douszne | Kulaklıkları kulaklarınızın içerisine yerleştirin ve uygun kulak adaptörünü seçin | Вставка наушников в уши и выбор подходящих вкладышей | イヤフォンを耳に付け、適合するイヤアダプターを選択する | 将耳机放入您的耳内并选择合适的耳塞套 | 將耳機放入您的耳內並選擇合適的耳塞套 | 귀에 이어폰 삽입하기 및 적합한 이어 어댑터 선택하기 | Memasukkan earbud ke telinga dan memilih adaptor telinga yang sesuai



Nappikuulokkeiden ja latausrasian lataaminen | Φόρτιση ακουστικών και θήκης φόρτισης | Ładuj słuchawki i ładowarkę | Kulaklıkları ve şarj kutusunu şarj edin | Зарядка наушников и бокса для зарядки | イヤフォンと充電ボックスを充電する | 耳机和充电盒充电 | 耳機和充電盒充電 | 이어폰과 충전 상자 충전하기 | Mengisi daya earbud dan box pengisi daya

LED


100% <20%

Left earbud Right earbud Charging case


USB  
USB-C

Wireless Charging (Qi compatible)


**1** Lähettimen yhdistäminen televisiovastaanottiimeen | Σύνδεση πομπού με τηλεόραση | Połączenie nadajnika z TV | Vericiyi TV'ye bağlayın | Подсоединение передатчика к телевизору | トランスミッターをテレビと接続する | 连接发射机与电视 | 连接發射器與電視 | 송신기와 TV 연결하기 | Menghubungkan transmitter dengan TV



**2** Nappikuulokkeiden liittäminen lähettimen laitepariksi | Ζεύξη ακουστικών με πομπό | Sparuj słuchawki z nadajnikiem | Kulaklıkları vericiyle eşleştirin | Сопряжение наушников с передатчиком | イヤフォンをトランスミッターとペアリングする | 配对耳机与发射机 | 配对耳機與發射器 | 이어폰과 송신기 페어링하기 | Menghubungkan earbud dengan transmitter



**3** Televisiovastaanottimen kytkeminen päälle ja lähetyksen kuunteleminen nappikuulokkeilla | Ενεργοποίηση τηλεόρασης και ακρόαση με τα ακουστικά | Włącz odbiornik TV i słuchaj poprzez słuchawki | TV'yi açın ve kulaklıklarınız ile dinleyin | Включение телевизора и прослушивание передач через наушники | テレビをオンにしてイヤフォンで聞く | 启动电视并使用耳机收听 | 啟動電視並使用耳機收聽 | TV를 켜고 이어폰으로 청취하기 | Menghidupkan TV dan mendengarkan suara TV dengan earbud



**Κάyttö | Χειρισμός | Obsługa | Kullanım | Управление | 操作 | 操作 | 操作 | 조작 | Kontrol**

Volume  
right 1 x press  
left 1 x press

Phone call  
right or left 1 x press  
Press >2 sec

Music  
left 2 x tap  
ON/OFF 2 x tap

Ambient Awareness  
right 1 x press

Speech Clarity  
right 5 max 4 3 2 1 off  
Press >2 sec  
left 5 max 4 3 2 1 off  
Press >2 sec

TV Clear App




















### Compliance Information Sennheiser TV Clear Earbuds

Frequency band: 2400 – 2483.5 MHz / 111 – 147 kHz

Transmit power: <10 mW








Country/Region	Earbuds Model: TVCE1-EB	Charging case Model: TVCE1
USA	FCC ID: KWC-TWE21EB	FCC ID: KWC-TWE21
Canada	IC: 2262A-TWE21EB	IC: 2262A-TWE21
Europe	  	
United Kingdom	  	
Australia		
New Zealand	<b>R-NZ</b>	



### Compliance Information Sennheiser Transmitter “TV Connector”

Frequency band: 2400 – 2483.5 MHz

Transmit power: <10 mW

Country/Region	Transmitter Model: TV Connector
USA	FCC ID: KWC-TVCONNECTOR
Canada	IC: 2262A-TVCONNECTOR
Europe	  
United Kingdom	  
Australia	
New Zealand	<b>R-NZ</b>





## Statements regarding FCC and ISED

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada's license - exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules and ICES-003 of Industry Canada. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The device generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Déclaration requise par la FCC et ISDE

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC et à la norme RSS-247 d'Industrie Canada. Le fonctionnement aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences gênantes et
- (2) l'utilisateur de cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement non désiré.

Cet équipement a été testé et jugé en conformité avec les limites afférentes à un appareil numérique de classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la FCC et du licence d'Industrie Canada - sauf les ICES.

Ces normes sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio-électrique et, s'il n'est pas installé ou utilisé selon les directives, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil est la source d'interférences nuisibles pour la réception des ondes de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé de tenter d'éliminer ces interférences en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Eloigner l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui qui alimente le récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.



Sonova Communications AG

Herrenschwandweg 4, 3280 Murten, Switzerland

[www.sennheiser-hearing.com](http://www.sennheiser-hearing.com)

029-3350-72/V1.00/2021-11

