

Angelcare®

Safety 1st

No. 49255

Angelcare™ MD

*Sound & Movement
Nursery Monitor*

Owner's Manual

*Moniteur pour bébé
son et mouvement*

Guide de l'utilisateur




Table of Contents Table des matières

| | | |
|--|---|----|
| Introduction Introduction | | 3 |
| Safety Warnings Mesures de sécurité | | 3 |
| Product Contents Contenu | | 4 |
| Instructions Instructions | | 5 |
| Baby's Unit Features Caractéristiques de l'unité pour bébé | | 6 |
| Parent's Unit Features Caractéristiques de l'unité pour parent | | 7 |
| Setting Up Your Monitor Installation du moniteur | | 8 |
| Testing Your Monitor Vérification du moniteur | | 9 |
| Using the Monitor Utilisation du moniteur | | 9 |
| Sensitivity Adjustment Instructions Réglage de la sensibilité du moniteur | ● | 10 |
| False Alarms Fausses alarmes | ● | 11 |
| Troubleshooting Guide de dépannage | ● | 11 |
| Warranty Garantie | ● | 12 |

Safety 1st

Introduction:

Thank you for purchasing the Angelcare® Sound & Movement Nursery Monitor. This reliable and easy to use product monitors your baby's movements and alerts you if movement stops for more than 20 seconds.

This unique product consists of three main components: Motion Sensor Pad, Baby's Unit, and portable Parent's Unit. The Motion Sensor Pad is inserted underneath the baby's mattress to detect your baby's movements — even the slightest breathing movements. The Baby's Unit transmits your baby's sounds and movements to the Parent's Unit, giving you peace of mind even when your baby is sleeping.

Additional features include sound only monitoring, or sound and motion monitoring. A two-channel frequency selection ensures clear reception. The audible "Tack" option provides parents with further assurance by sounding as baby's breathing movements are detected.

Full user instructions are provided. Please read all the instructions before using the Angelcare® Sound & Movement Nursery Monitor. Keep this booklet handy, preferably in the baby's room for quick reference.

IN CANADA: The carrier frequency on channel A is 49.830 MHz and the carrier frequency on channel B is 49.890 MHz. The field strength is 80 dB microvolts per meter at 3 meters.

OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION OF THE DEVICE.

Safety Warnings:

- THE ANGELCARE™ SOUND & MOVEMENT MONITOR IS NOT A MEDICAL DEVICE AND IS NOT A DEVICE TO PREVENT CASES OF SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME (OR SIDS). MONITORING OF PREMATURE BABIES, OR THOSE CONSIDERED TO BE AT RISK, SHOULD ONLY BE CARRIED OUT UNDER THE SUPERVISION OF YOUR DOCTOR OR HEALTH PROFESSIONAL.
- THIS MONITOR SHOULD NOT BE USED AS A SUBSTITUTE FOR DIRECT SUPERVISION OF YOUR CHILD BY A RESPONSIBLE ADULT. YOU SHOULD CHECK YOUR CHILD'S ACTIVITY AT REGULAR INTERVALS.
- THE MOTION SENSOR PAD MAY DETECT MOTION FROM MANY SOURCES OF VIBRATION FROM BOTH INSIDE AND OUTSIDE YOUR BABY'S ROOM. SOME EXAMPLES OF VIBRATION SOURCES ARE FANS, WASHING MACHINES, TRAINS, AIRPLANES, LOUD MUSIC, ETC. BE ESPECIALLY CAREFUL TO INSURE THAT ALL VIBRATION SOURCES ARE ELIMINATED BEFORE USING YOUR MONITOR.

Introduction:

Nous vous remercions d'avoir acheté le Moniteur pour bébé son et mouvement Angelcare® de Safety 1st. Ce produit fiable et facile d'utilisation veille sur votre enfant et vous avertit s'il ne détecte pas de mouvements pendant plus de 20 secondes.

Ce produit unique se compose de trois parties principales: le détecteur de mouvement, l'unité pour bébé et l'unité portable pour parent. Le détecteur de mouvement est placé sous le matelas du bébé pour détecter les mouvements de votre bébé — même les plus légers mouvements respiratoires. L'unité pour bébé transmet les sons et les mouvements de votre bébé à l'unité pour parent, vous donnant la tranquillité d'esprit même lorsque bébé dort.

Les options incluent le filtrage du son seulement ou la surveillance du son et des mouvements. Un choix de deux fréquences assure une réception claire, sans brouillage. La fonction «tack» audible rassure les parents d'avantage en se faisant entendre à mesure que les mouvements respiratoires de bébé sont captés.

Un guide d'utilisation complet est fourni. Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser le Moniteur pour bébé son et mouvement Angelcare®. Gardez ce livret à portée de la main, de préférence dans la chambre du bébé pour une référence rapide.

AU CANADA: La fréquence porteuse sur le canal A est de 49,830 mégahertz et la fréquence porteuse sur le canal B est de 49,890 mégahertz. Le champ d'intensité est de 80 dB microvolts par mètre à 3 mètres.

LE FONCTIONNEMENT EST SUJET AUX CONDITIONS SUIVANTES:

- (1) CET APPAREIL NE PEUT CAUSER D'INTERFÉRENCE, ET (2) CET APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFÉRENCE, Y COMPRIS L'INTERFÉRENCE QUI POURRAIT CAUSER LE FONCTIONNEMENT INDÉSIRÉ DE CET APPAREIL.

Mesures de sécurité:

- LE MONITEUR POUR BÉBÉ SON ET MOUVEMENT ANGELCARE™ N'EST PAS UN APPAREIL MÉDICAL ET N'EST PAS UN APPAREIL POUR PRÉVENIR LE SYNDROME DE MORT SUBITE CHEZ LE NOURRISSON. LA SURVEILLANCE DE BÉBÉS PRÉMATURÉS OU D'ENFANTS À RISQUE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE SOUS LA SURVEILLANCE D'UN MÉDECIN OU D'UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ.
- CE MONITEUR NE DOIT PAS REMPLACER LA SURVEILLANCE EFFECTUÉE PAR UN ADULTE RESPONSABLE. VOUS DEVEZ VÉRIFIER À INTERVALLES RÉGULIERS L'ACTIVITÉ DE L'ENFANT.
- LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PEUT DÉTECTER LE MOUVEMENT DE PLUSIEURS SOURCES DE VIBRATION AUSSI BIEN À L'INTÉRIEUR QU'À L'EXTÉRIEUR DE LA CHAMBRE DE L'ENFANT. LES VENTILATEURS, LA LESSIVEUSE, LES TRAINS, LES AVIONS ET LA MUSIQUE FORTE SONT DES EXEMPLES DE VIBRATIONS QUE LE MONITEUR PEUT DÉTECTER. ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES SOURCES DE VIBRATIONS SOIENT ÉLIMINÉES AVANT D'UTILISER LE MONITEUR.

Safety 1st

- KEEP ALL PARTS OF THIS MONITOR OUT OF REACH OF ALL CHILDREN! DO NOT MOUNT THE TRANSMITTER IN OR ON CRIB!
- THE PARENT'S UNIT AND BABY'S UNIT SHOULD BE PLACED SO THAT AIR CAN FLOW FREELY AROUND THEM.
- BECAUSE THIS MONITOR IS VERY SENSITIVE, IT IS IMPORTANT TO BE AWARE THAT THE MONITOR MAY DETECT MOVEMENT WHEN THE CRIB IS BEING TOUCHED WHEN YOU ARE ATTENDING TO YOUR BABY.
- DO NOT PLACE ANY PART OF THE MONITORING SYSTEM IN A POSITION WHERE IT IS LIKELY TO FALL ONTO A HARD SURFACE.
- THIS MONITOR USES PUBLIC AIRWAVES TO TRANSMIT SIGNALS. IT IS POSSIBLE THAT YOUR PARENT'S UNIT COULD PICK UP SIGNALS FROM OTHER MONITORS IN YOUR AREA, AND IN CERTAIN CIRCUMSTANCES TRANSMISSION FROM YOUR MONITOR MAY BE PICKED UP BY OTHER HOUSEHOLDS USING SIMILAR EQUIPMENT.
- GARDEZ TOUTES LES COMPOSANTES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS! NE PAS PLACER L'ÉMETTEUR DANS LE LIT OU TRÈS PRÈS DU LIT.
- L'UNITÉ POUR PARENT ET L'UNITÉ POUR BÉBÉ DOIVENT ÊTRE PLACÉES DE FAÇON À RECEVOIR UNE VENTILATION ADÉQUATE.
- PUISQUE CE MONITEUR EST TRÈS SENSIBLE, IL EST IMPORTANT DE SAVOIR QU'IL PEUT DÉTECTER LES MOUVEMENTS QUE VOUS FAITES LORSQUE VOUS VOUS OCCUPEZ DE VOTRE BÉBÉ.
- NE PLACEZ AUCUNE COMPOSANTE DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE FAÇON À CE QU'ELLE PUISSE TOMBER SUR UNE SURFACE DURE.
- CE MONITEUR UTILISE LES ONDES PUBLIQUES POUR TRANSMETTRE SON SIGNAL. IL EST DONC POSSIBLE QUE L'UNITÉ POUR PARENT DE VOTRE MONITEUR CAPTE LES BRUITS D'AUTRES MONITEURS DE VOTRE VOISINAGE ET QUE LES BRUITS DE VOTRE ÉMETTEUR SOIENT CAPTÉS PAR LE RÉCEPTEUR D'UNE DEMEURE VOISINE UTILISANT UN APPAREIL SEMBLABLE.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN!



- TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK OF EITHER UNIT, EXCEPT FOR BATTERY REPLACEMENT.
- NEVER TOUCH THE END OF THE ADAPTER CORD WHEN THE ADAPTER IS PLUGGED INTO AN ELECTRICAL OUTLET.
- DO NOT EXPOSE TO WATER OR MOISTURE.
- NO SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICE QUESTIONS TO SAFETY 1st CONSUMER RELATIONS.
IN CANADA, PLEASE CALL (800) 721-3389
IN EUROPE CALL (44) 181 236 0707



MISE EN GARDE
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR!



- POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIRER LE COUVERCLE À L'ARRIÈRE DE L'UNE OU DE L'AUTRE UNITÉ QUE POUR LE REMPLACEMENT DE LA PILE.
- NE JAMAIS TOUCHER L'EXTRÉMITÉ DU CORDON DE L'ADAPTATEUR LORSQUE CELUI-CI EST BRANCHÉ À UNE PRISE ÉLECTRIQUE.
- NE PAS EXPOSER À L'EAU OU À L'HUMIDITÉ.
- NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE QUI PUISSE ÊTRE RÉPARÉE PAR LE PROPRIÉTAIRE. RÉFÉREZ TOUTES QUESTIONS AU SERVICE AU CONSOMMATEUR DE SAFETY 1st.

AU CANADA VEUILLEZ COMPOSER LE
(800) 721-3389.
EN EUROPE COMPOSER LE (44) 181 236 0707.

Product Contents:

- Baby's Unit
- Parent's Unit
- Motion Sensor Pad
- Two 9 Volt AC Adapters

Contenu:

- L'unité pour bébé
- L'unité pour parent
- Détecteur de mouvement
- Deux adaptateurs CA de 9 volts

Safety 1st

Instructions:

READ INSTRUCTIONS: All the instructions should be read before the monitor is operated.

RETAIN INSTRUCTIONS: The instructions should be retained for future reference.

HEED WARNINGS: All warnings on the monitor and in the Owner's Manual should be adhered to.

FOLLOW INSTRUCTIONS: All operating instructions should be followed.

WATER AND MOISTURE: The monitor should not be used near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, near a swimming pool, etc.

VENTILATION: The Parent's Unit and Baby's Unit should be placed so that their location or position does not interfere with proper ventilation. For example, they should never be situated on a bed, sofa, rug or similar surface that may block ventilation.

HEAT: The monitor should be kept away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other appliances that produce heat.

AC POWER SOURCE: The monitor should be connected only to the AC Adapters supplied with the unit.

POWER CORD PROTECTION: The power supply cord should be routed so that it is not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against it. Pay particular attention to the cord at the plug, receptacle, and at the point it exits from the AC adapters.

CLEANING: Use a dry cotton cloth to keep the monitor free from dust. Disconnect the units before cleaning them. Do not immerse in water. Do not spray with cleaning products or solvents; use a dry, lint-free cloth only. The Motion Sensor Pad can be cleaned by wiping with a cloth dampened very slightly with an antiseptic or mild detergent solution.

NON-USE PERIODS: The power cords of the monitor should be unplugged from the outlet when unused for long periods of time. The battery should also be removed during these periods.

OBJECT AND LIQUID ENTRY: Care should be taken so that objects do not fall onto the product, and liquids are not spilled into either unit or sensor pad through the openings.

DAMAGE REQUIRING SERVICE: The monitor should be serviced by qualified personnel when:

- A: The power supply cord or plug has been damaged;
- B: Objects have fallen or liquid has been spilled onto the product;
- C: The monitor does not appear to operate normally or exhibits a marked change in its performance;
- D: The monitor has been dropped or either unit or the sensor pad has been damaged.

Instructions:

LIRE LES INSTRUCTIONS: Assurez-vous de bien lire toutes les instructions avant d'utiliser le moniteur.

CONSERVER LES INSTRUCTIONS: Veuillez conserver ce guide à titre de référence.

TENIR COMPTE DES MISES EN GARDE: Toutes les mises en garde sur le moniteur et à l'intérieur du guide de l'utilisateur doivent être respectées.

SUIVRE LES INSTRUCTIONS: Suivez toutes les consignes d'utilisation.

L'EAU ET L'HUMIDITÉ: N'utilisez pas le moniteur là où il y a de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un évier, d'un lavabo, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine, etc.

VENTILATION: Les unités pour bébé et pour parent doivent être placées de sorte que ni leur emplacement ni leur position ne gênent la ventilation. Ne jamais placer sur un lit, un divan, un tapis ou sur toute autre surface qui pourrait bloquer la ventilation.

CHALEUR: Gardez le moniteur loin des sources de chaleur telles que les radiateurs, les cuisinières ou autres appareils qui produisent de la chaleur.

ALIMENTATION: N'utilisez que les adaptateurs CA fournis avec le moniteur.

PROTECTION DU CORDON D'ALIMENTATION: Placez toujours le cordon d'alimentation de façon à ce qu'on ne puisse pas y marcher dessus ou qu'il ne soit pas coincé par ou contre d'autres articles ou meubles, surtout à chaque extrémité, soit près de l'unité ou de la prise électrique.

ENTRETIEN: Utilisez un linge sec de coton pour essuyer la poussière. Débranchez les unités avant de les nettoyer. N'immergez pas dans l'eau. Ne jamais vaporiser de produits nettoyants ou solvants; utilisez un chiffon doux et sec seulement. Un linge humide imbibé d'antiseptique ou d'une solution d'eau savonneuse peut être utilisé pour nettoyer le détecteur de mouvement.



NON-UTILISATION: Si le moniteur ne doit pas être utilisé pendant longtemps, débranchez-le et retirez la pile.

INFILTRATION: Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe sur une des unités ou qu'aucun liquide ne s'infiltre dans une des unités ou dans le détecteur de mouvement.

ENDOMMAGEMENT: Confiez le moniteur au personnel qualifié lorsque:

- A: le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés;
- B: un objet ou un liquide seraient tombés sur le moniteur;
- C: le moniteur ne semble pas fonctionner correctement;
- D: le moniteur est tombé ou une unité ou le détecteur de mouvement sont endommagés.

Baby's Unit Feature List:
Caractéristiques de l'unité pour bébé:



Safety 1st

Parent's Unit Feature List:
Caractéristiques de l'unité pour parent:

Antenna - Circular antenna for clear reception and easy handling.

Antenne - Antenne circulaire pour une réception claire et pour une meilleure prise en main.

Power On Indicator - Green light appears indicating power is on.

Indicateur de fonctionnement - Un voyant lumineux vert s'allume lorsque le moniteur est en marche.

Channel Selector (A/B Switch) - Two channels available for clear reception.



Sélecteur de canaux (interrupteur A/B) - Deux fréquences pour une meilleure réception.

Speaker - Delivers sounds or Alarm from Baby's Unit. Alarm will sound when motion is undetected for more than 20 seconds.

Haut-parleur - Transmet les sons qu'émet l'unité pour bébé ou un signal sonore lorsque le moniteur ne détecte aucun mouvement pendant plus de 20 secondes.

Power On/Off Switch With Volume Control - Power control allows for three volume settings with a range of up to 200 feet (60 m) from Nursery Unit.

Interrupteur marche/arrêt et réglage du volume - Trois réglages pour le volume et une portée de 60 mètres de l'unité pour bébé.




Back View
Vue arrière

Battery Compartment - Compartment allows for one 9-volt battery.

Compartment à pile - Emplacement pour une pile de 9 volts.

9 volt AC Adapters (2)
Deux adaptateurs CA de 9 volts




AC Adapter Jack
Prise pour adaptateur CA

Motion Sensor Pad
Détecteur de mouvement

Detects baby's slightest movements - even breathing movements.


Détecte les mouvements de bébé, même ses mouvements respiratoires.



Safety 1st

Setting Up Your Monitor

Installation du moniteur



Step 1 To position the Motion Sensor Pad, lift up the mattress and place pad, logo side up and lengthwise, directly under where your baby sleeps.

Important Notes:

- To ensure the best monitoring, it is critical that the Motion Sensor Pad is positioned lengthwise in the center of the crib (Figure 1A). Do not position the Motion Sensor Pad widthwise (Figure 1B).
- For the monitor to operate properly, the Motion Sensor Pad must be in close contact with the mattress and rest on a firm surface.
- Make sure there are no bedclothes tucked under the mattress and in between the mattress and the sensor pad. Also, if the mattress support is too soft – i.e. if there is a boxspring or underpadding – it will be necessary to place a board under the Motion Sensor pad to provide a firm surface for it. Ideally, the board should be sized to fit the crib. At a minimum, the board should be larger than the sensor pad.

Step 2 Place the Baby's Unit on a sturdy surface no more than 10 feet (3 meters) from the crib and position with the microphone toward the crib.

Step 3 Plug the Motion Sensor Pad cord into the Motion Sensor Pad Jack located in the back of the Baby's Unit.

⚠ WARNING: Make sure cord is totally out of baby's reach as shown above in Figure 2. See Figure 3 for incorrect positioning.

Step 4 Plug AC Adapter into AC Adapter Jack located in the back of the Baby's Unit.

Step 5 Plug AC Adapter into wall outlet.

Step 6 On Baby's Unit, select channel setting A.

Step 7 Set the Power Selector and Tick Function to the Off position.

Step 8 Plug AC Adapter into AC Adapter Jack on side of Parent's Unit for use with household power.

Step 9 Plug AC Adapter into wall outlet.

Step 10 For battery operation, remove the battery cover underneath Parent's Unit. Install a 9-volt alkaline battery.

Step 11 Select Channel A and set the power switch to Off.

Important Note:

There is no low battery indicator on the Parent's Unit. The battery should be replaced if you note a decrease in the intensity of the Power On Indicator or the quality of the reception. If you do not intend to use the monitor for an extended period of time, remove the battery to prevent it from leaking.

1^{re} étape Placer le détecteur de mouvement sous le matelas, directement en dessous de l'endroit où le bébé se couche, dans le sens de la longueur, logo sur le dessus.

Notes importantes:

- Pour assurer une surveillance optimale, il est essentiel que le détecteur de mouvement soit placé dans le sens de la longueur (figure 1A). Ne placez pas le détecteur de mouvement dans le sens de la largeur (figure 1B).
- Pour que le moniteur fonctionne correctement, le détecteur de mouvement doit être en contact direct avec le matelas et reposer sur une surface dure.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun drap replié sous le matelas ou entre le matelas et le détecteur de mouvement. Si le support de matelas est trop mou, par exemple, un sommier ou un surmatelas, il est nécessaire de placer une planche sous le détecteur de mouvement pour fournir une surface dure. Idéalement, la planche doit être de la même grandeur que le lit, ou du moins être plus grande que le détecteur de mouvement.

2^e étape Placez l'unité pour bébé sur une surface solide à moins de 3 mètres du lit et avec le microphone face au lit.

3^e étape Branchez le cordon d'alimentation du détecteur de mouvement à la prise pour détecteur de mouvement située à l'arrière de l'unité pour bébé.

⚠ MISE EN GARDE: Assurez-vous que le cordon d'alimentation est totalement hors de la portée du bébé comme démontré à la figure 2. Voir la figure 3 pour la position incorrecte.

4^e étape Branchez l'adaptateur CA à la prise pour adaptateur CA située à l'arrière de l'unité pour bébé.

5^e étape Branchez l'adaptateur CA à la prise murale.

6^e étape Sélectionnez la fréquence A sur l'unité pour bébé.

7^e étape Placez l'interrupteur de fonctions et la fonction «tic» sur la position arrêt.

8^e étape Branchez l'adaptateur CA à la prise pour adaptateur CA située sur le côté de l'unité pour parent.

9^e étape Branchez l'adaptateur CA à la prise murale.

10^e étape Pour le fonctionnement à pile, retirez le couvercle du compartiment de la pile situé sous l'unité pour parent. Insérez une pile alcaline de 9 volts.

11^e étape Sélectionnez la fréquence A et placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position arrêt.


Note importante:

Il n'y a aucun indicateur de pile faible sur l'unité pour parent. La pile doit être remplacée si vous notez une diminution de l'intensité de l'indicateur de fonctionnement ou de la qualité de la réception. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le moniteur pendant une période prolongée, retirez la pile pour éviter qu'elle ne coule.

Safety 1st Angelcare[™]

No. 49255 US

Addition to page 8. If head board or foot board of crib has openings which could allow the child to reach the cord, route Motion Sensor Pad Cord as shown below.



! WARNING: Possible entanglement or strangulation injury. Keep all cords out of baby's reach.

! WARNING: Motion Sensor Pad performance could be influenced by environmental factors such as air currents from fans and air conditioners or mechanical vibrations from washing machines, airplanes, trains, etc. Vibration could be sensed by the Motion Sensor Pad and may prevent or delay alarm. For this reason vibration sources must ALWAYS be eliminated when using this monitor.

! WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is needed.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Testing Your Monitor

Step 1 Make sure both units are on Channel A and turned on.

Step 2 Without baby in the crib, switch Baby's Unit power switch to Sound & Motion and the Tick function ON. Switch the Parent's Unit to ON position as well. After about 15 seconds, a loud tick will be heard from the Baby's Unit and on the Parent's Unit. The loud tick will be followed by the alarm and a flashing red light indicator five seconds later on the Baby's Unit. If the alarms on Parent's Unit and Baby's Unit do not sound, you may need to raise the sensitivity. See Sensitivity Adjustment Instructions.

Step 3 To stop the alarm, place your hand lightly on the mattress or place your baby in the crib. The red light will continue to flash for approximately another minute and then stop. You can also stop the alarm by setting the main switch to Off. The movement test has now been completed.

Important Note:

If the alarm does not sound, make sure all wires are properly connected (see Setting Up Your Monitor section).

Important Note:

Continuous vibrations from the floor can delay or prevent the alarm from sounding. You may then have to place the crib in the corner of the room or near a solid supporting wall. A strong draft (from a fan for example) may also delay or prevent the alarm from sounding, so make sure that the crib is not in a strong draft. You may also have to place the Motion Sensor Pad on a rigid board underneath the mattress.

Step 4 To test the sound, switch the Baby's Unit power switch to Sound. Set the volume of the Parent's Unit to the desired level. Ask someone to speak near the Baby's Unit or place a sound source nearby (such as a radio). Test the Parent's Unit both inside and outside your home to ensure proper sound is being received. The sound test has now been completed.

Step 5 Test Channel B by switching to Channel B on both units and repeating Step 4.

Important Note:

Check that the monitor is operating properly before first-time use, and then on a periodic basis. It is important to do so to ensure that normal room vibrations do not prevent the alarm from sounding.

Using The Monitor

Sound Only:

Step 1 Set the Power Selector on the Baby's Unit to Sound. The Power On Indicator light will come on.

Step 2 Set the volume of the Parent's Unit to the desired level.

Step 3 Check which channel, A or B, gives the best results. Make sure both the Baby's Unit and the Parent's Unit are on the same channel. If there is interference on both channels, refer to the Troubleshooting section.

Vérification du moniteur

1^{re} étape Assurez-vous que les deux unités sont sur la fréquence A et sont en marche.

2^e étape Sans mettre bébé dans le lit, placez l'interrupteur de fonctions de l'unité pour bébé sur la position son et mouvement et l'interrupteur marche/arrêt sur la fonction «tic». Placez l'interrupteur marche/arrêt de l'unité pour parent sur la position en marche. Après environ 15 secondes, l'unité pour bébé et l'unité pour parent émettront un «tic» fort. Cinq secondes plus tard, l'unité pour bébé émettra un signal sonore et un voyant lumineux rouge clignotera. Si l'alarme de l'unité pour parent et celle de l'unité pour bébé ne retentissent pas, vous devrez augmenter la sensibilité. Voir les instructions pour le réglage de la sensibilité.

3^e étape Pour éteindre l'alarme, placez votre main légèrement sur le matelas ou placez votre bébé sur son lit. La lumière rouge continuera de clignoter pour environ une minute et puis s'arrêtera. Vous pouvez également arrêter l'alarme en plaçant l'interrupteur de mise en marche sur la position arrêt. La vérification du détecteur de mouvement est maintenant terminée.

Note importante:

Si l'alarme ne retentit pas, assurez-vous que tous les fils sont correctement reliés. (Voir la section Installation du moniteur).

Note importante:

Les vibrations continues du plancher peuvent retarder ou empêcher l'alarme de retentir. Vous devrez peut-être alors placer le lit dans un coin de la chambre ou près d'un mur de soutien. Un fort courant d'air (provenant d'un ventilateur par exemple) peut également retarder ou empêcher l'alarme de retentir, aussi assurez-vous que le lit n'est pas dans un courant d'air. Vous devrez également placer le détecteur de mouvement sur une planche rigide sous le matelas.

4^e étape Pour vérifier le son, placez l'interrupteur de fonctions de l'unité pour bébé sur la position son. Réglez le volume de l'unité pour parent au niveau désiré. Demandez à quelqu'un de parler près de l'unité pour bébé ou de placer une source sonore, comme une radio, tout près. Vérifiez le fonctionnement de l'unité pour parent à l'intérieur et à l'extérieur de votre maison pour vous assurer d'une bonne réception. La vérification du son est maintenant terminée.

5^e étape Vérifiez la fréquence B en sélectionnant la fréquence B sur les deux unités et en répétant l'étape 4.

Note importante:

Vérifiez que le moniteur fonctionne correctement avant de l'utiliser pour la première fois. Ensuite faites des vérifications de façon périodique pour vous assurer que les vibrations normales de la pièce n'empêchent pas l'alarme de retentir.

Utilisation du moniteur

Son seulement:

1^{re} étape Placez l'interrupteur de fonctions de l'unité pour bébé sur la position son. La lumière de l'indicateur de fonctionnement s'allumera.

2^e étape Réglez le volume de l'unité pour parent au niveau désiré.

3^e étape Vérifiez laquelle des deux fréquences, A ou B, a une meilleure réception. Assurez-vous que l'unité pour bébé et l'unité pour parent sont sur la même fréquence. S'il y a de l'interférence sur les deux fréquences, référez-vous à la section Dépannage.

Sound & Motion:

- Step 1** Once you have made sure that the monitor is operating properly (in Sound only mode), place your baby in the crib directly over the Motion Sensor Pad.
- Step 2** Set the Power Selector on the Baby's Unit to Sound & Motion. The Power On Indicator light will come on. The Alarm Indicator and Motion Indicator on the Baby's Unit will come on for about a second each. The Motion indicator then begins to flash as it detects your baby's movements.
- Step 3** Adjust the volume of the Parent's Unit by placing the Power On/Off Switch with Volume Control to the desired volume level.
- Step 4** Set the Tick Function to On or Off, as desired.

Alarm: If movement or breathing movement is not being captured properly, the red light will flash in time with the green. The red and green lights flashing together may occur normally if your baby is in a very deep sleep, and/or baby has moved away from the sensor pad. If the red and green lights flash constantly when baby has just gone to sleep, it indicates that the monitor is having difficulty capturing movements and you should consult the sensitivity adjustment section.

Important Note:
To avoid needlessly sounding the alarm, get into the habit of always resetting the switch to Sound or Off before removing your baby from the crib. A prewarning tick will sound 15 seconds after baby has been removed from the crib to inform you to turn off the Baby's Unit. 5 Seconds following the loud tick, the alarm will sound.

Son et mouvement:

- 1^{re} Étape** Une fois que vous vous êtes assuré que le moniteur fonctionne correctement (en mode de son seulement) placez votre bébé dans son lit directement au-dessus du détecteur de mouvement.
- 2^e Étape** Placez l'interrupteur de fonctions de l'unité pour bébé sur la position son et mouvement. L'indicateur de fonctionnement ainsi que l'indicateur d'alarme et de mouvement sur l'unité pour bébé s'allumeront pour environ une seconde chacun. L'indicateur de mouvement commencera alors à clignoter lorsqu'il détecte les mouvements de votre bébé.
- 3^e Étape** Réglez le volume de l'unité pour parent en glissant l'interrupteur marche/arrêt/réglage de volume à la position désirée.
- 4^e Étape** Placez l'option «tic» en fonction ou hors fonction, comme désiré.

Alarme: Si les mouvements ou les mouvements respiratoires ne sont pas correctement détectés, le voyant rouge clignotera en même temps que le vert. Les voyants rouge et vert peuvent clignoter en même temps si votre bébé est dans un sommeil très profond, ou si le bébé s'est éloigné de l'emplacement du détecteur de mouvement. Les voyants rouge et vert qui clignotent constamment lorsque le bébé vient tout juste de s'endormir indiquent que le moniteur a de la difficulté à capter les mouvements du bébé et vous devriez consulter la section Réglage de la sensibilité du moniteur.

Note importante:
Pour éviter le déclenchement inutile de l'alarme, prenez l'habitude de remettre l'interrupteur sur la position arrêt ou sur la position son avant d'enlever votre bébé de son lit. Un «tic» retentira 15 secondes après que le bébé ait été retiré du lit pour vous rappeler d'éteindre l'unité pour bébé. Cinq secondes plus tard, l'alarme retentira.

Sensitivity Adjustment Instructions

This adjustment, located on the bottom of Baby's Unit, has been pre-set at the factory to accommodate most motion monitoring conditions. However, in certain circumstances, the motion monitoring situation is not ideal. For example, if you are trying to monitor the movement of a newborn baby through a very thick, heavy mattress, it may be necessary to increase the sensitivity to ensure better detection of baby's movements. Do not increase the sensitivity unless you are experiencing false alarms and have already followed the advice in the False Alarms Section.

Before attempting to set the sensitivity, wait until baby has settled and is asleep. Using a small screwdriver or your fingers, increase the sensitivity by turning the screw or adjuster knob slowly clockwise until the green light is flashing on its own. When baby's movements increase as baby gets older, it may be desirable to reduce the sensitivity level.

Care should be taken not to have the sensitivity adjustment set any higher than necessary. In the event that the alarm does not sound when there is no movement (see Testing Your Monitor section), the sensitivity level needs to be decreased. After lowering the sensitivity slightly, perform another movement test as described in the Testing Your Monitor section. If the alarm still is not sounding at the lowest sensitivity setting, consult the Troubleshooting section or call Safety 1st.



Réglage de la sensibilité du moniteur

Ce réglage, situé en-dessous de l'unité pour bébé, a été réglé à l'usine pour faciliter la surveillance de mouvement dans la plupart des conditions. Cependant, dans certaines circonstances, la surveillance de mouvement peut ne pas être idéale. Par exemple, si vous essayez de surveiller le mouvement d'un bébé nouveau-né couché sur un matelas très épais et lourd, il peut être nécessaire d'augmenter la sensibilité du moniteur pour assurer une meilleure détection des mouvements du bébé. Augmentez la sensibilité du moniteur seulement si vous expérimentez des fausses alarmes et que vous avez déjà suivi les conseils dans la section Fausses alarmes.

Avant d'essayer de régler la sensibilité du moniteur, attendez que le bébé soit endormi. En utilisant un petit tournevis ou vos doigts, augmentez la sensibilité en tournant lentement la vis ou le bouton de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le voyant vert clignote. Lorsque les mouvements du bébé augmenteront durant sa croissance, il sera peut-être souhaitable de diminuer à nouveau le niveau de sensibilité du moniteur.

Le niveau de sensibilité ne doit pas être plus élevé que nécessaire. Dans la situation où l'alarme ne sonnerait pas quand il n'y a aucun mouvement (Voir la section Vérification du moniteur), le niveau de sensibilité devrait être diminué. Après avoir légèrement diminué la sensibilité, faites une autre vérification de mouvement tel qu'expliqué dans la section Vérification du moniteur. Si la sensibilité est réglée au minimum et que l'alarme ne sonne toujours pas, consultez la section Dépannage ou appelez Safety 1st.

False Alarm

The alarm may sound list of possible causes

Problem

False Alarm

Troubleshoot

Problem

No Transmission

Very weak reception

Static distortion interference

Feedback

Red and green lights flashing together

False Alarms

The alarm may sound even if your baby is moving normally. The following is a list of possible causes and ways to correct them:

| Problem | Possible Cause | Solution |
|-------------|--|---|
| False Alarm | <ul style="list-style-type: none"> You removed your baby from the crib but left the Power Selector Sound & Motion on. The Motion Sensor Pad Cord is improperly connected to the Sensor Pad Cord Jack. Your baby has moved and is not lying directly above the Motion Sensor Pad. The Motion Sensor Pad is not in full contact with the mattress. | <ul style="list-style-type: none"> Set the Power Selector to the Sound setting or to the Off position. Reconnect the cord by pushing it in fully. Make sure that the Motion Sensor Pad is positioned lengthwise in the crib and directly under the baby. Make sure that there are no blankets or bedding lifting the mattress and separating it from the Motion Sensor Pad. If your mattress rests on a boxspring, then it is necessary to place a rigid board under the Motion Sensor Pad. |

Fausse alarmes

L'alarme peut retentir même si votre bébé se déplace de façon normale. Ce qui suit est une liste de causes de fausses alarmes et de solutions possibles:

| Problème | Cause possible | Solution |
|---------------|---|---|
| Fausse alarme | <ul style="list-style-type: none"> Vous avez retiré votre bébé du lit mais avez oublié de remettre l'Interrupteur de fonctions sur la position arrêt. Le cordon d'alimentation du détecteur de mouvement est incorrectement relié à la prise pour détecteur de mouvement. Votre bébé s'est déplacé et n'est pas directement au-dessus du détecteur de mouvement. Le détecteur de mouvement n'est pas en contact direct avec le matelas. | <ul style="list-style-type: none"> Mettez le moniteur sur la fonction «Sound» (Son) seulement ou sur la position arrêt. Rebranchez le cordon d'alimentation en le poussant bien au fond. Assurez-vous que le détecteur de mouvement est placé dans le sens de la longueur du lit et directement sous le bébé. Assurez-vous qu'il n'y a aucune couverture ou autre literie soulevant le matelas ou le séparant du détecteur de mouvement. Si votre matelas repose sur un sommier, il est nécessaire de placer une planche rigide sous le détecteur de mouvement. |

Troubleshooting

| Problem | Possible Cause | Solution |
|--|--|--|
| No Transmission | <ul style="list-style-type: none"> Battery is dead or improperly installed. AC adapters are improperly connected. Parent's Unit is out of range. One of the units is not on. | <ul style="list-style-type: none"> Replace battery. Check connections. Rotate the Parent's Unit or move it closer to the Baby's Unit. Check switches. |
| Very weak reception | <ul style="list-style-type: none"> Parent's Unit is out of range. Parent's Unit or Baby's Unit placed near a large mass of metal. Parent's Unit or Baby's Unit has tipped over. Low Battery. | <ul style="list-style-type: none"> Rotate the Parent's Unit or move it closer to the Baby's Unit. Move the Parent's Unit or Baby's Unit. Ensure that units are upright. Replace the battery. |
| Static, distortion, interference | <ul style="list-style-type: none"> Interference with other monitors, wireless phones, walkie-talkies, etc. Parent's Unit is located near motorized devices, fluorescent lights, television, etc. Parent's Unit is out of range. | <ul style="list-style-type: none"> Make sure both units are on the same channel. If interference is still occurring, switch the channel on both units. Eliminate the cause or move the Parent's Unit away from the source of interference. Rotate the Parent's Unit or move it closer to the Baby's Unit. |
| Feedback | <ul style="list-style-type: none"> Parent's Unit is located too close to Baby's Unit. Volume is too high. | <ul style="list-style-type: none"> Move the Parent's Unit farther away. Decrease volume. |
| Red and green lights flashing together | <ul style="list-style-type: none"> Baby is in a very deep sleep. Baby has moved away from sensor. Monitor is having difficulty capturing movements. | <ul style="list-style-type: none"> Consult sensitivity adjustment section. Reposition baby directly over sensor pad. Consult sensitivity adjustment section. |

Guide de dépannage

| Problème | Cause possible | Solution |
|--|--|---|
| Aucune transmission | <ul style="list-style-type: none"> Pile usée ou mal insérée. Adaptateurs CA mal branchés. L'unité pour parent est hors de portée. Une des unités n'est pas en marche. | <ul style="list-style-type: none"> Remplacez la pile. Vérifiez les connexions. Tournez l'unité pour parent ou placez-la plus près de l'unité pour bébé. Vérifiez les interrupteurs. |
| Réception très faible | <ul style="list-style-type: none"> L'unité pour parent est hors de portée. L'unité pour parent ou l'unité pour bébé est placée près d'une grande concentration de métal. L'unité pour parent ou l'unité pour bébé est tombée. Pile faible. | <ul style="list-style-type: none"> Tournez l'unité pour parent ou placez-la plus près de l'unité pour bébé. Déplacez l'unité pour parent ou l'unité pour bébé. Assurez-vous que les unités sont à la verticale. Remplacez la pile. |
| Bruits statiques, distorsions, interférence | <ul style="list-style-type: none"> Interférence avec d'autres moniteurs, téléphones sans fil, émetteur-récepteurs portatifs, etc. L'unité pour parent est située près d'appareils motorisés, de lumières fluorescentes, du téléviseur, etc. L'unité pour parent est hors de portée. | <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les deux unités sont sur la même fréquence. Si l'interférence se produit toujours, changez la fréquence des deux unités. Éliminez la cause ou éloignez l'unité pour parent de la source d'interférence. Tournez l'unité pour parent ou placez-la plus près de l'unité pour bébé. |
| Parasites | <ul style="list-style-type: none"> L'unité pour parent est placée trop près de l'unité pour bébé. Le volume est trop fort. | <ul style="list-style-type: none"> Éloignez l'unité pour parent. Diminuez le volume. |
| Voyants rouge et vert clignotent en même temps | <ul style="list-style-type: none"> Le bébé est dans un sommeil très profond. Le bébé s'est éloigné du détecteur de mouvement. Le détecteur de mouvement a de la difficulté à détecter les mouvements. | <ul style="list-style-type: none"> Consultez la section Réglage de la sensibilité du moniteur. Replacez le bébé directement au-dessus du détecteur de mouvement. Consultez la section Réglage de la sensibilité du moniteur. |

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

Safety 1st Inc. warrants to the original owner of this product that the Angelcare™ Sound & Movement Nursery Monitor is free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of the original purchase. If this monitor fails to function properly when used as directed under normal conditions, within the one (1) year period, Safety 1st Inc. will either repair or replace the product at our option, free of charge, when it is returned complete and in its original packaging, prepaid postage, and insured to Safety 1st Canada Inc., 804 rue Deslauniers, Ville St. Laurent, Québec H4N 1X1, Safety 1st Europe Ltd., Isopad House, Shenley Road, Borehamwood, Hertfordshire, WD6 1TE Great Britain. The product must be accompanied by a proof of purchase, either a bill of sale, receipted invoice, or other proof that the Monitor is within the warranty period. Safety 1st Inc. will bear the cost of repairing or replacing the product and shipping it back to you.

This warranty does not apply to a Monitor that has been damaged as a result of improper maintenance, accidents, improper voltage supply or other misuse. The warranty is also void if owner repairs or modifies the product in any way. Safety 1st Inc. is not liable for any incidental or consequential damages with regard to this product. The warranty also excludes any liability other than what is stated above. No other warranties are given.

LEGAL RIGHTS VARY FROM COUNTRY TO COUNTRY. SOME COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

IMPORTANT NOTE: ONLY USE THE ADAPTERS SUPPLIED FOR THIS NURSERY MONITOR. THE USE OF OTHER ADAPTERS WILL VOID THIS WARRANTY.

IMPORTANT!

Please do not return this product to the store!
Your questions and comments are important to us!

Thank you for purchasing this quality product from Safety 1st. We are confident you will be pleased with its many features and performance. If you are having any problems assembling, installing, or using this product, please call us. We will be very happy to answer any questions that you may have. Many times there is a simple solution to any problem that may occur. Talking to us directly will be convenient and save you time.

Call our Consumer Relations
In Canada, please call (800) 721-3389. In Europe, call (44) 181 236 0707
We will gladly answer any and all of your questions about this product.

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

Safety 1st garantit à l'acheteur original pendant un (1) an à partir de la date d'achat, que le Moniteur pour bébé son et mouvement Angelcare™ n'est entaché d'aucun défaut de matériau et de fabrication, à condition qu'il en soit fait un usage normal. Si le Moniteur ne fonctionne pas convenablement lorsque utilisé selon les directives et dans des conditions normales dans la période d'un an, Safety 1st s'engage à le réparer ou à le remplacer (à sa discrétion), sans frais. Le produit doit être retourné en totalité et dans son emballage original à Safety 1st, Service à la clientèle, 804 rue Deslauniers, St-Laurent, Québec H4N 1X1, Safety 1st Europe Ltd., Isopad House, Shenley Road, Boreham, Hertfordshire, WD6 1TE Grande Bretagne. Le produit doit être accompagné d'une preuve d'achat: soit une facture, un état de compte, un reçu, ou une autre preuve que le Moniteur est toujours sous garantie. Safety 1st assumera les frais de renvoi du produit réparé ou remplacé.

La présente garantie est nulle si le Moniteur a été endommagé suite à une négligence, un accident, l'utilisation d'une source de courant non appropriée ou toute autre utilisation inadéquate. Elle est également nulle si le propriétaire répare lui-même le produit ou y effectue des modifications. La garantie exclut Safety 1st de toute responsabilité qui n'est pas mentionnée, y compris, mais sans se limiter à ceux-ci, les dommages accessoires ou indirects. Aucune autre garantie n'est donnée.

L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS NE S'APPLIQUE PAS À CERTAINS TERRITOIRES ET, PAR CONSÉQUENT, NE S'APPLIQUE PEUT-ÊTRE PAS À VOUS.

REMARQUE IMPORTANTE: N'UTILISER QUE LES ADAPTEURS FOURNIS AVEC CE MONITEUR. L'UTILISATION D'AUTRES ADAPTEURS ANNULERAIT CETTE GARANTIE.

IMPORTANT!

Veuillez ne pas retourner ce produit en magasin!
Vos questions et commentaires sont importants pour nous!

Merci d'avoir choisi ce produit de qualité de Safety 1st. Nous sommes certains que vous serez satisfait de ses nombreuses qualités ainsi que de sa performance. Si vous avez des problèmes à assembler, installer ou utiliser ce produit, veuillez nous appeler. Nous serons très heureux de répondre à toutes vos questions. Souvent les problèmes les plus complexes ont une solution simple. Contactez-nous directement; c'est la méthode la plus pratique qui vous économisera du temps.

Consultez sans frais nos
Service au consommateur. Au Canada veuillez appeler au (800) 721-3389. En Europe composez le
(44) 181 236 0707. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions sur ce produit.