

beurer

SERIES 800W



ENGLISH Wrist Blood Pressure Monitor

Instructions for use 3

ESPAÑOL Tensiómetro para muñeca

Manual de instrucciones 28

Distributed by/Distribuido por :
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020, USA
www.beurer.com



Questions or comments?

Call our US-based customer service toll free at 1-800-536-0366.



¿Preguntas o comentarios? Llame a nuestro servicio al cliente en Estados Unidos gratis al teléfono 1-800-536-0366.

技术要求:

- 1、黏合不可露胶
- 2、保持印刷面板上的清洁
- 3、注意套印的准确性
- 4、表面处理不可爆开
- 5、结构工艺以结构受控图为准
- 6、颜色参考:

注明: (材料必须符合指令94/62/EC和TPCH要求, 详见附件客户资料)
100%的再生纸; 不透明度: 至少90%; 白度: 至少80% (根据DIN 65 - IS02470-2)
其他注释: 如果不可能使用100%的循环材料, 因此也必须使用可变比例的新鲜纤维, 这种新的纤维含量必须经过FSC认证 (请提供证书编号)。
在这种情况下) - 不要使用光泽或高光泽纸, 也不要使用上光漆纸或类似的!

广东乐心医疗电子股份有限公司

2022-06-20

受控文件

产品型号	TMB-1976-001		材质	内页70g书写纸, 封面80G书写纸		零件名称	
产品名称	血压计		尺寸	142*92 mm		2BF001253A-TMB-1976-001-GB-06-说明书-A0	
对应结构图纸	-		印色	单黑			
	比例	1:1	表面处理	-		零件图号	
	单位	mm	设计	李秋燕 2022-06-20		TMB-1976-001-GB-06	
Transtek 广东乐心医疗电子股份有限公司			审核	李秋燕 2022-06-20		共 52 张	第 1 张
			批准	梁国威 2022-06-20		版 本	A/0

**READ THIS MANUAL COMPLETELY AND CAREFULLY
BEFORE USING THIS PRODUCT**

Keep this manual in a safe location for future reference

**LEA TODO ESTE MANUAL CON ATENCIÓN ANTES
DE USAR ESTE PRODUCTO**

Conserve este manual en un lugar seguro para consultarlo en el futuro

ENGLISH

Contents

1. IMPORTANT SAFETY NOTES	4
2. Getting to Know your Instrument	8
3. Package Contents	8
4. Parts and Controls	9
5. Preparing for Measurement	10
6. Measuring Blood Pressure	12
7. Evaluating Results	15
8. Displaying and Deleting Measurements	17
9. Care, Maintenance and Disposal	18
10. Troubleshooting Guide	18
11. Technical Specifications	19
12. FCC Compliance Information	20
13. Warranty	21

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

If the instruction manual is damaged or if you no longer have the instruction manual in your possession, please contact customer service. See warranty for service contact.

Dear Valued Customer,
Thank you for choosing one of our products. Our name stands for high-quality, thoroughly tested products for application in the areas of heating, weight management, blood pressure, body temperature, pulse, gentle therapy, massage, and beauty.

Register your product today to receive further benefits:

- added protection for your purchase
- health and wellness tips
- new product information
- continual outstanding customer service and support.

Visit www.registerbeurer.com or contact customer service at 1-800-536-0366.

Please read these instructions for use carefully and keep them for later use. Make them accessible to other users and observe the information they contain.




With kind regards,
Your Beurer team







1. IMPORTANT SAFETY NOTES

Signs and symbols

Whenever used, the following signs identify safety and property damage messages and designate a level of hazard or seriousness.

READ THIS ENTIRE MANUAL, THE SAFETY SECTION AND ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS COMPLETELY AND CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT. FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS TO AVOID HAZARDOUS SITUATIONS AND TO MAKE CORRECT USE OF THIS PRODUCT.

	<p>This is the safety alert symbol. It alerts you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.</p>
 WARNING	<p>Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.</p>
 CAUTION	<p>Indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury</p>

<p>NOTICE</p>	<p>Addresses practices not related to personal injury, such as product and/or property damage.</p>
	<p>Isolation of applied parts Type BF Galvanically isolated applied part (F stands for “floating”); meets the requirements for leakage currents for type B</p>
	<p>Observe the instructions Read the instructions before starting work and/or operating devices or machines</p>
	<p>Direct current The device is suitable for use with direct current only</p>
<p>Storage/Transport</p> 	<p>Permissible storage and transport temperature and humidity</p>
<p>Operating</p> 	<p>Permissible operating temperature and humidity</p>
	<p>Serial number</p>

IP 22

Device protected against foreign objects ≥ 12.5 mm and against water dripping at an angle

WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock, or serious personal injury:

- Do not use the blood pressure monitor on newborns or patients with pre-eclampsia. Consult your doctor before using the blood pressure monitor during pregnancy.
- This device is not intended for use by people (including children) with restricted physical, sensory or mental skills or a lack of experience and/or a lack of knowledge, unless they are supervised by a person who has responsibility for their safety or they receive instructions from this person on how to use the device. Supervise children around the device to ensure they do not play with it.
- Small parts may present a choking hazard for small children if swallowed. They should therefore always be supervised.
- Cardiovascular diseases may lead to incorrect measurements or have a detrimental effect on measurement accuracy. The same also applies to very

low blood pressure, diabetes, circulatory disorders, and arrhythmias as well as chills or shaking.

- The blood pressure monitor must not be used in connection with a high-frequency surgical unit.
- Do not use the cuff on people who have undergone a mastectomy.
- Do not place the cuff over wounds as this may cause further injury.
- Make sure that the cuff is not placed on an arm in which the arteries or veins are undergoing medical treatment, e.g. intravascular access or intravascular or therapy, or an arteriovenous (AV) shunt.
- Do not use the device at the same time as other medical electrical devices (ME equipment). This could lead to a malfunction of the device and/or an inaccurate measurement.
- During the blood pressure measurement, the blood circulation must not be stopped for an unnecessarily long time. If the device malfunctions remove the cuff from the wrist.
- The device is not suitable for use on the women who are or may be pregnant.
- The device is not suitable for use on patients with implanted, electrical devices, such as cardiac pacemakers, defibrillators.

CAUTION – To reduce the risk of personal injury or product/ property damage:

- Place the cuff on your wrist only. Do not place the cuff on other parts of the body.
- Please note that when inflating, the functions of the limb in question may be impaired.
- Do not perform measurements more frequently than necessary. The resulting restriction of the blood flow may cause injury.

NOTICE:

- We recommend that the batteries be removed if the device is not to be used for a prolonged period.
- Do not use the device outside of the specified storage and operating conditions. This could lead to incorrect measurements.
- The device is only intended for the purpose described in these instructions for use. The manufacturer is not liable for damage resulting from improper or careless use.
- Using the blood pressure monitor outside your home environment or whilst on the move (e.g. whilst travelling in a car, ambulance or helicopter, or whilst undertaking

physical activity such as playing sport) can influence the measurement accuracy and cause incorrect measurements.

- Only use the cuff included with the delivery or original replacement cuffs. Otherwise incorrect measured values will be recorded.
- Protect the device from impacts, humidity, dirt, marked temperature fluctuations and direct sunlight.
- Do not drop the device.
- Do not use the device in the vicinity of strong electromagnetic fields and keep it away from radio systems or mobile telephones.
- Never immerse or spill water or any other liquid onto the monitor or any components, otherwise liquid will enter it and cause damage.
- Never attempt to repair, open and/or disassemble the unit (including arm cuff and optional accessory) or adjust it yourself. This may damage the unit and impair the functions. If you need to have the unit repaired, please contact our customer service. Please see warranty for service contact. Before submitting any complaint, first check the batteries and replace them if necessary.
- Bring the device to room temperature before taking measurements. If the measuring device has been stored near to the maximum or minimum storage

and transport temperature and is brought into an environment with a temperature of 68 °F (20 °C), it is recommended that you wait 2 hours before using the measuring device.

Battery Handling Safety Precautions

- Use only the size and type of batteries specified.
- Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries. Reversed batteries may cause damage to the device.
- Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline and Carbon-zinc or rechargeable batteries) or old batteries with fresh ones. Always replace batteries as a simultaneous set.
- If the batteries in the device are depleted or the device will not be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
- Do not try to recharge batteries not intended to be recharged; they can overheat and rupture (follow battery manufacturer's directions).
- Do not dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.

- Remove discharged batteries from the product and dispose/recycle in compliance with all applicable laws.
- Keep batteries away from children and pets. Batteries may be harmful if swallowed. Should a child or pet swallow a battery, seek medical assistance immediately.
- If your skin or eyes come into contact with battery fluid, rinse the affected areas with water and seek medical assistance.
- Do not disassemble, open or crush the batteries.
- If a battery has leaked, put on protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth.

Notes on electromagnetic compatibility

- The device is suitable for use in all environments listed in these instructions for use, including domestic environments.
- The use of the device may be limited in the presence of electromagnetic disturbances. This could result in issues such as error messages or the failure of the display/device.
- Avoid using this device directly next to other devices or stacked on top of other devices, as this could lead to faulty operation. If, however, it is necessary to use the device in the manner stated, this device as well as

the other devices must be monitored to ensure they are working properly.

- The use of accessories other than those specified or provided by the manufacturer of this device can lead to an increase in electromagnetic emissions or a decrease in the device's electromagnetic immunity; this can result in faulty operation.
- Failure to comply with the above can impair the performance of the device.

2. GETTING TO KNOW YOUR INSTRUMENT


This blood pressure monitor performs non-invasive measurement and monitoring of adult arterial blood pressure and heart rate on adult patients with wrist circumference from 5.3 to 8.5 in. You can use it to measure your blood pressure quickly and easily, store the results, and display stored readings and their average. This device comes with a resting indicator which shows if the user's circulatory system is sufficiently at rest and ready for measurement. It also features an irregular heartbeat indicator, with values classified and graphically evaluated according to industry guidelines. The recorded data can provide healthcare service providers with support during the diagnosis and treatment of blood pressure problems, and therefore plays a part in

the long-term monitoring of the user's health. The Blood Pressure Monitor is intended for use indoors and by adults only. For consistency, always measure your blood pressure at the same time each day. Before each measurement, relax for about five minutes. When performing multiple measurements on an individual, wait five minutes between each measurement. Do not take a measurement within 30 minutes of eating, drinking, smoking or exercising. Repeat the measurement if you are unsure of the results. Measurements are for your information only – they are no substitute for a medical examination. Discuss the measurements with your doctor and never base any medical decisions on them (e.g. medicines and their administration).

3. PACKAGE CONTENTS


- 1 x Wrist Blood Pressure Monitor with Cuff
- 1 x Storage Box
- 2 x 1.5 V AAA batteries
- 1 x Quick Start Guide
- 1 x Instruction manual

4. PARTS AND CONTROLS



1. Blood Pressure Risk Indicator
2. LCD Display
3. **M1** Memory Button
4. **START/STOP** Button with position indicator
5. **M2** Memory Button
6. Battery Compartment
7. Wrist Cuff

LCD Display Information



1. Time and Date
2. Low Battery Icon
3. *Bluetooth*® Icon
4. Resting Indicator
5. User Number
6. Memory Space Number/
Average (R)/Morning
Reading (Ri)/Evening
Reading (Ri)
7. Pulse Rate
8. Irregular Heartbeat
Pulse Icons
9. Risk Indicator
10. Diastolic Pressure
11. Systolic Pressure

5. PREPARING FOR MEASUREMENT

Inserting/changing batteries:

1. Push the tab on the middle of the Battery Compartment Cover to remove it from the bottom of the device.
2. Insert two AAA alkaline batteries (included) according to the polarity markings inside the compartment.

NOTE: Do not use rechargeable batteries.

3. Reattach the Battery Compartment Cover.
4. "12h" will flash. Set the hour format, date and time as described below. Any saved measurements will be retained.



Setting the hour format, date, time, Bluetooth connectivity, and default user number:

If date and time are not set, stored measurements will not have a valid timestamp associated with them.

NOTE: Press and hold the **M1** or **M2** Buttons to advance values rapidly.




The settings menu can be accessed in two different ways:

Before first use and after every battery change:

When you insert batteries into the device, you will automatically arrive at the relevant menu.

If batteries have already been inserted:

With the device switched-off press and hold the **START/STOP** Button for 5 seconds.

1. Select an hour format (12 or 24 hour display) with the **M1/M2** Buttons and press the **START/STOP** Button to confirm.  
2. The year flashes on the LCD Display. Set the year with the **M1/M2** Buttons and press the **START/STOP** Button to confirm. 

3. The month flashes on the LCD Display. Set the month with the **M1/M2** Buttons and press the **START/STOP** Button to confirm. 

4. The day flashes on the LCD Display. Set the day with the **M1/M2** Buttons and press the **START/STOP** Button to confirm. 

NOTE: If the hour format is set to 24h, the day/month display sequence is reversed.

5. The hour flashes on the LCD Display. Set the hour with the **M1/M2** Buttons and press the **START/STOP** Button to confirm.



6. The minutes flash on the LCD Display. Set the minutes with the **M1/M2** Buttons and press the **START/STOP** Button to confirm.

7. The Bluetooth icon flashes on the LCD Display. Use the **M1/M2** Buttons to select (Bluetooth icon appears in the LCD Display) or deselect (Bluetooth icon disappears from the LCD Display) automatic Bluetooth data transfer. Note that Bluetooth transfers may impact battery life. See the “Bluetooth Setup” subsection below for details. Press the **START/STOP** Button to confirm.

8. The User Number icon flashes on the LCD Display. Select a User Number (U1 or U2) with the **M1/M2** Buttons and then press the **START/STOP** Button to confirm and exit. Measurement will start after settings.

Bluetooth® Setup


In addition to displaying and saving measurements locally on the blood pressure monitor itself, you can also transfer measurements to your mobile device via *Bluetooth®*. To do so, you will need to install the “Beurer HealthManager Pro”

app. These apps are freely available in either the Apple App Store or Google Play Store.

System requirements:

- iOS ≥ 14.0, Android ≥ 8.0
- *Bluetooth®* ≥ 4.0

For a list of compatible devices, scan the QR Code below:



To transfer the measured values, proceed as follows:


- Start the app and follow the instructions.
- Select your blood pressure monitor in the app.
- Confirm the pairing request on your smartphone.
- Take a measurement
- If the *Bluetooth®* function is activated, data will be automatically transferred after the measurement.
- (Data transfer at a later point): Go into the memory recall mode for the desired user memory (see “Saving, accessing and deleting measured values”). The data transfer starts automatically.

- Make sure the Beurer mobile app on your smartphone is always activated and open before you start data transfer from the blood pressure monitor.
- Data transfer is in progress when the *Bluetooth®* symbol appears on the LCD Display.

6. MEASURING BLOOD PRESSURE

The blood pressure monitor needs to be at room temperature when measuring. Fundamentally, blood pressure can be measured on both wrists. Blood pressure can vary between the right and left arm, which may mean that the measured blood pressure values are different. Always perform the measurement on the same arm. If the values between the two arms are significantly different, consult your doctor to determine which arm should be used for the measurement.


Positioning the Cuff:



1. With your palm up, place the cuff around your wrist.
2. Position device about half an inch (1 cm) below the bottom of your hand.
3. Secure the cuff with the hook and loop strip so that it fits snugly but does not affect blood circulation.

Correct Posture:

1. Rest for at least five minutes before each measurement.
2. Perform the measurement sitting upright with your arms and back supported and comfortably. Place your feet flat on the floor, do not cross your legs.




3. Always make sure that the cuff is level with your heart.
4. Keep still during the measurement and do not talk.


Positioning indicator

This device has a positioning indicator below the **START/STOP** Button to help determine the correct measuring position of the device at heart level. It changes color depending on the angle of observation.

- Position indicator appears red
 - Incorrect wrist position; wrist is either too high or too low.



- Position indicator appears green and "OK" shows in the indicator window
 - Correct wrist position; start measurement using the **START/STOP** Button.



In the vast majority of use cases, the position indicator provides an excellent guide as to whether the measuring device is at heart level. Due to physical differences such as size and/ or physique on the user side, this function may not be helpful in all cases. If you feel that the wrist position according to the position indicator does not match the level of the heart, use your own judgement.

User Number Selection

This device has two user memories with 120 memory spaces each so you can save measurements from two different people separately. If multiple people are using the device, make sure to set the appropriate user number before measurement. See the "Setting the hour format, date, time, Bluetooth connectivity, and default user number" section for instructions on selecting a desired User Number. The user can also be chosen by pressing the **M1/M2** button when device is shut off.

Performing a Measurement

1. With the Cuff attached properly and in a correct posture, press the **START/STOP** Button. All LCD Display elements will briefly display, before HI appears on the display and measurement will begin after about three seconds. To cancel a measurement at any time, press the **START/STOP** Button.

2. As a measurement concludes, air pressure in the Cuff will release. The pulse symbol (♥) will display, along with systolic and diastolic pressure.

3. An icon will appear in the LCD Display to indicate whether you were sufficiently rested during the measurement (🛌 = Rested, 🚶 = Not rested). See the „Resting Indicator“ subsection below for details.

4. Er_ (where the blank space is a number 1-8) will appear if the measurement was not performed properly. Refer to the „Troubleshooting Guide“ section for details about specific error message numbers and then repeat the measurement.

5. To select a desired user memory, press the M1 or M2 Button. Each of the two user memories can store 120 sets of measurements. If you do not select a user memory, the measurement will be stored in the most recently-used user memory.

6. If *Bluetooth*® data transfer is active, the unit will transmit measurement data to the "beurer HealthManager Pro" mobile app installed on your paired mobile device. The *Bluetooth*® icon will flash while the unit establishes communication with your mobile device and will display when a link is successful. After data is transferred, the unit will shut off. If data transfer is unsuccessful, the error message "Er 7" will display. Also, if the unit cannot establish a *Bluetooth*® connection, the icon will shut off after about 30 seconds and the unit will shut off after about a minute.


NOTE: Remember that you must add the SERIES 800W blood pressure monitor to the "beurer HealthManager Pro" app to enable data transfer.

7. Press the **START/STOP** Button to shut off the blood pressure monitor if needed. The measurement is stored in the selected user memory. The device will also shut itself off after about one minute.

8. Wait at least five minutes before taking another measurement.

7. EVALUATING RESULTS

Irregular Heartbeat:

This device can detect irregular heartbeat patterns during measurement and will indicate them by displaying the Irregular Heartbeat Icon . This could be an indicator for arrhythmia, a condition where the heart rhythm is abnormal. These symptoms (omitted or premature heartbeats, slow or excessively fast heart rate) may be caused, among other things, by heart disease, age, physical predisposition, excessive use of stimulants, stress, or lack of sleep. This function is not designed for diagnosing or treating an arrhythmic disorder. Only your doctor can determine if you do have arrhythmia.

Repeat the measurement if the Irregular Heartbeat Icon displays after a measurement. Rest for at least five minutes between measurements and do not talk or move during measurement. If the icon appears often, contact your doctor, since self-diagnosis and treatment based solely on the test results may be dangerous. It is vital to follow your doctor's instructions.

Risk Classification

Measurements can be classified and assessed by the table below. However, these standard values are only a general

guideline, since individual blood pressure varies in different people and different age groups, etc.

Hypertension Category	Systolic (in mmHg)	Diastolic (in mmHg)	Action	Color for the risk indicator
Grade 3: Severe hypertension	≥ 180	≥ 110	Seek medical advice	Red
Grade 2: Moderate hypertension	160–179	100–109	Seek medical advice	Orange
Grade 1: Mild hypertension	140–159	90–99	Have your doctor check your blood pressure regularly	Yellow
High Normal	130–139	85–89	Have your doctor check your blood pressure regularly	Green
Normal	120–129	80–84	Continue self-monitoring	Green

Hypertension Category	Systolic (in mmHg)	Diastolic (in mmHg)	Action	Color for the risk indicator
Optimal	<120	<80	Continue self-monitoring	Green



Source: WHO, 1999

Consult your doctor regularly for advice. Your doctor will tell you your individual values for normal blood pressure as well as the value above which your blood pressure is classified as dangerous.

The classification on the LCD Display shows where the recorded blood pressure values fall. If the systolic and diastolic values fall into two different categories, the Risk Classification Indicator shows the higher category.

Resting Indicator

A common error made when taking a blood pressure measurement is not ensuring the user's circulatory system is sufficiently at rest. In this case, the measured systolic and diastolic blood pressure values do not correspond to proper blood pressure levels. This blood pressure monitor uses integrated haemodynamic stability diagnostics (HSD) to indicate whether the blood pressure was taken when the user's circulatory system was sufficiently at rest.

	Measured blood pressure value was obtained when the user's circulatory system was sufficiently rested and reliably corresponds to the blood pressure at rest.
	Indicates that the value was obtained when the user's circulatory system was not sufficiently rested. The blood pressure values measured in this case generally do not correspond to the blood pressure at rest. Wait five minutes and remeasure.
No resting indicator symbol displayed	During the measurement it was not possible to determine whether the user's circulatory system was sufficiently at rest. Wait five minutes and remeasure.

If the user's circulatory system was not sufficiently at rest, this can be caused by various factors such as physical or mental strain or distraction, speaking, or experiencing irregular heartbeat during the measurement.

In an overwhelming number of cases, HSD will give a very good guide as to whether the user's circulatory system is rested when taking a blood pressure measurement. However, certain patients suffering from irregular heartbeat or chronic mental conditions may remain haemodynamically unstable even in the long-term, something which persists even after repeated periods of rest. The accuracy of the

results for the blood pressure at rest is reduced in these users. Like any medical measurement method, the precision of HSD is limited and can lead to incorrect results in some cases. Nevertheless, the blood pressure measurements taken when the user's circulatory system is sufficiently at rest represent particularly reliable results.

8. DISPLAYING AND DELETING MEASUREMENTS




User Memory:

Every successful measurement is stored along with its date and time. If there are more than 120 measurements in a user memory bank, the oldest measurement is deleted.

With the unit switched off, press the **M1** (for user 1) or **M2** (for user 2) Button to select a user memory. Confirm selection by pressing the **START/STOP** button.

Average Values:

1. "R" is shown on the display. The average of all saved measurements in the selected user memory is displayed. If *Bluetooth*® is activated (the symbol flashes on the display), the blood pressure monitor attempts to connect to the app. If you press the **M1** Button in the meantime, the transfer is cancelled and the average values of the morning are displayed.
2. Press the relevant Memory Button again; "PM" is shown on the display. The average value of the morning measurements for the last seven days is displayed (morning: 5:00 AM - 9:00 AM).
3. Press the Memory Button a third time; "PM" is shown on the display. The average value of the evening measurements for the last seven days is displayed (evening: 6:00 PM - 8:00 PM).




Individual Measured Values:

1. Press the **M1** Button again and the last individual measurement is displayed. Press the **M1** Button once more to view all previous measurements.
2. To shut the device off, press the **START/STOP** Button. You can exit the menu at any time by pressing the **START/STOP** Button.

Clearing Memory:

1. To clear one of the user memories, you must first select it.
2. Start individual measurement access as described above and select a user memory.
3. Press and hold the **M1** and **M2** Buttons for five seconds. CL01 appears on the LCD Display and all values in the selected user memory will be deleted.



NOTE: To exit the menu at any time, press the **START/STOP** Button.

9. CARE, MAINTENANCE AND DISPOSAL

- Clean the device and cuff with a slightly moistened cloth.
- Do not use detergents or solvents.

- Never immerse the device in water or other liquids.
- When storing the device, make sure no heavy objects are placed on top of it. Remove the batteries. Ensure the Air Tube does not have any sharp kinks.

Disposal

Observe the local regulations for material disposal. Dispose of the device in accordance with local regulations. If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.

10. TROUBLESHOOTING GUIDE

In case of errors, "Er_" will appear in the LCD Display, where "_" is a number 1-8. Error messages may appear if:

Error Message	Possible cause	Solution
Er i	Pressure or pulse could not be measured	Please wait one minute and repeat the measurement. Ensure that you do not talk or move during the measurement

Er2	Movement or speech during measurement	Please wait five minutes and then repeat the measurement.
Er3	The cuff is not attached correctly	Remove and reattach the cuff before repeating the measurement
Er4	An unknown error occurred during measurement	Please wait five minutes and repeat the measurement. Ensure that you do not talk or move during the measurement
Er5	The cuff does not inflate properly or readings are outside measurement range	Remove and reattach the cuff before repeating the measurement
BAT LO	Batteries are almost depleted	Replace the batteries

Er7	Data not transferred via Bluetooth®	Please refer to the instructions in "Bluetooth® Setup" subsection in the "Preparing for Measurement" section.
Er8	Other device error	Please wait five minutes and then repeat the measurement.

11. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	BC 87
Type	BC 87W
Measurement Method	Oscillometric, non-invasive blood pressure measurement on the upper arm
Measurement Range	Cuff pressure 0-299 mmHg, Systolic 60-230 mmHg, Diastolic 40-130 mmHg, Pulse 40-199 beats/minute

12. FCC COMPLIANCE INFORMATION

Upper Arm Blood Pressure Monitor SERIES 800W
 Responsible Party – U.S. Contact InformationBeurer North America LP
 1 Oakwood Boulevard, Suite 255
 Hollywood, FL 33020
 United States
 1-800-536-0366
 info@beurer.com

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant

Display Accuracy	Pressure \pm 3 mmHg, Pulse \pm 5%
Measurement inaccuracy	Max. permissible standard deviation according to clinical testing: systolic 8 mmHg / diastolic 8 mmHg
Memory	2 x 120 memory spaces
Dimensions	2.8 in L x 3.8 in W x 2.8 in H (72 mm L x 96 mm W x 71 mm H)
Weight	4.2 oz (119 g) with cuff, without batteries
Cuff Size	5.3 in - 8.5 in (135 - 215 mm)
Operating Range	41° F - 104° F (5° C - 40° C), 15-90% relative humidity (non-condensing)
Storage Range	-4° F - 140° F (-20° C - 60° C), \leq 93% relative humidity (non-condensing)
Power Supply	2 x 1,5 V AAA batteries
Battery Life	Approx. 300 measurements

to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

13. WARRANTY

Limited Lifetime Warranty For Original Purchaser

Your Beurer Upper Arm Blood Pressure Monitor, model BC 87, is warranted to be free from defects in

materials and workmanship for the life of the product under normal conditions of intended use and service. This warranty extends only to the original retail purchaser and does not extend to retailers or subsequent owners.

We will, at our option, repair or replace the Beurer Upper Arm Blood Pressure Monitor, model BC 87, without additional charge, for any part or parts covered by these written warranties. No refunds will be given. Repair or replacement is our only responsibility and your only remedy under this written warranty. If replacement parts for defective materials are not available, Beurer reserves the right to make product substitutions in lieu of repair or replacement.

For warranty service contact our customer service department at 1-800-536-0366 or at info@beurer.com to provide a description of the problem. If the problem is deemed to be within the scope of the limited lifetime warranty, you will be asked to mail the product at your costs in its original package with proof of purchase, your name, address and phone number. If the problem is not deemed to be within the scope of the limited lifetime warranty, we will provide a quotation for repair respectively replacement and return shipping fee.

This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; misapplication; lack of reasonable care with respect to the product; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; old worn batteries; normal wear; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part as a result of failure to comply with instructions for use or to provide manufacturer's recommended maintenance; transit damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of Beurer. This warranty is void if the product is ever used in a commercial or business environment. The maximum liability of Beurer under this warranty is limited to the purchase price actually paid by the customer for the product covered by the warranty, as confirmed by proof of purchase, regardless of the amount of any other direct or indirect damage suffered by the customer. This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adaptation to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized,

or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS APPLICABLE WRITTEN WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL BEURER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS, IMPLIED OR ANY OTHER THEORY OF LIABILITY, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

Beurer does not authorize anyone, including, but not limited to, retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a retailer or remote purchaser, to obligate Beurer in any way beyond the terms set forth herein.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate in connection with any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior explicitly written consent of Beurer.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. For more information regarding our product line in the USA, please visit: www.beurer.com

Distributed by:
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020, USA
www.beurer.com

Questions or comments? Call our US-based customer service toll free at 1-800-536-0366.

Assembled in China

EMC Guidance

The ME EQUIPMENT or ME SYSTEM is suitable for home healthcare environments

Warning: Don't use near active HF surgical equipment and the RF shielded room of an ME system for magnetic resonance imaging, where the intensity of EM disturbances is high.

Warning: Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally.

Warning: Use of accessories, transducers and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.”

Warning: Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the equipment , including cables specified by the

manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.

Technical description:

1. All necessary instructions for maintaining BASIC SAFETY and ESSENTIAL PERFORMANCE with regard to electromagnetic disturbances for the expected service life.
2. Guidance and manufacturer's declaration -electromagnetic emissions and Immunity

Table 1

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions

Emissions test	Compliance
RF emissions, CISPR 11	Group 1,
RF emissions, CISPR 11	Class B
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Not applicable
Voltage fluctuations/ flicker emissions, IEC 61000-3-3	Not applicable

Table 2
Guidance and manufacturer's declaration -
electromagnetic Immunity

Immunity Test	IEC 60601-1-2 Test level	Compliance level
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV contact ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air	±8 kV contact ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	Not applicable	Not applicable
Surge IEC 61000-4-5	Not applicable	Not applicable
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	Not applicable	Not applicable

Immunity Test	IEC 60601-1-2 Test level	Compliance level
Power frequency magnetic field IEC 61000-4-8	30 A/m 50Hz/60Hz	30 A/m 50Hz/60Hz
Conducted RF IEC61000-4-6	Not applicable	Not applicable
Radiated RF IEC61000-4-3	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM at 1 kHz	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM at 1 kHz
NOTE UT is the a.c. mians voltage prior to application of the test level.		

Table 3

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic Immunity

Test frequency (MHz)	Band (MHz)	Service	Modulation	Maximum Power (W)	Distance (m)	Test Level (V/m)	Compliance level (V/m)	
Radiated RF IEC61000-4-3 (Test specifications for ENCLOSURE PORT IMMUNITY to RF wireless communications equipment)	385	TETRA 400	Pulse modulation 18 Hz	1,8	0.3	27	27	
	450	GMRS 460, FRS 460	FM ± 5 kHz deviation 1 kHz sine	2	0.3	28	28	
	710	LTE Band 13, 17	Pulse modulation 217 Hz	0.2	0.3	9	9	
	745							
	780							
	810	900-960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Pulse modulation 18 Hz	2	0.3	28	28
	870							
	930							

1720 1845 1970	1700-1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	Pulse modulation 217 Hz	2	0.3	28	28						
								2400-2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Pulse modulation 217 Hz	2	0.3	28
5240	5500	5785											

Subject to error and change

Índice

1. NOTAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD.....	29
2. Conozca su instrumento	33
3. Contenido del paquete.....	34
4. Partes Y Controles.....	34
5. Preparación de la medición.....	35
6. Medición de la presión arterial.....	38
7. Evaluación de los resultados.....	41
8. Visualización y eliminación de lecturas	44
9. Cuidado, mantenimiento y desecho.....	45
10. Guía para la solución de problemas.....	45
11. Especificaciones técnicas.....	47
12. Información de conformidad con la FCC.....	48
13. Garantía.....	49

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO

Si el manual de instrucciones está dañado o si ya no lo tiene, llame al servicio al cliente. En la garantía encontrará la información de contacto del servicio.

Estimado cliente:

Gracias por elegir uno de nuestros productos. Nuestro nombre es sinónimo de productos de alta calidad, minuciosamente probados, que se utilizan en las áreas de calefacción, control de peso, presión arterial, temperatura corporal, pulso, terapia moderada, masajes y belleza.

Registre su producto hoy para disfrutar de más beneficios:

- mayor protección por su compra
- consejos sobre salud y bienestar
- información sobre nuevos productos
- servicio al cliente continuo y de gran calidad

Visite www.registerbeurer.com o póngase en contacto con el servicio al cliente llamando al 1-800-536-0366.

Lea atentamente estas instrucciones de uso y consérvelas para poder consultarlas en el futuro. Asegúrese de que estén disponibles para los demás usuarios y tenga en cuenta la información que contienen.


Saludos cordiales,
Su equipo de Beurer






1. NOTAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD




Signos y símbolos

Siempre que se usan, estos signos identifican mensajes de seguridad y de daños materiales, e indican el nivel de gravedad del peligro.

LEA CON ATENCIÓN TODO ESTE MANUAL, LA SECCIÓN DE SEGURIDAD Y TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR SITUACIONES PELIGROSAS Y PARA USAR CORRECTAMENTE ESTE PRODUCTO.

	<p>Este es el símbolo de alerta de seguridad. Le advierte sobre los posibles riesgos de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.</p>
---	--

 ADVERTENCIA	<p>Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o una lesión grave.</p>
 PRECAUCIÓN	<p>Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede causar una lesión menor o moderada.</p>
AVISO	<p>Se refiere a prácticas que no están relacionadas con lesiones, como es el caso de daños al producto o daños materiales.</p>
	<p>Aislamiento de las partes aplicadas tipo BF Parte aplicada con aislamiento galvánico (“F” significa “flotante”); cumple los requisitos relativos a corrientes de fuga para los productos de tipo B.</p>
	<p>Consultar las instrucciones Lea las instrucciones antes de empezar el trabajo o utilizar dispositivos o máquinas.</p>
	<p>Corriente directa El dispositivo solamente es apto para uso con corriente directa.</p>

 Storage/Transport	Temperatura y humedad de almacenamiento y transporte permitidas.
 Operating	Temperatura y humedad de funcionamiento permitidas.
	Número de serie.
IP 22	Este dispositivo está protegido contra la penetración de objetos extraños con un tamaño mayor o igual a 12.5 mm de diámetro y contra la caída de gotas de agua con inclinación.

conocimientos, a menos que estén bajo la supervisión de una persona que sea responsable de su seguridad o que dicha persona los instruya sobre cómo usar el dispositivo. Supervise a los niños que están cerca del dispositivo para asegurarse de que no jueguen con este.

- Las piezas pequeñas pueden representar un riesgo de asfixia para los niños pequeños en caso de ingestión. Por lo tanto, los niños siempre deben estar supervisados.
- Las enfermedades cardiovasculares pueden provocar mediciones incorrectas o presentar un efecto perjudicial sobre la precisión de las mediciones. Lo mismo ocurre con la presión sanguínea muy baja, la diabetes, los problemas circulatorios, las arritmias y los escalofríos o temblores.
- El tensiómetro no debe usarse junto con una unidad quirúrgica de alta frecuencia.
- No use el brazalete en personas que han sido sometidas a mastectomía.
- No coloque el brazalete sobre heridas, ya que esto puede causar otras lesiones.
- Asegúrese de que el brazalete no se coloque en un brazo en el que las arterias o venas estén siendo sometidas a un tratamiento médico; por ejemplo,

ADVERTENCIA. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales graves:

- No utilice el tensiómetro en recién nacidos ni en pacientes con preeclampsia. Consulte a su médico antes de usar el tensiómetro durante el embarazo.
- Este dispositivo no debe ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que carezcan de experiencia o

accesos o terapias intravasculares o una derivación arteriovenosa (AV).

- No utilice el dispositivo al mismo tiempo que otros dispositivos electromédicos (equipos EM). Esto podría provocar funcionamiento incorrecto del dispositivo o medición imprecisa.
- Durante la medición de la presión sanguínea, no debe interrumpirse la circulación de la sangre durante un periodo de tiempo innecesariamente largo. Si el dispositivo funciona incorrectamente, retire el brazalete de la muñeca.
- El dispositivo no es adecuado para su uso en mujeres embarazadas o que puedan estarlo.
- El dispositivo no debe usarse en pacientes con dispositivos eléctricos implantados, como marcapasos cardíacos o desfibriladores.

PRECAUCIÓN. Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños en el producto o en otros objetos:

- Coloque el brazalete únicamente en la muñeca. No lo coloque en otras partes del cuerpo.
- Observe que al inflar, las funciones de la extremidad en cuestión pueden afectarse.

- No realice mediciones con más frecuencia de la necesaria, ya que la reducción del flujo sanguíneo resultante podría provocar lesiones.

AVISO:

- Si no va a utilizar el dispositivo durante un periodo de tiempo prolongado, le recomendamos que retire las baterías.
- No utilice el dispositivo en condiciones de almacenamiento y funcionamiento distintas de las especificadas. Esto podría dar lugar a mediciones incorrectas.
- El dispositivo solamente es para el uso descrito en estas instrucciones. El fabricante no se hace responsable por los daños que cause el uso indebido o imprudente del mismo.
- El uso del tensiómetro fuera de casa o cuando esté viajando (por ejemplo, cuando viaje en automóvil, ambulancia o helicóptero, o cuando esté realizando alguna actividad física, como un deporte) puede influir en la precisión de las mediciones y provocar mediciones incorrectas.
- Utilice únicamente el brazalete incluido en el envío o brazaletes de reemplazo originales. En caso contrario, se obtendrán lecturas incorrectas.

- Proteja el dispositivo contra golpes, humedad, suciedad, cambios drásticos de temperatura y de la luz solar directa.
- Evite que el dispositivo se caiga.
- No utilice el dispositivo cerca de campos electromagnéticos fuertes y manténgalo alejado de los sistemas de radio y los teléfonos celulares.
- Nunca sumerja el tensiómetro ni ninguno de sus componentes en agua u otros líquidos ni derrame agua o líquidos sobre estos, ya que penetrarán en ellos y los dañarán.
- Nunca trate de reparar, abrir o desarmar esta unidad (incluyendo el brazaletes y el accesorio opcional) ni de ajustarla usted mismo. Podría dañar la unidad e impedir su funcionamiento correcto. Si la unidad requiere reparación, llame a nuestro servicio al cliente. En la garantía encontrará la información de contacto del servicio. Antes de presentar cualquier queja, revise las baterías y reemplácelas si es necesario.
- Antes de realizar la medición, el dispositivo debe estar a temperatura ambiente. Si el dispositivo de medición se ha almacenado a una temperatura cercana a la temperatura máxima o mínima de almacenamiento y transporte y se coloca en un entorno con una temperatura de 68 °F (20 °C), se recomienda esperar 2 horas antes de usarlo.

Precauciones de seguridad en el manejo de las baterías

- Use solo el tamaño y tipo de baterías que se especifican.
- Asegúrese de utilizar la polaridad correcta cuando instale las baterías. Las baterías colocadas con la polaridad invertida pueden dañar el dispositivo.
- No combine tipos distintos de baterías (por ejemplo, alcalinas, carbono-zinc o recargables) ni baterías usadas con baterías nuevas. Cuando cambie las baterías, sustitúyalas todas al mismo tiempo.
- Si las baterías del dispositivo están agotadas o el dispositivo no se va a utilizar durante un tiempo prolongado, retire las baterías para evitar daños o lesiones por posible derrame de estas.
- No intente recargar baterías que no estén diseñadas para recargarse: se pueden sobrecalentar y romper (siga las instrucciones del fabricante de la batería).
- No arroje las baterías al fuego, ya que podrían explotar o podría producirse un derrame.
- Limpie los contactos de las baterías y también los del dispositivo antes de instalar las baterías.
- Retire las baterías descargadas del producto y deseche o recicle de acuerdo con la legislación aplicable.

- Mantenga las baterías lejos del alcance de niños y mascotas. Las baterías pueden ser dañinas en caso de ingestión. Si un niño o una mascota llega a ingerir una batería, busque atención médica de inmediato.
- Si la piel o los ojos entran en contacto con el fluido de las baterías, enjuague con agua el área afectada y solicite ayuda médica.
- No desarme, abra ni aplaste las baterías.
- Si se derrama líquido de una pila, póngase guantes protectores y limpie el compartimiento para las baterías con un trapo seco.

Notas sobre compatibilidad electromagnética

- El dispositivo es adecuado para usarse en todos los ambientes indicados en estas instrucciones de uso, incluidos ambientes domésticos.
- El uso del dispositivo puede ser limitado en presencia de interferencias electromagnéticas. Esto podría resultar en problemas como mensajes de error o falla de la pantalla o del dispositivo.
- Evite usar este dispositivo cerca de otros dispositivos, o colócalo encima de otros dispositivos, ya que esto podría causar un funcionamiento incorrecto. Sin embargo, si es necesario usar el dispositivo en la forma mencionada, este y los demás dispositivos deberán vigilarse para asegurar que funcionen correctamente.


- El uso de accesorios que no sean los especificados o los que proporciona el fabricante de este dispositivo puede causar aumento de las emisiones electromagnéticas o disminución de la inmunidad electromagnética del dispositivo; esto puede resultar en funcionamiento incorrecto.
- El incumplimiento de lo anterior puede perjudicar el desempeño del dispositivo.

2. CONOZCA SU INSTRUMENTO

Este tensiómetro realiza mediciones no invasivas y monitorea la presión arterial y la frecuencia cardíaca en pacientes adultos con un perímetro de muñeca de entre 5.3 y 8.5 pulgadas (22 y 42 cm). Usted puede usarlo para medir su presión arterial rápida y fácilmente, guardar los resultados y mostrar las lecturas almacenadas y sus valores promedio. Este dispositivo viene con un indicador de reposo que muestra si el sistema circulatorio del usuario está suficientemente en reposo y listo para la medición. También cuenta con un indicador de ritmo cardíaco irregular, con valores clasificados y evaluados gráficamente de acuerdo con las directrices del sector. Los datos registrados pueden ser útiles para los proveedores de servicios médicos durante el diagnóstico y el tratamiento de los problemas de presión arterial y, por lo tanto, desempeñan un papel importante

en el monitoreo a largo plazo de la salud del usuario. El tensiómetro está diseñado para su uso exclusivo en interiores y en adultos. Por razones de uniformidad, mida siempre su presión arterial a la misma hora cada día. Antes de cada lectura, relájese durante unos cinco minutos. Cuando tome varias lecturas a una misma persona, espere cinco minutos entre cada una. No realice ninguna lectura dentro de 30 minutos después de haber comido, bebido, fumado o hecho ejercicio. Repita la lectura si no está seguro de los resultados. Las lecturas son únicamente para información: no son un sustituto de los exámenes médicos. Hable acerca de dichas mediciones con su médico y nunca base ninguna decisión médica exclusivamente en ellas (por ejemplo, sobre medicamentos y su administración).

4. PARTES Y CONTROLES




1. Indicador de riesgo de presión arterial
2. Pantalla LCD
3. Botón de memoria **M1**
4. Botón **Inicio/Detención** con indicador de posición
5. Botón de memoria **M2**
6. Compartimiento de las baterías
7. Brazaletes

3. CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 tensiómetro para muñeca con brazalete
 - 1 caja de almacenamiento
 - 2 baterías AAA de 1.5 V
- Guía de inicio rápido
- 1 manual de instrucciones

Información de la pantalla LCD




1. Hora y fecha
2. Icono de batería baja
3. Icono de *Bluetooth*®
4. Indicador de reposo
5. Número de usuario
6. Número de espacio de memoria / Valor promedio (R) / Lectura matutina (R^m) / Lectura vespertina (R^v)
7. Pulso
8. Iconos de pulso/latido irregular
9. Indicador de riesgo
10. Presión diastólica
11. Presión sistólica

5. PREPARACIÓN DE LA MEDICIÓN

Inserción/cambio de las baterías

1. Presione la lengüeta en el centro de la tapa del compartimiento de las baterías, ubicada en la parte inferior del dispositivo, para retirarla.
 2. Coloque dos baterías AAA alcalinas (incluidas) de acuerdo con las marcas de polaridad que hay dentro del compartimiento.
- NOTA:** No use baterías recargables.
3. Cierre el compartimiento.

4. “iZh” parpadeará. Ajuste el formato de hora, la fecha y la hora según se describe a continuación. Todas las mediciones guardadas se conservarán.



Configuración del formato de hora, la fecha, la hora, conectividad Bluetooth y el número de usuario predeterminado:

Si no se ajustan la fecha y la hora, las mediciones guardadas no llevarán asociado un sello de tiempo válido.

NOTA: Mantenga presionados los botones **M1** o **M2** para avanzar valores rápidamente.

Se puede acceder al menú de ajustes de dos formas diferentes:

Antes del primer uso y después de cada cambio de baterías:

Cuando introduzca las baterías en el dispositivo, accederá de manera automática al menú correspondiente.

Si ya se han colocado las baterías:

Con el dispositivo apagado mantenga presionado el botón **Inicio/Detención** durante 5 segundos.



1. Seleccione un formato de hora (visualización de 12 o 24 horas) con los botones **M1/M2** y presione el botón **Inicio/Detención** para confirmar.

2. El año parpadeará en la pantalla LCD. Ajuste el año con los botones **M1/M2** y

presione el botón **Inicio/Detención** para confirmar.

3. El mes parpadeará en la pantalla LCD. Ajuste el mes con los botones **M1/M2** y presione el botón **Inicio/Detención** para confirmar.

4. El día parpadeará en la pantalla LCD. Ajuste el día con los botones **M1/M2** y presione el botón **Inicio/Detención** para confirmar.

NOTA: Si el formato de hora está configurado como 24h, se invertirá la secuencia en la que se muestran el día y el mes..

5. La hora parpadeará en la pantalla LCD. Ajuste la hora con los botones **M1/M2** y presione el botón **Inicio/Detención** para confirmar.



6. Los minutos parpadearán en la pantalla LCD. Ajuste los minutos con los botones **M1/M2** y presione el botón **Inicio/Detención** para confirmar.

7. El icono de Bluetooth parpadeará en la pantalla LCD. Utilice los botones **M1/M2** para seleccionar (el icono de Bluetooth aparece en la pantalla LCD) o deseleccione (el icono de Bluetooth desaparece de la pantalla LCD) la transferencia automática de datos por Bluetooth. Tenga en cuenta que las transferencias por Bluetooth pueden afectar a la duración de la batería. Consulte la subsección “Configuración de Bluetooth” a continuación para obtener

más información. Presione el botón **Inicio/Detención** para confirmar.

8. El icono de número de usuario parpadea en la pantalla LCD. Seleccione un número de usuario (U1 o U2) con los botones **M1/M2** y, a continuación, presione el botón **Inicio/Detención** para confirmar y salir. La medición iniciará después de los ajustes.


Configuración de Bluetooth®

Además de visualizar y guardar las mediciones en el propio tensiómetro, también puede transferir las mediciones a su dispositivo móvil a través de *Bluetooth®*. Para esto, deberá instalar la aplicación “Beurer HealthManager Pro”. Estas aplicaciones están disponibles de forma gratuita en Apple App Store o Google Play Store.

Requisitos del sistema:

- iOS a partir de la versión 14.0, Android a partir de la versión 8.0
- *Bluetooth®* a partir de la versión 4.0

Para ver la lista de dispositivos compatibles, escanee este código QR:




Para transferir los valores medidos, siga estos pasos:

- Inicie la aplicación y siga las instrucciones.
- Seleccione su tensiómetro en la aplicación.
- Confirme la solicitud de emparejamiento en su smartphone.
- Realice una medición
- Si la función *Bluetooth®* está activada, los datos se transferirán automáticamente después de la medición.
- (Transferencia de datos en un momento posterior): Vaya al modo de recuperación de memoria para la memoria de usuario deseada (consulte “Guardar, acceder y eliminar valores medidos”). La transmisión de datos se inicia automáticamente.
- Antes de iniciar la transferencia de datos desde el tensiómetro, asegúrese siempre de que la aplicación móvil de Beurer esté activada y abierta en su smartphone.
- La transferencia de datos se estará realizando cuando aparezca el símbolo *Bluetooth®* en la pantalla LCD.

6. MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL

El tensiómetro debe estar a temperatura ambiente durante las mediciones. Básicamente, la presión arterial se puede medir en ambas muñecas. La presión sanguínea puede variar entre el brazo derecho y el izquierdo, lo que puede indicar que los valores medidos de presión sanguínea son diferentes. Realice siempre la medición en el mismo brazo. Si los valores difieren significativamente entre los dos brazos, consulte a su médico para determinar el brazo que debe usarse para las mediciones.


Colocación del brazalete:



1. Con la palma hacia arriba, coloque el brazalete alrededor de la muñeca.
2. Coloque el dispositivo aproximadamente 1 cm (una media pulgada) por debajo de la base de la mano.
3. Fije el brazalete con la tira de velcro de modo que quede bien ajustado, pero que no afecte a la circulación sanguínea.

Postura correcta:

1. Descanse al menos 5 minutos antes de cada medición.
2. Realice la medición sentado en posición erguida, con los brazos y la espalda apoyados y cómodos. No cruce las piernas, coloque sus pies en el piso.





3. Asegúrese siempre de que el brazalete esté al mismo nivel que el corazón.
4. Manténgase quieto durante la medición y no hable.

Indicador de posicionamiento

Este dispositivo tiene un indicador de posición debajo del botón **Inicio/Detención** para ayudar a determinar la posición de medición correcta del dispositivo a la altura del corazón. Cambia de color dependiendo del ángulo de observación.

- El indicador de posición aparece en rojo
 - Posición incorrecta de la muñeca; la muñeca está demasiado alta o demasiado baja.
- El indicador de posición aparece en verde y se muestra “OK” en la ventana del indicador
 - Corrija la posición de la muñeca; inicie la medición con el botón **Inicio/Detención**.




En la gran mayoría de los casos, el indicador de posición ofrece una excelente orientación sobre si el aparato de medición se encuentra a la altura del corazón. Debido a diferencias físicas como el tamaño y/o la complejión física del usuario, esta función puede no resultar útil en todos los casos. Si siente que la posición de la muñeca según el indicador de posición no coincide con el nivel del corazón, utilice su propio criterio.

Selección del número de usuario

Este aparato dispone de dos memorias de usuario con 120 espacios de memoria cada uno, para que pueda guardar mediciones de dos personas distintas por separado. Si varias personas usan el dispositivo, asegúrese de establecer el número de usuario correcto antes de realizar la medición. Consulte el apartado “Configuración del formato de hora, la fecha, la hora, la conectividad Bluetooth y el número de usuario predeterminado” para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar el número de usuario deseado. El usuario también puede seleccionarse presionando el botón **M1/M2** cuando el dispositivo está apagado.

Cómo realizar la medición


1. Una vez que haya colocado correctamente el brazalete y la postura sea adecuada, presione el botón **Inicio/Detención**. Todos los elementos de la pantalla LCD se mostrarán brevemente antes de que HI aparezca en la pantalla y la medición comenzará después de unos tres segundos. Para cancelar una medición en cualquier momento, presione el botón **Inicio/Detención**.
2. En el momento en que termina la medición, se libera la presión de aire del brazalete. El símbolo del pulso (♥) y los valores de presión sistólica y diastólica se mostrarán en la pantalla.
3. Aparecerá un icono en la pantalla LCD para indicar si estuvo suficientemente en reposo durante la medición (=  no en reposo). Consulte la subsección “Indicador de reposo” a continuación para obtener más información.

Er

4. Si la medición no se ha realizado correctamente, aparecerá en la pantalla Er_ (donde el espacio en blanco es un número del 1 al 8). Consulte la sección “Guía para la resolución de problemas” para obtener información más detallada acerca de los diferentes números de mensaje de error, y repita la medición.
5. Para seleccionar el registro de usuario deseado, presione el botón **M1** o **M2**. Cada una de las dos memorias de usuario puede almacenar 120 conjuntos de lecturas. Si no selecciona una memoria de usuario, la lectura se almacenará en la última memoria de usuario que haya utilizado.

7. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

Ritmo cardíaco irregular:

Este dispositivo puede detectar irregularidades del ritmo cardíaco durante la medición y las indicará mostrando el icono de ritmo cardíaco irregular . Esto puede ser un indicio de arritmia, que es una enfermedad en la que el ritmo cardíaco es anómalo. Estos síntomas (palpitaciones o extrasístoles, o pulso demasiado lento o demasiado rápido) pueden ser provocados por factores como las cardiopatías, la edad, la predisposición física, el exceso de estimulantes, el estrés o la falta de sueño. Esta función no está diseñada para diagnosticar ni tratar arritmias. Solo un médico puede determinar si realmente tiene arritmia.

Repita la medición si, después de hacerla, aparece en la pantalla el icono de ritmo cardíaco irregular. Descanse durante al menos 5 minutos entre mediciones y no hable ni se mueva durante las mismas. Si aparece el icono con frecuencia, consulte a su médico, ya que el autodiagnóstico y tratamiento basados únicamente en los resultados de estas pruebas pueden resultar peligrosos. Es imprescindible seguir las indicaciones de su médico.

6. Si la transferencia de datos por *Bluetooth*[®] está activa, la unidad transmitirá los datos de medición a la aplicación móvil “Beurer HealthManager Pro” instalada en su dispositivo móvil emparejado. El icono de *Bluetooth*[®] parpadeará mientras la unidad establece la comunicación con su dispositivo móvil y quedará fijo cuando se realice correctamente un enlace. Después de transferir los datos, la unidad se apagará. Si la transferencia de datos no se realiza correctamente, aparecerá el mensaje de error “Er 7”. Además, si la unidad no puede establecer una conexión *Bluetooth*[®], el icono se apagará después de unos 30 segundos y la unidad se apagará después de aproximadamente un minuto.

NOTA: Recuerde que debe añadir el tensiómetro SERIE 800W a la aplicación “Beurer HealthManager Pro” para permitir la transferencia de datos.

7. Presione el botón **Inicio/Detención** para apagar el tensiómetro de ser necesario. La lectura se guardará en la memoria de usuario seleccionada. El dispositivo también se apagará por sí solo después de aproximadamente un minuto.

8. Espere al menos 5 minutos antes de tomar otra lectura.

Clasificación del riesgo

Las lecturas se pueden clasificar y evaluar mediante la tabla que se muestra a continuación. Sin embargo, estos valores estándar solamente sirven como pauta general, ya que la presión arterial individual varía entre diferentes personas, grupos de edad, etc.

Categoría de hipertensión	Sistólica (en mm de Hg)	Diastólica (en mm de Hg)	Medida	Color para el indicador de riesgo
Grado 3: Hipertensión grave	≥ 180	≥ 110	Obtenga recomendaciones médicas	Rojo
Grado 2: Hipertensión moderada	160 – 179	100 – 109	Obtenga recomendaciones médicas	Naranja
Grado 1: Hipertensión leve	140 – 159	90 – 99	Pida a su médico que revise su presión arterial regularmente	Amarillo

Categoría de hipertensión	Sistólica (en mm de Hg)	Diastólica (en mm de Hg)	Medida	Color para el indicador de riesgo
Normal alta	130 – 139	85 – 89	Pida a su médico que revise su presión arterial regularmente	Verde
Normal	120 – 129	80 – 84	Automonitorio continuo	Verde
Óptima	< 120	< 80	Automonitorio continuo	Verde

Fuente: OMS, 1999

Consulte a su médico periódicamente. Su médico le informará de sus valores personales de presión arterial normal, así como del valor por encima del cual su presión sanguínea se puede clasificar como peligrosa.

La clasificación en la pantalla LCD muestra dónde se incluyen los valores de presión arterial registrados. Si los valores de presión sistólica y diastólica están en dos

categorías diferentes, el indicador de clasificación del riesgo mostrará la categoría más alta.



Indicador de reposo

Un error habitual al realizar una medición de la presión arterial es no garantizar que el sistema circulatorio del usuario esté suficientemente en reposo. En este caso, los valores de presión arterial sistólica y diastólica medidos no corresponden con los niveles de presión arterial adecuados. Este tensiómetro utiliza un diagnóstico integrado de estabilidad hemodinámica (HSD) para indicar si la presión arterial se tomó cuando el sistema circulatorio del usuario estaba suficientemente en reposo.

<p>No se muestra ningún símbolo de indicación de reposo</p>	<p>Durante la medición no se pudo determinar si el sistema circulatorio del usuario estaba suficientemente en reposo. Espere cinco minutos y vuelva a medir.</p>
---	--

Si el sistema circulatorio del usuario no está suficientemente en reposo, puede deberse a diversos factores, como el esfuerzo físico o mental, la distracción, hablar o sufrir latidos irregulares durante la medición.

En un número abrumador de casos, el diagnóstico de estabilidad hemodinámica proporcionará una muy buena guía sobre si el sistema circulatorio del usuario está en reposo cuando se toma una medición de la presión arterial. Sin embargo, ciertos pacientes que sufren de pulso irregular o de afecciones mentales crónicas pueden permanecer hemodinámicamente inestables incluso a largo plazo, algo que persiste incluso tras repetidos periodos de descanso. La precisión de los resultados de la presión arterial en reposo se reduce en estos usuarios. Como cualquier otro método de medición médico, el diagnóstico de la estabilidad hemodinámica tiene una precisión limitada y, en algunos casos, puede llevar a resultados incorrectos. Sin embargo, las mediciones de la presión arterial realizadas cuando el

	<p>El valor de presión arterial medido se obtuvo cuando el sistema circulatorio del usuario estaba suficientemente en reposo y corresponde de forma confiable a la presión arterial en reposo.</p>
	<p>Indica que el valor se obtuvo cuando el sistema circulatorio del usuario no estaba suficientemente en reposo. Por lo general, los valores de presión arterial medidos en este caso no corresponden con la presión arterial en reposo. Espere cinco minutos y vuelva a medir.</p>

sistema circulatorio del usuario está suficientemente en reposo representan resultados especialmente confiables.

8. VISUALIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE LECTURAS




Memoria de usuario:

Cada lectura correcta se guarda junto con la fecha y la hora. Si hay más de 120 lecturas en un banco de memoria de usuario, se eliminará la lectura más antigua.

Con la unidad apagada, presione el botón **M1** (para el usuario 1) o **M2** (para el usuario 2) para seleccionar un registro de usuario. Confirme la selección presionando el botón **Inicio/Detención**.

Valores promedio:

1. Aparece "P" en la pantalla. Se mostrará el valor promedio de todas las lecturas guardadas en la memoria de usuario seleccionada. Si el *Bluetooth*® está activado (el símbolo parpadea en la pantalla), el tensiómetro intenta conectarse con la aplicación. Si presiona el botón **M1** mientras tanto, la transferencia se cancela y se muestran los valores promedio de la mañana.
2. Vuelva a presionar el botón Memoria otra vez; "P" se muestra en la pantalla. Se mostrará el valor promedio de las lecturas matinales de los últimos siete días (5:00 a. m. - 9:00 a. m.).
3. Presione el botón Memoria una tercera vez; "P" se muestra en la pantalla. Se mostrará el valor promedio de las lecturas vespertinas de los últimos siete días (tarde: 6:00 p. m. - 8:00 p. m.).




Valores de las lecturas individuales:

1. Presione nuevamente el botón **M1**: se mostrará la última lectura individual. Presione el botón **M1** una vez más para ver todas las mediciones anteriores.
2. Para apagar el dispositivo, presione el botón **Inicio/Detención**.

Puede salir del menú en cualquier momento presionando el botón **Inicio/Detención** .

Borrado de la memoria:

1. Para vaciar el contenido de una determinada memoria de usuario, primero debe seleccionarla.
2. Ingrese a las lecturas individuales como se indicó anteriormente y seleccione una memoria de usuario.
3. Mantenga presionados los botones **M1** y **M2** durante cinco segundos. En la pantalla aparece CL01 y se eliminarán todos los valores almacenados en la memoria de usuario seleccionada.



NOTA: Para salir del menú en cualquier momento, presione el botón **Inicio/Detención**.

9. CUIDADO, MANTENIMIENTO Y DESECHO

- Limpie el dispositivo y el brazaletes con un paño ligeramente húmedo.
- No use detergentes ni solventes.
- Nunca sumerja el dispositivo en agua ni en otros líquidos.
- Cuando almacene el dispositivo, asegúrese de que no se pongan objetos pesados sobre él. Retire las baterías. Asegúrese de que el tubo de aire no tenga torceduras.

Desecho

Respete las normas locales para el desecho de materiales. Deseche el dispositivo de acuerdo con las normas locales. Si tiene alguna pregunta, consulte a las autoridades locales responsables del desecho de residuos.

10. GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de errores, aparecerá en la pantalla LCD el mensaje “Er _”, en el que “_” es un número de 1-8. Los mensajes de error pueden aparecer si:

Mensaje de error	Causa posible	Solución
Er 1	No se ha podido medir el pulso o la presión	Espera un minuto y repita la medición. Asegúrese de no hablar o moverse durante la medición
Er 2	Movimiento o habla durante la medición	Espera cinco minutos y luego repita la medición.
Er 3	El brazalete no está bien sujeto	Retire y vuelva a colocar el brazalete antes de repetir la medición
Er 4	Se ha producido un error desconocido durante la medición	Espera cinco minutos y repita la medición. Asegúrese de no hablar o moverse durante la medición

Mensaje de error	Causa posible	Solución
Er 5	El brazalete no se infla correctamente o las lecturas están fuera del rango de medición	Retire y vuelva a colocar el brazalete antes de repetir la medición
BAT LO	Las baterías están casi agotadas	Reemplace las baterías
Er 7	Los datos no se transmiten por Bluetooth®	Consulte las instrucciones en la subsección “Configuración de Bluetooth®” en la sección “Preparación de la medición”.
Er 8	Otro error del dispositivo	Espera cinco minutos y luego repita la medición.

11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	BC 87
Tipo	BC 87W
Método de medición	Medición de presión arterial oscilométrica, no invasiva, en el brazo
Rango de medición	Presión del brazalete: 0-299 mmHg Presión sistólica: 60–230 mmHg Presión diastólica: 40–130 mmHg Pulso 40–199 latidos por minuto
Exactitud de la pantalla	Presión \pm 3 mm de Hg Pulso \pm 5 %
Desviación en la medición	Máxima desviación estándar permitida según las pruebas clínicas: sistólica 8 mm de Hg / diastólica 8 mm de Hg
Memoria	2 x 120 espacios de memoria
Dimensiones	2.8 pulgadas L x 3.8 pulgadas A x 2.8 pulgadas H (72 mm L x 96 mm A x 71 mm H)

Peso	4.2 oz (119 g) con brazalete y sin baterías
Tamaño de brazalete	5.3 – 8.5 pulgadas (135 - 215 mm)
Rango de operación:	41 °F – 104 °F (5 °C – 40 °C), 15 - 90 % de humedad relativa (sin condensación)
Rango de almacenamiento	-4 °F – 140 °F (-20 °C – 60 °C), \leq 93 % de humedad relativa (sin condensación)
Alimentación	2 baterías AAA de 1.5 V
Duración de la batería	Aprox. 300 mediciones

12. INFORMACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA FCC

Tensiómetro para muñeca SERIE 800W

Parte responsable - EE. UU. Información de contacto

Beurer North America LP

1 Oakwood Boulevard, Suite 255

Hollywood, FL 33020

Estados Unidos

1-800-536-0366

info@beurer.com

Declaración de conformidad con la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no podrá causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que podrían causar funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones que la parte responsable del cumplimiento no apruebe expresamente podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se determinó que cumple con los límites para los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites sirven para proporcionar protección razonable contra la interferencia dañina en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo efectivamente causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma o circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión.

13. GARANTÍA

Garantía limitada de por vida para el comprador original

Su tensiómetro para muñeca Beurer, modelo BC 87, está garantizado de estar libre de defectos en los materiales y mano de obra durante la vida útil del producto bajo las condiciones normales del uso y servicio propuestos. Esta garantía se aplica solamente al comprador original y no se extiende a vendedores minoristas o propietarios subsecuentes.

A nuestra discreción, repararemos o reemplazaremos el tensiómetro para muñeca Beurer, modelo BC 87, sin cargo adicional, por cualquier parte o partes cubiertas por esta garantía escrita. No se harán reembolsos. La reparación o reemplazo es nuestra única responsabilidad y el único recurso con que usted cuenta según esta garantía escrita. Si no hay partes de repuesto disponibles para los materiales defectuosos, Beurer se reserva el derecho de hacer sustituciones del producto en lugar de la reparación o reemplazo.

Para obtener servicio de garantía, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al teléfono 1-800-536-0366 o escriba a info@beurer.com para

proporcionar una descripción del problema. Si se considera que el problema está dentro del alcance de la garantía limitada de por vida, se le pedirá que envíe el producto, a su cargo, en su empaque original con el comprobante de compra, su nombre, domicilio y número telefónico. Si se considera que el problema no está cubierto por la garantía limitada de por vida, le enviaremos una cotización para la reparación o reemplazo, así como del costo del transporte.

Esta garantía no cubre daños causados por mal uso o abuso; accidente; conexión de accesorios no autorizados; alteración del producto; instalación incorrecta; aplicación errónea; falta de cuidado razonable con respecto al producto; reparaciones o modificaciones no autorizadas; uso indebido de alimentación o energía eléctrica; baterías usadas desgastadas; desgaste normal; falta de potencia; producto que sufrió una caída; mal funcionamiento o daño de una parte operativa por no cumplir con las instrucciones de uso o no proporcionar el mantenimiento recomendado por el fabricante; daño en el transporte; robo; negligencia; vandalismo; condiciones ambientales; pérdida del uso durante el periodo en que el producto esté en una instalación de reparación o en espera de partes o reparación por otra causa; o cualquier condición de otro tipo que esté fuera del control de Beurer. Esta garantía se anula si el producto se usa alguna vez en un ambiente comercial o empresarial.

La máxima responsabilidad de Beurer según esta garantía se limita al precio de compra que el cliente haya pagado realmente por el producto cubierto por la garantía, según se confirme mediante prueba de compra, independientemente del monto de cualquier otro daño directo o indirecto que sufra el cliente.

Esta garantía es efectiva solamente si el producto se usa en el país en el que se compró. Un producto que requiera modificaciones o adaptaciones para que pueda funcionar en cualquier otro país que no sea el país para el cual fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, así como la reparación de productos dañados debido a esas modificaciones, no está cubierto por esta garantía.

LA GARANTÍA AQUÍ PROPORCIONADA SERÁ LA GARANTÍA ÚNICA Y EXCLUSIVA. CUALESQUIERA GARANTÍAS, OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, PERO NO LIMITADAS A, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN CUANTO A DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA APLICABLE.

Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones acerca de la duración de las garantías implícitas, de manera que las limitaciones anteriores podrían no ser aplicables para usted.

EN NINGÚN CASO BEURER SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO O CONSECUENTE POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA, IMPLÍCITA O DERIVADA DE CUALQUIER OTRA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de manera que la limitación anterior podría no ser aplicable para usted.

Beurer no autoriza a ninguna persona, incluyendo, entre otros, vendedores minoristas, el comprador consumidor posterior del producto de un vendedor minorista o comprador remoto, a responsabilizar a Beurer de cualquier forma más allá de los términos establecidos en la presente.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, reempacados o resellados, incluyendo, entre otros, la venta de dichos productos en sitios de subasta de Internet o de productos de revendedores de excedentes o en volumen. Cualesquiera garantías cesarán y terminarán inmediatamente en relación con los productos o partes de los mismos que sean reparadas, reemplazadas, alteradas o modificadas sin el consentimiento explícito por escrito de parte de Beurer.

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos que pueden variar de una jurisdicción a otra.

Para más información respecto de nuestra línea de productos en los Estados Unidos de América, visite: www.beurer.com

Distribuido por:

Beurer North America LP

1 Oakwood Boulevard, Suite 255

Hollywood, FL 33020, Estados Unidos

www.beurer.com

¿Preguntas o comentarios? Llame a nuestro servicio al cliente en Estados Unidos gratis al teléfono 1-800-536-0366

Ensamblado en China

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer North America LP is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.