	<b>CEFLA DENTAL GROUP</b>			PAGINA
	<b>Labelling</b>	CODICE <b>PE-069F</b>	REVISIONE <b>1</b>	Nr. 1 di 4
	<b>MYRAY RX DC</b>			


## LABELLING X-RAY UNIT MYRAY RX DC (Technical File n°069)

### X-RAY GENERATOR




#### Content:

1. LIST OF LABEL PLATES.....	2
------------------------------	---


Redatto da: <b>Baldini A. / Righini D. / Rivalta B.</b>				Approvato da: <b>Pasini Alessandro</b>			
CONTROLLO DOCUMENTO							
Documento	<b>PE-069F</b>			Piano di etichettatura RADIOGRAFICO MYRAY RX DC			
Revisione	Indice	<b>1</b>	del	<b>16/12/2008</b>	Controllo pagine		<b>1 di 4</b>
Posizione documento	U:\Endorale DC\Documenti\Certificazione FCC\PE069F-1.doc						





	<b>CEFLA DENTAL GROUP</b>			PAGINA
	<b>Labelling</b>	CODICE <b>PE-069F</b>	REVISIONE <b>1</b>	Nr. 2 di 4
	<b>MYRAY RX DC</b>			

## 1. LIST OF LABEL PLATES


Label plate	Label plate position	Data
<p>97780791</p>  <p><b>230 V control panel plate MAIN PLATE (50x25 mm)</b></p>	<p>On the control panel, near the power switch</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manufacturer's name and address</li> <li>• Device's name</li> <li>• MYRAY logo</li> <li>• Serial Number</li> <li>• Technical data</li> <li>• Conformity marks</li> <li>• FCC logo</li> <li>• Symbols</li> <li>• Manufacture date</li> </ul>
<p>97780818</p>  <p><b>115 V control panel plate MAIN PLATE (50x25 mm)</b></p>		



Codice documento	<b>PE-069F</b>	Indice revisione	<b>1</b>	del	<b>16/12/2008</b>	Pag. 2 di 4
Posizione documento	U:\Endorale DC\Documenti\Certificazione FCC\PE069F-1.doc					

	<b>CEFLA DENTAL GROUP</b>			PAGINA
	<b>Labelling</b>	CODICE <b>PE-069F</b>	REVISIONE <b>1</b>	Nr. 3 di 4
	<b>MYRAY RX DC</b>			

Label plate	Label plate position	Data
<p>97780817</p>  <p>Generator plate (50x25 mm)</p>	 <p>On the head</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manufacturer's name and address</li> <li>• MYRAY logo</li> <li>• Serial Number</li> <li>• Technical data</li> <li>• Symbols</li> <li>• Manufacture date</li> <li>• X-ray tube serial number</li> <li>• FCC ID</li> <li>• Part number</li> </ul>
<p>97780820</p>  <p>Rectangular beam limiter plate (50x25 mm)</p>	 <p>Inside the beam limiter</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manufacturer's name and address</li> <li>• Part number</li> <li>• Technical data</li> <li>• Manufacture date</li> <li>• DHHS complies</li> </ul>

Codice documento	<b>PE-069F</b>	Indice revisione	<b>1</b>	del	<b>16/12/2008</b>	Pag. 3 di 4
Posizione documento	U:\Endorale DC\Documenti\Certificazione FCC\PE069F-1.doc					

	<b>CEFLA DENTAL GROUP</b>			PAGINA
	<b>Labelling</b>	CODICE <b>PE-069F</b>	REVISIONE <b>1</b>	Nr. 4 di 4
	<b>MYRAY RX DC</b>			

Label plate	Label plate position	Data
<p>97780856</p>  <p><b>WARNING</b> THIS X RAY UNIT MAY BE DANGEROUS TO PATIENT AND OPERATOR UNLESS SAFE EXPOSURE FACTORS OPERATING INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE SCHEDULES ARE OBSERVED</p> <p>CEFLA S.C. Dental Group</p> <p><b>Complies with DHHS radiation performance standards 21CFR Subchapter J.</b></p> <p><b>WARNING and DHHS plate (80 x 22 mm)</b></p>	 <p>On the control panel</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manufacturer's name</li> <li>• Warnings</li> <li>• DHHS complies</li> </ul>

Codice documento	<b>PE-069F</b>	Indice revisione	<b>1</b>	del	<b>16/12/2008</b>	Pag. 4 di 4
Posizione documento	U:\Endorale DC\Documenti\Certificazione FCC\PE069F-1.doc					