


Standardie	BIOE
	BIOS
	CORR
	LIT
	MSEI
Allgemein	MSEB
	MED
	MEI
	MLV-2
	MLV-4
EG	OEM
	QBS
	QEK
	QKT
	OSM
	BMA
	BMF
	BMK
	BMT
	EGK
EI	EGP
	MKG
	EXE
	EIB-1
EE / EL	EIC
	EID-3
	EED-
	EED-2
SM	EEP-
	EER-
	EEZ-
	ELA-
	ELF-1
	ELF-2
	ELF-
	SMA
	SME
	SMF-
	SMF-
	SMF-6



	Benennung	Pos. 1	Pos. 4
356073	Mobilteil, kompl. Telex III	356071	356092
359592	Mobilteil, kompl. Telex III US	359586	359585
358226	Mobilteil, kompl. Telex III CA	359593	356092

Beschriftung Pos. 6
Zur Beschriftung ausschließlich dokumentenechtes Thermotransferband
60mm breit benutzen [Sachnr. 128961].


356073
Mobilteil, kompl. Telex III

358226
Mobilteil, kompl. Telex III CA

359592
Mobilteil, kompl. Telex III US



M 1:2



Montagehinweis:
- bei Montage von Pos 2 und Pos. 1 darauf achten,
dass das Antennenblech im Stecker sitzt.
Pos. 10 einschieben und mit Riegel fixieren.

Max. Schraubenanzugsmoment 0,2 Nm.

H	Typens. geänd. ISO7000-0626 hinz.	Konrad Weber	CRQ-11-00225	31.Jan.2012	
G	358017 SD CARD Holder entf.	Konrad Weber	CRQ-08-00376	02.Jun.2008	Oliver Krips
F	359592 hinzu, 358226 geänd.	Konrad Weber	CRQ-06-00971	20.Dez.2006	Enrico Brzank
Änderung		Geänd.	CRQ/PAE	Gültig ab	Gepr.
Werkstoff siehe Zeichnungsangabe				Datum	Name
				Gez.	13.Sep.2005 Konrad Weber
				Gepr.	23.Nov.2005 Thomas Scherzer
Zulässige Abweichungen DIN ISO 2768 - m				Gepr.	

Maßstab	1:1	BIOTRONIK
---------	-----	-----------

Benennung		Mobilteil. komplett TELEX III
Zeichnungs-Nr.		356073
Status		Arbeit